

koalaa

Siliconen Borstkolf | Silicon Breast Pump |
Silicon Milchpumpe



NL Silicone borstkolf

1. Zorg ervoor dat de Koalaa® siliconen borstkolf vóór gebruik grondig is gereinigd en gesteriliseerd.
2. Plaats de bovenkant van de kolf over je tepel. Zorg dat je tepel in de hals van de kolf en comfortabel zit.
3. Laat de kolf zich vastzuigen op je borst. Dit zal je misschien een paar keer moeten aanpassen. Als de kolf eenmaal vast en comfortabel zit, knijp je een paar keer aan de onderkant van de kolf om de kolf in werking te zetten.
4. Masseer zachtjes de bovenkant van uw borst om de melkstroom te stimuleren.
5. Als de melk eenmaal begint te stromen, hoeft u niets meer te doen en laat je de kolf simpelweg zijn werk doen.
6. **Leeg de borstkolf:** Zodra de kolf vol is, giet je deze in de fles of in de opbergzakjes en zet hem terug of kies ervoor om het deksel erop te plaatsen.
7. **Reinig na elk gebruik:** dit product kan worden gesteriliseerd met elk sterilisatieapparaat of in kokend water. Bekijk onze Koalaa® dubbele flessenwarmer inclusief sterilisatie.
8. Plaats de dop na elk gebruik op de borstkolf.

*Raadpleeg altijd een arts over de dieetwensen als u of uw kind ziek is of medicijnen gebruikt.

Wij danken je voor de aankoop van ons product!

Wij streven ernaar om steeds betere producten, klantvriendelijke diensten, betere prijzen en de beste service aan te bieden voor onze klanten. Wij hebben een groot aanbod aan producten, geschikt voor ieders keuze. We nodigen je daarom ook uit om een kijkje te nemen op onze website www.koalaa-shop.com

Gebruikshandleiding | Instruction Manual |

Benutzerhandbuch

EN Silicone Breast Pump

1. Make sure that the Koalaa® Silicone Breast Pump is thoroughly cleaned and sterilized before use.
 2. Place the lid of silicone breast pump over your nipple: Ensure your nipple is in the neck of the pump and comfortable.
 3. **Apply suction:** You may need to adjust a couple of times for efficacy. Once the breast pump is secure and comfortable, you can squeeze the base of the pump (not interfering with the top/suction) to create some movement.
 4. Gently massage the top of your breast to encourage milk flow.
- Tip:** Placing a warm flannel on your breast will help milk flow also.
5. Let the breast pump do its thing! Once milk begins to flow, simply leave the pump to pump your milk unaided.
 6. **Empty the breast pump:** Once the pump is full, empty into the milk storage bottle / bag of your choice and reposition. Or choose to place the lid on top.
 7. **Clean after each use:** This product can be sterilized with any steam sterilizing system or in boiling water. See our Koalaa® double bottle warmer which includes sterilization.
 8. Place the lid after every use back on top of the breast pump.

*Please always consult with a medical professional regarding dietary requirements if you or your child is ill or on medication.

Thank you for purchasing our product!

We strive to offer better products, customer-friendly services, better prices and the best service for our customers. We have a wide range of products, suitable for everyone's choice. We therefore invite you to take a look at our website www.koalaa-shop.com

DE Silicon Milchpumpe

1. Stellen Sie sicher, dass die Koalaa® Silikon-Milchpumpe vor dem Gebrauch gründlich gereinigt und sterilisiert wird.
 2. Platzieren Sie die Oberseite der Silikon-Milchpumpe über Ihrer Brustwarze: Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Brustwarze im Hals der Pumpe befindet und bequem ist.
 3. **Absaugen:** Möglicherweise müssen Sie die Wirksamkeit einige Male anpassen. Sobald die Milchpumpe sicher und bequem ist, können Sie die Basis der Pumpe zusammendrücken (ohne das Oberteil/ die Saugkraft zu beeinträchtigen), um eine Bewegung zu erzeugen.
 4. Massieren Sie sanft die Oberseite Ihrer Brust, um den Milchfluss zu fördern.
- Tip:** Wenn Sie ein warmes Flanell auf Ihre Brust legen, wird auch der Milchfluss unterstützt.
5. Lassen Sie die Milchpumpe ihr Ding machen! Sobald die Milch zu fließen beginnt, lassen Sie einfach die Pumpe, um Ihre Milch ohne Hilfe zu pumpen.
 6. **Entleeren Sie die Milchpumpe:** Sobald die Pumpe voll ist, leeren Sie sie in die Milchaufbewahrungsflasche / den Milchbeutel Ihrer Wahl und positionieren Sie sie neu. Oder setzen Sie den Deckel auf.
 7. **Nach jedem Gebrauch reinigen:** Dieses Produkt kann mit jedem Dampfsterilisationssystem oder in kochendem Wasser sterilisiert werden. Sehen Sie sich unseren Koalaa® Doppelflaschenwärmer mit Sterilisation an.

* Bitte konsultieren Sie immer einen Arzt bezüglich der Ernährungsbedürfnisse, wenn Sie oder Ihr Kind krank sind oder Medikamente einnehmen.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Wir bemühen uns, unseren Kunden bessere Produkte, kundenfreundlichen Service, bessere Preise und den besten Service zu bieten. Wir haben eine breite Produktpalette, die für jedern geeignet ist.

Wir laden Sie daher ein, einen Blick auf unsere Website www.koalaa-shop.com zu werfen.