

## Warnings

- Put small part of tape on your skin for testing before applying the whole part
- Slightly "fold in" your lips before applying the tape
- Moisten your lips slightly before applying the tape
- If you have dry lips, it could indicate dehydration and you may need to drink more water
- Remove the tape carefully when taking it off in the morning
- Use your tongue to first moisten your lips and then push out the tape from within
- If you have irritating redness or swollen, please stop using and go for a doctor
- Don't use if you have sensitive skin and get sore lips
- Don't use if you have a cold
- take off from above to under

This product is not intended for :

- children under the age of 6
- those with breathing disorders
- heart conditions or nasal congestion
- risk of vomiting
- with the use of alcohol or sedatives
- those unable to remove the tape on their own
- not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease and/or health condition.

## Instructions

1. clean the lips and skin around
2. dry the lips and skin around
3. remove the sticker from the sheet
4. gently press your lips together
5. stick the tape on the mouth and press the edges well for 30 seconds



[www.dorby.eu](http://www.dorby.eu)



@dorby\_official



## Waarschuwingen

- Leg een klein deel van de tape op je huid om te testen voordat je het hele deel aanbrengt
- Vouw je lippen een beetje in voordat je de tape aanbrengt
- Bevochtig je lippen een beetje voordat je de tape aanbrengt
- Als u droge lippen heeft, kan dit duiden op uitdroging en moet u mogelijk meer water drinken
- Verwijder de tape voorzichtig bij het verwijderen in de ochtend
- Gebruik je tong om eerst je lippen te bevochtigen en duw vervolgens de tape van binnenuit naar buiten
- Als u irriterende roodheid of gezwollenheid heeft, stop dan met het gebruik en ga naar een arts
- Niet gebruiken Als u een gevoelige huid heeft en pijnlijke lippen krijgt
- Niet gebruiken als je verkouden bent
- haal de tape van boven naar beneden eraf

Dit product is niet bedoeld voor:

- kinderen onder de 6
- mensen met ademhalingsstoornissen
- hartaandoeningen of verstopte neus
- risico op braken
- met het gebruik van alcohol of kalmerende middelen
- degenen die de tape niet zelf kunnen verwijderen
- niet bedoeld om een ziekte en/of gezondheidstoestand te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

## Gebruiksaanwijzing

1. maak de lippen en huid erom heen schoon
2. maak de lippen en huid eromheen droog
3. haal de sticker van het vel
4. druk de lippen rustig naar binnen op elkaar
5. plak de sleeptape op de mond en druk de randjes 30 seconden goed aan

