



FitGo - Ideeën voor gezondheid

Gezondheid & fitness

Gebruikershandleiding

Bluetooth

Lichaamsvetweegschaal



iOS App



Android App

Gemakkelijke Synchronisatie Met



Apple Health



Google Fit

Mobiel & Apparaat



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

12 parameters in 1 meting



Meerdere Gebruikers

8 gebruikers delen één gebruikersaccount op het apparaat.

Doelgewicht

Gebruikers kunnen hun eigen doelgewicht instellen om hun eigen gezondheidsplan aan te passen.

Voor Het Eerste Gebruik

1. Plaatsing van de batterijen

Open de batterijlade, plaats de batterijen met de juiste polariteit.

2. Installatie van de app


Scan de QR-code op het bovenstaande, of download "FitGo" van App Store of Android Google Play.

3. Registratie

Zet bluetooth aan op het mobiele apparaat, start de App "FitGo", volg de App instructies.

App instructies

1. Doelgewicht bewerken/familie- 2. Klik op "Me"- "Setting", stel dan lid toevoegen (in totaal 8 leden) eenheid/gezondheidsindex/taal in zoals u wenst. 3. Kies dan de gebruiker en sta op de weegschaal.



4. 12 soorten meetdata Zullen als volgt verschijnen:



5. Klik op "Charts", en dan geschiedenis meetdata kennen.

Opgelet

1. Gebruik de weegschaal niet bij mensen met lichaamsimplantaten zoals een pacemaker, artificiële ledematen, anticonceptiemiddelen, of metalen platen of schroeven. Hierdoor kan het apparaat slecht gaan werken of een onnauwkeurig resultaat geven. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
2. Zorg voor een goed contact tussen blote voeten en de metalen elektroden, anders geeft het apparaat alleen uw gewicht weer.
3. Zorg ervoor dat de weegschaal op een plat, effen en stevig oppervlak staat. Vermijd tapijt of zachte oppervlakken.
4. Het oppervlak van de weegschaal is glad als het nat is. Zorg ervoor dat zowel het glas als uw voeten droog zijn voor gebruik.
5. Deze weegschaal is niet waterdicht. Niet blootstellen aan vocht.
6. Reinig de weegschaal met een licht vochtige doek. Gebruik geen chemische/schurende schoonmaakmiddelen om de weegschaal te reinigen.
7. Verwijder de batterijen als de weegschaal gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
8. Het toestel is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
9. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.



FitGo - Ideas for health
Health & fitness

User Guide

Bluetooth Body Fat Scale



iOS App



Android App

One-click sync with



Apple Health



Mobile&Device



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

12 parameters in 1 measurement



Multi Users

8 users share one user account in the device.

Target weight

Users can set their own target weight to customize their own health plan.

For First Use

1. Battery Installation

Open the battery door, put into batteries with correct polarity.

2. App Installation


Scan the QR code on the above, or download "FitGo" from App Store or Android Google Play.

3. Registration

Turn on bluetooth on mobile device, run the App"FitGo", follow the App instructions.

APP Instruction


1. Target Weight Edit/Family Member Add(total 8 members)



2. Click"Me"->"Setting",then set unit/health index/language as you want.




3. Then choose the user and stand on the scale.



4. 12 kinds of measuring data will show as below:



5.Click"Charts",then know history measuring data.



Attention

1. Do not use the scale on people who have body implants such as a pacemaker, artificial limbs, contraceptive devices, or metal plates or screws. It may cause the device to malfunction or produce an inaccurate result. When in doubt, consult your physician.
2. Please make sure good contact between bare feet and the metal electrodes, otherwise it will display your weight only.
3. Ensure the scale is on a flat, even and firm surface. Avoid carpet or soft surfaces.
4. The surface of the scale will be slippery if wet. Please make sure both the glass and your feet are dry before use.
5. This scale is not water proof. Do not expose to moisture.
6. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO not use any chemical/abrasive cleaning agents to clean the scale.
7. Please remove the batteries, if the scale is not to be used for a long time.
8. The appliance is intended solely for domestic use within the home.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



FitGo - Ideen für die Gesundheit
Gesundheit & Fitness

Bedienungsanleitung Bluetooth Körperfettwaage



iOS App



Android App

Ein-Klick Synchronisation mit



Apple Health



Google Fit

Mobile & Gerät



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

12 Parameter in 1 Messung



Mehrere Benutzer

8 Benutzer teilen sich ein Benutzerkonto im Gerät.

Zielgewicht

Benutzer können ihr eigenes Zielgewicht einstellen, um ihren eigenen Gesundheitsplan zu individualisieren.

Für die erste Verwendung

1. Einlegen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die Batterien polrichtig ein.

2. App-Installation


Scannen Sie den oben abgebildeten QR-Code oder laden Sie "FitGo" aus dem App Store oder Android Google Play herunter.

3. Registrierung

Schalten Sie Bluetooth am mobilen Gerät ein, starten Sie die App "FitGo" und folgen Sie den Anweisungen der App.


APP-Anweisung

1. Zielgewicht bearbeiten/Familie 2. Klicken Sie auf "Ich"-Einstellung", dann 3. Wählen Sie dann den Benutzer und die Mitglieder (insgesamt 8 eingestellte Einheiten/Gesundheitsindex/Mitglieder), die Sie auf der Waage haben möchten.



4. 12 Arten der Messung wissen

werden die Daten wie folgt angezeigt:



5. Klicken Sie auf "Diagramme", dann

Geschichte Messdaten.

Achtung

1. Verwenden Sie die Waage nicht bei Personen, die Körperimplantate wie z. B. einen Herzschrittmacher, künstliche Gliedmaßen, Verhütungsmittel oder Metallplatten oder -schrauben tragen. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Geräts oder zu einem ungenauen Ergebnis führen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt.
2. Achten Sie auf einen guten Kontakt zwischen den nackten Füßen und den Metallelektroden, sonst zeigt das Gerät nur Ihr Gewicht an.
3. Achten Sie darauf, dass die Waage auf einer festen, ebenen und trockenen Oberfläche steht. Vermeiden Sie Teppich oder weiche Oberflächen.
4. Die Oberfläche der Waage ist bei Nässe rutschig. Stellen Sie sicher, dass sowohl das Glas als auch Ihre Füße vor der Benutzung trocken sind.
5. Diese Waage ist nicht wasserdicht. Setzen Sie sie nicht der Feuchtigkeit aus.
6. Reinigen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen/abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung der Waage.
7. Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage für längere Zeit nicht benutzt werden soll.
8. Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch in der Wohnung bestimmt.
9. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



FitGo - des idées pour la santé
Santé et fitness

Guide de l'utilisateur

Balance de graisse corporelle

Bluetooth



App iOS



App Android

Synchronisation en un clic avec



Apple Santé



Google Fit

Mobiles et appareils



IOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

12 paramètres en 1 mesure



Multi-utilisateurs

8 utilisateurs partagent un compte utilisateur dans l'appareil.

Poids cible

Les utilisateurs peuvent définir leur propre poids cible pour personnaliser leur propre plan de santé.

Pour la première utilisation

1. Installation des piles

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles en respectant la polarité.

2. Installation de l'application

Scannez le code QR ci-dessus, ou téléchargez « FitGo » sur App Store ou Android Google Play.

3. Inscription



Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile, lancez l'application "FitGo" et suivez les instructions de l'application.

Instruction APP



1. Modification du poids cible/Ajout d'un membre de la famille (8 membres au total)



2. Cliquez sur « Moi » - « Réglage », l'unité, l'indice de santé et la langue comme vous le souhaitez




3. Choisissez ensuite l'utilisateur et montez sur la balance.



4. 12 types de données de mesure s'affichent comme ci-dessous :



Cliquer sur "Graphiques", puis consulter les données de mesure de l'historique.



Attention

1. N'utilisez pas la balance sur des personnes qui ont des implants corporels tels qu'un stimulateur cardiaque, des prothèses, des dispositifs contraceptifs ou des plaques ou vis métalliques. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou produire un résultat inexact. En cas de doute, consultez votre médecin.
2. Veillez à un bon contact entre les pieds nus et les électrodes métalliques, sinon l'appareil n'affichera que votre poids.
3. Assurez-vous que le pèse-personne est sur une surface plane, égale et ferme. Évitez les tapis ou les surfaces molles.
4. La surface de la balance sera glissante si elle est mouillée. Veuillez-vous assurer que le verre et vos pieds sont secs avant de l'utiliser.
5. Cette balance n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à l'humidité.
6. Nettoyez la balance avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques/abrasifs pour nettoyer la balance.
7. Retirez les piles si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.
8. L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique dans la maison.
9. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.