




INFINITY  
G O O D S

# Water Flosser M139

User Manual

Gebruikershandleiding



Please keep this instruction in a safe place  
and read it carefully before using it.

## Safety Notices

These "Safety Notices" are designed to prevent injury and damages to customers and third parties. Indicates precautions to be followed for safe use of this product.



### WARNING


- Do not disassemble, modify or repair this product except when disposing of it.
- Do not throw this product into fire or heat it. While charging, do not plug or unplug the charging adapter or charging cable with wet hands.
- In the event of an abnormality failure, please stop using it immediately.
- Use and store out of reach infants and pets.



## Basic precautions

1. Read the relevant materials in the operation guide before use.
2. Do not use accessories not officially designated and recommended.
3. Before connecting the power supply, please check whether the marked charging voltage is consistent with the supply voltage.
4. If the product is damaged in any form (nozzle/host machine), please stop using it.
5. Please keep the oral irrigator away from high temperature, high heat, fire source, heat source, strong light source and direct sunlight.
6. Please ensure that the safe socket is used for charging, and do not force the plug into the socket.
7. In order to ensure safety, people (including children) who are physically or mentally impaired or lack relevant experience and knowledge need to be supervised or guided for safe use.
8. This product contains detachable accessories such as nozzle and water tank. Please take care of children to prevent accidental ingestion of nozzle accessories.
9. The oral irrigator is a personal item and cannot be used by dental clinics or institutions for multiple patients.
10. Please cut off the power when the mouth rinser is not charged or before cleaning, and do not clean this product in the dishwasher.
11. Do not let hair care products (such as gel, oil) or hand sanitizer contact this product to avoid damaging the surface.

# Enjoy brighter, cleaner teeth and healthier gums in just 1 minute a day!



Can be used  
in the bath

IPX7  
waterproof  
design

4 modes can  
be switched

300ML large  
capacity water  
tank

One charge can  
be used about  
60 times

This page has been intentionally left blank.


## About charging

If you stop or press the power button during operation and the four mode indicator flash at the same time, the remaining battery power is low and needs to be charged.


## How to charge

- 1 Connect the USB-C port of the supplied charging cable. Please remove the cap of the charging port of the main unit and connect it to the charging port. Connect the other end (USB-A) connector of the charging cable to your USB output charging adapter.

\* If the charging port of the main unit gets wet with water, please wipe it with a dry cloth before connecting the charging cable and start charging after drying.




- 2 When you start charging, the four mode indicator lamps light up one after another to indicate that charging is in progress.



Charging

- 3 When charging is completed, the four mode display lamps will light up at the same time.




Fully charged

## How to use

- 1 **Nozzle mounting**

Insert the nozzle into the nozzle holder on the top of the main unit until it clicks.




## 2 Injection of cleaning solution

Open the water tank as shown in the method on the right, fill the tank with water, and close the tank after filling with water to start using it.


On the right is a list of liquids that can be put into the can and used for cleaning. DO NOT use any other liquids as this may cause malfunction.

- **Tap water**
- **Warm water (40° or lower)**
- **Mouthwash**




## 3 Mode settings

Press the mode switch button on the front of the main unit and select the desired water pressure. Every time it is pressed, it switches in the order of Pulse, Soft, Normal and Power. Check the set mode with the corresponding mode indicator lamp.




#### 4 Power on

Insert the tip of the nozzle into the mouth and press the power button. The indicator lights up to indicate that cleaning has started.



*If water does not spray out for an extended period, please disconnect the nozzle and intermittently press the water valve inside the water outlet using a tool with a diameter of less than 6 mm until water begins to spray.*




#### 5 Cleaning


During the cleaning process, keep the body forward and slightly open the mouth during the cleaning process, so that the food residues in the mouth can be flushed out.

\*Please note that if you open your mouth vigorously, the washing water will splash everywhere.

- The main body is equipped with a waterproof mechanism, so you can use it with confidence even if it gets wet with washing water.
- The direction of the nozzle can be freely rotated 360°. Please adjust it to an easy to use direction when using. Tilt for ease of use.




*The nozzle is aimed between the teeth and gums, and then slowly spray along the gums from the molar (the back teeth) to the front teeth, as well as the surface and back of the teeth.*






## 6 Stop

When you want to pause use, tap the power button to shut down; The machine will automatically shut down after each gear is set to run for 2 minutes.



## 7 How to remove the nozzle

While pressing the nozzle release button, pull the nozzle up.



## About maintenance

- After use, open the water tank cover and remove the accumulated water in the water tank;
- If there is dirt inside the water tank, you can pour a small amount or less of 40°C warm water into the water tank, cleaned it slightly, and then the above operations are carried out.
- To keep it clean, rinse the nozzle with clean water and dry it after each use.
- When cleaning this product, please gently wash away the dirt with clean tap water (flowing water).
- After cleaning, wipe off the water with a dry cloth and dry it. If the nozzle is damaged, replace it with the attached spare nozzle.

## Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
Can not be used	Power button not pressed	Press the power button. <b>Step 4</b>
	Power LEDs blink	Please charge the battery. <b>About charging</b>
Water pressure is very low	The nozzle is worn or deformed. Nozzle is clogged with dust.	Replace with a new nozzle. <b>Step 1</b>
Water does not come out	There is no water in the tank	Fill the tank with water. <b>Step 2</b>
	The tip of the tube inside the tank is above the water surface.	Adjust the direction of the main unit so that the tip in the tube is below the water surface. <b>Step 2</b>
	Clogged water tank air inlet hole.	Please clean the air inlet hole.
Short usage time after charging	The charging cable is not properly connected.	Make sure that the charging cable is securely connected to the main unit and the USB output charging adapter, and that the charging adapter is connected to power outlet. <b>About charging</b>
	Battery life	Even if charging is completed normally, the usage time is short, it may be the end of the battery life.

**Bewaar deze instructie op een veilige plek  
en lees het zorgvuldig door voordat u het gebruikt.**

## **Veiligheidsmededelingen**

Deze “Veiligheidsmededelingen” zijn ontworpen om letsel en schade aan klanten en derden te voorkomen. Geeft voorzorgsmaatregelen aan die gevolgd moeten worden voor het veilig gebruik van dit product.



### **Waarschuwing**


- Demonteer, wijzig of repareer dit product niet, behalve bij het weggooien ervan.
- Gooi dit product niet in het vuur of verwarm het niet. Steek de oplaadadapter of oplaadkabel niet in of uit met natte handen tijdens het opladen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik in het geval van een abnormale storing.
- Gebruik en bewaar buiten bereik van baby's en huisdieren.



## Basisvoorzorgsmaatregelen

1. Lees de relevante materialen in de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
2. Gebruik geen accessoires die niet officieel zijn aangewezen en aanbevolen.
3. Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de gemarkeerde oplaadspanning overeenkomt met de voedingsspanning.
4. Als het product op enige wijze beschadigd is (mondstuk/hoofdapparaat), stop dan met het gebruik ervan.
5. Houd de monddouche uit de buurt van hoge temperaturen, hoge hitte, vuurbron, warmtebron, sterke lichtbron en direct zonlicht.
6. Zorg ervoor dat het veilige stopcontact wordt gebruikt voor het opladen en forceer de stekker niet in het stopcontact.
7. Om veiligheid te garanderen, hebben mensen (inclusief kinderen) die fysiek of mentaal beperkt zijn of gebrek aan relevante ervaring en kennis, toezicht of begeleiding nodig voor veilig gebruik.
8. Dit product bevat afneembare accessoires zoals mondstuk en waterreservoir. Let op kinderen om onbedoelde inname van mondstukaccessoires te voorkomen.
9. De monddouche is een persoonlijk item en kan niet door tandartspraktijken of instellingen worden gebruikt voor meerdere patiënten.
10. Schakel de stroom uit wanneer de mondsproeier niet wordt opgeladen of voordat u gaat schoonmaken, en reinig dit product niet in de vaatwasser.
11. Laat haarverzorgingsproducten (zoals gel, olie) of handdesinfectiemiddel niet in contact komen met dit product om schade aan het oppervlak te voorkomen.

# Geniet van helderdere, schonere tanden en gezonder tandvlees in slechts 1 minuut per dag!



Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten


## Over het opladen

Als u tijdens het gebruik stopt of op de aan/uit-knop drukt en de vier modusindicatoren tegelijkertijd knipperen, is de resterende batterijcapaciteit laag en moet deze worden opgeladen.


## Hoe te opladen

- 1 Sluit de USB-C-poort van de meegeleverde oplaadkabel aan. Verwijder de dop van de oplaadpoort van de hoofdunit en sluit deze aan op de oplaadpoort. Sluit het andere uiteinde (USB-A) van de oplaadkabel aan op uw USB-uitgang oplaadadapter.

\* Als de oplaadpoort van de hoofdunit nat wordt van water, veeg deze dan af met een droge doek voordat u de oplaadkabel aansluit en begin met opladen na het drogen.




- 2 Wanneer u begint met opladen, lichten de vier modusindicatielampjes een voor een op om aan te geven dat het opladen bezig is.



Opladen

- 3 Wanneer het opladen is voltooid, zullen de vier modusweergavelampjes tegelijkertijd oplichten.




Volledig opgeladen

## Hoe te gebruiken

- 1 **Monteren van mondstuk**

Plaats het mondstuk in de mondstukhouder bovenop de hoofdunit totdat deze vastklikt.




## 2 Injectie van reinigingsoplossing

Open de watertank zoals getoond in de methode aan de rechterkant, vul de tank met water en sluit de tank na het vullen met water om het gebruik te starten.


Aan de rechterkant staat een lijst met vloeistoffen die in de kan kunnen worden gedaan en gebruikt voor reiniging. Gebruik **GEEN** andere vloeistoffen, aangezien dit storingen kan veroorzaken.

- **Kraan water**
- **Warm water (40° of lager)**
- **Mondspoeling**



## 3 Modus instellingen


Druk op de modusschakelknop aan de voorkant van de hoofdunit en selecteer de gewenste waterdruk. Elke keer dat deze wordt ingedrukt, schakelt het in de volgorde van Pulse, Zacht, Normaal en Krachtig. Controleer de ingestelde modus met het overeenkomstige modusindicatielampje.






## 4 Inschakelen

Steek de punt van het mondstuk in de mond en druk op de aan/uit-knop. Het indicatielampje licht op om aan te geven dat de reiniging is gestart.



*Als er gedurende een langere periode geen water sproeit, koppel dan het mondstuk los en druk afwisselend op de waterklep binnenin de wateruitlaat met een gereedschap met een diameter van minder dan 6 mm totdat er water begint te sproeien.*




## 5 Schoonmaken


Tijdens het reinigingsproces, houd het lichaam naar voren en open de mond licht tijdens het reinigingsproces, zodat de voedselresten in de mond kunnen worden weggespoeld.

\*Let op dat als u uw mond krachtig opent, het spoelwater overal zal spatten.

- De hoofdunit is uitgerust met een waterdicht mechanisme, dus u kunt het met vertrouwen gebruiken, zelfs als het nat wordt van het spoelwater.
- De richting van het mondstuk kan vrij 360° worden gedraaid. Pas het aan naar een gemakkelijk te gebruiken richting tijdens het gebruik. Kantel voor gebruiksgemak.




*Het mondstuk wordt gericht tussen de tanden en het tandvlees, en vervolgens langzaam gesproeid langs het tandvlees vanaf de kies (de achterste tanden) naar de voortanden, evenals het oppervlak en de achterkant van de tanden.*




## 6 Uitschakelen

Wanneer u het gebruik wilt pauzeren, tikt u op de aan/uit-knop om uit te schakelen; De machine zal automatisch uitschakelen nadat elke stand is ingesteld om 2 minuten te werken.



## 7 Hoe het mondstuk te verwijderen

Terwijl u de knop voor het vrijgeven van het mondstuk indrukt, trekt u het mondstuk omhoog.



## Onderhoud

- Na gebruik, open het deksel van het waterreservoir en verwijder het opgehoopte water in het waterreservoir;
- Als er vuil in het waterreservoir zit, kunt u een kleine hoeveelheid of minder dan 40°C warm water in het waterreservoir gieten, het lichtjes reinigen, en dan de bovenstaande handelingen uitvoeren.
- Om het schoon te houden, spoel het mondstuk na elk gebruik af met schoon water en droog het.
- Bij het reinigen van dit product, spoel het vuil zachtjes weg met schoon leidingwater (stromend water).
- Na het reinigen, veeg het water af met een droge doek en laat het drogen. Als het mondstuk beschadigd is, vervang het dan door het meegeleverde reserve mondstuk.

## Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Kan niet gebruikt worden	Aan/uit-knop niet ingedrukt	Druk de aan/uit knop in. <b>Stap 4</b>
	Stroom-LED's knipperen	Laad de batterij op. <b>Hoe te opladen</b>
Waterdruk is erg laag	Het mondstuk is versleten of vervormd. Het mondstuk is verstopt met stof.	Vervang met een nieuwe mondstuk. <b>Stap 1</b>
Er komt geen water uit	Er zit geen water in het reservoir.	Vul de reservoir met water. <b>Stap 2</b>
	Het uiteinde van de buis in het reservoir bevindt zich boven het wateroppervlak.	Pas de richting van de hoofdunit aan zodat de punt in de buis zich onder het wateroppervlak bevindt. <b>Stap 2</b>
	Verstopt luchtinlaatgat van het waterreservoir.	Gelieve het luchtinlaatgat schoon te maken.
Korte gebruiksduur na het opladen	De oplaadkabel is niet goed aangesloten.	Zorg ervoor dat de oplaadkabel stevig is aangesloten op de hoofdunit en de USB-uitgangsoplader, en dat de oplader is aangesloten op het stopcontact. <b>Hoe te opladen</b>
	Batterij levensduur	Zelfs als het opladen normaal is voltooid, kan de gebruiksduur kort zijn, dit kan het einde van de levensduur van de batterij zijn.