



**MOPEDIA®**

ITA

**ONDERarmkrukken**

---

**HANDLEIDING**

1. CODICI.....	PAGINA 3
2. INLEIDING.....	PAGINA 3
3. BEOOGD GEBRUIK.....	PAGINA 3
4. EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING .....	PAGINA 3
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN .....	PAGINA 4
6. GEBRUIKTE SYMBOLEN.....	PAGINA 4
7. ALGEMENE BESCHRIJVING .....	PAGINA 4
7.1 Onderarmkrukken .....	bladzijde 4
Hoogteverstelling.....	bladzijde 7.2
8. VÓÓR ELK GEBRUIK.....	PAGINA 5
9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK .....	PAGINA
5 10. GEBRUIKSMETHODE.....	PAGINA 5
11. ONDERHOUD .....	PAGINA 5
12. REINIGING EN DESINFECTIE .....	PAGINA 5
12.1 Politie.....	blz. 5
Desinfectie.....	P. 5
13. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING .....	PAGINA 6
14. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN .....	PAGINA 6
14.1 Reserveonderdelen .....	bladzijde 6
15. GARANTIE.....	PAGINA 6
16. REPARATIES.....	PAGINA 6
16.1 Reparatie onder garantie .....	bladzijde 6
16.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt .....	blz. 6
16.3 Niet-defecte producten .....	bladzijde 7
17. RICAMBI .....	PAG.7
18. VRIJSTELLINGSCLAUSULEN.....	PAGINA 7



VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN  
RAAD van 5 april 2017 over medische hulpmiddelen

## 1. CODES

**RP701A** Zilveren onderarmkrukken - Volwassenen  
**RP701B** Blauwe onderarmkrukken - Volwassenen  
**RP701N** Zwarte onderarmkrukken - Volwassenen  
**RP701R** Rode onderarmkrukken - Volwassenen  
**RP701V** Groene onderarmkrukken - Volwassenen

## 2. INLEIDING

Bedankt dat u voor een hulpmiddel uit de **MOPEDIA** by Moretti-lijn hebt gekozen. De **MOPEDIA** by Moretti- krukken zijn ontworpen en vervaardigd om aan al uw behoeften voor praktisch, correct en veilig gebruik te voldoen. Deze handleiding bevat kleine suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen apparaat en waardevol advies voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Neem bij twijfel contact op met uw detailhandelaar, die u correct kan helpen en adviseren.

## 3. BEOOGD GEBRUIK

De **MOPEDIA** by Moretti -krukken zijn met één arm hanteerbare hulpmiddelen die geschikt zijn voor het ondersteunen en/of bevorderen van de mobiliteit van mensen die slecht ter been zijn.

### AANDACHT!



- Het gebruik van het volgende apparaat voor andere dan de gedefinieerde doeleinden is verboden in deze handleiding.
- Moretti SpA wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het apparaat of door een ander gebruik dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het apparaat en de zonder voorafgaande kennisgeving de volgende handleiding raadplegen om de eigenschappen ervan te verbeteren.

## 4. EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

MORETTI SpA verklaart onder haar exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten vervaardigd en op de markt gebracht door MORETTI SpA en die deel uitmaken van de CRUTCHES-familie voldoen aan de toepasselijke bepalingen van verordening 2017/745 betreffende MEDISCHE HULPMIDDELEN van 5 april 2017.

Hiertoe garandeert en verklaart MORETTI SpA onder eigen verantwoordelijkheid het volgende:

1. De betreffende apparaten voldoen tevens aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen vereist door bijlage I van Verordening 2017/745 zoals vereist door bijlage IV van de bovengenoemde verordening.
2. De betreffende apparaten ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN.
3. De betreffende hulpmiddelen ZIJN NIET BESTEMD VOOR KLINISCH ONDERZOEKEN.
4. De betreffende hulpmiddelen worden in een NIET-STERIELE verpakking op de markt gebracht.
5. De apparaten in kwestie moeten worden beschouwd als behorend tot klasse I overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII van voornoemd reglement.
6. MORETTI SpA onderhoudt en stelt deze ten minste beschikbaar aan de bevoegde autoriteiten 10 jaar vanaf de productiedatum van de laatste batch, de technische documentatie die de naleving van verordening 2017/745 aantoont.

OPMERKING: De volledige productcodes, de registratiecode van de fabrikant (SRN), de basis UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte normen worden vermeld in de EU-conformiteitsverklaring die MORETTI SPA uitgeeft en beschikbaar stelt via haar kanalen.

## 5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Raadpleeg deze handleiding voor het juiste gebruik van het apparaat.
- Controleer of het product intact bij u is afgeleverd en bewaar het verpakt warmte bronnen.
- De levensduur van het apparaat wordt bepaald door de slijtage van niet-repareerbare en/of vervangbare onderdelen.
- Let altijd op de aanwezigheid van kinderen.
- Raadpleeg voor correct gebruik van het apparaat altijd uw arts of therapeut.
- De gebruiker en/of patiënt zal ieder ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel voordoet, moeten melden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

## 6. GEBRUIKTE SYMBOLEN



Productcode



Unieke identificatie van het apparaat



CE-markering



Fabrikant



Productiepartij



Lees de handleiding voor instructies



Medisch apparaat



Voorwaarden voor verwijdering

## 7. ALGEMENE BESCHRIJVING

### 7.1 Onderarmkrukken

Gemaakt van geanodiseerd aluminium met een uit één stuk gegoten anatomische antisliphandgreep voor comfort en veiligheid. Voorzien van anti-geluidsring op de schuifstang, reflector op het handvat, antislippunten en elke 2,5 cm in hoogte verstelbaar.

### 7.2 Hoogteverstelling

U moet de krukken aanpassen aan uw lengte. De meting wordt uitgevoerd met gedragen schoenen. Verwijder de stop en verwijder de loop, breng deze naar de gaten op basis van de gewenste hoogte en de subjectieve manoeuvreerbaarheid van de patiënt. Stel de kruk zo af dat de hoogte van het handvat overeenkomt met de hoogte van de heupkop. Plaats de houder terug over de boring om de loop te vergrendelen en zorg ervoor dat de houder volledig in de boring is gestoken.

**OPMERKING: Zodra de krukken goed zijn afgesteld, moeten uw armen comfortabel gebogen zijn terwijl u staat.**

## 8. VÓÓR ELK GEBRUIK

- Controleer altijd de staat van slijtage van de onderdelen om het gebruik ervan te garanderen apparaat in totale veiligheid voor mensen en dingen.
- Controleer of de clip correct in het gat zit en of de c-clip correct is geplaatst.

## 9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

- Wees voorzichtig bij gebruik op natte en gladde oppervlakken.
- Overschrijd niet het maximale patiëntgewicht dat op het productlabel en in het hoofdstuk staat vermeld technische kenmerken van deze handleiding.
- Laat het apparaat niet gedurende een bepaalde periode buiten en in contact met water liggen langere tijd.
- Controleer periodiek de stabiliteit en robuustheid van het product, evenals de staat van de tips Rubber. Vervang ze zodra ze versleten zijn.
- Indien u twijfels heeft over het gebruik, de afstelling of het onderhoud van het product, neem dan contact op de detailhandelaar.

## 10. HOE TE GEBRUIKEN

Pak de krukken vast, breng ze naar voren en beweeg het gewonde ledemaat naar voren, plaats uw gewicht op de handvatten van de krukken, zwaai het lichaam naar voren en houd de gezonde voet stevig op de grond, breng ten slotte de gezonde voet naar voren. Krukken mogen nooit achter de patiënt worden geplaatst.

### TRAP BEKLIMMEN •

Plaats uw goede been op de trede

- Plaats vervolgens de krukken en tenslotte het aangedane been  
NAAR BENEDEN GAAN
- Plaats de krukken op de onderste trede
- Ga naar beneden met het slechte been
- Geef ten slotte uw gezonde been rust

## 11. ONDERHOUD

Bij het op de markt brengen **worden** de apparaten uit de **MOPEDIA by Moretti** lijn **zorgvuldig gecontroleerd en voorzien van de CE-markering**. Voor de veiligheid van de patiënt en de arts wordt aanbevolen dat de fabrikant of een erkend laboratorium het product controleert de geschiktheid voor gebruik van uw product. Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt.

## 12. REINIGING EN DESINFECTIE

### 12.1 Reiniging

Gebruik alleen een vochtige doek om stof te verwijderen, gebruik een vochtige doek met neutrale zeep om hardnekkiger vuil te verwijderen. Goed drogen voor gebruik.

Gebruik water met een temperatuur van maximaal 30°C. Gebruik geen water- en/of stoomstraalwasmachines.

### 12.2 Desinfectie

Als het nodig is om het product te desinfecteren, gebruik dan een gangbaar reinigingsmiddel ontsmettingsmiddel.



### AANDACHT!

Vermijd absoluut het gebruik van zure, alkalische of oplosmiddelhoudende producten zoals aceton of verdunner.

### 13. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING

Als u het apparaat weggooit, gebruik dan nooit de normale gemeentelijke afvalverwerkingssystemen. In plaats daarvan wordt aanbevolen om het apparaat af te voeren via de gemeentelijke recyclingcentra voor de geplande recycling van de gebruikte materialen.

### 14. TECHNISCHE KENMERKEN

Codes	Kleur	Materiaal	Regol. azitezza	Maximale capaciteit
RP701A	ZILVER	Geanodiseerd aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701B	BLAUW	Geanodiseerd aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701N	ZWART	Geanodiseerd aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701R	ROOD	Geanodiseerd aluminium 74 - 97 cm		100 kg
RP701V	GROENTE	Geanodiseerd aluminium 74 - 97 cm		100 kg

#### 14.1 Reserveonderdelen

**RV7010** Grijs onderarmkrukpunten 2 st

**RV7011** Zwarte onderarmkrukpunten 2 st

### 15. GARANTIE

Alle Moretti-producten hebben een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de verkoopdatum van het product, behoudens eventuele hieronder gespecificeerde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie is niet geldig in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen. Het juiste beoogde gebruik van het product wordt aangegeven in de gebruikershandleiding. Moretti is niet verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, persoonlijk letsel of iets anders veroorzaakt door of verband houdend met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur dat niet nauwgezet voldoet aan de instructies gegeven in de installatie-, montage- en gebruikshandleidingen. Moretti garandeert Moretti-producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, ongeoorloofde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en instructies voor gebruik, ongeoorloofde wijzigingen, transportschade (anders dan de originele verzending van Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. Slijtbare onderdelen vallen niet onder deze garantie als de schade is veroorzaakt door normaal gebruik van het product.

### 16. REPARATIES

#### 16.1 Reparatie onder garantie

Indien een Moretti product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti samen met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt.

Moretti kan, naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren bij een gespecificeerde Moretti-dealer of op zijn hoofdkantoor. Arbeidskosten in verband met de reparatie van het product kunnen door Moretti worden betaald als wordt vastgesteld dat de reparatie binnen de reikwijdte van de garantie valt. Een reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

#### 16.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt

Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen ter reparatie worden getourneerd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. Arbeids- en verzendkosten die verband houden met een reparatie die niet onder de garantie valt, worden volledig betaald.

van de klant of wederverkoper. Voor reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van 6 (zes) maanden, gerekend vanaf de dag dat het gerepareerde product is ontvangen.

### 16.3 Niet-defecte producten De

klant wordt op de hoogte gesteld indien Moretti, na onderzoek en testen van een geretourneerd product, tot de conclusie komt dat het product niet defect is. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de verzendkosten als gevolg van het retourneren zijn voor zijn rekening.

### 17. RESERVEONDERDELEN

Originale Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag waarop u het product ontvangt vervanging.

### 18. VRIJSTELLINGSCLAUSULEN

Behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief enige verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade met betrekking tot consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



**MOPEDIA®**  
**GARANTIE CERTIFICAAT**

**Product** \_\_\_\_\_

**Gekocht op datum** \_\_\_\_\_

**Dealer** \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

**Verkocht aan** \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_


**MORETTI SPA**

Via Brussel, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

**www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com**

**GEMAAKT IN PRC**







**MOPEDIA®**

EN

**ONDERARM KRUKKERS**

---

**GEBRUIKSAANWIJZING**

1. CODES.....	PAGINA 3
2. INLEIDING.....	PAGINA 3
3. BEOOGD GEBRUIK.....	PAGINA 3
4. VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	PAG.3
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN .....	PAGINA 4
6. SYMBOLEN .....	PAGINA 4
7. ALGEMENE BESCHRIJVING .....	PAGINA 4
7.1 Onderarmkrukken.....	pag. 4 7.2
Hoogte van de armkruk aanpassen .....	Pag. 4
8. VÓÓR GEBRUIK .....	PAGINA 4
9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK.....	PAG.5
10. HOE TE GEBRUIKEN.....	PAG.5
11. ONDERHOUD.....	PAGINA 5
12. REINIGING EN DESINFECTIE.....	PAGINA 5
12.1 Reiniging.....	pag. 5 12.2
Desinfectie .....	P. 5
13. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING .....	PAG.5
14. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN .....	PAGINA 6
14.1 Reserveonderdelen .....	blz. 6
15. GARANTIE .....	PAGINA 6
16. REPARATIES .....	PAGINA 6
16.1 Reparaties onder garantie .....	blz. 6 16.2
Reparatie die niet onder de garantie valt .....	pag. 6 16.3 Niet-defect apparaat.....pag. 6
17. RESERVEONDERDELEN.....	PAGINA 7
18. VRIJGESTELDE CLAUSULES.....	PAG.7

## CE I-klasse medisch hulpmiddel

VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN  
VAN DE RAAD van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen

### 1. CODES

- RP701A** Zilveren onderarmkruk - Volwassene
- RP701B** Blauwe onderarmkruk - Volwassene
- RP701N** Zwarte onderarmkruk - Volwassene
- RP701R** Rode onderarmkruk - Volwassene
- RP701V** Groene onderarmkruk - Volwassene

### 2. INLEIDING

Hartelijk dank voor uw aankoop van een **MOPEDIA**- wandelstok van Moretti SpA. Deze gebruikershandleiding biedt enkele suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen product en geeft waardevol advies voor uw veiligheid. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw verkoper voor advies en hulp.

### 3. BEOOGD GEBRUIK

De **MOPEDIA** by Moretti wandelstokken zijn door één arm gemanipuleerde hulpmiddelen die zijn aangepast om de mobiliteit van mensen met mobiliteitsproblemen te ondersteunen en/of te helpen.

#### VOORZICHTIGHEID!



- Gebruik het product niet voor een doel dat niet in deze handleiding wordt vermeld.
- Moretti SpA wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen die voortkomen uit een onjuist gebruik van dit product en uit ongeoorloofde wijzigingen aan het frame van het product.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

### 4. VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Moretti SpA verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product gemaakt en verhandeld door Moretti SpA en behorend tot de groep **ONDERARMKRUKKERS** voldoet aan de bepalingen van de verordening 2017/745 betreffende **MEDISCHE HULPMIDDELEN** van 5 april 2017.

Voor dit doel garandeert en verklaart Moretti SpA onder eigen verantwoordelijkheid het volgende:

1. De apparaten voldoen aan de eisen van algemene veiligheid en prestatie, gesteld door de Bijlage I van verordening 2017/745 zoals vastgelegd in bijlage IV van bovengenoemde verordening.
2. De apparaten **ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN**.
3. De apparaten **ZIJN NIET GEMAAKT VOOR KLINISCHE TESTS**.
4. De apparaten zijn verpakt in een **NIET-STERIELE DOOS**.
5. De apparaten behoren tot klasse I in overeenstemming met de bepalingen van bijlage VIII van bovengenoemde regelgeving.
6. Moretti SpA verstrekt aan de bevoegde autoriteiten de technische documentatie om de conformiteit met de verordening 2017/745 te bewijzen, gedurende ten minste 10 jaar vanaf de laatste partijproductie.

Let op: Volledige productcodes, de fabrikantregistratiecode (SRN), de UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte regelgeving zijn opgenomen in de EU-conformiteitsverklaring die Moretti SpA vrijgeeft en via haar kanalen beschikbaar stelt.

## 5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Lees aandachtig de gehele handleiding voordat u het apparaat gebruikt.
- Overleg met arts of therapeut om de juiste afstelling en het juiste gebruik te bepalen van de wandelstokken.
- Zorg ervoor dat het product compleet geleverd wordt en houd het verpakt uit de buurt van warmtebronnen.
- De gebruikslimiet van het apparaat wordt bepaald door de slijtage van de onderdelen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- De gebruiker en/of de patiënt moeten elk ernstig ongeval dat zich heeft voorgedaan in verband met het apparaat, melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de staat waartoe de gebruiker en/of patiënt behoort.

## 6. SYMBOLEN

	Productcode
	Unieke apparaatidentificatie
	CE-markering
	Fabrikant
	Batchpartij
	Lees de handleiding
	Medisch apparaat
	Voorwaarden voor verwijdering

## 7. ALGEMENE BESCHRIJVING 7.1

### Onderarmkrukken

Gemaakt van geanodiseerd aluminium met anatomische spuitgegoten handgreep. De handgreep bestaat uit één stuk voor comfort en veiligheid. Voorzien van noise-ring op de schuifbuis, rode reflector op het handvat, antislip, rubberen tips, de armkruk is iedere 2,5 cm verstelbaar.

### 7.2 Hoogte van de armkruk aanpassen

U moet de krukken aanpassen aan uw lengte.

Verwijder de c-clip, druk op de knop en schuif de slang zodat deze in de gaten past, waardoor deze op de gewenste hoogte en manoeuvreerbaarheid van de patiënt komt. De handgrepen moeten in één lijn liggen met het bovenste deel van de heupen. Plaats de stop terug op het gat om de buis te vergrendelen en zorg ervoor dat de knop volledig in het gat zit. Plaats vervolgens de c-clip opnieuw.

**OPMERKING:** Zodra de krukken goed zijn afgesteld, moeten de armen comfortabel gebogen zijn terwijl u rechtop staat.

## 8. VOOR GEBRUIK

- Controleer of het frame beschadigd is om een veilig gebruik voor mensen en dingen te garanderen.
- Controleer of de knop en de c-clip goed in hun respectievelijke gaten passen.

## 9. WAARSCHUWINGEN VOOR

**GEBRUIK** • Wees extra voorzichtig op natte en gladde oppervlakken.

• NIET gebruiken bij patiënten die het gewicht overschrijden dat op het productetiket staat aangegeven, en in het hoofdstuk met technische kenmerken van deze handleiding.

• Laat het apparaat niet gedurende langere tijd in contact met water. • Controleer regelmatig de stevigheid, de stabiliteit en de rubberen punten in goede staat.

Vervang ze zodra ze versleten zijn.

• Neem bij twijfel over gebruik, afstelling of onderhoud contact op met uw dealer.

## 10. HOE TE GEBRUIKEN

Houd de krukken vast, draag ze naar buiten en verplaats het gewonde ledemaat door het gewicht op de handvatten van de krukken te verplaatsen, zwaai uw lichaam naar voren en houd de voet gezond goed gestapeld en breng ten slotte de gezonde voet naar voren. De krukken mogen nooit achter de patiënt staan.

TRAP KLIMMEN • Plaats

het goede been op de trede • Plaats de

krukken en tenslotte het aangedane been. LEG DE TRAP AF •

Plaats de krukken op de trede

eronder • Ga van het gewonde been af • Ter

ondersteuning van het gezonde

been

## 11. ONDERHOUD De

**MOPEDIA**- apparaten van MORETTI worden zorgvuldig gecontroleerd en voorzien van het EG-keurmerk zodra ze op de markt zijn gebracht. Voor de veiligheid van patiënt en arts raden wij aan om het apparaat elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of door een geautoriseerd laboratorium. Gebruik bij reparatie uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires.

## 12. REINIGING EN DESINFECTIE 12.1 Reiniging

Gebruik alleen

een vochtige doek om stof te verwijderen, gebruik een vochtige doek met milde zeep om vuil dat moeilijker te verwijderen is. Droog grondig voor gebruik.

### 12.2 Desinfectie

Als u het product moet desinfecteren, gebruik dan een gangbaar desinfecterend reinigingsmiddel.



#### WAARSCHUWING!

Gebruik nooit zuren, logen of oplosmiddelen zoals aceton

## 13. VOORWAARDEN VOOR



**VERWIJDERING** Bij verwijdering mag u de inzetcontainer voor gemeentelijk afval niet gebruiken. Wij adviseren u de wandelstok op de daarvoor bestemde afvalplaatsen af te voeren voor recycling.

#### 14. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Codes	Kleur	Materiaal	Hoogte aanpassing	maximum gewicht
RP701A	ZILVER	Geanodiseerd aluminium 74 - 97	cm	100 kg
RP701B	BLAUW	Geanodiseerd aluminium 74 - 97	cm	100 kg
RP701N	ZWART	Geanodiseerd aluminium 74 - 97	cm	100 kg
RP701R	ROOD	Geanodiseerd aluminium 74 - 97	cm	100 kg
RP701V	GROENTE	Geanodiseerd aluminium 74 - 97	cm	100 kg

##### 14.1 Reserveonderdelen

**RV7010** Rubberen punten voor armkruk – grijze kleur – 2st

**RV7011** Rubberen tips voor armkruk – kleur zwart – 2st

#### 15. GARANTIE

Voor Moretti-producten geldt een garantie tegen materiaal- of fabricagefouten voor een periode van (twee) 2 jaar vanaf de aankoopdatum, met inachtneming van de hieronder gespecificeerde beperkingen en uitsluitingen. De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, misbruik of wijziging van het product, en de garantie is niet geldig als de gebruiksinstructies niet strikt worden gevolgd.

Het juiste beoogde gebruik van het apparaat wordt in deze handleiding gespecificeerd. Moretti is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van persoonlijk letsel of anderszins veroorzaakt door of in verband met verkeerde installatie of oneigenlijk gebruik. Moretti garandeert de producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of reparatie, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (waar aanwezig) gebruik van reserveonderdelen die niet door Moretti zijn geleverd, oneigenlijk gebruik, niet-geautoriseerde wijzigingen, transportschade (anders dan originele verzending door Moretti), of in geval van onvoldoende onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. De garantie dekt geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage tijdens het juiste gebruik van het apparaat.

#### 16. REPARATIES

##### 16.1 Reparaties onder

**garantie** In het geval dat een product van Moretti tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti met de klant bevestigen of het defect onder de garantie valt.

Moretti kan het artikel onder garantie naar eigen goeddunken repareren of vervangen bij een Moretti-dealer of op een Moretti-locatie.

De arbeidskosten voor de reparatie kunnen aan Moretti in rekening worden gebracht als de reparatie onder de garantie valt.

Reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

##### 16.2 Reparatie die niet onder de garantie valt

Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden geretourneerd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. De arbeids- en verzendkosten voor een reparatie die niet onder de garantie valt, worden volledig gedekt door de klant of dealer. Voor reparaties van producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van zes (6) maanden vanaf de datum waarop u het gerepareerde product ontvangt.

##### 16.3 Niet-defect apparaat

De klant wordt op de hoogte gesteld indien Moretti, na het geretourneerde product te hebben onderzocht en getest, beweert dat het product niet defect is. In dit geval wordt het goed teruggestuurd naar de klant, alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

**17. RESERVEONDERDELEN**

De originele Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de datum van ontvangst.

**18. VRIJGESTELDE CLAUSULES**

Behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, biedt Moretti geen enkele verklaring, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het product Moretti ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. Sommige staten staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, noch op de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade in verband met producten voor consumenten. In dergelijke staten of landen zijn bepaalde disclaimers en beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**GARANTIE CERTIFICAAT****Product** \_\_\_\_\_**Gekocht op** (datum) \_\_\_\_\_**Detailhandelaar** \_\_\_\_\_**Adres** \_\_\_\_\_**Woonplaats** \_\_\_\_\_**Verkocht aan** \_\_\_\_\_**Adres** \_\_\_\_\_**Plaats/stad** \_\_\_\_\_**MORETTI SPA**

Via Brussel, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

**www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com****GEMAAKT IN PRC**







**MOPEDIA®**

SPA

**KRUKKELEN**

---

**HANDMATIG**

## INDEX

1. CODES.....	PAGINA 3 2.
INLEIDING.....	PAGINA 3
3. DOEL.....	PAGINA 3 4. EU-VERKLARING
VAN OVEREENSTEMMING.....	PAGINA 3
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN.....	PAGINA 4 6.
SYMBOLEN.....	PAGINA 4 7.
ALGEMENE BESCHRIJVING .....	PAGINA 4
7.1 Krukken.....	P. 4 7.2
Hoogteregeling .....	P. 4
8. VÓÓR GEBRUIK .....	PAGINA 5
9. WAARSCHUWINGEN .....	PAGINA 5
10. GEBRUIKSAANWIJZINGEN.....	P.5
11. ONDERHOUD .....	PAGINA 5 12.
REINIGING EN DESINFECTIE .....	PAGINA 5
12.1 Reiniging.....	P. 5 12.2
Desinfectie .....	P. 5 13.
VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING .....	PAGINA 5 14. TECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN.....	PAGINA 6
14.1 Reserveonderdelen .....	P. 6
15. GARANTIE.....	PAG
16. REPARATIES.....	PAGINA 6
16.1 Reparaties onder garantie.....	P. 6 16.2 Reparatie
van een product dat niet onder de garantie valt.....	P. 6 16.3 Niet-defecte
producten .....	P. 6
17. RESERVEONDERDELEN.....	PAGINA 7
18. EXONERATIEVE CLAUSULES .....	PAGINA 7

**CE** Klasse I medisch hulpmiddel

VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN  
RAAD van 5 april 2017 over medische hulpmiddelen

## 1. CODES

**RP701A** zilveren kruk -Volwassenen

**RP701B** blauwe kruk – volwassenen

**RP701N** zwarte kruk – volwassenen

**RP701R** rode kruk -Volwassenen

**RP701V** groene kruk - Volwassenen

## 2. INLEIDING

Bedankt dat u voor een kruk uit de MOPEDIA-lijn hebt gekozen, vervaardigd door Moretti SpA. Het ontwerp en de kwaliteit ervan garanderen maximaal comfort, maximale veiligheid en betrouwbaarheid. De MOPEDIA-krukken van MORETTI SpA zijn ontworpen en vervaardigd om aan al uw eisen voor praktisch en correct gebruik ervan te voldoen. Deze gebruiksaanwijzing bevat enkele suggesties waarmee u de door u gekozen apparatuur correct kunt gebruiken, evenals waardevolle tips voor uw veiligheid. Het is raadzaam om de gehele handleiding aandachtig door te lezen voordat u de krukken gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de distributeur, die u met hulp en advies kan voorzien.

## 3. DOEL

De MOPEDIA by Moretti krukken zijn hulpmiddelen die door beide armen worden aangedreven. Ze helpen de mobiliteit van mensen die moeilijk ter been zijn.

### AANDACHT!



Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding is verboden. Moretti SpA wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het apparaat of door ander gebruik dan aangegeven in deze handleiding.

De producent behoudt zich het recht voor om het apparaat of de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving om de functies ervan te verbeteren

## 4. EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Moretti SpA verklaart onder haar exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten die door MORETTI Spa zelf worden vervaardigd en op de markt worden gebracht en die deel uitmaken van de MULETAS-familie, voldoen aan de bepalingen van verordening 2017/745 betreffende GEZONDHEIDSPRODUCTEN van 5 april 2017. Hiervoor MORETTI Spa. verklaart onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid de volgende punten:

1. De betreffende producten voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen zoals vereist door bijlage 1 van verordening 2017/745 zoals voorgeschreven door bijlage IV van dezelfde verordening.
2. De betreffende producten ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN.
3. De betreffende producten ZIJN NIET BESTEMD VOOR KLINISCH ONDERZOEK.
4. De betreffende producten worden in NIET-STERIELE presentatie op de markt gebracht.
5. De producten in kwestie moeten als klasse I worden beschouwd overeenkomstig de bepalingen van bijlage VIII van dezelfde verordening.
6. MORETTI SpA onderhoudt en stelt ter beschikking van de bevoegde autoriteiten, voor 10 jaar vanaf de productiedatum van de laatste batch, de technische documentatie die de naleving van Regl6 verifieert.

**Opmerking:** De volledige productcodes, de registratiecode van de fabrikant (SRN), de basis UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte normen zijn te vinden in de EU-conformiteitsverklaring die MORETTI SPA uitgeeft en beschikbaar stelt via hun kanalen.

## 5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Raadpleeg deze handleiding voor een correct gebruik van deze apparatuur
- Controleer of het geleverde product onbeschadigd is en houd het verpakt uit de buurt van warmte bronnen.
- De levensduur van het product is afhankelijk van de slijtage van onderdelen die niet gerepareerd en/of vervangen kunnen worden.
- Wees voorzichtig in de aanwezigheid van kinderen
- Raadpleeg uw arts of therapeut als u deze apparatuur correct wilt gebruiken.
- De gebruiker of patiënt zal elk ernstig ongeval in verband met het apparaat moeten melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker of patiënt zich bevindt.

## 6. SYMBOLEN

	Productcode
	Unieke productidentificatie
	CE-gemarkeerd
	Fabrikant
	Productie batch
	Lees de handleiding
	Medisch apparaat
	Eliminatievoorwaarden 2017/45

## 7. ALGEMENE BESCHRIJVING

### 7.1 Krukken

Gemaakt van geanodiseerd staal met een anatomische antisliphandgreep uit één stuk gegoten om comfort en veiligheid te bieden. Uitgerust met een geantrudeerde ring op de stang, reflecterend op het handvat, antislippen op elke 2,5 cm in hoogte verstelbaar.

### 7.2 Hoogteregeling

Het is noodzakelijk om de krukken aan te passen op basis van uw eigen lengte. De maat is bij de schoenen genomen. Verwijder de plug en schuif de as, zodat deze in overeenstemming komt met de gaten op basis van de gewenste hoogte en subjectieve manoeuvreerbaarheid. Stel de kruk zo af dat de hoogte van het handvat overeenkomt met de hoogte van het dijbeen. Plaats de plug opnieuw in het gat om de as te vergrendelen en zorg ervoor dat de plug in het gat wordt gestoken.

OPMERKING: Zodra de krukken zijn afgesteld, moeten de armen tijdens het staan comfortabel worden gevouwen.

## 8. VOOR GEBRUIK •

Controleer altijd de slijtage van de onderdelen, om een veilig gebruik te garanderen. mensen en dingen. •

Zorg ervoor dat de clip en c-clip correct in het gat zijn geplaatst.

## 9. WAARSCHUWINGEN

• Wees voorzichtig bij gebruik op natte en gladde oppervlakken. • Overschrijd het maximale gewicht van de patiënt niet, aangegeven op het productlabel en in het veiligheidshoofdstuk. technische kenmerken van deze handleiding. • Laat

het apparaat niet gedurende langere tijd buiten en in contact met water staan. tijd.

• Controleer periodiek de stabiliteit en robuustheid van het product, evenals de staat van de steunpunten en wielen. Vervang ze zodra ze versleten zijn; • Neem bij twijfel over het gebruik, de regeling en het onderhoud van het product contact op met de handelaar

## 10. GEBRUIKSAANWIJZING Neem de

krukken, breng ze naar voren en duw ook het gewonde ledemaat naar voren, waarbij u het hele gewicht van het lichaam op de handvatten van de krukken rust. Breng uw lichaam naar voren en houd uw gezonde voet stevig op de grond. Breng uw gezonde voet naar voren.

Krukken mogen nooit achter de patiënt staan.

DE TRAP BEKLIMMEN • Plaats

het gezonde been op de trede • Ondersteun

vervolgens de krukken en ten slotte het zieke been DE TRAP AF • Plaats de krukken op de onderste trede • Ga

met het zieke been naar beneden • Ondersteun ten slotte het gezonde been

## 11. ONDERHOUD De

apparaten van de MOPEDIA by Moretti lijn worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze op de markt worden gebracht en zijn voorzien van CE-markering. Om er zeker van te zijn dat het apparaat geschikt is voor gebruik, wordt aanbevolen om het apparaat elke twee jaar door gekwalificeerd personeel te laten controleren. In geval van reparatie wordt aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken.

## 12. REINIGING EN DESINFECTIE 12.1

**Reiniging** Gebruik

alleen een vochtige doek om stof te verwijderen, en een vochtige doek met neutrale zeep om hardnekkig vuil te verwijderen. Goed drogen voor gebruik.

De watertemperatuur hoeft niet hoger te zijn dan 30°C. Gebruik geen wasmachines met waterstraal en/of stoom.

### 12.2 Desinfectie Indien

het noodzakelijk is om het product te desinfecteren, gebruik dan een normaal desinfecterend reinigingsmiddel.



**AANDACHT!**

Gebruik geen zure, alkalische producten of oplosmiddelen zoals aceton of verdunner

## 13. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING



Als u het apparaat weggooit, mag u nooit gebruik maken van stedelijke afvalverwerkingssystemen. Het wordt aanbevolen om het apparaat af te leveren bij de door de gemeentelijke besturen aangewezen selectieve inzamelcentra.

## 14. TECHNISCHE KENMERKEN

Codes	Kleur	Materiaal	Hoogte regeling	Maximaal gewicht
RP701A	DE BETALING	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701B	BLAUW	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701N	NEGER	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701R	ROOD	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg
RP701V	GROENTE	Geanodiseerd aluminium	74 - 97 cm	100 kg

### 14.1 Reserveonderdelen

**RV7010** Grijs adereindhulzen voor krukken 2 stuks

**RV7011** Zwarte adereindhulzen voor krukken 2 stuks

## 15. GARANTIE

Alle MORETTI-producten hebben een garantie van 2 jaar vanaf de verkoopdatum tegen fabricage- of materiaalfouten. De garantie geldt niet bij schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, misbruik, wijzigingen en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Het juiste doel van het product wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Moretti is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door installatie of gebruik van het apparaat dat niet voldoet aan de instructies in de handleiding voor installatie, montage en gebruik. Moretti garandeert Moretti-producten niet voor schade of defecten in de volgende omstandigheden: calamiteiten, ongeautoriseerde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, schade veroorzaakt door de elektrische voeding (waar deze zich bevindt), gebruik van onderdelen die niet door Moretti zijn geleverd, het niet respecteren van de gebruiksinstructies, ongeoorloofde wijzigingen, transportschade (anders dan de originele Moretti-zendingen), gebrek aan onderhoud aangegeven in de handleiding. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage vallen niet onder de garantie als de schade is veroorzaakt door normaal gebruik van het product.

## 16. REPARATIES

### 16.1 Reparaties onder garantie

In het geval dat een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti samen met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt. Moretti kan, naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren via een Moretti-distributeur of op zijn eigen kantoor. Arbeidskosten voor het repareren van het product kunnen door Moretti worden gedragen als het product onder de garantie valt. Een reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

### 16.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt

Met voorafgaande toestemming van Moretti kan een product dat niet langer onder de garantie valt, ter reparatie worden getourneerd. Arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de klant of distributeur. Voor reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van 6 maanden vanaf de leverdatum van het gerepareerde product.

### 16.3 Niet-defecte producten

Moretti zal de klant op de hoogte stellen indien het product na testen niet defect blijkt te zijn.

Moretti zal het product terugsturen naar de klant, die de verzendkosten hiervoor in rekening brengt opbrengst.

**17. RESERVEONDERDELEN**

Originele Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 maanden vanaf de datum van levering van het reserveonderdeel.

**18. DISCLAIMERCLAUSULES**

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, geeft Moretti geen verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet- inbreuk. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van enige impliciete garantie die door de wet kan worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, voor zover de wet dit toestaat. Sommige staten staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, noch op de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade met betrekking tot consumentenproducten. In die staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing.

**GARANTIECERTIFICAAT**

**Product** \_\_\_\_\_

**Aankoopdatum** \_\_\_\_\_

**Distributeur** \_\_\_\_\_

Straat \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

**Verkocht aan** \_\_\_\_\_

Straat \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_



Via Brussel, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

**www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com**

**GEMAAKT IN PRC**

**MORETTI S. PA**

Via Brussel, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Faxen. +39 055 96 21 200

**[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)**  
**[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)**