


# KIMODIRECT

Gebruiksaanwijzing - Warmte Band  
User Manual - Warming Belt  
Anweisungen - Wärmegürtel

---

NL p2-5  
EN p6-9  
DE p10-14

USER MANUAL



CE RoHS 



Lees de instructies  
Please read the manual  
Veuillez lire ce mode d'emploi

## Instructies


1. Laad het product volledig op voordat je het voor de eerste keer gebruikt.
2. Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de oplaadindicator 5 keer en schakelt het apparaat automatisch uit.
3. Tijdens het opladen, steek je de oplaadkabel in de overeenkomstige aansluiting op het hostpaneel en sluit je de USB-poort aan het andere uiteinde van de oplaadkabel aan op een mobiele stroomvoorziening of een computer USB-poort (5 VDC-stroomvoorziening) om op te laden. Op dat moment knippert de oplaadindicator en wanneer het apparaat volledig is opgeladen, blijft het lampje branden.
4. Maak voor elk gebruik van dit product de onderdelen die in contact komen met het lichaam schoon.
5. Bewaar dit product niet bij hoge temperaturen, open vuur of direct zonlicht, anders kan het verkleuren en beschadigd raken.
6. Gebruik geen corrosieve vloeistoffen zoals benzine, thinner en andere chemische oplosmiddelen op dit product en de accessoires.

## Plaatsing

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Niet bewaren op een plaats die blootgesteld is aan direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid.
3. Bewaar op een droge en geventileerde plaats.
4. Demonteer, repareer of wijzig dit product niet zonder toestemming.

## Gebruiksstappen

1. Houd de toets "⏏" lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Indien verwarming of trilling vereist is, druk dan kort op de overeenkomstige functietoets. De timer staat op 30 minuten en het apparaat stopt automatisch na 30 minuten.
2. Druk kort op "⏏" om drie trilstanden te selecteren en de "1, 2, 3" indicatorlampjes zullen dienovereenkomstig oplichten. Cyclus in volgorde: 1-2-3-Trilling stopt-1-...
3. Als je de temperatuur wilt aanpassen, druk dan kort op de "⏏"-toets om drie verwarmingsstanden te selecteren en de "1, 2, 3" indicatorlampjes zullen dienovereenkomstig oplichten. Cyclus in volgorde: 1-2-3-verwarming stopt-1-2-3-. (1 staat voor lage temperatuur, 2 voor gemiddelde temperatuur; 3 voor hoge temperatuur). Opmerking: het wordt aanbevolen om standen 1 en 2 te kiezen voor gebruik in de zomer en standen 2 en 3 voor gebruik in de winter.
4. Houd "⏏" ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.



## Schoonmaken en onderhoud

1. Als de voorkant van de hoofdeenheid vies is, kan deze worden afgeveegd met een schone droge zachte doek of droge handdoek.
2. Als de achterkant van de hoofdeenheid (het oppervlak bedekt met een hete doek) vies is, kan deze worden afgeveegd met vochtige papieren handdoeken. Voeg geen te veel water of andere vloeistoffen toe om te voorkomen dat het in de hoofdeenheid doordringt. Het moet worden gedroogd na het vegen. Kan opnieuw worden gebruikt.
3. Gebruik geen staaldraadgaas, ijzeren borstel, scherp keukengerei, enz. en bevatten vluchtige en corrosieve oplosmiddelen voor reiniging.
4. Als het niet wordt gebruikt, bewaar het product dan in een opberghoed op een droge en koele plaats.

## Belangrijkste kenmerken

1. Ontworpen volgens ergonomie, mooi en comfortabel.
2. Gebruikt silica gel PVC-verwarmingstechnologie, stelt lage (1), gemiddelde (2) en hoge (3) drie niveaus van temperatuur in die kunnen worden geselecteerd op basis van uw behoeften en omgevingstemperatuur.
3. Met vibratiefunctie kunnen 3 soorten trilmodi worden ingesteld die kunnen worden geselecteerd op basis van persoonlijk comfort.
4. Het gebruikt LED-indicator om weer te geven en zoemer-prompt, wat handiger is in gebruik.
5. USB snelladen, ingebouwde lithiumbatterij met grote capaciteit, oplaadbaar en gemakkelijk in gebruik.
6. Ingebouwde 30-minuten timer.

## Gebruik van oplaadbare batterijen

1. Tijdens gebruik, als de verwarming niet duidelijk is of de stroom wordt uitgeschakeld na het selecteren van de verwarmingsmodus, zal de zoemer meerdere keren klinken en zal de oplaadindicator snel knippen, wat aangeeft dat de ingebouwde lithiumbatterij bijna leeg is. Sluit de oplaadkabel aan op de host en steek de USB-poort aan het andere uiteinde van de oplaadkabel in een mobiele voeding of een computer USB-poort (5VDC-voeding) om op te laden.
2. Bij het opladen knippert de oplaadindicator van de host continu en wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft de oplaadindicator branden. Het duurt ongeveer 3-4 uur om volledig op te laden en het kan direct werken.


## Milieubescherming en middelen

Dit product gebruikt lithiumbatterijen. Zorg ervoor dat gebruikte batterijen worden weggegooid op een aangewezen plaats in overeenstemming met lokale voorschriften.

## Hoe de ingebouwde oplaadbare batterij te verwijderen

Dit product bevat een oplaadbare batterij. Voordat consumenten besluiten dit product weg te gooien, moet u de batterij uit het product verwijderen.

1. Voordat u het product uit elkaar haalt en de batterij verwijdert, moet u de stroom uitschakelen.
2. Volg de stappen 1-4 in de onderstaande afbeelding.



## Voorzorgsmaatregelen

1. Het is verboden om dit product zelf te demonteren en in elkaar te zetten om botsingen en waterdichtheid te vermijden om storingen te voorkomen.
2. Het wordt aanbevolen om de gebruiksduur niet langer dan 30 minuten te laten duren (het product schakelt automatisch uit na 30 minuten gebruik). Als u het langer wilt gebruiken, start u het product na 30 minuten opnieuw.
3. Langdurig continu gebruik kan ervoor zorgen dat het product oververhit raakt en de levensduur verkort. Als het product oververhit raakt, stop dan met het gebruik en wacht tot het product is afgekoeld voordat u het opnieuw gebruikt.
4. Bij het verwijderen van dit product dient u de regelgeving van de stad te volgen.

## Specificaties

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Afmetingen             | 160 x 90 x 35mm    |
| Nettogewicht           | 156g               |
| Voeding                | 5V (DC) 0.8 A      |
| Ingangsvermogen        | 5W                 |
| Lithiumbatterij        | 3,7 VDC 1800mAh    |
| Verwarmingstemperatuur | +39°C-+50°C        |
| Laadtijd               | Ongeveer 3 - 4 uur |

## Werkomstandigheden

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur  | +5°C~+40°C   |
| Relatieve vochtigheid | W80%         |
| Atmosferische druk    | 86kPa~106kPa |

## Instructions


1. Please fully charge it before using this Product for the first time.
2. When the battery power is low, the charging indicator flashes 5 times, and then it will automatically shut down.
3. During the charging operation, insert the charging cable into the corresponding jack on the host panel, and then plug the USB port at the other end of the charging cable into a mobile power supply or a computer USB port (5VDC power supply) to charge, and at the same time the charging indicator is flashing, fully charged. The light is always on.
4. Before each use of this Product, be sure to clean the parts that touch the body.
5. Do not store this product near high temperatures or open flames, or in direct sunlight, otherwise it may cause discoloration and damage.
6. Avoid using corrosive liquids such as benzene, thinner and other chemical solvents on this product and accessories.

## Placement

1. Keep out of reach of children.
2. Do not store in a place exposed to direct sunlight, high temperature and humidity.
3. Store in a dry and ventilated place.
4. Please do not disassemble, repair or modify this product without permission.

## Steps of use

1. Long press the "ϕ" key to turn on the machine. If heating or vibration is required, short press the corresponding function button. The timer time is 30 minutes, and it will automatically stop working after 30 minutes.
2. Short press "ϕ" to select three vibration modes, and the "1, 2, 3" indicator lights will light up accordingly. Cycle in turn: 1-2-3-Vibration stop-1-...
3. If you want to adjust the temperature, short press the "⌘" key to select three heating modes, and the "1, 2, 3" indicator lights will light up accordingly. Cycle in turn: 1-2-3-heating stop-1-2-3-. (1 represents low temperature, 2 represents medium temperature, 3 represents high temperature.  
Note: It is recommended to choose gears 1 and 2 for use in summer; gears 2 and 3 for use in winter.
4. Long press "ϕ" for about 2 seconds, the host enters the shut down mode.



## Cleaning and Maintenance

1. When the front of the main unit is dirty, it can be wiped clean with a clean dry soft cloth or dry towel.
2. When the back of the main unit (the surface covered with hot cloth) is dirty, it can be wiped clean with wet paper towels. Do not add too much water or other liquids to prevent it from penetrating into the main unit. It needs to be dried after wiping. Can be used again.
3. Do not use any steel wire mesh, iron brush, sharp utensils, etc. and contain volatile and corrosive solvents for cleaning.
4. Normally, when not in use, please put this Product in a storage box and store it in a dry and cool place.

## Key Features

1. Designed according to ergonomics, beautiful and comfortable.
2. Using silica gel PVC heating technology, set low (1), medium (2) and high (3) three levels of temperature, which can be selected according to your needs and ambient temperature.
3. With vibration function, 3 kinds of vibration modes can be set, which can be selected according to personal comfort.
4. It adopts LED indicator to display and buzzer Prompt, which is more convenient to use.
5. USB fast charging, built-in large-capacity lithium battery power supply, rechargeable, easy to use.
6. Built-in 30-minute timer.

## Use of rechargeable batteries

1. In the process of using, if the heating is not obvious or the power is turned off after selecting the heating mode, the buzzer will sound multiple times, and the charging indicator will flash quickly, indicating that the built-in lithium battery is low. Connect the charging cable to the host, and then Plug the USB port on the other end of the charging cable into a mobile power supply or a computer USB port (5VDC power supply) to charge.
2. When charging, the host charging indicator light is continuously flashing, and when the battery is fully charged, the charging indicator-light is always on. It takes about 3-4 hours to fully charge, and it can work immediately.


## Environmental protection and resource

This product uses lithium batteries. Please make sure to dispose of used batteries in a designated place in accordance with local regulations.

## How to remove the built-in rechargeable battery

This product contains a rechargeable battery. Before consumers decide to discard this product, be sure to remove the battery from the product.

1. Before disassembling the Product and removing the battery, be sure to turn off the power.
2. Follow the sequence of steps ①—④ shown in the figure below.





## Precautions

1. It is forbidden to disassemble and assemble this product privately to avoid collision and water ingress to avoid malfunction.
2. It is recommended that each use time not exceed 30 minutes (the product will automatically shut down after 30 minutes of use). If you need to continue using it, please restart the product after 30 minutes.
3. Long continuous use may cause the product to overheat and shorten the service life. If the product is overheated, please stop using it and wait for the product to cool down before using it again.
4. When disposing of this Product, please follow the city's regulations.

## Specifications

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Product size        | 160 x 90 x 35mm   |
| Net weight          | About 156g        |
| Power supply        | 5V (DC) 0.8 A     |
| Input power         | 5W                |
| Lithium battery     | 3.7 VDC 1800mAh   |
| Heating temperature | +39°C~+50°C       |
| Charging time       | About 3 - 4 hours |

## Working conditions

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ambient temperature  | +5°C~+40°C   |
| Relative humidity    | W80%         |
| Atmospheric pressure | 86kPa~106kPa |

## ▶ Anweisungen

1. Bitte vollständig aufladen, bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden.
2. Wenn die Batterieleistung niedrig ist, blinkt die Ladeanzeige 5 Mal und dann schaltet sich das Produkt automatisch aus.
3. Während des Ladevorgangs schließen Sie das Ladekabel an den entsprechenden Anschluss auf dem Host-Panel an und stecken Sie dann den USB-Anschluss am anderen Ende des Ladekabels in eine mobile Stromversorgung oder einen Computer-USB-Port (5VDC Stromversorgung) zum Aufladen ein. Währenddessen blinkt die Ladeanzeige und wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige kontinuierlich.
4. Vor jeder Verwendung dieses Produkts müssen Sie sicherstellen, dass die Teile, die den Körper berühren, sauber sind.
5. Lagern Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von hohen Temperaturen, offenen Flammen oder direktem Sonnenlicht, da dies zu Verfärbungen und Schäden führen kann.
6. Vermeiden Sie die Verwendung von korrosiven Flüssigkeiten wie Benzin, Verdünnungsmittel und anderen chemischen Lösungsmitteln auf diesem Produkt und Zubehör.

## ▶ Platzierung


1. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. Lagern Sie an einem Ort, der nicht direktem Sonnenlicht, hoher Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
3. Lagern Sie an einem trockenen und belüfteten Ort.
4. Bitte demontieren, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.

## ▶ Verwendungsschritte

1. Drücken Sie die Taste "⏻", um das Gerät einzuschalten. Wenn eine Heizung oder Vibration benötigt wird, drücken Sie kurz die entsprechende Funktionstaste. Die Timer-Zeit beträgt 30 Minuten und das Gerät wird nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet.
2. Drücken Sie "⏻", um drei Vibrationsmodi auszuwählen. Die Anzeigelampen "1, 2, 3" leuchten entsprechend auf. Der Zyklus lautet: 1-2-3-Vibrationsstopp-1-...
3. Wenn Sie die Temperatur einstellen möchten, drücken Sie kurz die Taste "⏻" und wählen Sie drei Heizmodi aus. Die Anzeigelampen "1, 2, 3" leuchten entsprechend auf. Der Zyklus lautet: 1-2-3-Heizstopp-1-2-3-. (1 steht

für niedrige Temperatur, 2 für mittlere Temperatur und 3 für hohe Temperatur. Hinweis: Im Sommer wird empfohlen, die Gänge 1 und 2 zu verwenden, im Winter die Gänge 2 und 3.)

4. Drücken Sie "ϕ" etwa 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.



## ► Reinigung und Wartung

1. Wenn die Vorderseite des Hauptgeräts verschmutzt ist, kann sie mit einem sauberen, trockenen weichen Tuch oder einer trockenen Handtuch abgewischt werden.
2. Wenn die Rückseite des Hauptgeräts (die mit heißem Tuch bedeckte Oberfläche) verschmutzt ist, kann sie mit feuchten Papiertüchern abgewischt werden. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Eindringen in das Hauptgerät zu verhindern. Nach dem Abwischen muss es getrocknet werden, bevor es wieder verwendet werden kann.
3. Verwenden Sie keine Stahldrahtgewebe, Eisenbürsten, scharfe Utensilien usw. und enthaltende flüchtige und ätzende Lösungsmittel zur Reinigung.
4. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, bewahren Sie es bitte in einer Aufbewahrungsbox an einem trockenen und kühlen Ort auf.

## Schlüsselfunktionen

1. Nach ergonomischen Prinzipien gestaltet, schön und bequem.
2. Verwendung von Silikongel-PVC-Heiztechnologie, Einstellung von drei Temperaturebenen (niedrig (1), mittel (2) und hoch (3)), die je nach Bedarf und Umgebungstemperatur ausgewählt werden können.
3. Mit Vibrationsfunktion, es können 3 Vibrationsmodi eingestellt werden, die je nach persönlichem Komfort ausgewählt werden können.
4. Es wird eine LED-Anzeige und ein Summer verwendet, was die Verwendung bequemer macht.
5. USB-Schnellladung, eingebauter Lithium-Ionen-Akku mit großer Kapazität, wiederaufladbar, einfach zu bedienen.
6. Eingebauter 30-Minuten-Timer.

## Verwendung von wiederaufladbaren Batterien

1. Wenn während der Verwendung die Heizung nicht deutlich zu spüren ist oder die Stromversorgung nach der Auswahl des Heizmodus ausgeschaltet wird, ertönt der Signalton mehrmals und die Ladeanzeige blinkt schnell, was darauf hinweist, dass der eingebaute Lithium-Ionen-Akku schwach ist. Schließen Sie das Ladekabel an den Host an und stecken Sie dann den USB-Anschluss am anderen Ende des Ladekabels in eine mobile Stromversorgung oder einen USB-Anschluss eines Computers (5VDC Stromversorgung) zum Aufladen.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die Host-Ladeanzeige kontinuierlich, und wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige durchgehend. Es dauert etwa 3-4 Stunden, um vollständig aufzuladen, und es kann sofort verwendet werden.


## Umweltschutz und Ressourcen

Dieses Produkt verwendet Lithiumbatterien. Bitte stellen Sie sicher, dass gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften an einem dafür vorgesehenen Ort entsorgt werden.

## Entfernen des eingebauten wiederaufladbaren

Akkus Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Akku. Bevor Verbraucher dieses Produkt entsorgen, müssen Sie den Akku aus dem Produkt entfernen.

1. Bevor Sie das Produkt zerlegen und den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
2. Folgen Sie der in der Abbildung gezeigten Schrittfolge 1-4.



## Vorsichtsmaßnahmen

1. Es ist verboten, dieses Produkt privat zu demontieren und zusammenzubauen, um Kollisionen und Wassereintritt zu vermeiden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
2. Es wird empfohlen, jede Verwendungsdauer nicht länger als 30 Minuten zu überschreiten (das Produkt schaltet sich automatisch nach 30 Minuten Verwendung ab). Wenn Sie es weiterhin verwenden möchten, starten Sie das Produkt bitte nach 30 Minuten neu.
3. Langes kontinuierliches Arbeiten kann dazu führen, dass das Produkt überhitzt und die Lebensdauer verkürzt. Wenn das Produkt überhitzt ist, verwenden Sie es bitte nicht und warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es erneut verwenden.
4. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, folgen Sie bitte den Vorschriften der Stadt.

## Spezifikationen

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Produktgröße     | 160 x 90 x 35mm   |
| Nettogewicht     | 156g              |
| Stromversorgung  | 5V (DC) 0.8 A     |
| Eingangsleistung | 5W                |
| Lithiumbatterie  | 3,7 VDC 1800mAh   |
| Heiztemperatur   | +39°C-+50°C       |
| Ladezeit         | ca. 3 - 4 Stunden |

## Arbeitsbedingungen

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur       | +5°C~+40°C   |
| Relative Luftfeuchtigkeit | W80%         |
| Atmosphärendruck          | 86kPa~106kPa |



# **KIMO DIRECT**

NL - EN - DE

03/2023 - V.1

[info@kimodirect.nl](mailto:info@kimodirect.nl)

[\*\*www.kimodirect.nl\*\*](http://www.kimodirect.nl)