



MVOLO

Safety and Usage Instructions

TELESCOPIC TUBE

**INFRARED HEAT
LAMP**

Product Introduction

This product has superior performance and is designed and produced in strict accordance with the safety standards of household appliances, safe and reliable, in line with the ideal energy value range of the human body, it is in home life My good helper! Easy to use, start and use.

Usage Method

1. Open the package, take out the product, install the bulb and lamp net cover, and adjust the lamp arm and lighting the required position and angle of the spotlight head to the body.
2. Do not face the human body. After the power is turned on, preheat for about one minute before using, the irradiation time (the same part) is about 30 minutes for adults and 30 minutes for children, about 20 minutes.
3. During auxiliary use, the skin of the irradiated part shall be exposed at a distance of 16 inch, The skin temperature is about 40° F Celsius or varies from person to person. i.e. I feel comfortableMake available.


Matters needing attention

Please read the instructions carefully before use

2. Do not touch the irradiating head, the heating plate in the net cover and other parts during the use, children and people with intellectual disabilities must be supervised by adults to avoid burns or injuryElectric shock accident.
3. When irradiating the face, wear colored glasses or eye masks. Do not irradiating the eyes directly, avoid eye injury.
4. White smoke may appear when the lamp cap is used for the first time or after a long timePhenomenon, which is caused by moisture absorption of thermal insulation material of irradiation lamp cap, which is a normal phenomenon, It will disappear after preheating for a period of time. In case of loss or failure of the product, it is not allowed to disassemble by yourself, contact our company or dealer.
5. Skin allergic reaction or other symptoms during irradiation due to personal physical differences in case of discomfort, stop using it immediately.
6. This product should not be use in strong electromagnetic environment and should avoid electromagnetic interface.
7. Never put water or liquid on the lighted bulb, otherwise the bulb will heap upCold shrinkage, explosion.
8. Avoid scalding when turning on the lamp. Do not touch the bulb.

How to Install:

Note: Do not install in the wrong direction!



- 1 Insert the wheel into the hole



- 2 Fix the expansion pipe and screw it up



- 3 Pull out the stainless steel telescopic rod



- 4 Collect and clamp the lamp cap

Note: It is not too long to pull 3/2 long



- 5 Pull out the stainless steel telescopic rod

Anti scalding Excellent Lamp Holder

Safer, more stable, freely adjustable and convenient to use.



If you have any questions about your product, please contact us at:

E-mail:
info@mvolo.nl



MVOLO

Veiligheids- en gebruiksinstructies

TELESCOPISCHE BUIS

**INFRAROOD WARMTE
LAMP**

product Introductie

Dit product heeft superieure prestaties en is ontworpen en geproduceerd in strikte overeenstemming met de veiligheidsnormen van huishoudelijke apparaten, veilig en betrouwbaar, in overeenstemming met het ideale energiewaardebereik van het menselijk lichaam, het is in het huiselijk leven Mijn goede helper! Gemakkelijk te gebruiken, starten en gebruiken.

Usage Method


1. Open de verpakking, haal het product eruit, installeer de lamp en het lampnetdeksel en pas de lamparm aan en verlicht de gewenste positie en hoek van de schijnwerperkop ten opzichte van het lichaam.
2. Kijk niet naar het menselijk lichaam. Nadat de stroom is ingeschakeld, ongeveer een minuut voorverwarmen voor gebruik, de bestralingstijd (hetzelfde deel) is ongeveer 30 minuten voor volwassenen en 30 minuten voor kinderen, ongeveer 20 minuten.
3. Tijdens hulpgebruik zal de huid van het bestraalde deel worden blootgesteld op een afstand van 16 inch. De huidtemperatuur is ongeveer 40° F Celsius of varieert van persoon tot persoon. d.w.z. ik voel me op mijn gemakBeschikbaar maken.

Zaken die aandacht nodig hebben

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door
2. Raak de bestralingskop, de verwarmingsplaat in de nercover en andere onderdelen niet aan tijdens het gebruik, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking moeten onder toezicht staan van volwassenen om brandwonden of letsel te voorkomen.
 3. Draag bij het bestralen van het gezicht een gekleurde bril of oogmaskers. Bestraal de ogen niet direct, vermijd oogletsel.
 4. Er kan witte rook verschijnen wanneer de lampvoet voor het eerst of na een lange tijd wordt gebruikt. Fenomeen, dat wordt veroorzaakt door vochtopname van thermisch isolatiemateriaal van de lampvoet van de bestraling, wat een normaal verschijnsel is, zal verdwijnen na voorverwarmen gedurende een periode. Bij verlies of defect van het product is het niet toegestaan om het zelf te demonteren, neem contact op met ons bedrijf of onze dealer.
 5. Huidallergische reactie of andere symptomen tijdens bestraling als gevolg van persoonlijke fysieke verschillen in geval van ongemak, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
 6. Dit product mag niet worden gebruikt in een sterke elektromagnetische omgeving en moet een elektromagnetische interface vermijden.
 7. Doe nooit water of vloeistof op de brandende lamp, anders zal de lamp zich opstapelen. Koude krimp, explosie.
 8. Vermijd verbranding bij het aanzetten van de lamp. Raak de lamp niet aan.

Hoe installeren:

Let op: Niet installeren in de wong richting!



- 1 Plaats het wiel in het gat



- 2 Bevestig de expansieleiding en verpluuts het



- 3 Trek het roestvrij staal eruit telescopische staaf



Geen schroefgaten kan worden aangescherpt

- 4 Verzamel en klem de lampvoet

Opmerking: het duurt niet te lang trek 3/2 lang



- 5 Trek het roestvrij staal eruit telescopische stang

Anti-verbranding Uitstekende lamphouder

Veiliger, stabiel, vrij instelbaar en handig in gebruik.



Als u vragen heeft over uw product, neem dan contact met ons op
Contacteer ons op:

E-mailadres:
info@mvolo.nl



MVOLO

Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen

TELESKOPROHR

INFRAROTWÄRME

LAMPE

Produkteinführung

Dieses Produkt verfügt über eine hervorragende Leistung und wurde in strikter Übereinstimmung mit den Sicherheitsnormen von Haushaltsgeräten entwickelt und hergestellt. Es ist sicher und zuverlässig und entspricht dem idealen Energiewertbereich des menschlichen Körpers. Es ist im häuslichen Leben mein guter Helfer! Einfach zu bedienen, zu starten und zu verwenden.

Verwendungsmethode


1. Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das Produkt heraus, installieren Sie die Glühbirne und die Lampennetzabdeckung und stellen Sie den Lampenarm und die Beleuchtung auf die gewünschte Position und den gewünschten Winkel des Strahlerkopfes zum Gehäuse ein.
2. Wenden Sie sich nicht dem menschlichen Körper zu. Nach dem Einschalten etwa eine Minute vorheizen, bevor Sie es verwenden. Die Bestrahlungszeit (derselbe Teil) beträgt etwa 30 Minuten für Erwachsene und 30 Minuten für Kinder, also etwa 20 Minuten.
3. Während der Hilfsanwendung muss die Haut des bestrahlten Teils in einem Abstand von 16 Zoll freigelegt werden. Die Hauttemperatur beträgt etwa 400 °F Celsius oder variiert von Person zu Person. d.h. ich fühle mich wohlMachen verfügbar.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch
2. Berühren Sie den Bestrahlungskopf, die Heizplatte in der Gehäuseabdeckung und andere Teile während des Gebrauchs nicht. Kinder und Menschen mit geistiger Behinderung müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um Verbrennungen oder Verletzungen durch Stromschläge zu vermeiden.
 3. Tragen Sie bei der Bestrahlung des Gesichts eine farbige Brille oder eine Augenmaske. Bestrahlen Sie die Augen nicht direkt, um Augenverletzungen zu vermeiden.
 4. Weißer Rauch kann auftreten, wenn der Lampensockel zum ersten Mal oder nach längerer Zeit verwendet wird. Ein Phänomen, das durch die Feuchtigkeitsaufnahme des Wärmeisulationsmaterials des Bestrahlungslampensockels verursacht wird, was ein normales Phänomen ist. Er verschwindet nach einer Vorwärmung Zeitspanne. Im Falle eines Verlusts oder Ausfalls des Produkts ist es nicht gestattet, es selbst zu zerlegen. Wenden Sie sich an unser Unternehmen oder unseren Händler.
 5. Hautallergische Reaktionen oder andere Symptome während der Bestrahlung aufgrund persönlicher körperlicher Unterschiede. Bei Beschwerden ist die Verwendung sofort abzubrechen.
 6. Dieses Produkt sollte nicht in einer starken elektromagnetischen Umgebung verwendet werden und elektromagnetische Schnittstellen sollten vermieden werden.
 7. Geben Sie niemals Wasser oder Flüssigkeiten auf die Glühbirne, da sich die Glühbirne sonst aufhäuft. Kaltschrumpfung, Explosion.
 8. Vermeiden Sie Verbrühungen beim Einschalten der Lampe. Berühren Sie nicht die Glühbirne.

Wie installiert man:

Hinweis: Nicht installieren in die falsche Richtung!



1 Setzen Sie das Rad ein in das Loch



2 Befestigen Sie das Expansionsrohr und es vermasseln



3 Ziehen Sie den Edelstahl heraus Teleskopstange



Keine Schraubenlöcher kann festgezogen werden


4 Sammeln und festklemmen den Lampensockel



Hinweis: Es dauert nicht zu lange 3/2 lang ziehen

5 Ziehen Sie den Edelstahl heraus Teleskopstange

Ausgezeichneter Lampenhalter gegen Verbrühungen
Sicherer, stabiler, frei einstellbar und bequem zu bedienen.



Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns kontaktiere uns unter:

Email:
info@mvolo.nl



MVOLO

Consignes de sécurité et d'utilisation

TUBE TÉLESCOPIQUE

CHALEUR INFRAROUGE

LAMPE

Présentation du produit

Ce produit a des performances supérieures et est conçu et fabriqué en stricte conformité avec les normes de sécurité des appareils ménagers, sûrs et fiables, conformément à la plage de valeurs énergétiques idéales du corps humain, c'est dans la vie à la maison Mon bon assistant ! Facile à utiliser, démarrer et utiliser.

Méthode d'utilisation


1. Ouvrez l'emballage, sortez le produit, installez l'ampoule et le couvercle du filet de la lampe, ajustez le bras de la lampe et allumez la position et l'angle requis de la tête du projecteur par rapport au corps.
2. Ne faites pas face au corps humain. Après la mise sous tension, préchauffez pendant environ une minute avant utilisation, le temps d'irradiation (la même partie) est d'environ 30 minutes pour les adultes et 30 minutes pour les enfants, soit environ 20 minutes.
3. Lors d'une utilisation auxiliaire, la peau de la partie irradiée doit être exposée à une distance de 16 pouces. La température de la peau est d'environ 400 F Celsius ou varie d'une personne à l'autre. c'est-à-dire que je me sens à l'aise. Rendre disponible.

Questions nécessitant une attention particulière

- Veillez lire attentivement les instructions avant utilisation
2. Ne touchez pas la tête irradiante, la plaque chauffante dans le couvercle ner et d'autres pièces pendant l'utilisation, les enfants et les personnes ayant une déficience intellectuelle doivent être surveillés par des adultes pour éviter les brûlures ou les accidents de choc électrique.
 3. Lors de l'irradiation du visage, porter des lunettes colorées ou des masques pour les yeux. Ne pas irradier les yeux directement, éviter les blessures aux yeux.
 4. De la fumée blanche peut apparaître lorsque le culot de la lampe est utilisé pour la première fois ou après une longue période Phénomène, qui est causé par l'absorption d'humidité du matériau d'isolation thermique du culot de la lampe à irradiation, qui est un phénomène normal, Il disparaîtra après le préchauffage pendant un période de temps. En cas de perte ou de panne du produit, il n'est pas permis de le démonter par vous-même, contactez notre société ou votre revendeur.
 5. Réaction allergique cutanée ou autres symptômes pendant l'irradiation en raison de différences physiques personnelles en cas d'inconfort, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
 6. Ce produit ne doit pas être utilisé dans un environnement électromagnétique puissant et doit éviter l'interface électromagnétique.
 7. Ne mettez jamais d'eau ou de liquide sur l'ampoule allumée, sinon l'ampoule s'entassera. Rétrécissement à froid, explosion.
 8. Évitez les brûlures lorsque vous allumez la lampe. Ne touchez pas l'ampoule.

Comment installer:

Remarque : Ne pas installer dans la direction wong!



1 Insérez la roue dans le trou



2 Fixer le tuyau d'expansion et le foutre en l'air



3 Sortez l'acier inoxydable tige télescopique



Pas de trous de vis peut être serré

4 Recueillir et serrer le culot de la lampe

Remarque : Il n'est pas trop long de tirer 3/2 de long



5 Sortez l'acier inoxydable tige télescopique

Excellent support de lampe anti-brûlure
Plus sûr, plus stable, librement réglable et pratique à utiliser.



Si vous avez des questions sur votre produit, veuillez
Contactez-nous à:
E-mail:
info@mvolo.nl



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

RURA TELESKOPOWA

CIEPŁO PODCZERWIENI
LAMPA



Wprowadzenie produktów

Ten produkt ma doskonałą wydajność i został zaprojektowany i wyprodukowany w ścisłej zgodności z normami bezpieczeństwa urządzeń gospodarstwa domowego, bezpieczny i niezawodny, zgodnie z idealnym zakresem wartości energetycznej ludzkiego ciała, jest w życiu domowym Mój dobry pomocniku! Łatwy w użyciu, uruchamianiu i użytkowaniu.

Sposób użycia


1. Otwórz opakowanie, wyjmij produkt, zamontuj żarówkę i osłonę siatki lampy, a następnie wyreguluj ramię lampy i oświetlenie do wymaganej pozycji i kąta nachylenia głowicy reflektora do korpusu.
2. Nie patrz w stronę ludzkiego ciała. Po włączeniu zasilania nagrzewaj przez około minutę przed użyciem, czas naświetlania (ta sama część) wynosi około 30 minut dla dorosłych i 30 minut dla dzieci, około 20 minut.
3. Podczas użytkowania pomocniczego skóra napromieniowanej części powinna być odsłonięta z odległości 16 cali. Temperatura skóry wynosi około 40° F Celsjusza lub różni się w zależności od osoby. tj. Czuję się komfortowo. Udostępnij.

Sprawy wymagające uwagi

- Proszę uważnie przeczytać instrukcje przed użyciem
2. Nie dotykaj głowicy naświetlającej, płyty grzejnej w osłonie nerki i innych części podczas użytkowania, dzieci i osoby niepełnosprawne intelektualnie muszą być nadzorowane przez dorosłych, aby uniknąć oparzeń lub obrażeń. Porażenie prądem elektrycznym.
 3. Podczas naświetlania twarzy należy nosić kolorowe okulary lub maski na oczy. Nie naświetlaj oczu bezpośrednio, unikaj obrażeń oczu.
 4. Biały dym może pojawić się, gdy trzonek lampy jest używany po raz pierwszy lub po dłuższym czasie Zjawisko, które jest spowodowane wchłanianiem wilgoci przez materiał termoizolacyjny trzonka lampy, co jest zjawiskiem normalnym. okres czasu. W przypadku zagubienia lub awarii produktu nie wolno samodzielnie go demontować, należy skontaktować się z naszą firmą lub sprzedawcą.
 5. Reakcja alergiczna skóry lub inne objawy podczas napromieniowania z powodu osobistych różnic fizycznych w przypadku dyskomfortu natychmiast przestań go używać.
 6. Ten produkt nie powinien być używany w silnym środowisku elektromagnetycznym i powinien unikać interfejsów elektromagnetycznych.
 7. Nigdy nie kładź wody ani innych płynów na zapalanej żarówce, w przeciwnym razie żarówka będzie się spętrzać Skurcz na zimno, eksplozja.
 8. Unikaj poparzenia podczas włączania lampy. Nie dotykaj żarówki.

Jak zainstalować:

Uwaga: nie instaluj w zły kierunek!



- 1** Włóż koło do otworu



- 2** Zamocuj rurę rozprężną i spięrzyć to



- 3** Wyciągnij stal nierdzewną drążek teleskopowy



Brak otworów na śruby można dokręcić

- 4** Zbieraj i zaciskaj nasadka lampy

Uwaga: nie jest to zbyt długie pociągnij 3/2 długości



- 5** Wyciągnij stal nierdzewną drążek teleskopowy

Doskonała oprawka przeciw oparzeniom

Bezpieczniejszy, bardziej stabilny, swobodnie regulowany i wygodny w użyciu.



Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące swojego produktu, proszę Skontaktuj się z nami na:

E-mail:
info@mvoilo.nl