

72
pieces

Beppy

SOFT & COMFORT
CONDOMS
RED Strawberry flavour

CE
0120

DE Beppy Red Kondome mit Erdbeeraroma sind aus hochwertigem Naturkautschuklatex, haben eine glatte Oberfläche, und eine Rote Farbe. Sie haben ein Reservoir und sind mit einem nicht-medizinischem Gleitmittel befeuchtet. Bei sachgerechter Verwendung in Übereinstimmung mit der Anleitung des Herstellers sind Kondome eine wirksame Form zur Empfängnisverhütung. Allergien können Kondome keinen 100% igen Schutz vor Schwangerschaft bieten. Bei richtiger Anwendung, können Latexkondome helfen, das Risiko der Übertragung von HIV-Infektionen (AIDS) zu reduzieren, sowie viele andere sexuell übertragbare Krankheiten, einschließlich Chlamydien-Infektion, Genital-Herpes, Genitalien Warzen, Gonorrhoe, Hepatitis B und Syphilis. Normale Weite: 56 ± 2 mm.

Zur Beachtung:

- Das Kondom ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Ölbasis, wie z. B. Vaseline, Massageöl, Babyöl, Körperlotion, Butter, etc. diese können das Kondom beschädigen. Sie können auch einige Medikamente, die auf Penis oder Vagina angewendet werden das Kondom beschädigen konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie diese Medikamente mit Kondomen zu verwenden.
- Wenn bei Ihnen Irritationen auftreten, beenden Sie die Verwendung der Latexkondome und fragen Sie Ihren Arzt.
- Bitte suchen Sie ärztlichen Rat, mindestens innerhalb von 72 Stunden, sollte ein Kondom beschädigt sein oder während des Gebrauchs reißen.
- Sollte die Folie beschädigt sein, entsorgen Sie bitte das Kondom.
- Kondome kühl und trocken lagern und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Achten Sie darauf das das Kondom nicht abrutscht und überprüfen. Sie den richtigen Sitz.

Gebrauchsanweisung:

SCHRITT 1: Überprüfen Sie das Verfallsdatum vor der Benutzung, öffne Sie auf der Seite die Folie. Das Kondom vorsichtig aus der Folie nehmen und achten Sie darauf es nicht durch Fingernägel, Schmuck etc. zu beschädigen.

SCHRITT 2: Setzen Sie das Kondom auf den Penis auf auf, nachdem dieser vollständig erigiert ist, und achten Sie auf die Abrollrichtung damit das Kondom eng anliegt und sich keine Luft im Reservoir befindet, eine sachgerechte Benutzung hilft Ihnen und Ihrem Partner Schwangerschaft und Übertragung von STI zu verhindern. Ein Kondom, könnte beim unsachgemäßen anlegen beschädigt werden, um dies zu vermeiden stellen Sie sicher das der Rollrand auf der Außenseite plaziert ist und rollen das Kondom über den erigierten Penis ab. Halten Sie das Kondom am Reservoir fest und rollen Sie es über den Penis ab.

SCHRITT 3: Nach der Ejakulation halten Sie das Kondom fest und ziehen Sie den Penis aus der Vagina während der Penis noch erigiert ist.

SCHRITT 4: Das benutzte Kondom bitte im Müll und nicht in der Toilette entsorgen.

Achtung: Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Wenn der Benutzer allergisch auf Latex reagiert.

EN Beppy condoms with strawberry flavour are made of high quality natural rubber latex, smooth surface, red colour, reservoir ended and lubricated with non-medicated lubricant. When used in accordance with manufacturer's instruction, condoms are an effective form of contraception. However, no method of contraception can provide 100% protection. If used properly, latex condoms will help to reduce the risk of transmission of HIV infection (AIDS) and many other sexually transmitted diseases, including chlamydia infection, genital herpes, genital warts, gonorrhoea, hepatitis B and syphilis. Nominal width: 56 ± 2 mm.

Precaution and Warnings

- The condom is for single use only.
- Do not use oil-based lubricants, such as petroleum jelly, massage oil, baby oil, body lotion, butter, etc. which can damage condoms. So can some medicines that are applied to penis or vagina. Consult your doctor or pharmacist if it is safe to use these medicines with condoms.
- If experience irritations, discontinue use of the latex condoms and get advice from your doctor.
- Seek medical assistance, at least within 72h, should a condom leak or burst during use.
- If the individual foil is obviously damaged, discard the condom.
- Store in a cool, dry place away from heat and direct sunlight.
- Stop and check if the condom is slipping off or tighten excessively onto the penis, because this may lead to breakage.

Instruction for Use

STEP 1: Check the expiry date before usage. Tear along one side of the foil, be sure not to rip the condom. Carefully handle the condom as it can be damaged by fingernails, jewellery etc.

STEP 2: Put the condom on after the penis is fully erect, before there is any contact between the penis and your partners body. This helps to prevent pregnancy and transmission of STIs. Air trapped inside a condom, could cause it to break. To avoid this, squeeze the tip of the condom. Be sure that the roll is on the outside and place the condom over the erect penis. While still squeezing the tip, use your other hand to unroll the condom gently pressing air out towards the base of the penis.

STEP 3: Soon after ejaculation, while the penis is still erect, hold the condom firmly in place at the base of the penis as you withdraw, so that the condom does not slip.

STEP 4: Wrap the used condom in a tissue and dispose into a waste bin. Do not flush it down the toilet.

Caution: This condom is made of natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock. If user is allergic for latex.

FR Les préservatifs Beppy goût fraise sont faits de latex caoutchouc naturel de haute qualité, d'une surface lisse, de couleur rouge, d'un réservoir terminé avec du lubrifiant non médicamenteux. Lorsqu'ils sont conformément utilisés aux instructions du fabricant, les préservatifs sont utilisés comme une forme de contraception. Cependant, aucune méthode de contraception ne peut assurer une protection à 100%. S'ils sont utilisés correctement, alors les préservatifs aideront à réduire le risque de transmission du VIH (SIDA) ainsi que de nombreuses maladies sexuellement transmissibles y compris l'infection aux chlamydia, l'herpès génital, les verrues, la gonorrhée, l'hépatite B et la syphilis. Largeur nominale: 56 ± 2 mm.

Précautions et mises en garde

- Le préservatif est à usage unique
- Ne pas utiliser de lubrifiants à base d'huile, tels que de la vaseline, de l'huile pour massage, de l'huile pour bébé, solution pour le corps, beurre, etc. qui peuvent endommager le préservatif. Ne pas utiliser certains des médicaments pour le pénis ou pour le vagin sans avis médical.
- Si vous avez des problèmes d'irritations, arrêtez l'utilisation de préservatifs en latex et demandez conseils auprès de votre médecin traitant.
- Appelez une assistance médicale dans les 72 heures si un préservatif fuit ou éclate pendant l'utilisation.
- Si le film individuel est visiblement endommagé, jetez le préservatif.
- Entrez dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Arrêtez et vérifiez si le préservatif glisse ou se serre excessivement sur le pénis car cela peut entraîner une rupture.

Mode d'emploi

ETAPE 1: Vérifiez la date d'expiration avant utilisation. Déchirez le sachet avec précaution sans utiliser les ongles, les dents ou tout ce qui est susceptible d'endommager le préservatif. Assurez-vous de ne pas le déchirer et manipulez-le soigneusement.

ETAPE 2: Mettez le préservatif dès que le pénis est en érection avant tout contact entre votre pénis et votre partenaire. Ne le mettez pas au dernier moment car cela évite la transmission de maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles ainsi que des risques de grossesse. L'air à l'intérieur du préservatif peut causer sa déchirure. Afin d'éviter cela, pincez délicatement le petit réservoir entre deux doigts pour en chasser l'air. Assurez-vous que le rouleau est à l'extérieur et placez le préservatif sur le pénis en érection. Tout en serrant la pointe, utilisez votre autre main pour dérouler doucement le préservatif en pressant doucement l'air vers la base du pénis.

ETAPE 3: Immédiatement après l'éjaculation et pendant que le pénis est toujours en érection, tenez le préservatif fermement en place à la base du pénis quand vous le retirez, de sorte que le préservatif ne glisse pas.

ETAPE 4: Enveloppez le préservatif utilisé dans un tissu et jetez-le dans une poubelle. Ne le jetez pas dans les toilettes.

Attention : ce préservatif est fait de latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique. Si l'utilisateur est allergique au latex.



Last updated April 2017. Read instructions before use.

Standard EN ISO 4074:2015
100% Electronically Tested
Nominal Width: 56 ± 2mm



ASHA International
Seinhuiswachter 1-3, 3034 KH
Rotterdam, The Netherlands

C04021 - V1714

