

Gerät und Bedienelemente



Zeichenerklärung

**WICHTIG**  
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

**WARNUNG**  
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

**ACHTUNG**  
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

**HINWEIS**  
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

Verwenden Sie das Massagegerät nur in geschlossenen Räumen!

Benutzen Sie das Massagegerät nicht in Feuchträumen (z.B. beim Baden oder Duschen).

**Schutzklasse II**

LOT LOT-Nummer

**Hersteller**

**1**

**DE Sicherheitshinweise**  
**Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.**

Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.  
Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke oder den medizinischen Bereich bestimmt.

**zur Stromversorgung**

Laden Sie den Akku des Gerätes mit einem geeigneten Netzadapter, der folgende Werte aufweist: 5V, 2A. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.

**für besondere Personen**

- Dieses Gerät darf nur von Personen über 18 Jahren verwendet werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.
- Sie sollten auf eine Anwendung mit dem Massagegerät verzichten, bzw. zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, wenn:
  - eine Schwangerschaft vorliegt,
  - Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben.
  - Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Diabetes, Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen.
- Sollten Sie Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Bei ungeklärten Schmerzen, wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder medizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie vor Benutzung des Massagegerätes Ihren Arzt.

**vor dem Betrieb des Gerätes**

- Überprüfen Sie Massagegerät vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen an Gerät sichtbar sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen oder feucht geworden ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.

**beim Betrieb des Gerätes**

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen oder im Bett liegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht vor dem Einschlafen. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie ein Fahrzeug lenken oder eine Maschine bedienen.
- Lagern oder bewahren Sie kein elektrisches Gerät an Stellen auf, von denen aus es in die Badewanne oder das Waschbecken fallen kann.
- Die maximale Betriebsdauer für eine Anwendung beträgt 10 Minuten. Längere Benutzung verkürzt die Lebensdauer des Gerätes und kann statt zur Entspannung zu Verspannungen der Muskulatur führen.
- Zu lange Benutzung kann zu Überhitzung führen. Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Legen und benutzen Sie das Gerät nie direkt neben einem elektrischen Heizofen oder anderen Hitzequellen.
- Dieses Gerät sollte nicht direkt die Hautoberfläche massieren, um Schäden an der Haut zu vermeiden. Das Massagegerät sollte mit sauberer, trockener Kleidung oder einem sauberen, trockenen Handtuch abgedeckt werden. Es sollte sanft gedrückt und bewegt werden. Die Massagezeit an der gleichen Stelle sollte 60 Sekunden nicht überschreiten.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen oder eingeschaltet ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Bedecken Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Die Lüftungöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls unter Decken oder Kissen. Es besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Verletzung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Finger oder andere Körperteile zwischen die Aufnahme für Massageköpfe und die Massageköpfe kommen. Verletzungsgefahr!**
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Sprühnebel aus Spraydosen oder dem gleichzeitigen Einsatz von Sauerstoff.

**für Wartung und Reinigung**

- Das Gerät ist wartungsfrei. Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Im Falle von Störungen oder Beschädigungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Gerät dient zur Eigenmassage der Muskulatur zur Entspannung und Regeneration. **Wenden Sie das Gerät nicht am Kopf oder anderen harten oder knöchernen Stellen des Körpers an! Wenden Sie das Gerät nicht an empfindlichen Körperstellen an!**  
Das Gerät ist nicht für eine medizinisch-therapeutische Anwendung gedacht. Es ist nicht geeignet für Kliniken, Massage-Praxen, Wellness-Studios etc. Das Massagegerät ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Schmerzbehandlung. Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.

**WARNUNG**  
**Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickengefahr!**

**Gerät und Bedienelemente**

- 1 Aufnahme für Massageköpfe
- 2 Lade-LED
- 3 USB-C-Port (Ladebuchse)
- 4 Ein-/Aus-Taste, Geschwindigkeit wählen
- 5 Ladestandanzeige

**Lieferumfang**

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.  
Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **medisana** Handmassagegerät MG 150
- 6 Massageköpfe
- 1 Ladekabel, USB-C
- 1 Aufbewahrungstasche
- 1 Gebrauchsanweisung

**Massageköpfe**

Im folgenden sind Beispiele für die Anwendung der Massageköpfe angegeben. Jeder Mensch empfindet die Massage bestimmter Punkte und Muskeln jedoch anders. Probieren Sie alle Massageköpfe aus und finden Sie den für Sie am besten geeigneten.

	U-förmiger Kopf: geeignet für spezifische Muskelgruppen wie neben der Wirbelsäule, den Achillessehnen oder Waden.
	Kegel-förmiger Kopf: geeignet für präzise Einzel-Triggerpunkt-Behandlung
	Flacher Kopf: geeignet für großflächige Muskelgruppen und Körperteile
	Runder Kopf: geeignet für große Muskelgruppen- und stränge.
	Sechs-Finger-Kopf: geeignet für Hände und Füße.
	Steg-förmiger Kopf: regt die Durchblutung der Muskeln an.

**Gerät verwenden**

- Akku laden**
- Verwenden Sie einen 5V-Netzadapter mit einer Ausgangsspannung von 2 A. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit dem Adapter und mit dem USB-C-Port 3 des Gerätes.
  - Die Lade-LED 2 leuchtet rot. Ist der Akku vollständig geladen (nach 2 bis 3 Stunden), leuchtet die Lade-LED 2 dauerhaft grün. Auf der Ladestandanzeige 5 wird die aktuelle Ladestand des Akkus angezeigt. *Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.*

**Bedienung**

- Stecken Sie einen der Massageköpfe kräftig in die Aufnahme 1 am Gerät.
- Drücken und halten Sie den EIN-/AUS-Taster 4 zum ein- oder ausschalten des Gerätes. Das Gerät startet mit der niedrigsten Intensität (Stufe 1). Drücken Sie nun die Taste 4 kurz, um die Intensität (Stufe 1-5; 1300 RPM/1700 RPM/2000 RPM/2300 RPM/2600 RPM) zu wählen.

**Gerät ausschalten**

Drücken und halten Sie den EIN-/AUS-Taster 4.  
**Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab, wenn die Intensität nicht verändert wird.**

**Reinigung und Pflege**

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Das Massagegerät reinigen Sie nur mit einem leicht angefeuchteten Schwamm. Verwenden Sie keinesfalls Bürsten, scharfe Reinigungsmittel, Benzin, Verdünner oder Alkohol. Reiben Sie das Massagegerät mit einem sauberen, weichen Tuch trocken. Nicht auf der Heizung oder mit dem Haartrockner trocknen.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig getrocknet ist.
- Verstauen Sie das Gerät am besten in der Aufbewahrungstasche und bewahren Sie es an einem sicheren, sauberen, kühlen und trockenen Platz auf.

**Entsorgung**

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

**Technische Daten**

Name und Modell: **medisana** Handmassagegerät MG 150  
Stromversorgung: Li-Ion Akku 7,4V, 2600 mAh  
Eingang: 5V, 2A

Abmessungen: ca. 16 x 14 x 4,5 cm  
Gewicht: ca. 380 g  
Lagerbedingungen: sauber und trocken  
Artikel-Nummer: 88986  
EAN-Nummer: 40 15588 88986 8

**Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.**

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Garantie- und Reparaturbedingungen**

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:  
1. Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.  
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.  
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.  
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:  
a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.  
b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.  
c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einlieferung an die Servicestelle entstanden sind.  
d. Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.  
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

## Device and controls



## Explanation of symbols



### IMPORTANT

Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.



### WARNING

These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.



### CAUTION

These notes must be observed to prevent any damage to the device.



### NOTE

These notes give you useful additional information on the installation or operation.



The massage device must only be used in enclosed spaces!



Do not use the massage seat cover in damp rooms (e.g. when bathing or showering).



Protection category II

LOT LOT number




Manufacturer

2



## EN Safety instructions

 Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



- Only use the appliance for the purpose for which it is intended in accordance with the instructions for use. Any misuse will invalidate the warranty.
- The unit is not intended for commercial purposes or the medical sector.

### For power supply

- Charge the battery of the unit with a suitable mains adapter that has the following values: 5V, 2A. Only use the USB charging cable supplied.

### For special persons

- This unit may only be used by persons over 18 years of age.
- Children must not play with the appliance.
- Do not use this device to support or replace medical applications. Chronic ailments and symptoms could be aggravated.
- You should refrain from using the massager or consult your doctor first if:
  - you are pregnant,
  - you have a pacemaker, artificial joints or have electronic implants.
  - you suffer from one or more of the following diseases or medical conditions: Diabetes, circulatory disorders, varicose veins, open wounds, bruises, skin tears, phlebitis.
- If you experience pain or find the massage uncomfortable, discontinue use and speak to your doctor.
- In case of unexplained pain, if you are undergoing medical treatment and/or using medical equipment, consult your doctor before using the massager.

### Before using the appliance

- Check the massager carefully for damage before each use. Do not use a defective appliance.
- Do not use the appliance if any damage is visible, if it is not working properly, if it has been dropped or if it has become wet. To avoid hazards, send the unit to the service centre for repair.

### When operating the unit

- Do not use the unit when you are sleeping or in bed.
- Do not use the appliance before falling asleep. The massage has a stimulating effect.
- Never use the appliance when driving a vehicle or operating machinery.
- Do not store or keep any electrical appliance in places from where it can be it can fall into the bathtub or sink.
- The maximum operating time for one application is 10 minutes. Prolonged use will shorten the life of the appliance and may cause muscle tension instead of relaxation.
- Excessive use can lead to overheating. Always allow the unit to cool down before using it again.
- Never place or use the device directly next to an electric heater or other sources of heat.
- This appliance should not massage the skin surface directly to avoid damage to the skin. The massage part should be covered with clean, dry clothing or a clean, dry towel. It should be pressed and moved gently. The massage time on the same spot should not exceed 60 seconds.

- Do not leave the appliance unattended when it is connected to the mains or switched on.
- Avoid contact of the unit with pointed or sharp objects.
- Do not cover the unit when it is switched on. Do not cover the ventilation openings.
- Never use the unit under blankets or pillows. There is a risk of fire, electric shock and injury.
- **Make sure that no fingers or other body parts get between the receptacle for massage heads ❶ and the massage heads. Risk of injury!**
- Do not use the appliance when sprayed from aerosol cans or when oxygen is used at the same time.

### For maintenance and cleaning

- The unit is maintenance-free. You may only carry out cleaning work on the unit yourself. In the event of malfunctions or damage, do not repair the unit yourself, as this will invalidate any warranty claims. Ask your specialist dealer and have repairs carried out only by authorised service centres in order to avoid hazards.
- Do not immerse the unit in water or other liquids. Should liquid ever get into the unit, unplug it from the mains immediately.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

### Intended use

The device is used for self-massage of the muscles for relaxation and regeneration. **Do not use the device on the head or other hard or bony parts of the body! Do not use the device on sensitive parts of the body!**

The device is not intended for medical-therapeutic use. It is not suitable for clinics, massage practices, wellness studios, etc. The massager is not a medical device and is not intended for the treatment of pain. In case of doubt or uncertainty, ask your doctor before use.



### WARNING

Please ensure that polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

### Unit and controls

- ❶ Holder for massage heads
- ❷ Charging LED
- ❸ USB-C port (charging socket)
- ❹ On/off button, select speed
- ❺ Charge level indicator

### Scope of delivery







Please check first whether the unit is complete and does not show any damage. If in doubt, do not operate the unit and contact your dealer or service centre.

The scope of delivery includes:

- 1 medisana Handheld Massager MG 150
- 6 massage heads
- 1 charging cable, USB-C
- 1 storage bag
- 1 instruction manual

### Massage heads

The following are examples of how to use the massage heads. However, everyone feels the massage of certain points and muscles differently. Try out all the massage heads and find the one that suits you best.

	U-shaped head: suitable for specific muscle groups such as next to the spine, Achilles heels or calves.
	Cone-shaped head: suitable for precise single trigger point treatment.
	Flat head: suitable for large muscle groups and body parts
	Round head: suitable for large muscle groups and strands.
	Six-finger head: suitable for hands and feet.
	Bar-shaped head: stimulates blood flow to the muscles.

## Using the unit

### Charging the battery

Use a 5V mains adapter with an output voltage of 2A. Connect the supplied USB charging cable to the adapter and to the USB-C port ❸ of the device.

The charging LED ❷ lights up in red. When the battery is fully charged (after 2 to 3 hours), the charging LED ❷ lights up in green. The current charge level of the battery is displayed on the charge level indicator ❺. *The unit cannot be used during the charging process.*

### Operation

Insert one of the massage heads firmly into the receptacle ❶ on the unit ❹. Press and hold the ON/OFF button ❹ to turn the unit on or off. The appliance starts with the lowest intensity (level 1). Now press button ❹ briefly to change the intensity (level 1-5; 1300 RPM/1700 RPM/2000 RPM/2300 RPM/2600 RPM).

### Switching off the unit

Press and hold the ON/OFF button ❹. *The appliance switches off automatically after 10 minutes, if intensity remains unchanged.*

### Cleaning and maintenance

- Before cleaning the appliance, make sure that the appliance is switched off. Let the appliance cool down.
- Clean the massager only with a slightly damp sponge. Never use brushes, strong detergents, petrol, thinner or alcohol. Rub the massager dry with a clean, soft cloth. Do not dry on the heater or with a hair dryer.
- Never immerse the appliance in water to clean it and make sure that no water or other liquid enters the appliance.
- Do not use the appliance again until it is completely dry.
- It is best to store the appliance in the storage case and keep it in a safe, clean, cool and dry place.

### Disposal



This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

### Technical data

Name and model: **medisana Handheld Massager MG 150**  
Power supply: Li-Ion battery 7.4V, 2600 mAh  
Input: 5V, 2A

Dimensions: approx. 16 x 14 x 4.5 cm  
Weight: approx. 380 g  
Storage conditions: clean and dry  
Item number: 88986  
EAN number: 40 15588 88986 8

**In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.**

The current version of this instruction manual can be found under [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

### Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is. The following warranty terms apply:

1. The warranty period for medisana products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
  - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
  - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
  - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
  - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.



**medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DEUTSCHLAND  
You will find the service address on the separate enclosure.





## Aparato y elementos de mando



## Leyenda

**IMPORTANTE**

La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.

**ADVERTENCIA**

Estas indicaciones de advertencia deben respetarse para evitar posibles lesiones del usuario.

**ATENCIÓN**

Estas indicaciones deben respetarse para evitar posibles daños en el aparato.

**NOTA**

Estas indicaciones le proporcionan información adicional útil sobre la instalación y el funcionamiento.

¡Utilice el aparato de masaje solo en estancias cerradas!

No utilice el aparato de masaje en estancias húmedas (p. ej., durante el baño o la ducha).

Clase de protección II

LOT Número de lote

Fabricante

5

**ES Indicaciones de seguridad**

**Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual de instrucciones, sobre todo las indicaciones de seguridad, y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a terceros, deberá entregarles también este manual de instrucciones.**



- Utilice el aparato solamente para el uso previsto en el manual de instrucciones. En caso de uso indebido, se anula el derecho de garantía.
- El aparato no ha sido diseñado para fines comerciales ni para el ámbito médico.

**Alimentación eléctrica**

• Cargue la batería del aparato con un adaptador de red adecuado que tenga los siguientes valores: 5 V, 2 A. Use únicamente el cable de carga USB suministrado.

**Personas especiales**

- Este aparato solo debe ser utilizado por personas mayores de 18 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato no debe utilizarse en sustitución o como complemento de aplicaciones médicas. Podría empeorar los síntomas y dolores crónicos.
- No utilice el aparato de masaje o consulte antes a su médico si:
  - está embarazada,
  - tiene un marcapasos, articulaciones artificiales o implantes electrónicos,
  - sufre una o varias de las siguientes enfermedades o molestias: diabetes, trastornos circulatorios, varices, heridas abiertas, contusiones, grietas de la epidermis, venas inflamadas.
- Si nota dolor o si el masaje le resulta desagradable, interrumpa su utilización y hable con su médico.
- Si sufre dolores de origen desconocido, se encuentra en tratamiento médico y/o utiliza equipos médicos, hable con su médico antes de utilizar el aparato de masaje.

**Antes de utilizar el aparato**

- Antes de cada uso, compruebe minuciosamente que el aparato de masaje no presenta daños. El aparato no debe ponerse en funcionamiento si está defectuoso.
- No utilice el aparato si se aprecian daños visibles en él, si no funciona correctamente o si se ha caído o mojado. Para evitar peligros, encargue la reparación del aparato al centro de servicio.

**Al utilizar el aparato**

- No utilice el aparato mientras duerme o está tumbado en la cama.
- No utilice el aparato antes de dormir. El masaje tiene un efecto estimulante.
- No utilice nunca el aparato mientras conduce o maneja una máquina.
- No almacene ni guarde ningún aparato eléctrico en lugares desde donde pueda caer en la bañera o el lavabo.
- El tiempo máximo de funcionamiento para una aplicación es de 10 minutos. Utilizarlo durante más tiempo reduce la vida útil del aparato y puede llevar a producir tensión muscular en lugar de relajación.
- Si se utiliza durante demasiado tiempo, el aparato se puede sobrecalentar. Espere siempre a que el aparato se enfríe antes de volver a utilizarlo.
- No coloque ni utilice nunca el aparato directamente junto a una estufa eléctrica y otras fuentes de calor.
- Este aparato no debe masajear directamente la superficie de la piel a fin de prevenir daños en la misma. La pieza de masaje debe cubrirse con una prenda limpia y seca o con una toalla limpia y seca. Se debe presionar y mover con suavidad. El tiempo de masaje en un mismo punto no debe superar los 60 segundos.

- No deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la toma de corriente o encendido.
- Evite tocar el aparato con objetos punzantes o afilados.
- No cubra el aparato cuando está encendido. Las aberturas de ventilación no deben cubrirse.
- No utilice nunca el aparato debajo de mantas o almohadas. Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.
- **Asegúrese de que ningún dedo ni otras partes del cuerpo se introducen entre la toma para los cabezales de masaje ❶ y los cabezales de masaje. ¡Peligro de lesiones!**
- No utilice el aparato si hay vapor de aerosoles o si está utilizando simultáneamente oxígeno.
- **Mantenimiento y limpieza**
- El aparato no requiere mantenimiento. Lo único que debe hacer usted es limpiar el aparato. En caso de averías o daños, no trate de reparar el aparato personalmente, ya que esto anularía cualquier derecho de garantía. Pregunte a su distribuidor y encargue las reparaciones únicamente a centros de servicio autorizados a fin de prevenir riesgos.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. Si alguna vez entra líquido en el aparato, desenchúfelo inmediatamente.
- Los trabajos de limpieza y cuidado habituales no deben ser realizados por niños sin supervisión.

**Uso previsto**

El aparato se utiliza para automasajearse los músculos a fin de relajarlos y regenerarlos. **¡No utilice el aparato en la cabeza ni en otras zonas duras u óseas del cuerpo! ¡No utilice el aparato en zonas sensibles del cuerpo!** El aparato no está previsto para un tratamiento médico o terapéutico. No es apto para clínicas, centros de masajes, estudios de belleza, etc. El aparato de masaje no es un equipo médico y no está destinado al tratamiento del dolor. En caso de duda, consulte a su médico antes de utilizarlo.

**ADVERTENCIA**  
Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños.  
¡Peligro de asfixia!

**Aparato y elementos de mando**

- ❶ Toma para los cabezales de masaje
- ❷ LED de carga
- ❸ Puerto USB-C (toma de carga)
- ❹ Botón de encendido/apagado, selección de la velocidad
- ❺ Indicador de nivel de carga

**Volumen de suministro**

En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el aparato en marcha y contacte con su vendedor o centro de servicio.

El volumen de suministro incluye:

- 1 aparato de masaje manual **medisana** MG 150
- 6 cabezales de masaje
- 1 cable de carga, USB-C
- 1 bolsa de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones

**Cabezales de masaje**

A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo utilizar los cabezales de masaje.

Ahora bien, cada persona siente el masaje en ciertos puntos y músculos de forma diferente. Pruebe todos los cabezales de masaje hasta encontrar el que más le convenga.

	Cabezal en forma de U: adecuado para grupos musculares específicos, como los situados junto a la columna vertebral, los talones de Aquiles o los gemelos.
	Cabezal en forma de cono: adecuado para el tratamiento preciso de puntos específicos.
	Cabezal plano: adecuado para grandes grupos musculares y partes del cuerpo.
	Cabezal redondo: adecuado para grandes zonas y grupos musculares.
	Cabezal de seis dedos: adecuado para las manos y los pies.
	Cabezal rectangular: estimula el flujo sanguíneo de los músculos.

**Uso del aparato****Carga de la batería**

1. Utilice un adaptador de corriente de 5 V con una tensión de salida de 2 A. Conecte el cable de carga USB suministrado al adaptador y al puerto USB-C ❸ del aparato.
2. El LED de carga ❷ se ilumina en rojo. Cuando la batería esté completamente cargada (después de 2 a 3 horas), el LED de carga ❷ se iluminará de forma permanente en verde. El indicador de nivel de carga ❺ muestra el nivel de carga actual de la batería. El aparato no debe utilizarse durante el proceso de carga.

**Manejo**

1. Inserte uno de los cabezales de masaje firmemente en la toma ❶ del aparato.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado ❹ para encender o apagar el aparato. El aparato comienza con la intensidad más baja (nivel 1). Ahora, pulse brevemente el botón ❹ para seleccionar la intensidad (nivel 1-5; 1300 rpm/1700 rpm/2000 rpm/2300 rpm/2600 rpm).

**Apagar el aparato**

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado ❹. El aparato se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se cambia la intensidad.

**Limpieza y cuidados**

- Antes de limpiar el aparato, compruebe que está desconectado. Espere a que el aparato se enfríe.
- El aparato de masaje solo debe limpiarse con una esponja ligeramente humedecida. No utilice bajo ningún concepto cepillos, detergentes agresivos, gasolina, disolventes o alcohol. Frote el aparato de masaje con un paño limpio y suave hasta que esté seco. No seque sobre el radiador o con el secador.
- Para limpiar el aparato, no sumerja nunca en agua y evite que se introduzca agua u otros líquidos en el interior.
- No utilice el aparato hasta que no esté completamente seco.
- Siempre que sea posible, guarde el aparato en su bolsa de almacenamiento, en un lugar seguro, limpio, fresco y seco.

**Eliminación**

Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todo consumidor está obligado a devolver los aparatos eléctricos o electrónicos, con independencia de que contengan o no sustancias nocivas, a un punto de recogida en su ciudad o en el comercio para que puedan ser eliminados de forma respetuosa con el medioambiente. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

**Datos técnicos**

**Nombre y modelo:** aparato de masaje manual **medisana** MG 150  
**Alimentación eléctrica:** batería de iones de litio de 7,4 V, 2600 mAh  
entrada: 5 V, 2 A

**Dimensiones:** aprox. 16 × 14 × 4,5 cm  
**Peso:** aprox. 380 g  
**Condiciones de almacenamiento:** lugar limpio y seco  
**Número de artículo:** 88986  
**Código EAN:** 40 15588 88986 8

**Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.**

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Condiciones de garantía y reparación**

En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.

Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

1. Los productos **medisana** tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
2. Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente siempre que no haya prescrito el plazo de garantía.
3. La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
4. La garantía no incluye:
  - a. Daños causados por un uso indebido, p. ej., la inobservancia del manual de instrucciones.
  - b. Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
  - c. Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
  - d. Los cambios sometidos a un desgaste normal.
5. También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato si el daño en el aparato está cubierto por la garantía.

**medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALEMANIA  
Encontrará la dirección del centro de servicio en la hoja informativa adjunta.

Dispositivo ed elementi di comando



Spiegazione dei simboli

**IMPORTANTE**

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

**AVVERTENZA**

È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni dell'utilizzatore.

**ATTENZIONE**

È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.

**NOTA**

Queste note contengono ulteriori utili informazioni per l'installazione o l'utilizzo.



Utilizzare l'apparecchio per massaggi solo in ambienti chiusi!



Non utilizzare l'apparecchio per massaggi in luoghi umidi (per es. nella vasca da bagno o nella doccia).



Classe di protezione II

LOT Numero di LOTTO



Produttore

6

**IT Indicazioni per la sicurezza**

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, e conservarle per eventuali impieghi futuri. Se l'apparecchio viene dato a terzi, consegnare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.**



- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso. In caso di modifica della destinazione d'uso, il diritto alla garanzia decade.
- L'apparecchio non è destinato all'uso in ambito commerciale o clinico.

**Alimentazione elettrica**

- Caricare la batteria dell'apparecchio con un adattatore di rete adatto che presenta i seguenti valori: 5V, 2A. Utilizzare esclusivamente il cavo di carica USB fornito.

**Soggetti particolari**

- Questo apparecchio può essere utilizzato esclusivamente da persone maggiorenni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio come supporto o in sostituzione di applicazioni mediche. Dolori e sintomi cronici potrebbero peggiorare ulteriormente.
- Non sottoporsi a un trattamento con il massaggiatore e/o consultare prima il medico nei seguenti casi:
  - gravidanza,
  - se si è portatori di pacemaker, di articolazioni artificiali o di impianti elettronici.
- presenza di una o più delle seguenti affezioni o disturbi: diabete, disturbi circolatori, vene varicose, ferite aperte, contusioni, lacerazioni cutanee, flebiti o trombosi.
- Qualora si percepisca dolore o il massaggio risulti fastidioso, interrompere l'utilizzo e consultare il medico curante.
- In caso di dolori di natura sconosciuta, nel corso di cure mediche e/o se si utilizzano dispositivi medici, consultare il medico curante prima di utilizzare il massaggiatore.

**Prima di mettere in funzione l'apparecchio**

- Prima di ogni utilizzo verificare che il massaggiatore non presenti danni. Non mettere in funzione un apparecchio guasto.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili, se non funziona perfettamente, se è caduto o se è umido. Per evitare rischi, spedire l'apparecchio al centro assistenza per la riparazione.

**Messa in funzione dell'apparecchio**

- Non utilizzare l'apparecchio durante il sonno o stando sdraiati a letto.
- Non utilizzare l'apparecchio prima di addormentarsi. Il massaggio esercita un'azione stimolante.
- Non utilizzare mai l'apparecchio mentre si è alla guida di un veicolo o al comando di una macchina.
- Non mettere o conservare nessun dispositivo elettrico su punto dove potrebbe cascare nella vasca da bagno o nel lavabo.
- La durata normale di funzionamento per ogni utilizzo è di 10 minuti. Un utilizzo più prolungato abbrevia la durata dell'apparecchio e può causare tensioni muscolari piuttosto che alleviarle.
- L'utilizzo prolungato può causare surriscaldamento. Lasciare sempre raffreddare completamente l'apparecchio prima di riutilizzarlo.
- Non collocare e/o utilizzare l'apparecchio direttamente vicino ad un riscaldamento elettrico o ad altre fonti di calore.
- Questo apparecchio non dovrebbe massaggiare direttamente la superficie della pelle per evitare danni alla pelle. La parte massaggiante deve essere coperta con vestiti puliti e asciutti o con un asciugamano pulito e asciutto. Deve essere premuta e mossa delicatamente. Il tempo di massaggio sullo stesso punto non dovrebbe superare i 60 secondi.

- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica o acceso.
- Evitare il contatto dell'apparecchio con oggetti appuntiti o taglienti.
- Non coprire l'apparecchio quando è acceso. Le aperture di ventilazione non devono essere coperte.
- Non utilizzare mai l'apparecchio sotto coperte o cuscini. C'è il pericolo di incendio, di elettrocuzione e di lesioni.
- **Assicurarsi di non introdurre dita o altre parti del corpo tra l'alloggiamento per testine massaggianti e le testine massaggianti. Pericolo di lesioni!**
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di sostanze nebulizzate da bombolette spray o in contemporanea all'uso di ossigeno.

**Manutenzione e pulizia**

- L'apparecchio non richiede manutenzione. L'utilizzatore può eseguire solo la pulizia dell'apparecchio. In caso di anomalie o di guasti non riparare direttamente l'apparecchio, poiché in questo modo decade ogni diritto di garanzia. Consultare il proprio rivenditore e fare eseguire i lavori di riparazione solo dai centri di assistenza autorizzati per evitare qualsiasi tipo di rischio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Se tuttavia dovesse penetrare del liquido all'interno dell'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

**Utilizzo conforme alla destinazione d'uso**

L'apparecchio serve ad automassaggiare i muscoli per rilassarsi e rigenerarsi. **Non applicare l'apparecchio sulla testa oppure su altre zone dure oppure ossee del corpo! Non applicare l'apparecchio su zone del corpo sensibili!** L'apparecchio non è stato ideato per l'applicazione di terapie mediche. Non è idoneo all'utilizzo in cliniche, sale massaggi, centri benessere, ecc. Il massaggiatore non è un apparecchio medico e non è adatto a essere utilizzato per il trattamento del dolore. In caso di dubbio consultare il medico prima dell'uso.

**AVVERTENZA**

**Fare attenzione affinché i bambini non entrino in possesso della pellicola di imballaggio! Pericolo di soffocamento!**

**Dispositivo ed elementi di comando**

- ① Alloggiamento per testine massaggianti
- ② LED di ricarica
- ③ Porta C USB (connettore di ricarica)
- ④ Tasto ON/OFF, selezionare la velocità
- ⑤ Indicatore di carica

**Contenuto della fornitura**

Controllare innanzitutto se l'apparecchio è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza.

La fornitura comprende:

- 1 Massaggiatore manuale MG 150 **medisana**
- 6 Testine massaggianti
- 1 Cavo di ricarica, USB-C
- 1 Custodia
- 1 Istruzioni per l'uso

**Testine massaggianti**

Di seguito sono indicati degli esempi per l'utilizzo delle testine massaggianti. Ogni persona sente il massaggio in determinati punti e muscoli in modo diverso. Si consiglia di provare tutte le testine massaggianti e di scoprire quali sono quelle più adatte.

	Testina a forma di U: adatta per gruppi di muscoli specifici come vicino alla colonna vertebrale, ai talloni d'Achille o ai polpacci.
	Testina a forma conica: adatta al trattamento preciso di un singolo punto trigger
	Testina piatta: adatta a gruppi muscolari e parti del corpo grandi
	Testina rotonda: adatta a grandi gruppi e fasci muscolari.
	Testina a sei dita: adatta per mani e piedi.
	Testina a forma di barra: stimola il flusso di sangue ai muscoli.

**Utilizzo dell'apparecchio****Ricarica della batteria**

1. Utilizzare un adattatore di rete 5V con una tensione di uscita di 2 A. Collegare il cavo di ricarica USB fornito con l'adattatore e la porta C USB ③ dell'apparecchio.
2. Il LED di ricarica ② si accende di rosso. Quando la batteria è completamente carica (dopo 2 fino a 3 ore), il LED di ricarica ② è perennemente acceso in verde. Sull'indicatore di carica ⑤ viene indicato il livello di carica attuale della batteria. *L'apparecchio non può essere utilizzato durante il processo di carica.*

**Utilizzo**

1. Ruotare energicamente una delle testine massaggianti nell'alloggiamento ① dell'apparecchio.
2. Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF ④ per accendere o spegnere l'apparecchio. L'apparecchio si avvia sempre al livello di intensità più basso (livello 1). Premere ora brevemente il tasto ④ per selezionare l'intensità (livello 1-5; 1300 RPM/1700 RPM/2000 RPM/2300 RPM/2600 RPM).

**Spegnimento dell'apparecchio**

Premere e tenere premuto il tasto ON/OFF ④. *L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non si modifica l'intensità.*

**Pulizia e cura**

- Prima di pulire l'apparecchio, verificare che sia spento. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Il massaggiatore si pulisce con una spugna leggermente inumidita. Non utilizzare mai spazzole, detersivi aggressivi, benzina, diluenti o alcol. Asciugare il massaggiatore con un morbido panno pulito. Non mettere ad asciugare su un termosifone o sotto il getto di un asciugacapelli.
- Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia e prestare attenzione che in esso non penetri dell'acqua né altri liquidi.
- Utilizzare nuovamente l'apparecchio solo quando è completamente asciutto.
- Si consiglia di riporre l'apparecchio nella valigetta di conservazione e di conservarlo in un luogo sicuro, pulito, fresco e asciutto.

**Smaltimento**

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Ogni utente ha l'obbligo di consegnare tutti gli apparecchi elettrici o elettronici, contenenti sostanze inquinanti o non, presso il punto di raccolta comunale o di restituirli al rivenditore locale per lo smaltimento nel rispetto dell'ambiente. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

**Dati tecnici**

Nome e modello:

Alimentazione elettrica: Massaggiatore manuale MG 150 **medisana**  
Batteria agli ioni di litio 7,4V, 2600 mAh  
Ingresso: 5V, 2A

Dimensioni:

ca. 16 x 14 x 4,5 cm

Peso: ca. 380 g

Condizioni di conservazione: in un luogo pulito e asciutto

Codice articolo: 88986

Codice EAN: 40 15588 88986 8

**Nell'intento di migliorare costantemente i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e strutturali.**La versione aggiornata delle presenti istruzioni per l'uso è disponibile nel sito [www.medisana.com](http://www.medisana.com).**Condizioni di garanzia e di riparazione**

In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio punto vendita specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario rispedire l'apparecchio, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

1. I prodotti **medisana** sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto. In caso di richieste di garanzia, la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
3. L'intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
4. La garanzia non include:
  - a. tutti i danni derivati da uso improprio, per es. per mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
  - b. danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
  - c. danni da trasporto nel tragitto dal fabbricante al consumatore o nella fase di spedizione al centro di assistenza.
  - d. pezzi di ricambio soggetti a normale usura.
5. È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio, anche quando il danno all'apparecchio viene riconosciuto come contemplato dalla garanzia.

**medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANIA**  
L'indirizzo dei centri assistenza è disponibile nella scheda separata in allegato.











Apparat og betjeningselementer



Tegnforklaring

**VIKTIG**  
Hvis disse advisingene ikke følges, kan alvorlige personskader eller skader på apparatet oppstå.

**ADVARSEL**  
Disse advarslene må overholdes for å unngå skader på brukeren.

**FORSIKTIG**  
Disse henvisningene må overholdes for å unngå skader på apparatet.

**MERKNAD**  
Disse henvisningene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.

Bruk massasjeapparatet kun i lukkede rom!

Bruk aldri massasjeapparatet i våtrom (f.eks. når du bader eller dusjer).

Beskyttelsesklasse II

LOT LOT-nummer

Produsent

**NO Sikkerhetsanvisninger**

**Les nøye gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, før du bruker apparatet, og oppbevar bruksanvisningen til senere anledninger. Hvis du gir apparatet videre til en tredjepart, må bruksanvisningen følge med.**



- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk opphører garantien.
- Apparatet er ikke ment til bruk i næringsvirksomhet eller på det medisinske feltet.

**Strømforsyning**

- Lad batteriet med en egnet nettadapter med følgende størrelse: 5 V, 2 A. Bruk bare den medfølgende USB-ladekabelen.

**Personer med spesielle behov**

- Dette apparatet skal bare benyttes av personer over 18 år.
- Barn får ikke leke med apparatet.
- Ikke bruk dette apparatet som støtte til eller erstatning for medisinsk behandling. Kroniske lidelser og symptomer kan forverres.
- Du skal ikke bruke massasjeapparatet, eller eventuelt bare etter konsultasjon med legen din, dersom:
  - du er gravid
  - du har pacemaker, kunstige ledd eller elektroniske implantater.
  - du lider av en eller flere av følgende sykdommer eller plager: diabetes, sirkulasjonsforstyrrelser, åreknuter, åpne sår, blåmerker eller bloduttreddelser, sprekker i huden, årebetennelser.
- Dersom du kjenner smerter eller opplever massasjen som ubehagelig, skal du avslutte bruken og konsultere legen din.
- Ved smerter med ukjent årsak, når du er under legebehandling og/eller bruker medisinske apparater, skal du konsultere fastlegen.

**Før bruk av apparatet**

- Sjekk massasjeapparater grundig for skader før hver gangs bruk. Et defekt apparat skal ikke brukes.
- Ikke bruk apparatet ved synlige skader på apparatet eller når det ikke fungerer feilfritt, eller når det har falt ned eller blitt fuktig. For å unngå farlige situasjoner sendes apparatet til et servicested for reparasjon.

**Bruk av apparatet**

- Ikke bruk apparatet mens du sover eller ligger i sengen.
- Ikke bruk apparatet før du skal sove. Massasjen har en stimulerende virkning.
- Bruk aldri apparatet når du kjører et kjøretøy eller betjener en maskin.
- Ikke oppbevar eller lagre elektriske apparater på steder hvor de kan falle i badekaret eller vasken.
- Maksimal brukstid er 10 minutter om gangen. Lengre tids bruk forkortar apparatets levetid og kan føre til spenninger istedenfor avspenninger i muskulaturen.
- For lang brukstid kan føre til overoppheting. La apparatet alltid bli avkjølt før du tar det i bruk igjen.
- Plasser eller benytt ikke apparatet rett ved siden av en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.
- Dette apparatet skal ikke massere direkte på huden, for å unngå skader på huden. Massasjestedet skal dekkes til med rene, tørre klær eller et rent og tørt håndkle. Beveg apparatet mykt og varsomt. Massasjetiden på ett enkelt sted skal ikke overskride 60 sekunder.

- La aldri apparatet være uten tilsyn når det er koblet til strømmettet eller når det er slått på.
- Unngå at apparatet kommer i kontakt med spisse eller skarpe gjenstander.
- Ikke dekk til apparatet når det er påslått. Ventilasjonsåpningene skal ikke tildekkes.
- Bruk aldri apparatet under tepper eller puter. Det kan medføre brann, elektrisk støt eller skade.
- **Forsikre deg om at fingre eller andre kroppsdelene aldri kommer mellom mottaket for massasjehoder ❶ og massasjehodene. Fare for personskader!**
- Ikke bruk apparatet i områder der det sprayes med spraybokser eller ved samtidig bruk av oksygen.

**Vedlikehold og rengjøring**

- Apparatet er vedlikeholdsfritt. Du skal selv bare utføre rengjøring av apparatet. Dersom det oppstår feil eller skader på apparatet, skal du ikke reparere det selv. Hvis du gjør det, vil alle garantier opphøre. Kontakt forhandleren og la kun autoriserte servicesteder gjennomføre reparasjoner, for å unngå farlige situasjoner.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker. Dersom væske kommer inn i apparatet, trekk umiddelbart ut støpselet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.

**Tiltenkt bruk**

Apparatet skal brukes til egen-massasje av muskulatur, til avspenning og regenerering. **Ikke bruk apparatet på hodet eller andre knokkeldeler på kroppen! Ikke bruk apparatet på ømfintlige kroppsdelene!** Apparatet er ikke ment for medisinsk eller terapeutisk bruk. Det er ikke egnet for klinikker, massasjepraksiser, helsestudioer e.l. Apparatet er ikke et medisinsk apparat og skal ikke brukes til smertebehandling. Dersom du er i tvil, spør legen din om hvordan det kan brukes.

**ADVARSEL**  
**Pass på at ikke barn får tak i forpakningsmaterialet! Fare for kveldning!**

**Apparat og betjeningselementer**

- ❶ Mottak for massasjehoder
- ❷ LED-lys for lading
- ❸ USB-C-port (ladekontakt)
- ❹ På-/Av-knapp, Valg av hastighet
- ❺ Visning av ladenivå

**Leveransens innhold**

- Kontroller først at apparatet er fullstendig og at det ikke har tegn på skader. Er du i tvil, skal du ikke ta apparatet i bruk. Ta kontakt med forhandleren eller servicestedet.
- Leveransen inkluderer:
- 1 **medisana** Håndmassasjeapparat MG 150
  - 6 massasjehoder
  - 1 ladekabel, USB-C
  - 1 oppbevaringspose
  - 1 bruksanvisning

**Massasjehoder**

Nedenfor følger eksempler på bruksområder for massasjehodene. Hvert menneske opplever massasje av bestemte punkter og muskler forskjellig. Prøv alle massasjehodene, og finn det som passer best for deg.

	U-formet hode: egnet for spesifikke muskelgrupper, som langs ryggraden, langs ankelledden ved hælen, eller på leggen
	Kjagleformet hode: egnet for behandling av triggerpunkter
	Flatt hode: egnet for store muskelgrupper og kroppsdelene
	Rundt hode: egnet for store muskelgrupper og -strenger
	Finger-hode: egnet for hender og føtter
	Triinn-formet hode: fremmer blodgjennomstrømningen i muskler

**Bruk av apparatet**

*Lade batteri*

1. Bruk en nettadapter på 5 V med en utgangsspenning på 2A. Koble den medfølgende USB-ladekabelen til adapteren og USB-C-porten på ❶ apparatet.
2. LED-lyset for lading ❷ lyser rødt. Når batteriet er helt oppladet (etter to til tre timer), lyser LED-lyset for lading ❷ vedvarende grønt. Nivåvisningen for batteriet ❺ viser det aktuelle ladenivået for batteriet. *Mens batteriet lades kan ikke apparatet brukes.*

*Betjening*

1. Trykk ett av massasjehodene i mottaket ❶ på apparatet.
2. Trykk og hold inne PÅ-/AV-knappen ❹ for å slå apparatet på og av. Apparatet starter med det laveste styrkenivået (trinn 1). Trykk så kort på knappen ❺ for å velge styrken (trinn 1-5; 1300 opm / 1700 opm 2000 opm / 2300 opm / 2600 omp).

*Slå av apparatet*

Trykk og hold inne PÅ-/AV-knappen ❹. *Apparatet slår seg av etter 10 minutter hvis ikke styrkenivået blir endret.*

**Rengjøring og vedlikehold**

- Før du rengjør apparatet, må du forsikre deg om at apparatet er slått av. La apparatet kjøle seg ned.
- Bruk bare en lett fuktet svamp for å rengjøre massasjeapparatet. Bruk aldri børster, kraftige rengjøringsmidler, bensin, forfettingsmiddel eller alkohol. Tørk massasjeapparatet tørt med en ren og myk klut. Ikke tørk apparatet på en ovn eller med hårføner.
- Legg aldri apparat som skal rengjøres, i vann, og pass på at vann eller annen væske ikke kommer inn i apparatet.
- Begynn å bruke apparatet igjen først når det er helt tørt.
- Det er best å oppbevare apparatet i vesken på et trygt, rent, kjølig og tørt sted.

**Avfallshåndtering**

Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er pålagt å avhende alle elektriske eller elektroniske apparater, uansett om de inneholder skadelige stoffer eller ikke, til et lokalt mottakssted for sluttavfall, for å sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ta kontakt med kommunen eller forhandler for mer informasjon om avfallshåndtering.

**Tekniske data**

Navn og modell:	<b>medisana</b> Håndmassasjeapparat MG 150
Strømforsyning:	Litiumionbatterier 7,4 V, 2600 mAh Inngang: 5 V, 2 A
Mål:	Ca. 16 x 14 x 4,5 cm
Vekt:	Ca. 380 g
Lagring:	Rent og tørt
Artikkelnummer:	88986
EAN-nummer:	40 15588 88986 8

**Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og stilistiske endringer for å forbedre produktet.**

Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Betingelser for garantier og reparasjoner**

Ved garantispørsmål, vennligst ta kontakt med forhandler eller direkte med servicestedet. Hvis du må sende inn apparatet, må du oppgi hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen. Følgende garantibetingelser gjelder:

1. Alle **medisana**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdatoen dokumenteres med kvittering eller regning.
2. Materielle og produksjonsfeil rettes gratis i garantiperioden.
3. Ved garantytelser treer ikke forlengelse av garantitiden inn, verken for apparatet eller for utskiftbare deler.
4. Følgende er utelukket fra garantien:
  - a. Alle skader som har oppstått som følge av ikke forskriftsmessig behandling, f.eks. ved at bruksanvisningen ikke er fulgt.
  - b. Skader som oppstår som følge av istandsetting eller justering utført av kjøperen eller ikke godkjent tredjepart.
  - c. Transportskader som har oppstått på vei fra produsent til forbruker eller ved innsending til servicestedet.
  - d. Reservedeler som har normal slitasje.
5. Ansvar for indirekte eller direkte følgeskader, som har blitt forårsaket av apparatet, er utelukket selv om skaden på apparatet regnes som en garantisak.

**medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, TYSKLAND  
Adressen til brukerservice finner du på separat vedleggsark.

















## Aparat și elemente de comandă



## Explicații desen

**IMPORTANT**

Nerespectarea acestei indicații poate avea ca urmare accidente grave sau deteriorarea aparatului.

**AVERTIZARE**

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.

**ATENȚIE**

Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avarii posibile ale aparatului.

**INDICAȚIE**

Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare.

Utilizați aparatul de masaj doar în spații închise!

Nu utilizați aparatul de masaj în spații umede (de ex.: la baie sau duș).

Clasa de protecție II

LOT Număr LOT

Producător

19

**RO Indicații de securitate**

**Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.**



- Folosiți aparatul în conformitate cu manualul de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției.
- Aparatul nu este destinat scopurilor comerciale sau domeniului medical.

**Referitor la alimentarea cu curent**

- Încărcați acumulatorul aparatului cu un adaptor de rețea, următoarele valori indică: 5V, 2A. Folosiți doar cablul de încărcare USB livrat.

**Pentru persoane speciale**

- Acest aparatul poate fi folosit doar pentru persoanele peste 18 ani.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Nu utilizați acest aparat pentru a susține sau a înlocui tratamentul medical. Bolile și simptomele cronice se pot înrăutăți.
- Trebuie să renunțați la folosirea aparatului de masaj, resp. trebuie să consultați medicul dvs. dacă:
  - sunteți însărcinată,
  - aveți un stimulator cardiac, articulații artificiale sau implanturi electronice.
  - în cazul în care suferiți de una sau mai multe boli sau afecțiuni: diabet, tulburări circulatorii, varice, răni deschise, contuzii, rupturi ale pielii, inflamații ale venelor.
  - În cazul în care aveți dureri sau masajul este neconfortabil, întrerupeți utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dvs.
  - În cazul apariției durerilor inexplicabile dacă sunteți sub tratament medical, consultați medicul dvs. înainte de a folosi aparatul de masaj.

**Înainte de utilizarea aparatului**

- Verificați aparatul de masaj înainte de fiecare utilizare cu privire la deteriorări. Un aparat defect nu trebuie pus în funcțiune.
- Nu folosiți aparatul dacă, sunt vizibile deteriorări, nu funcționează corect, sau în cazul în care a căzut sau s-a umezit. Pentru a evita pericolele, trimiteți aparatul pentru reparație la un centru de service autorizat.

**În timpul funcționării aparatului**

- Nu folosiți aparatul atunci când dormiți sau când stați în pat.
- Nu utilizați aparatul înainte de a adormi. Aparatul de masaj are un efect stimulant.
- Nu folosiți niciodată aparatul, în timp ce conduceți un vehicul sau în timp ce operați o mașină
- Nu depozitați și nu păstrați aparatul electric în locuri, în care ar putea să cadă într-o cadă sau într-o chiuvetă.
- Durata maximă de funcționare pentru o utilizare este de 10 minute. O utilizare mai îndelungată scurtează durata de viață a aparatului și poate provoca în loc de relaxare tensionarea musculaturii.
- O utilizare prea îndelungată poate duce la supraîncălzire. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a îl folosi din nou.
- Nu amplasați și nu utilizați niciodată aparatul direct lângă un cuptor electric sau alte surse de căldură.
- Acest aparat nu ar trebuie să maseze direct pe suprafața pielii, pentru a evita daunele asupra pielii. Componenta aparatului trebuie acoperită cu o îmbrăcămintă curată, uscată sau cu un prosop curat, uscat. Trebuie apăsat și mișcat puternic. Durata de masaj în fiecare loc nu trebuie să depășească 60 de secunde.

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua electrică sau dacă este pornit.
- Evitați contactul aparatului cu obiecte ascuțite sau tăioase.
- Nu acoperiți aparatul atunci când este pornit. Orificiile de aerisire nu trebuie acoperite.
- Nu îl folosiți sub nicio formă sub păături sau perne. Există pericolul de incendiu, de electrocutare și de rănire.
- **Asigurați-vă că nu pătrund degete sau alte părți ale corpului între suportul pentru capetele de masaj și capetele pentru masaj. Pericol de rănire!**
- Nu folosiți aparat pe ceața pulverizată din doze de spray sau la folosirea concomitentă a oxigenului.

**Referitor la întreținere și curățare**

- Aparatul nu necesită întreținere. Doar dvs. personal aveți voie să curățați aparatul. În caz de defecțiuni sau deteriorări nu reparați aparatul pe proprie răspundere, deoarece acest lucru poate duce la anularea garanției. Contactați magazinul dvs. de specialitate și dispuneți efectuarea lucrărilor de reparație doar de către un atelier autorizat, pentru a împiedica apariția riscurilor.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide. Dacă totuși se întâmplă ca să ajungă lichid în aparat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheați.

**Utilizare corespunzătoare scopului**

Aparatul are ca scop masajul propriu al musculaturii pentru relaxare și regenerare. **Nu îndreptați aparatul către cap sau către ale zone dure sau osoase ale corpului! Nu îndreptați aparatul către zonele sensibile ale corpului!** Aparatul nu este destinat uzului medical terapeutic. Nu este adecvat pentru clinici, cabinete de masaj, studiouri de wellness etc. Aparatul de masaj nu este un dispozitiv medical și nu are ca scop tratarea durerilor. În caz de dubii sau de nesiguranță adresați-vă medicului înainte de utilizare.

**AVERTIZARE**

**Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor! Există pericol de asfixiere!**

**Aparat și elemente de comandă**

- ① Suportul pentru capetele de masaj
- ② LED de încărcare
- ③ Port USB-C (mufă de încărcare)
- ④ Tasta pornit/oprit, selectarea vitezei
- ⑤ Afișajul nivelului de încărcare

**Pachet de livrare**

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service.

**Pachetul de livrare cuprinde:**

- 1 aparat de masaj pentru mâini **medisana** MG 150
- 6 capete de masaj
- 1 cablu de încărcare, USB-C
- 1 geantă de depozitare
- 1 instrucțiuni de utilizare

**Capete de masaj**

În continuare se menționează exemple pentru utilizarea capetelor de masaj. Fiecare om simte diferit masajul în anumite puncte și pe anumii mușchi. Încercați toate capetele de masaj și aflați care este cel mai adecvat pentru dvs.

	Capul în formă de U: recomandat pentru grupe specifice de masaj cum ar fi coloana vertebrală, călcâiul lui Ahile sau coapse.
	Capul în formă conică: recomandat pentru un tratament precis pentru un punct individual
	Cap plat: recomandat pentru grupe musculare mari și părți ale corpului
	Cap rotund: recomandat pentru grupe și mase musculare mari.
	Cap cu cinci gheare: recomandat pentru mâini și picioare.
	Cap sub formă de bară: stimulează circulația mușchilor.

**Utilizarea aparatului****Încărcare acumulator**

1. Folosiți un adaptor de rețea de 5V cu o tensiune de ieșire de 2A. Conectați cablul de încărcare USB livrat cu adaptorul și cu portul USB C ③ al aparatului.
2. LED-ul de încărcare ② luminează roșu. Dacă acumulatorul este complet încărcat (după 2 până la 3 ore), LED-ul de încărcare ② luminează pe o durată verde. Pe afișajul stării de încărcare ⑤ se afișează starea actuală de încărcare a acumulatorului. *În timpul procesului de încărcare, aparatul nu trebuie utilizat.*

**Operare**

1. Rotiți capetele de masaj în sensul acelor de ceasornic în suportul ① de pe aparat. 2. Apăsați și țineți apăsată tasta PORNIT/OPRIT ④ pentru pornirea sau oprirea aparatului. Aparatul pornește cu cea mai joasă intensitate (treapta 1). Apăsați acum tasta ④ scurt pentru a selecta intensitatea (treapta 1-5; 1300 RPM/1700 RPM/3000 RPM).2000 RPM/2300 RPM/2600 RPM).

**Oprirea aparatului**

Apăsați și țineți apăsată tasta PORNIT/OPRIT ④. *Aparatul se oprește automat după 10 minute, dacă nu se modifică intensitatea.*

**Curățare și întreținere**

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că aparatul este oprit. Lăsați aparatul să se răcească.
- Aparatul de masaj se curăță doar cu un burete ușor umed. Nu folosiți sub nicio formă caz perii, detergenți duri, benzină, diluanți sau alcool. Ștergeți aparatul de masaj cu o cârpă curată, moale. Nu uscați pe încălzire sau cu uscătorul.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța și asigurați-vă să nu pătrundă apa sau alte lichide în aparat.
- Refolosiți aparatul doar după ce acesta este perfect uscat.
- Depozitați aparatul cel mai bine în geanta de depozitare și păstrați-l într-un loc sigur, curat, răcoros și uscat.

**Înlăturare**

Acest aparat nu trebuie eliminat împreună cu gunoii menajer. Fiecare utilizator are obligația să ducă toate aparatele electrice sau electronice indiferent dacă conțin substanțe dăunătoare sau nu, la un punct de colectare din oraș sau la comerciant pentru a putea garanta o înlăturare ecologică. Pentru înlăturare adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

**Date tehnice**

Denumire și model:	<b>medisana</b> Aparat de masaj pentru mâini MG 150
Alimentare cu curent:	Acumulator Li-Ion 7,4V, 2600 mAh Intrare: 5V, 2A
Dimensiuni:	cca. 16 x 14 x 4,5 cm
Greutate:	cca. 380 g
Condiții de depozitare:	La loc răcoros și uscat
Număr articol:	88986
Număr EAN:	40 15588 88986 8

**În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.**

versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsește pe [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparație**

În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare. La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

1. Pentru produsele **medisana** se acordă o perioadă de garanție de 3 ani de la data achiziției. În caz de acordare a garanției, data achiziției se va dovedi prin chitanță sau factură.
2. Defecțiunile de material sau de producție se remediază gratuit în timpul perioadei de acordare a garanției.
3. După prestarea serviciului de garanție, perioada de garanție nu se prelungeste nicio pentru aparat nici pentru componentele schimbate.
4. Sunt excluse de la garanție:
  - a. toate daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare de ex. din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
  - b. daunele cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
  - c. daune de transport care au apărut pe drumul de la producător la consumator sau la trimiterea către punctul de service.
  - d. piese de schimb, care sunt supuse unei uzurii normale.
5. Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de aparat atunci când daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.

**medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANIA  
Adresa de service se află pe fișa adițională informativă.

Уред и контролни елементи



Обяснение на значите

**ВАЖНО**  
Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя.

**ВНИМАНИЕ**  
Тези указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възникването на евентуални повреди по уреда.

**УКАЗАНИЕ**  
Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

Използвайте уреда за масаж само в затворени помещения!

Не използвайте уреда за масаж във влажни помещения (напр. при къпане или взимане на душ).

Клас на защита II

LOT Партиден номер

Производител

**Указания за безопасност**  
Прочетете внимателно инструкцията за употреба и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда, и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.

Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна. Уредът не е предназначен за търговски цели или медицинска употреба.

**относно електрическото захранване**  
Зареждайте батерията на уреда с подходящ мрежови адаптер, който има следните стойности: 5V, 2A. Използвайте само включения в окомплектовката на доставката USB кабел за зареждане.

**за лица с особени потребности**  
Този уред трябва да се използва само от лица над 18 години. Децата не трябва да играят с уреда. Не използвайте този уред в допълнение към или вместо медицински средства. Това може да влоши хронични оплаквания или симптоми. Не трябва да използвате уреда за масаж, респ. първо трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако:  
- има на лице бременност,  
- имате пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти.  
- страдате от едно или повече от следните заболявания или оплаквания: диабет, проблеми с кръвообращението, разширени вени, открити рани, контузии, кожни пукнатини, възпаления на вените.  
• Ако усетите болки или масажът Ви причини дискомфорт, прекъснете приложението и се консултирайте с Вашия лекар.  
• При болки с неясен произход, когато Ви се прилага лечение и/или използвате медицински уреди, се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате уреда за масаж.

**преди експлоатацията на уреда**  
Всеки път преди употреба внимателно проверявайте уреда за масаж за наличие на повреди. Уред с повреда не трябва да се пуска в експлоатация. Не използвайте уреда, ако същият има видими повреди, ако не функционира безупречно, ако е паднал или ако е бил намокрен. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервис.

**при експлоатацията на уреда**  
• Не използвайте уреда, когато спите или лежите в леглото.  
• Не използвайте уреда преди заспиване. Масажът има стимулиращо действие.  
• Никога не използвайте уреда, когато управлявате автомобил или работите с машина.  
• Не съхранявайте или прибирайте електрически уред на места, от които може да падне във ваната за къпане или мивката.  
• Максималното време на работа за едно прилагане е 10 минути. Продължителното използване скъсява експлоатационния живот на уреда и може да доведе вместо до отпускане, до схващане на мускулатурата.  
• Прекалено дългата употреба може да доведе до прегряване. Винаги първо оставайте уреда да се охлади, преди да го използвате отново.  
• Никога не поставяйте и не използвайте уреда в близост до електрическа печка или други източници на топлина.  
• Този уред не трябва да масажира директно повърхността на кожата, за да се предотвратят увреждания на кожата. Частта за масаж трябва да бъде покрита с чисто, сухо облекло или чиста, суха кърпа за ръце. Тя трябва да се притиска и движи леко. Времето за масаж на едно и също място не трябва да надвишава 60 секунди.

• Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа или е включен.  
• Избягвайте контакта на уреда със заострени или режещи предмети.  
• Не покривайте уреда, когато е включен. Вентилационните отвори не трябва да се покриват.  
• В никакъв случай не използвайте уреда под одеяло или възглавница. Съществува опасност от пожар, токов удар и нараняване.  
• **Уверете се, че пръстите или други части на тялото не могат да попаднат между държача за масажните глави и масажните глави. Опасност от нараняване!**  
• Не използвайте уреда в среда с образувана от спрейове мъгла или заедно с прилагане на кислород.  
**за поддръжката и почистването**  
• Уредът не се нуждае от поддръжка. Вие можете да извършвате единствено почистващи дейности по уреда. В случай на повреди или неизправности не ремонтирайте уреда сами, защото по този начин отпада правото Ви на каквито и да било претенции по гаранцията. Свържете се с Вашия специализиран търговец и поверявайте ремонтите единствено на оторизирани сервиси, за да избегнете опасности.  
• Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако въпреки това в уреда попадне течност, веднага издърпайте захранващия щепсел.  
• Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

**Употреба по предназначение**  
Уредът служи за самостоятелен масаж на мускулатурата с цел отпускане и регенерация. **Не прилагайте уреда върху главата или други твърди или костеливи места на тялото! Не използвайте уреда върху чувствителни места от тялото!** Уредът не е предназначен за медицинско-терапевтично приложение. Той не е подходящ за клиници, студия за масаж, уелнес центрове и т.н. Уредът за масаж не е медицински уред и не служи за лечение на болка. В случай на съмнение или несигурност попитайте своя лекар преди употребата.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Внимавайте опаковъчните фолиа да не попаднат в ръцете на деца! Съществува опасност от задушаване!

**Уред и контролни елементи**  
1 Държач за масажни глави  
2 Светодиод за зареждане  
3 USB-C порт (букса за зареждане)  
4 Бутон Вкл./Изкл., избор на скорост  
5 Индикатор за състоянието на зареждане

**Окомплектовка на доставката**  
Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма някакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обрънете към Вашия търговец или към Вашия сервис.  
Към окомплектовката на доставката спадат:  
• 1 ръчен уред за масаж **medisana** MG 150  
• 6 масажни глави  
• 1 кабел за зареждане, USB-C  
• 1 чанта за съхранение  
• 1 инструкция за употреба

**Масажни глави**  
По-долу са посочени примери за приложението на масажните глави. Всеки човек възприема масажа на определени точки и мускули по различен начин. Изпробвайте всички масажни глави и открийте най-подходящата за Вас.

	U-образна глава: подходяща за специфични мускулни групи, като напр. до гръбначния стълб, ахилесовите сухожилия или прасците.
	Конусовидна глава: подходяща за прецизно третиране на единични точки на задействане
	Плоска глава: подходяща за мускулни групи и части на тялото с голяма повърхност
	Кръгла глава: подходяща за големи мускулни групи и групи мускулни влакна.
	Глава с шест пръста: подходяща за ръце и крака.
	Мостовидна глава: стимулира кръвоснабдяването на мускулите.

**Използване на уреда**  
**Зареждане на батерията**  
1. Използвайте мрежови адаптер 5V с изходящо напрежение от 2A. Свържете включения в окомплектовката на доставката USB кабел за зареждане с адаптера и USB-C порта на уреда.  
2. Светодиодът за зареждане свети червено. Ако батерията е напълно заредена (след 2 до 3 часа), светодиода за зареждане свети непрекъснато зелено. На индикатора за състоянието за зареждане се показва текущото състояние на зареждане на батерията. По време на процеса на зареждане уредът не може да се използва.

**Обслужване**  
1. Вкарвайте една от масажните глави със сила в държача на уреда.  
2. Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. за включване или изключване на уреда. Уредът стартира с най-ниския интензитет (степен 1). Сега натиснете за кратко бутона за да изберете интензитета (степен 1-5; 1300 RPM/1700 RPM/2000 RPM/2300 RPM/2600 RPM).

**Изключване на уреда**  
Натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ. Уредът се изключва автоматично след 10 минути, ако интензитетът не бъде променен.

**Почистване и грижа**  
• Преди почистване на уреда се уверете, че той е изключен. Оставете уреда да се охлади.  
• Почиствайте уреда за масаж само с леко навлажнена гъба. В никакъв случай не използвайте четки, агресивни почистващи препарати, бензин, разреждители или алкохол. Подсушавайте уреда за масаж само с помощта на чиста, мека кърпа. Не сушете върху отоплението или с помощта на сешоар за коса.  
• За почистване никога не потапяйте уреда във вода и внимавайте в уреда да не навлиза вода или друга течност.  
• Използвайте уреда отново едва когато е напълно изсъхнал.  
• Най-добре приберете уреда в чантата за съхранение и го съхранявайте на сигурно, чисто, хладно и сухо място.

**Изхвърляне**  
Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всеки потребител е длъжен да предава всички електрически или електронни уреди, независимо от това дали съдържат или не опасни вещества, в пункт за събирането им в своя град или в търговката мрежа, за да бъдат извозени с цел екологосъобразното им изхвърляне. Във връзка с изхвърлянето потърсете информация от местната администрация или при Вашия търговец.

**Технически данни**  
Наименование и модел: Ръчен уред за масаж **medisana** MG 150  
Електрозахранване: Литиево-йонна батерия 7,4V, 2600 mAh  
Вход: 5V, 2A  
  
Размери:  
Тегло: ок. 16 x 14 x 4,5 cm  
Условия на съхранение: ок. 380 g  
Артикулен номер: чисто и сухо  
89986  
EAN номер: 40 15588 89986 8

**В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструктивни промени.**

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Условия за гаранция и ремонт**  
В случай на повреда, покрита от гаранцията, моля да се обрънете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиса. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите колие на касовия бон.  
При това важат следните гаранционни условия:  
1. За продуктите **medisana** се предоставя гаранция от 3 години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.  
2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.  
3. Предоставяното на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.  
4. От гаранцията са изключени:  
а. всички повреди, които са възникнали вследствие на неправилна експлоатация, напр. на неспазване на инструкцията за употреба;  
б. повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица;  
в. повреди, които са възникнали при транспортирането от производителя до потребителя или при изпращането до сервиса;  
г. резервни части, които подлежат на нормално износване.  
5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, дори и когато настъпилата повреда на уреда се покрива от гаранцията.







Устройство и элементы управления




Условные обозначения


**ВАЖНО**  
Несоблюдение этого руководства может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Соблюдайте эти предупреждения, чтобы избежать возможного травмирования пользователя.

**ВНИМАНИЕ**  
Необходимо соблюдать эти указания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.


**ПРИМЕЧАНИЕ**  
Эти примечания предоставляют вам дополнительную полезную информацию для установки или эксплуатации.

 Используйте массажер только в закрытых помещениях!


 Не используйте массажер во влажных помещениях (например, в ванной комнате или в душе).

 Класс защиты II

**LOT** Номер партии

 Производитель

24

**RU Указания по технике безопасности**  
 **Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство по использованию, в частности, указания по безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете прибор третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.**



- Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в руководстве по использованию. При использовании не по назначению теряется право на гарантию.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в сфере медицины.

#### Электропитание

- Зарядите аккумулятор устройства с помощью соответствующего сетевого адаптера со следующими значениями: 5В, 2А. Используйте только прилагаемый USB-кабель для зарядки.

#### Для особых категорий пользователей

- Этим устройством могут пользоваться только лица старше 18 лет.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте это устройство в качестве замены медицинского лечения или для его поддержки. Могут обостриться хронические болезни и симптомы.
- Вам следует отказаться от использования массажера или вначале проконсультироваться у врача, если:
  - вы беременны;
  - у вас установлен кардиостимулятор, искусственные суставы или электронные имплантаты;
  - если вы страдаете одним (одной) или несколькими из нижеперечисленных заболеваний или патологий: диабет, нарушения местного кровообращения, варикозное расширение вен, открытые раны, ушибы, трещины кожи, воспаление вен.
- Если при применении устройства вы почувствуете боль или возникнут неприятные ощущения, прекратите использование и посоветуйтесь со своим врачом.
- В случае появления необъяснимых болевых ощущений, если вы находитесь в процессе медицинского лечения и/или пользуетесь медицинскими устройствами, перед использованием массажера проконсультируйтесь у своего врача.

#### Перед использованием устройства

- Перед каждым использованием внимательно проверяйте устройство на наличие дефектов. Запрещается пользоваться неисправным устройством.
- Не используйте устройство, если на нем обнаружены повреждения, если устройство не работает должным образом, падало на пол или намокло. Во избежание опасностей отошлите устройство на ремонт в сервисный центр.


#### При работе с устройством

- Не используйте прибор во время сна или лежа в постели.
- Не используйте прибор перед сном. Массаж оказывает стимулирующее действие.
- Никогда не используйте устройство во время вождения автомобиля или управления механизмами.
- Не размещайте и не храните электроприбор в местах, с которых он может упасть в ванну или раковину.
- Максимальная длительность использования составляет 10 минут. Длительное использование устройства сокращает срок его службы и может привести к напряжению мышц вместо расслабления.
- Слишком длительное использование может привести к перегреву. Перед повторным использованием дайте устройству сперва полностью остыть.
- Никогда не устанавливайте и не используйте устройство непосредственно рядом с электрическим камином или другими источниками тепла.
- Во избежание повреждения кожи нельзя массировать этим устройством непосредственно поверхность кожи. Массируемую область следует покрыть чистой сухой одеждой или чистым сухим полотенцем. Следует осторожно прижимать и перемещать устройство. Время массажа на одном и том же месте не должно превышать 60 секунд.






- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно присоединено к электросети или включено.
  - Не допускайте контакта устройства с колющими или режущими предметами.
  - Не накрывайте устройство, когда оно включено. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
  - Ни в коем случае не используйте устройство под одеялом или под подушкой. Несоблюдение этих правил может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
  - Следите за тем, чтобы между держателем массажных головок 1 и массажными головками 2 не попадали пальцы или другие части тела. Опасность травмирования!**
  - При работающем устройстве запрещается распылять аэрозольные баллоны или использовать кислород.
- Обслуживание и очистка**
- Устройство не нуждается в обслуживании. Вы можете самостоятельно осуществлять только чистку устройства. В случае неполадок или повреждений не ремонтируйте прибор самостоятельно, так как вследствие этого право на гарантию будет утрачено. Если прибор неисправен, обратитесь за помощью к своему дилеру и, во избежание травм и повреждений, доверяйте ремонт только авторизованному сервисным центрам.
  - Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если в прибор все же попала жидкость, немедленно выньте вилку из розетки.
  - Детям запрещается заниматься чисткой и самостоятельным обслуживанием прибора без присмотра со стороны взрослых.

#### Использование по назначению

Устройство предназначено для самостоятельного массажа мышц, для расслабления и восстановления. **Не используйте устройство на голове или других твердых участках тела или косточках! Не используйте устройство на чувствительных участках тела!** Устройство не предназначено для применения в медицинской практике или терапевтического лечения. Прибор не предназначен для использования в клиниках, массажных кабинетах, оздоровительных центрах и т. д. Массажер не является медицинским изделием и не предназначен для обезболивающего лечения. При возникновении вопросов или сомнений перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
 **Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детей! Она может стать причиной удушья!**

#### Устройство и элементы управления







-  Держатель для массажных головок
-  Светодиод зарядки
-  Гнездо USB-C (гнездо для зарядки)
-  Кнопка включения/выключения, выбор скорости
-  Индикатор уровня заряда

#### Комплект поставки

- Прежде всего проверьте комплектность устройства и нет ли у него повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр.
- В комплект поставки входят:
- 1 аппарат для массажа рук **medisana** MG 150
  - 6 массажных головок
  - 1 зарядный кабель, USB-C
  - 1 сумка для хранения
  - 1 руководство по применению





#### Массажные головки

Ниже приведены примеры использования массажных головок. Однако все люди по-разному ощущают массаж определенных точек и мышц. Попробуйте все массажные насадки и выберите ту, которая вам больше всего подходит.




	U-образная головка: подходит для определенных групп мышц, например, для мышц, расположенных возле позвоночника, плечевого сухожилия или икр.
	Конусообразная головка: подходит для точного воздействия на определенную триггерную точку
	Плоская головка: подходит для больших групп мышц и частей тела
	Круглая головка: подходит для больших групп мышц и пучков мышечных волокон.
	Головка с шестью пальчиками: подходит для рук и ног.
	Головка в форме перемычки: стимулирует приток крови к мышцам.

#### Использование устройства


**Зарядка аккумулятора**

- Используйте сетевой адаптер 5 В с выходным напряжением 2 А. Подключите прилагаемый USB-кабель для зарядки к адаптеру и к порту USB-C  устройства.
- Загорится красный светодиод зарядки . Когда аккумулятор полностью заряжен (через 2–3 часа), светодиод зарядки  будет постоянно гореть зеленым цветом. На индикаторе уровня заряда  отображается текущий уровень заряда аккумулятора. *Во время зарядки устройство нельзя использовать.*

#### Использование

- Плотно вставьте одну из массажных головок в держатель  на устройстве.
- Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ . Устройство начинает работать с самой низкой интенсивностью (уровень 1). Теперь кратковременно нажмите кнопку , чтобы выбрать интенсивность (уровень 1-5; 1300 об/мин/ 1700 об/мин/ 2000 об/мин/ 2300 об/мин/ 2600 об/мин).


#### Выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  на устройстве. *Если не менять интенсивность, устройство автоматически отключается через 10 минут.*

#### Чистка и уход

- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено. Дайте ему остыть.
- Очищайте массажер только слегка влажной губкой. Ни в коем случае не применяйте щетки, агрессивные моющие средства, бензин, растворители или спирт. Протрите массажер насухо чистой мягкой тканью. Не сушите на радиаторе отопления или феном.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду для чистки и следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадала вода или другая жидкость.
- Устройством можно пользоваться снова только после того, как оно полностью высохнет.
- Устройство лучше всего хранить в сумке для хранения, в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.

#### Утилизация

 Данное устройство нельзя утилизировать вместе с домашним мусором. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные устройства, вне зависимости, содержат они вредные вещества или нет, в сборные пункты своего города либо в торговые пункты, чтобы их смогли утилизировать, не нанося вреда окружающей среде. По вопросам утилизации обратитесь в вашу коммунальную службу или к дилеру.

#### Технические характеристики

Название и модель: **Массажер для рук medisana MG 150**  
 Электропитание: Литий-ионный аккумулятор 7,4 В, 2600 мАч  
 Вход: 5 В, 2 А.

Размеры: пригл. 16 x 14 x 4,5 см  
 Вес: пригл. 380 г  
 Условия хранения: в чистом и сухом месте  
 Артикул №: 89896  
 Номер EAN: 40 15588 89896 8

**В процессе постоянного совершенствования продукции мы сохраняем за собой право изменять конструкцию и технические параметры.**


Актуальная версия настоящего руководства по использованию размещена на сайте: [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

#### Условия гарантии и ремонта

В гарантийных случаях обращайтесь к своему торговому представителю или непосредственно в сервисный центр. Если вам нужно отослать устройство обратно, опишите неисправность и приложите копию чека на покупку.

При этом действуют следующие условия гарантии:

- На продукцию **medisana** предоставляется гарантия в течение 3 лет с момента покупки. В гарантийном случае дата продажи должна подтверждаться с помощью чека на покупку или счета-фактуры.
- Неисправности из-за дефектов материалов или производственного брака в течение гарантийного срока устраняются бесплатно.
- Оказание гарантийных услуг не продлевает срок гарантии ни на прибор, ни на замененные детали.
- Гарантия не распространяется:
  - на все неисправности, возникшие из-за ненадлежащего обращения с устройством, например, из-за несоблюдения руководства по использованию;
  - на неисправности, возникшие из-за ремонта или вмешательства в устройство покупателя или посторонних лиц;
  - на повреждение груза при перевозке на пути от производителя до потребителя или после его отправки в сервисный центр;
  - на запасные части, подвергшиеся естественному износу;
- Исключается ответственность за прямую или косвенный ущерб, вызванный прибором, даже если поломка прибора признана гарантийным случаем.

 **medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DEUTSCHLAND  
 Адреса сервисных центров можно найти на отдельном листе приложения.