

auronic

Gebruiksaanwijzing - Slimme weegschaal

User Manual - Smart Scale


Manuel d'utilisation - Balance numérique intelligente

NL: p.3-9

Model/Modèle: AU3141

EN: p.10-16

FR: p.17-23



RoHS

CE

CHN
MADE IN CHINA



Lees de instructies
Please read the manual
Veuillez lire ce mode d'emploi

Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Auronic producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@auronic.nl
- **Beoogd gebruik**
De Auronic Slimme weegschaal maakt gebruik van bio-elektrische impedantie analyse (BIA) technologie. Dit toestel is uitsluitend bestemd voor het meten van je gewicht, BMI, lichaamsvet, vetvrij lichaamsgewicht, onderhuids vet, hartslag, hartindex, visceraal vet, watergewicht, skeletspier, spiermassa, botmassa, eiwit, BMR, lichaamsleeftijd en lichaamsbalans. De Smart Digital Scale is ontworpen en uitsluitend bestemd voor privé-, niet-commercieel gebruik. Personen (inclusief kinderen jonger dan 18 jaar) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of personen (inclusief kinderen) met gebrek aan ervaring met en kennis van het apparaat mogen GEEN lichaamsvet meten. De Bluetooth-weegschaal mag niet worden gebruikt om een medische aandoening te diagnosticeren of te behandelen. U moet een arts raadplegen als u een dieet of trainingsprogramma gaat volgen. De weegschaal is niet bedoeld om nat te worden.

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de digitale slimme weegschaal alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de digitale slimme weegschaal niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- De digitale slimme weegschaal is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik de digitale slimme weegschaal niet voor commerciële doeleinden.

Personen

- De digitale slimme weegschaal maakt gebruik van BIA (bio-elektrische impedantie analyse) om het lichaamsvet te meten. Het meten van lichaamsvet is NIET geschikt voor mensen (inclusief kinderen onder de 18 jaar) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben. Het meten van het gewicht is ALLEEN toegestaan als er een toezichthouder bij is die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van de weegschaal, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Medische opmerkingen

- De digitale slimme weegschaal dient NIET als vervanging voor advies of behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Gebruik het apparaat NIET of raadpleeg een arts:
als je zwanger bent; als je medische implantaten (zoals een pacemaker) hebt. De weegschaal kan de werking van dergelijke implantaten nadelig beïnvloeden; tijdens of direct na grote inspanningen; direct na het douchen, het nemen van een bad, of na de sauna; als je alcohol hebt gedronken; tijdens of direct na het eten; als je koorts hebt; als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
- De meting van het lichaamsvet kan inaccuraat zijn als je diabetes of een ander medische of fysieke aandoening hebt.
- De meting van het lichaamsvet kan inaccuraat zijn als je een topsporter bent, of anderszins op hoog niveau sport.

Gebruik

- Zorg ervoor dat je al je persoonlijke gegevens in de "Fitdays" app in hebt gevoerd, voordat je de weegschaal gebruikt.
- Elke weging dient onder dezelfde omstandigheden plaats te vinden om de afzonderlijke wegingen met elkaar te kunnen vergelijken.
- De digitale slimme weegschaal heeft een draagkracht van 180 kg (400 lbs.). Het overschrijden van de draagkracht kan leiden tot schade aan het apparaat en persoonlijk letsel.
- Tik de weegschaal voorzichtig aan met je voet om hem aan te zetten en wacht ten minste 10 seconden voordat je op de weegschaal gaat staan om de nauwkeurigheid van de weging te garanderen.
- Ga altijd met blote voeten op de weegschaal staan. De weegschaal kan het lichaamsvetpercentage niet meten als je schoenen of sokken aan hebt.
- Ga NIET op de buitenste randen van de weegschaal staan. Hierdoor kan de weegschaal kantelen.
- Spring of stamp nooit op de weegschaal.
- Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond tijdens het gebruik. Als je de weegschaal op een zachte ondergrond zoals tapijt of linoleum gebruikt, kan dat de nauwkeurigheid van de aflezingen beïnvloeden.
- Plaats de weegschaal altijd op een vlakke en harde ondergrond, en gebruik hem alleen binnenshuis.
- Het oppervlak van de weegschaal kan glad zijn.
- Bescherm de weegschaal tegen stoten en schokken.
- Gebruik de weegschaal NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het apparaat NIET met natte handen aan. Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je op de weegschaal stapt. Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water.
- Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Houd het apparaat uit de buurt, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Maak de weegschaal niet schoon met zeep, agressieve, schurende of schuimende schoonmaakmiddelen.

Elektra

- Haal de digitale slimme weegschaal NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de digitale slimme weegschaal altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.

Batterijen

- Batterijen zijn dodelijk als ze worden ingeslikt. Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
- De levensduur van batterijen is ongeveer een jaar. Vervang de batterijen op tijd.
- Batterijen moeten worden geplaatst volgens de juiste polariteit zoals aangegeven op de weegschaal.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden. Oplaadbare batterijen moeten uit de weegschaal worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Probeer de polen of de batterijen niet te kortsluiten.
- Gooi geen batterijen in het vuur. Probeer batterijen niet te pletten, te doorboren of op een andere manier uit elkaar te halen, om welke reden dan ook.
- Gooi batterijen niet bij het huisvuil. Batterijen bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
- Ondeskundig gebruik van de batterijen kan explosie en lekkage van batterijvloeistof veroorzaken.
- Recycle batterijen indien nodig. Lever de batterijen in bij een door de overheid goedgekeurd inzamelpunt voor recycling.
- Stel de batterijen NIET bloot aan hoge temperaturen of overmatige hitte.
- Lekkende batterijen kunnen het toestel beschadigen. Verwijder de batterijen als je het toestel langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik handschoenen om lekkende batterijen te verwijderen. Maak het batterijcompartiment schoon met een droge doek.
- Als de batterijen lekken, vermijd dan contact met de huid, ogen, open huid of wonden. Draag handschoenen. In geval van accidentele blootstelling aan batterijvloeistof, spoel de getroffen gebieden met veel schoon water en roep onmiddellijk medische hulp in. Verwijder de lege batterijen onmiddellijk uit het toestel, aangezien er een verhoogd risico op zuurlekkage bestaat.

Ontvangen van verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking


- Auronic Slimme weegschaal - Model AU3141 - EAN 8720195255567

Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 4x AAA-batterij

Producteigenschappen

Productoverzicht



1. Batterij-indicatie
2. Verbonden
3. Gewichtseenheid
4. Lichaamsbalans
5. Lichaamsvet
6. Watergewicht
7. Hartslag
8. Lichaamsgewicht
9. BMI
10. Spiermassa
11. Botmassa

Technische data

Afmeting	30 x 30 x 2,5 cm	Metingsresolutie	0,1 kg (0.2 lbs).
Afmeting scherm	62 x 109 mm	Naam apparaat	AU3141
Gewicht	1892 gr	Bluetooth	5
Kleur	Zwart	Naam bluetooth	AU3141
Materiaal	Gehard glas en plastic	Naam App	Fitdays
Dikte glas	6 mm	Compatibel met	Android 6.0/ iOS 8.0 / iPad
Max. draaggewicht	180 kg (400 lbs.)		

Synchroniseert met	Apple health, Google Fit, Fitbit, Samsung Health Apps	Output	3.3V
		Stroomsterkte	4x 1,5V AAA batterijen
Input	6V	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C

Overige eigenschappen

- 15 gegevenstypen over lichaamsindex: 1. Gewicht, 2. BMI, 3. Lichaamsvet, 4. Vetvrij Lichaamsgewicht 5. Onderhuids vet, 6. Hartslag, 7. Hartindex, 8. Visceraal Vet, 9. watergewicht 10. 10. Skeletspier, 11. Spiermassa, 12. Botmassa, 13. Eiwit, 14. BMR, 15. Lichaamsleeftijd en Lichaamsveewicht;
- Kies tussen kg / st / lb;
- Aan één account kunnen 24 gebruikers worden toegevoegd;
- 4 antislip voetjes;
- Automatische uitschakeling.

Instructies voor Gebruik

- ⚠ Ga altijd met blote voeten op de weegschaal staan. De weegschaal kan het lichaamsvetpercentage niet meten als je schoenen of sokken aan hebt.
- ⚠ Ga NIET op de buitenste randen van de weegschaal staan. Hierdoor kan de weegschaal kantelen.
- ⚠ Spring of stamp nooit op de weegschaal.


- Let op: zorg ervoor dat je de Fitdays app download en al je persoonlijke gegevens invoert voordat je de weegschaal gebruikt.

De weegschaal gebruiken

1. Plaats de batterijen in de achterkant van de weegschaal. Wij raden aan om de batterijen elke 3 maanden te vervangen, of wanneer je de weegschaal voor langere tijd niet gebruikt.
2. Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond en wacht ten minste 10 seconden voordat je op de weegschaal stapt. Tik met je voet op de weegschaal om het display te activeren. Wacht tot de weegschaal 0,0 aangeeft voordat je erop stapt.
3. Ga met blote voeten op de weegschaal staan. Zorg ervoor dat je voeten niet nat zijn.
4. Plaats je voeten op de elektroden en ga rechtop staan. De weegschaal neemt je metingen op.

De Fitdays app downloaden

1. Ga naar de App Store (Apple) of Play Store (Android) en download de app "Fitdays", of scan de QR-codes hiernaast:
2. Open de app en druk op "Registreren".
3. Vul je email adres in, maak een wachtwoord aan, en druk op "Volgende".
4. Vul uw persoonlijke gegevens in en druk op "Bevestigen".
5. Zet de bluetooth op je telefoon aan.



Apple

Android

De weegschaal aan uw Smartphone koppelen

1. Druk op "Account" en druk op "Device" om naar de meetpagina te gaan en het apparaat te vinden.
2. Zet de weegschaal aan door er met uw voet op te tikken, druk op [+] en druk op "Zoeken naar bluetooth om te koppelen".
3. Selecteer "AU3141" en druk op "Bevestigen".
4. De app leidt u terug naar de meetpagina. Stap met blote voeten op de weegschaal en blijf 5-10 seconden staan. De weegschaal zal Gewicht, Lichaamsbalans en Hartslag meten op de meetpagina.

Lichaamsbalans

- Wanneer het gewicht is vastgesteld, zal de weegschaal je lichaamsbalans meten. Pas het gewicht op beide benen aan om een goede lichaamsbalans te bereiken. Het display knippert en toont het eindgewicht en de balansstatus.
- Je moet meer aandacht besteden aan je evenwicht, wanneer de volgende gegevens worden weergegeven:
- Gewicht L \approx Gewicht R;
- Gezondheid; Gewicht L > Gewicht R (of Gewicht L < Gewicht R).

Hartslag

- Na het bepalen van de lichaamsbalans, zal de weegschaal de hartslag van het lichaam meten. Het pictogram van een hartje knippert wanneer de weegschaal aan het wegen en analyseren is. Blijf op de weegschaal staan totdat de meting is voltooid en je telefoon alle gegevens van de weegschaal heeft ontvangen.

5. Zodra de analyses zijn voltooid, verschijnen ze op de app en kan je van de weegschaal stappen.
6. Nadat het gewicht is vastgesteld, kun je alle overige gegevens vinden door op "meer gegevens" op de meetpagina te klikken. Wanneer u op "Overzicht" klikt, kunt u uw lange termijn tracking resultaten zien.

De weegschaal opnieuw kalibreren

1. Als de weegschaal is verplaatst of omgekeerd, moet je hem opnieuw kalibreren om nauwkeurige resultaten te garanderen.
2. Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond.
3. Ga met één voet op de weegschaal staan tot de cijfers op het display verschijnen en stap dan van de weegschaal.
4. Als de weegschaal "0.00" aangeeft is het kalibratieproces voltooid.



Nauwkeurigheid

50kg:±0.3kg	100kg:±0.4kg	180kg:±0.5kg
110lb:±0.66lb	220lb:±0.88lb	396lb:±1.1lb

Gegevens bekijken, verwijderen en delen

1. **Bekijken:** klik op "Overzicht" om je voortgangsgeschiedenis te bekijken.
2. **Verwijderen:** Voer je gegevens in de kalender in om een lijst te vormen en selecteer een dataset of alle gegevens die je wilt verwijderen.
3. **Delen:** selecteer de gegevens die je wilt delen, klik op de knop delen [+], en deel ze via Facebook, Instagram of sms.

Gebruiker toevoegen/verwijderen & basisinstellingen

1. Ga naar "Account" en klik op "Voeg gebruiker toe" "  .
2. Om een gebruiker te verwijderen, veeg je de gebruiker naar links en selecteer je "Verwijderen".
3. Ga naar "Instellingen"  om thema's, doelen, gewichtseenheden, geluiden, talen en wachtwoorden in te stellen.

Synchroniseren met uw fitness-app

Apple Health:

1. Open de "Health" app op je iPhone en selecteer "Data Sources".
2. Selecteer "Fitdays" uit de lijst.
3. Zet alle categorieën aan om de Fitdays app te laten werken.

Google Fit

1. Ga naar "Instellingen" , en selecteer "Google Fit".
2. Zet "Google Fit" aan en log in op je Google account.
3. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de "Google Fit" pagina.
4. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zullen de gegevens synchroniseren met Google Fit.

Fitbit App

1. Ga naar "Instellingen" , en selecteer "Fitbit".
2. Zet Fitbit aan en log in op je Fitbit account.
3. Selecteer "Toestaan" voor toegang tot de Fitbit App.
4. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, worden de gegevens (gewicht, lichaamsvetpercentage, BMI) gesynchroniseerd met je Fitbit-app. Je kunt de gegevens zowel op de app als op het web bekijken.

Probleemoplossing

Foutcodes

Geen beeld			
Vervang batterij	Vervang batterij	Overbelasting	Kalibreren

Bluetooth is niet verbonden

- Op zowel de weegschaal als de smartphone moeten de bluetooth aan staan.
- Controleer de iOS-versie van je smartphone; deze moet iOS 8.0 of hoger / Android 6.0 of hoger zijn.
- Klik op Mij -> apparaat om de weegschaal te vinden.

De weegschaal meet geen lichaamsvetgegevens bij het wegen:

- Je moet op blote voeten zijn om lichaamsvet te meten.
- Zorg ervoor dat zowel je voeten als de weegschaal droog zijn.
- De weegschaal is nog niet klaar met wegen als het getal op het display knippert. Blijf ongeveer 10 seconden op de weegschaal staan, tot het getal op het display stopt met knipperen.
- Bluetooth is niet ingeschakeld.
- Bluetooth is verbonden met een andere weegschaal.

De weegschaal geeft inconsistente metingen:

- Controleer of de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond staat.
- Controleer elke sensorvoet aan de achterkant om te zien of er niets aan de onderkant vast zit.
- Verwijder de batterijen om de weegschaal opnieuw op te starten.

De app geeft een onjuist lichaamsvetpercentage weer:

- De instelling van de lichaamsparameter is onjuist, controleer of je het juiste geslacht, de juiste lengte en de juiste leeftijd hebt ingevoerd.

De weegschaal gaat niet aan:

- Verwijder de batterijen en plaats ze terug. Zorg ervoor dat je de batterijen plaatst zoals aangegeven.

Onderhoud en reiniging

- Gebruik een vochtige doek of glasreiniger om het oppervlak van de weegschaal schoon te maken. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen of -benodigdheden.

Opslag

- Bewaar de weegschaal op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat bij temperaturen tussen -20°C en 60°C.

Weggoien - recycelen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi de weegschaal en de batterijen aan het einde van hun levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangegeven inzamelpunt om het te laten recycelen.

Service en garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@auronic.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Introduction

- Thank you for choosing our Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@auronic.nl

Intended Use

- The Auronic Smart Digital Scale uses bioelectrical impedance analysis (BIA) technology. This appliance is intended exclusively for measuring your Weight, BMI, Body Fat, Fat Free Body Weight, Subcutaneous Fat, Heart Rate, Hart Index, Visceral Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Body Age and Body Balance Function. The Smart Digital Scale is designed and intended for private, non-commercial use only. Persons (including children under the age of 18) with physical, sensory or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device should NOT measure body fat. The Bluetooth scale should not be used to diagnose or treat any medical condition. You should consult a doctor when undertaking any diet or exercise program. The scale is not intended to be wet.

Warnings and Safety Instructions

- ⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

- ⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your Auronic Smart Digital Scale!

General

- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Smart Digital Scale. Misuse can result in personal injury, or destruction of the scale.
- Use the Smart Digital Scale only for purposes described in this user manual.
- If the Smart Digital Scale malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use it and contact Customer Service.
- The Smart Digital Scale is designed and intended for private, non-commercial use only.

Persons

- This device is equipped with BIA (bioelectrical impedance analysis) to measure body fat. Persons (including children under the age of 18) with physical, sensory or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device should NOT measure body fat.
- Measuring weight is allowed ONLY if they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children shall not play with the appliance.

Medical remarks

- The Bluetooth scale should not be used to diagnose or treat any medical condition. You should consult a doctor when undertaking any diet or exercise program.
- Do NOT use the device or consult your physician: If you are pregnant; If you have medical implants (such as a pacemaker). The Smart Body Fat Scale can disrupt the working of the implant; During or immediately after strenuous activities; Immediately after taking a shower, a bath or going to the sauna; When you have consumed alcohol; During or immediately after eating; When you are running a fever; If you have any unexplained pain, if you are undergoing medical treatment or using medical equipment.
- The measurement of body fat can be inaccurate when you have diabetes or another medical or physical condition.
- The measurement of body fat can be inaccurate when you are an athlete.

Use

- Before using the scale, make sure that you have entered all your personal data through the "Fitdays" app.
- Always weigh yourself at the same time of day and under similar circumstances to ensure that the results are comparable.
- The Smart Body Fat Scale has a max. load bearing capacity of 180 kg (400 lbs.). Exceeding this weight limit can cause damages to the device and personal injuries.
- To ensure weighing accuracy, please gently step on the scale to wake it up and wait at least 10 seconds before stepping on the scale.
- Always use the scale while barefoot. The scale cannot measure the body fat percentage if you're wearing shoes or socks.
- Do NOT stand on the outer edges of the scale. This can cause the scale to tilt over.
- Never jump or stamp on the scale.
- Place the scale on a hard, flat surface during use. Using the scale on a soft surface like carpet or linoleum may affect the accuracy of the scale readings.
- Always place the scale on a flat and hard surface, and only use the device indoors.
- The surface of the scale can be slippery.
- Protect the scale against impacts and shocks.
- Do NOT use the Smart Digital Scale in or near a bath, shower, swimming pool, or over a basin filled with water. Do NOT operate the device with damp or wet hands. Make sure your feet are dry before stepping on the scale. Make sure to prevent any contact with water. Do NOT submerge the Smart Digital Scale in water. If water does get inside the casing, turn the Smart Digital Scale off immediately and contact our customer service.
- Keep the Smart Digital Scale away from heat and areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).
- Do NOT clean the scale with soap, aggressive, abrasive or foaming cleaning agents.

Electronics

- Do NOT reconstruct, repair or disassemble the Smart Digital Scale. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the Smart Digital Scale to the service centre for repairs.

Batteries

- Batteries prove fatal when swallowed. Keep the batteries away from children.
- The service life of batteries is approximately one year. Replace the batteries on time.
- Batteries must be inserted according to the correct polarity as indicated on the scale.
- Do not mix old and new batteries.
- Only use batteries of the same or equivalent type.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries must be removed from the scale before charging.
- Do not try to short circuit the terminals or the batteries.
- Do not throw batteries into the fire. Do not attempt to crush, puncture or otherwise disassemble batteries for any reason.
- Do not dispose of batteries with your household waste. Batteries contain chemicals that are harmful to the environment. Improper use of the batteries may cause explosion and leakage of battery fluid. Recycle batteries when appropriate. Return batteries to a government-approved collection point for recycling.
- Do NOT expose the batteries to high temperatures or excessive heat.
- Leaking batteries can damage the device. Remove the batteries if you are not using the device for an extended period of time.
- Use gloves to remove leaking batteries. Clean the battery compartment with a dry cloth.
- If the batteries leak, avoid contact with skin, eyes, open skin or wounds. Wear gloves. In case of accidental exposure to battery fluid, rinse the affected areas with plenty of clean water and seek medical attention immediately. Remove the flat batteries from the device immediately as there is an increased risk of acid leakage.

Receiving Your Shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

Contents of Package


- Auronic Smart Scale - Model AU3141 - EAN 8720195255567

Included Accessories

- 1x User Manual
- 4x AAA Battery

Product Features

Product Overview



1. Battery indicator
2. Pairing indicator
3. Weight units
4. Body balance
5. Body fat rate
6. Body water rate
7. Body heart rate
8. Body weight
9. BMI
10. Muscle rate
11. Bone mass

Technical data

Size	30 x 30 x 2.5 cm	Max. Load Bearing Capacity	180 kg (400 lbs.)
Display Size	62 x 109 mm	Measurement Resolution	0,1 kg (0.2 lbs).
Weight	1892 gr	Device Name	AU3141
Colour	Black	Bluetooth	5
Material	Tempered glass and plastic	Bluetooth Name	AU3141
Glass Thickness	6 mm	Name App	Fitdays

Compatible with	Android 6.0/ iOS 8.0 / iPad	Input	6V
Synchronized with	Apple health, Google Fit, Fitbit, Samsung Health Apps	Output	3.3V
		Power	4x 1,5V AAA batteries
		Storage Temperature	-20°C to 60°C

Other Features

- 15 Body Index Data Types: 1.Weight, 2. BMI, 3. Body Fat, 4. Fat Free Body Weight 5. Subcutaneous Fat, 6. Heart Rate, 7. Heart Index, 8. Visceral Fat, 9. Body Water, 10. Skeletal Muscle, 11. Muscle Mass, 12. Bone Mass, 13. Protein, 14. BMR, 15. Body Age and Body Balance Function;
- Choose between kg / st / lb;
- 24 users can be added to one account;
- 4 anti slip feet;
- Automatic shut-off.

Operating Instructions

- ⚠ Always use the scale while barefoot. The scale cannot measure the body fat percentage if you're wearing shoes or socks.
- ⚠ Do NOT stand on the outer edges of the scale. This can cause the scale to tilt over.
- ⚠ Never jump or stamp on the scale.

- Note: make sure to download the Fitdays app and enter all your personal information before using the scale.

How to Use the Scale

1. Install the batteries in the back of the scale. We recommend replacing the batteries every 3 months, or when you are not using the scale for a longer period of time.
2. Place the scale on an even surface and wait at least 10 seconds before stepping on the scale. Tap with your foot on the scale to activate the display. Wait until the scale displays 0.0 before stepping on.
3. Step on the scale with bare feet. Make sure that your feet are not wet.
4. Put your feet on the electrodes and stand up straight. The scale will take your measurements.

How to Download the Fitdays App

1. Go to the App Store (Apple) or Play Store (Android) and download the app "Fitdays", or scan the QR-codes below:
2. Open the app and press "Register".
3. Enter your email address, create a password, and press "Next".
4. Fill out your personal data and press "Confirm".
5. Turn on the bluetooth on your phone.



Apple



Android

Pairing the Scale with your Smartphone

1. Press "Account" and press "Device" to enter the measuring page and find the device.
2. Power on the scale by tapping it with your foot, press [+] and press "Searching bluetooth for pairing".
3. Select "AU3141" and press "Confirm".
4. The app will direct you back to the measuring page. Step on the scale with bare feet and stay there for 5-10 seconds. The scale will measure Weight, Body Balance and Heart Rate on the measure page.

Body Balance

- When the weight is locked, the scale will measure your body balance. Adjust your body to achieve equal weight distribution during tracking. The display flashes and displays your final weight, as well as your balance status.
- You should pay more attention to your balance, when the following is data is shown:
 - Weight L \approx Weight R;
 - Health; Weight L > Weight R (or Weight L < Weight R).

Heart Rate

- After determining your body balance, the scale will measure the body's heart rate. The icon of a heart will flash when the scale is weighing and analysing. Keep standing on the scale until the measurement is finished and your phone has received all the data from the scale.
5. Once the analyses are complete they appear on the app and you can step off the scale.
 6. After the weight has been locked, all body composition data can be read in the Fitdays App by clicking "More Data" on the measuring page. When you click Record, you can see your long-term tracking results.

Recalibrating the scale

1. If the scale has been moved or flipped upside down, it must be recalibrated to ensure accurate results.
2. Place the scale on a hard, flat surface.
3. Step on the scale with one foot until the digits appear on the display and step off.
4. The scale will show "0.00", indicating that the calibration process is complete.



Accuracy Range

50kg:±0.3kg	100kg:±0.4kg	180kg:±0.5kg
110lb:±0.66lb	220lb:±0.88lb	396lb:±1.1lb

View, delete and share data

1. **View:** click "Chart" to view your progress history.
2. **Delete:** Enter your data into the calendar to form a list and select a dataset or all data you want to delete.
3. **Share:** select the data you want to share, click on the share button [+], and share it via Facebook, Instagram or sms.

Add/Delete User & basic Settings


1. Go to your homepage, and click on "Add user" .
2. To delete an account, swipe the account to the left and select "Delete".
3. Go to "Setting"  to set Themes, Goals, Weight Units, Sounds, Languages, and Passwords.

Synchronize with your fitness app


Apple Health:

1. Open the "Health" app on your iPhone and select "Data Sources".
2. Select "Fitdays" from the list.
3. Turn on all categories to allow the Fitdays app to work.

Google Fit




1. Go to "Setting"  and select "Google Fit".
2. Turn on "Google Fit" and login to your Google account.
3. You will be automatically redirected to the "Google Fit" page.
4. When the connection is established, the data will sync with Google Fit.

Fitbit App

1. Go to "Settings" , and select "Fitbit".
2. Turn on Fitbit and login to your Fitbit account.
3. Select "Allow" to access the Fitbit App.
4. When the connection is established, the data (Weight, body Fat %, BMI) will sync with your Fitbit app. You can view the data on both the app and the web.

Troubleshooting

Error codes

No display			
No display	Change battery	Overload	Calibrating

Bluetooth is not connected

- Both the scale and smartphone must have bluetooth turned on.
- Check the iOS version of your smartphone; it must be iOS 8.0 or higher / Android 6.0 or higher.
- Click Me -> device to find the scale.

The scale is not measuring body fat data when weighing:

- You have to be barefoot to measure body fat.
- Make sure your feet and the scale are both dry.
- The scale is not finished with weighing when the number displayed is flashing. Keep standing on the scale for about 10 seconds, until the number on the display stops flashing.
- Bluetooth is not turned on.
- Bluetooth is connected to a different scale.

The scale is producing inconsistent measurements:

- Check whether the scale is on a hard, flat surface.
- Check each sensor foot on the back to make sure nothing is stuck to the bottom.
- Remove the batteries to restart the scale.

The app is displaying an incorrect body fat rate:

- The body parameter setting is incorrect, check to make sure that you enter the correct gender, height, and age.

The scale does not turn on:

- Remove the batteries and put them back. Make sure to insert the batteries as directed.

Maintenance and Cleaning

- Use a damp cloth or glass cleaner to clean the surface of the scale. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents or cleaning supplies

Storage

- Store the scale in a clean and dry place. Store the device in temperatures between -20°C and 60°C.

Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. Do not dispose of the scale or the batteries with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.

Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the Auronic Customer Support at service@auronic.nl
- Auronic provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : service@auronic.nl

Utilisation prévue

- La balance numérique intelligente de Auronic utilise la technologie d'analyse de la bio impédance (BIA). L'appareil est uniquement destiné à mesurer votre poids, l'IMC, la graisse corporelle, le poids corporel exempt de graisse, la graisse sous-cutanée, la fréquence cardiaque, l'indice cardiaque, la graisse viscérale, l'eau corporelle, le muscle squelettique, la masse musculaire, la masse osseuse, le protéine, le métabolisme de base, l'âge du corps et la fonction d'équilibrage corporel. La balance numérique intelligente est destinée et conçue pour l'usage privé. Des personnes (y compris les enfants de moins de 18 ans) ayant un handicap physique ou mental, des personnes (y compris les enfants) qui manquent d'expérience avec cet appareil et des personnes qui manquent de connaissance sur cet appareil ne peuvent PAS utiliser cet appareil. La balance Bluetooth ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter une condition médicale. Vous devez consulter un docteur en entreprenant n'importe quel régime alimentaire ou programme d'entraînement. La balance n'est pas destinée à être mouillée.

Avertissements et consignes de sécurité

⚠ Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !

⚠ Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre balance, lisez ce qui suit :

Général

- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance de la balance numérique intelligente. La maltraitance de la balance numérique intelligente peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil.
- Utilisez la balance numérique intelligente uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si la balance numérique intelligente ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, ne l'utilisez PAS et consultez le service à la clientèle.
- La balance numérique intelligente est conçue pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.

Personnes

- L'appareil est équipé de l'analyse de la bio impédance (BIA) pour mesurer la graisse corporelle. Des personnes (y compris les enfants de moins de 18 ans) ayant un handicap physique ou mental, des personnes (y compris les enfants) qui n'ont pas d'expérience avec cet appareil et des personnes qui n'ont pas de connaissance sur cet appareil ne peuvent PAS utiliser cet appareil. Le mesurage du poids est uniquement permis si ces personnes sont supervisées ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques liés à l'utilisation.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de cet appareil sauf s'ils sont supervisés continuellement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Remarques médicales

- La balance Bluetooth ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter une condition médicale.
- Vous devez consulter un docteur en entreprenant n'importe quel régime alimentaire ou programme d'entraînement.
- N'utilisez PAS l'appareil ou consultez votre docteur : si vous êtes enceinte ; si vous avez des implants médicaux (comme un stimulateur cardiaque). La balance numérique intelligente peut interrompre le fonctionnement du stimulateur ; pendant ou immédiatement après des activités intenses ; si vous avez consommé d'alcool ; pendant ou immédiatement après manger ; si vous avez de la fièvre ; si vous ressentez des douleurs inexplicables, si vous subissez un traitement médical ou si vous utilisez des équipements médicaux.
- Le mesurage de la graisse corporelle peut être inexact si vous souffrez de diabète ou une autre condition médicale ou physique.
- Le mesurage de la graisse corporelle peut être inexact si vous êtes un athlète.

Utilisation

- Avant d'utiliser la balance, assurez-vous que vous avez saisi toutes vos données personnelles dans l'app "Fitdays".
- Pesez-vous toujours à la même heure de la journée et sous les mêmes conditions pour vous assurer que les résultats sont comparables.
- La balance numérique intelligente a une capacité de charge maximale de 180 kg (400 lbs). Le dépassement de cette limite peut entraîner des dégâts et des dommages corporels.
- Pour garantir une précision de pesage, montez doucement sur la balance pour la réveiller et attendez au moins 10 secondes avant de monter entièrement sur la balance.
- Utilisez toujours la balance aux pieds-nus. La balance ne peut pas mesurer la graisse corporelle si vous portez des chaussures ou des chaussettes.
- Ne montez pas sur les bords extérieurs de la balance. Cela peut causer que la balance s'incline.
- Ne sautez jamais sur la balance.
- Placez la balance sur une surface plane et stable pendant l'utilisation. Le degré d'exactitude peut être affecté si vous utilisez la balance sur une surface douce, comme un tapis ou du linoléum.
- Placez la balance toujours sur une surface plane et dure, utilisez la balance uniquement à l'intérieur.
- La surface de la balance peut être glissante.
- Protégez la balance contre les chocs durs.
- N'utilisez PAS la balance numérique intelligente à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau. Ne touchez PAS l'appareil avec des mains mouillées. Assurez-vous que vos pieds soient secs avant de monter sur la balance. Assurez-vous que l'appareil n'entre PAS en contact avec de l'eau. Ne plongez PAS l'appareil dans l'eau. S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez l'appareil immédiatement et contactez notre service clientèle.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Ne nettoyez pas la balance avec du savon ou des produits de nettoyage agressifs, abrasifs ou moussueux.

Équipement électrique

- Ne démontez PAS la balance numérique intelligente. Ne réparez ou ne restaurez PAS l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par du personnel de maintenance autorisé. Envoyez toujours la balance numérique intelligente à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.

Piles

- Les piles sont fatales si vous les avalez. Gardez les piles loin des enfants.
- La durée de vie des piles est d'environ un an. Remplacez les piles à temps.
- Les piles doivent être installées dans la bonne polarité comme indiquée sur la balance.
- N'utilisez pas de vieilles et de nouvelles piles simultanément.
- Utilisez uniquement des piles du même ou équivalent type.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être retirées de la balance avant d'être rechargées.
- Évitez de causer un court-circuit dans les connecteurs ou les piles.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. N'essayez pas d'écraser, de percer ou de démonter les piles d'une autre façon, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Les piles contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Recyclez les piles si nécessaire. Rappelez les piles en fin de vie au point de collecte indiqué par le gouvernement pour le recyclage.
- N'exposez pas les piles aux températures élevées ou à la chaleur excessive.
- Des piles percées peuvent entraîner des dégâts importants. Nettoyez le logement des piles avec un chiffon sec.
- Si les piles sont percées, évitez qu'elles entrent en contact avec la peau, les yeux, les cutanées ouvertes ou les plaies. Portez des gants. Dans le cas d'une exposition accidentelle à la liquide de pile, rincez les zones affectées avec suffisamment d'eau propre et consultez immédiatement un médecin. Retirez immédiatement les piles de l'appareil parce qu'il existe un risque accru à une fuite d'acide.

Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

Contenu de la boîte


- Auronic Balance numérique intelligente - Modèle AU3141 - EAN 8720195255567

Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation
- 4x Piles AAA

Caractéristiques du produit

Description du produit



1. Volume de la pile
2. Connexion
3. Unités de poids
4. Équilibre du corps
5. Taux de graisse corporelle
6. Taux d'eau corporelle
7. Fréquence cardiaque
8. Poids corporel
9. IMC
10. Taux musculaire
11. Masse osseuse

Données techniques

Taille	30 x 30 x 2.5 cm	Capacité de charge maximale	180 kg (400 lbs)
Dimensions de l'écran	62 x 109 mm	Résolution de mesure	0,1 kg (0.2 lbs)
Poids	1892 gr	Nom de l'appareil	AU3141
Couleur	Noir	Bluetooth	5
Matériel	Verre trempé et plastique	Nom du Bluetooth	AU3141
Épaisseur du verre	6 mm	Nom de l'application	Fitdays

Compatible avec	Android 6.0/ iOS 8.0 / iPad	Tension d'entrée	6V
	Synchronisé avec	Apple santé, Google Fit, Fitbit, Samsung applications de santé	Tension de sortie
Puissance			4x 1,5V piles AAA
Température de stockage			-20°C à 60°C

Autres caractéristiques

- 15 types de données de l'indice corporel : 1. Le poids, 2. L'IMC, 3. La graisse corporelle, 4. Le poids corporel exempt de graisse, 5. La graisse sous-cutanée, 6. La fréquence cardiaque, 7. L'indice cardiaque, 8. La graisse viscérale, 9. L'eau corporelle, 10. Le muscle squelettique, 11. La masse musculaire, 12. La masse osseuse, 13. La protéine, 14. Le métabolisme de base, 15. L'âge du corps et la fonction d'équilibrage corporel ;
- Choisissez entre kg / st / lb ;
- 24 personnes peuvent être ajoutées à un compte ;
- 4 pieds antidérapants ;
- Éteint automatique.

Instructions d'utilisation

- ⚠ Utilisez toujours la balance aux pieds-nus. La balance ne peut pas mesurer la graisse corporelle si vous portez des chaussures ou des chaussettes.
- ⚠ Ne montez pas sur les bords extérieurs de la balance. Cela peut causer que la balance s'incline.
- ⚠ Ne sautez jamais sur la balance.

- Remarque : installez l'application Fitdays et saisissez toutes vos données personnelles avant d'utiliser la balance.

Comment utiliser la balance

1. Installez les piles à l'arrière de la balance. Nous recommandons de remplacer les piles chaque 3 mois, ou si vous n'utilisez pas la balance pendant une longue période.
2. Placez la balance sur une surface plane et attendez au moins 10 secondes avant de monter la balance. Appuyez dessus avec un pied pour activer l'écran. Attendez jusqu'à l'écran affiche 0.0 avant de vous tenir dessus.
3. Tenez-vous pieds nus sur la balance. Assurez-vous que les pieds ne soient pas mouillés.
4. Placez les pieds sur les électrodes et tenez-vous droit. La balance commence à prendre vos mesures.
5. Après que le poids a été déterminé, toutes les données de la composition corporelle peuvent être trouvées dans l'application Fitdays en cliquant sur 'Plus de données'.

Comment télécharger l'application Fitdays

1. Accédez à l'App Store (Apple) ou au Play Store (Android) et téléchargez l'application Fitdays. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous :
2. Ouvrez l'application et appuyez sur 'S'enregistrer'.
3. Saisissez votre email, introduisez un mot de passe et appuyez sur 'Suivant'.
4. Saisissez vos données personnelles et appuyez sur 'Confirmer'.
5. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.



Apple

Android

Apparier la balance avec votre smartphone

1. Appuyez sur 'Compte' et 'Dispositifs' pour accéder à la page de mesure et trouver votre dispositif.
2. Allumez la balance, appuyez sur [+] et appuyez sur 'Recherche Bluetooth pour le jumelage' pour sélectionner "AU3141" et ajouter l'appareil.
3. L'application vous ramènera à la page de mesure. Tenez-vous pieds nus sur la balance et restez-la pendant 5-10 secondes. La balance mesurera le poids, l'équilibre corporel et la fréquence cardiaque sur la page de mesure.

Équilibre corporel

- Une fois que le poids a été déterminé, la balance commence à mesurer votre équilibre corporel. Ajustez votre corps pour réaliser une distribution égale de poids pendant le mesurage. L'écran clignote et affiche votre poids définitif et votre état d'équilibrage.
- Vous devez faire plus d'attention à votre équilibre, si les données suivantes sont affichées :
 - Poids L ≈ Poids R ;
 - Santé ; Poids L > Poids R (ou Poids L < Poids R)

Fréquence cardiaque

- Après avoir déterminé votre équilibre corporel, la balance commence à mesurer votre fréquence cardiaque. L'icône d'un cœur commence à clignoter si la balance est en train de peser et analyser. Restez sur la balance jusqu'à ce que le mesurage soit terminé et que votre smartphone ait reçu toutes les données de la balance.
- 5. Une fois que les analyses sont terminées, elles apparaissent dans l'application et vous pouvez descendre la balance.
- Une fois le poids verrouillé, toutes les données de composition corporelle peuvent être lues dans l'application Fitdays en cliquant sur "Plus de données" sur la page de mesure. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, vous pouvez voir vos résultats de suivi à long terme.

Recalibrer la balance

1. Si la balance a été déplacée ou inclinée, vous devez la recalibrer pour obtenir les résultats les plus exactes.
2. Placez la balance sur une surface plane et dure.
3. Appuyez dessus avec un pied jusqu'à ce que les chiffres soient affichés sur l'écran.
4. L'écran affichera "0,00" ce qui indique que le processus de calibration est terminé.

Plage de précision

50kg:±0.3kg	100kg:±0.4kg	180kg:±0.5kg
110lb:±0.66lb	220lb:±0.88lb	396lb:±1.1lb

Afficher, supprimer et partager des données

1. **Afficher** : Appuyez sur "Graphiques" pour afficher votre historique de progrès.
2. **Supprimer** : Saisissez vos données dans le calendrier pour créer une liste et sélectionnez un ensemble de données ou toutes les données que vous souhaitez supprimer.
3. **Partager** : sélectionnez les données que vous souhaitez partager, appuyez sur le bouton de partage [+] et partagez-les via Facebook, Instagram ou SMS.

Ajouter / Supprimer un utilisateur et Paramètres

1. Accédez à la page d'accueil et appuyez sur "Ajouter un nouvel utilisateur"
2. Pour supprimer un utilisateur, glissez l'utilisateur vers la gauche et appuyez sur "Supprimer".
3. Accédez à "Paramètres" pour régler la couleur du thème, établir un objectif, changer d'unité, mesurer le son, changer la langue et changer le mot de passe.

Synchroniser avec votre application de fitness

Apple Santé :

1. Ouvrez l'application "Santé" sur votre iPhone et sélectionnez "Sources de données".
2. Sélectionnez "Fitdays" de la liste.
3. Activez toutes les catégories pour permettre à l'application Fitdays de fonctionner correctement.

Google Fit

1. Accédez à "Paramètres" , et sélectionnez "Google Fit".
2. Activez "Google Fit" et connectez-vous à votre compte Google.
3. Vous serez automatiquement redirigé vers la page de "Google Fit".
4. Une fois que la connexion est établie, les données seront synchronisées avec Google Fit.

Application Fitbit

1. Accédez à "Paramètres" et sélectionnez "Fitbit".
2. Activez Fitbit et connectez-vous à votre compte Fitbit.
3. Sélectionnez "Autoriser" pour accéder à l'application FitBit.
4. Une fois que la connexion est établie, les données (Poids, graisse corporelle %, IMC) seront synchronisées avec votre application Fitbit. Vous pouvez voir les données dans l'application et sur l'internet.

Dépannage

Codes d'erreur

Aucun affichage	Lo	EEr	C
Remplace les piles	Remplace les piles	Surcharge	Calibration

Pas de connexion avec Bluetooth

- Le Bluetooth doit être activé sur la balance et sur votre smartphone.
- Contrôlez la version iOS de votre smartphone, il faut être iOS 8.0 ou plus / Android 6.0 ou plus.
- Appuyez sur Moi > Appareil pour trouver la balance.

La balance ne mesure pas les données de graisse corporelle en pesant :

- Vous devez être pieds nus pour mesurer la graisse corporelle.
- Assurez-vous que vos pieds et la balance sont secs.
- La balance n'est pas terminée de peser si le chiffre affiché commence à clignoter. Restez sur la balance pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le chiffre sur l'écran arrête de clignoter.
- Le Bluetooth n'est pas activé.
- Le Bluetooth est connecté à une autre balance.

La balance produit des mesures incohérentes :

- Contrôlez si la balance est placée sur une surface plane et dure.
- Contrôlez chaque capteur à l'arrière de la balance pour vous assurer qu'il n'y a rien coincé au fond.
- Retirez les piles pour réinitialiser la balance.

L'application affiche un taux de graisse corporelle incorrect :

- Les paramètres du corps sont incorrects, vérifiez si vous avez saisi le genre, la hauteur et l'âge correct.

La balance ne s'allume pas :

- Retirez les piles et replacez-les. Assurez-vous que vous insérez les piles comme indiqué.

Entretien et nettoyage

- Nettoyez la surface de la balance avec un chiffon humide ou nettoyant pour verre. N'utilisez PAS d'abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs.

Stockage

- Rangez la balance dans un endroit propre et sec. Conservez l'appareil à des températures comprises entre -20°C et 60°C.

Élimination - Recyclage

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Ne jetez pas la balance ou les piles avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.

Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de Auronic à l'adresse service@auronic.nl
- Auronic offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© **LifeGoods B.V.**

Wisselweg 33

1314CB Almere

Netherlands

07/2022 - v2.1

www.auronic.nl