


M-Iconic Daglichtlamp - Lichttherapielamp




Voorzorg

- Om elektrocutie te voorkomen, gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Maak de kabel niet korter en laat de kabel intact.
- Deze daglichtlamp is alleen voor binnenshuis gebruik.
- Zet de lamp niet op oppervlakten die warmte afgeven.
- Zet de lamp niet in de buurt van vlambare of brandbare dampen zoals deodorant of luchtverfrissers.
- Vermijd het plaatsen van de daglichtlamp op plekken waar direct zonlicht straalt. Vermijd de lamp ook bij radiatoren die warmte creëren.
- Als je een reeds bestaande oogandoening hebt, neem dan eerst contact op met je huisarts voordat je dit product gebruikt.
- Bepaalde medicijnen kunnen lichtgevoeligheid veroorzaken waardoor de daglichtlamp onprettig kan aanvoelen. Neem eerst contact op met je huisarts voordat je dit product gebruikt.

Voordelen

- Onze lichttherapielamp biedt fotopisch licht (voornamelijk stimulerend voor de kegels in je ogen) en scotopisch licht (voornamelijk stimulerend voor de staafjes in je ogen) om de pupil te verkleinen en het oog te ontspannen voor een comfortabelere staat van zijn.



Instructie

- Bevestig de beugel aan het frame van het product, pas de hoek van het scherm aan door de standaard te verplaatsen.
- Plaats je daglichtlamp op een tafel of een ander plat oppervlak.
- Voor de beste prestaties, zet de daglichtlamp op minimaal 15 cm afstand van je gezicht en maximaal 60 cm afstand van je gezicht.
- Druk op de aan/uit knop, te zien op de illustratie hiernaast.
- Houd de 6 steps dim knop ingedrukt om de helderheid van de lamp aan te passen.
- KIJK NIET RECHTSTREEKS IN DE LAMP.


Product illustratie

- Om te helpen bepalen of je gevoelig bent voor lichtbehandeling, raden wij je aan dit product te testen voordat je het daadwerkelijk gaat gebruiken.
- Stap 1: Zet de lamp aan en zet deze ongeveer 40cm van je gezicht af. (Kijk niet rechtstreeks in de lamp)
- Stap 2: Zet de lamp aan en houd deze aan voor 10 minuten. Zet de lamp daarna weer uit. Als het licht niet comfortabel heeft aangevoeld, stop dan met het gebruiken van dit product en neem contact op met je huisarts. Als je je goed voelt, kun je de afstand tot de lamp steeds verkleinen met een minimum van 15cm. Ook kun je de daglichtlamp steeds wat langer gebruiken dan 10 minuten. Bij de eerste keer wordt geadviseerd om steeds bij te houden hoe comfortabel het licht aanvoelt. Pas de afstand tot je gezicht en de tijdsduur hierop aan.

Kenmerken

- Met 6 steps dimmen.
- 3 lichtmodus: warm geel licht, warm wit licht en helder wit licht.
- Het licht bootst het natuurlijke ochtend- middag- en avondlicht na.
- Verlicht winterdipjes.
- Helpt je om focus en concentratie terug te krijgen.

Knoppen



Specificaties

M-Iconic Daglichtlamp - Lichttherapielamp	
Modus	Warm wit licht: 6500LUX $\pm$ 10%
	Warm geel licht: 5500LUX
	Helder wit licht: 10000LUX
Hoofd kenmerken	6 steps dimmen/tijd instellen
	Behandeling tegen winterdipjes
	Nabootsen van zonlicht
	Helpt om je helder en gefocust te houden
Input	100-240V, 50/60Hz
Output	DC12V/ 1A