

V-Goods Premium Sonische Tandsteen Verwijderaar Handleiding

• Specificaties

Laadspanning: 5V
Laadstroom: ≤1A
Opladtid: 2-3 uur
Batterijcapaciteit: 3.7V D.C.1500 mAh
Stroomverbruik: ≤2.8W
Frequentie: 36-40 kHz
Productgrootte: 1.3 × 7.4 inch
Netto gewicht (ongeveer): 5.6 oz/170g
Brutogewicht (ongeveer): 11.6oz/333g

• Inhoud verpakking


1 × V-Goods Premium Sonische Tandsteen
Verwijderaar
2 × Puntige tandenreinigingskop
1 × Reinigingskop voor platte tanden
1 × Tandheelkundige mondspiegel
1 × Sleutel
1 × Gebruikershandleiding
1 × USB-kabel

• Opladen en Opslaan

1. Laad het apparaat op met 5V 1A adapters.
2. Laad het apparaat op wanneer de stroomindicator rood wordt tijdens gebruik. Opmerking: de batterij is leeg als het rode lampje knippert.
3. Laad het apparaat om de 6 maanden op voor een goede batterijonderhoud.
4. Bewaar het apparaat op een koele plaats. Vermijd direct zonlicht of hoge temperaturen.


• Hoe te gebruiken

1. Schakel uit en volledig opgeladen voor gebruik.
2. Verwijder de transparante stofkap.
3. Kies de juiste tandenreinigingskop. Puntige tandenreinigingskop voor de spleet van de tanden
Platte tandenreinigingskop voor het tandoppervlak.




4. Installeer en DRAAI de kop met de sleutel
5. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
6. Druk op de aan/uit-knop om een geschikte modus te kiezen.
De bijbehorende modusindicator wordt groen. Opmerking: Met de slimme geheugenfunctie kan het apparaat de vorige selectiemodus behouden.
7. Druk op de lichtknop om de ingebouwde schijnwerper in te schakelen.
8. Kijk in een spiegel; en breng de werktip aan op het benodigde deel van uw tanden om tandsteen of vlek te verwijderen.

Let op:



A: Houd een hoek van 45 graden tussen de puntige tandenreinigingskop en de tanden om het tandsteen te verwijderen.
B: Houd een hoek van 90 graden tussen de reinigingskop voor platte tanden en de tanden om de vlek te polijsten of te verwijderen.
9. Het apparaat wordt na 10 minuten gebruik uitgeschakeld. Start het opnieuw op voor continu gebruik.
10. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat na gebruik uit te schakelen.
11. Desinfecteer de tandenreinigingskop met alcohol of kokend water gedurende 5 minuten en droog hem dan voor het volgende gebruik.

• Product Beschrijving



• Veiligheidsinstructies

1. Laat het apparaat niet vallen en steek geen voorwerpen in een opening of slang.
2. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen (jonger dan 14 jaar).
4. Houd het netsnoer uit de buurt van het verwarmde oppervlak.
5. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of werk niet naar behoren.
6. De tandenreinigingskop is scherp, let op voor gewonden.
7. Gebruik het apparaat niet terwijl u slaapt of slaperig bent.
8. Raak de tandenreinigingskop niet aan terwijl het apparaat in werking is.
9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis en gebruik het niet op plaatsen waar spuitbussen (spuitbussen) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
Niet Gebruiken in de Volgende Situaties
A. Patiënten met parodontitis, gingivitis en andere tand- en mondaandoeningen
B. Bloedend tandvlees
C. Tandheelkundige behandelingen omvatten kronen, bruggen, wortelkanalen, vullingen

• FAQ

1. Mijn tandvlees bloedt als ik het apparaat gebruik.
A: Het apparaat reinigt het tandsteen met de hoogfrequente vibratie, die het tandvlees stimuleert. Bloedend tandvlees is normaal en niet schadelijk voor het tandvlees.
2. Het apparaat wordt uitgeschakeld tijdens gebruik.
A1: Stroomindicatielampje is groen: als het apparaat langer dan 10 minuten werkt, wordt het uitgeschakeld. Start het opnieuw op voor continu gebruik.
A2: Stroomindicatielampje is rood of het apparaat werkt niet: de batterij is leeg, laad het apparaat op.
3. Het apparaat lijkt niet krachtig.
A: Zorg ervoor dat de verbinding tussen de tandenreinigingskop en het apparaat goed is. Zo niet, draai ze dan vast met de sleutel.
4. De tandenreinigingskop wordt heet tijdens gebruik.
A: Het is normaal omdat de ultrasone energie zich ophoopt in het hoofd voor de hoogfrequente trillingen.
5. Het apparaat wordt heet tijdens gebruik.
A: De lichte temperatuurstijging is normaal tijdens het gebruik.

• Garantie

Het product ondersteunt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die verloren, gewijzigd, kapot of beschadigd zijn door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies die bij het product zijn geleverd. De consument moet de originele aankoopbon overleggen als bewijs van aankoopdatum en indien gevraagd, en het volledige product retourneren ter ondersteuning van een garantieclaim.
Om een correct gebruik en een probleemloze werking te garanderen, dient u deze handleiding aandachtig te lezen en op een veilige plaats te bewaren voor toekomstig gebruik.
Waterdicht niveau: IPX 6

V-Goods Premium Ultrasonic tooth cleaner User Manual

• Specifications

Charging Voltage: 5V
Charging Current: ≤1A
Charging Time: 2-3 Hours
Battery Capacity: 3.7V D.C.: 1500 mAh
Power consumption: ≤2.8W
Frequency: 36-40 kHz
Product Size: 1.3 × 7.4 Inch
Net Weight (about): 5.6 oz/159g
Gross Weight (about): 11.6oz/330g

• Package list

1 × Electric dental calculus remover
2 × Pointed teeth cleaning head
1 × Flat teeth cleaning head
1 × Dental mouth mirror
1 × Spanner
1 × User manual
1 × USB cable

• Charging and Store


1. Charge the device with 5V 1A adapters.
2. Charge the device when the power indicator turns yellow during use. Note: The battery will run out if the yellow light is flashing.
3. Please charge the device every 6 months for better battery maintenance.
4. Place the device in the cool place. Avoid direct sunlight or high temperature.

• How to use

1. Power off and fully charged before use.
2. Remove the transparent dust cover.
3. Choose the proper teeth cleaning head.
Pointed teeth cleaning head for the slit of the teeth
Flat teeth cleaning head for the tooth surface




4. Install and TIGHTEN the head with the spanner
5. Press the power button to turn on the device.
6. Press the power button to choose a suitable mode.
The corresponding mode indicator will turn green.
Note: With the smart memory function, the device can retain the previous selection mode.
7. Press the light button to turn on the built-in spotlight.
8. Hold the dental mouth mirror. And apply the teeth cleaning head to the needed area on your teeth to remove the tartar or stain.
Note:



A: Keep an angle of 45 degrees between the pointed teeth cleaning head and teeth to remove the tartar.
B: Keep an angle of 90 degrees between the flat teeth cleaning head and teeth to polish or remove the stain.
9. The device will shut down after 10 minutes of operation. Please restart it for continuous use.
10. Press the power button for 2 seconds to turn off the device after use.
11. Disinfect teeth cleaning head with alcohol or boiling water for 5 minutes, and then dry it for the next use.

• Product Description



• Safety Instructions

1. Do not drop the device or insert any objects into any opening or hose.
2. Use this device only for its intended use as described in this manual.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. This device is not intended for use by children (Less than 16 years old).
4. Keep the power cord away from the heated surface.
5. Do not operate the device with a damaged cord or not work improperly.
6. The teeth cleaning head is sharp, please be aware of injured.
7. Do not use the device while sleeping or drowsy.
8. Do not touch the teeth cleaning head while the device is operating.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
Do not use in the following situations
A. Patients with periodontitis, gingivitis, and other dental and oral diseases
B. Bleeding gums
C. Dental treatments include crowns, bridges, root canals, fillings

• FAQ

1. My gums bleed when I use the device.
A: The device cleans the tartar with the high-frequency vibration, which stimulates the gums. Gums bleeding is normal and not harmful to the gums.
2. The device shuts down during use.
A1: Power indicator light is green: operating more than 10 minutes, the device will shut down. Restart it for continuous use.
A2: Power indicator light is yellow or the device cannot operate: the battery is run out, please recharge the device.
3. The device seems not powerful.
A: Please ensure the connection between the teeth cleaning head and the device is well. If not, tighten them with the spanner.
4. The teeth cleaning head is getting hot when using.
A: It's normal as the ultrasonic energy accumulates in the head for the high-frequency vibration.
5. The device is getting hot when using it.
A: The slight temperature rise is normal during operation.

• Warranty

The product supports a one-year warranty from the date of purchase. This warranty does not apply to products which have been lost, altered, broken, or damaged by misuse or failure to follow the instruction provided with the product.
The consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, and return the entire product to support a warranty claim.
To ensure proper use and trouble-free operation, please read this manual carefully and store it in a safe place for future reference.

Waterproof level: IPX 6