



Suggestie voor optimaal gebruik van de Peri Bottle (NL)

1. Vul de Peri Bottle met lauw water of lauwe kamillethee
2. Schroef de dop stevig vast en trek het mondstuk zo ver mogelijk naar boven
3. Plaats de fles tussen de benen tijdens het plassen, en richt het mondstuk op het perineumgebied
4. Knijp zachtjes in de Peri Bottle tijdens (tegen branderig gevoel) en/of na (voor hygiënische reiniging in plaats van toiletpapier) het plassen
5. Herhaal indien nodig
6. Reinig de losse onderdelen na ieder gebruik met water en zeep en laat drogen. Niet geschikt voor de vaatwasser
7. Alleen voor uitwendig gebruik

Heb je vragen over het gebruik van de Peri Bottle? Neem gerust contact met ons op via hello@essentuary.nl en wij helpen je graag.

Suggested steps for optimal use of the Peri Bottle (ENG)

1. Fill the Peri Bottle with lukewarm water or chamomile tea
2. Screw the cap on tightly and pull the nozzle up as far as possible
3. Place the Peri Bottle between the legs while urinating, pointing the nozzle towards the perineal area
4. Gently squeeze the Peri Bottle during (to relieve the burning sensation) and/or after urination (for hygienic cleaning instead of toilet paper)
5. Repeat if necessary
6. Clean the individual parts with soap and water after use and allow to air dry. Not suitable for the dishwasher
7. For external use only

Do you have any questions about the use of the Peri Bottle? Feel free to reach out to hello@essentuary.nl and we would be happy to assist you.



Vorgeschlagene Schritte zur optimalen Verwendung der Peri Bottle (GER)

1. Füllen Sie die Peri Bottle mit lauwarmem Wasser oder Kamillentee
2. Schrauben Sie die Kappe fest auf und ziehen Sie die Düse so weit wie möglich nach oben
3. Platzieren Sie die Peri Bottle beim Urinieren zwischen den Beinen und richten Sie die Düse auf den Dammbereich aus
4. Drücken Sie die Peri Bottle leicht während. Durch Nutzung der Peri Bottle können Sie das Brennen beim Wasserlassen verringern und die empfindlichen Stellen hygienisch reinigen (dann wird kein Toilettenpapier mehr benötigt)
5. Bei Bedarf wiederholen
6. Reinigen Sie die Einzelteile nach Gebrauch mit Wasser und Seife und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Nicht für die Spülmaschine geeignet
7. Nur für äußere Anwendung

Haben Sie Fragen zur Anwendung der Peri Bottle? Bitte wenden Sie sich an hello@essentuary.nl und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Étapes suggérées pour une utilisation optimale de la Bouteille Peri (FR)

1. Remplissez la Bouteille Peri avec de l'eau tiède ou du thé à la camomille
2. Vissez fermement le capuchon et tirez la buse vers le haut aussi loin que possible
3. Placez la Bouteille Peri entre vos jambes pendant que vous urinez, en pointant la buse vers la zone périnéale
4. Pressez doucement la Bouteille Peri pendant (pour soulager la sensation de brûlure) et/ou après la miction (pour un nettoyage hygiénique au lieu du papier toilette)
5. Répéter si nécessaire
6. Nettoyez les pièces individuelles avec du savon et de l'eau après utilisation et laissez les sécher à l'air. Ne convient pas au lave-vaisselle
7. Seulement pour usage externe

Avez-vous des questions sur l'utilisation de la Bouteille Peri? N'hésitez pas à contacter hello@essentuary.nl et nous serons heureux de vous aider.