

# ACHATÉ ANTI AGING



Lees de instructies zorgvuldig en bewaar de handleiding goed.  
Read the instructions carefully and keep the manual save.

## INHOUDSOPGAVE

*Introductie & hoe te gebruiken*  
*Waarschuwingen &*  
*veiligheidsinstructies*  
*Lichttherapie standen*  
*Onderhoud & reiniging, opslag,*  
*milieu, service & garantie*

## INDEX

*Introduction & how to use*  
*Warnings & Safety Instructions*  
*Light Therapy Modes*  
*Maintenance & cleaning, storage,*  
*environment, service & warranty*

Achaté B.V.  
Ottering 10  
4817GS Breda  
MADE IN PRC



## INTRODUCTIE

Bedankt voor het aanschaffen van een van onze Achaté producten. Wij raden aan de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voordat je het product gaat gebruiken. Volg altijd de veiligheidsinstructies voor een veilig gebruik. Heb je vragen over het product? Neem dan gerust contact met ons op via email. De Achaté Lichttherapie Gezichtsmasker is geschikt voor elk huidtype dankzij de 7 verschillende LED functies. Dit apparaat behandelt acne, littekens, rimpels, pigmentvlekken en andere oneffenheden.

## HOE TE GEBRUIKEN

Stap 1. Sluit het gezichtsmasker aan op een stroomnetwerk.  
Stap 2. Druk op de aan/uit knop.  
Stap 3. Druk op de ventilatorknop (warmteafvoer)  
Stap 4. Pas de tijd aan op eigen behoeften.  
Stap 5. Kies het typen behandeling die je wil. Blijf op de gele knop drukken tot je de gewenste stand hebt. Je kan ook dubbel licht inschakelen.  
Stap 6. Schakel het apparaat uit na gebruik en haal het gezichtsmasker van de stroom af.



## WAARSCHUWINGEN EN

## VEILIGHEIDSISTRUCTIES

- Lees de onderstaande instructies grondig door voordat je het Achaté LED Lichttherapie Gezichtsmasker gaat gebruiken.

- Volg ten alle tijden de stappen voor het gebruiken van het apparaat.

- Het volgen van de stappen is belangrijk i.v.m. de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het apparaat.

- Als je het apparaat misbruikt kan dit resulteren in persoonlijk letsel of schade.

- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen onder de 16 jaar, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Is de gebruiker onder de 16 jaar? Zorg er dan voor dat er een toezichthouder is om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

- Gebruik het gezichtsmasker alleen waarvoor het product bedoeld is.

- Zorg ervoor dat het apparaat altijd is aangesloten op de juiste netspanning.

- Als het apparaat is aangesloten op een stroomnetwerk, zorg er dan voor dat je het apparaat niet onbeheerd achterlaat.

- Controleer regelmatig of de stekker en het snoer geen slijtage hebben. Is er sprake van schade? Gebruik het apparaat dan niet meer en laat het snoer en de stekker vervangen.

- In alle gevallen van schade kan je het apparaat niet meer gebruiken.

- Je mag nooit zelf het apparaat repareren, dit is in verband met risico op persoonlijk letsel of schade.

- Dit product is niet waterbestendig, houd het daarom uit de buurt van vochtige plekken of water.

Mocht het apparaat toch in contact zijn gekomen met water;

1. Haal de stekker direct uit het stopcontact.
2. Raak het apparaat niet meer aan.
3. Laat het product nakijken voordat je het in gebruik neemt.

- Als je het product gaat schoonmaken, ontkoppel het dan eerst van het stroomnetwerk.

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.

- Gebruik het apparaat alleen voor eigen gebruik.

- Bewaar het gezichtsmasker buiten het bereik van kinderen.

## LICHTTHERAPIE STANDEN

**Rood licht:** Stimuleert de bloedsomloop, versneld productie van collageen en maakt huid elastischer, gladder en egaler

**Groen licht:** Gezicht voor gemengde huid, geneest wonden, vermindert huidrimpels en verbetert pigmentatie (voornamelijk anti-aging)

**Blauw licht:** Kalmeert gevoelige huid, maakt de huid strakker en zorgt voor afbraak bacteriën

**Geel licht:** Bevordering van lymfedrainage, maakt de huid gladder, vermindert roodheid en verbetert zuurstof in de cellen

**Paars licht:** verbetert cel vernieuwing en collageen aanmaak, reinigt de huid

**Blauw & Groen:** De afscheiding van olie wordt verminderd, minder glanzende huid en versnellende stofwisseling

**Wit licht:** Penetreert het diepst in de huid; versnelt huid metabolisme, zorgt voor een strakkere huid, vermindert fijne lijntjes en rimpels, vermindert hyper-pigmentatie en vermindert ontstekingen & littekenvorming

## INHOUDSVERPAKKING

1x Achaté LED Lichttherapie Gezichtsmasker  
1x Handleiding Nederlands

## Producteigenschappen



## **ONDERHOUD EN REINIGING**

---

Het LED Lichttherapie Gezichtsmasker van Achaté is bijna volledig onderhoudsvrij. Als je het masker wilt reinigen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact. Reinig het apparaat met een licht vochtige doek.

## **OPSLAG**

---

Als je het apparaat niet gebruikt, raden we aan het gezichtsmasker op te bergen en haal de stekker uit het stopcontact. Bewaar het op een droge en schone plek. Zorg ervoor dat het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen bewaard wordt.

## **MILIEU**

---

Als het apparaat aan het einde van zijn levensduur is gekomen, gooi het dan weg op de daarvoor aangewezen inzamelpunten.

## **SERVICE EN GARANTIE**

---

Als je nog verdere vragen hebt of informatie wil over het product, aarzel dan niet en neem direct contact met ons op via de mail; [info@achate.nl](mailto:info@achate.nl)  
Bij alle Achaté producten heb je 2 jaar garantie.

*Garantie geldt niet wanneer:*

- *Er schade zelf is veroorzaakt*
- *Onjuist gebruik of reparatie*
- *Slijtage aan onderhevige onderdelen*
- *Door schade van derden*
- *Defecten door eigen schuld van de klant*
- *Bij gebreken waar de klant van op de hoogte is*

## **INTRODUCTION**

---

Thank you for purchasing one of our Achaté products. We recommend that you read the user manual carefully before using the product. Always follow the safety instructions for safe use.

Do you have questions about the product? Please feel free to contact us by email.

The Achaté Light Therapy Facial Mask is suitable for every skin type thanks to the 7 different LED functions. This device treats acne, scars, wrinkles, pigmentation spots and other imperfections.

## **HOW TO USE**

---

Step 1. Connect the face mask to a power network.

Step 2. Press the on/off button.

Step 3. Press the fan button (heat dissipation)

Step 4. Adjust the time to your own needs.

Step 5. Choose the type of treatment you want. Keep pressing the yellow button until you get the position you want. You can also switch on double light.

Step 6. Turn off the device after use and unplug the face mask from the power.



## **WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS**

- Read the instructions below thoroughly before using the Achaté LED Light Therapy Facial Mask.
- Follow the steps for using the device at all times.
- Following the steps is important because of the risks and consequences associated with misuse of the device.
- Misuse of the device may result in personal injury or damage.
- This appliance is not suitable for people under the age of 16, people with physical or mental disabilities. Is the user under 16 years old? Then make sure that there is a supervisor to guarantee the safety of the user.
- Only use the face mask for what the product is intended for.
- Make sure that the appliance is always connected to the correct voltage.
- If the device is connected to a power network, make sure that you do not leave the device unattended.
- Regularly check that the plug and cord are not worn. Is there damage? In that case, stop using the appliance and have the cord and plug replaced.

- In all cases of damage, you can no longer use the device.

- You should never repair the device yourself, this is due to the risk of personal injury or damage.

- This product is not water resistant, so keep it away from damp places or water.

Should the device have come into contact with water;

1. Remove the plug from the socket immediately.
2. Do not touch the device again.
3. Have the product checked before using it.

- If you are going to clean the product, please disconnect it from the power supply first.

- Only use the device indoors.

- Only use the device for personal use.

- Keep the face mask out of the reach of children.

## **LIGHT THERAPY MODES**

**Red light:** Stimulates blood circulation, accelerates production of collagen and makes skin more elastic, smooth and even

**Green light:** Face for combination skin, heals wounds, reduces skin wrinkles and improves pigmentation (mainly anti-aging)

**Blue light:** Soothes sensitive skin, tightens skin and breaks down bacteria

**Yellow light:** Promotes lymphatic drainage, smooths skin, reduces redness and improves oxygen in cells

**Purple light:** Improves cell renewal, collagen production and cleanses the skin

**Blue & Green light:** Oil secretion is reduced, less shiny skin and accelerates metabolism

**White light:** Penetrates deepest into skin; accelerates skin metabolism, tightens skin, reduces fine lines and wrinkles, reduces hyper-pigmentation and reduces inflammation & scarring

## **CONTENT PACKAGING**

- 1x Achaté LED Light Therapy Face Mask
- 1x Manual English

### **Product Features**



## **MAINTENANCE AND CLEANING**

The LED Light Therapy Face Mask from Achaté is almost completely maintenance-free. If you want to clean the mask, first remove the plug from the socket. Clean the device with a slightly damp cloth.

## **STORAGE**

When you are not using the device, we recommend that you store the face mask and unplug it from the mains. Keep it in a dry and clean place. Make sure that the device is not stored in extremely high or low temperatures.

## **ENVIRONMENT**

When the device has reached the end of its life, dispose of it at the designated collection points.

## **SERVICE AND WARRANTY**

If you have any further questions or would like information about the product, please do not hesitate and contact us directly by email; [info@achate.nl](mailto:info@achate.nl)  
All Achaté products come with a 2-year warranty.

Warranty does not apply when:

- Damage that has been caused by yourself
- Improper use or repair
- Wear on sensitive parts
- Due to damage from third parties
- Defects due to customer's own fault
- In case of defects that the customer is aware of



# **ACHATÉ ANTI AGING**