




Gebruiksaanwijzing - Massage Gun
User Manual - Massage Gun
Manuel d'utilisation - Pistolet de Massage

NL p.2-8
EN p.9-15
FR p.16-22

Model/Modèle: LG1084




CE RoHS



MADE IN CHINA



Lees de instructies
Please read the manual
Veuillez lire ce mode d'emploi



► **Introductie**

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze LifeGoods producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@lifegoods.nl
- De LifeGoods massage gun is geschikt voor het hele lichaam. De massage gun heeft 6 verschillende massagekoppen en 30 verschillende snelheden. Opgeladen in 2,5 uur en vervolgens 4-5 uur te gebruiken.

► **Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies**

- ⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- ⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van de massage gun. Misbruik van de massage gun kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de massage gun alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de massage gun niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- De massage gun is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Laat de massage gun NIET onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Controleer de massage gun en de accu zorgvuldig voor elk gebruik.
- De massage gun is alleen geschikt voor binnengebruik.

Personen en gebruik

- Dit apparaat is NIET geschikt voor personen onder de 18 jaar of voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar de massage gun buiten het bereik van kinderen onder de 18 jaar. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het massagekussen spelen.

- Gebruik het apparaat niet langer dan 180 seconden op dezelfde plek en niet meer dan 30 minuten achter elkaar. Stop het gebruik direct als er schaafwonden of andere ongemakken ontstaan.
- Houd de massage gun uit de buurt van je haar.
- Houd je vingers lichaamsdelen uit de buurt van de telescopische tang van het apparaat en de koelgaten aan de achterkant van de motor om beknelling te voorkomen.
- Houd de koelgaten aan de achterkant van de motor vrij van blokkades. Steek geen voorwerpen in de koelgaten van de motor.
- Gebruik de hoge snelheid en druk alleen op het zachte weefsel van het lichaam om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als je moe bent, medicijnen ingenomen hebt, of alcohol gedronken hebt.

Medische opmerkingen

- Dit apparaat dient NIET als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Raadpleeg een arts voordat je de massage gun gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
- Gebruik het apparaat NIET: Als je zwanger bent; Als je een pacemaker of andere elektronische implantaten, kunstgewrichten, een hoge bloeddruk, hartklachten, cerebrale atherosclerose, cerebrale trombose, botbreuken, kwaadaardige tumoren, circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen, geelzucht, diabetes, zenuwafwijkingen, acute ontstekingen of andere gezondheidsproblemen hebt. Als je onverklaarbare pijn hebt; Op de buik, de botten (zoals gewrichten en ruggengraat), het hoofd, op of rondom de keel, op of rondom het genitale gebied, op of rondom de nieren of andere gevoelige of zwakke gebieden;
- Op verbrande of gevoelige huid, gezwollen of ontstoken gebieden, gebieden met een slechte circulatie, kapotte of gewonde huid, blauwe plekken, of huidirritaties.
- Op bewusteloze of slapende mensen;
- Geruime tijd op dezelfde plek, dit kan klachten of pijn veroorzaken; In bed.
- Stop direct met gebruik en raadpleeg je arts als je pijn of discomfort ervaart tijdens het gebruiken van de massage gun, of de massage onprettig vindt. Val NIET in slaap, als je het Massageapparaat gebruikt.

Elektra

- Haal de massage gun NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET.
- Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuurde massage gun altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de oplader en de massage gun aansluit.
- Gebruik de massage gun NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Er mogen geen vloeistoffen, warmtebronnen, stof en vuil in de koelopeningen van de motor binnendringen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van licht ontvlambare stoffen, De massager kan een vonk genereren wat tot brand of explosies kan leiden.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het massageapparaat niet op een natte huid. Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Dek de massage gun niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.
- Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde oplader van LifeGoods.

Overig

- Kies de juiste massagekop volgens de massagebehoeften van de verschillende delen van het lichaam.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik de massage gun niet in combinatie met massageolie, lotion, zalven etc.

► Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- LifeGoods Massage Gun - LG1084 - EAN 8720195251644

Bijgevoegde accessoires

- 6x Opzetstukken
- 1x EU-adapter
- 1x Draagtas
- 1x Handleiding




Producteigenschappen

Technische data




Grootte	27,50 x 22,00 x 9,50 CM
Gewicht	860 gr
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS
Voeding - Frequentie - Vermogen	100V - 240V 50/60Hz 20 Watt (oplader) DC12.6V 1A (massage gun)
Voltage	DC12.6V 1A
Type batterij	Lithium-Ion 2400 mAh
Batterijduur	4-5 uur
Oplaadtijd	2,5 uur
Snelheid	0-3200 r/min
Geluid	35-45 dB

Overige eigenschappen

- 30 snelheidsniveaus voor verschillende soorten massages;
- 6 soorten massagekoppen: Ronde massagekop, U-vormige massagekop, kogelvormige massagekop, platte ronde massagekop, halve maan massagekop, platte kop met massagepunten;
- Oververhittingsbeveiliging.



Instructies voor gebruik

-  Gebruik het massageapparaat NIET op een natte huid.
-  Gebruik geen massageolie, lotion, zalven etc.
Gebruik het apparaat NIET op het hoofd, de buik, de gewrichten op botdelen of op gevoelige of zwakke delen van het lichaam. Stop het gebruik direct als je pijn of ongemak ervaart.
- 

Gebruiken


1. Druk op de aan-/uitknop op de achterkant van het apparaat.
2. Druk op de startknop om de machine aan te zetten
3. Druk op de "+" en "-" knoppen om de snelheid aan te passen.
4. Als het batterijvermogen minder dan 20 % is, licht het indicatielicht aan de onderkant van het apparaat rood op. Als het batterijvermogen minder dan 10% is, verschijnt er E1 op het display.
5. Als de batterij vol is, licht het indicatielicht aan de onderkant van het apparaat groen op.

Massagekoppen

- Beweeg de massager rustig over je spieren. Laat de massager wat langer rusten op de spieren die vast zitten. Zorg ervoor dat je de wervelkolom ontwijkt.


	<p>Ronde kop Geschikt voor: alle spiergroepen</p>	
	<p>U-vormige kop Geschikt voor: de rug</p>	
	<p>Kogelvormige kop Geschikt voor: meridiane acupressuurpunten en voetzolen</p>	

	<p>Platte, ronde kop Geschikt voor: het gehele lichaam</p>	
	<p>Halve maan Geschikt voor: schouders en benen</p>	
	<p>Platte kop met massagepunten Geschikt voor: het gehele lichaam</p>	




Probleem - Oplossing

Probleem	Oplossing
De temperatuur van de batterij is te hoog.	Verwijder de hendel waar de batterij in zit, laat deze 20 minuten afkoelen.
Het apparaat gaat uit na 20 minuten gebruik.	De oververhittingsbeveiliging is aangegaan. Herstart het apparaat.
Het apparaat gaat uit tijdens gebruik.	De massagekoppen worden te hard op de huid gedrukt, waardoor het apparaat tijdelijk stopt met werken. Druk op de "+" knop en het apparaat gaat weer aan.




Onderhoud en Reiniging

- Veeg het oppervlak van het apparaat af met een licht vochtige doek en droog het apparaat met een schone en droge doek.




► Opslag

- Bewaar de massage gun op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.




► Weggoien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de massage gun aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.




► Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@lifegoods.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.



► Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.




► Introduction


- Thank you for choosing our LifeGoods product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@lifegoods.nl

The LifeGoods Massage Gun has 5 different massage heads, so you can

- apply the gun to every muscle group. In addition, the Massage Gun can be set to 30 different speed settings. When fully charged (2,5 hours), the gun can be used up to 4-5 hours!

► Avertissements et consignes de sécurité

 Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

 Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your LifeGoods Massage Gun!

General

- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Massage Gun. Misuse of the Massage Gun can result in personal injury, or destruction of the device.
- Use the Massage Gun only for purposes described in this user manual. If the Massage Gun malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use the Massage Gun and contact Customer Service.
- The Massage Gun is designed and intended for private, non-commercial use only.
- Do NOT leave the Massage Gun unattended when in use.
- Check the Massage Gun and Battery thoroughly before every use.
- The Massage Gun is only suited for indoor use.

Persons and Use

- This device should NOT be used by children under the age of 18 or persons with physical, sensory or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Keep the Massage Gun away from children under the age of 18 when using and storing. Make sure children do NOT play with the Massage Gun.
- Never use the device on the same spot for more than 180 seconds and not more than 30 minutes at a time. Stop using the device when you experience discomfort or abrasions.

- Keep your fingers and hair from the telescopic pliers and the air valves on the back of the device to prevent personal injury.
- Keep the air valves on the back of the massage gun blockage free. Do not insert objects into the air valves.
- Use the high speed and pressure only on the soft tissue part of the body to avoid personal injury.
- Do NOT use the device when you are tired, have taken medicine, or have drunk alcohol.

Medical remarks

- This device is NOT a substitute for treatments administered by doctors or physiotherapists.
- Before using the Massage Gun, consult your doctor regarding any unexplained pain, if you are undergoing medical treatment or using medical equipment.
- Do NOT use the Massage Pillow:
 - If you are pregnant;
 - If you have a pacemaker or other electronic implants, artificial joints, have high blood pressure, heart complications, cerebral atherosclerosis, cerebral thrombosis, bone fractures, malign tumors, circulation problems, varicose veins, a cold with high temperatures, jaundice, diabetes, nerve disorders (e.g. sciatica) or acute inflammation, unexplained abdominal pain or pain in the calves or other health issues;
 - On the abdomen, bones (e.g. joints, spine) the head, the throat area, the genital area, around the kidneys, or other sensitive or weak areas;
 - On burned or sensitive skin, swollen or inflamed areas, areas with poor circulation, broken or injured skin, bruises, or areas with skin rashes;
 - On unconscious or sleeping people;
 - On the same body part for a long time, this can cause complaints and burns;
 - In bed.
- If you feel any pain or discomfort from use of the Massage Pillow, or find the massage unpleasant, stop the treatment and consult your doctor.
- Do NOT fall asleep when using the Massage Pillow. Using the device on the same spot for an extended period of time can cause personal injury.

Electronics

- Do NOT reconstruct, repair or disassemble the Massage Gun. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the
- Massage Gun to the service centre for repairs.
- Only use the adapter provided by LifeGoods.

- Do NOT use the Massage Gun in or near a bath, shower, swimming pool, or over a basin filled with water. Make sure that no fluids, heat sources, dust and dirt collects in the air valves.
- Do not use the Massage Gun near flammable gasses or fluids. The massager can generate a spark which can ignite fires or lead to explosions.
- Make sure to prevent any contact with water. Do NOT submerge the Massage Gun in water. If water does get inside the casing, turn the Massage Gun off immediately and contact our customer service.
- Do not use the massage gun on wet skin. Do NOT operate the device with damp or wet hands and do NOT touch the power cord with damp or wet hands.
- Keep the Massage Gun away from moisture, heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).
- Do NOT cover the Massage Gun when it is switched on. Never put blankets or cushions on top of or against the Massage Gun. This poses a risk of fire, electric shock or injury.

Other

- Choose the correct massage head according to the different massage needs for different parts of your body.
- Do NOT expose the device to direct sunlight.
- Do NOT use the massage gun in combination with massage oils, lotions, creams etc.

► Receiving Your Shipment


- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

► Contents of Package

- LifeGoods Massage Gun - LG1084 - EAN 8720195251644

Included Accessories

- 6x Massage Heads
- 1x Carrier Bag
- 1x EU adapter
- 1x User Manual




Product Features

Technical Data

Size	27,50 x 22,00 x 9,50 CM
Weight	860 gr
Colour	Black
Material	ABS
Input - Frequency - Power	100V - 240V 50/60Hz 20 Watt (charger) DC12.6V 1A (massage gun)
Voltage	DC12.6V 1A
Battery type	Lithium-Ion 2400 mAh
Battery life	4-5 uur
Charging time	2,5 uur
Speed	0-3200 r/min
Sound	35-45 dB

Other Features

- 30 speed levels for different massage types;
- 6 massage heads: Round massage head, U-shaped massage head, bullet massage head, flat round massage head, crescent head, flat head with massage points;
- Overheating protection.



▶ Operating Instructions







- ⚠ Do NOT use the Massage Gun on wet skin.
- ⚠ Do NOT use massage oils, lotions, creams etc.
Do NOT use the Massage Gun on the abdomen, bones (e.g. joints, spine) the head, the throat area, the genital area, around the kidneys, or other sensitive or weak areas;







How to Use


1. Turn on the power switch at the bottom of the machine
2. Press the start button and the machine starts to run.
3. Press + and - buttons to adjust machine speed
4. When the battery power is less than 20%, the light line at the bottom of the machine shows red; when the battery power is less than 10%, the power display window shows E1, indicating that it needs to be charged in time.
5. When the battery is full, the light line at the bottom of the machine changes from red to green.

Massage Heads

- Gently move the Massage Gun along the muscles. Massage tensed muscles to your preference. Avoid placing the Massage Gun on the spine.

	<p>Round massage head Recommendation: all muscle groups</p>	
	<p>Round massage head Recommendation: all muscle groups</p>	
	<p>Bullet massage head Recommendation: meridian acupoints and soles</p>	

	<p>Flat round massage head Recommendation: Full body</p>	
	<p>Tête en forme d'arc Convient pour les épaules et les jambes.</p>	
	<p>Crescent head Recommendation: shoulders and legs</p>	




Troubleshooting

Problem	Cause
The temperature of the battery is too high.	Remove the battery handle and let it cool for 20 minutes.
The device turns off after using it for 20 minutes.	The overheating protection device has turned on. Restart the device.
The device turns off during use.	The massage heads are pressed down on the skin too forcefully, causing the device to turn off. Press the "+" button and the device will turn on.




Maintenance and Cleaning

- Wipe the surface of the device with a damp cloth and dry the device with a clean and dry cloth.




Storage

- Store the Massage Gun in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.




Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the Massage Gun with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.




Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the LifeGoods Customer Support at service@lifegoods.nl
- LifeGoods provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.



Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.



► Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de LifeGoods! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique: service@lifegoods.nl
- Le pistolet de massage de LifeGoods est approprié pour tout le corps. Le pistolet de massage est équipé de 6 différentes têtes de massage et 30 différentes vitesses. Rechargé en deux heures et possible d'utiliser pour 4 à 5 heures après.

► Avertissements et consignes de sécurité

- ⚠ Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de la portée des enfants! Risque d'étouffement!
- ⚠ Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre le pistolet de massage lisez attentivement ce qui suit:

Général

- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance du pistolet de massage. La maltraitance du pistolet de massage peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Utilisez le pistolet de massage seulement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si le pistolet de massage ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, NE L'UTILISEZ PAS et consultez le service à la clientèle.
- Le pistolet de massage est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- Ne laissez pas le pistolet de massage sans surveillance en cours d'utilisation.
- Contrôlez le pistolet de massage et la batterie attentivement avant utilisation.
- Le pistolet de massage n'est pas approprié pour l'usage à l'intérieur.

Personnes et utilisation

- Des enfants et des personnes ayant un handicap physique ou mental, des personnes qui n'ont pas d'expérience avec cet appareil et des personnes qui n'ont pas de connaissance sur cet appareil ne doivent pas utiliser cet appareil. Utilisation de l'appareil est seulement permis quand il y a un surveillant(e) qui est responsable pour la sécurité de l'utilisateur.
- Utilisez et gardez le pistolet de massage hors de la portée des enfants de moins de 18 ans. Supervisez des enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil plus longtemps que 180 secondes au même endroit.
- N'utilisez pas l'appareil plus longtemps que 30 minutes sans interruption.

- Arrêtez immédiatement s'il se produit des écorchures ou d'autres désagréments.
- Gardez le pistolet de massage loin de vos cheveux.
- Gardez vos doigts et vos parties du corps loin de la pince télescopique de l'appareil et les orifices de refroidissement à l'arrière du moteur pour écarter tout risque de coincement.
- Gardez les orifices de refroidissement à l'arrière du moteur libre de blocages.
- Ne mettez pas d'objets dans les orifices de refroidissement du moteur.
- Utilisez la fonction à haute vitesse et pression uniquement sur le tissu mou du corps pour éviter des dommages corporels.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigués, avez pris des médicaments, ou si vous avez bu de l'alcool.

Remarques médicales

- Cet appareil ne doit pas être considéré comme un remplacement d'un médecin ou un physiothérapeute.
- Consultez un médecin avant que vous utilisiez le pistolet de massage si vous avez des douleurs inexplicables, si vous subissez un traitement médical ou si vous utilisez des équipements médicaux.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil: Si vous êtes enceinte; Si vous avez un stimulateur cardiaque ou des autres implants électroniques, des articulations artificielles, une pression artérielle élevée, des troubles cardiaques, de l'athérosclérose cérébrale, du thrombose cérébrale, des fractures osseuses, des tumeurs malignes, des problèmes de la circulation périphérique, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, de la peau éraflée, de l'inflammation des veines, de la jaunisse, du diabète, des anomalies du nerf, une inflammation aiguë ou des autres problèmes de santé. Si vous avez une douleur inexplicable; Sur le ventre, les os (comme les joints et la colonne vertébrale), la tête, sur ou autour de la nuque, sur ou autour de la région génitale, sur ou autour des reins ou des autres régions sensibles ou fragiles. Sur une peau brûlée ou sensible, des régions enflées ou enflammées, des régions avec une mauvaise circulation, une peau éraflée ou blessée, des ecchymoses ou des irritations cutanées. Sur des personnes inconscientes ou endormies; Longtemps au même endroit, cela peut entraîner des plantes ou douleurs; Au lit.
- Arrêtez le traitement immédiatement et consultez votre médecin si vous ressentez de la douleur ou d'inconfort en utilisant le pistolet de massage, ou si vous trouvez le massage désagréable.
- Ne vous endormez pas en utilisant le pistolet de massage.

Équipement électrique

- NE DÉMONTÉZ PAS le pistolet de massage. NE RÉPAREZ OU RESTAUREZ PAS l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil.
- Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplis seulement par personnel de maintenance autorisé.

- Envoyez le pistolet de massage toujours à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez le pistolet de massage.
- N'UTILISEZ PAS le pistolet de massage à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau. Des liquides, des sources de chaleur, de la poussière et des débris ne doivent pas entrer dans les orifices de refroidissement du moteur.
- N'utilisez pas l'appareil près de substances hautement inflammables. Le pistolet de massage peut produire une étincelle ce qui peut provoquer un feu ou une explosion.
- Assurez que l'appareil N'ENTRE PAS en contact avec de l'eau. NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau. S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez l'appareil immédiatement et contactez notre service clientèle.
- N'utilisez pas le pistolet de massage sur une peau mouillée. NE TOUCHEZ PAS l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Ne couvrez pas le pistolet de massage quand c'est activé. Cela peut entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.
- Chargez l'appareil uniquement avec le chargeur fourni par LifeGoods.

Autres

- Choisissez la bonne tête de massage en suivant les besoins de massage des différentes parties du corps.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le pistolet de massage en combinaison avec de l'huile de massage, de la lotion, des onguents, etc...

► Recevoir la livraison


- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

Contenu de la boîte

- LifeGoods Massage Gun – LG1084 - EAN 8720195251644

Accessoires inclus

- 6x Têtes de massage
- 1x Adaptateur UE
- 1x Sac de transport
- 1x Manuel d'utilisation



Caractéristiques du produit

Données techniques

Taille	27,50 x 22,00 x 9,50 CM
Poids	860 gr
Couleur	Noir
Matériel	ABS
Tension Nominale Fréquence - Puissance	100V - 240V 50/60Hz 20 Watt (chargeur) DC12.6V 1A (pistolet de massage)
Voltage	DC12.6V 1A
Type de batterie	Lithium-Ion 2400 mAh
Autonomie de la batterie	4-5 heures
Temps de chargement	2,5 heures
Vitesse	0-3200 r/min
Son	35-45 dB

Autres caractéristiques

- 30 niveaux de vitesse pour différents types de massage;
- 6 différentes têtes de massage: tête sphérique, tête en forme de U, tête de balle, tête en forme de champignon, tête en forme d'arc, tête plate avec points de massage;
- Protection contre la surchauffe.



Instructions d'utilisation






- ⚠ N'utilisez pas le pistolet de massage sur une peau mouillée.
- ⚠ N'utilisez pas d'huile de massage, de lotion, d'onguents, etc.
- ⚠ N'utilisez pas l'appareil sur la tête, le ventre, les joints, les os ou des régions sensibles ou faibles du corps. Arrêtez le traitement immédiatement si vous ressentez de la douleur ou d'inconfort.




Utilisation

1. Appuyez sur le bouton marche / arrêt à l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage pour allumer l'appareil.
3. Appuyez sur les boutons "+" et "-" pour ajuster la vitesse.
4. Si la puissance de la batterie est en dessous de 20%, le voyant au fond de l'appareil s'allume rouge. Si la puissance de la batterie est en dessous de 10%, 'E1' apparaît sur l'écran.
5. Si la batterie est pleine, le voyant au fond de l'appareil s'allume vert.

Têtes de massage

- Déplacez le pistolet de massage lentement autour de vos muscles. Placez le pistolet de massage plus longtemps sur les muscles qui sont coincés. Assurez-vous que vous évitez la colonne vertébrale.


	<p>Tête sphérique Convient pour les muscles du corps entier.</p>	
	<p>Tête en forme de U Convient pour le dos.</p>	
	<p>Tête de balle Convient pour les points d'acupuncture méridiens et les plantes des pieds.</p>	

	Tête en forme de champignon Convient pour le corps entier.	
	Tête en forme d'arc Convient pour les épaules et les jambes.	
	Tête plate avec points de massage Convient pour le corps entier.	



► Problème - Solution

Problème	Solution
La température de la batterie est trop élevée.	Enlevez la poignée qui contient la batterie, laissez-la refroidir pendant 20 minutes.
L'appareil s'éteint après 20 minutes d'utilisation.	La protection contre la surchauffe est allumée. Redémarrez l'appareil.
L'appareil s'éteint pendant l'utilisation.	Les têtes sont appuyées trop fortement sur la peau, par laquelle l'appareil arrête de fonctionner temporairement. Appuyez sur le bouton "+" et l'appareil s'allume à nouveau.



► Entretien et nettoyage

- Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon un peu humide et séchez l'appareil avec un chiffon propre et sec.



► **Stockage**

- Rangez le pistolet de massage dans un endroit propre et sec. Ne le rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.



► **Élimination - Recyclage**

- Contribuez à un environnement de vie plus propre! Ne jetez pas le pistolet de massage avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.



► **Service et garantie**

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de LifeGoods à l'adresse service@lifegoods.nl
- LifeGoods offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas: les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte; les pièces d'usure; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat; les dommages ou défauts causés par la négligence du client; les dommages ou défauts causés par des tiers.



► **Clause de non-responsabilité**

- Sous réserve de modifications; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© **LifeGoods B.V.**

Wisselweg 33

1314CB Almere

Netherlands

12/2020 - V.1

www.lifegoods.nl