

## **BenjaStore**

Info@benjastore.com

www.benjastore.com

## **Manufacturer:**

**Shenzhen Mison Technology Co., Ltd**

Email: info@mison.com

Web: www.mison.com





MS-306C

5 IN 1 Multifunctional Beauty Device

Use Manual

- English 2
- Español 12
- Français 22
- Deutsch 32
- Italiano 42
- Nederlands 52

# CONTENTS

Product Introduction .....	2
Packing List .....	2
Product Schematic .....	3
Safety Precautions .....	3
Product Use Method .....	5
Product Maintenance .....	9
Common Problems And Solutions .....	9
Product Specification .....	10
Product Warranty .....	10

## ► PRODUCT INTRODUCTION


This multifunctional beauty device is using the 4 most popular beauty technologies: RF(Radio frequency),EMS(Micro current), Acoustic vibration, Led light therapy, so that you can enjoy professional skin care at home like beauty institutions.

At the same time our company carefully study the five major beauty modes: clean, Lift, Lead in, Anti-aging, Remove acne, you can choose to use which mode according to your needs, saying goodbye to the traditional, complex choices of mode beauty device, making your using more easily. The common skin care products and only affect in the skin surface, our device can stimulate the deep skin, so you can effectively improve the skin problems.

## ► PACKING LIST

- User Manual x1
- Main Body x1
- USB Charging Cable x1
- Charging Base x1

## ► PRODUCT SCHEMATIC



## ► SAFETY PRECAUTIONS

Please read these safety precautions carefully, then use the device according to the manual. In order to make sure you can use the device correctly and avoid the damage to others, please follow these precautions.

### Warning

- Please do not use other ways besides the manual to use the device, otherwise it may break down and cause an accident.
- If users are suffering from physical, sensory and psychiatric disease or undergoing dermatological treatments, then please use our product when you are monitored by some special person or responsible person (such as a skin specialist).
- Please do not twine the charging cable on the power plug.

- Please do not destroy the charging cable, and do not bend, twist, stretch it, or add heavy things on it, or put it on high temperature place, also do not bundle and process it to prevent from.
- Using the device for a long time or in wrong way will cause the charging cable broken, if you find following conditions, please stop using the device:
  1. The cable can not be original shape.
  2. The head of cable is damaged.
- Please do not throw the device in the fire.
- Please do not put the device into the water or wash it.
- Please do not give the device to the baby and child and put it away from them.

### Attention


- This product is only for daily use, please do not disassemble, remould, repair it.
- Please do not several people share this device.
- Please stop using the device and consult the professional doctors when the skin is pain and uncomfortable.
- Please do not use or store the device and its accessories in some damp places like shower room.
- Please do not throw the device strongly to avoid damage it by collision.
- Please stop using the device when it is broken.
- Please do not touch the device when it is in the water, and disconnect power, preventing from electric shock.

## ► PRODUCT USE METHOD



### Before Using






Please make sure the device charged 2 hours and enough energy.

### 1. Steps Of Using




Please press  and hold it for 3 seconds to turn on the device, light the Lcd screen, now the mode is acquiescent, that is dean mode, energy level is 1, time is 5 minutes, and time is 5 minutes countdown state.

### 2. Energy Level Adjustment

In any mode of beauty device, you can press  to choose which level, the order is from 1 to 5 level, which is showed by the  on the LCD screen.

Show 	Energy Level:1
Show 	Energy Level:2
Show 	Energy Level:3
Show 	Energy Level:4
Show 	Energy Level:5

### 3. Description of Modes

Press  to choose the mode, when the mode is selected, on the screen there will be a  after that mode, the mode which is not selected not have .

Using RF(Radio Frequency), EMS(Micro current), Acoustic Vibration, Led Lights technology together to study 5 beauty modes:



### **3.1 RF(Radio Frequency)Function**

RF is a high frequency and a thermal penetration therapy, which is through RF conductive head.it transmits a kind of electromagnetic energy caused by high frequency ac change to the subcutaneous tissue. It can also stimulate the dermis collagen regeneration, increasing the thickness and the density of the dermis. It will lift and fill wrinkles, eliminate the scars and restore skin elasticity and luster.

### **3.2 EMS(Micro current)Function**

It is a special technology of electrical perforation method, and it can in short time create space between the cells so that the essence of liquid components can be directly delivered to the skin surface and dermal layer, compared with Ions, its ability is 10 times on the 1MM from the surface of skin. 4mm is 25 times. So it can make sure the essence can be absorbed effectively.

### **3.3 Acoustic Vibration Function**

It can massage and smooth nerves, promote blood circulation, speed up the metabolism, make the skin more compact.

### **3.4 Led Light Function**

#### **Red light - Wavelength:620nm(±5nm)**

It can promote collagen regeneration, make the skin more elastic, suitable for relaxation or wrinkled skin use.

#### **Green light - Wavelength:520nm (±5nm)**

It can solve pigmentation, discoloration, freckles, sun spots and age spots. It can also dilute and reduce the existing pigmentation, improve the skin color, and protect the skin to from future potential pigmentation crisis. Melanin grows on epidermal surface, green light can inhibit the excessive production of melanin, preventing the pigment growth.

**Blue light - Wavelength: 465nm ( $\pm 5$ nm)**

It can kill the bacteria, promote blood circulation. It also can penetrate the skin below the 0.25MM, destroying bacteria living environment, eliminating acne on the skin, pain, congestion, which can make skin soothing and resting.

**Yellow light - Wavelength: 590nm ( $\pm 5$ nm)**

It will stimulate the lymph and nervous system, which is used to regulate the muscles and stimulate the immune system, and relax and restore the balance of sensitive skin.

**Pink light - Wavelength: 700nm ( $\pm 5$ nm)**

It will promote blood circulation, strengthen the beauty solution absorption, whitening skin, suitable for dark skin color.

**Five modes:**

Clean Mode	Clean up harmful substances in the skin, metal ions, reduce pigmentation, improve skin tone, accelerate blood circulation and skin metabolism
Lift Mode	Restore skin flexibility, pulling wrinkles, adjust the muscles and stimulate the lymphatic system, reshape the face curve
Lead in Mode	Create space between cells in short time, led in the essence of nutrition effectively
Anti-aging Mode	Promote skin collagen regeneration, enhance skin vitality, compact skin, improve skin relaxation
Remove Acne Mode	Promote blood circulation, anti-inflammatory, sterilization, effectively remove the skin acne, shrink pores

## 4. Skin Care Time

After research, the following is the best time for each mode of use:

- Clean mode                                      Default time 5 minutes
- Lift mode                                         Default time of 10 minutes
- Lead in mode                                    Default time 10 minutes
- Anti-aging mode                                Default time is 10 minutes
- Remove Acne mode                            Default time 5 minutes

Once you choose a mode, the LCD screen at the bottom of the time will be based on the default time to show the countdown state, such as 5mins, 4mins... until it turns off,

Long press  3 seconds, can also be turn off.

## 5. Operation Method

After cleaning the skin, take the essence.

Operate from bottom to top, from inside to outside of the skin, pulling on the skin to move.

This product must be used in conjunction with the beauty liquid, the use of normal skin is two or three times a week.

This product must be used in conjunction with the beauty liquid, the use of normal skin is two or three times a week.

## 6. Power Query Function

Power is 3 grid display, power display is as follows:

1 Grid Battery	Battery remaining capacity: 0-30%
2 Grid Battery	Battery remaining capacity: 30%-70%
3 Grid Battery	Battery remaining capacity: 70%-100%

When the battery is low, the upper right corner of the battery icon has been flashing, it is prompt to charge the device.

## 7. Charging

### Charging Method

- Connect the power cable and the adapter to the device base for charging, or connect the power cable and the adapter to the device directly.
- The battery icon flashes during charging.
- When the charge is complete, the battery icon returns to normal.

## ► PRODUCT MAINTENANCE

- After using, please use paper, towels or dry soft doth to clean the head of the device, when the dirt is difficult to remove, please try use soft cloth with a little water.
- When you do not use this product for a long time, it is recommended that you charge the device regularly and store it in a dry, cool place.
- The device is not completely waterproof, please do not use water to clean the instrument to avoid damage.

## ► COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

- No Feeling on Face: 1 . Please put the instrument head parallel to the face.  
2. Adjust the energy power.
- The device is not work: Lack of battery remaining capacity, please charge it.
- The energy level is not available: 1. Internal parts of the device damaged  
2. Button stuck

- If this product can't work normally, please stop using it then contact the factory after-sales service personnel

## ► PRODUCT SPECIFICATION

Charging Voltage	5V, 500mA
Charging Hours	2 hours
Battery Capacity	3.7V, 1000 mAh
Vibration Frequency	8600 ( ± 10 ) rpm
Net Weight	135g
Charging Base	DC 5V 1A

## ► PRODUCT WARRANTY

1. This device warranty time is 12 months, and it counts from the day you buy.
2. In warranty, following the manual and normal use, then if the device appears materials defect, use troubles and craft problem, we will repair it for free.
3. Due to the improper storage, crash, unauthorized disassemble, the battery normal loss and other causes of product failure, these conditions is beyond the range of warranty.
4. This warranty card can not reissued under any circumstances, please be sure to keep it and present it at the time of warranty. In the after-sales service, if there are problems, please contact us.

## CONTENTS

Introducción del producto .....	2
Lista de embalaje.....	2
Esquema del producto .....	3
Precauciones de seguridad .....	3
Método de uso del producto .....	4
Mantenimiento del producto.....	8
Problemas generales y soluciones.....	9
Especificaciones del producto .....	9
Garantía del producto .....	10
Servicio postventa .....	10

## ► Introducción del producto


El dispositivo estético multifuncional dispone las 4 tecnologías estéticas más populares: RF (radiofrecuencia), EMS (micro corriente), vibración acústica, terapia con luz Led, con las cuales que puede disfrutar del cuidado profesional de la piel en su hogar como las instituciones de belleza.

Mientras nuestra empresa estudia minuciosamente los cinco principales modos de estética: limpiar, tirar, acomodar, antienvjecimiento y eliminar el acné, puede elegir el modo según sus necesidades y decirle adiós a las opciones tradicionales y complejas de otros dispositivos estéticos, haciendo que su uso sea más fácil. Los productos convencionales para el cuidado de la piel se afectan solamente la superficie de la piel, sin embargo nuestro dispositivo puede estimular la piel profunda, por lo que puede mejorar efectivamente los problemas de la piel.

## ► Lista de embalaje

- Manual de usuario x1
- Anfitrión x1
- Cable de carga USB x1
- Base de carga x1

## ► Estructura del producto



## ► Precauciones de seguridad

Lease minuciosamente estas precauciones de seguridad, luego use el dispositivo de acuerdo con el manual. Para asegurarse de que puede utilizar el dispositivo correctamente y evitar daños a otras personas, siga estas precauciones.

### Advertencia

- No utilice el dispositivo de otras formas no señaladas en el manual, de lo contrario podría romper el producto y provocar un accidente.
- Si los usuarios están sufriendo las enfermedades físicas, sensoriales y psiquiátricas o se someten a tratamientos dermatológicos, debe utilizar nuestro producto bajo la consulta de una persona especial o una persona responsable (como un especialista de la piel).



- No doble el cable de carga en el enchufe de alimentación.
- No rompa el cable de carga, ni lo doble, lo tuerza, estire o coloque objetos pesados sobre él, ni lo coloque en un lugar de alta temperatura, tampoco lo enrolle ni lo procese.
- En caso de que utilice el dispositivo durante un período prolongado o incorrecto, se romperá el cable de carga, deje de usar el dispositivo si encuentra las siguientes condiciones:  
1. El cable no puede recuperar forma original. 2. Está dañada la punta del cable.
- No coloque el dispositivo en el fuego.
- No ponga el dispositivo en el agua ni lo lave.
- No le entregue el dispositivo al bebé y al niño, y no deje guardarlo a los mismos.

## Atención

- Este producto es solamente para el uso diario, no lo desmonte, ni lo remoldear no repare.
- No comparta este dispositivo con varias personas .
- Deje de usar el dispositivo y consulte a los médicos profesionales cuando la piel esté adolorida e incómoda.
- No utilice ni almacene el dispositivo y sus accesorios en lugares húmedos como el baño.
- No tire el dispositivo con fuerza para evitar dañarlo por colisión.
- Deje de usar el dispositivo cuando está roto.
- No toque el dispositivo cuando esté en el agua y desconecte la alimentación, evitando descargas eléctricas.


## ► Método de uso del producto

### Antes de usar



Compruebe que el dispositivo haya sido cargado con 2 horas y suficiente energía.






Este dispositivo debe ser utilizado con productos de belleza.

### 1.Pasos de uso




Presione  manténgalo presionado durante 3 segundos para encender el dispositivo, encienda la pantalla Lcd, ahora el modo es aquiescente, es decir, en modo por defecto, el nivel de energía es 1, el tiempo es de 5 minutos y el tiempo es de 5 minutos de cuenta atrás.

### 2.Ajuste del nivel de energía

En cualquier modo de dispositivo estético, puede presionar  para elegir el nivel deseado, el orden es de 1 a 5, que se muestra en la  pantalla LCD.

Demuestra 	Nivel energía:1
Demuestra 	Nivel energía:2
Demuestra 	Nivel energía:3
Demuestra 	Nivel energía:4
Demuestra 	Nivel energía:5

### 3.Descripción de los modos

Presione  a elegir el modo, al ser seleccionado el modo, en la pantalla habrá un  posterior a ese modo, el modo que no se selecciona no tiene .

Usando juntos los 5 modos estéticos tales como RF (Radio Frecuencia), EMS (Micro corriente), Vibración Acústica, tecnología de luces Led para estudiarlos:

### **3.1 Función RF (Radiofrecuencia)**

Es una terapia de penetración térmica de alta frecuencia la RF, que se realiza a través de la cabeza conductora de RF. Transmite un tipo de energía electromagnética causada por el cambio de CA de alta frecuencia a la terapia subcutánea. También puede estimular la regeneración del colágeno de la dermis, aumentando el grosor y la densidad de la dermis. tirará y rellenará las arrugas, eliminará las cicatrices y restaurará la elasticidad y el brillo de la piel.

### **3.2 Función EMS (Microcorriente)**

Es una tecnología especial del método de perforación eléctrica, y en poco tiempo puede crear espacio entre las células para que la esencia de los componentes líquidos se pueda enviar directamente a la superficie de la piel y la capa dérmica, en comparación con los lones, su capacidad es 10 veces en 1MM de la superficie de la piel. 4mm es 25 veces. Así que puede asegurarse de que la esencia pueda ser absorbida efectivamente.

### **3.3 Función de vibración acústica**

Puede hacer masajes y suavizar los nervios, promover la circulación sanguínea, acelerar el metabolismo, hacer que la piel sea más compacta.

### **3.4 Función de luz led**

#### **Luz roja - Longitud de onda: 620nm ( $\pm 5$ nm)**

Puede promover la regeneración del colágeno, hacer que la piel sea más elástica, adecuada para la relajación o el uso de la piel arrugada.

#### **Luz verde - Longitud de onda: 520nm ( $\pm 5$ nm)**

Puede disolver las impurezas faciales tales como pigmentaciones, decoloraciones, pecas, manchas solares y manchas de la edad. También puede diluir y reducir la pigmentación existente, mejorar el color de la piel y protegerla de posibles crisis futuras de pigmentación. La melanina crece en la superficie epidérmica, la luz verde puede inhibir la producción excesiva de melanina, impidiendo el crecimiento de pigmento.

**Luz azul - Longitud de onda: 465nm (±5nm)**

Puede desinfectar las bacterias, promover la circulación sanguínea. también puede penetrar en la piel por debajo de 0.25MM, destruyendo el ambiente de vida de las bacterias, eliminando el acné en la piel, el dolor y la congestión, lo que puede hacer que la piel se calme y descanse.

**Luz amarilla - Longitud de onda: 590nm (±5nm)**

El cual se estimulará el sistema de la linfa y nervioso, que se utiliza para regular los músculos y estimular el sistema inmunológico, y relajar y restaurar el equilibrio de la piel sensible.

**Luz Rosa- Longitud de onda: 700nm (±5nm)**

El cual promoverá la circulación sanguínea, fortalecerá la absorción de la solución de belleza, blanquear la piel, adecuado para el color oscuro de la piel.

**5 Modos:**


Modo Limpiar	Limpiar las sustancias nocivas en la piel, los iones metálicos, reduce la pigmentación, mejora el tono de la piel, acelera la circulación sanguínea y el metabolismo de la piel
Modo de Tiro	Recuperar la flexibilidad de la piel, eliminar arrugas, ajusta los músculos y estimula el sistema linfático, remodela la curva de la cara
Modo Mejorar la Absorción	Crear espacio entre las células en poco tiempo, liderado en la esencia de la nutrición de manera efectiva
Modo Antienvejecimiento	Promueva la regeneración de colágeno de la piel, mejore la vitalidad de la piel, compacte la piel, mejore la relajación de la piel
Modo Eliminar acné	Promueve la circulación sanguínea, antiinflamatorio, esterilizar la cara, eliminar eficazmente el acné de la piel, reducir los poros

## 4. Tiempo para cuidar la piel

Tras la investigación, es el momento más mejor para cada modo de uso como los siguientes:

- Modo de Limpiar                      Tiempo predeterminado 5 minutos
- Modo de Tirar                        Tiempo predeterminado 10 minutos
- Modo Cómodo                        Tiempo predeterminado 10 minutos
- Modo Antienvejecimiento        Tiempo predeterminado 10 minutos
- Modo Eliminar acné                Tiempo predeterminado 5 minutos

Una vez elegido un modo, la pantalla LCD en la parte inferior del tiempo se basará en el tiempo predeterminado para mostrar el estado de cuenta atrás, como 5mins, 4mins ...

Pulsación  durante 3 segundos, podrá apagarlo.

## 5. Método de operación

Después de limpiar la piel, ponga la esencia.

Lo maneja de abajo hacia arriba, desde adentro hacia afuera de la piel, tirando de ella para moverla.

Este producto debe usarse junto con el líquido estético, el uso de la piel normal es dos o tres veces por semana.

Este producto debe usarse junto con el líquido estético, el uso de la piel normal es dos o tres veces por semana.

## 6. Power query funcie

La energía es de 3 cuadrículas, la visualización de la energía es la siguiente:

1 cuadrilas con capacidad restante de batería:	0-30%
2 cuadrilas con capacidad restante de batería:	30%-70%
3 cuadrilas con capacidad restante de batería:	70%-100%

Cuando el volumen de la batería está baja, se parpadeará el icono de la batería en la esquina superior derecha, indicándole que cargue el dispositivo.

## 7. Cargando

### Método de carga

- Conecte el cable de alimentación y el adaptador a la base del dispositivo para cargar, o directamente al dispositivo.
- parpadeará el icono de la batería durante la carga.
- Cuando se completa la carga, el icono de la batería vuelve a la normalidad.

## ► Mantenimiento del producto

- Después del uso, utilice papel, toallas o un paño suave y seco para limpiar la cabeza del dispositivo; cuando sea difícil eliminar la suciedad, intente utilizar un paño suave con un poco de agua.
- Si no usa este producto durante mucho tiempo, se recomienda que cargue el dispositivo regularmente y lo guarde en un lugar fresco y seco.
- El dispositivo no es completamente impermeable, no utilice agua para limpiar el instrumento para evitar daños.

## ► Problemas generales y soluciones

- No sentirse en la cara:
  1. Ponga la cabeza del instrumento en paralela a la cara.
  2. Ajustar la potencia energética.
- No funciona el dispositivo : Falta la capacidad restante de la batería, cárguela.
- El nivel de energía no está disponible: 1. Está dañado las partes internas del dispositivo. 2. Botón bloqueado.
- Si este producto no funciona normalmente, deje de usarlo, póngase en contacto con el personal de servicio postventa de la fábrica.

## ► Especificaciones del producto

Voltaje de carga	5V, 500mA
Horas de carga	2 horas
Capacidad de la batería	3.7V, 1000 mAh
Frecuencia de vibración	8600 ( ± 10 ) rpm
Peso neto	135g
Base de carga	DC 5V 1A

## ► Garantía del producto

1. El plazo de garantía de este dispositivo es de 12 meses, y cuenta desde el día en que compra.
2. Si lo usa normalmente y siguiendo el manual, mientras el dispositivo presenta defectos en los materiales, problemas de uso y problemas de la artesanía, lo repararemos sin cargo bajo garantía.
3. No disfrutará de la garantía por un almacenamiento inadecuado, un bloqueo, un desmontaje no autorizado, la pérdida normal de la batería y otras causas de falla del producto.
4. Esta hoja de garantía no se puede volver a emitir bajo ninguna circunstancia, asegúrese de conservarla y presentarla en el momento de solicitar el servicio postventa, si hay problemas, por favor contáctenos.

## ► Servicio postventa

Alguna pregunta, por favor sientase libre de contactarnos: **Info@benjastore.com**

## CONTENU

Présentation du produit .....	2
Liste de colisage .....	2
Schéma du produit .....	3
Précautions de sécurité .....	3
Méthode d'utilisation du produit .....	5
Produit de maintenance .....	9
Problèmes courants et solutions .....	9
Spécification de produit .....	10
Garantie du produit .....	10



## ► Présentation du produit


Cet appareil de beauté multifonctionnel utilise les 4 technologies de beauté les plus populaires: RF (radiofréquence), EMS (micro-courant), vibration acoustique, traitement par la lumière LED, afin que vous puissiez profiter de soins de la peau professionnels à la maison, comme des instituts de beauté.

Dans le même temps, notre société étudie attentivement les cinq principaux modes beauté: Nettoyez, soulevez, dirigez, anti-âge, éliminez l'acné, vous pouvez choisir le mode qui vous convient le mieux, en faisant votre adieu aux choix complexes et traditionnels d'appareils de beauté en mode, ce qui vous permet de l'utiliser plus facilement. Les produits de soins de la peau courants et affectent uniquement à la surface de la peau, notre appareil peut stimuler la peau en profondeur, de sorte que vous pouvez effectivement améliorer les problèmes de peau.

## ► Liste de colisage

- Manuel utilisateur x1
- Corps principal x1
- Câble de charge USB x1
- Charging Base x1

## ► Schéma du produit



## ► Précautions de sécurité

Veillez lire attentivement ces précautions de sécurité, puis utilisez l'appareil conformément au manuel. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le périphérique correctement et éviter d'endommager les autres, veuillez suivre ces précautions.

### Warning

- Veuillez ne pas utiliser d'autres moyens que le manuel pour utiliser l'appareil, sinon l'appareil pourrait tomber en panne et causer des accidents.
- Si les utilisateurs souffrent de maladies physiques, sensorielles et psychiatriques ou sont sous traitement dermatologique, veuillez utiliser notre produit lorsque vous êtes surveillé par une personne spéciale ou un responsable (comme un spécialiste de la peau).
- Ne tordez pas le câble de charge sur la prise d'alimentation.

- Ne détruisez pas le câble de charge, ne le pliez pas, ne le tordez pas, ne l'étirez pas et ne posez pas d'objets lourds dessus, ne le placez pas à haute température, ne le regroupez pas et ne le traitez pas pour le protéger.
- Si vous utilisez l'appareil pendant une période prolongée ou dans le mauvais sens, le câble de chargement sera brisé. Si vous constatez les conditions suivantes, arrêtez d'utiliser l'appareil:
  3. Le câble ne peut pas être de forme originale.
  4. La tête de câble est endommagée.
- Ne jetez pas l'appareil au feu.
- Veuillez ne pas mettre l'appareil dans l'eau ni le laver.
- Ne donnez pas l'appareil au bébé et à l'enfant et ne le mettez pas à l'écart.

## Attention


- Ce produit est uniquement destiné à un usage quotidien, veuillez ne pas le démonter, le remouler, le réparer.
- S'il vous plaît, ne plusieurs personnes partagent cet appareil.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin professionnel lorsque la peau est douloureuse et inconfortable.
- Veuillez ne pas utiliser ni ranger l'appareil et ses accessoires dans des endroits humides, tels que des douches.
- Ne jetez pas l'appareil avec force pour éviter de l'endommager par collision.
- Veuillez cesser d'utiliser l'appareil s'il est cassé.
- Ne touchez pas l'appareil quand il est dans l'eau, et débranchez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

## ► Méthode d'utilisation du produit






### Avant d'utiliser

Assurez-vous que l'appareil est chargé pendant 2 heures et suffisamment d'énergie.




### 3. étapes de l'utilisation

S'il vous plaît appuyez sur  et maintenez pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, allumer l'écran LCD, le mode est maintenant acquiescent, c'est-à-dire le mode doyen, le niveau d'énergie est 1, le temps est de 5 minutes et le temps est de 5 minutes en compte à rebours.

### 5. Réglage du niveau d'énergie

Show 	Energy Level:1
Show 	Energy Level:2
Show 	Energy Level:3
Show 	Energy Level:4
Show 	Energy Level:5

### 6. Description des modes

Appuyez sur  pour choisir le mode. Lorsque le mode est sélectionné, on il y aura un  à l'écran après ce mode, le mode non sélectionné n'aura pas .

Utilisant les technologies RF (Radio Fréquence), EMS (Micro-courant), Vibration Acoustique, Lumières Led pour étudier 5 modes de beauté:

### 3.1 Fonction RF (radiofréquence)

La RF est une thérapie à haute fréquence et à pénétration thermique qui passe par une tête conductrice RF. Il transmet une sorte d'énergie électromagnétique causée par un changement de fréquence à haute fréquence au traitement sous-cutané. Il peut également stimuler la régénération du derme par le derme, en augmentant l'épaisseur et la densité du derme. Il soulève et comble les rides, élimine les cicatrices et restaure l'élasticité et le lustre de la peau.

### 3.2 Fonction EMS (Microcourant)

Il s'agit d'une technologie spéciale de la méthode de perforation électrique, qui permet de créer rapidement un espace entre les cellules, de sorte que l'essence des composants liquides puisse être directement transmise à la surface de la peau et à la couche dermique. Le 1MM de la surface de la peau. 4mm est 25 fois. Cela permet donc de s'assurer que l'essence peut être absorbée efficacement.

### 3.3 Fonction de vibration acoustique

Il peut masser et lisser les nerfs, favoriser la circulation sanguine, accélérer le métabolisme, rendre la peau plus compacte.

### 3.4 Fonction de lumière led

#### **Lumière rouge - Longueur d'onde: 620nm (±5nm)**

Il peut favoriser la régénération du collagène, rendre la peau plus élastique, propice à la relaxation ou à l'utilisation d'une peau ridée.

#### **Lumière verte - Longueur d'onde: 520 nm (±5 nm)**

Il peut résoudre les problèmes de pigmentation, de décoloration, de taches de rousseur, de taches solaires et de taches de vieillesse. Il peut également diluer et réduire la pigmentation existante, améliorer la couleur de la peau et la protéger contre une éventuelle crise de pigmentation. La mélanine se développe à la surface de l'épiderme, la lumière verte peut inhiber la production excessive de mélanine, empêchant ainsi la croissance des pigments.

**Lumière bleue - Longueur d'onde: 465nm ( $\pm 5$ nm)**

Il peut tuer les bactéries, favoriser la circulation sanguine. Il peut également pénétrer la peau en dessous de 0,25 mm, détruisant ainsi le milieu de vie des bactéries, éliminant l'acné sur la peau, la douleur, la congestion, ce qui peut rendre la peau apaisante et reposante.

**Lumière jaune - Longueur d'onde: 590nm ( $\pm 5$ nm)**

Il stimulera la lymphe et le système nerveux, qui sont utilisés pour réguler les muscles et le système immunitaire, ainsi que pour détendre et restaurer l'équilibre des peaux sensibles.

**Lumière rose - Longueur d'onde: 700 nm ( $\pm 5$  nm)**

Il favorisera la circulation sanguine, renforcera l'absorption de la solution de beauté, blanchir la peau, convient à la couleur de la peau foncée.

**Cinq modes:**

Mode Propre	Nettoie les substances nocives de la peau et les ions métalliques, réduit la pigmentation, améliore le teint de la peau, accélère la circulation sanguine et le métabolisme de la peau
Mode ascenseur	Rétablissez la souplesse de la peau, éliminez les rides, réglez les muscles et stimulez le système lymphatique, remodelez la courbe du visage
Mode Lead in	Créer un espace entre les cellules en peu de temps, conduisant efficacement dans l'essence de la nutrition
Mode anti-âge	Favorise la régénération du collagène de la peau, améliore la vitalité de la peau, compresse la peau, améliore la relaxation de la peau
Supprimer le mode acné	Favoriser la circulation sanguine, anti-inflammatoire, stérilisation, éliminer efficacement l'acné de la peau, réduire les pores



Lorsque la batterie est faible, le coin supérieur droit de l'icône de la batterie a clignoté. Vous êtes invité à charger le périphérique.

## 7. Charging

### Charging method

- Connectez le câble d'alimentation et l'adaptateur à la base du périphérique pour le chargement ou connectez directement le câble d'alimentation et l'adaptateur au périphérique.
- L'icône de la batterie clignote pendant le chargement.
- Lorsque la charge est terminée, l'icône de la batterie redevient normale.

## ► Produit de maintenance

- Après utilisation, veuillez utiliser du papier, des serviettes ou un chiffon doux pour nettoyer la tête de l'appareil. Lorsque la saleté est difficile à éliminer, veuillez utiliser un chiffon doux avec un peu d'eau.
- Lorsque vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, il est recommandé de charger l'appareil régulièrement et de le ranger dans un endroit sec et frais.
- L'appareil n'est pas complètement étanche, veuillez ne pas utiliser d'eau pour le nettoyer afin d'éviter tout endommagement.

## ► Problèmes courants et solutions

- Aucun sentiment sur le visage:
  1. Veuillez placer la tête d'instrument parallèle au visage.
  2. Ajustez la puissance énergétique.
- L'appareil ne fonctionne pas: manque de capacité de la batterie, chargez-la.
- Le niveau d'énergie n'est pas disponible:
  1. Parties internes de l'appareil endommagées
  2. Bouton coincé



- Si ce produit ne peut pas fonctionner normalement, arrêtez de l'utiliser, puis contactez le service après-vente de l'usine.

## ► Spécification de produit

Tension de charge	5V, 500mA
Heures de charge	2 heures
Capacité de la batterie	3.7V, 1000mAh
Fréquence de vibration	8600 ( ± 10 ) rpm
Net Weight	135g
Charging Base	DC 5V 1A

## ► Garantie du produit

1. La durée de garantie de cet appareil est de 12 mois à compter du jour de votre achat.
2. En garantie, conformément au manuel et à l'utilisation normale, si le dispositif présente un défaut de matériau, un problème d'utilisation ou un problème d'artisanat, nous le réparerons gratuitement.
3. En raison d'un stockage inadéquat, d'un crash, d'un démontage non autorisé, de la perte normale de la batterie et d'autres causes de défaillance du produit, ces conditions sont hors de portée de la garantie.
4. Cette carte de garantie ne peut en aucun cas être réémise. Assurez-vous de la conserver et de la présenter au moment de la garantie. Dans le service après-vente, s'il y a des problèmes, s'il vous plaît contactez-nous.

# INHALT

Einleitung Des Produkts .....	2
Packliste .....	2
Produkt schematic .....	3
Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen.....	3
Produkt Methode verwenden .....	5
Produkt Instandhaltung .....	9
Häufige Probleme und Lösungen .....	9
Produkt Spezifikation .....	10
Produkt Garantie .....	10

## ► EINLEITUNG DES PRODUKTS


Dieses multifunktionale Schönheitsgerät verwendet die 4 beliebtesten Schönheitstechnologien: HF (Radiofrequenz), EMS (Mikrostrom), Akustische Vibration, LED-Lichttherapie, damit Sie professionelle Hautpflege zu Hause wie Schönheitsinstitutionen genießen können.

Zur gleichen Zeit studiert unser Unternehmen sorgfältig die fünf wichtigsten Schönheitsmodi: Reinigen, Heben, Führen, Anti-Aging, Akne entfernen. Sie können wählen, welcher Modus Ihren Bedürfnissen entspricht, und sich von den traditionellen, komplexen Modi verabschieden Beauty-Gerät, macht Ihre Verwendung leichter. Die üblichen Hautpflegeprodukte wirken sich nur auf die Hautoberfläche aus, unser Gerät kann die tiefe Haut anregen, so dass Sie die Hautprobleme effektiv verbessern können .

## ► Packliste

- Benutzer Handbuch x1
- Haupt Körper x1
- USB-Aufladung Kabel x1
- Aufladen Basis x1

## ► PRODUCT SCHEMATIC



## ► SICHERHEIT VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung. Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät ordnungsgemäß verwenden und Schäden an anderen vermeiden können.

### Warnung

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung, da es sonst zu einem Unfall kommen kann.
- Wenn Benutzer an körperlichen, sensorischen und psychiatrischen Erkrankungen leiden oder dermatologischen Behandlungen unterzogen werden, verwenden Sie bitte unser Produkt, wenn Sie von einer bestimmten Person oder verantwortlichen Person (z. B. einem Hautarzt) überwacht werden.
- Verbinden Sie das Ladekabel nicht mit dem Netzstecker.

- Zerstören Sie das Ladekabel nicht und biegen Sie es nicht, biegen Sie es nicht, biegen Sie es nicht, ziehen Sie es nicht an und setzen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit oder auf falsche Weise verwenden, wird das Ladekabel beschädigt. Wenn Sie die folgenden Bedingungen feststellen, beenden Sie die Verwendung des Geräts:
  5. Das Kabel darf keine ursprüngliche Form haben.
  6. Der Kabelkopf ist beschädigt.
  7. Bitte werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.
- Bitte stecken Sie das Gerät nicht ins Wasser und waschen Sie es nicht.
- Bitte geben Sie das Gerät nicht dem Baby und Kind und stecken Sie es nicht in die Nähe.

## Beachtung


- Dieses Produkt ist nur für den täglichen Gebrauch bestimmt. Bitte zerlegen Sie es nicht, formen Sie es nicht und reparieren Sie es nicht.
- Bitte teilen Sie nicht mehrere Personen dieses Gerät.
- Bitte stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und wenden Sie sich an einen professionellen Arzt, wenn die Haut unangenehm ist.
- Werfen Sie das Gerät nicht zu stark, um eine Beschädigung durch Kollision zu vermeiden.
- Bitte beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn es beschädigt ist.
- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es sich im Wasser befindet, und trennen Sie es vom Stromnetz, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

## ► Produkt Methode verwenden



### Vor dem Gebrauch






Stellen Sie sicher, dass das Gerät 2 Stunden aufgeladen ist und ausreichend Energie hat.

### 4. Schritte der Verwendung




Bitte drücken  Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, beleuchten Sie den LCD-Bildschirm. Jetzt ist der Modus einladend. Das heißt, der Dean-Modus. Der Energiepegel ist 1, die Zeit beträgt 5 Minuten und die Zeit beträgt 5 Minuten Countdown.

### 5. Energieniveau-Anpassung

In jeder Art von Schönheitsgerät, Sie können drücken  Welches Level wählen, Die Reihenfolge ist von 1 bis 5 Level, Welches wird von der gezeigt  Auf dem LCD-Bildschirm.

Show 	Energie Ebene:1
Show 	Energie Ebene:2
Show 	Energie Ebene:3
Show 	Energie Ebene:4
Show 	Energie Ebene:5

### 6. Beschreibung der Modi

Drücken Sie  Um den Modus zu wählen, wenn der Modus ausgewählt ist, wird auf dem Bildschirm ein angezeigt  nach diesem Modus, Der nicht ausgewählte Modus hat nicht .

Mit RF (Radiofrequenz), EMS (Mikrostrom), Akustikvibration und LED-Lichttechnologie können Sie 5 Schönheitsmodi untersuchen:

### **3.1 RF (Radio Frequency) -Funktion**

RF ist eine Hochfrequenz- und eine thermische Durchdringungstherapie, die durch einen RF-leitenden Kopf erfolgt. Er überträgt eine Art elektromagnetischer Energie, die durch eine Wechselwirkung mit hoher Frequenz verursacht wird, an den subkutanen Körper. Es kann auch die Regeneration der Dermiskollagen stimulieren und die Dicke und Dichte der Dermis erhöhen. Es hebt und füllt Falten, beseitigt die Narben und gibt der Haut Elastizität und Glanz zurück.

### **3.2 EMS(Microcurrent) Funktion**

Es ist eine spezielle Technologie der elektrischen Perforationsmethode, und es kann in kurzer Zeit einen Raum zwischen den Zellen schaffen, so dass das Wesentliche flüssiger Komponenten direkt an die Hautoberfläche und die Hautschicht abgegeben werden kann, verglichen mit Lons, seine Fähigkeit ist 10-fach das 1MM von der Hautoberfläche. 4mm ist 25 mal. So kann sichergestellt werden, dass die Essenz effektiv aufgenommen werden kann.

### **3.3 Akustische Vibration Funktion**

Es kann die Nerven massieren und glätten, die Durchblutung fördern, den Stoffwechsel beschleunigen und die Haut kompakter machen.

### **3.4 LED-Licht Funktion**

#### **Rot licht - Wellenlänge: 620nm (±5nm)**

Es kann die Regeneration von Kollagen fördern, die Haut elastischer machen und sich für die Entspannung oder faltige Haut eignen.

#### **Grünes Licht - Wellenlänge: 520nm (±5nm)**

Es kann Pigmentierung, Verfärbung, Sommersprossen, Sonnenflecken und Altersflecken lösen. Es kann auch die vorhandene Pigmentierung verdünnen und reduzieren, die Hautfarbe verbessern und die Haut vor einer möglichen potenziellen Pigmentierungskrise schützen. Melanin wächst auf der Oberfläche der Epidermis, grünes Licht kann die übermäßige Melaninproduktion hemmen und das Pigmentwachstum verhindern.

**Blaulicht - Wellenlänge: 465nm (±5nm)**

Es kann die Bakterien abtöten, die Durchblutung fördern. Es kann auch die Haut unter dem 0,25MM-Wert durchdringen, Bakterien in lebenden Umgebungen zerstören, Akne auf der Haut, Schmerzen und Stauungen beseitigen, wodurch die Haut beruhigend und ruhend wirken kann.

**Gelbes Licht - Wellenlänge: 590nm (±5nm)**

Es wird das Lymph- und Nervensystem stimulieren, das zur Regulierung der Muskeln und zur Stimulierung des Immunsystems verwendet wird, sowie zur Entspannung und Wiederherstellung des Gleichgewichts empfindlicher Haut.

**Rosa Licht - Wellenlänge: 700nm (±5nm)**

Es fördert die Durchblutung, stärkt die Absorption der Schönheitslösung und macht die Haut weiß, für dunkle Hautfarbe geeignet.

**Fünf Modi:**

Sauber Modus	Beseitigen Sie schädliche Substanzen in der Haut, Metallionen, reduzieren Sie Pigmentierung, verbessern den Hautton, beschleunigen die Durchblutung und den Hautstoffwechsel
Aufzug Modus	Restore skin flexibility, pulling wrinkles, adjust the muscles and stimulate the lymphatic system, reshape the face curve
Führen Sie im Modus	Create space between cells in short time, led in the essence of nutrition effectively
Anti-aging Modus	Promote skin collagen regeneration, enhance skin vitality, compact skin, improve skin relaxation
Akne entfernen Modus	Promote blood circulation, anti-inflammatory, sterilization, effectively remove the skin acne, shrink pores




## 7. Haut pflege zeit

Nach der Recherche ist die folgende Zeit die beste Zeit für jede Verwendungsart:

- Sauber Modus                      Standardzeit von 5 Minuten
- Aufzug Modus                      Standardzeit von 10 Minuten
- Führen Sie im Modus              Standardzeit von 10 Minuten
- Anti-aging Modus                  Standardzeit von 10 Minuten
- Akne entfernen Modus              Standardzeit von 5 Minuten

Wenn Sie sich für einen Modus entschieden haben, basiert der LCD-Bildschirm am unteren Rand der Uhrzeit auf der voreingestellten Zeit, um den Countdown-Status anzuzeigen, wie z. B. 5 Minuten, 4 Minuten ... bis er sich ausschaltet,

Lange drücken  3 Sekunden, kann auch ausgeschaltet werden.

## 5. Betriebs methode

Nehmen Sie nach der Reinigung der Haut die Essenz.

Arbeiten Sie von unten nach oben, von innen nach außen auf der Haut und ziehen Sie an der Haut, um sich zu bewegen.

Dieses Produkt muss in Verbindung mit der Beauty-Flüssigkeit verwendet werden. Die Verwendung normaler Haut ist zwei- bis dreimal pro Woche.

Dieses Produkt muss in Verbindung mit der Beauty-Flüssigkeit verwendet werden. Die Verwendung normaler Haut ist zwei- bis dreimal pro Woche.

## 6.Power-Abfrage funktion

Leistung ist 3-Raster-Anzeige, Leistungsanzeige ist wie folgt:

1 Gitter batterie	Restkapazität der Batterie: 0-30%
2 Gitter batterie	Restkapazität der Batterie: 30%-70%
3 Gitter batterie	Restkapazität der Batterie: 70%-100%

Wenn der Akku fast leer ist und die obere rechte Ecke des Akkusymbols blinkt, werden Sie aufgefordert, das Gerät aufzuladen.

## 7. Aufladung

### Lademethode

- Verbinden Sie das Netzkabel und den Adapter zum Aufladen mit der Gerätebasis oder verbinden Sie das Netzkabel und den Adapter direkt mit dem Gerät.
- Das Akkusymbol blinkt während des Ladevorgangs.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Akkusymbol wieder normal angezeigt.

## ► Produkt Instandhaltung

- Verwenden Sie nach der Verwendung bitte Papier, Handtücher oder ein trockenes, weiches Tuch, um den Kopf des Geräts zu reinigen. Wenn sich Schmutz nur schwer entfernen lässt, verwenden Sie bitte ein weiches Tuch mit etwas Wasser.
- Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, wird empfohlen, das Gerät regelmäßig aufzuladen und an einem trockenen, kühlen Ort zu lagern.
- Das Gerät ist nicht vollständig wasserdicht. Reinigen Sie das Gerät bitte nicht mit Wasser, um Beschädigungen zu vermeiden.

## ► Häufige Probleme und Lösungen

- Kein Gefühl im Gesicht:
  1. Stellen Sie den Instrumentenkopf parallel zum Gesicht auf.
  2. Passen Sie die Energie an.
- Das Gerät funktioniert nicht: Mangel an Batteriekapazität, laden Sie es bitte auf.

- Wenn dieses Produkt nicht normal funktionieren kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Werks

## ► Produkt Spezifikation

Ladespannung	5V, 500mA
Ladezeiten	2 Stunden
Batterie kapazität	3.7V, 1000 mAh
Vibration Frequenz	8600 ( ± 10 ) rpm
Nettogewicht	135g
Ladestation	DC 5V 1A

## ► Produkt Garantie

1. Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 12 Monate und gilt ab dem Tag, an dem Sie es kaufen.
2. In der Garantie, gemäß der Bedienungsanleitung und normaler Verwendung, wenn das Gerät Materialfehler aufweist, Probleme und Bastelprobleme verwenden, reparieren wir es kostenlos.
3. Aufgrund der unsachgemäßen Lagerung, des Absturzes, des unbefugten Zerlegens, des normalen Batterieausfalls und anderer Ursachen des Produktfehlers liegen diese Bedingungen außerhalb des Garantiebegriffs.
4. Diese Garantiekarte kann unter keinen Umständen neu ausgestellt werden. Bewahren Sie sie bitte auf und legen Sie sie zum Zeitpunkt der Garantie vor. Im Kundendienst wenden Sie sich bei Problemen bitte an uns.

## CONTENTS

Introduzione al prodotto .....	2
Lista imballaggio.....	2
Struttura del prodotto .....	3
Precauzioni di Sicurezza .....	3
Product Use Method .....	5
Product Maintenance .....	9
Common Problems And Solutions .....	9
Product Specification .....	10
Product Warranty .....	10

## ► INTRODUZIONE AL PRODOTTO


Questo dispositivo di bellezza multifunzionale utilizza le 4 tecnologie di bellezza più popolari: RF (radiofrequenza), EMS (microcorrente), vibrazione acustica, terapia della luce a led, in modo che tu possa goderti la cura della pelle professionale a casa come le istituzioni di bellezza.

Allo stesso tempo, la nostra azienda studia attentamente le 5 principali modalità di bellezza: Pulita, Risagoma, Migliorare l'assorbimento, Anti-invecchiamento, Rimuovere l'acne, puoi scegliere di utilizzare quale modalità in base alle tue esigenze, dire addio alle tradizionali e complesse scelte di modalità beauty device, rendendoti più facile da usare. I comuni prodotti per la cura della pelle e influiscono solo sulla superficie della pelle, il nostro dispositivo può stimolare la pelle profonda, in modo da poter migliorare efficacemente i problemi della pelle.

## ► Lista imballaggio:

- Corpo principale x1
- Base di ricarica x1
- Cavo di ricarica USB x1
- Manuale utente x1

## ► Struttura del prodotto



## ► PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente queste precauzioni di sicurezza, quindi utilizzare il dispositivo secondo il manuale. Per assicurarti di poter utilizzare correttamente il dispositivo ed evitare danni ad altri, ti preghiamo di seguire queste precauzioni.

### Avvertimento:

- Non utilizzare altri modi oltre al manuale per utilizzare il dispositivo, altrimenti potrebbe guastarsi e causare incidenti.
- Se gli utenti sono affetti da malattie fisiche, sensoriali e psichiatriche o sottoposti a trattamenti dermatologici, utilizzare il nostro prodotto quando si è monitorati da una persona speciale o persona responsabile (come uno specialista della pelle).
- Non intrecciare il cavo di ricarica sulla spina di alimentazione.

- Non distruggere il cavo di ricarica e non piegarlo, torcerlo, allungarlo o aggiungere oggetti pesanti su di esso o metterlo in luoghi ad alta temperatura.
- L'uso prolungato o errato del dispositivo provoca la rottura del cavo di ricarica, se trovi le seguenti condizioni, smetti di usare il dispositivo:
  8. Il cavo non può avere forma originale.
  9. La testa del cavo è danneggiata.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco.
- Non immergere il dispositivo nell'acqua o lavarlo.
- Si prega di non dare il dispositivo a neonati e bambini e di metterlo via da loro.

## Attenzione


- Questo prodotto è solo per uso quotidiano, non disassemblare, rimodellare, ripararlo.
- Non condividere più persone con questo dispositivo.
- Smettere di usare il dispositivo e consultare i medici professionisti quando la pelle è dolorosa e scomoda.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo e i suoi accessori in luoghi umidi come la doccia.
- Non gettare forte il dispositivo per evitare di danneggiarlo a causa di una collisione.
- Smettere di usare il dispositivo quando è rotto.
- Non toccare il dispositivo quando è in acqua, e scollegare l'alimentazione, evitando scosse elettriche.




## ► METODO DI UTILIZZO

### Prima di usare




Assicurati che il dispositivo abbia caricato 2 ore e abbastanza energia.






### 9. Passaggi dell'utilizzo

Ti preghiamo di premere  e tenerlo premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo, accendere lo schermo Lcd, ora la modalità è di default (modalità Clean), il livello di energia è 1 e il tempo è lo stato del conto alla rovescia di 5 minuti.

Premi  per scegliere la modalità, quando la modalità è selezionata, sullo schermo ci sarà una  dopo quella modalità, la modalità che non è selezionata non ha .

### 8. Regolazione dell'intensità

In qualsiasi modalità del dispositivo di bellezza, puoi premere per  scegliere un livello dal Livello 1 al Livello 5, che viene mostrato  dalla  sullo schermo LCD.

Show 	Intensità di energia :1
Show 	Intensità di energia :2
Show 	Intensità di energia :3
Show 	Intensità di energia :4
Show 	Intensità di energia :5



## 9. Funzione e Modalità

### 3.1 Funzione RF (Radiofrequenza)

La RF è un'alta frequenza e una terapia di penetrazione termica, che avviene attraverso la testa conduttiva RF. Trasmette una sorta di energia elettromagnetica causata da un cambiamento di frequenza ad alta frequenza nella causa sottocutanea. Può anche stimolare la rigenerazione del collagene del derma, aumentando lo spessore e la densità del derma. Solleva e riempie le rughe, elimina le cicatrici e ripristina l'elasticità e la lucentezza della pelle.

### 3.2 Funzionalità EMS (Microcorrente)

Può in breve tempo creare spazio tra le cellule in modo che l'essenza dei componenti liquidi possa essere trasportata direttamente sulla superficie della pelle e sullo strato dermico, in modo da assicurarsi che l'essenza possa essere assorbita efficacemente.

### 3.3 Funzione di Vibrazione

Può massaggiare e lenire i nervi, favorire la circolazione sanguigna, accelerare il metabolismo, rendere la pelle più compatta.

### 3.4 Funzione di terapia della luce a LED

#### **Luce rossa - Lunghezza d'onda: 620nm (±5nm)**

Può favorire la rigenerazione del collagene, rendere la pelle più elastica, adatta al rilassamento o all'uso della pelle rugosa.

#### **Luce verde - Lunghezza d'onda: 520nm (±5nm)**

Può risolvere pigmentazione, scolorimento, lentiggini, macchie solari e macchie dell'età. Può anche diluire e ridurre la pigmentazione esistente, migliorare il colore della pelle e proteggere la pelle da future potenziali crisi di pigmentazione. La melanina cresce sulla superficie epidermica, la luce verde può inibire l'eccessiva produzione di melanina, impedendo la crescita del pigmento.

**Luce blu - Lunghezza d'onda: 465nm (±5nm)**

Può uccidere i batteri, favorire la circolazione sanguigna. Può anche penetrare nella pelle al di sotto di 0,25 MM, distruggendo l'ambiente di vita dei batteri, eliminando l'acne sulla pelle, il dolore, la congestione, che può rendere la pelle lenitiva e riposante.

**Luce gialla - Lunghezza d'onda: 590nm (±5nm)**

Stimolerà la linfa e il sistema nervoso, che viene utilizzato per regolare i muscoli e stimolare il sistema immunitario, rilassare e ripristinare l'equilibrio della pelle sensibile.

**Luce rosa - Lunghezza d'onda: 700nm (±5nm)**

Promuoverà la circolazione sanguigna, rafforzerà l'assorbimento della soluzione di bellezza, la pelle sbiancante, utilizzato per risolvere il problema dell'ottusità della pelle.

**5 Modalità:**

Pulita	Pulisci le sostanze nocive della pelle, gli ioni metallici, riduci la pigmentazione, migliora il tono della pelle, accelera la circolazione sanguigna e il metabolismo della pelle.
Risagoma	Restaura la flessibilità della pelle, tira le rughe, regola i muscoli e stimola il sistema linfatico, rimodella la curva del viso.
Migliorare l'assorbimento	Migliora l'assorbimento del fluido di bellezza e rendi la pelle più chiara e più bianca.
Anti-invecchiamento	Promuove la rigenerazione del collagene della pelle, migliora la vitalità della pelle, la pelle compatta, migliora il rilassamento della pelle.
Rimuovere l'acne	Promuova la circolazione sanguigna, antinfiammatoria, sterilizzazione, efficacemente rimuova l'acne della pelle, restringa i pori.



## 7. Come si ricarica?

- Collegare il cavo di alimentazione e l'adattatore alla base del dispositivo per la ricarica, il pacchetto non include l'adattatore, ma è compatibile con l'adattatore comune come il caricabatterie del telefono con porta USB..
- L'icona della batteria lampeggia durante la ricarica.
- Quando la carica è completa, l'icona della batteria torna alla normalità.

## ► MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- Dopo l'uso, utilizzare carta, asciugamani o panno morbido asciutto per pulire la testa del dispositivo, quando lo sporco è difficile da rimuovere, provare a usare un panno morbido con un po 'd'acqua.
- Se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, si consiglia di caricare il dispositivo regolarmente e di conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Il dispositivo non è completamente impermeabile, non utilizzare acqua per pulire lo strumento per evitare danni.

## ► PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI

- Nessun sentimento sul viso:
  1. Si prega di mettere la testa dello strumento parallela alla faccia.
  2. Regola l'intensità energetica.
  3. È necessario applicare alcuni prodotti conduttivi per la cura della pelle per poter sentire lo EMS.
- Il dispositivo non funziona:

Mancanza di capacità residua della batteria, caricarla.
- Impossibile selezionare l'intensità di energia:
  1. Parti interne del dispositivo danneggiate
  2. Pulsante bloccato

## ► SPECIFICHE DI PRODOTTO

Tensione di carica	5V,500mA
Tempo di ricarica	2 ore
Capacità della batteria	3.7V , 1000 mAh
Frequenza di vibrazione	8600 ( ± 10 ) rpm
Peso netto	135g
Base di ricarica	DC 5V 1A

## ► GARANZIA DI PRODOTTO

1. This device warranty time is 12 months, and it counts from the day you buy.
2. In warranty, following the manual and normal use, then if the device appears materials defect, use troubles and craft problem, we will repair it for free.
3. Due to the improper storage, crash, unauthorized disassemble, the battery normal loss and other causes of product failure, these conditions is beyond the range of warranty.
4. Assicurati di contattarci prima di intraprendere qualsiasi azione di restituzione: **Info@benjastore.com**  
 Si prega di allegare il numero dell'ordine di Amazon, Ti risponderemo e ti forniremo una soluzione soddisfacente in 24 ore.

## INHOUD

Product Introductie .....	2
Paklijst .....	2
Schematisch diagram van het product.....	3
Veiligheidsmededeling .....	3
Hoe het product te gebruiken .....	5
Hoe zorg je voor het product .....	9
Veelvoorkomende problemen en oplossingen .....	9
Product specificatie .....	10
Product garantie.....	10

## ► PRODUCT INTRODUCTIE


Dit multifunctionele schoonheidsapparaat maakt gebruik van de 4 meest populaire schoonheidstechnologieën:RF (radiofrequentie), EMS (microstroom), akoestische trillingen, led-lichttherapie, zodat u thuis als schoonheidsinstituten kunt genieten van professionele huidverzorging.

Tegelijkertijd bestudeert ons bedrijf zorgvuldig de vijf belangrijkste schoonheidsmodi:clean, Lift, Lead in, Anti-aging, Remove acne, u kunt kiezen om welke modus te gebruiken op basis van uw behoeften, afscheid nemen van de traditionele, complexe keuzes van het schoonheidsapparaat van de modus, waardoor u het gemakkelijker kunt gebruiken.De gangbare huidverzorgingsproducten hebben alleen invloed op het huidoppervlak, ons apparaat kan de diepe huid stimuleren, zodat u de huidproblemen effectief kunt verbeteren.

## ► PAKLIJST

- Handleiding x1
- Hoofdinrichting x1
- USB-oplaadkabel x1
- Opladen Baseren x1

## ► SCHEMATISCH DIAGRAM VAN HET PRODUCT



## ► VEILIGHEIDSMEDEDELING

Lees deze veiligheidsmaatregelen aandachtig door en gebruik het apparaat volgens de handleiding. Volg deze voorzorgsmaatregelen om er zeker van te zijn dat u het apparaat correct kunt gebruiken en schade aan anderen te voorkomen.

### Waarschuwing

- Gebruik geen andere manieren dan de handleiding om het apparaat te gebruiken, anders kan het defect raken en ongelukken veroorzaken.
- Als gebruikers lijden aan lichamelijke, sensorische en psychiatrische aandoeningen of dermatologische behandelingen ondergaan, gebruik dan ons product als u onder toezicht staat van een speciale persoon of verantwoordelijke persoon (zoals een huidspecialist).
- Touw de laadkabel niet om de stekker.



- Vernietig de oplaadkabel niet en buig, draai, rek hem niet, voeg er geen zware dingen aan toe, leg hem niet op een hoge temperatuur, bundel hem ook niet en verwerk hem niet om dit te voorkomen.
- Als u het apparaat gedurende een lange tijd of op een verkeerde manier gebruikt, zal de oplaadkabel kapot gaan. Als u de volgende omstandigheden aantreft, stop dan met het gebruik van het apparaat:
  10. De kabel kan geen originele vorm hebben.
  11. De kop van de kabel is beschadigd.
- Gooi het apparaat niet in het vuur.
- Plaats het apparaat niet in het water en was het niet.
- Geef het apparaat niet aan de baby en het kind en berg het bij hen op.

## Aandacht


- Dit product is alleen voor dagelijks gebruik, niet uit elkaar halen, opnieuw vormen of repareren.
- Gelieve niet meerdere mensen dit apparaat te delen.
- Stop alsjeblieft met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een professionele arts als de huid pijnlijk en oncomfortabel is.
- Gebruik of bewaar het apparaat en de accessoires niet op vochtige plaatsen zoals doucheruimtes.
- Gooi niet hard met het apparaat om schade door een botsing te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet meer als het kapot is.
- Raak het apparaat niet aan als het zich in het water bevindt en koppel de stroom los om elektrische schokken te voorkomen.

## ► HOE HET PRODUCT TE GEBRUIKEN



### Let op voor gebruik






Zorg ervoor dat het apparaat 2 uur en voldoende energie is opgeladen.

### 10. Stappen van gebruik




Druk op  en houd deze 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen, steek het lcd-scherm aan, nu is de modus tevreden, dat is de decaanmodus, het energieniveau is 1, de tijd is 5 minuten en de tijd is 5 minuten aftellen.

### 11. Aanpassing van het energieniveau

In elk schoonheidsapparaat kunt u op  drukken om te kiezen welk niveau, de volgorde is van niveau 1 tot 5, wat wordt weergegeven door de  aan.

Show 	Energie Level:1
Show 	Energie Level:2
Show 	Energie Level:3
Show 	Energie Level:4
Show 	Energie Level:5

### 12. Beschrijving van modi

Druk op  om de modus te kiezen, wanneer de modus is geselecteerd, op het scherm zal er een  zijn na die modus, de modus die niet is geselecteerd, heeft geen .

Gebruik RF (radiofrequentie), EMS (microstroom), akoestische vibratie, ledlichttechnologie om samen 5 schoonheidsmodi te bestuderen:

### 3.1 RF (radiofrequentie) Functie

RF is een hoogfrequente en een thermische penetratietherapie, die via een RF-geleidende kop is. Het zendt een soort elektromagnetische energie uit die wordt veroorzaakt door hoogfrequente wisselstroomverandering naar het onderhuidse weefsel. Het kan ook de regeneratie van het dermiscollageen stimuleren, waardoor de dikte en de dichtheid van de dermis toeneemt. Het zal rimpels optillen en opvullen, de littekens elimineren en de elasticiteit en glans van de huid herstellen.

### 3.2 EMS(Microcurrent) Functie

Het is een speciale technologie van de elektrische perforatiemethode en het kan in korte tijd ruimte creëren tussen de cellen, zodat de essentie van vloeibare componenten direct op het huidoppervlak en de dermale laag kan worden afgeleverd, in vergelijking met lons is het vermogen 10 keer op de 1 MM van het huidoppervlak. 4 mm is 25 keer. Het kan er dus voor zorgen dat de essentie effectief kan worden opgenomen.

### 3.3 Akoestische Trillings Functie

Het kan zenuwen masseren en gladstrijken, de bloedcirculatie bevorderen, het metabolisme versnellen, de huid compacter maken.

### 3.4 Led Licht Functie

#### **Rood licht - Golflengte:620nm(±5nm)**

Het kan de regeneratie van collageen bevorderen, de huid elastischer maken, geschikt voor ontspanning of gerimpeld huidgebruik.

#### **Groen licht - Golflengte:520nm (±5nm)**

Het kan pigmentvlekken, verkleuring, sproeten, zonnevlekken en ouderdomsvlekken oplossen. Het kan ook de bestaande pigmentatie verdunnen en verminderen, de huidskleur verbeteren en de huid beschermen tegen toekomstige pigmentatiecrises. Melanine groeit op het epidermale oppervlak, groen licht kan de overmatige aanmaak van melanine remmen, waardoor de pigmentgroei wordt voorkomen.

**Blauw licht - Golflengte: 465nm ( $\pm 5$ nm)**

Het kan de bacteriën doden, de bloedcirculatie bevorderen. Het kan ook de huid onder de 0,25 mm binnendringen, de leefomgeving van bacteriën vernietigen, acne op de huid, pijn en congestie elimineren, waardoor de huid rustgevend en rustgevend kan worden.

**Geel licht - Golflengte: 590nm ( $\pm 5$ nm)**

Het stimuleert het lymfe- en zenuwstelsel, dat wordt gebruikt om de spieren te reguleren en het immuunsysteem te stimuleren, en om de gevoelige huid te ontspannen en te herstellen.

**Roze licht - Golflengte: 700nm ( $\pm 5$ nm)**

Het bevordert de bloedcirculatie, versterkt de opname van de schoonheidsoplossing, maakt de huid witter, geschikt voor een donkere huidskleur.

**Vijf modi:**

Schone modus	Verwijder schadelijke stoffen in de huid, metaalionen, verminder pigmentatie, verbeter de huidskleur, versnellen de bloedcirculatie en het huidmetabolisme
Lift modus:	Herstel de flexibiliteit van de huid, trek rimpels aan, pas de spieren aan en stimuleer het lymfestelsel, geef de gezichtscurve een nieuwe vorm
Lood in modus	Creëer in korte tijd ruimte tussen cellen, geleid in de essentie van voeding effectief
Anti-verouderings modus	Bevorder de regeneratie van huidcollageen, verbeter de vitaliteit van de huid, verdicht de huid, verbeter de huidontspanning
Acne verwijderen Modus	Bevorder de bloedsomloop, ontstekingsremmend, sterilisatie, verwijder effectief de huidacne, verklein de poriën



Als de batterij bijna leeg is, knippert de rechterbovenhoek van het batterijpictogram en wordt gevraagd om het apparaat op te laden.

## 7. Opladen

### Oplaad methode

- Sluit de stroomkabel en de adapter aan op de apparaatbasis om op te laden, of sluit de stroomkabel en de adapter rechtstreeks op het apparaat aan.
- Het batterijpictogram knippert tijdens het opladen.
- Wanneer het opladen is voltooid, keert het batterijpictogram terug naar normaal.

## ► HOE ZORG JE VOOR HET PRODUCT

- Gebruik na gebruik papier, handdoeken of een droge, zachte doek om de kop van het apparaat te reinigen. Als het vuil moeilijk te verwijderen is, probeer dan een zachte doek met een beetje water.
- Als u dit product langere tijd niet gebruikt, is het raadzaam het apparaat regelmatig op te laden en op een droge, koele plaats op te bergen.
- Het apparaat is niet volledig waterdicht. Gebruik geen water om het instrument te reinigen om schade te voorkomen.

## ► Veelvoorkomende problemen en oplossingen

- Geen gevoel op gezicht:
  1. Plaats de instrumentkop evenwijdig aan het gezicht.
  2. Pas het energievermogen aan.
- Het apparaat werkt niet: onvoldoende resterende capaciteit van de batterij, laad deze op.
- Het energieniveau is niet beschikbaar: 1. Interne onderdelen van het apparaat beschadigd. 2. Knop zit vast.

- Als dit product niet normaal werkt, stop dan met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van de fabriek.

## ► PRODUCT SPECIFICATIE

Laadspanning	5V, 500mA
Opladuren	2 uren
Batterij capaciteit	3.7V, 1000 mAh
Trillings frequentie	8600 ( ± 10 ) rpm
Netto gewicht	135g
Opladen Baseren	DC 5V 1A

## ► PRODUCT GARANTIE

1. De garantietermijn van dit apparaat is 12 maanden, en deze telt vanaf de dag dat u koopt.
2. In de garantie, volgens de handleiding en normaal gebruik, en als het apparaat materiaalfout vertoont, gebruiksproblemen en knutselproblemen vertoont, zullen we het gratis repareren.
3. Als gevolg van onjuiste opslag, crash, onbevoegde demontage, normaal verlies van de batterij en andere oorzaken van defecten aan het product, vallen deze omstandigheden buiten de garantie.
4. Deze garantiekaart kan onder geen enkele omstandigheid opnieuw worden uitgegeven, bewaar deze en laat deze op het moment van garantie zien. Neem bij problemen contact met ons op bij de klantenservice.

---

## ► WARRANTY CARD

User Name: \_\_\_\_\_ (Sir/Madam)

Contact No.: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Purchase Date: \_\_\_\_\_

Product Mode: \_\_\_\_\_