


IPL ontharingsapparaat

Voor thuisgebruik

HANDLEIDING



Dank u voor het kiezen van ons IPL-systeem, voor het meest effectieve gebruik van het product, lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het gebruikt.

Bedankt voor het kiezen van het IPL Ontharingsapparaat, geleverd door Errthing, een trotse partner van Bol.com.

Deze handleiding begeleidt je stap voor stap bij het gebruik en onderhoud van je ontharingsapparaat, zodat je optimaal kunt genieten van de voordelen ervan.

Neem contact met ons op:

Heb je vragen, opmerkingen of heb je hulp nodig bij het IPL Ontharingsapparaat? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze klantenservice staat voor je klaar om je te helpen.

Bedankt voor het vertrouwen in Errthing en Bol.com. Wij wensen je veel succes en tevredenheid met je nieuwe IPL Ontharingsapparaat!

1. Veiligheidstips

Om de huid te beschermen is het niet geschikt voor de volgende mensen met problemen als u:

- Een bekende huidaandoening.
- Een huidaandoening zoals allergische dermatitis, eczeem etc.
- Fotosensibilisatie.
- Menstrueert, zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Verbrand bent door bijvoorbeeld de zon.
- Zwarte of door de zon verbrande huid (raadpleeg de volgende specifieke kleurcontrastkaart)
- Zwarte of fuscerende naevus.
- Een kapotte huid, een korstje of genezen wond, kanker of hemangioom.


Uw ogen en elk kunstmatig esthetisch, prothetisch of plastisch gebied.

Product Introductie

2.1 Paklijst:

IPL-machine, voedingsadapter, garantiekaart, handleiding.

2.2 Structuurbeschrijving



1. Technische Parameters

Lamp buis	Xenon kwartsbuis
Lichtbron	Intens gepulseerd licht
Energie Frequentie	1.5-3.9J/cm _±
Focus grootte	33*10mm _±
Golflengte	470nm~1100nm
Levensduur lamp	500.000 keer
Adapter	AC100~240V @ 12V DC 3A
Gewicht	186g
Afmetingen	124*83*48.5mm ²
Bedrijfstemperatuurbereik	5~30°C
Bedrijfsvochtigheidsbereik	Relatieve vochtigheid 30%~60%

Dit product kan gebruikt worden voor: overtollig haar zoals liphaar, okselhaar, lichaamshaar ledematen, voorhoofdhaar etc.; Pijnloos ontharen is geschikt voor zwart haar en mensen met donker haar, het is niet geschikt voor wit, grijs of blond (zie de volgende kleurcontrastkaart)

Huidskleur Haarkleur	Wit	Geel	Licht Bruin	Licht Bruin	Bruin	Donke r bruin/ Zwart
<i>Wit/Grijs</i>	√	√	√	√	√	√
<i>Rood</i>	√	√	√	√	√	√
<i>Blond</i>	√	√	√	√	√	√
<i>Donkerblond</i>	√	√	√	√	√	√
<i>Bruin</i>	√	√	√	√	√	√
<i>Donkerbruin</i>	√	√	√	√	√	√
<i>Zwart</i>	√	√	√	√	√	√

Huid- en haarkleurcontrastkaart

5. Gebruiksaanwijzing

5.1 Gebruik een medisch alcoholdoekje om het glazen raam schoon te maken

5.2 Druk gedurende 1 seconde op de "aan / uit-knop", deze starten komt in de werkende staat (het groene indicatielampje branden u kunt horen dat het systeem werkt).

Opmerking:







1. U zult zien dat het rode indicatielampje brandt na he topstarten.
2. Vervolgens moet u het flits venster naar uw huidverplaatsen, u zult het rode indicatielampje zien flikkeren, omdat er een inductiesensor voor het menselijk lichaam in het flitsvenster is ingebouwd en de sensor de huid zal voelen wanneer u er dichtbij komt.
3. De rode lichtindicator moet flikkeren, anders zal het apparaat

niet werken. Als de rode indicator niet flakkert, breng het dan dichterbij uw huid totdat het flakkert.



Aan/uit knop

- 5.3 Klik op de "aan / uit-knop" om het geschikte intensiteitsniveau te selecteren, er zijn vijf intensiteitsniveaus die worden aangegeven met de blauwe indicatielampjes. Het onderstaande diagram toont het intensiteitsniveau van laag naar hoog vermogen, niveau 1 is de minimale vermogensinstelling, niveau 5 is de maximale vermogensintensiteit. Elke aanpassing kan worden gemaakt in de getoonde volgorde met een klik op de aan/uit-knop.



- 5.4 Zodra het intensiteitsniveau is ingesteld, verplaatst u het flitsvenster naar de huid die het flitsvenster volledig kan bedekken, u ziet het rode indicatielampje flakkeren en klikt

vervolgens op de flitser button, het apparaat knippert één keer; na elke flits werking zal het rode indicatielampje uitgaan om de stroom op te laden, na 1~3 seconden zal het lampje weer gaan branden om aan te geven dat het weer klaar is voor gebruik.

Voor perfecte resultaten wordt aangeraden het ontharingsproces 2 -3 keer te herhalen en ervoor te zorgen dat niet alle lichaamsdelen worden herhaald en weggelaten. Het apparaat werkt niet correct als het rode indicatielampje blijft branden zonder te flikkeren. Volg in dit geval de onderstaande stappen.

1. Zorg ervoor dat het 'flitsvenster' zich dicht genoeg bij de huid bevindt.
2. Als het rode indicatielampje nog steeds brandt, ga dan 3-5 seconden naar je huid en controleer of het weer normaal functioneert.
3. Start het opnieuw als deze bewerking is mislukt
4. Als de bovenstaande bewerking het probleem niet kan oplossen, neem dan contact op met onze klantenservice
- 5.5 Als het apparaat niet wordt gebruikt, gaat het na 5 minuten in de stand-bymodus. Klik gewoon op de aan/uit-knop om het te activeren. Opmerking bij herstart keert de intensiteit terug naar niveau 1.
- 5.6 Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om hem uit te schakelen
- 5.7 Als u klaar bent met het gebruik, reinigt u het flitsvenster met het voorgestelde vochtige doekje met medische alcohol.

Opmerking:

Na veelvuldig gebruik van het apparaat zal er een dauwwitte vlek in de lens ontstaan, dit heeft geen invloed op het normale gebruik en de levensduur van het instrument.

6. Haarmanagementproces

6.1 In test voor het gebruik

Het wordt ten zeerste aangeraden om te controleren op bijwerkingen door 2 uur voor elke ontharingsprocedure een huidtest uit te voeren.

Test methode:

Op een klein stukje huid aan de binnenkant van de bovenarm (mediaal). Van lage energie naar hoge energie 1 tot 2 keer op dezelfde plaats aanbrengen. Als u na 2 uur roodheid, brandwonden, stekende pijn of andere symptomen voelt, raadpleeg dan een arts voordat u het opnieuw gebruikt. Gebruik het product bij licht ongemak opnieuw op een lagere intensiteit, maar als het ongemak aanhoudt, raadpleeg dan een arts voor verder gebruik.

6.2 Bedieningsstappen

- 6.2.1 Reinig het flitsvenster, scheer vervolgens het haar op uw lichaam en maak het resterende haar schoon.
- 6.2.2 Start het apparaat, kies het meest geschikte intensiteitsniveau voor ontharing.
- 6.2.3 Nadat u klaar bent met ontharen, dient u de huid af te koelen met ijswater of een koude, vochtige handdoek.
- 6.2.4 U kunt een toner gebruiken om uw huid te helpen vocht vast te houden na het ontharen.
- 6.2.5 Suggesties voor operaties op intensiteitsniveau voor alle huidtypes en verschillende delen van het lichaam, verwijzen wij u naar de onderstaande vergelijkingstabel.
- 6.2.6 Het wordt sterk aangeraden om niet meerdere keren op hetzelfde deel van de huid te gebruiken. U mag minder dan twee keer achter elkaar flitsen op slechts één locatie. De werkingsfrequentietijden moeten worden verkort bij gebruik van een hoog energie-intensiteitsniveau

Huidskleur Onderdelen	Wit	Geel	Licht Bruin	Licht Bruin	Bruin	Donkerbruin/Zwart
Oksel	3-5 level 3-4 keer	3-5 level 3-4 keer	3-4 level 2-3 keer	2-3 level 2-3 keer	2-3 level 2-3 keer	n.v.t.
Arm	3-5 level 3-4 keer	2-4 level 3-4 keer	2-4 level 2-3 keer	1-3 level 2-3 keer	1-3 level 2-3 keer	n.v.t.
Been	3-5 level 3-4 keer	2-4 level 3-4 keer	2-4 level 2-3 keer	1-3 level 2-3 keer	1-3 level 2-3 keer	n.v.t.
Rond de mond	3-4 level 3-4 keer	2-3 level 3-4 keer	2-3 level 2-3 keer	1-2 level 2-3 keer	1-2 level 2-3 keer	n.v.t.
Gezicht	3-4 level 3-4 keer	2-3 level 3-4 keer	2-3 level 2-3 keer	1-2 level 2-3 keer	1-2 level 2-3 keer	n.v.t.

Intensiteitsniveau en huidskleurcontrasttabel

Opmerking:

- 6-10 keer gebruiken als ontharingscyclus
- Gebruik één keer per twee weken tot maximaal zes keer
- Gebruik een keer in de vier weken bij 6-10 keer gebruik
- Als u merkt dat er na gebruik nieuw dun haar groeit, opereer dan eens in de 2-3 maanden op deze plek en blijf bevredigende resultaten behalen.
- Om de beste resultaten te krijgen, wordt aangeraden om op gebieden met dik haar gedurende een bepaalde

periode vele malen te gebruiken.

- Het gebruik varieert van persoon tot persoon, gebruik minder vaak wanneer het haaroppervlak met een kleine hoeveelheid groeit, ongeveer 30%.

7. Opmerkingen over de werking van het apparaat

7.1 Flits tijdens gebruik niet in de buurt van of direct in de ogen.

7.2 Na de operatie is enige roodheid van de huid normaal. U kunt het gebied afkoelen met ijswater of een koude, vochtige handdoek. Of de huid insmeren met Aloe Vera Crème.

7.3 Reinig het flitsvenster niet rechtstreeks met spuitalcohol.

7.4 Niet gebruiken in combinatie met andere cosmetica zoals watergelproducten.

7.5 Probeer tijdens het gebruik geen lichtgevoelig voedsel te eten (zoals spinazie, cole, mosterd, etc.)

7.6 Gebruik voor de beste resultaten de hogere energie-instelling. (Waarschuwing - alleen na het volgen van de voorgaande instructies).

7.7 Hoe donkerder uw huid, een huidreactie is misschien niet zo duidelijk en de reactie kan vertraagd zijn. Zorg er in dit geval voor dat de wachttijd van 2 uur wordt gevolgd voordat u de intensiteitsinstelling verhoogt.

7.8 Blijf uw huid verzorgen met hydratatie en gebruik zonnebrandcrème op een normale manier na gebruik van dit product.

7.9 Vermijd UV-licht tijdens gebruik en bescherm uw huid altijd in de

zon. Probeer ook tijdens het werken langdurige blootstelling aan computerstraling te vermijden en bescherm uzelf met zonnebrandcrème of zonnebrandcrème.

- 7.10 Blokkeer de luchtinlaat en de koeluitlaat niet om de koeling van het apparaat niet te beïnvloeden.
- 7.11 Haar dat aan het apparaat kleeft, kan enkele witte plekken veroorzaken, maar dit heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat en het normale gebruik.
- 7.12 In de late levensfase zal de binnenwand van de gloeilamp verschillende gradaties van zwart verschijnen: dit is een gevolg van het normale verouderingsproces van de buizen. Maak je geen zorgen om normaal te blijven gebruiken binnen de opgegeven parameters.
- 7.13 Dit product is niet waterdicht, vermijd contact met water.
- 7.14 Bij storingen, trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Als u merkt dat de productafdekking of het glas van het fliitsvenster kapot is, gaat u terug naar de desbetreffende verkoper.
- 7.15 Bewaar het apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden, vocht, stof of bij hoge temperaturen.
- 7.16 Voorkom beschadigingen en buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- 7.17 Verbied het gebruik ervan met andere applicaties die niet zijn toegestaan.
- 7.18 Verbied andere mensen dit apparaat te openen, behalve onze geautoriseerde personen, anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

Appareil d'épilation IPL

Pour utilisation à domicile

MANUEL D'UTILISATION



Merci de choisir notre système IPL. Pour une utilisation optimale du produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

Merci d'avoir choisi l'appareil d'épilation IPL, fourni par Errthing, un fier partenaire de Bol.com. Ce manuel vous guidera étape par étape dans l'utilisation et l'entretien de votre appareil d'épilation afin que vous puissiez pleinement profiter de ses avantages.

Contactez-nous :

Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez besoin d'aide avec l'appareil d'épilation IPL, n'hésitez pas à nous contacter.

Notre service client est là pour vous aider.

Merci de votre confiance envers Errthing et Bol.com. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de satisfaction avec votre nouvel appareil d'épilation IPL !

1 . Conseils de sécurité

Pour protéger la peau, ce produit n'est pas adapté aux personnes suivantes ayant des problèmes tels que :


- Une affection cutanée connue.
- Une affection cutanée telle que dermatite allergique, eczéma, etc.
- Une photosensibilisation.
- Si vous avez vos règles, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Si vous avez des brûlures, par exemple, causées par le soleil.
- Si vous avez une peau noire ou brûlée par le soleil (veuillez consulter la carte spécifique des contrastes de couleurs suivante).
- Si vous avez un grain de beauté noir ou foncé.
- Si vous avez une peau abîmée, une croûte ou une plaie cicatrisée, un cancer ou un hémangiome.
- Vos yeux et toute zone esthétique, prothétique ou plastique artificielle.

2. Introduction du produit

2.1 Liste de colisage :

Machine IPL, adaptateur secteur, carte de garantie, manuel d'utilisation.

2.2 Description de la structure.



3. Paramètres Techniques

Tube de lampe:	Tube en quartz de xénon
Source lumineuse:	Lumière pulsée intense
Fréquence d'énergie:	1,5-3,9J/cm±
Taille de focalisation:	33*10mm±
Longueur d'onde:	470nm~1100nm
Durée de vie de la lampe:	500.000 Fois
Adaptateur:	AC100~240V @ 12V DC 3A
Poids:	186g
Dimensions:	124*83*48.5mm ²
Plage de température de fonctionnement:	5~30°C
Plage d'humidité de fonctionnement:	Humidité relative 30%~60%

Ce produit peut être utilisé pour éliminer les excès de poils tels que les poils sur les lèvres, les aisselles, les membres du corps, les poils du front, etc. L'épilation sans douleur convient aux cheveux noirs et aux personnes aux cheveux foncés, mais elle n'est pas adaptée aux cheveux blancs, gris ou blonds (voir la carte de contraste des couleurs suivante).

Couleur de peau Couleur de cheveux	Blanc	Jaune	Marron clair	Marron clair	Marron	Marron foncé/ Noir
Blanc/Gris	√	√	√	√	√	√
Rouge	√	√	√	√	√	√
Blond	√	√	√	√	√	√
Châtain clair	√	√	√	√	√	√
Marron	√	√	√	√	√	√
Brun Foncé	√	√	√	√	√	√
Noir	√	√	√	√	√	√

Carte de contraste des couleurs de peau et de cheveux

5. Gebruiksaanwijzing

5.1 Utilisez une lingette médicale à l'alcool pour nettoyer la fenêtre en verre.

5.2 Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pendant 1 seconde pour démarrer, et il entrera en mode de fonctionnement (le voyant vert s'allumera et vous entendrez le système fonctionner).

Remarque :

1. Vous verrez que le voyant rouge s'allume après le démarrage.
2. Ensuite, déplacez la fenêtre de flash vers votre peau, vous verrez le voyant rouge clignoter, car il y a un capteur d'induction du corps humain intégré dans la fenêtre de flash, et le capteur détectera la proximité de la peau
3. Le voyant rouge doit clignoter, sinon l'appareil ne pas fonctionner.

Si le voyant rouge ne clignote pas, approchez-le de votre peau jusqu'à ce qu'il clignote.

Bouton Marche/Arrêt



5.3 Cliquez sur le bouton "on/off" pour sélectionner le niveau d'intensité approprié. Il y a cinq niveaux d'intensité indiqués par les voyants bleus. Le diagramme ci-dessous montre les niveaux d'intensité de faible à haute puissance, le niveau 1 étant le réglage de puissance minimale, et le niveau 5 étant l'intensité de puissance maximale. Chaque ajustement peut être effectué dans l'ordre indiqué en cliquant sur le bouton on/off.



Niveau d'intensité 1



Niveau d'intensité 2



Niveau d'intensité 3



Niveau d'intensité 4



Niveau d'intensité 5



R = ready

5.4 Une fois que le niveau d'intensité est réglé, déplacez la fenêtre d'éclairage sur la peau de manière à la recouvrir entièrement, vous verrez la lumière témoin rouge clignoter, puis cliquez sur le bouton de flash, l'appareil émettra un seul éclat; Après

chaque flash, le voyant d'indication rouge s'éteindra pour recharger l'alimentation. Après 1 à 3 secondes, le voyant se rallumera pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé à nouveau.

煉 Pour obtenir des résultats parfaits, il est recommandé de répéter le processus d'épilation 2 à 3 fois, en veillant à ne pas répéter et à exclure toutes les parties du corps.

煉 L'appareil ne fonctionne pas correctement si le voyant d'indication rouge reste allumé sans clignoter. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous.

1. Assurez-vous que la "fenêtre de flash" est suffisamment près de la peau.
 2. Si le voyant d'indication rouge continue de s'allumer, appuyez pendant 3 à 5 secondes sur votre peau et vérifiez s'il fonctionne normalement à nouveau.
 3. Redémarrez-le si cette opération échoue.
 4. Si l'opération ci-dessus ne résout pas le problème, veuillez contacter notre service client.
- 5.5 Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il passe en mode veille après 5 minutes. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour l'activer. Remarque : lors du redémarrage, l'intensité revient au niveau 1.
- 5.6 Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.
- 5.7 Lorsque vous avez terminé son utilisation, nettoyez la fenêtre de flash avec la lingette humide à l'alcool médical recommandée.

Remarque : après une utilisation fréquente de l'appareil, une tache blanche de rosée apparaîtra sur l'objectif, cela n'affecte pas son utilisation normale ni la durée de vie de l'instrument.

6. Processus de gestion des cheveux

6.1. Dans le cadre de l'essai avant utilisation.

Il est fortement recommandé de vérifier les effets secondaires en effectuant un test cutané 2 heures avant chaque procédure d'épilation.

Méthode de test :

Appliquez une fois ou deux fois, de basse énergie à haute énergie, sur une petite zone de peau à l'intérieur du bras supérieur (médial). Si vous ressentez des rougeurs, des brûlures, des douleurs piquantes ou d'autres symptômes après 2 heures, consultez un médecin avant de l'utiliser à nouveau. Réappliquez le produit à une intensité plus faible en cas d'inconfort léger, mais si l'inconfort persiste, consultez un médecin avant de continuer à l'utiliser.

6.2 Étapes de fonctionnement

- 6.2.1 Nettoyez la fenêtre de flash, puis rasez les poils sur votre corps et retirez les poils restants.
- 6.2.2 Allumez l'appareil, choisissez le niveau d'intensité le plus approprié pour l'épilation.
- 6.2.3 Après avoir terminé l'épilation, refroidissez la peau avec de l'eau glacée ou une serviette froide et humide.
- 6.2.4 Vous pouvez utiliser une lotion tonique pour aider votre peau à conserver son hydratation après l'épilation.
- 6.2.5 Pour des suggestions sur les niveaux d'intensité recommandés pour tous les types de peau et différentes parties du corps, veuillez vous référer au tableau de comparaison ci-dessous.
- 6.2.6 Il est fortement recommandé de ne pas utiliser plusieurs fois la même partie de la peau. Vous ne devez pas flasher plus de deux fois consécutives au même endroit. Les temps de fréquence de fonctionnement doivent être réduits lors de l'utilisation d'un niveau

d'intensité énergétique élevé.

Couleur de peau Parties du corps	Wit	Geel	Licht Bruin	Licht Bruin	Bruin	Donkerbruin/Zwart
Aisselle	3-5 level 3-4 fois	3-5 level 3-4 fois	3-4 level 2-3 fois	2-3 level 2-3 fois	2-3 level 2-3 fois	N/A
Bras	3-5 level 3-4 fois	2-4 level 3-4 fois	2-4 level 2-3 fois	1-3 level 2-3 fois	1-3 level 2-3 fois	N/A
Jambe	3-5 level 3-4 fois	2-4 level 3-4 fois	2-4 level 2-3 fois	1-3 level 2-3 fois	1-3 level 2-3 fois	N/A
Autour de la bouche	3-4 level 3-4 fois	2-3 level 3-4 fois	2-3 level 2-3 fois	1-2 level 2-3 fois	1-2 level 2-3 fois	N/A
Visage	3-4 level 3-4 fois	2-3 level 3-4 fois	2-3 level 2-3 fois	1-2 level 2-3 fois	1-2 level 2-3 fois	N/A

Niveau d'intensité et tableau de contraste de couleur de peau

Remarque:

- Utiliser 6 à 10 fois comme cycle d'épilation
- Utiliser une fois toutes les deux semaines jusqu'à six fois maximum
- Utiliser une fois toutes les quatre semaines après 6 à 10 utilisations
- Si vous remarquez une repousse de nouveaux poils fins après utilisation, opérez sur cette zone une fois tous les 2 à 3 mois pour obtenir des résultats satisfaisants continus.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de pour une utilisation répétée sur les zones à cheveux épais pendant une période spécifique.

煉 L'utilisation varie d'une personne à l'autre, utilisez moins fréquemment lorsque la surface des cheveux présente une petite quantité de croissance, environ 30%.

7. Commentaires sur le fonctionnement de l'appareil.

- 7.1 Ne clignez pas des yeux près de la lumière émise lors de l'utilisation ou directement dans les yeux
- 7.2 Après l'opération, il est normal que la peau présente une légère rougeur. Vous pouvez refroidir la zone avec de l'eau glacée ou une serviette froide et humide. Vous pouvez également appliquer de la crème à l'Aloe Vera sur la peau.
- 7.3 Ne nettoyez pas directement la fenêtre de la lumière émise avec de l'alcool à pulvériser.
- 7.4 N'utilisez pas ce produit en combinaison avec d'autres produits cosmétiques tels que des produits à base d'eau-gel.
- 7.5 Évitez de manger des aliments sensibles à la lumière pendant l'utilisation (comme les épinards, le chou, la moutarde, etc.)
- 7.6 Utilisez le réglage d'énergie le plus élevé pour obtenir les meilleurs résultats. (Avertissement : seulement après avoir suivi les instructions précédentes).
- 7.7 Plus votre peau est foncée, moins il peut être évident qu'une réaction cutanée se produise et la réaction peut être retardée. Dans ce cas, assurez-vous de respecter une période d'attente de 2 heures avant d'augmenter l'intensité du réglage.
- 7.8 Continuez à prendre soin de votre peau en l'hydratant et en utilisant une crème solaire normalement après avoir utilisé ce produit.
- 7.9 L'exposition aux UV doit être évitée pendant l'application et la peau protégée du soleil. Essayez également d'éviter une exposition prolongée aux radiations de l'ordinateur lorsque vous travaillez et protégez - vous avec un écran solaire ou un écran solaire.

- 7.10 Non - ne pas obstruer les entrées d' air et les sorties de refroidissement afin de ne pas compromettre le refroidissement de l' appareil.
- 7.11 Les cheveux collés sur l'appareil peuvent causer des taches blanches, mais cela n'affectera pas les performances et l' utilisation normale de l'appareil.
- 7.12 l'intérieur peut présenter différentes nuances de noir : ceci est le résultat du processus normal de vieillissement des tubes. Ne vous inquiétez pas et continuez à utiliser normalement dans les paramètres spécifiés.
- 7.13 Ce produit n'est pas étanche, évitez tout contact avec l'eau.
- 7.14 En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la prise électrique. Si vous constatez que le boîtier du produit ou la vitre de la fenêtre flash est endommagé, veuillez contacter le revendeur approprié.
- 7.15 Ne conservez pas l'appareil près de champs magnétiques puissants, de l'humidité, de la poussière ou à des températures élevées.
- 7.16 Évitez les dommages et gardez l'appareil hors de la portée et de la vue des enfants.
- 7.17 Il est interdit de l'utiliser avec d'autres applications qui ne sont pas permis.
- 7.18 Interdisez à d'autres personnes d'ouvrir cet appareil, sauf nos personnes autorisées, sinon il peut y avoir un risque de choc électrique