



# NEUSSTRIPS

## Nasal Strips



### **(NL) HANDLEIDING:**

#### **GEBRUIKSAANWIJZING:**

1. Was je neus met alcohol of zeep en maak droog.
2. Verwijder voorzichtig het velletje van de neusstrip om de kleefzijde bloot te leggen.
3. Plak de neusstrip op de juiste hoogte (zie achterkant verpakking).
4. Druk de randjes van de neusstrip 30 seconden goed aan.
5. Klaar? Pak voorzichtig een uiteinde en trek de strip langzaam en gelijkmatig van je neus.

#### **WAARSCHUWING:**

1. Houdt de neusstrip niet langer dan 12 uur op.
2. Niet gebruiken bij zweren in de neus en/of een verbrande of geïrriteerde neus.
3. Neusstrips zijn bedoeld voor volwassenen, niet voor gebruik voor kinderen.
4. Als huiduitslag of irritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
5. Elke neusstrip mag slechts één keer worden gebruikt.
6. Niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar.



**NEUSSTRIPS ZIJN NIET BEDOELD VOOR DE BEHANDELING VAN SLAAPAPNEU.**

### **(EN) MANUAL:**

1. Wash your nose with alcohol or soap and dry.
2. Carefully remove the skin from the nasal strip to expose the adhesive side.
3. Stick the nose strip at the correct height (see back of packaging).
4. Press the edges of the nasal strip firmly for 30 seconds.
5. Done? Gently take one end and pull the strip off your nose slowly and evenly.

### **WARNING:**

1. Do not keep the nasal strip on for more than 12 hours.
2. Do not use in case of nose ulcers and/or a burnt or irritated nose.
3. Nasal strips are intended for adults, not for use on children.
4. If skin rash or irritation occurs, discontinue use immediately.
5. Each nasal strip should only be used once.
6. Not suitable for children under 5 years of age.



**NASAL STRIPS ARE NOT INTENDED FOR THE TREATMENT OF SLEEP APNEA.**

### **(FR) MANUEL:**

1. Lavez votre nez avec de l'alcool ou du savon et séchez-le.
2. Retirez délicatement la peau de la bande nasale pour exposer la face adhésive.
3. Collez la barrette nasale à la bonne hauteur (voir le dos de l'emballage).
4. Appuyez fermement sur les bords de la barrette nasale pendant 30 secondes.
5. Vous êtes prêt ? Prenez délicatement l'une des extrémités et retirez la bande de votre nez lentement et régulièrement.

### **AVERTISSEMENT :**

1. Ne laissez pas la bande nasale en place pendant plus de 12 heures.
2. Ne pas utiliser en cas d'ulcères du nez et/ou de nez brûlé ou irrité.
3. Les bandelettes nasales sont destinées aux adultes et non aux enfants.
4. En cas d'éruption cutanée ou d'irritation, cesser immédiatement l'utilisation.
5. Chaque bandelette nasale ne doit être utilisée qu'une seule fois.
6. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.



**Les bandelettes nasales PurelyGoods® ne sont pas destinées au traitement de l'apnée du sommeil.**