

mr Safe

DIGITAL ALCOHOL TESTER

GB NL

FR D ES



QRG / MrSafe Alcohol Tester K5+ / 11-19 / V02
Copyright©Mr Safe

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Par la présente,

Company /Entreprise:	TE-Group NV
Address: / Adresse:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, Belgium
declare that the following equipment: / déclare que le dispositif suivant :	
Product name: / Nom du produit:	mr Safe AT-K5+
Product type: / Type de produit:	Fuel Cell Alcohol tester

conforms with the following safety requirements of the directives 2014/30/EC, 2011/65/EC & 2015/863/EU. Conformity is guaranteed by the CE-symbol. This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid in November 2019. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mrsafe.be/doc_at-k5plus/


est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2014/30/EC, 2011/65/EC & 2015/863/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes, appliquant les versions valides en Novembre 2019. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.mrsafe.be/doc_at-k5plus/

EN55011:2009+A1:2010
EN61326-1:2016
IEC62321

J. Van Os, Product & Research Manager TE-Group NV
Kapellen, November 2019
Authorized Signature



ILLUSTRATIONS



BE RESPONSIBLE.
DON'T DRINK
AND DRIVE.

1. IMPORTANT INSTRUCTIONS

GB

! DO NOT DRINK AND DRIVE !
Also never let anyone else drink and drive or operate machine
Always use a designated driver to drive you safely!

! WAIT at least 20 minutes, without drinking or smoking
before testing. Rinse your mouth with water before testing!

! The alcohol level in your blood can keep increasing up to 2 hours after
drinking your last alcoholic beverage. A continuous negative test-result
cannot be guaranteed !

! We advise you to store & use this product at room temperature. Avoid
storing the device inside the car under extreme winter or summer
temperatures !

! DO NOT blow smoke, liquid or food residue into the device !

! This test and your test-result cannot be held as juridical proof in case of
law encounters !



The BAC results are for reference only and the test-results cannot be used as a
tool to determine whether you should operate a vehicle or not !
The manufacturer, distributor and importer disclaims any legal responsibility
for the measured test-result.

2. PARTS & BUTTONS

- A: Mouthpiece Slot
- B: Digital LCD Display
- C: LEFT button (Select / Begin Test / Navigation)
- D: POWER button (OK / Confirm)
- E: RIGHT button (Navigation)
- F: Battery Compartment

3. INSTALLING THE BATTERY

Slightly press down the battery cover and slide it down the device.
Insert 1 X AA Alkaline batteries according to the scheme visible.
Slide the cover back in place until you hear it click.

4. ON / OFF

Press the POWER button (D) to turn on the device.
You will hear a beep and "RDY" will be displayed on the LCD Display (B).
Note: The device will automatically turn off after 30 seconds of inactivity
To turn off the device, press the POWER button (D) again.

5. TESTING YOUR ALCOHOL LEVEL

STEP 1

Fold out the mouthpiece on the upper left side of the unit. Add an additional
mouthpiece (optional) if necessary.

STEP 2



Press the POWER button (D) for 2 seconds to turn on the
device. You will hear a beep and see the countdown timer
will be displayed on the LCD Display (B). The display will show
"RDY" and you will hear a beep. The device is now ready for
use.

STEP 3



Initialize the sensor by pressing the LEFT button (C). On the
LCD Display (B) "C---" will be displayed and you will hear a c
ontinuous beep sound. You can now start blowing into the
mouthpiece.

STEP 4

Keep blowing until you hear 2 'click' sounds to indicate the
sampling process is successful.

STEP 5



The device will now analyze the collected breath sample
and calculate the values. "C---" will be displayed on the LCD
Display (B).

Note: If "FLO" appears on the screen it indicates that your
blowing was less than 5 seconds. Restart the test again, blow
softly and continuously again until you hear the beep-sound

STEP 6

Reading the result:
The reading will be in range from 0.00 to 4.00 ‰ (or 0.000 to 0.400 %BAC or
0.000 to 2.000 mg/l) depending on how the BAC display is set.

RED Background: NOT Safe (positive) – Exceeds alert lever set by user

Note: If you want to take several tests, wait at least 1 minute with normal
results, 3-5 minutes with high results.

6. NAVIGATING THE LAST TEST RESULTS

When turning on the device, the LCD Display (B) will start a countdown sequence.
Press the POWER button (D) during the countdown to verify how many tests
you have taken with the device. This number gives you an indication on when
a calibration is needed. To reset the number, press the LEFT button (C) for 2
seconds.

Press the POWER button (D) again to display the latest test record (indicated
by the number "1" on the screen) and it will be followed by the corresponding
result. To navigate through the latest tests, press the LEFT button (C) or the
RIGHT button (E).

To exit the test memory, press the POWER button (D).

7. ERROR NOTIFICATIONS

Sometimes the display can show an error notification:
RPT: Insufficient or uneven blowing during test detected. Repeat the steps in
chapter 5

SNR: Sensor not ready: this means that the sensor is not ready due to a high
concentration of alcohol residu left on the sensor from the last test. Switch off
the device, wait for a few minutes and repeat the steps in chapter 5.

FLO: Not enough sample collected due to insufficient blowing.
Repeat the steps in chapter 5

H: HIGH: Alcohol concentration is over 4.00‰BAC.

Wait 15-30 minutes before trying again

OUT: This means that the test has been conducted in either too cold or too
hot temperature environment. Please bring the device to a normal room
temperature, wait a few minutes and redo the test by repeating the steps in
chapter 5.

LO: Battery low, please replace the 1 AA Alkaline batteries in your device.

8. CUSTOMER SUPPORT

For all questions and additional information concerning this product, please
contact support@mrsafe.eu.

9. GUARANTEE

Copyright © mr Safe®. mr Safe® is a registered trademark of TE-Group NV. The
mr Safe® brand stands for superior quality products and excellent customer
service. Therefore mr Safe® warrants this product to be free from defects in
materials and workmanship for a period of two (2) years from the original
purchase date of the product.

1. BELANGRIJKE INSTRUCTIES

NL

! Drinken en rijden gaan niet samen !
Laat ook nooit iemand anders drinken en rijden of machines gebruiken.
Zorg steeds voor een aangewezen bestuurder om je veilig te rijden!

! Wacht minstens 20 minuten, zonder te drinken of te roken
vooralere u een test afneemt. Spoel uw mond met water
alvorens te testen!

! Het alcoholniveau in uw bloed kan blijven stijgen tot 2u na het drinken
van uw laatste alcoholische drank. Een continue negatief testresultaat
kan nooit gegarandeerd worden!

! We adviseren u om dit product bij kamertemperatuur op te slaan en te
gebruiken. Bewaar het apparaat niet in de auto onder extreme winter- of
zomertemperaturen !

! Blaas NOOIT rook, vloeistof of voedselrestanten in het toestel !

! Deze test en uw testresultaat kunnen niet als juridisch bewijs worden
voorgelegd in het geval van aanvaring met het wet !

De BAC resultaten zijn ter referentie en de testresultaten dienen niet als
hulpmiddel gebruikt te worden om vast te stellen of u een voertuig kan
bedienen of niet! De producent, distributeur en importeur verwerpen elke
legale verantwoordelijkheid voor het gemeten testresultaat.

2. ONDERDELEN & TOETSEN

- A: Mondstukleuf
- B: Digitaal LCD-scherm
- C: LINKER-knop (selecteren / starten test / navigatie)
- D: AAN / UIT-knop (OK / Bevestigen)
- E: RECHTER-knop (navigatie)
- F: Batterijcompartiment

3. DE BATTERIJ PLAATSEN

Druk het batterijklepje iets naar beneden en schuif het op het apparaat.
Plaats 1 X AA Alkaline batterijen volgens het schema zichtbaar.
Schuif de klep terug op zijn plaats totdat u hem hoort klikken.

4. AAN / UIT

Druk op de AAN / UIT-knop (D) om het apparaat in te schakelen.
U hoort een pieptoon en "RDY" wordt weergegeven op het LCD-scherm (B).
Opmerking: het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na 30 seconden
inactiviteit
Druk nogmaals op de knop POWER (D) om het apparaat uit te schakelen.

5. JE ALCOHOLNIVEAU TESTEN

STAP 1

Klap het mondstuk uit aan de linkerbovenkant van het apparaat. Voeg zo nodig
een extra mondstuk toe (optioneel).

STAP 2



Druk gedurende 2 seconden op de knop POWER (D) om het
apparaat in te schakelen. U hoort een pieptoon en ziet dat
de afteltimer wordt weergegeven op het LCD-scherm (B). Op
het display verschijnt "RDY" en u hoort een pieptoon. Het
apparaat is nu klaar voor gebruik.

STAP 3



Initialiseer de sensor door op de knop LINKS (C) te drukken. Op
het LCD-scherm (B) wordt "C ---" weergegeven en hoort u een
hoonbaar geluidssignaal. U kunt nu in het mondstuk beginnen
te blazen.

STAP 4

Blijf blazen totdat u 2 'klik'-geluiden hoort om aan te geven dat
het samplingproces succesvol is.

STAP 5



Het apparaat analyseert nu het verzamelde ademmonster en
berekent de waarden. "C ---" wordt weergegeven op het LCD-
scherm (B).

Opmerking: Als "FLO" op het scherm verschijnt, geeft dit aan
dat uw blaas minder dan 5 seconden was. Start de test opnieuw,
blaas zacht en continu opnieuw totdat u het piepgeluid hoort

STAP 6

Het resultaat lezen:
De meetwaarde ligt in het bereik van 0,00 tot 4,00 ‰ (of 0,000 tot 0,400%
BAC of 0,000 tot 2,000 mg / l), afhankelijk van hoe de BAC-display is ingesteld.
RODE achtergrond: NIET veilig (positief) - Overtreft waarschuwingshendel
ingesteld door gebruiker

Opmerking: als u meerdere tests wilt uitvoeren, wacht dan ten minste 1 minuut
met normale resultaten, 3-5 minuten met hoge resultaten.

6. NAVIGEREN DOOR DE LAATSTE TESTRESULTATEN

Wanneer u het apparaat inschakelt, begint het LCD-scherm (B) met het
aftellen. Druk tijdens het aftellen op de knop POWER (D) om te controleren
hoeveel tests u met het apparaat hebt uitgevoerd. Dit nummer geeft u een
indicatie wanneer een kalibratie nodig is. Om het aantal te resetten, drukt u
gedurende 2 seconden op de LINKER-knop (C).

Druk opnieuw op de AAN / UIT-knop (D) om het laatste testrecord weer te
geven (aangeduid met het cijfer "1" op het scherm) en het resultaat wordt
gevolgd. Om door de laatste tests te navigeren, drukt u op de knop LINKS (C)
of de knop RECHTS (E).
Druk op de knop POWER (D) om het testgeheugen te sluiten.

7. FOUTMELDINGEN

Soms kan het display een foutmelding weergeven:
RPT: Onvoldoende of onregelmatig blazen tijdens test gedetecteerd. Herhaal
de stappen in hoofdstuk 5

SNR: Sensor niet gereed: dit betekent dat de sensor niet gereed is vanwege
een hoge concentratie alcoholresidu die op de sensor is achtergebleven bij de
laatste test. Schakel het apparaat uit, wacht een paar minuten en herhaal de
stappen in hoofdstuk 5.

FLO: onvoldoende monster verzameld vanwege onvoldoende blazen.

Herhaal de stappen in hoofdstuk 5

H: HOOG: de alcoholconcentratie is meer dan 4,00 ‰ BAC.

Wacht 15-30 minuten voordat je het opnieuw probeert

OUT: dit betekent dat de test is uitgevoerd in een te koude of te hoge
temperatuur. Breng het apparaat naar een normale kamertemperatuur,
wacht een paar minuten en herhaal de test door de stappen in hoofdstuk 5
te herhalen.

LO: Batterij bijna leeg, vervang de 1 AA-alkalinebatterijen in uw apparaat.

8. KLANTENONDERSTEUNING

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking
tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@mrsafe.eu.

9. GARANTIE

Copyright © mr Safe®. Mr Safe® is een gedeponerd handelsmerk van TE-
Group NV. Het merk mr Safe® staat voor producten van superieure kwaliteit en
een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert mr Safe® dat dit product
vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2)
jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden
van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van mr Safe®
onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website www.mrsafe.eu.

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

FR ! L'alcool au volant ne se mélangent pas ! Ne laissez jamais quelqu'un intoxiqué vous conduire ou utiliser des machines. Fournissez toujours un conducteur désigné pour vous conduire en toute sécurité !

FR ! Attendez au moins 20 minutes, sans boire ou fumer avant d'effectuer un test. Rincez votre bouche à l'eau avant de tester.

FR ! Le taux d'alcool dans votre sang peut augmenter jusqu'à 2h après avoir bu votre dernière boisson alcoolisée. Un résultat négatif continu ne peut pas être garantie !

FR ! Nous vous conseillons de stocker et d'utiliser ce produit à température ambiante. Évitez de stocker l'appareil à l'intérieur de la voiture lorsque les températures hivernales ou estivales sont extrêmes!

FR ! Ne soufflez JAMAIS du fume, de liquide ou des résidus de la nourriture dans l'appareil !

FR ! Ce test et le résultat ne peuvent pas être soumis comme preuve légale en cas de conflit avec la loi !

Les résultats BAC sont donnés à titre de référence et les résultats des test ne peuvent pas être utilisés comme outil pour déterminer si vous pouvez conduire un véhicule ou pas. Le producteur, distributeur et importateur décline toute responsabilité juridique pour les résultats mesuré des tests.

2. ÉQUIPEMENT & TOUCHES

A: Fente de l'embouchure

B: écran LCD numérique

C: Bouton GAUCHE (Sélection / Début Test / Navigation)

D: Bouton POWER (OK / Confirmer)

E: bouton DROIT (Navigation)

F: Compartiment à pile

3. INSTALLATION DE LA BATTERIE

Appuyez légèrement sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers le bas de l'appareil.

Insérez 1 piles alcalines AA selon le schéma visible.

Faites glisser le couvercle en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

4. ON / OFF

Appuyez sur le bouton POWER (D) pour allumer l'appareil.

Vous entendrez un bip et «RDY» sera affiché sur l'écran LCD (B).

Remarque: l'appareil s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité
Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton POWER (D).

5. TESTER VOTRE TAUX D'ALCOOL

ÉTAPE 1

Dépliez l'embout buccal sur le côté supérieur gauche de l'appareil. Ajoutez un embout supplémentaire (facultatif) si nécessaire.

ÉTAPE 2



Appuyez sur le bouton POWER (D) pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Vous entendrez un bip et vous verrez que le compte à rebours sera affiché sur l'écran LCD (B). L'écran affichera "RDY" et vous entendrez un bip. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

ÉTAPE 3



Initialisez le capteur en appuyant sur le bouton GAUCHE (C). Sur l'écran LCD (B), «C ---» sera affiché et vous entendrez un bip continu. Vous pouvez maintenant commencer à souffler dans l'embout buccal.

ÉTAPE 4

Continuez à souffler jusqu'à ce que vous entendiez 2 clics pour indiquer que le processus d'échantillonnage est réussi.

ÉTAPE 5



L'appareil va maintenant analyser l'échantillon d'haleine recueilli et calculer les valeurs. «C ---» sera affiché sur l'écran LCD (B).

Remarque: Si «FLO» apparaît à l'écran, cela signifie que votre souffle était inférieur à 5 secondes. Redémarrez le test à nouveau, soufflez doucement et continuellement jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore

ÉTAPE 6

Lire le résultat:

La lecture sera comprise entre 0,00 et 4,00 ‰ (ou 0,000 à 0,400% BAC ou 0,000 à 2,000 mg / l) en fonction de la configuration de l'affichage BAC.

Fond **ROUGE**: NON Sûr (positif) - Dépasse le levier d'alerte défini par l'utilisateur

Remarque: Si vous souhaitez effectuer plusieurs tests, attendez au moins 1 minute avec des résultats normaux, 3-5 minutes avec des résultats élevés.

6. NAVIGATION DANS LES DERNIERS RÉSULTATS DE TEST

Lorsque vous allumez l'appareil, l'écran LCD (B) lance une séquence de compte à rebours. Appuyez sur le bouton POWER (D) pendant le compte à rebours pour vérifier le nombre de tests effectués avec l'appareil. Ce numéro vous indique quand un étalonnage est nécessaire. Pour réinitialiser le numéro, appuyez sur le bouton GAUCHE (C) pendant 2 secondes.

Appuyez à nouveau sur le bouton POWER (D) pour afficher le dernier enregistrement de test (indiqué par le numéro «1» sur l'écran), suivi du résultat correspondant. Pour naviguer parmi les derniers tests, appuyez sur le bouton GAUCHE (C) ou le bouton DROIT (E). Pour quitter la mémoire de test, appuyez sur le bouton POWER (D).

7. NOTIFICATIONS D'ERREUR

Parfois, l'affichage peut afficher une notification d'erreur:
RPT: Soufflage insuffisant ou irrégulier lors du test détecté. Répétez les étapes du chapitre 5

SNR: Capteur pas prêt: cela signifie que le capteur n'est pas prêt en raison d'une forte concentration d'alcool résiduel laissée sur le capteur depuis le dernier test. Éteignez l'appareil, attendez quelques minutes et répétez les étapes du chapitre 5.

FLO: Pas assez d'échantillons collectés en raison d'un soufflage insuffisant.

Répétez les étapes du chapitre 5

H: ÉLEVÉ: La concentration d'alcool est supérieure à 4,00 AC BAC.

Attendez 15-30 minutes avant de réessayer

OUT: Cela signifie que le test a été effectué dans un environnement à température trop froide ou trop chaude. Veuillez amener l'appareil à une température ambiante normale, attendez quelques minutes et recommencez le test en répétant les étapes du chapitre 5.

LO: Batterie faible, veuillez remplacer les piles alcalines AA dans votre appareil.

8. ASSISTANCE CLIENTÈLE

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter support@mrsafe.eu

9. GARANTIE

Copyright © Mr Safe. Mr Safe® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de Mr Safe® est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle Mr Safe® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale. Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de Mr Safe® en vertu de cette garantie sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.mrsafe.eu.

F: Compartimiento de la batería

3. INSTALAR LA BATERÍA

Presione ligeramente hacia abajo la tapa de la batería y deslícela hacia abajo del dispositivo.

Inserte 1 X pila alcalina AA de acuerdo con el esquema visible.

Coloque la tapa en su lugar hasta que oiga un clic.

4. ENCENDER / APAGAR

Presione el botón de ENCENDIDO (D) para encender el dispositivo.

Escuchará un pitido y se mostrará "RDY" en la pantalla LCD (B).

Nota: el dispositivo se apagará automáticamente después de 30 segundos de inactividad

Para apagar el dispositivo, presione el botón de ENCENDIDO (D) nuevamente.

5. PROBANDO TU NIVEL DE ALCOHOL

PASO 1

Pliegue la boquilla en el lado superior izquierdo de la unidad. Agregue una boquilla adicional (opcional) si es necesario.

PASO 2



Presione el botón POWER (D) durante 2 segundos para encender el dispositivo. Escuchará un pitido y verá que el temporizador de cuenta regresiva se mostrará en la pantalla LCD (B). La pantalla mostrará "RDY" y escuchará un pitido. El dispositivo ahora está listo para usar.

PASO 3



Inicialice el sensor presionando el botón IZQUIERDO (C). En la pantalla LCD (B) se visualizará "C ---" y escuchará un pitido continuo. Ahora puede comenzar a soplar en la boquilla.

1. WICHTIGE INFORMATIONEN

DE ! Trinken und Fahren nicht mischen ! Lass nie jemand anderes trinken und Autofahren oder Maschinen bedienen. Sorgen Sie immer für einen nüchtern Fahrer Ihr zu fahren !

DE ! Warten Sie mindestens 20 Minuten, ohne zu trinken oder rauchen, bevor Sie einen Test zu erwerben. Spülen Sie Ihr Mund mit Wasser, bevor Sie einen Test zu erwerben !

DE ! Der Alkoholgehalt im Blut kann steigen bis zum 2 Stunden nach der letzten alkoholisches Getränk zu trinken. Eine kontinuierliche negatives Testergebniss kann nicht garantiert werden.

DE ! Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt bei Raumtemperatur zu lagern und zu verwenden. Vermeiden Sie es, das Gerät bei extremen Winter-oder Sommertemperaturen im Auto zu lagern!

DE ! NIEMALS Rauch, Flüssigkeiten oder Speiseresten im Gerät blasen!

DE ! Dieser Test und Ihr Testergebnis kann nicht als rechtliche Beweise im Falle einer Anfahrung mit dem Gesetz vorgelegt werden !

Die BAC Ergebnisse sind als Referenz angegeben und die Testergebnisse sollten nicht als Werkzeug verwendet werden, um festzustellen ob Sie ein Fahrzeug bedienen können. Der Hersteller, Händler und Importeur übernehmen keine Haftung für die gemessenen Terstergbenisse.

2. TEILEN & TASTEN

A: Mundstückschlitz

B: Digitales LCD-Display

C: LINKS-Taste (Wählen / Test / Navigation starten)

D: POWER-Taste (OK / Bestätigen)

E: RECHTS-Taste (Navigation)

F: Batteriefach

3. INSTALLIEREN DER BATTERIE

Drücken Sie leicht auf den Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn nach unten.

Legen Sie 1 X AA Alkaline Batterien gemäß dem Schema sichtbar.

Schieben Sie die Abdeckung zurück, bis Sie ein Klicken hören.

4. EIN / AUS

Drücken Sie die POWER-Taste (D), um das Gerät einzuschalten.

Sie hören einen Piepton und „RDY“ wird auf dem LCD-Display angezeigt (B).

Hinweis: Das Gerät wird nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch ausgeschaltet

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die POWER-Taste (D) erneut.

5. TESTEN SIE IHREN ALKOHOLGEHALT

SCHRITT 1

Klappen Sie das Mundstück an der oberen linken Seite des Geräts aus. Fügen Sie bei Bedarf ein zusätzliches Mundstück (optional) hinzu.

SCHRITT 2



Drücken Sie die POWER-Taste (D) für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Sie werden einen Signalton hören und sehen, dass der Countdown-Timer auf dem LCD-Display angezeigt wird (B). Auf dem Display erscheint "RDY" und Sie hören einen Piepton. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

SCHRITT 3



Initialisieren Sie den Sensor durch Drücken der LINKEN Taste (C). Auf dem LCD-Display (B) wird "C ---" angezeigt und Sie hören einen anhaltenden Signalton. Sie können nun in das Mundstück blasen.

PASO 4

Sigue soplando hasta que escuches 2 sonidos de “clic” para indicar que el proceso de muestreo fue exitoso.

PASO 5



Nota: Si aparece “FLO” en la pantalla, indica que su soplado fue menos de 5 segundos. Reinicie la prueba, vuelva a soplar suavemente y continuamente hasta que escuche el pitido.

PASO 6

Leer el resultado:

La lectura estará en el rango de 0.00 a 4.00 ‰ (o 0.000 a 0.400% BAC o 0.000 a 2.000 mg / l) dependiendo de cómo esté configurada la pantalla BAC.

Fondo **ROJO**: NO seguro (positivo) - Excede la palanca de alerta establecida por el usuario

Nota: Si desea realizar varias pruebas, espere al menos 1 minuto con resultados normales, 3-5 minutos con resultados altos.

6. NAVEGAR LOS ÚLTIMOS RESULTADOS DE LA PRUEBA

Cuando enciende el dispositivo, la pantalla LCD (B) iniciará una secuencia de cuenta regresiva. Presione el botón de ENCENDIDO (D) durante la cuenta para verificar cuántas pruebas ha realizado con el dispositivo. Este número le da una indicación sobre cuándo se necesita una calibración. Para restablecer el número, presione el botón IZQUIERDO (C) durante 2 segundos.

Presione el botón de ENCENDIDO (D) nuevamente para mostrar el último registro de prueba (indicado por el número "1" en la pantalla) y le seguirá el resultado correspondiente. Para navegar a través de las últimas pruebas, presione el botón IZQUIERDO (C) o el botón DERECHO (E).

SCHRITT 4

Wehe weiter, bis du 2 „Klick“ -Töne hörst, um anzuzeigen, dass der Sampling-Vorgang erfolgreich ist.

Schritt 5



Das Gerät analysiert nun die entnommene Atemprobe und berechnet die Werte. „C ---“ wird auf dem LCD-Display (B) angezeigt.

Hinweis: Wenn „FLO“ auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass Ihr Blasvorgang weniger als 5 Sekunden dauerte. Starten Sie den Test erneut, blasen Sie sanft und kontinuierlich weiter, bis Sie den Signalton hören

SCHRITT 6

Das Ergebnis lesen:

Der Messwert liegt im Bereich von 0,00 bis 4,00 ‰ (oder 0,000 bis 0,400% BAC oder 0,000 bis 2,000 mg / l), abhängig davon, wie die BAC-Anzeige eingestellt ist.

ROTE Hintergrund: NICHT sicher (positiv) - Überschreitet den vom Benutzer eingestellten Warnhebel

Hinweis: Wenn Sie mehrere Tests durchführen möchten, warten Sie mindestens 1 Minute mit normalen Ergebnissen, 3-5 Minuten mit hohen Ergebnissen.

6. NAVIGIEREN SIE DIE LETZTEN TESTERGEBNISSE

Beim Einschalten des Geräts startet das LCD-Display (B) eine Countdown-Sequenz. Drücken Sie während des Countdowns die Taste POWER (D), um zu überprüfen, wie viele Tests Sie mit dem Gerät durchgeführt haben. Diese Nummer gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wann eine Kalibrierung benötigt wird. Um die Nummer zurückzusetzen, drücken Sie die LINKE Taste (C) für 2 Sekunden.

Drücken Sie die POWER-Taste (D) erneut, um den neuesten Testbericht (angezeigt durch die Nummer „1“ auf dem Bildschirm) anzuzeigen, und es wird das entsprechende Ergebnis angezeigt. Um durch die letzten Tests zu navigieren, drücken Sie die Taste LINKS (C) oder die Taste RECHTS (E). Um den Testspeicher zu verlassen, drücken Sie die POWER-Taste (D).

7. FEHLERMELDUNGEN

Manchmal kann das Display eine Fehlermeldung anzeigen:

RPT: Unzureichendes oder ungleichmäßiges Blasen während des Tests festgestellt. Wiederholen Sie die Schritte in Kapitel 5

SNR: Sensor nicht bereit: Dies bedeutet, dass der Sensor aufgrund einer hohen Konzentration von Alkoholrückständen, die auf dem Sensor des letzten Tests verblieben sind, nicht bereit ist. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie die Schritte in Kapitel 5.

FLO: Nicht genügend Probe gesammelt wegen unzureichendem Blasen.

Wiederholen Sie die Schritte in Kapitel 5

H: HOCH: Alkoholkonzentration ist über 4,00 ‰ BAC.

Warten Sie 15-30 Minuten, bevor Sie es erneut versuchen

OUT: Dies bedeutet, dass der Test entweder in einer zu kalten oder zu heißen Temperaturumgebung durchgeführt wurde. Bitte bringen Sie das Gerät auf eine normale Raumtemperatur, warten Sie ein paar Minuten und wiederholen Sie den Test, indem Sie die Schritte in Kapitel 5 wiederholen.

LO: Batterie schwach, bitte ersetzen Sie die 1 AA Alkaline Batterien in Ihrem Gerät.

8. KUNDENDIENST

Anfragen nach zusätzlichen Informationen sowie technische Fragen und Rückgabewünsche im Zusammenhang mit diesem Produkt richten Sie bitte an: support@mrsafe.eu.

9. GARANTIE

Copyright © Mr Safe. Mr Safe® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Das Markenzeichen Mr Safe® steht für hervorragende Produktqualität und einen überdurchschnittlichen Kundendienst. Deshalb gewährt Mr Safe® eine Produktgarantie auf alle Material- und Produktionsfehler für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Datum des Kaufbelegs. Die Garantiebedingungen und der Haftungsumfang von Mr Safe® im Rahmen dieser Garantie können von unserer Internetseite heruntergeladen werden: www.mrsafe.eu.

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES

ES ! Si bebes no conduzcas ! Además, nunca permita nadie más de conducir u operar maquinaria cuando bebe. Utilice siempre un conductor designado para conducir de manera segura!

ES ! ESPERE al menos 20 minutos, sin beber ni fumar, antes de la prueba Enjuague su boca con agua antes de probar!

ES ! El nivel de alcohol en la sangre puede seguir aumentando hasta 2 horas después de beber su última bebida alcohólica. ¡No se puede garantizar un resultado de prueba negativo continuo!

ES ! Le recomendamos que almacene y use este producto a temperatura ambiente. Evite almacenar el dispositivo dentro del automóvil bajo temperaturas extremas de invierno o verano !

ES ! ¡NO sople humo, líquidos o residuos de alimentos en el dispositivo!

ES ! ¡Esta prueba y el resultado de su prueba no pueden considerarse pruebas jurídicas en el caso de encuentros con la ley!

Los resultados de BAC son solo de referencia y los resultados de la prueba no se pueden utilizar como una herramienta para determinar si debe operar un vehículo o no. El fabricante, distribuidor e importador se exime de cualquier responsabilidad legal por el resultado de la prueba medida.

2. PARTES Y BOTONES

A: Ranura de la boquilla

B: Pantalla LCD digital

C: Botón IZQUIERDO (Seleccionar / Comenzar prueba / Navegación)

D: Botón de ENCENDIDO (OK / Confirmar)

E: Botón DERECHA (Navegación)