





DE Lieferumfang und Bezeichnung der Teile (#1)
A. 1 x WUSH Ohrenreinger B. 6 x Spülspitzen (3 weiße und 3 schwarze) C. 1 x Auffangschale 1 x USB-C-Kabel
EN Scope of delivery and description of the parts (#1)
A. 1 x WUSH ear cleaner B. 6 x Rinse tips (3 black, 3 white) C. 1 x Drip tray 1 x USB-C cable
FR Contenu de la livraison et désignation des pièces (#1)
A. 1 x nettoiyant auriculaire WUSH B. 6 x pointes de pulvérisation (3 blanches et 3 noires) C. 1 x bac récepteur 1 x câble USB-C
IT Fornitura e descrizione dei componenti (#1)
A. 1 x Ear Cleaner per pulizia orecchie WUSH B. 6 punte per l'irrigazione (3 bianche e 3 nera) C. 1 x Vaschetta 1 x Cavo USB-C
NL Leveringsomvang en beschrijving van de onderdelen (#1)
A. 1 x WUSH-oorreinger B. 6 x spoeluitenden (3 witte en 3 zwarte) C. 1 x opvangbakje 1 x USB-C-kabel



WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie bereits an einer Ohrenerkrankung leiden.
- NICHT VERWENDEN**, wenn Sie Paukentröhrchen (Tympanostomie-Röhrchen) haben, am Ohr operiert wurden, wenn Sie eine Trommelfellperforation vermuten bzw. haben oder wenn Sie eine Ohrinfektion haben. Bitte konsultieren Sie Ihren HNO-Arzt.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Ohrschmalz **nur** warmes Wasser (Körpertemperatur). Verwenden Sie kein kaltes oder heißes Wasser, da dies zu Schwindelgefühlen führen kann.
- Die Verwendung von Kochsalzlösung oder sterilem Wasser ist nicht erforderlich.
- Brachen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Reizungen, Blutungen oder andere Verletzungen des Gehörgangs auftreten.
- Während der Benutzung kann es zu lauten Geräuschen und Druck kommen. Dies ist zu erwarten und normal. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der Anwendung Schmerzen verspüren, hören Sie bitte sofort auf und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wasserfestes IPX 5 - kann unter der Dusche verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden
- Stets unzugänglich für Kinder aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit oder in Nähe dieses Geräts spielen. Das ist kein Kinderspielzeug. Wenn das Produkt beschädigt wird, werfen Sie es bitte sofort weg.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Einsetzen und Auswechseln der Spülspitze (#2)
Setzen Sie die Spülspitze auf den Spülspitzen-Anschluss. Halten Sie die Spitze fest und drehen Sie den Anschluss im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.

Aufladen des Gerätes (#3-4)

- Laden Sie das Gerät über den USB-C-Anschluss und das mitgelieferte Ladekabel auf.
- Während des Ladevorgangs leuchtet jede LED auf und zeigt den prozentualen Ladezustand der einzelnen LEDs an.
- Wenn alle LEDs leuchten, ist das Gerät vollständig aufgeladen.
- Bei niedrigem Batteriestand, leuchten alle 3 LEDs gleichzeitig und blinken. Sie zeigen an, dass die Batterie schwach ist und das Gerät aufgeladen werden muss.

Druckeinstellungen & Ohren-Reinigung (#4)
Es gibt 3 verschiedene Druckeinstellungen zur Reinigung.
Niedrig - Druckstufe 1
Mittel - Druckstufe 2
Hoch - Druckstufe 3

Unsere dreifache Sprühspitze leitet das Wasser an die Seiten des Gehörgangs, um das Ohrschmalz sanft zu entfernen. Beginnen Sie mit der Ohrspülung auf Druckstufe 1. Sobald sich daran gewöhnt haben, können Sie zu Stufe 2 übergehen usw. Für die allgemeine Ohreinigung ist Druckstufe 1 ausreichend und kann 2 Mal pro Woche in der Dusche oder über dem Waschbecken verwendet werden. In den meisten Fällen genügen 10-15 Sekunden, um die Verschmutzungen zu entfernen. Um überschüssiges Wasser aus dem Gehörgang zu entfernen, neigen Sie den Kopf in Richtung Schulter, damit das restliche Wasser abfließen kann. Ziehen Sie vorsichtig an Ihrem Ohrfläppchen, um den Gehörgang zu begradigen, damit das Wasser abfließen kann. Trocknen Sie Ihr Ohr mit einem weichen Handtuch ab.

Entfernen & Reinigen des Wasserbehälters (#5)

- Ziehen Sie den Behälter von der Hauptinheit ab.
- Nehmen Sie den Behälter heraus und waschen Sie ihn innen und außen mit mildem Spülmittel und warmem Wasser.
- Trocknen Sie den Behälter außen mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie ihn innen an der Luft trocknen.

Anwendung (#6-9)
1. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, spülen Sie es ab und lassen Sie den Wassertank an der Luft trocknen.
2. Laden Sie das Gerät über USB-C-Kabel auf.
3. Befüllen Sie den Wasserbehälter. **NUR WARMES WASSER VERWENDEN!!!** Öffnen Sie die Schnellzugangsklappe und füllen Sie warmes Wasser ein (Körpertemperatur).
4. Heben Sie den Arm.
5. Stellen Sie den Druck ein (bei der ersten Verwendung wird empfohlen, mit einer niedrigen Einstellung zu beginnen).
6. Führen Sie die Spülspitze behutsam in den Gehörgang ein.
7. Drücken Sie die Ein-/Aussschalttaste, um die Wasserpumpe zu starten. Wenn Sie Ihr rechtes Ohr spülen, neigen Sie Ihren Kopf nach rechts, damit Wasser und Ohrensekret herausfließen. Wenn Sie Ihr linkes Ohr spülen, neigen Sie Ihren Kopf nach links, damit Wasser und Ohrensekret herausfließen.
8. In der Dusche verwenden oder die mitgelieferte Auffangschale unter das Ohr halten, um das ablaufende Wasser aufzufangen. (Bei Verwendung in der Dusche ist keine Schale erforderlich).
9. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus und leeren Sie das restliche Wasser im Wasserbehälter.

Technische Daten:
Input: 5V== 1A
Battery: 3,7V== 2000mAh 7,4Wh

WARNING AND SAFETY NOTICES

Please read all instructions before use. Only ever use this product as directed in this guide or as recommended by your healthcare practitioner.

- Consult your doctor before use if you have a pre-existing ear condition.
- DO NOT USE if you have tympanic tubes, have had ear surgery, have or suspect you may have a perforated eardrum, or have an ear infection. Please consult your ENT doctor.
- Only ever use warm water (body temperature) to remove earwax. Do not use cold or hot water, as this may cause dizziness.
- It is not necessary that you use saline or sterile water.
- If irritation, bleeding, or other damage to the ear canal occurs, they you must discontinue use immediately.
- Amplified noise and pressure may occur during use. This is to be expected and completely normal. If you experience pain at any time during use, please cease use immediately and seek medical advice.
- Waterproof IPX 5 - can be used in the shower.
- This device must not be used by children.
- Always keep out of the reach of children. Do not allow children to play with or close to the device. This is not a toy. If the product becomes damaged, please throw it away immediately.
- This device may only be used by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience and/or knowledge if they have been supervised or instructed in the safe use of the device and can understand the hazards arising therefrom. Children must never be allowed to play with the device.

Inserting and replacing the rinse tip (#2)
Place the rinse tip on the rinse tip connector. Hold the tip and turn the connector clockwise to fix it in place.

Charging the device (#3-4)
1. Charge the device using the USB-C port and the included charging cable.
2. During the charging process, each LED will light up and show the percentage charge status of each LED.
3. When all LEDs are lit up, the device is fully charged.
4. When the battery level is low, all 3 LEDs light up and flash at the same time. This indicates that the battery is low and the device needs to be charged.

Pressure settings & ear cleaning (#4)
There are 3 different pressure settings for cleaning.
Low - pressure level 1
Medium - pressure level 2
High - pressure level 3

Our 3-way spray tip directs water to the sides of the ear canal to gently remove earwax. Begin rinsing at pressure level 1. Once you get used to it, you can move on to level 2, and so on. For general ear cleaning, pressure level 1 is sufficient and can be used in the shower or over a sink twice a week. In most cases 10-15 seconds will be enough to remove the dirt. To remove excess water from the ear canal, tilt your head in the direction of your shoulder to allow excess water to drain. Gently pull on your earlobe to straighten the ear canal, and allow water to drain. Dry your ear with a soft towel.

Removing and cleaning the water container (#5)
1. Detach the container from the main unit.
2. Remove the container and wash it inside and out with mild detergent and warm water.
3. Dry the outside of the container with a dry cloth, and allow the inside to air dry.

Use (#6-9)
1. Before using the device for the first time, rinse and allow the water container to air dry.
2. Charge the device via the USB-C cable.
3. Fill the water container. **ONLY EVER USE WARM WATER!!!** Open the quick access cap and fill with warm water (body temperature).
4. Raise the arm.
5. Set the pressure (it is recommended to start with a low setting for first use).
6. Gently insert the rinse tip into the ear canal.
7. Press the on/off button to start the water pump. When rinsing your right ear, tilt your head to the right to drain water and ear fluid. When rinsing your left ear, tilt your head to the left to drain water and ear fluid.
8. Either use in the shower or place the included drip tray under your ear e to catch the run-off. (No tray is required when using in the shower).
9. When finished, turn off the device and empty the remaining water from the water container.

Technical data:
Input: 5V == 1A
Battery: 3,7V == 2000mAh 7,4Wh

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuiliez lire toutes les instructions avant utilisation. Utilisez ce produit uniquement de la manière indiquée dans le présent manuel ou comme cela vous a été recommandé par votre médecin.

- Avant utilisation, consultez votre médecin si vous souffrez déjà d'une affection des oreilles.
- NE PAS UTILISER** si vous avez des tubes tympaniques (tube de tympanostomie), avez été opéré de l'oreille, si vous suspectez ou avez une perforation du tympan ou si vous avez une infection de l'oreille. veuillez consulter votre médecin ORL.
- Utilisez pour l'élimination du cérumen uniquement de l'eau tiède (à température du corps). N'utilisez pas d'eau froide ou chaude car cela peut provoquer des sensations de vertige.
- L'utilisation d'une solution saline ou d'eau stérile n'est pas nécessaire.
- Cessez immédiatement toute utilisation si des irritations, des saignements ou d'autres blessures du conduit auriculaire apparaissent.
- Des bruits forts et de la pression peuvent survenir pendant l'utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal auquel on peut s'attendre. Si à un quelconque moment vous devez ressentir des douleurs pendant l'utilisation, cessez immédiatement celle-ci et consultez un médecin.
- IPX 5 étanche à l'eau – peut être utilisé sous la douche.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants
- Conservez-le en permanence hors de portée des enfants. Ne laissez jamais des enfants jouer avec l'appareil ou à proximité de celui-ci. Ce n'est pas un jouet. Mettez immédiatement le produit en rebut s'il est endommagé.
- Ces appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités sensorielles, mentales ou physiques réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si lesdites personnes sont sous la supervision ou ont été instruites à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et si elles comprennent les dangers qui en émanent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Insérer ou remplacer la pointe de pulvérisation (#2)
Insérez la pointe de pulvérisation sur le raccord de pointe de pulvérisation. Maintenez la pointe fermement et tourner le raccord dans le sens horaire pour le fixer.

Charge de l'appareil (#3-4)
1. Chargez l'appareil via le port USB et au moyen du câble de charge fourni.
2. Pendant la procédure de charge, chaque LED est allumée et indique l'état de charge en pourcentage des LED individuelles.
3. Lorsque toutes les LED sont allumées, l'appareil est totalement chargé.
4. Lorsque la batterie est faible, les 3 LED sont allumées simultanément et clignotent. Elles indiquent que la batterie est faible et que l'appareil doit être chargé.

Réglages de la pression & nettoyage ds oreilles (#4)
Il existe 3 réglages différents de la pression pour le nettoyage.
Faible - Niveau de pression 1
Moyen - Niveau de pression 2
Haut - Niveau de pression 3

Notre pointe de pulvérisation triple dirige l'eau sur les côtés du conduit auriculaire pour éliminer délicatement le cérumen. Commencez le lavage de l'oreille au niveau 1. Dès que vous vous y êtes habitué, vous pouvez passer au niveau 2 etc. Pour le nettoyage général de l'oreille, le niveau de pression 1 est suffisant et peut être appliqué 2 fois par semaine dans la douche ou au-dessus du lavabo. Dans la plupart des cas, 10 à 15 secondes suffisent pour éliminer les encrassements. Pour éliminer l'eau en excès du conduit auriculaire, inclinez la tête en direction de l'oreille pour que l'eau restante puisse s'écouler. Tirez avec précaution sur le lobe de votre oreille pour redresser le conduit auditif afin que l'eau puisse s'écouler. Séchez votre oreille avec une serviette douce.

Élimination & nettoyage du réservoir d'eau (#5)
1. Enlever le réservoir de l'unité principale.
2. Ôtez le réservoir et lavez-le à l'intérieur et à l'extérieur avec un produit vaisselle doux et de l'eau tiède.
3. Essuyer l'extérieur du réservoir avec un chiffon sec ou laisser l'intérieur sécher à l'air.

Utilisation (#6-9)
1. Avant la première utilisation de l'appareil, rincez-le et laissez le réservoir d'eau sécher à l'air.
2. Chargez l'appareil au moyen du câble USB-C.
3. Remplissez le réservoir d'eau. **UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'EAU TIÈDE!!!** Ouvrez la trappe d'accès rapide et remplissez d'eau tiède (température corporelle).
4. Soulevez le bras.
5. Réglez la pression (lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par le réglage le plus faible).
6. Introduisez avec précaution la pointe de pulvérisation dans le conduit auditif.
7. Appuyez sur la touche marche/arrêt afin de démarrer la pompe à eau. Lorsque vous nettoyez l'oreille droite, inclinez la tête vers la droite afin que l'eau et les sécrétions auriculaires s'écoulent. Lorsque vous nettoyez l'oreille gauche, inclinez la tête vers la gauche afin que l'eau et les sécrétions auriculaires s'écoulent.
8. Utilisez dans la douche ou maintenir le bac collecteur fourni sous l'oreille pour récupérer l'eau qui s'écoule. (Le bac n'est pas nécessaire en cas d'utilisation dans la douche).
9. Lorsque vous avez terminé, désactivez l'appareil et videz l'eau restante dans le réservoir d'eau.


Caractéristiques techniques:
Entrée: 5V== 1A
Batterie: 3,7V== 2000mAh 7,4Wh

IT

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo. Utilizzare il prodotto solo come indicato nelle presenti istruzioni o come raccomandato dal medico.

- Consultare il medico prima dell'uso se si soffre già di problemi all'orecchio.
- NON USARE** in presenza di tubicini di ventilazione (tubicini timpanostomici), di interventi chirurgici all'orecchio, in caso di sospetta o accertata perforazione del timpano o di infezione all'orecchio. Consultare il proprio otorino.
- Per rimuovere il cerume, utilizzare solo acqua calda (temperatura corporea). Non utilizzare acqua fredda o calda perché potrebbe causare vertigini.
- Non è necessario l'uso di soluzione fisiologica o di acqua sterile.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di irritazione, sanguinamento o altre lesioni del condotto uditivo.
- Durante l'uso possono verificarsi forti rumori e pressioni. Si tratta di un fenomeno prevedibile e normale. Se si avverte dolore in qualsiasi momento durante l'uso, interrompere immediatamente e consultare un medico.
- IPX 5 impermeabile - può essere utilizzato sotto la doccia.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini
- Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo apparecchio. Non è un giocattolo per bambini. Se il prodotto è danneggiato, gettarlo immediatamente.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o/o conoscenza, a condizione che siano supervisionati o che siano istruiti sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e che abbiano compreso i rischi connessi. I bambini non sono autorizzati a giocare con il presente apparecchio.



Hergestellt in China | Made in China | Fabriqué en Chine | Fabricato in Cina | Made in China | Szármaszék hely: Kína | Vyrobeno v Číně | Vyrobene v Čine | Tara de provenienta: China

CE: Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien. **EN**: This product complies with the European directives. **FR**: Ce produit satisfait aux normes européennes. **IT**: Questo prodotto è conforme alle normative europee. **NL**: Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen. **HU**: Ez a termék megfelel az európai irányelveknek. **CZ**: Tento výrobek odpovídá evropským normám a směrnicím. **SK**: Tento výrobok zodpovedá európskym právnym normám. **RO**: Acest produs corespunde directivelor europene.

DE: Haftungsgarantie gegen die Firma MediaShop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens MediaShop kein nachweislich vorzuleichter oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. **EN**: Liability claims against the company MediaShop, which relate to damage (except in the case of injury to life, body or health of a person, so-called personal injuries), material or immaterial in nature, caused by the use or non-use of the information provided or through the use of incorrect and incomplete information provided by third parties is fundamentally excluded, unless it can be proven that MediaShop acted with willful intent or gross negligence. **FR**: Les prétentions en responsabilité à l'encontre de l'entreprise MediaShop concernant des dommages (sauf en cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé d'une personne, dits dommages corporels), de nature matérielle ou idéelle résultant de l'utilisation ou de la non-utilisation des informations fournies, respectivement d'une utilisation d'informations incorrectes et incomplètes de la part de tiers, sont en principe exclus, à moins que l'on ne puisse apporter la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part de MediaShop. **IT**: Le pretese di responsabilità nei confronti della società MediaShop, che si riferiscono a danni (salvo il caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute di una persona, c.d. lesioni personali), di natura materiale o immateriale, causati dall'uso o non uso dell'utilizzo di informazioni errate e incomplete da parte di terzi è fondamentalmente escluso, a meno che non possa essere dimostrato che MediaShop ha agito con dolo o colpa grave. **NL**: Aansprakelijheidsclaims tegen het bedrijf MediaShop, die betrekking hebben op schade (behalve in het geval van dodetijl, lichamelijk of geestelidheidsletsel van een persoon, zogenaamd persoonlijk letsel), van materieel of immaterieel aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie door derden is principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat MediaShop met opzet of grove schuld heeft gehandeld. **HU**: A MediaShop cég ellen anyagi vagy szellemi természetű, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy fel nem használása nyomán, ill. harmadik fél részéről nem megfélemlés és nem teljes információk miatt keletkező károokra vonatkozó felelősségi kéréseit érvényesítése (az emberi élet, test vagy egészséggel sérülésének esetét kivéve) alapvetően kizárt, amennyiben a MediaShop részéről nem áll fenn bizonyítottan szándékos vagy durva gondatlanságból eredő vétség. **CZ**: Nároky na ručení vůči firmě MediaShop vztahující se na škody (s výjimkou v případě úsmrcení, zranění nebo poškození zdraví osob, takzvaných osobních zranění), materiální nebo nemateriální povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných a neúplných informací ze strany třetích subjektů, jsou zásadně vyloučeny, pokud ne strany firmy MediaShop nedokážou prokázat úmyslnou zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti. **SK**: Nároky na zodpovednosť voči spoločnosti MediaShop, ktoré sa týkajú škody (okrem prípadu poranenia života, tela alebo ujmy na zdraví osoby, takzvaných osobných škôd), materiálnej alebo nemateriálnej povahy, spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých alebo Použitím nesprávnych a neúplných informácií tretimi stranami sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa nedá dokázať, že spoločnosť MediaShop konala úmyselne alebo z hrubej neobalivosti. **RO**: Reclamațiile de răspundere față de societatea MediaShop, care se referă la daune (cu excepția cazurilor de vătămare a vieții, integrității corporeale sau sănătății unei persoane, așa numitele vătămări ale persoanei), materiale sau de tip ideal, care au fost cauzate de folosirea sau nefolosirea informațiilor prezentate respectiv prin folosirea informațiilor defectuoase și incomplete din partea terților, sunt excluse din principiu, în măsura în care din partea MediaShop nu este prezentată o vină nedovedită sau vină din neglijență.



CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Paradiseo: Piazza NO.1743 | Kravynjoglistambel | info@mediashop-group.com
Fergalmanz: Tehnmarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary
DE | AT | CH | GB: 0800 376 36 06 - kostenlose Servicehotline
HU: +36 96 961 000 | CZ: +420 234 241 900 | SK: +421 220 990 800 | RO: +40 318 114 000 |
RW: +43 1 267 49 47 | office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

