


SILVERGEAR

MASSAGE GUN PRO
RELAX AND RECOVER



EN • Manual NL • Handleiding
FR • Manuel d'utilisation DE • Handbuch

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

105.00 mm

160.00 mm

160.00 mm

160.00 mm

160.00 mm

160.00 mm

160.00 mm

160.00 mm

160.00 mm

160.00 mm

EN
Thank you for purchasing our Silvergear Massage Gun Pro. This manual will provide instructions for effective and safe use of the product. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference.
If you ever pass the product on to others, this manual should be included.

1. Package content
-Massage gun
-4 Massage heads
-Charging cable
-Manual

2. Technical data
Input: 5V 1A – 2A
Battery: Li-ion, 3.7V 2400 mAh
Rated Voltage: 100-240V, 50-60Hz
Charging time: approx. 2-3 hours
Operating time: approx. 3 hours
Dimensions: approx. 18 x 7 x 23 cm
Weight : approx. 907 g

3. Description of parts
1.LED display
2.Power button
3.Charging port
4.Massage head

Massage heads
A.Ball head for large muscle groups
B.Bullet head for body joints
C.Flat head for all body parts
D.U head for the vertebrae

4. Safety instructions
•For intended use only, as described in this manual.
•Do not let moisture come into contact with any electrical parts.
•Never touch the device or its plug with wet hands.
•Before use, inspect the device and its parts. Do not use in case of damage.
•Before use, consult your specialist in case of a medical condition or treatment.
•Only use on soft tissues of the body and directly on clean, dry skin. Do not use through clothes.
•If you experience any discomfort or pain, stop use immediately and contact your specialist.
•Not suitable for diabetics or people with poor blood circulation.
•Do not use on sensitive, irritated or damaged skin.
•Some bruising may occur regardless of control setting or applied pressure. Frequently check the treated area during use.
•Always unplug before installing, removing or adjusting any of the accessories and for long-term storage.

5. Operation
Charging
1.Before first use, fully charge the battery. This will take about 2-3 hours.

6. Maintenance
If necessary, clean the device with a slightly damp towel and wipe it dry with a soft cloth. Store it in the supplied storage case and keep it a dry, cool place, away from direct sunlight.

7. Disposal
Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations.

8. Environmental Protection
This product is subject to the provisions of the European Directive 2012/19/EU. The crossed out wheeled bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose responsibly at an approved waste or recycling facility.

9. CE Marking
The CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. The CE marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.

10. Recycling
Recycling helps to reduce the consumption of resources and reduce the environmental impact. If you wish to discard the packaging, comply to the environmental legislation in your country.

NL
2.Plug the provided USB charging cable into the massage gun and connect it to an adapter (not provided).
3.The LED display flashes during charging and shows 100% when the massage gun is fully charged.

1. Pakketinhoud
-Massage gun
-4 Massagekoppen
-Oplaaadkabel
-Handleiding

2. Technische gegevens
Input: 5V 1A – 2A
Batterij: Li-ion, 3.7V 2400 mAh
Nominiaal vermogen: 100-240V, 50-60Hz
Opladduur: ongeveer 2-3 uur
Gebruikstijd: ongeveer 3 uur
Afmetingen: ongeveer 18 x 7 x 23 cm
Gewicht: ongeveer 907 g

3. Beschrijving van de onderdelen
1.LED-display
2.Aan-uitknop
3.Oplaaadpoort
4.Massagekop

Massagekoppen
A.Ronde kop voor de grote spiergroepen
B.Platte kop voor alle lichaamsdelen
C.Kogelkop voor de gewrichten
D.U-kop voor de ruggenwervels

4. Veiligheidsinstructies
•Alleen gebruiken waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
•Laat vocht niet in aanraking komen met elektrische onderdelen.
•Raak het apparaat of de stekker nooit aan met natte handen.
•Controleer voor gebruik het apparaat en de onderdelen. Bij schade niet gebruiken.
•Raadpleeg voor gebruik je specialist in geval van een medische aandoening of behandeling.
•Nietsluitend gebruiken op zacht weefsel van het lichaam en direct op je enig ongemak of huid. Niet door kleding heen gebruiken.
•Stop het gebruik onmiddellijk en neem contact op met je specialist als je enig ongemak of pijn ervaart.
•Niet geschikt voor diabetici of mensen met een slechte bloedcirculatie.
•Niet gebruiken op gevoelige, geïrriteerde of beschadigde huid.
•Er kan zich enige kneuzing voordoen ondanks de instelling of de toegepaste druk.
•Controleer het behandelde gebied regelmatig tijdens gebruik.
•Haal altijd de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan installatie, of het installeren of verwijderen of aanpassen van de accessoires en voor langdurige opslag.

5. Werking
Opladen
1.De batterij voor het eerste gebruik volledig opladen. Dit duurt ongeveer 2-3 uur.

6. Onderhoud
Indien nodig, reinig het apparaat met een vochtige doek en wrijf droog met een zachte doek. Bewaar het massagepistool op een droge, koele plek uit het directe zonlicht.

7. Verwijdering
Gooi het artikel en de verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften.

8. Milieubescherming
Dit product is onderhevig aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsorteringsproces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf.

9. CE-markering
De CE-markering is een certificatenmerk dat aangeeft dat producten die binnen de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de geldende EG-richtlijnen.

10. Recyclage
Recycling helpt om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en de gevolgen voor het milieu te beperken. Als je de verpakking wilt weggoien, voldoe dan aan de milieuwetgeving in je land.

FR
2.Branchez le câble de charge USB fourni au pistolet de massage et connectez-le à un adaptateur (non fourni).
3.L'affichage LED clignote pendant la charge et indique 100 % lorsque le pistolet de massage est complètement chargé.

1. Contenu de l'emballage
-Pistolet de massage
-4 Têtes de massage
-Câble de charge
-Manuel d'utilisation

2. Caractéristiques techniques
Entrée: 5V 1A – 2A
Batterie: Li-ion, 3.7V 2400 mAh
Tension nominale: 100-240V, 50-60Hz
Temps de charge: environ 2-3 heures
Autonomie de la batterie: environ 3 heures
Dimensions: environ 18 x 7 x 23 cm
Poids: environ 907 g

3. Description des différentes parties
1.Écran LED
2.Bouton d'alimentation
3.Port de charge
4.Tête de massage

Têtes de massage
A.Tête sphérique pour les grands groupes musculaires
B.Tête plate pour toutes les parties du corps
C.Tête de balle pour les articulations du corps
D.Tête en U pour les vertèbres

4. Consignes de sécurité
• Pour un usage prévu uniquement, tel que décrit dans ce guide.
• Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les pièces électriques.
• Ne touchez jamais l'appareil ou sa fiche avec des mains mouillées.
• Avant toute utilisation, inspectez l'appareil et ses pièces. Ne pas utiliser en cas de dommages.
• Avant toute utilisation, consultez un spécialiste en cas problème médical ou de traitement.
• Utilisez uniquement sur les tissus mous du corps et directement sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser à travers les vêtements.
• Arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un spécialiste si vous ressentez une gêne ou une douleur.
• Ne convient pas aux diabétiques ou aux personnes ayant une mauvaise circulation sanguine.
• Ne pas utiliser sur une peau sensible, irritée ou blessée.
• Certaines ecchymoses peuvent apparaître, indépendamment du réglage de la commande ou de la pression appliquée. Vérifiez fréquemment la zone traitée pendant l'utilisation.
• Débranchez toujours l'appareil avant d'installer, de retirer ou de régler l'un des accessoires et pour un stockage à long terme.

5. Fonctionnement
Chargement
1. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Cela prendra environ 2 à 3 heures.

6. Maintenance
Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec une serviette légèrement humide et essuyez-le avec un chiffon doux. Rangez le pistolet de massage dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

7. Élimination
Débarassez-vous l'article et les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.

8. Sécurité
Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers usuels. Les équipements électroniques et électriques non compris dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans des centres approuvés de traitement ou de recyclage des déchets.

9. CE
Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement des produits vendus dans l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.

10. Recyclage
Le recyclage permet de réduire la consommation de ressources et l'impact sur l'environnement. Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, respectez la législation environnementale en vigueur dans votre pays.

DE
Vielen Dank für den Kauf unserer Silvergear Massagepistole Pro. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für den effektiven und sicheren Gebrauch des Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt an andere weitergeben, sollten Sie diese Bedienungsanleitung beifügen.

1. Verpackungsinhalt
-Massagepistole
-4 Massageköpfe
-Ladekabel
-Bedienungsanleitung

2. Technische Daten
Eingang: 5 V 1 A – 2 A
Batterie: Li-Ion, 3,7 V 2400 mAh
Nennspannung: 100-240 V, 50-60 Hz
Ladedauer: ca. 2-3 Stunden
Betriebsdauer: ca. 3 Stunden
Abmessungen: ca. 18 x 7 x 23 cm
Gewicht: ca. 907 g

3. Beschreibung der Komponenten
1.LED-Display
2.Ein/Aus-Taste
3.Ladeanschluss
4.Massagekopf

Massageköpfe
A.Runder Kopf für große Muskelgruppen
B.Flacher Kopf für alle Körperteile
C.Kugelkopf für Körpergelenke
D.U-Kopf für die Wirbelsäule

4. Sicherheitshinweise
• Nur zur vorgesehenen Verwendung, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
• Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit den elektrischen Teilen in Berührung kommt.
• Berühren Sie das Gerät oder den Stecker niemals mit nassen Händen.
• Überprüfen Sie das Gerät und seine Teile vor der Benutzung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
• Wenden Sie sich vor der Anwendung an einen Arzt, wenn Sie eine Erkrankung haben oder eine Behandlung erhalten.
• Verwenden Sie das Gerät nur auf weichem Körpergewebe und direkt auf sauberer, trockener Haut. Nicht über der Kleidung anwenden.
• Bei Beschwerden oder Schmerzen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
• Nicht geeignet für Diabetiker oder Menschen mit schlechter Durchblutung.
• Nicht auf empfindlicher, gereizter oder geschädigter Haut anwenden.
• Unabhängig von der Einstellung des Geräts und dem ausgeübten Druck kann es zu Blutergüssen kommen. Kontrollieren Sie die behandelte Stelle während der Anwendung.
• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile anbringen, abnehmen oder einstellen, ebenso bei längerer Lagerung.

5. CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung ist eine Zertifizierungskennzeichnung, die die Konformität von Produkten, die in der Europäischen Union verkauft werden, mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen anzeigt. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.

6. Recycling
Recycling dient der Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der Umweltbelastung. Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

7. Art und Batch
Art no.: 2114 Batch Nr.:22626

8. Hersteller
KARSTEN
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@silvergear.eu
Made in China

9. Artikelnummer
Art no.: 2114

10. Chargement
1. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Cela prendra environ 2 à 3 heures.