


EN **MILEX** a CooperSurgical Brand

LEVER Folding Pessaries

For stress uterine incontinence **R_xOnly**

AVAILABLE MODELS	
HODGE REF MXPEH <small>(Pessary Only)</small> MXKPEH <small>(Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	HODGE WITH SUPPORT REF MXPHS <small>(Pessary Only)</small> MXKPHS <small>(Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
HODGE WITH KNOB REF MXPEHK <small>(Pessary Only)</small> MXKPEHK <small>(Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	HODGE WITH SUPPORT AND KNOB REF MXPHSK <small>(Pessary Only)</small> MXKPHSK <small>(Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
SMITH REF MXPES <small>(Pessary Only)</small> MXKPRI <small>(Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	RISSER REF MXPKS <small>(Pessary Only)</small> MXKPRI <small>(Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
 Single-Patient Use CE 0086	
Wash pessary with mild soap and thoroughly rinse prior to initial use.	

DESCRIPTION

The Milex® LEVER Pessaries are a medical device made from silicone that is inserted into the vagina to function as a supportive structure of the uterus, bladder and/or rectum.

CooperSurgical

ES **MILEX** a CooperSurgical Brand

Pesarios plegables de PALANCA

Para la incontinencia urinaria de esfuerzo **R_xOnly**

MODELOS DISPONIBLES	
HODGE REF MXPEH <small>(solo pesario)</small> MXKPEH <small>(pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	HODGE CON SOPORTE REF MXPHS <small>(solo pesario)</small> MXKPHS <small>(pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
HODGE CON BOTÓN REF MXPEHK <small>(solo pesario)</small> MXKPEHK <small>(pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	HODGE CON SOPORTE Y CON BOTÓN REF MXPHSK <small>(solo pesario)</small> MXKPHSK <small>(pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
SMITH REF MXPES <small>(solo pesario)</small> MXKPRI <small>(pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	RISSER REF MXPKS <small>(solo pesario)</small> MXKPRI <small>(pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
 Uso con una sola paciente CE 0086	
Lave el pesario con un jabón suave y enjuáguelo bien antes de utilizarlo por primera vez.	

DESCRIPCION

Los pesarios de PALANCA de Milex® son un producto sanitario fabricado en silicona que se inserta en la vagina como sostén para el útero, la vejiga o el recto.

CooperSurgical

NL **MILEX** a CooperSurgical Brand

Opvouwbare LEVER-pessaria

Voor stress-incontinentie **R_xOnly**

BESCHIKBARE MODELLEN	
HODGE REF MXPEH <small>(Alleen pessarium)</small> MXKPEH <small>(Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	HODGE MET STEUN REF MXPHS <small>(Alleen pessarium)</small> MXKPHS <small>(Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
HODGE MET KNOB REF MXPEHK <small>(Alleen pessarium)</small> MXKPEHK <small>(Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	HODGE MET STEUN EN KNOB REF MXPHSK <small>(Alleen pessarium)</small> MXKPHSK <small>(Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
SMITH REF MXPES <small>(Alleen pessarium)</small> MXKPRI <small>(Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>	RISSER REF MXPKS <small>(Alleen pessarium)</small> MXKPRI <small>(Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jectör)</small>
 Gebruik voor één patiënt CE 0086	
Was het pessarium met milde zeep en spoel grondig voor het eerste gebruik.	

BESCHRJVING

De Milex® LEVER-pessaria zijn een medisch hulpmiddel van siliconen dat in de vagina wordt ingebracht om te fungeren als steun voor de baarmoeder, blaas en/of rectum.

CooperSurgical

WARNINGS

- These pessaries contain a wire coil which must be removed before X-ray or MRI.
- Do not leave pessaries in place for long periods of time, as serious complications can occur which may require surgical intervention.
- Do not use these pessaries on a patient with a known silicone allergy.
- Chemicals in various vaginal preparations can interact with the pessary material, resulting in discoloration or deterioration of the pessary. TRIMO-SAN™ does not interact with the pessary material. Use only TRIMO-SAN. Other materials have not been tested for compatibility.

INDICATIONS FOR USE

- Stress urinary incontinence¹
- For uterine repositionment with accompanying symptoms of backache and/or dysmenorrhea². The use of a HODGE pessary is sometimes recommended to manage an incompetent cervix².

OTHER INDICATIONS FOR USE³

- To hasten postpartum involution, infertility, prolapse ovary
- Incompetent cervix

CONTRAINDICATIONS

- The presence of pelvic infections and/or lacerations
- A noncompliant patient
- Endometriosis
- Pregnant patient

CooperSurgical

¹ Miller D.S.: Contemporary use of the Pessary. Gynecology & Obstetrics, JJ Sciarra & Wm Droegemueller, JB Lippincott Co, Vol 1, 1992 pp 8-9

² Reich, W.J., Nechtow, M.J. Practical Gynecology 2nd Edition, pp 345-355

³ Oster, S. Javert, K.T., Treatment of incompetent cervix with the SMITH Pessary. Obstet and Gynec. 28: 206-208.

CooperSurgical

ADVERTENCIAS

- Estos pesarios contienen una bobina metálica que debe retirarse antes de realizar una radiografía o una resonancia magnética.
- No deje los pesarios colocados durante un período de tiempo prolongado, pues existe riesgo de complicaciones graves que pueden necessitar una intervención quirúrgica.
- No utilice estos pesarios con pacientes que presenten una alergia conocida a la silicona.
- Las sustancias químicas contenidas en diferentes preparados vaginales pueden interactuar con el material del pesario y provocar una decoloración o un deterioro de este último. TRIMO-SAN™ no interactúa con el material del pesario. Utilice exclusivamente TRIMO-SAN. No se ha comprobado la compatibilidad con otros materiales.

INDICACIONES DE USO

- Incontinencia urinaria de esfuerzo¹
- Retrosdesviación uterina acompañada de síntomas como dolor de espalda o dismenorrea². Cuando existe una insuficiencia cervicouterina, se recomienda el uso de un pesario de HODGE².

OTRAS INDICACIONES DE USO³

- Acelerar la involución uterina posparto, infertilidad, prolapso ovárico
- Insuficiencia cervicouterina

CONTRAINDICACIONES

- Presencia de infecciones o laceraciones pévicas
- Pacientes que no cumplen las condiciones necesarias
- Endometriosis
- Pacientes embarazadas

CooperSurgical

¹ Miller D.S.: Contemporary use of the Pessary. Gynecology & Obstetrics, JJ Sciarra & Wm Droegemueller, JB Lippincott Co, Vol 1, 1992 pp 8-9

² Reich, W.J., Nechtow, M.J. Practical Gynecology 2nd Edition, pp 345-355

³ Oster, S. Javert, K.T., Treatment of incompetent cervix with the SMITH Pessary. Obstet and Gynec. 28: 206-208.

CooperSurgical

WAARSCHUWINGEN

- Deze pessaria bevatten een draadspool die verwijderd moet worden vóór röntgenopnamen of MRI.
- Laat pessaria niet langere tijd op hun plaats, aangezien er ernstige complicaties kunnen ontstaan die chirurgische ingrepen kunnen vereisen.
- Gebruik deze pessaria niet bij patiënten met een gekende allergie voor siliconen.
- Chemische stoffen in verschillende vaginale preparaten kunnen inwerken op het pessariummateriaal, wat kan resulteren in verkleuring of aantasting van het pessarium. TRIMO-SAN™ werkt niet in op het pessariummateriaal. Gebruik uitsluitend TRIMO-SAN™. Andere materialen zijn niet getest op compatibiliteit.

GEBRUIKSINDICATIES

- Stress-incontinentie¹
- Voor retroversie van de baarmoeder met bijbehorende symptomen van rugpijn en/of dysmenorroe². Het gebruik van een HODGE-pessarium wordt soms aanbevolen om cervixinsufficiënte te behandelen².

OVERIGE GEBRUIKSINDICATIES³

- Om postpartum-involutie te versnellen, onvruchtbaarheid, prolaps ovarium
- Cervixinsufficiënte

CONTRA-INDICATIES

- De aanwezigheid van bekkeninfecties en/of -laceraties
- Een niet-conforme patiënte
- Endometriose
- Zwangere patiënte

¹ Miller D.S.: Contemporary use of the Pessary. Gynecology & Obstetrics, JJ Sciarra & Wm Droegemueller, JB Lippincott Co, Vol 1, 1992 pp 8-9

² Reich, W.J., Nechtow, M.J. Practical Gynecology 2nd Edition, pp 345-355

³ Oster, S. Javert, K.T., Treatment of incompetent cervix with the SMITH Pessary. Obstet and Gynec. 28: 206-208.

RECOMMENDED CLEANING INSTRUCTIONS*

- Prepare a cleaning solution by mixing a mild soap (such as Dawn® or equivalent) with tap water using the soap manufacturer's recommended concentration. Prepare this solution in a container large enough to fully submerge the device.
- Soak and Scrub
 - Soak the device in the container of prepared soap solution for a minimum of 5 minutes.
 - Following the 5-minute soak period, scrub the device for a minimum of 15 seconds with a soft-bristled brush, such as a tooth brush and/or pipe brush. Scrub device below water line to prevent aerosolization of contaminants.
 - Following scrub, inspect device for visible soil residue.
- Rinse
 - Remove the device from the soap solution and thoroughly rinse under flowing tap water for a minimum of 30 seconds.
 - Allow the device to dry.

*New pessaries are powdered with food-grade powder.

PATIENT INSTRUCTIONS FOR PESSARY USE

CAUTION

COOPERSURGICAL RECOMMENDS PESSARIES BE INSERTED AND REMOVED BY THE PHYSICIAN OR OTHER HEALTHCARE PROFESSIONAL UNLESS OTHERWISE DIRECTED.

- To ensure the desired correction of your condition, your healthcare professional needs your full cooperation.
- It is essential that your healthcare professional inspect your vagina at frequent intervals for evidence of pressure and/or allergic reaction.
- A gradual increase in the interval of inspection may be considered at the discretion of the treating practitioner. It is important to evaluate the effects of the vaginal gel TRIMO-SAN.

REPORT ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS TO YOUR PHYSICIAN

- Any difficulty in urinating
- Any discomfort
- Any changes in the color or consistency of vaginal discharge

- Any increase in the amount of vaginal discharge or vaginal bleeding
- Any foul odor associated with vaginal discharge
- Vaginal itching
- If the pessary falls out


For medical emergencies and for all medically related advice, consult your healthcare professional.

FOR THE PHYSICIAN / HEALTHCARE PROFESSIONAL


Review these instructions with the patient to establish use regimen.

INSTRUCTIONS

MANUAL ELEVATION OF RETRODISPLACED UTERUS



- With two fingers in the vagina, the corpus is gently but firmly pushed back out of the cul-de-sac (see Figure 1).
- Bring the uterus into or above the long axis of the vagina (see Figure 2).



CooperSurgical

SI EXPERIMENTA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS, INFORME A SU MÉDICO

- Dificultad para orinar
- Malestar o molestias de cualquier tipo
- Cambios en el color o la consistencia del flujo vaginal
- Aumento de la cantidad de flujo o de sangrado vaginal
- Olor desagradable asociado al flujo vaginal
- Purrito vaginal
- Salida del pesario


Para urgencias médicas y cualquier consejo de tipo médico, consulte a su profesional sanitario.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO / PROFESIONAL SANITARIO

Repase estas instrucciones con la paciente para establecer la pauta de uso.

INSTRUCCIONES

ELEVACIÓN MANUAL DEL ÚTERO RETRODESVIADO



PRECAUCIÓN

AL MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRO MODO, COOPERSURGICAL RECOMIENDA QUE LAS OPERACIONES DE INSERCIÓN Y RETIRADA DEL PESARIO CORRAM A CARGO DE UN MÉDICO O DE OTRO PROFESIONAL SANITARIO.

- Para garantizar que su problema se soluciona adecuadamente, el profesional sanitario necesita su plena colaboración.
- Asimismo, es crucial que el profesional sanitario realice revisiones periódicas de su vagina para ver si existen indicios de presión o de reacciones alérgicas.

El médico encargado del tratamiento puede considerar apropiado alargar gradualmente la frecuencia con la que se realizan tales revisiones. Es importante evaluar los efectos del gel vaginal TRIMO-SAN.

AANBEVOLEN INSTRUCTIES VOOR REINIGING*

- Maak een reinigingsmiddel door milde zeep (zoals Dawn® of gelijkwaardig) te mengen met water volgens de door de fabrikant voorgeschreven concentratie. Bereid het middel in een container die voldoende groot is om het instrument volledig onder te dompelen.
- Laten weken en borstelen
 - Laat het instrument gedurende minstens 5 minuten in de container met het gemengde reinigingsmiddel weken.
 - Borstel het instrument na het weken gedurende minstens 15 seconden met een zachte borstel, zoals een tanden-en/of buisborstel. Borstel het instrument onder water om aerosolvervaling van schadelijke stoffen te voorkomen.
 - Controleer het instrument op zichtbaar residu na het borstelen.
- Spoelen
 - Verwijder het instrument uit het reinigingsmiddel en spoel grondig onder de kraan gedurende 30 seconden.
 - Laat het instrument drogen.

- Nieuwe pessaria zijn gepoederd met poeder van levensmiddelenkwaliteit.


RAADPLEEG UW PROFESSIONELE ZORGVLENER VOOR MEDISCHE NOEDVALLEN EN ALLE MEDISCH GERELATEERDE ADVIJS.

VOOR DE ARTS / PROFESSIONELE ZORGVLENER

Neem deze instructies met de patiënte door om het gebruiksschema te bepalen.



INSTRUCTIES

HANDMATHIGE VERHOEGING VAN EEN NAAR ACHTEREN GEKANTELDE BAARMOEDER



- Met twee vingers in de vagina, wordt het corpus zachties maar stevig terug gedrukt uit de cul-de-sac (zie Figuur 1).

CooperSurgical



 **Figure 3**  **Figure 4**

- The hand on the abdomen feels the corpus and tends to rotate the uterus anteriorly (see Figure 3).

- Pressure on the corpus with the fingers in the vagina is continued until the hand on the abdominal wall can maintain uterus in position for necessary insertion (see Figure 4). If manual elevation is difficult, then try the knee-chest position.

INSTRUCTIONS

- Wear dry gloves. When necessary, lubricate only the entering end of the pessary with TRIMO-SAN.
- Use one finger to press the perineum. Fold the pessary by bringing the sides together with the posterior bar curved upwards (see Figures 5 and 6).

 **Figure 5**  **Figure 6**

- The index finger is inserted deep into the vagina to depress the posterior bar of the pessary down and behind the cervix (see Figure 7).
- The anterior bar or knob is now brought up and tucked behind the symphysis pubis.
- Upon proper placement, the cervix spontaneously falls within the pessary (see Figure 8).

 **Figure 7**  **Figure 8**

- Coloque el útero dentro o encima del eje longitudinal de la vagina (consulte la figura 2).
- La mano en el abdomen palpa el cuerpo uterino y tiende a girar el útero hacia delante (consulte la figura 3).
- Continúe presionando el cuerpo uterino con los dedos en la vagina hasta que la mano en la pared abdominal pueda mantener el útero en la posición necesaria para la inserción (consulte la figura 4). Si la elevación manual resulta difícil, pruebe con la posición de las rodillas flexionadas contra el pecho.

PRECAUCIÓN

AL MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRO MODO, COOPERSURGICAL RECOMIENDA QUE LAS OPERACIONES DE INSERCIÓN Y RETIRADA DEL PESARIO CORRAM A CARGO DE UN MÉDICO O DE OTRO PROFESIONAL SANITARIO.

INSTRUCCIONES

- Lleve guantes secos. En caso necesario, lubrique únicamente el extremo de inserción del pesario con TRIMO-SAN.
- Presione el perineo con un dedo. Pliegue el pesario juntando los lados con la barra posterior curvada hacia arriba (consulte las figuras 5 y 6).

 **Figure 5**  **Figure 6**

- Introduzca el dedo índice en la vagina para presionar la barra posterior del pesario hacia abajo y por detrás del cuello uterino (consulte la figura 7).
- Continúe presionando el cuerpo uterino con los dedos en la vagina hasta que la mano en la pared abdominal pueda mantener el útero en la posición necesaria para la inserción (consulte la figura 4). Si la colocación es correcta, el cuello uterino cae de forma espontánea dentro del pesario (consulte la figura 8).

 **Figuur 7**  **Figuur 8**

- Breng de baarmoeder in of boven de lange as van de vagina (zie Figuur 2).
- De hand op de buik voelt het corpus en probeert de baarmoeder voorwaarts te draaien (zie Figuur 3).
- De druk op het corpus met de vingers in de vagina wordt voortgezet tot de hand op de buikwand de baarmoeder in positie kan houden voor de nodige plaatsing (zie Figuur 4). Als handmatige verhoging moeilijk is, probeer dan de knieborst-positie.

VOOR DE ARTS / PROFESSIONELE ZORGVLENER

Neem deze instructies met de patiënte door om het gebruiksschema te bepalen.

INSTRUCTIES

- Draag droge handschoenen. Smeer, wanneer nodig, alleen het ingangde uiteinde van het pessarium met TRIMO-SAN in.

PRECAUCIÓN

AL MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRO MODO, COOPERSURGICAL RECOMIENDA QUE LAS OPERACIONES DE INSERCIÓN Y RETIRADA DEL PESARIO CORRAM A CARGO DE UN MÉDICO O DE OTRO PROFESIONAL SANITARIO.

WAARSCHUWINGEN

- Deze pessaria bevatten een draadspool die verwijderd moet worden vóór röntgenopnamen of MRI.
- Laat pessaria niet langere tijd op hun plaats, aangezien er ernstige complicaties kunnen ontstaan die chirurgische ingrepen kunnen vereisen.
- Gebruik deze pessaria niet bij patiënten met een gekende allergie voor siliconen.
- Chemische stoffen in verschillende vaginale preparaten kunnen inwerken op het pessariummateriaal, wat kan resulteren in verkleuring of aantasting van het pessarium. TRIMO-SAN™ werkt niet in op het pessariummateriaal. Gebruik uitsluitend TRIMO-SAN™. Andere materialen zijn niet getest op compatibiliteit.

INDICACIONES DE USO

- Stress-incontinentia¹
- Para retroversia de la matriz con síntomas de dolor de espalda o dismenorrea². Cuando existe una insuficiencia cervicouterina, se recomienda el uso de un pesario de HODGE².

OTRAS INDICACIONES DE USO³

- Para acelerar la involución uterina posparto, infertilidad, prolaps ovariano
- Insuficiencia cervicouterina

CooperSurgical

 **Figure 7**  **Figure 8**

- If the patient is comfortable with the pessary in position, have her go to the bathroom to empty her bladder. If she can do so without difficulty, and is comfortable with the pessary in place, and the pessary remains in position upon re-examination, this is a good indication that the correct size may have been selected. Prolapse reduction may resolve cervical vaginal irritation. Verification of cervical cytology (pap) and or biopsy as clinically indicated.

Note: If the patient is unable to urinate with the pessary in position, remove it and fit her with the next smaller size. Repeat as necessary.

- If the patient can void without difficulty, and the pessary remains in position upon re-examination, and the patient is comfortable with the pessary in place, this is a good indication that the correct size may have been selected. Patient experience may vary.

- Examine the patient while she is in the standing position to ensure the pessary has not shifted position. The patient should not feel the pessary once it is in position. The pessary should not be too loose as it may turn or be expelled and it should not be too tight as it may cause discomfort.
- The healthcare professional should be able to sweep one finger between the pessary and the vaginal walls. If there is not enough space to do this, the next smaller size should be tried. If excessive space exists, the pessary will not be effective and may rotate or even be expelled.

- It is sometimes necessary to refit the patient with a different size or type of pessary after a period of time. Do not assume that a replacement will always be the same size as the previous one. Check the fitting to ensure continued patient comfort and relief of symptoms. The useful life of a pessary is limited. Examine frequently for signs of deterioration (such as cracks or breaks in silicone outer surface). A pessary should be replaced if damaged.

- Ulcerations and erosions frequently occur in cases of complete prolapse due to irritation of the exteriorized cervix or vaginal wall. Whenever possible, reducing the mass and treating the irritation are primary steps before using a pessary. Prolapse reduction may resolve cervical vaginal irritation. Verification of cervical cytology (pap) and or biopsy as clinically indicated.

- During each visit, the vagina should be carefully inspected for evidence of pressure or allergic reaction. The patient should be questioned concerning douching, discharge, disturbance of bowel function or urination. It may be necessary to fit another size or an entirely different type of pessary.
- At the physician's discretion, the patient can be instructed in the proper removal, cleaning and reinsertion techniques for her own pessary. This process can be performed nightly or even weekly by the patient under ideal circumstances.

TO REMOVE

Use one finger to depress the perineum. Hook the finger of the other hand under the anterior bar or knob and press down. Fold the pessary and gently ease it out.

RECOMMENDED FOLLOW-UP

- Have patient return within 24 hours for first examination.
- Have patient return for second examination within 3 days.
- Have patient return for examination every few months.

Note: The above schedule of follow-up examinations may be altered to fit the needs of the individual patient at the discretion of the healthcare provider.

CooperSurgical

FR



Pessaires LEVIERS pliables

CooperSurgical Brand

Rx Only

MODÈLES DISPONIBLES

HODGE

[REF]	
MXPEH	(Pessaire uniquement)
MXKPEH	(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE AVEC BOUTON

[REF]	
MXPEHK	(Pessaire uniquement)
MXKPEHK	(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

SMITH

[REF]	
MXPES	(Pessaire uniquement)
MXKPES	(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE AVEC SUPPORT

[REF]	
MXPHS	(Pessaire uniquement)
MXKPHS	(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE AVEC SUPPORT ET BOUTON

[REF]	
MXPHSK	(Pessaire uniquement)
MXKPHSK	(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

RISSER

[REF]	
MXPRI	(Pessaire uniquement)
MXKPRI	(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

Utilisation à usage unique (une seule patiente)

€0086

Avant sa première utilisation, laver le pessaire avec un savon doux et le rincer abondamment.

DESCRIPTION

Les pessaires LEVIERS Milex® sont des dispositifs médicaux en silicone à insérer dans le vagin pour soutenir l'utérus, la vessie et/ou le rectum.

CooperSurgical

SV



LEVER vikbara livmoder

CooperSurgical Brand

Rx Only

TILLGÅNGLIGA MODELLER

HODGE

[REF]	
MXPEH	(Endast livmodering)
MXKPEH	(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE MED KNOPP

[REF]	
MXPEHK	(Endast livmodering)
MXKPEHK	(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

SMITH

[REF]	
MXPES	(Endast livmodering)
MXKPES	(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE MED MEMBRAN

[REF]	
MXPHS	(Endast livmodering)
MXKPHS	(Livmodering, T RIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE MED MEMBRAN OCH KNOPP

[REF]	
MXPHSK	(Endast livmodering)
MXKPHSK	(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

RISSER

[REF]	
MXPRI	(Endast livmodering)
MXKPRI	(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

Ska endast användas av en och samma patient

€0086

Rengör livmoderlingen med mild tvål och skölj noga innan den används för första gången.

BESKRIVNING

Milex® LEVER livmodering är en medicinteknisk produkt tillverkad i silikon som förs in i slidan som stöd åt livmodern, urinblåsan och ändrarmen.

CooperSurgical

AR



فريجات LEVER قابلة لللي

CooperSurgical Brand

Rx Only

نوعيات المتوفرة

HODGE

[REF]	
MXPEH	(فريجة حسب)
MXKPEH	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPEHK	(فريجة حسب)
MXKPEHK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

HODGE بدون حوض

[REF]	
MXPHS	(فريجة حسب)
MXKPHS	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPHSK	(فريجة حسب)
MXKPHSK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

لا استخدام مريضه واحدة

€0086

يجب غسل الفريجة بالصابون الخفيف وسطحها جيدًا قبل الاستخدام المهدي.

وصف

فريجات LEVER Milex® هي أجهزة طبية مصنوعة من السيليكون يتم إدخالها في المهبل لتعمل كجنايات داعمة للرحم وآو المثانة وآو المستقيم.

CooperSurgical

AR



فريجات LEVER قابلة لللي

CooperSurgical Brand

Rx Only

نوعيات المتوفرة

HODGE

[REF]	
MXPEH	(فريجة حسب)
MXKPEH	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPEHK	(فريجة حسب)
MXKPEHK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

HODGE بدون حوض

[REF]	
MXPHS	(فريجة حسب)
MXKPHS	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPHSK	(فريجة حسب)
MXKPHSK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

لا استخدام مريضه واحدة

€0086

يجب غسل الفريجة بالصابون الخفيف وسطحها جيدًا قبل الاستخدام المهدي.

وصف

فريجات LEVER Milex® هي أجهزة طبية مصنوعة من السيليكون يتم إدخالها في المهبل لتعمل كجنايات داعمة للرحم وآو المثانة وآو المستقيم.

CooperSurgical

FR



فريجات LEVER قابلة لللي

CooperSurgical Brand

Rx Only

نوعيات المتوفرة

HODGE

[REF]	
MXPEH	(فريجة حسب)
MXKPEH	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPEHK	(فريجة حسب)
MXKPEHK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

HODGE بدون حوض

[REF]	
MXPHS	(فريجة حسب)
MXKPHS	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPHSK	(فريجة حسب)
MXKPHSK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

لا استخدام مريضه واحدة

€0086

يجب غسل الفريجة بالصابون الخفيف وسطحها جيدًا قبل الاستخدام المهدي.

وصف

فريجات LEVER Milex® هي أجهزة طبية مصنوعة من السيليكون يتم إدخالها في المهبل لتعمل كجنايات داعمة للرحم وآو المثانة وآو المستقيم.

CooperSurgical

FR

فريجات LEVER قابلة لللي

CooperSurgical Brand

Rx Only

نوعيات المتوفرة

HODGE

[REF]	
MXPEH	(فريجة حسب)
MXKPEH	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPEHK	(فريجة حسب)
MXKPEHK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

HODGE بدون حوض

[REF]	
MXPHS	(فريجة حسب)
MXKPHS	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPHSK	(فريجة حسب)
MXKPHSK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

لا استخدام مريضه واحدة

€0086

يجب غسل الفريجة بالصابون الخفيف وسطحها جيدًا قبل الاستخدام المهدي.

وصف

فريجات LEVER Milex® هي أجهزة طبية مصنوعة من السيليكون يتم إدخالها في المهبل لتعمل كجنايات داعمة للرحم وآو المثانة وآو المستقيم.

CooperSurgical

FR

فريجات LEVER قابلة لللي

CooperSurgical Brand

Rx Only

نوعيات المتوفرة

HODGE

[REF]	
MXPEH	(فريجة حسب)
MXKPEH	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPEHK	(فريجة حسب)
MXKPEHK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

HODGE بدون حوض

[REF]	
MXPHS	(فريجة حسب)
MXKPHS	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPHSK	(فريجة حسب)
MXKPHSK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

لا استخدام مريضه واحدة

€0086

يجب غسل الفريجة بالصابون الخفيف وسطحها جيدًا قبل الاستخدام المهدي.

وصف

فريجات LEVER Milex® هي أجهزة طبية مصنوعة من السيليكون يتم إدخالها في المهبل لتعمل كجنايات داعمة للرحم وآو المثانة وآو المستقيم.

CooperSurgical

FR

فريجات LEVER قابلة لللي

CooperSurgical Brand

Rx Only

نوعيات المتوفرة

HODGE

[REF]	
MXPEH	(فريجة حسب)
MXKPEH	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPEHK	(فريجة حسب)
MXKPEHK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

HODGE بدون حوض

[REF]	
MXPHS	(فريجة حسب)
MXKPHS	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

HODGE مع حوض

[REF]	
MXPHSK	(فريجة حسب)
MXKPHSK	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)

لا استخدام مريضه واحدة

€0086

يجب غسل الفريجة بالصابون الخفيف وسطحها جيدًا قبل الاستخدام المهدي.

وصف

فريجات LEVER Milex® هي أجهزة طبية مصنوعة من السيليكون يتم إدخالها في المهبل لتعمل كجنايات داعمة للرحم وآو المثانة وآو المستقيم.

CooperSurgical

FR

فريجات LEVER قابلة لللي

CooperSurgical Brand

Rx Only

نوعيات المتوفرة

HODGE

[REF]	
MXPEH	(فريجة حسب)
MXKPEH	(فريجة، TRIMO-SAN™, Jel Jector)