

Parvale®

LED FACE MASK

User Manual



Beste Klant,

Dankjewel voor het bestellen bij **PARVALE™**! In deze handleiding zie je hoe je het product gebruikt en hoe je deze onderhoud. Lees de handleiding zorgvuldig door, voor het gebruik van het LED Gezichtsmasker. Bij vragen kun je altijd terecht bij ons serviceteam en zullen we ervoor zorgen dat al je vragen worden beantwoord.



TABLE OF CONTENTS

Nederlandse Versie

Productoverzicht	05
Verpakking bevat	06
Technische informatie	07
Introductie	07
Features	08
Toelichting kleuren	08
Om te beginnen	09
Afstandsbediening	12
Hoe te gebruiken	13
Hoe op te laden	15
Niet doen	16
Veiligheid instructies	17
Veel gestelde vragen	18
Garantie	21


TABLE OF CONTENTS

English Version


Product Overview	23
Package Includes	24
Technical Specifications	25
Introduction	25
Features	26
Photon Interpretation	26
Getting Started	27
Operation Instructions	29
How to Use	30
How to Charge the Device	32
Contraindications	33
Safety Instructions	34
Frequently Asked Questions	35
Warranty	38

Productoverzicht:


PARVALE™ LED Gezichtsmasker




Afstandsbediening




Verpakking bevat:




PARVALE™ LED
Gezichtsmasker x 1




Afstandsbediening
x 1




Oogbeschermers
x 2



Bevestigingsriemen
x 2



Oplaadkabel x 1



Adapter x 1



Handleiding x 1

Technische informatie:

LED Lampen:	240
Gebruiksduur:	10/ 15/ 20/ 25 mins
Max. temperatuur:	0 - 40°C
Adapter Input:	100 - 240V
Adapter Output:	5V DC 3000MA
Frequentie:	0.3A 50/ 60Hz
Diepte van het licht:	Rood licht 630nm Blauw Licht 460nm Geel licht 590nm NIR-Infrarood 850nm
Gewicht:	0.32 kg




Introductie:

Het **PARVALE™ LED** gezichtsmasker biedt een geavanceerde lichttherapie die ontworpen is om de gezondheid en verjonging van de huid te verbeteren. Met geavanceerde technologie levert dit masker gerichte lichttherapie die helpt bij het aanpakken van verschillende huidproblemen, zoals fijne lijntjes, rimpels, collageen, acne en o.a. huidverjonging. Het masker is geschikt voor thuisgebruik en bieden een gemakkelijke en effectieve oplossing voor wie op zoek is naar een niet-invasieve behandeling die de algehele uitstraling van de huid verbetert.

Features:

- Multi-Mode Lichttherapie voor gepersonaliseerde behandelingen
- 3 intensiteitsinstellingen voor aanpasbare sterktes van behandelingen
- Infrarood lichtregeling voor extra diepe werking
- Instelbare behandelingsduur met 5 tijd standen
- 60 lichtmatrices met 240 bundels lichtbronnen
- Ergonomisch ontwerp voor een comfortabele pasvorm
- Geschikt voor gezicht
- Veilig en gebruiksvriendelijk

Toelichting kleuren:



NIR-Infrarood is niet te zien met het blote oog

1. Rood licht 630nm:

Rood licht (618–625 nm) is effectief als anti-verouderingsmiddel. Het vermindert fijne lijntjes, rimpels en verbetert de huidtextuur. Het stimuleert de productie van collageen en elastine, wat zorgt voor een gladde en jonge uitstraling.

2. NIR infraroodlicht 850nm:

NIR-licht dringt dieper in de huid door, stimuleert fibroblasten en verbetert de bloedcirculatie. Dit resulteert in verbeterde elasticiteit, minder fijne lijntjes en een jeugdige huid.

3. Blauw licht 460nm:

Blauw licht (460–465 nm) bestrijdt acne door P. acnes-bacteriën te doden en overtollige olieproductie te verminderen. Het vermindert acne-uitbraken en zorgt voor een heldere huid.

4. Geel licht 590nm:


Geel licht (590–610 nm) verbetert huidtextuur en -uiterlijk door celvernieuwing en ontstekingsremming. Het stimuleert lymfestroom, vermindert roodheid en bevordert collageen- en elastineproductie.

Om te beginnen:

Pak voorzichtig alles uit de doos en check of alle onderdelen zijn toegevoegd, deze kan je terug vinden bij het overzicht **‘product overzicht’**.

Vorbereiding:


1. Verwijder de seal aan de achterzijde.



⚠ Let op! Wanneer deze verwijderd is kan deze niet meer retour worden gestuurd.


2. Plaats de oog beschermers via de achterzijde van het masker, aan de binnen kant staat een letter voor de juiste kant.

Opmerking: De oogbeschermers zijn gelabeld met **"L"** voor de linkerkant en **"R"** voor de rechterkant. De letter is zichtbaar vanaf de achterkant van het masker, voor de juiste plaatsing.




3. Bevestig de riemen aan het masker, je kan de lengte verstellen om zo het masker passend te maken aan je gezicht.

Opmerking: De riemen zijn verstelbaar aan het uiteinde voor de meest comfortabele pasvorm van elke hoofdvorm. Verleng of verkort ze als dat nodig is voor de optimale pasvorm.




Afstandsbediening:



1. **Aan/uit-knop:** Lang indrukken gedurende 1-2 seconden om het LED masker aan of uit te zetten.
2. **E-knop (intensiteit aanpassen):** Kort indrukken om de intensiteit aan te passen. Het masker heeft 3 intensiteitsniveaus om de helderheid aan je voorkeur aan te passen.
3. **T+ knop (Tijd verlengen):** Indrukken om de duur van de behandelingssessie te verlengen.
4. **T-knop (Tijd verminderen):** Indrukken om de duur te verkorten. Het masker ondersteunt 5 tijdsinstellingen: 10, 15, 20, 25 en 30 minuten.
5. **NIR-knop (NIR-Infrarood activering):** Gebruik deze knop om de NIR-Infraroodlampen te activeren of deactiveren.
6. **M knop (Modusselectie):** Indrukken om te schakelen tussen 4 licht bronstanden om je therapiesessie aan te passen voor verschillende behandelingen.



Hoe te gebruiken?

1. Spoel je gezicht af om make-up te verwijderen, zonnebrandcrème of huidverzorgingsproducten te verwijderen en droog het om ervoor te zorgen dat het LED-licht huid kan doordringen.




2. Laad de afstandsbediening op door de instructies in het hoofdstuk "Opladen Instructies".

3. Sluit het masker aan op de afstandsbediening aan de juiste zijde.





4. Na het voorbereiden en verstellen van het masker, plaats je deze op je gezicht en zorg je voor een comfortabele maar mooi aangesloten plaatsing.

5. Zet het masker aan via de afstandsbediening door de aan/uit knop 1-2 seconden ingedrukt te houden.



6. Kies de juiste modus, begin met een lage intensiteit en volg ons opbouwschema. Deze is te vinden bij de veel gestelde vragen.



7. Na het einde van de behandeling schakel je de afstandsbediening uit en haal je de kabel uit de afstandsbediening.

Tips:


- Voorkom huidirritatie door vroegtijdig de intensiteit, frequentie of tijdsduur te verhogen. Check na elke behandeling de reactie van je huid voor optimaal resultaat.
- Gebruik het masker voor min. 15-25 minuten per sessie voor 3-4 keer per week, op basis van de resultaten.

Hoe op te laden?


Beide masker worden aangedreven door de afstandsbediening, alleen de afstandsbediening laad je dus op met bijgeleverde kabels en oplaadkop. Zorg ervoor dat deze voor het eerste gebruik volgeladen is en doe dit ook voor elke behandeling.

Oplaadinstructies:

1. Verwijder de kabel van het masker uit de afstandsbediening




2. Plaats de oplaadkabel onder in de afstandsbediening



3. Plaats de oplaadkop in het stopcontact.

Let op! Het scherm knippert tijdens het opladen en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.



4. Wanneer volledig opgeladen, verwijder de opladers uit de afstandsbediening en het stopcontact.

Let op! Voor het eerste gebruik van het masker laad je de afstandsbediening op voor 6 uur.

Oplaad indicatoren:

1. **Knipperend licht:** De afstandsbediening laad momenteel op
2. **Licht uit:** Afstandsbediening is volledig opgeladen

Niet doen:

- Gebruik het product niet als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen.
- Als je een lichamelijke, zintuiglijke of mentale ziekte hebt, of als je onder behandeling bent voor dermatologische aandoeningen (zoals zoals lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme), raadpleeg dan een arts voor gebruik.
- **Lichtgevoelige aandoeningen:** Als je lijdt aan een aandoening die gevoeligheid voor licht veroorzaakt, gebruik dit product dan niet.
- Vermijd gebruik van dit product op dezelfde dag als producten die lichtgevoelige ingrediënten bevatten.
- Als je een genetische oogaandoening hebt of gevoelig bent voor lichtgevoeligheid, gebruik het masker dan niet.
- Gebruik het product niet als je last hebt van ernstige huidreacties op licht of als je ongemak ervaart.

Let op: Raadpleeg altijd een specialist voordat u het product gebruikt als je een onderliggende medische aandoening hebt.

Veiligheid instructies:

- Gebruik het product strikt volgens de instructies in de handleiding. Onjuist gebruik kan leiden tot defecten of ongelukken.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan die in de handleiding staan.
- Bescherm uw ogen tijdens het gebruik. Draag de meegeleverde oogbeschermers en houd uw ogen gesloten tijdens de sessie.
- Als u enig ongemak ervaart tijdens het gebruik van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Dit product is niet waterdicht. Vermijd blootstelling aan water of vocht. Als het in contact komt met water, gebruik het dan niet.
- Houd het product buiten het bereik van baby's en kinderen.
- Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn.
- Demonteer, wijzig of repareer het product niet zonder toestemming.
- Gebruik het product 3-4 keer per week, waarbij elke sessie 15-25 minuten.
- Voer voor gebruik altijd de LED-lichtgevoelighedstest uit om compatibiliteit met uw huid te garanderen.
- Het LED masker dient tijdens gebruik vlak op de huid te liggen, zonder te knellen of druk uit te oefenen op specifieke delen van het gezicht. Het masker mag niet te strak worden bevestigd, ook niet met behulp van de hoofdbanden. Een te strakke pasvorm kan leiden tot lokale oververhitting, wrijving of drukpunten, wat in sommige gevallen kan resulteren in huidreacties zoals hyperpigmentatie, met name bij gevoelige of gepigmenteerde huidtypes.

Veel gestelde vragen:

a. Hoe gebruik ik de LED gezichtsmasker?

U hoeft alleen maar de riemen aan te passen voor een comfortabele pasvorm, het masker aan te zetten op de afstandsbediening en volg de instructies om de instellingen aan te passen aan de behoeften van uw huid behoeften.

b. Hoe vaak moet ik het LED gezichtsmasker gebruiken?

We raden aan het masker 3-4 keer per week te gebruiken voor optimale resultaten, waarbij elke sessie tussen de 15-25 minuten duurt. Je kan ook ons gebruiksschema gebruiken in de eerste fase: deze is al volgt; 1e week elke 3 dagen 10 min. 2e week elke 2 dagen 10 min. 3e week elke 2 dagen 10-15 min. 4e week elke dag 10-15 minuten. Wanneer je het gewenste resultaat hebt kun je dit onderhouden door het masker 1-2 keer per week 10-15 min per keer te gebruiken. De intensiteit zetten we vaak medium en kan afhankelijk van hoe de reactie is van de huid omhoog worden gezet, soms is het niet nodig om een hogere intensiteit te gebruiken aangezien het licht goed door kan dringen in de huid.

c. Kan ik het masker gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding?

Nee, het LED masker is niet geschikt voor gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding.

d. Wat zijn de voordelen van het gebruik van het LED Gezichtsmasker en lichttherapie?

Het masker bevordert huidverjonging, helpen fijne lijntjes en rimpels te verminderen, verbeteren de huidtextuur en verbeteren de algehele uitstraling van de huid en rimpels te verminderen, de huidtextuur te verbeteren en de algehele uitstraling door niet-invasieve fotonetherapie.

e. Kan ik het LED masker gebruiken met make-up of huidverzorgingsproducten op mijn huid?

Het wordt aanbevolen om alle make-up, crèmes en lotions te verwijderen voordat u het LED-masker gebruikt lotions te verwijderen voordat u het LED masker gebruikt voor de beste resultaten.

f. Hoe weet ik wanneer het masker volledig opgeladen is?

De oplaadindicator knippert tijdens het opladen en uit zodra het masker volledig is opgeladen.

g. Is het product waterdicht?

Nee, het LED masker is niet waterdicht. Vermijd blootstelling aan water. Maak het masker schoon zonder schoonmaakmiddelen en gebruik een licht vochtige doek. Gebruik hierna direct een droge doek, gebruik geen scherpe schoonmaakborstels of sponzen. Gebruik uitsluitend een licht vochtige doek.

h. Kan ik het masker gebruiken als ik een gevoelige huid heb?

Als je een gevoelige huid hebt, begin dan met de laagste intensiteit instelling en voer gedurende 1 minuut een test uit. Als er ongemak optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een dermatoloog.

i. Kun je meerdere kleuren achter elkaar gebruiken?

Elke kleur heeft zijn eigen effect, de effecten van de kleuren zijn terug te lezen in de handleiding. Het rode licht wordt het meest gebruik samen met de Infraroodstand (deze kleur is overigens niet met het blote oog te zien). Roodlicht wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt wanneer men een vermindering wil van de fijne lijntjes rondom de ogen en een versteviging van de huid. Het is mogelijk om meerdere kleuren voor andere problemen te gebruiken, echter raden we wel aan om max. twee a drie kleuren na elkaar te gebruiken. Gebruik voor elke kleur eerst de opbouwfase!

j. Hoe maak ik het masker schoon?

Het masker is gemaakt van medisch siliconen en we raden aan om het masker met een licht vochtige doek schoon te maken, gebruik geen schoonmaakmiddel aangezien dit de huid kan irriteren. Om dit te doen, koppel je deze eerst los van de stroombron. Gebruik een vochtige doek en maak dit vervolgens droog met een droge doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en borstels met metalen of nylon haren. Gebruik bij het schoonmaken ook geen scherpe voorwerpen. Reinig je gezicht voor het gebruik van het masker goed en zorg dat je geen crème of make up op hebt tijdens gebruik van het masker.

k. Wanneer kan ik resultaat verwachten?

Bij de meeste van onze klanten worden er veranderingen gezien na de eerste 4 weken, een vermindering van de klachten is dan zeker wenselijk. Het gebruiksschema kun je blijven herhalen tot het gewenste resultaat. Zodra het resultaat zichtbaar is kun je het onderhouden door het masker 1-2 per week te gebruiken.

Garantie:

We bieden 12 maanden garantie vanaf de datum van aankoop voor het aangekochte product. Deze garantie dekt eventuele defecten in materialen of door samenstelling onder normaal gebruik. Wanneer de seal verwijderd is kunnen we deze niet als retour accepteren. Mocht je problemen ondervinden in de retour of garantie periode dan adviseren we je om contact op te nemen met de klantenservice. Om aanspraak te maken op je garantie moet je je aankoopbewijs bewaren.

Wat is gedekt:

- Materiaal- of fabricagefouten
- Functionele problemen als gevolg van fabricagefouten

Wat wordt niet gedekt:

- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuiste verzorging of ongelukken
- Normale slijtage
- Verwijderen van de seal in retourperiode
- Ongeoorloofde reparaties of wijzigingen door jezelf

Let op!: De garantie dekt geen schade veroorzaakt door water blootstelling, oververhitting of enig ander gebruik buiten de beoogde doel zoals beschreven in de handleiding.

Valued Customer,


Thank you for choosing our **PARVALE™ LED Face Mask**.

We sincerely appreciate your trust in our product and are dedicated to providing you with the best possible experience. Before using the mask, carefully read this manual for proper usage and operation. Keep this manual safe for future reference to ensure optimal use and care of your **LED Face Mask**.




Product Overview:


PARVALE™ LED Face Mask




Remote Control




Package Includes:




PARVALE™ LED
Face Mask x 1




Remote Control
x 1




Eye Protectors
x 2



Self-buckle
Straps x 2



Charging Cable x 1



Adapter x 1



User Manual x 1

Technical Specifications:

LED Lamp Bead:	240
Operating Time:	10/ 15/ 20/ 25 mins
Service Temperature:	0 - 40°C
Adapter Input:	100 - 240V
Adapter Output:	5V DC 3000MA
Frequency:	0.3A 50/ 60Hz
Wavelengths Of Light:	Red Light 630nm Blue Light 460nm Yellow Light 590nm Near-Infrared Light 850nm
Net Weight:	0.32 kg




Introduction:

The **PARVALE™ LED Face Mask** provides an advanced light therapy experience to improve skin health and rejuvenation. With cutting-edge technology, this mask delivers targeted photon energy that helps address various skin concerns, including fine lines, wrinkles, and uneven texture. Suitable for home use, the mask offers a convenient and effective solution for those seeking a non-invasive treatment that enhances overall skin radiance.

Features:

- Multi-Mode Light Therapy for Personalized Treatment
- 3 Intensity Settings for Customizable Energy Levels
- Infrared Light Control for Deep Skin Penetration
- Adjustable Treatment Duration with 5-Time Options
- 60 Luminous Matrices with 240-beam Light Sources
- Ergonomic Design for Comfortable Fit
- Safe and Easy to Use with User-Friendly Controls
- Suitable For Targeting Various Face Areas

Photon Interpretation:



1. Red Light: 630nm

Anti-ageing, promotes collagen, relieves the relaxation state, and increases elasticity.

2. Blue Light: 460nm

Germicidal acne bacteria, reduce inflammation and scars, increase skin oxygen, and brighten skin luster.

3. Yellow Light: 590nm

Balance skin texture, stimulate red blood ball to reduce red and fine lines, effectively dilute acne marks, and maintain skin stability.

4. Infrared Light: 850nm


Repair the skin, accelerate the skin metabolism ability, improve blood circulation, and increase skin moisture.

Getting Started:

Carefully unbox the product and confirm that all the parts listed in the **“Package Includes”** are available in the box.

Preparation:


1. Remove the dustproof film from the face mask.



⚠ Warning! When removed, the product can not be returned.


2. Attach the eye protectors to the face mask.

Note: The eye protectors are labelled with "**L**" for the left side and "**R**" for the right side. The letter is visible from the back of the mask for correct placement.




3. Secure the self-buckle straps on the mask by snapping them into the strap connectors.

Note: The straps are adjustable to ensure a secure and comfortable fit for any head shape. Lengthen or shorten them as needed to achieve the optimal fit.




Operation Instructions:



1. **Power Button:** Long press for 1-2 seconds to turn the LED mask on or off.
2. **E Button (intensity increase):** Short press to adjust the intensity. The mask features 3 intensity levels to customize brightness based on your preference.
3. **T+ Button (Time Increase):** Press to extend the duration of the treatment session.
4. **T- Button (Time Decrease):** Press to reduce the treatment duration. The mask supports 5-time settings: 10, 15, 20, 25, and 30 minutes.
5. **NIR Button (NIR-Infrared Activation):** Use this button to activate or deactivate the NIR-Infrared lamps as needed.
6. **M Button (Mode Selection):** Press to switch between 4 light source modes to customize your therapy session for different treatments.



How to Use?

1. Rinse your face to remove makeup, sunscreen or skin care products and dry it to ensure the LED light can penetrate your skin effectively.




2. Charge the remote control by following the instructions provided in the **"Charging Instructions"** section.

3. Connect the mask to the remote control by inserting its plugs into the designated slots and turning on the LED light therapy.





4. After preparing the LED face mask according to the **"Preparation"** section, position it securely on your face, then adjust the strap buckles for a comfortable and snug fit.

- Power on the mask using the remote control.



- Follow the **“Operation Instructions”** section to select your desired therapy mode, energy level, and duration. Start with low settings (gear 1-2) to build skin tolerance.



- Turn off the mask and disconnect it from the remote control after use.

Tips:


- Avoid increasing the light intensity, time, or frequency without assessing your skin's reaction.
- Use the masks for 15-25 minutes per session, 3-4 times per week, based on your skin's needs.

How to Charge the Device?


The LED Face mask is powered by the remote control, so the remote control must be charged before the LED mask is used.

Charging Instructions:

1. Unplug the LED face mask from the remote control.




2. Insert the charging cable into the designated charging port on the remote control.



3. Connect the adapter to the charging cable and plug it into a standard electrical outlet.

Note: The screen indicator will flash while charging and turn off when fully charged.



4. Once fully charged, disconnect the adapter from the outlet and unplug the charging cable from the remote control.

Note: For first use, fully charge the remote control for 6 hours. Ensure the device is fully charged before use for optimal performance.

Charging Indicators:

1. **Flashing Light:** The device is currently charging.
2. **Light off:** Charging is completed.

Contraindications:

- Do not use the product if you are pregnant or breastfeeding.
- This product is not suitable for children.
- If you have a physical, sensory, or mental illness, or are undergoing treatment for dermatological diseases (such as lupus erythematosus, photosensitive eczema, or albinism), consult with a healthcare professional before use.
- **Photosensitive disorders:** If you suffer from any condition that causes sensitivity to light, do not use this product.
- Avoid using this product on the same day as products containing photosensitive ingredients.
- If you have any genetic eye conditions or are susceptible to light sensitivity, do not use the mask.
- Do not use the product if you experience any severe skin reactions to light or experience discomfort while using it.

Note: Always consult a specialist before using the product if you have any underlying medical conditions.

Safety Instructions:

- Use the product strictly as instructed in the manual. Improper use may lead to equipment failure or accidents.
- Do not use the product for purposes other than those specified in the manual.
- Protect your eyes during use. Wear the provided eye mask and keep your eyes closed during the session.
- If you experience any discomfort while using the product, stop use immediately.
- This product is not waterproof. Avoid exposing it to water or moisture. If it comes into contact with water, do not use it.
- Keep the product out of reach of infants and children.
- Do not use the product if any parts are damaged.
- Do not dismantle, modify, or repair the product without authorization.
- Use the product 3-4 times per week, with each session lasting 15-25 minutes.
- Always perform the LED light sensitivity test before use to ensure compatibility with your skin.
- The LED mask should lie flat on the skin during use, without pinching or applying pressure to specific areas of the face. The mask should not be fastened too tightly, even by using the head straps. Too tight a fit may cause local overheating, friction or pressure points, which in some cases may result in skin reactions such as hyperpigmentation, especially in sensitive or pigmented skin types.

Frequently Asked Questions:

a. How do I use the LED Face Mask?

Simply adjust the straps for a comfortable fit, connect the mask to the remote control, and follow the operation instructions to customize the settings based on your skin's needs.

b. How often should I use the LED mask?

We recommend using the mask 3-4 times a week for optimal results, with each session lasting between 15-25 minutes. You can also use our usage schedule in the first phase: it is as follows; 1st week every 3 days 10 min. 2nd week every 2 days 10 min. 3rd week every 2 days 10-15 min. 4th week every day 10-15 min. When you have the desired result you can maintain it by using the mask 1-2 times a week for 10-15 min each time. The intensity we often set medium and can be turned up depending on how the reaction is from the skin, sometimes it is not necessary to use a higher intensity as the light can penetrate the skin well.

c. Can I use the mask while pregnant or breastfeeding?

No, the LED mask is not suitable for use during pregnancy or breastfeeding.

d. What are the benefits of using the LED Light Therapy Mask?

The mask promotes skin rejuvenation, help reduce fine lines and wrinkles, improve skin texture, and enhance overall radiance through non-invasive photon therapy.

e. Can I use the LED mask with makeup or skincare products on my skin?

It is recommended to remove all makeup, creams, and lotions before using the LED masks for the best results.

f. How do I know when the mask is fully charged?

The charging indicator will flash during charging and turn off once the mask is fully charged.

g. Is the product waterproof?

No, the LED mask are not waterproof. Avoid exposing them to water or moisture. Clean the mask without cleaning agents and use a slightly damp cloth. After this, immediately use a dry cloth; do not use sharp cleaning brushes or sponges. Use only a slightly damp cloth.

h. Can I use the mask if I have sensitive skin?

If you have sensitive skin, start with the lowest intensity setting and perform a test run for 1 minute. If discomfort occurs, stop use immediately and consult with a dermatologist.

i. Can you use multiple colors in one session?

Each color has its own effect, the effects of the colors can be seen in the manual. The red light is most often used together with the Infrared mode (by the way, this color cannot be seen with the naked eye). For example, red light is often used when one wants a reduction of fine lines around the eyes and a firming of the skin. It is possible to use multiple colors for other problems, however, we recommend using a maximum of two or three colors in succession. For each color, use the build-up phase first!

j. How do I clean the mask?

The mask is made of medical silicone and we recommend cleaning the mask with a slightly damp cloth, do not use detergent as it may irritate the skin. To do this, first disconnect it from the power source. Use a damp cloth and then dry it with a dry cloth. Do not use harsh detergents and brushes with metal or nylon bristles. Also, do not use sharp objects when cleaning. Before using the mask, cleanse your face thoroughly and make sure you do not have any cream or makeup on while using the mask.

k. When can I expect results?

With most of our clients, changes are seen after the first 4 weeks, a reduction in symptoms is then certainly desirable. You can keep repeating the usage schedule until the desired results are achieved. Once the result is visible you can maintain it by using the mask 1-2 per week.

Warranty:

We offer a 12-month warranty from the date of purchase for the LED Face Mask. This warranty covers any defects in materials or workmanship under normal use. Should you experience any issues with your product during this period, please contact our customer service team for assistance.

What's Covered:

- Defects in material or workmanship
- Functional issues arising from manufacturing defects

What's Not Covered:

- Damage caused by misuse, improper care or accidents
- Normal wear and tear
- Unauthorized repairs or modifications

To claim your warranty, please retain your proof of purchase and contact us with the issue details. Our team will guide you through the next steps for repair or replacement.

Note: The warranty does not cover damages caused by water exposure, overheating, or any use outside of the intended purpose as outlined in the manual.

Parvale®