

UK FUNGEX NAIL FUNGUS PEN

- Proven effective formula against nail fungus
- Kills fungus on the nail within 20 seconds!
- 100% effective against nail fungus
- Prevents spread of the infection and helps to prevent re-infection

General advice: Before using FungeX Nail Fungus Pen, read the instructions carefully, even if you have used this medical device before. The information contained in a new pack may have been revised in order to reflect the latest scientific insights and data. Nevertheless, you should use FungeX Nail Fungus Pen with care in order to obtain good results. Keep these instructions – you may need to refer to them during treatment.

Application: FungeX Nail Fungus Pen is a medical device that helps in the treatment of fungal nails (onychomycosis). FungeX Nail Fungus Pen has been proven to be effective against fungal nail infections. The unique formula containing an 'INSTANT KILLER', contains ingredients that penetrate the surface of the nail, killing fungi within 20 seconds. The liquid forms a layer on the nail, creating an environment that is unfavourable to fungi growth and acting as a physical barrier to prevent the spread of moulds.

To achieve faster, better results, carefully filing the fungal nail once a week is recommended. If treatment is stopped, the fungal nail will return more quickly. It is therefore important to continue using FungeX Nail Fungus Pen until the fungal nail has gone.

As damp environments are one of the causes of fungal nail infections, it is strongly recommended that you wear socks made only of absorbent materials, such as cotton or wool. This is important, as moulds are commonly found in moist environments, where they can multiply. If you have a fungal nail, it is important that you keep your feet dry.

Dosage and use (for adults only): FungeX Nail Fungus Pen is for external use only. Apply the product to the affected area twice (mornings and evenings, for instance) until the fungal nail has fully grown out. Thanks to the 20-second instant kill formulation, the applicator Pen does not become infected with the fungi, preventing infection/reinfection of the other nails and protecting against any return of the moulds. FungeX Nail Fungus Pen can be combined with the use of oral antimicrobials.

Mode of action: Thanks to a unique combination of ingredients, FungeX Nail Fungus Pen forms a layer, which creates an unfavourable environment for the growth of fungi in the nail plate. It also forms a physical barrier that inhibits the spread of moulds. FungeX Nail Fungus Pen reduces the nail's acidity, creating an unfavourable environment that stops the growth and spread of fungi.

Use during pregnancy and/or breastfeeding: No information is available regarding the use of FungeX Nail Fungus Pen during pregnancy or the breastfeeding phase. If you are pregnant or breastfeeding, consult your doctor or pharmacist before using.

Possible side effects: Possible side effects includes: erythema, irritation, edema, pain, nail discoloration and onycholysis; Allergic reactions.

⚠️ WARNINGS

- For external use only.
- Fungal nail might cause erythema, irritation, edema, pain, nail discoloration and onycholysis.
- Check the list of ingredients to know if you are allergic to any of the ingredients contained in the gel.
- Avoid contact with eyes or mucous membranes.
- Do not apply to open wounds or damaged skin.
- Do not bandage tightly.
- Do not apply heat to the area of application.
- Pregnant or breastfeeding patients should seek advice of health professional before using FungeX Nail Fungus Pen.
- If you experience allergic reactions, stop using the product.
- Keep out of reach of young children.
- In case of no effect, consult a physician.

Contains: 1 FungeX Nail Fungus Pen with 4 ml

Ingredients: Aqua, Ethoxydiglycol, ISK 1320®, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum,

Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

All enquiries about the product should be sent to the distributor. For more information about FungeX Nail Fungus Pen, please visit www.funge.com

FungeX is a registered trademark of theOTLab. FungeX Nail Fungus Pen is a class 2A medical device according to EU regulation 93/42/EC.



Do not use after expiry date (see packaging)

Read the instructions for use before using this medical device.

Latest revision of text : September 2023

NL FUNGEX KALKNAGEL PEN

- Bewezen effectieve formule tegen schimmelnagels
- Verwijdert schimmel op de nagel binnen 20 seconden!
- 100% effectief tegen schimmelnagels
- Voorkomt verspreiding van de infectie en helpt herinfectie te voorkomen.

Algemeen advies: Lees voor het gebruik van FungeX Kalknagel Pen de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, ook als u dit medische hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie in een nieuwe verpakking kan herzien zijn om de laatste wetenschappelijke inzichten en gegevens te weerspiegelen. Desondanks moet je FungeX Kalknagel Pen voorzichtig gebruiken om goede resultaten te verkrijgen. Bewaar deze instructies – het is mogelijk dat u ze tijdens de behandeling moet raadplegen.

Toepassing: FungeX Kalknagel Pen is een medisch hulpmiddel dat helpt bij de behandeling van schimmelnagels (onychomycose). FungeX Kalknagel Pen is bewezen effectief tegen schimmelnagelinfecties. De unieke formule met een 'INSTANT KILLER' bevat ingrediënten die het oppervlak van de nagel binnendringen en schimmels binnen 20 seconden doden. De vloeistof vormt een laagje op de nagel, waardoor een omgeving wordt gecreëerd die ongunstig is voor de groei van schimmels en die fungeert als een fysieke barrière om de verspreiding van schimmels te voorkomen. Voor snellere en betere resultaten wordt aangeraden om de schimmelnagel één keer per week zorgvuldig te vijlen. Als de behandeling wordt gestopt, zal de schimmelnagel sneller terugkomen. Het is daarom belangrijk om FungeX Kalknagel Pen te blijven gebruiken totdat de schimmelnagel verdwenen is.

Omdat vochtige omgevingen een van de oorzaken zijn van schimmelnagelinfecties, wordt het sterk aangeraden om sokken te dragen die alleen gemaakt zijn van absorberende materialen, zoals katoen of wol. Dit is belangrijk omdat schimmels vaak voorkomen in vochtige omgevingen, waar ze zich kunnen vermenigvuldigen. Als je een schimmelnagel hebt, is het belangrijk dat je je voeten droog houdt.

Dosering en gebruik (alleen voor volwassenen): FungeX Kalknagel Pen is alleen voor uitwendig gebruik. Breng het product twee keer aan op het aangetaste gebied (bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds) totdat de schimmelnagel volledig is uitgegroeid. Dankzij de 20 seconden durende instant kill formule, raakt de applicator Pen niet geïnfecteerd met de schimmels, waardoor infectie/herinfectie van de andere nagels wordt voorkomen en de schimmels niet terugkomen. FungeX Kalknagel Pen kan gecombineerd worden met het gebruik van orale antimicrotica.

Werking: Dankzij een unieke combinatie van ingrediënten vormt FungeX Kalknagel Pen een laagje dat een ongunstige omgeving creëert voor de groei van schimmels in de nagelplaat. Het vormt ook een fysieke barrière die de verspreiding van schimmels tegengaat. FungeX Kalknagel Pen vermindert de zuurgraad van de nagel en creëert zo een ongunstige omgeving die de groei en verspreiding van schimmels stopt.

Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding: Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik van FungeX Kalknagel Pen tijdens de zwangerschap of borstvoedingsperiode. Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, raadpleeg dan voor gebruik je arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen: Mogelijke bijwerkingen zijn: erytheem, irritatie, oedeem, pijn, nagelverkleuring en onycholyse; Allergische reacties.

⚠️ WAARSCHUWINGEN

- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Schimmelnagel kan erytheem, irritatie, oedeem, pijn, nagelverkleuring en onycholyse veroorzaken.

FUNGE X

NAIL FUNGUS PEN

KALKNAGEL PEN

NAGELPILZ-STIFT

- Controleer de ingrediëntenlijst om te weten of je allergisch bent voor een van de ingrediënten in de gel.Vermijd contact met ogen of slijmvliezen.
- Niet aanbrengen op open wonden of beschadigde huid.
- Niet strak verbinden.
- Niet verwarmen.
- Zwangere patiënten of patiënten die borstvoeding geven moeten advies van een gezondheidsdeskundige inwinnen voordat ze FungeX Kalknagel Pen gebruiken.
- Als je allergische reacties ervaart, stop dan met het gebruik van het product.
- Buiten het bereik van jonge kinderen houden.
- Raadpleeg een arts bij geen effect.

Inhoud: 1 FungeX Kalknagel Pen met 4 ml

Ingrediënten: Aqua, Ethoxydiglycol, ISK 1320®,Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Alle vragen over het product moeten naar de distributeur gestuurd worden. Ga voor meer informatie over FungeX Kalknagel Pen naar www.fungex.com

FungeX is een geregistreerd handelsmerk van TheOTCLab. FungeX Kalknagel Pen is een medisch hulpmiddel van klasse 2A volgens EU-verordening 93/42/EC.

 Niet gebruiken na de vervaldatum (zie verpakking)

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u dit medische hulpmiddel gebruikt.

Laatste herziening van de tekst : September 2023

DE FUNGEX NAGELPILZ-STIFT

- Bewaarte, wirkzame Formel tegen Nagelpilz
- Entfernt den Pilz auf dem Nagel innerhalb von 20 Sekunden!
- 100% wirksam gegen Nagelpilz
- Verhindert die Ausbreitung der Infektion und hilft, eine Reinfektion zu verhindern.

Allgemeine Hinweise: Lesen Sie vor der Anwendung des FungeX Nagelpilz-Stift die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt schon einmal verwendet haben. Die Informationen in neuen Verpackungen können überarbeitet worden sein, um den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten Rechnung zu tragen. Dennoch sollten Sie den FungeX Nagelpilz-Stift mit Sorgfalt anwenden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf - Sie werden sie möglicherweise während der Behandlung zu Rate ziehen müssen.

Anwendung: FungeX Nagelpilz-Stift ist ein Medizinprodukt, das bei der Behandlung von Nagelpilzinfektionen (Onychomykose) hilft. FungeX Nagelpilz-Stift ist nachweislich wirksam gegen Pilzinfektionen der Nägel. Seine einzigartige "INSTANT KILLER"-Formel enthält Inhaltsstoffe, die die Nageloberfläche durchdringen und Pilze innerhalb von 20 Sekunden abtöten. Die Flüssigkeit bildet eine Schicht auf dem Nagel, die ein für das Pilzwachstum ungünstiges Umfeld schafft und als physische Barriere die Ausbreitung von Pilzen verhindert. Um schnellere und bessere Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den pilzbefallenen Nagel einmal pro Woche sorgfältig zu feilen. Wenn die Behandlung unterbrochen wird, kehrt der Nagelpilz schneller zurück. Es ist daher wichtig, den FungeX Nagelpilz-Stift so lange zu verwenden, bis der Nagelpilz verschwunden ist.

Da feuchte Umgebungen eine der Ursachen für Nagelpilzinfektionen sind, wird dringend empfohlen, Socken zu tragen, die nur aus saugfähigen Materialien wie Baumwolle oder Wolle bestehen. Dies ist wichtig, da Pilze in feuchten Umgebungen häufig vorkommen und sich dort vermehren können. Wenn Sie einen Nagelpilz haben, ist es wichtig, Ihre Füße trocken zu halten.

Dosierung und Anwendung (nur für Erwachsene): FungeX Nagelpilz-Stift ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Tragen Sie das Produkt zweimal auf die betroffene Stelle auf (z. B. morgens und

abends), bis der Pilznagel vollständig ausgewachsen ist. Dank der 20-Sekunden-Sofortabtötungsformel wird der Applikator-Stift nicht mit dem Pilz infiziert, wodurch eine Infektion/Reinfektion der anderen Nägel und ein Wiederauftreten des Pilzes verhindert wird. Der FungeX Nagelpilz-Stift kann mit der Einnahme von oralen Antimykotika kombiniert werden.

Wirkungsweise: Dank einer einzigartigen Kombination von Inhaltsstoffen bildet der FungeX Nagelpilz-Stift eine Schicht, die ein ungünstiges Umfeld für das Wachstum von Pilzen in der Nagelplatte schafft. Es bildet auch eine physikalische Barriere, welche die Ausbreitung von Diese Pilzen verhindert. FungeX Nagelpilz-Stift reduziert den Säuregehalt des Nagels und schafft so ein ungünstiges Milieu, das das Wachstum und die Ausbreitung von Pilzen verhindert.

Anwendung während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit: Es liegen keine Informationen über die Anwendung von FungeX Nagelpilz-Stift während der Schwangerschaft oder Stillzeit vor. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker.

Mögliche Nebenwirkungen: Mögliche Nebenwirkungen sind: Rötungen, Reizungen, Ödeme, Schmerzen, Nagelverfärbungen und Onycholyse; Allergische Reaktionen.

⚠️ WARNUNGEN

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nagelpilz kann Erytheme, Reizungen, Ödeme, Schmerzen, Nagelverfärbungen und Onycholyse verursachen.
- Überprüfen Sie die Liste der Inhaltsstoffe, um festzustellen, ob Sie auf einen der Inhaltsstoffe des Gels allergisch reagieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten.
- Nicht auf offene Wunden oder verletzte Haut auftragen.
- Nicht fest bandagieren.
- Nicht erwärmen.
- Schwangere oder stillende Patientinnen sollten vor der Anwendung von FungeX Nagelpilz-Stift den Rat eines Arztes einholen.
- Beim Auftreten von allergischen Reaktionen sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden.
- Überhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn keine Wirkung eintritt.

Inhalt: 1 FungeX Nagelpilz-Stift met 4 ml

Inhaltsstoffe: Aqua, Ethoxydiglycol, ISK 1320®,Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Alle Anfragen zu diesem Produkt sollten an den Händler gerichtet werden. Weitere Informationen zum FungeX Nagelpilz-Stift finden Sie unter www.fungex.com

FungeX ist eine eingetragene Marke von TheOTCLab. FungeX Nagelpilz-Stift ist ein Medizinprodukt der Klasse 2A gemäß der EU-Verordnung 93/42/EG.

 Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden (siehe Verpackung)

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Medizinprodukt verwenden.

Letzte Überarbeitung des Textes: September 2023

Distributor/Distributeur/Verteiler:
TheOTCLab
Fred Roeskestraat 100, 1076 ED
Amsterdam The Netherlands

**Manufacturer/Fabrikant/
Hersteller:**
PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden
The Netherlands



074900_V1.0
V9772810_23J1