


## Rechargeable Sonic Power Toothbrush

### Ultrasoon Elektrische Tandborstel

#### Operating Instructions

#### Handleiding

Model: DT20



Lees deze instructies volledig voor voordat u het product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

### Table of contents - inhoudstafel

Nederlands

- Belangrijke veiligheidsmaatregelen... 1
- Gevaar-water... 7
- Gevaar-spanning... 1
- Gevaar-waarschuwingen... 2
- Medische waarschuwingen... 2
- Configuratie... 4
- Eerste gebruik... 4
- How te gebruiken... 4
- Onderhoud... 6
- Probleemoplossingen... 6
- Garantie... 8
- Disposal... 13

Engish

- Important safeguards... 7
- Dangers-water... 7
- Dangers-voltage... 7
- Dangers-warnings... 2
- Medical-warnings... 2
- Configuration... 4
- Getting started... 4
- How to use... 4
- Maintenance... 6
- Troubleshooting... 6
- Warranty... 8
- Disposal... 13

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

De elektrische tandborstel is veilig en effectief bij gebruik volgens de instructies. Het is bij het gebruik van elektrische tandborstels belangrijk om de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen, vooral als u kinderen in de buurt zijn.

#### LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEbruIK

#### GEVAAR-WATER

- De tandborstel is niet geschikt voor gebruik in badkamers, zwembaden, hot tubs of andere plaatsen waar water kan vallen of op de tandborstel kan vallen.
- Plaats de tandborstel niet in water of andere vloeistof en haal deze niet uit het water totdat het volledig droog is.
- Gebruik het product niet bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.
- Gebruik het product niet bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.

#### GEVAAR-SPANNING

- De tandborstel is niet geschikt voor gebruik in badkamers, zwembaden, hot tubs of andere plaatsen waar water kan vallen of op de tandborstel kan vallen.
- Plaats de tandborstel niet in water of andere vloeistof en haal deze niet uit het water totdat het volledig droog is.
- Gebruik het product niet bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.
- Gebruik het product niet bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.

#### GEVAAR-WAARSCHUWINGEN

- De tandborstel is niet geschikt voor gebruik in badkamers, zwembaden, hot tubs of andere plaatsen waar water kan vallen of op de tandborstel kan vallen.
- Plaats de tandborstel niet in water of andere vloeistof en haal deze niet uit het water totdat het volledig droog is.
- Gebruik het product niet bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.
- Gebruik het product niet bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.

### MEDISCHE WAARSCHUWINGEN

- Als u de tandborstel gebruikt in een gebied met een laag niveau van elektrische veiligheid, zoals in een badkamer, moet u voorzichtig zijn met het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.
- De tandborstel is niet geschikt voor gebruik in badkamers, zwembaden, hot tubs of andere plaatsen waar water kan vallen of op de tandborstel kan vallen.
- Plaats de tandborstel niet in water of andere vloeistof en haal deze niet uit het water totdat het volledig droog is.
- Gebruik het product niet bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.
- Gebruik het product niet bij het gebruik van elektrische apparaten, zoals elektrische scheerapparaten, in de buurt van water.

### CONFIGURATIE

Professionele opzetting:


Profiel (lip)

Aan-Aanknop

Modus-indicator

Opzettingstator

Opzettingstator



### Eerste gebruik

#### Opladen van de tandborstel

De tandborstel moet 24 uur worden opgeladen alvorens te worden gebruikt.

#### Opmerkingen

- De tandborstel moet 24 uur worden opgeladen alvorens te worden gebruikt.
- De tandborstel moet 24 uur worden opgeladen alvorens te worden gebruikt.
- De tandborstel moet 24 uur worden opgeladen alvorens te worden gebruikt.

#### HOE TE GEBRUIKEN

- 1. Tandborstel**
- 2. Opzetter**

### ONDERHOUD

Zorg ervoor dat de tandborstel uit het stopcontact wordt verwijderd na gebruik.

#### 1. Tandborstel

- 1.1. De tandborstel moet 24 uur worden opgeladen alvorens te worden gebruikt.
- 1.2. De tandborstel moet 24 uur worden opgeladen alvorens te worden gebruikt.

#### 2. Opzetter

- 2.1. De tandborstel moet 24 uur worden opgeladen alvorens te worden gebruikt.
- 2.2. De tandborstel moet 24 uur worden opgeladen alvorens te worden gebruikt.

### PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem	mogelijke oorzaken	Oplossing
De tandborstel doet het niet.	U hebt het product opgeladen.	Laad de tandborstel op.
Zwakke of onregelmatige trillingen.	De tandborstel wordt te snel geladen.	Plaats de tandborstel op de opzetter.
De tandborstel geeft geen geluid.	De tandborstel wordt te snel geladen.	Plaats de tandborstel op de opzetter.

### Garantie

De tandborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

The Power toothbrush is safe and effective when used according to directions. Use all electrical appliances, however, before safety precautions should be followed, especially when children are present.

#### DANGERS-WATER

- Do not use the toothbrush in bathrooms, swimming pools, hot tubs or other places where water can fall on the toothbrush.
- Do not use the toothbrush in bathrooms, swimming pools, hot tubs or other places where water can fall on the toothbrush.

#### DANGERS-VOLTAGE

- Do not use the toothbrush in bathrooms, swimming pools, hot tubs or other places where water can fall on the toothbrush.
- Do not use the toothbrush in bathrooms, swimming pools, hot tubs or other places where water can fall on the toothbrush.

#### DANGERS-WARNINGS

- Do not use the toothbrush in bathrooms, swimming pools, hot tubs or other places where water can fall on the toothbrush.
- Do not use the toothbrush in bathrooms, swimming pools, hot tubs or other places where water can fall on the toothbrush.

### CONFIGURATION

Professional brush head


Color ring

Power button

Mode indicator

Charging indicator

Charger bases



### SAVE THESE INSTRUCTIONS

### GETTING STARTED

#### Charging the toothbrush

Be sure to turn off the toothbrush before charging. Plug the power plug into the outlet. Then plug the toothbrush into the charger. The charger indicator light will be on, indicating the toothbrush is charging. After the battery is fully charged, the charger indicator light will turn off, indicating the toothbrush is fully charged.

#### HOW TO USE

1. Slide the brush head onto the handle. Push the brush head down until it locks into place on the handle.
2. Turn the handle and brush a small amount of toothpaste.
3. Turn the handle and brush a small amount of toothpaste.

### HOW TO USE

1. Slide the brush head onto the handle. Push the brush head down until it locks into place on the handle.
2. Turn the handle and brush a small amount of toothpaste.
3. Turn the handle and brush a small amount of toothpaste.

### HOW TO USE

1. Apply light pressure and gently move the brush head across the teeth in a semi-circle.
2. Apply light pressure and gently move the brush head across the teeth in a semi-circle.

### MAINTENANCE

Be sure to remove the plug from the electrical outlet before cleaning the product.

#### Toothbrush

1. Remove the brush head.
2. Wipe all surface areas with a damp cloth.
3. Wipe all surface areas with a damp cloth.

#### Charger

1. Using a soft cloth, wipe off any dirt on the charger and the settings.
2. Clean the plug periodically to ensure it remains in good working order.

### TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The toothbrush does not charge.	You have not purchased the correct power plug for your country.	Change the main unit and the power plug for your country.
The toothbrush is not fully charged.	The toothbrush is not fully charged.	Charge the main unit for at least 24 hours.

### WARRANTY

Your toothbrush is guaranteed for 1 year against manufacturer's defects.


### DISPOSAL

The entire surface of this product is designed to be recycled. At the end of the product's life, please remove the battery before you discard the product and recycle the remaining parts.

#### Removing and recycling the battery

1. Turn the handle and brush a small amount of toothpaste.
2. Turn the handle and brush a small amount of toothpaste.

### BINTOI



Model: DT20

MADE IN CHINA