


C CARE



SMC 100

HANDLEIDING
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG

KLOP MASSAGE STICK
HANDHELD MASSAGER
APPAREIL DE MASSAGE
KLOPF MASSAGEGEGRAT

INSTRUCTIES

Wij feliciteren u met uw aankoop van de C Care Klopmassage stick SMC100 en danken u voor het vertrouwen dat u in ons merk en onze producten stelt.

Wij zijn ervan overtuigd dat u met deze aankoop een kwalitatief hoogstaand product in handen heeft waar u jarenlang plezier van zult hebben.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, ook als u bekend bent met het type product. Het geeft u handige tips om het maximale uit uw product te halen.

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben over dit product en het gebruik ervan, stuur dan een e-mail naar onderstaand adres; wij beantwoorden uw vraag direct

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

The Netherlands

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

Productomschrijving

Dit elektronische handmassageapparaat biedt u een indringende - en ontspannende klopmassage met de bedoeling om uw spieren te ontspannen en los te maken. Het gebruik van het product verlicht spierpijn, vermindert stress, verlicht spanningen en verbetert uw bloedcirculatie.

Product toepassing

Dit product heeft een gezondheidsfunctie, het is geschikt voor gebruik door iedereen ouder dan 8 jaar.

Veiligheidsinstructies

Om een veilig en juist gebruik van dit product te garanderen, dient u deze handleiding eerst zorgvuldig te lezen

Gebruiksomgeving

- Gebruik het apparaat niet in een natte - of stoffige omgeving, aangezien dit kan leiden tot defecten of een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer of in bed
- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken. Bewaar het op een veilige plaats.
- Ga niet op het product zitten
- Stel het apparaat niet bloot aan verwarming of direct zonlicht.
- Laat geen voorwerpen in een opening vallen en steek er geen voorwerpen in
- Ga uiterst voorzichtig om met de verwarmde oppervlakken. Het gebruik van de verwarmde oppervlakken zonder toezicht door kinderen of gehandicapten kan gevaarlijk zijn
- Til of draag dit apparaat niet aan het netsnoer
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk gebruik, niet voor professionele doeleinden
- Dek het apparaat tijdens de werking niet af
- Het apparaat is niet bedoeld voor personen met verminderde lichamelijke -, zintuiglijke - of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis. Ze kunnen het product gebruiken onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Veelvuldig gebruik kan leiden tot overmatige verhitting en fysieke schade. Mocht dit gebeuren, stop dan de werking en laat het apparaat afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt.
- Wij adviseren personen die onder medische behandeling staan eerst hun arts te raadplegen alvorens zij dit product in gebruik nemen. Gebruik het product niet als u zich niet lekker voelt.
- Als het product wordt bewaard in een koude omgeving en wordt meegenomen in een warme omgeving, laat het product dan een uur in de warmere omgeving acclimatiseren voordat u het gebruikt om zo optimale massageprestaties te verkrijgen.

- Open het product niet, repareer het niet zelf.

Product en accessoires

De draagbare klop massage stick kan gebruikt worden met 4 verschillende massagekoppen

- 4-punts intensieve massagekop
- Kam massagekop
- Shiatsu-massagekop
- Driehoekige intensieve massagekop



Product bedieningshandleiding

Selecteer voordat u het product gebruikt de juiste massagekop en steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

Draai de bedieningsknop rechtsom om het apparaat in te schakelen, u hoort een zachte "klik" om de activering te bevestigen. De massagekop begint de klopbeweging.

Als u de intensiteit van de trilling wilt verhogen, draait u de bedieningsknop geleidelijk met de klok mee. Om de intensiteit geleidelijk te verlagen, draait u de bedieningsknop tegen de klok in.

Om het product uit te schakelen, draait u de bedieningsknop tegen de klok in totdat u een "klik" -geluid hoort.

Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.

Batterijconditie en opladen

Om de batterij op te laden, sluit u de oplaadadapter aan op de oplaadpoort op de handgreep van het product en steekt u de adapter in het stopcontact.

In het bedieningspaneel zal een lampje de toestand van de batterij aangeven.

Als het lampje continu rood brandt, betekent dit dat de batterij minder dan 15% is opgeladen

Als het lampje blauw knippert, geeft dit aan dat de batterij wordt opgeladen

Als het lampje continu blauw brandt, betekent dit dat de batterij 100% is opgeladen

Als de batterij volledig is opgeladen, haalt u dan de adapter uit het stopcontact en verwijder de oplaadstekker uit het hoofdapparaat.

BELANGRIJK

Raak de kop niet aan als het apparaat wordt opgeladen.
Het apparaat dient tijdens het opladen uitgeschakeld te zijn.

Productonderhoud

Het apparaat opbergen

- Plaats het apparaat bij voorkeur in de originele geschenkverpakking en bewaar deze op een veilige -, droge - en koele plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die het oppervlak kunnen snijden of doorboren.
- Wikkel het netsnoer op en berg het op onder het product. Hang het apparaat niet op aan het netsnoer.

Reinigen

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Alleen schoonmaken met een zachte, vochtige spons
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in het apparaat binnendringen
- Dompel het apparaat tijdens het reinigen niet onder in een vloeistof.
- Gebruik geen schuurmiddelen, borstels, benzine, petroleum, glas / meubelpoetsmiddel of verfverdunder om het product schoon te maken

Let op

- Voorkom scheuren in het oppervlak van het apparaat
- Er mag slechts lichte kracht op het apparaat worden uitgeoefend om elk risico op letsel te voorkomen
- Als u gezondheidscomplicaties of gezondheidsproblemen ervaart, zoals een hartaandoening, zwangerschap of enig ander gezondheidsrisico, raadpleeg dan uw arts voordat u het product gebruikt.
- Gebruik dit product niet langer dan 15 minuten per keer
- Het product mag niet worden gebruikt door kinderen of mensen met een handicap zonder toezicht van een volwassene.
- Gebruik het product niet vlak voordat u gaat slapen
- Gebruik het product niet als het beschadigd is
- Gebruik het product niet als u zich niet lekker voelt of ernstige pijn ervaart tijdens de massage

Probleemoplossingen

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
APPARAAT WERKT NIET	STROOMSTORING	APPARAAT WERKT WANNEER DE STORING VOORBIJ IS CONTROLEER OF DE STEKKER GOED IN HET STOPCONTACT IS AANGEBRACHT
PRODUCT WERKT MAAR GEEN MASSAGE	OVERVERBITTING	LAAT HET APPARAAT 30 TOT 50 MINUTEN AFKOELEN
GEEN MASSAGE FUNCTIE	PRODUCT NIET INGESHAKELD	SCHAKEL HET PRODUCT IN EN CONTROLEER OF DE STEKKER GOED IN HET STOPCONTACT IS AANGEBRACHT
PRODUCT STOPT PLOTSELING	STROOMSTORING	WACHT TOT DEZE IS OPGEHEVEN
MASSAGESTICK WERKT NIET	BATTERIJ NIET OPGELADEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. CONTROLEER OF DE BATTERIJ VOLLEDIG IS OPGELADEN - BLAUW CONTROLELAMPJE IN CONTROLE PANEEL 2. RESET DE STICK. SLUIT DEZE AAN EN VERWIJDER DE ADAPTER NA CIRCA 3 SECONDEN. ZET DE STICK AAN 3. DE LEVENSDUUR VAN DE LITHIUM BATTERIJ IS VOORBIJ
PRODUCT START NIET DIRECT	INSCHAKELING NIET CORRECT	HET KAN 3 SECONDEN DUREN VOOR DE STICK START. CONTROLEER OF U DE KNOP VOLDOENDE HEEFT GEDRAAID EN DE KLIK GEHOORD HEEFT IS HET BATTERIJ LAMPJE BLAUW?

Product specificaties

Product naam	:	Oplaadbare klop massagestick
Referentie	:	SMC100
Stroom	:	100-240V
Frequentie	:	50-Hz
Verbruik	:	9 W
Adapter output	:	DC 9V, 1A
Product afmetingen	:	412 x 97 x 70 mm

GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garandeert dit product vrij van (fabrieke) fouten gedurende een periode van 36 maanden vanaf de aankoopdatum. In geval van een defect binnen deze periode zal CRESTA naar eigen oordeel het apparaat kosteloos repareren of vervangen voor eenzelfde - of gelijkwaardig apparaat. Deze garantie is niet van toepassing bij normale slijtage of indien naar het oordeel van CRESTA INTERNATIONAL B.V. het defect is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, vallen of stoten, waterschade, indien van toepassing lekkende batterijen en dergelijke. De garantie is uitsluitend van toepassing indien de aanspraak op garantie met de aankoopbon kan worden aangetoond.

Probeer het product niet te openen en zelf te repareren. Uw garantie aanspraken komen daarmee te vervallen

Voorwaarden:


Indien een reparatie noodzakelijk is kunt u het product inleveren in de winkel waar u het gekocht heeft. U kunt het product ook rechtstreeks naar ons opsturen. Stuur u vooraf een bericht met uw klachtomschrijving en vergeet u bij het opsturen niet uw volledige adresgegevens - geen postbus - te vermelden zodat wij het product na reparatie of vervanging weer naar u kunnen retourneren. Indien u het product naar ons opstuurt dient u het voldoende te frankeren. Na reparatie of omruiling ontvangt u uw product van ons franco thuisgestuurd.

Service adres:
Cresta International B.V
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
info@cresta-international.com
www.cresta-international.com

MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.



 Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

INSTRUCTIONS

We congratulate you on purchasing the C Care Handheld Massager SMC100 and thank you for the confidence placed in our brand and products.

We are convinced that with this purchase you have acquired a high quality product that you will enjoy using for many years to come.

Please read these operating instructions carefully before using the product, even if you are familiar with the type of product. It gives you useful tips to get the most out of your product.

If, after reading this manual, you still have questions about this product and how to use it, please send an e-mail to the address below; we will answer your question immediately

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

The Netherlands

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

Product description

This electronic handheld massager will provide you a penetrating and relaxing tapping massage with the intention to relax and loosen your muscles. The use of the product will relieve muscle aches and pain, will reduce stress, relieve tension and will improve your blood circulation.

Scope

This product has a health function, it is suitable to be used by all people over the age of 8 years.

Safety Instructions

To ensure a safe and proper use of this product read this instruction manual carefully first

Usage environment

- Do not use the appliance in a wet or dusty environment as this may result in malfunction or an electric shock.
- Do not use the appliance in the bathroom or in bed
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Store it in a safe location.
- Do not sit on the product
- Do not expose the appliance to a heater or direct sunlight.
- Do not drop or insert any object into any opening
- Handle the heated surfaces with great care . The unattended use of the heated surfaces by children or disabled may be dangerous
- Do not lift or carry this appliance by the power cord
- This appliance is designed for personal use only, not for professional purposes
- Do not cover the appliance during the operation
- Do not crush the appliance and avoid any sharp folds
- The appliance is not intended for persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. They can use the product under supervision of a person responsible for their safety.
- Extensive use can lead to excessive heating and physical damage. Should this occur discontinue the use and allow the unit to cool down before operating it again.
- For people under medication or medical treatment please consult your doctor before using the product. Do not use the product if you do not feel well.
- If the product is stored in a cold environment and is being taken into a warm environment allow the product to adopt an hour to the warmer environment before use to get the optimal massaging performance
- Do not open the product, do not repair by yourself.

Main unit & accessories

The handheld massager can be used with 4 different massage heads

- 4 point intensive massage head
- Comb massage head
- Shiatsu massage head
- Triangle intensive massage head



Product operation guide

Before using the product select the proper massage head and plug the appliance to the power socket.

Turn the control button clockwise to switch on the appliance, you will hear a soft "click" to confirm the activation. The massage head will start the tapping movement.

If you wish to increase the intensity of the vibration turn the control button gradually in the clockwise direction. To decrease the intensity gradually turn the control button anti clockwise.

To switch of the product turn the control button anti clockwise till you hear a "click" sound.

After the use unplug the appliance from the power socket.

Battery condition and charging

To charge the battery attach the charging adapter to the charging port on the handle of the product and plug the adapter into the power socket. In the control panel a light will indicate the battery condition.

If the light is solid red it indicates the battery has less than 15% power

If the light is blinking blue it indicates the battery is charging

If the light is solid blue it indicates the battery is charged 100%

When the battery is fully charged unplug the adapter from the power socket and remove the charging plug from the main unit.

IMPORTANT

When the appliance is charging do not touch the head

The unit should be switched off during charging.

Product maintenance

Storing the unit

- Place the massager preferably in the original giftbox and store it in a safe, dry and cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects that might cut or puncture the surface.
- Wind up and store the power cord under the appliance bottom frame. Do not hang the unit by the power cord.

Cleaning

Unplug the unit and allow it to cool down before cleaning

Clean only with a soft, damp sponge

Do not allow water or any other liquid to go inside the unit

Avoid immersing the unit into any liquid during the cleaning

Do not use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish or paint thinner to clean the product

Caution

- Avoid tearing on the appliance surface
- Only gentle force should be exerted against the unit in order to eliminate any risk of injury
- If you are experiencing any health complications or health conditions like suffering from a heart disease, pregnancy or any other health concern consult your doctor before using the product
- Do not exceed the use of more than 15 minutes at one time

C CARE

- The product should not be used by children or disabled without adult supervision.
- Do not use the product just before going to sleep
- Do not use the product if it is damaged
- Do not use the product if you do not feel well or experience severe pain during the massage

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Not operating	<ol style="list-style-type: none">1. Power failure, use when the electricity resumes2. Check the connection with the power socket
During the operation the controller is working but no massage	The massager could be overheated after prolonged use. It will automatically cool down to resume its normal function. Please turn off the power and allow the massager to cool down for 30 to 50 minutes
No massage function	<ol style="list-style-type: none">1. Turn on the power switch2. Reconnect the power cord
Sudden stop	<ol style="list-style-type: none">1. Power failure2. Reconnect the adapter
Massager does not work	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure the massager is fully charged, the control panel light should be solid blue2. Reset the massager by plugging it into the charger for at least 3 seconds then unplug and turn it on again3. The lithium-ion battery life may be expired
The massager does not start immediately	<ol style="list-style-type: none">1. It can take up to 3 seconds for the massager to start. Ensure you turned the control button enough2. Hear a click3. Check the power light is blue,

Product specifications

Product name	:	Rechargeable Handheld Massager
Reference	:	SMC100
Power Source	:	100-240V
Power Frequency	:	50-Hz
Power consumption	:	9 W
Adapter output	:	DC 9V, 1A
Product dimensions	:	412 x 97 x 70 mm

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE - requires that old household electrical appliances should not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances should be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation that when you dispose of the appliance, it should be separately collected. Contact your local authority for information concerning the correct disposal of your old appliance.

WARRANTY

CRESTA INTERNATIONAL B.V. warrants this product to be free from manufacturing defects and material errors for a period of 36 months from the date of purchase. In the event of a defect within this period, CRESTA will at its discretion repair or replace the device free of charge for the same or an equivalent device. This warranty does not apply in the event of normal wear and tear or if, in the opinion of CRESTA INTERNATIONAL B.V. the defect was caused by improper use, falling or impact, water damage, leaking batteries, if applicable, and the like. The warranty is only applicable if the warranty claim can be demonstrated with the purchase receipt.

Do not try to open the product and repair it yourself. Your warranty claims will lapse

Requirements:

If a repair is necessary, you can return the product to the store where you bought it. You can also send the product directly to us. Send a message in advance with your complaint description and do not forget to state your full address details - not a PO box - when sending so that we can return the product to you after repair or replacement. If you send the product to us, you must frank it sufficiently. After repair or exchange you will receive your product from us delivered free.

Service address:

Cresta International B.V

Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

www.cresta-international.com

PRINTING ERRORS AND MODIFICATIONS RESERVED

INSTRUCTIONS

Nous vous félicitons d'avoir acheté le massager électronique C Care SMC100 et vous remercions de la confiance placée en notre marque et nos produits.

Nous sommes convaincus qu'avec cet achat, vous avez acquis un produit de haute qualité que vous apprécierez d'utiliser pendant de nombreuses années.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit, même si vous connaissez le type de produit. Il vous donne des conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre produit.

Si, après avoir lu ce manuel, vous avez encore des questions sur ce produit et comment l'utiliser, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse ci-dessous; nous répondrons à votre question immédiatement.

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

The Netherlands

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

Description du produit

Ce massager électronique vous fournira un massage par tapotement pénétrant et relaxant dans le but de vous détendre et de relâcher vos muscles. L'utilisation du produit soulagera les douleurs musculaires, réduira le stress, soulagera les tensions et améliorera votre circulation sanguine.

Portée

Ce produit a une fonction de santé, il convient à toutes les personnes de plus de 8 ans.

Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation sûre et correcte de ce produit, lisez d'abord attentivement ce manuel d'instructions.

Environnement d'utilisation

- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou poussiéreux car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un choc électrique.
- N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain ou au lit
- Ne placez pas et ne stockez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier. Rangez-le dans un endroit sûr.
- Ne vous asseyez pas sur le produit
- N'exposez pas l'appareil à un radiateur ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas tomber et n'insérez aucun objet dans une ouverture
- Manipulez les surfaces chauffées avec le plus grand soin. L'utilisation sans surveillance des surfaces chauffées par des enfants ou des personnes handicapées peut être dangereuse
- Ne soulevez pas et ne transportez pas cet appareil par le cordon d'alimentation
- Cet appareil est conçu pour un usage personnel uniquement, pas à des fins professionnelles
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement
- L'appareil n'est pas destiné aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances. Ils peuvent utiliser le produit sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Une utilisation intensive peut entraîner un échauffement excessif et des dommages physiques. Si cela se produit, interrompez l'appareil et laissez l'appareil refroidir avant de le remettre en marche.
- Pour les personnes sous médication ou sous traitement médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser le produit. N'utilisez pas le produit si vous ne vous sentez pas bien.
- Si le produit est stocké dans un environnement froid et est transporté dans un environnement chaud, laissez le produit adopter une heure dans l'environnement plus chaud avant utilisation pour obtenir les performances de massage optimales
- N'ouvrez pas le produit, ne réparez pas vous-même.

C CARE

Unité principale et accessoires

Le masseur portable peut être utilisé avec 4 têtes de massage différentes

- une tête de massage intensif en 4 points
- Tête de massage en peigne
- une tête de massage Shiatsu
- Tête de massage intensif triangulaire



Guide d'utilisation du produit

Avant d'utiliser le produit, sélectionnez la tête de massage appropriée et branchez l'appareil sur la prise de courant.

Tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil, vous entendrez une «CLICK» douce pour confirmer l'activation.

La tête de massage commencera le mouvement de tapotement.

Si vous souhaitez augmenter l'intensité de la vibration, tournez progressivement le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer progressivement l'intensité, tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour mettre le produit en marche, tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un «click». Après l'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant.

État de la batterie et chargement

- Pour charger la batterie, connectez l'adaptateur de charge au port de charge sur la poignée du produit et branchez l'adaptateur dans la prise de courant.
- Sur le panneau de commande, un voyant indique l'état de la batterie.
Si le voyant est rouge fixe, cela indique que la batterie a moins de 15% de puissance
Si le voyant clignote en bleu, cela indique que la batterie est en charge
Si le voyant est bleu fixe, cela indique que la batterie est chargée à 100%
- Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et retirez la fiche de charge de l'unité principale.

IMPORTANT

Lorsque l'appareil est en charge, ne touchez pas la tête
L'appareil doit être éteint pendant la charge.

Maintenance des produits

Stockage de l'unité

- Placez le massager de préférence dans la boîte cadeau d'origine et rangez-le dans un endroit sûr, sec et frais. Évitez tout contact avec des arêtes vives ou des objets pointus qui coupent ou perforent la surface.
- Enroulez et rangez le cordon d'alimentation sous l'appareil. Ne suspendez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer
- Nettoyer uniquement avec une éponge douce et humide
- Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer à l'intérieur de l'unité
- Évitez d'immerger l'appareil dans un liquide pendant le nettoyage
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de vernis à verre / meuble ou de diluant à peinture pour nettoyer le produit

Mise en garde

- Évitez de déchirer la surface de l'appareil
- Seule une force légère doit être exercée contre l'unité afin d'éliminer tout risque de blessure
- Si vous rencontrez des complications de santé ou des problèmes de santé tels qu'une maladie cardiaque, une grossesse ou tout autre problème de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit
- Ne dépassez pas l'utilisation de plus de 15 minutes à la fois
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas le produit juste avant d'aller vous coucher
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé
- N'utilisez pas le produit si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez une douleur intense pendant le massage

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
PRODUIT NE FONCTIONNE PAS	PANNE DE COURANT, À UTILISER LORSQUE L'ÉLECTRICITÉ REPREND VÉRIFIEZ LA CONNEXION AVEC LA PRISE DE COURANT
PENDANT L'OPÉRATION, LE MASSAGER FONCTIONNE MAIS PAS DE MASSAGE	LE MASSAGER POURRIAT SURCHAUFFER APRÈS UNE UTILISATION PROLONGÉE. IL SE REFROIDRA AUTOMATIQUÉMENT POUR REPRENDRE SA FONCTION NORMALE VEUILLEZ ÉTEINDRE L'APPAREIL ET LAISSER REFROIDIR LE MASSAGER PENDANT 30 À 50 MINUTES
PAS DE FONCTION DE MASSAGE	1. ALLUMEZ L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION 2. REBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION
ÂRRET SOUDAIN	1. PANNE DE COURANT 2. RECONNECTEZ L'ADAPTATEUR
LE MASSAGER NE FONCTIONNE PAS	1. ASSUREZ-VOUS QUE LE MASSAGER EST COMPLÈTEMENT CHARGÉ, LE VOYANT DU PANNEAU DE COMMANDE DOIT ÊTRE BLEU FIXE 2. RÉINITIALISEZ LE MASSAGER EN LE BRANCHANT SUR LE CHARGEUR PENDANT AU MOINS 3 SECONDES, PUIS DÉBRANCHEZ LE ET RALLUMEZ-LE 3. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION EST PEUT-ÊTRE EXPIRÉE
LE MASSAGER NE DÉMARRE PAS IMMÉDIATEMENT	1. LE DÉMARRAGE DE MASSAGER PEUT PRENDRE JUSQU'À 3 SECONDES. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR SUFFISAMMENT TOURNÉ LE BOUTON COMMANDE 2. ÉCOUTEZ UN CLICK 3. VÉRIFIEZ QUE LE VOYANT D'ALIMENTATION EST BLEU

Spécifications du produit

Nom du produit	:	massager rechargeable électronique
Référence	:	SMC100
Source d'alimentation	:	100-240V
Fréquence d'alimentation	:	50 - Hz
Consommation électrique	:	9 W
Sortie adaptateur	:	DC 9V, 1A
Dimensions du produit	:	412 x 97 x 70 mm

GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et d'erreurs matérielles pendant une période de 36 mois à compter de la date d'achat. En cas de défaut dans ce délai, CRESTA réparera ou remplacera gratuitement l'appareil à sa discrétion pour le même appareil ou un appareil équivalent. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale ou si, de l'avis de CRESTA INTERNATIONAL B.V., le défaut a été causé par une mauvaise utilisation, une chute ou un impact, des dégâts d'eau, des piles qui fuient, le cas échéant, etc. La garantie n'est applicable que si la réclamation de garantie peut être démontrée avec le reçu d'achat.

N'essayez pas d'ouvrir le produit et de le réparer vous-même. Vos réclamations au titre de la garantie expireront

Conditions:

Si une réparation est nécessaire, vous pouvez retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté. Vous pouvez également nous envoyer le produit directement. Envoyez un message à l'avance avec la description de votre réclamation et n'oubliez pas d'indiquer votre adresse complète - pas une boîte postale - lors de l'envoi afin que nous puissions vous retourner le produit après réparation ou remplacement. Si vous nous envoyez le produit, vous devez l'affranchir suffisamment. Après réparation ou échange, vous recevrez votre produit de notre part livré gratuitement.

Adresse de service:

Cresta International B.V

Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE

Pays-Bas


info@cresta-international.com

www.cresta-international.com

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

La directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stipule que les appareils électriques domestiques usagés ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.



 Le symbole représentant une poubelle barrée sur le produit vous rappelle l'obligation de collecte sélective lorsque vous jetez l'appareil usagé. Contactez votre administration locale pour plus d'informations sur l'élimination correcte de vos appareils usagés.

SOUS RÉSERVE D'ERREURS D'IMPRESSION ET DE MODIFICATIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des C Care Klopf Massagegerät SMC100 und bedanken uns für das Vertrauen in unsere Marke und Produkte.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit diesem Kauf ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben haben, das Sie noch viele Jahre lang gerne verwenden werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, auch wenn Sie mit dem Produkttyp vertraut sind. Sie erhalten nützliche Tipps um Ihr Produkt optimal zu nutzen.

Wenn Sie nach dem Lesen dieses Handbuchs noch Fragen zu diesem Produkt und seiner Verwendung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an die unten angegebene Adresse. Wir werden Ihre Frage umgehend beantworten

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

Niederlande

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

Produktbeschreibung

Dieses elektronische Handmassagegerät bietet Ihnen eine durchdringende - und entspannende Klopfmassage mit der Absicht Ihre Muskeln zu entspannen und zu lockern. Die Verwendung des Produkts lindert Muskelschmerzen und Schmerzen, reduziert Stress, lindert Verspannungen und verbessert die Durchblutung.

Gebraucher

Dieses Produkt hat eine gesundheitliche Funktion und ist für alle Personen über 8 Jahre geeignet.

Sicherheitshinweise

Um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung zuerst sorgfältig durch.

Nutzungsumgebung

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer nassen oder staubigen Umgebung, da dies zu Fehlfunktionen oder einem elektrischen Schlag führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder im Bett
- Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
- Setzen Sie sich nicht auf das Produkt
- Setzen Sie das Gerät keiner Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie keine Gegenstände fallen und führen Sie nichts in eine Öffnung ein
- Behandeln Sie die erhitzten Oberflächen mit größter Sorgfalt. Die unbeaufsichtigte Verwendung der beheizten Oberflächen durch Kinder oder Behinderte kann gefährlich sein
- Heben oder tragen Sie dieses Gerät nicht am Netzkabel
- Dieses Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt, nicht für professionelle Zwecke
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab
- Das Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen gedacht. Sie können das Produkt unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwenden.
- Ausgiebiger Gebrauch kann zu übermäßiger Erwärmung und physischen Schäden führen. In diesem Fall schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Bei Personen, die sich in einer medizinischen Behandlung befinden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich nicht wohl fühlen.
- Wenn das Produkt in einer kalten Umgebung gelagert und in eine warme Umgebung gebracht wird, lassen Sie das Produkt vor dem Gebrauch eine Stunde in die wärmere Umgebung einwirken, um die optimale Massageleistung zu erzielen

- Öffnen Sie das Produkt nicht und reparieren Sie es nicht selbst.

Haupteinheit & Zubehör

Das Handmassagegerät kann mit 4 verschiedenen Massageköpfen verwendet werden

- 4-Punkt-Intensivmassagekopf
- Noppenaufsatz
- Shiatsu-Massagekopf
- Dreieckintensiver Massagekopf



Produktbetriebsanleitung

- Wählen Sie vor der Verwendung des Produkts den richtigen Massagekopf aus und schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Drehen Sie die Steuertaste im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten. Sie hören eine leise „Click“, um die Aktivierung zu bestätigen. Der Massagekopf startet die Klopfbewegung.
- Wenn Sie die Intensität der Vibration erhöhen möchten, drehen Sie den Steuerknopf allmählich im Uhrzeigersinn. Um die Intensität allmählich zu verringern, drehen Sie die Steuertaste gegen den Uhrzeigersinn.
- Um das Produkt auszuschalten, drehen Sie den Steuerknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Batteriezustand und Aufladung

Um den Akku aufzuladen, schließen Sie den Ladeadapter an den Ladeanschluss am Griff des Produkts an und stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

Auf dem Bedienfeld zeigt ein Licht den Batteriezustand an.

Wenn das Licht rot leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku weniger als 15% Strom hat.

Wenn die Anzeige blau blinkt, wird angezeigt, dass der Akku aufgeladen wird.

Wenn das Licht durchgehend blau leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku zu 100% aufgeladen ist.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und ziehen Sie den Ladestecker vom Hauptgerät ab.

WICHTIG

Berühren Sie beim Laden des Geräts nicht den Kopf.
Das Gerät sollte während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein.

Produktwartung

Gerät aufbewahren

Legen Sie das Massagegerät vorzugsweise in die Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort auf.

Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die die Oberfläche durchschneiden oder durchstoßen könnten.

Wickeln Sie das Netzkabel auf und bewahren Sie es unter dem unteren Rahmen des Geräts auf.

Hängen Sie das Gerät nicht an das Netzkabel.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es vor dem Reinigen abkühlen

Nur mit einem weichen, feuchten Schwamm reinigen.

Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

Tauchen Sie das Gerät während der Reinigung nicht in Flüssigkeiten.

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Glas- / Möbelpolitur oder Farbverdünner

Vorsicht

- Vermeiden Sie ein Reißen der Geräteoberfläche
- Es darf nur eine leichte Kraft auf das Gerät ausgeübt werden, um Verletzungsgefahren auszuschließen
- Wenn bei Ihnen gesundheitliche Komplikationen oder gesundheitliche Probleme wie Herzerkrankungen, Schwangerschaft oder andere gesundheitliche Probleme auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden
- Überschreiten Sie nicht die Verwendung von mehr als 15 Minuten gleichzeitig.
- Das Produkt darf nicht von Kindern oder Behinderten ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich während der Massage nicht wohl fühlen oder starke Schmerzen erfahren.

PROBLEMLÖSUNGEN

PROBLEM	LÖSUNG
Keine Funktion	1. Stromausfall, verwenden, wenn der Strom wieder aufgenommen wird 2. Überprüfen Sie die Verbindung mit der Steckdose
Während des Betriebs arbeitet der Controller, aber keine Massage	Das Massagegerät kann nach längerem Gebrauch überhitzt werden. Es wird automatisch abgekühlt, um seine normale Funktion wieder aufzunehmen. Bitte schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie das Massagegerät 30 bis 50 Minuten abkühlen
Keine Massagefunktion	Produkt einschalten Überprüfen Sie Stecker und Steckdose
Massagegerät funktioniert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass das Massagegerät vollständig aufgeladen ist. Die Kontrollleuchte sollte durchgehend blau leuchten 2. Setzen Sie das Massagegerät zurück, indem Sie es mindestens 3 Sekunden lang an das Ladegerät anschließen, Ziehen Sie dann den Netzstecker und schalten Sie es wieder ein 3. Die Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus ist möglicherweise abgelaufen
Plötzlicher Stopp	1. Stromausfall 2. Schließen Sie den Adapter wieder an

Das Massagegerät startet nicht sofort	<ol style="list-style-type: none">1. Es kann bis zu 3 Sekunden dauern, bis das Massagegerät startet. Stellen Sie sicher, dass Sie den Steuerknopf ausreichend gedreht haben2. Hören Sie ein Klicken3. Überprüfen Sie, ob die Betriebsanzeige blau ist
---------------------------------------	---

Produktspezifikationen

Produktname	:	Wiederaufladbares Handmassagegerät
Referenz	:	SMC100
Stromquelle	:	100-240V
Leistungsfrequenz	:	50 - Hz
Leistungsaufnahme	:	9 W.
Adapterausgang	:	DC 9V, 1A
Produktabmessungen	:	412 x 97 x 70 mm

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen elektrische oder elektronische Haushaltsgeräte nicht über das unsortierte Abfallsystem entsorgt werden. Für eine bessere Verwertung (Wiederverwendung oder Recycling) der Altgeräte und ihrer Bestandteile zum Schutz von Umwelt und Gesundheit sind diese getrennt zu sammeln.



Das entsprechende Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) weist Sie darauf hin, dass Sie das Gerät nur über gesonderte Sammelsysteme entsorgen dürfen. Weitere Informationen zur richtigen Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihren zuständigen Behörden.

GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern und Materialfehlern ist. Im Falle eines Defekts innerhalb dieser Frist repariert oder ersetzt CRESTA nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos für dasselbe oder ein gleichwertiges Gerät. Diese Garantie gilt nicht bei normalem Verschleiß oder wenn nach Ansicht von CRESTA INTERNATIONAL B.V. der Defekt durch unsachgemäße Verwendung, Herunterfallen oder Stöße, Wasserschäden, gegebenenfalls undichte Batterien und dergleichen verursacht wurde. Die Garantie gilt nur, wenn der Garantieanspruch mit dem Kaufbeleg nachgewiesen werden kann.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen und selbst zu reparieren. Ihre Garantieansprüche verfallen.

Garantieanspruch

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, können Sie das Produkt an das Geschäft zurücksenden, in dem Sie es gekauft haben. Sie können das Produkt auch direkt an uns senden. Senden Sie vorab eine Nachricht mit Ihrer Beschwerdebeschreibung und vergessen Sie nicht, beim Senden Ihre vollständigen Adressdaten - kein Postfach - anzugeben, damit wir das Produkt nach Reparatur oder Austausch an Sie zurücksenden können. Wenn Sie das Produkt an uns senden, sollten Sie es ausreichend frankieren. Nach Reparatur oder Umtausch erhalten Sie Ihr Produkt von uns kostenlos geliefert.

Serviceadresse:

Cresta International B.V.

Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE

Niederlande

info@cresta-international.com

www.cresta-international.com

Druckfehler und Änderungen vorbehalten