



HANDLEIDING IPL ONTHARINGSAPPARAAT



Bedankt voor uw aankoop. Aan het ontwerp en de vervaardiging van uw IPL is de grootste zorg besteed. Lees deze instructies voor gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Inhoudsopgave:

- 1. Algemene informatie**
 - 1.1 Productinformatie
 - 1.2 Geschikt voor
 - 1.3 Illustraties
- 2. Quick start**
 - 2.1 Batterij
 - 2.2 Een SD-kaart plaatsen
 - 2.3 Start test-modus
 - 2.4 Realtime mode
- 3. Geavanceerde instellingen**
 - 3.1 Parameter instellingen
 - 3.2 Converteer materiaal
 - 3.3 Voorzorgsmaatregelen
 - 3.4 Technische parameters
 - 3.5 FAQ

1. Veiligheidstips

Ter bescherming van de huid is het niet geschikt voor het volgende klanten


U heeft een bekende huidaandoening.

- *U heeft een huidaandoening zoals allergische dermatitis, eczeem enz. Die fotosensibilisatie hebben. Als u last heeft van menstruatie, zwangerschap of Borstvoeding*
 - *Als u zonnebrand heeft.*
- *Zwarte of door de zonverbrande huid (Raadpleeg de volgende specifieke kleurcontrastkaart). Gebroken huid, een korstje of genezen wond, kanker of hemangioom.*
- *Uw ogen en elke kunstmatige esthetische, prothetische of plastic gebied.*

2. Productintroductie

2.1 Paklijst: IPL-machine, voedingsadapter, garantiekaart, instructie handmatig.

2.2 Structuurbeschrijving



3. Technical Parameters

Lamp tube	Xenon quartz tube
Light source	Intense Pulsed Light
Energy Frequency	5.7-12.6J
Focus size	33*12mm
Wavelength	560-1200nm
Lamp tube life	990000发
Adaptor	AC100~240V @ 12V DC 3A
Weight	186g
Size	124*83*48.5mm ³
Operating temperature range	5~30°C
Operating humidity range	Relative humidity 30%~60%


4. Functies Inleiding Huidverjonging • Ontharing

Dit product kan gebruikt worden voor: overtollig haar zoals liphaar, okselhaar, lichaamshaar ledematen, voorhoofdhaar etc.; Pijnloos ontharen is geschikt voor zwart haar en mensen met donker haar, het is niet geschikt voor wit, grijs of blond (zie de volgende kleurcontrastkaart)

Skin color / Hair color	White	Yellow	Medium brown	Light brown	Brown	Dark brown/black
White/grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light gold	×	×	×	×	×	×
Light brow	✓	✓	✓	✓	×	×
brow	✓	✓	✓	✓	×	×
Dark brow	✓	✓	✓	✓	×	×
Black	✓	✓	✓	✓	×	×

Huid- en haarkleurcontrastkaart 5. Gebruiksaanwijzing 5.1 Gebruik een medisch alcoholdoekje om het glazen raam schoon te maken 5.2 Druk gedurende 1 seconde op de "aan / uit-knop", het zal starten en in de werkende staat komen (het groene indicatielampje brandt en u kunt horen dat het systeem werkt). Opmerking: 5 5 1. U zult zien dat het rode indicatielampje brandt na het opstarten. 2. Vervolgens moet u het flitsvenster naar uw huid verplaatsen, u zult het rode indicatielampje zien flikkeren, omdat er een inductiesensor voor het menselijk lichaam in het flitsvenster is ingebouwd en de sensor de huid zal voelen wanneer u er dichtbij komt. 3. De rode lichtindicator moet flikkeren, anders

apparaat zal niet werken. Als je merkt dat de rode indicator niet flikkert, breng hem dan dichterbij je huid totdat hij wel flikkert. Aanknop 5.3 Klik op de "aan / uit-knop" om het geschikte intensiteitsniveau te selecteren, er zijn vijf intensiteitsniveaus die worden aangegeven met de blauwe indicatielampjes. Het onderstaande diagram toont het intensiteitsniveau van laag naar hoog vermogen, niveau 1 is de minimale vermogensinstelling, niveau 5 is de maximale vermogensintensiteit. Elke aanpassing kan worden gemaakt in de getoonde volgorde met een klik op de aan/uit-knop.



5.4 Zodra het intensiteitsniveau is ingesteld, verplaatst u het flitsvenster naar de huid die het flitsvenster volledig kan bedekken, u ziet het rode indicatielampje flikkeren en klikt vervolgens op de flitsknop, het apparaat knippert één keer; na elke flits werking zal het rode indicatielampje uitgaan om de stroom op te laden, na 1-3 seconden gaat het lampje weer branden om aan te geven dat het weer klaar is voor gebruik. Opmerking: Voor perfecte resultaten wordt het ontharingsproces aanbevolen wordt 2-3 keer herhaald en zorgt ervoor dat alle lichaamsdelen dat doen niet worden herhaald en weggelaten. Het apparaat werkt niet correct als het rode indicatielampje brandt blijft branden zonder te flikkeren, volg in dit geval de onderstaande stappen.

1. Zorg ervoor dat het flitsvenster zich dicht genoeg bij de huid bevindt.
 2. Als het rode indicatielampje nog steeds brandt, ga dan naar je huid gedurende 3-5 seconden en controleer of het weer normaal is functie.
 3. Start het opnieuw als deze bewerking is mislukt
 4. Als de bovenstaande bewerking het probleem niet kan oplossen, neem dan contact op met onze klantenservice
- 5.5 Bij inactiviteit gaat het apparaat na 5 minuten in stand-by modus, klik gewoon op de aan/uit-knop om hem te activeren. Let op: bij het herstarten keert de intensiteit terug naar niveau 1.

5.6 Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om hem uit te schakelen

5.7 Reinig het flitsvenster na gebruik met behulp van het voorgestelde vochtige doekje met medische alcohol. Opmerking: Na veelvuldig gebruik van het apparaat zal er een dauwvitte vlek in de lens ontstaan, dit heeft geen invloed op het normale gebruik en de levensduur van het instrument.

6. Haarmanagementproces

6.1 in test voor gebruik

Het wordt ten zeerste aangeraden om te controleren op bijwerkingen door 2 uur voor elke ontharingsprocedure een huidtest uit te voeren. Test methode Op een klein deel van de huid aan de binnenkant van de bovenarm (de mediale zone), Van een lage energie tot een hoge energie 1-2 keer aanbrengen op dezelfde plaats. Als u na 2 uur roodheid, brandwonden, stekende pijn of andere symptomen voelt, raadpleeg dan een arts voordat u het product opnieuw gebruikt. Gebruik het product bij licht ongemak opnieuw op een lagere intensiteitsinstelling. Als het ongemak aanhoudt, raadpleeg dan een arts voor verder gebruik

6.2 Bedieningsstappen

- 6.2.1 Maak het flitsvenster schoon en scheer vervolgens het haar op uw hoofd lichaam en maak het resterende haar schoon
- 6.2.2 Start het apparaat, kies het meest geschikte intensiteitsniveau voor ontharing
- 6.2.3 Nadat u klaar bent met ontharen, moet u de huid koelen met behulp van loe water of een koude, vochtige handdoek.
- 6.2.4 U kunt een toner gebruiken om uw huid te helpen vocht vast te houden nadat het is verwijderd.
- 6.2.5 Suggesties voor operaties op intensiteitsniveau voor alle huidtypes en verschillende lichaamsdelen, verwijzen wij u naar de onderstaande vergelijkingstabel.
- 6.2.6 Het wordt sterk aangeraden om niet meerdere keren op hetzelfde deel van de huid te gebruiken. U mag minder dan twee keer achter elkaar flitsen op slechts één plek. De werkingsfrequentietijden moeten worden verkort bij gebruik van een hoog energie-intensiteitsniveau.

Skin color Parts	white color	yellow color	Medium Brown	Light Brown	Brown	Dark brown/black
	Armpit	3-5 level 3-4 times	3-5 level 3-4 times	3-4 level 2-3 times	2-3 level 2-3 times	2-3 level 2-3 times
Arm	3-5 level 3-4 times	2-4 level 3-4 times	2-4 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	inapplicable
Leg	3-5 level 3-4 times	2-4 level 3-4 times	2-4 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	inapplicable
Around Mouth	3-4 level 3-4 times	2-3 level 3-4 times	2-3 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	inapplicable
Face	3-4 level 3-4 times	2-3 level 3-4 times	2-3 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	inapplicable

Opmerking

- Gebruik 6-10 keer als ontharingscyclus
 - Gebruik één keer per twee weken tot maximaal zes keer
 - Gebruik een keer in de vier weken bij 6-10 keer gebruik.
- Als u merkt dat er na gebruik nieuw dun haar groeit, behandel dan een keer in de 2-3 maanden op deze plek en blijf bevredigende resultaten behalen.
- Om de beste resultaten te krijgen, wordt aangeraden om op dikke plekken te werken haar dat u gedurende een bepaalde periode vaak gebruikt.
- Het gebruik verschilt van persoon tot persoon, gebruik minder vaak wanneer het haargebied met een kleine hoeveelheid groeit, ongeveer 30%.

7. Opmerkingen over de werking van het apparaat

- 7.1 Flits tijdens gebruik niet in de buurt van of direct in de ogen.
- 7.2 Na de operatie is enige roodheid van de huid normaal. U kunt het gebied afkoelen met ijswater of een koude, vochtige handdoek.
- 7.3 Reinig het flitsvenster niet rechtstreeks met spuitalcohol.
- 7.4 Niet gebruiken in combinatie met andere cosmetica zoals water gel producten.
- 7.5 Probeer tijdens het gebruik geen lichtgevoelig voedsel te eten (zoals spinazie, cole, mosterd, enz.)
- 7.6 Gebruik voor het beste resultaat de hogere energiestand. (Waarschuwing - alleen na het volgen van de vorige instructies).
- 7.7 Hoe donkerder uw huid, in dit geval kan een huidreactie niet zo duidelijk zijn en kan de reactie vertraagd zijn zorg ervoor dat de wachttijd van 2 uur wordt gevolgd voordat u verhoogt de intensiteitsinstelling.
- 7.8 Blijf uw huid verzorgen met hydratatie en gebruik zonnebrandcrème op een normale manier na gebruik van dit product.
- 7.9 Vermijd UV-licht tijdens gebruik en bescherm uw huid altijd als u in de zon bent. Probeer ook tijdens het werken langdurige blootstelling aan computerstraling te vermijden en bescherm uzelf met zonnebrandcrème of zonnebrandcrème.
- 7.10 Blokkeer de luchtinlaat en de koeluitlaat niet om de koeling van het apparaat niet te beïnvloeden.
- 7.11 Haar dat aan het apparaat kleeft, kan enkele witte plekken veroorzaken, maar dit heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat en de normale gebruik.
- 7.12 In de late levensfase zal de binnenwand van de gloeilamp verschillende gradaties van zwart fenomeen vertonen, dit is een gevolg van het normale verouderingsproces van de buizen. Maak je geen zorgen normaal blijven gebruiken binnen de opgegeven parameters.
- 7.13 Dit product is niet waterdicht, vermijd contact met water.

- 7.14 Eventuele storingen, koppel het apparaat onmiddellijk los. Als u merkt dat de productafdekking of het glas van het fliitsvenster kapot is, ga dan terug naar leverancier voor onderhoud.
- 7.15 Bewaar het apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden, vocht stof of bij hoge temperaturen.
- 7.16 Voorkom beschadigingen en buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- 7.17 Verbied het gebruik ervan met andere applicaties die niet zijn toegestaan.
- 7.18 Verbied andere mensen dit apparaat te openen, behalve onze bevoegde personen, anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

*Mocht je naar aanleiding van de handleiding nog vragen hebben, stuur gerust een e-mail met je vraag naar: **fabianexplore@gmail.com***