





## Gebruiksaanwijzing - Acupressure Mat en Kussen

### User Manual - Acupressure Mat and Pillow

### Manuel d'utilisation - Tapis et Oreiller d'Acupression

---

<b>NL:</b> p.2	LG1033 Zwart/Wit   Black/White   Noir/Blanc EAN 8720195251033
<b>EN:</b> p.3	LG1034 Zwart/Blauw   Black/Blue   Noir/Bleu EAN 8720195251040
<b>FR:</b> p.4	LG1035 Grijs/Wit   Grey/White   Gris/Blanc EAN 8720195251057
	LG1036 Groen/Wit   Green/White   Vert/Blanc EAN 8720195251064



**RoHS**

MADE IN CHINA

**REACH**



Lees de instructies

Please read the manual

Veuillez lire ce mode d'emploi


---

**LifeGoods B.V.**


Wisselweg 33  
1314CB Almere  
Netherlands  
10/2020 - V.1

© LifeGoods B.V.

[www.lifegoods.nl](http://www.lifegoods.nl)



## Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

 Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

- De Acupressure mat dient NIET als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Gebruik de Acupressure Mat NIET, of raadpleeg een arts als je zwanger bent, een huidaandoening of hemofilie hebt, of anticoagulantia slikt.
- De Acupressure Mat is NIET geschikt voor kinderen onder de 5 jaar of voor mensen met een fysieke of mentale beperking, tenzij er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.

## Inhoud Verpakking

- 1x LifeGoods Acupressure Mat en Kussen; 1x Handleiding; 1x Instructieboekje; 2x Massagebal; 1x Draagtas.

## Productspecificaties

Grootte	66,00 x 40,00 x 2,00 CM	Pads	Aantal punten: 27
Gewicht	0.685 KG	Aantalpads	Mat: 230   Kussen: 66
Materiaal	100% katoen, schuim, ABS		

## Onderhoud - Reinigen - Opslag

- De Acupressure Mat en Kussen kunnen alleen met de hand gewassen worden. Gebruik lauw water en laat ze aan de lucht drogen. Bewaar de mat op een droge, schone plek en niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## Weggooiën - Recyclen


- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de mat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

## Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar [service@lifegoods.nl](mailto:service@lifegoods.nl)
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

## Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



## Warnings and Safety Instructions



Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

- The Acupressure mat is NOT a substitute for treatments administered by doctors or physiotherapists.
- Do NOT use the Acupressure Mat, or consult your physician if you are pregnant, have a skin disease or hemophilia or if you take anticoagulants.
- The Acupressure Mat should NOT be used by children under the age of 5 or persons with physical, sensory or mental disabilities, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.

## Contents of Package

- 1x LifeGoods Acupressure Mat and Pillow; 1x User Manual; 1x Instruction manual; 2x massage ball; 1x Carry-on Bag

## Product Specifications

Size	66,00 x 40,00 x 2,00 CM	Pads	Nr. of spikes: 27
Weight	0.685 KG	Nr. of pads	Mat: 230   Pillow: 66
Material	100% cotton, foam, ABS		

## Maintenance - Cleaning - Storage

- The Acupressure Mat is hand wash only. Use lukewarm water and air dry. Store the mat in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or low temperatures.

## Disposal - Recycle


- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the mat with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.

## Service and Warranty


- If you need service or information regarding your product, please contact our Customer Support at [service@lifegoods.nl](mailto:service@lifegoods.nl)
- LifeGoods provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

## Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.



## Avertissements et Consignes de Sécurité

 Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !

- Le tapis et l'oreiller d'acupression NE remplace PAS les traitements par un médecin ou un physiothérapeute
- Le tapis et l'oreiller d'acupression NE doivent PAS être utilisés en cas de grossesse, maladie de peau, d'hémophilie ou si vous prenez des anticoagulants.
- Le tapis et l'oreiller d'acupression NE doit PAS être utilisé par des enfants de moins de 5 ans ou des personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux sauf s'ils supervisés par une personne responsable de leur sécurité.

## Contenu du Colis

- 1x LifeGoods Tapis et oreiller d'acupression; 1x Manuel d'utilisation; 1x Manuel d'instruction; 2x boule de massage; 1x Sac de transport

## Caractéristiques du Produit

Dimensions	66,00 x 40,00 x 2,00 CM	Segments	Nombre des pointes: 27
Poids	0.685 KG	Nombre des segments	Tapis: 230 Oreiller: 66
Matériaux	100% cotton, éponge, ABS		

## Entretien - Nettoyage - Stockage

- Lavage à la main uniquement, utilisez de l'eau tiède et suspendez ce produit pour le séchage. Rangez le tapis et l'oreiller d'acupression dans un endroit propre et sec. Ne le rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

## Élimination - Recyclage

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter ce produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.

## Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de LifeGoods à l'adresse [service@lifegoods.nl](mailto:service@lifegoods.nl)
- LifeGoods offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

## Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.