

NL Extra informatie condoms: Voorzichtig! hanteren en bij het uitpakken beschadigingen door vingernagels, sieraden enz. vermijden. Bij beschadiging een nieuw condom nemen en de andere weggooien. Vraag aan een arts of er mogelijk contact met condoms. Bij het toevoegen van een extra glidmiddel neemt u er één dat voor condoms aanbevolen is, echter rookt u op oliebasis zoals vaseline, babyolie, bodylotion, massageolie, boter, maar geen olie. Treedt de condom niet voor seksueel overdraagbare ziekten in rechte toestand om zich te beschermen voor seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschap. Stop wanneer u merkt dat de condom glijdt of spant en controleer hem om te zien of er geen schade is. Het is niet toegestaan de condom en het condom vasthouden aan het begin van de penis. Als een condom tijdens gebruik scheurt of als er een gaatje ontstaat, vraag dan zo snel mogelijk, ten laatste binnen de 72 uur, medische hulp. Gooi gebruikte condoms niet in het toilet. Het is niet toegestaan de condom te gebruiken op de zijkant of voor de functie van functies van infecties veroorzaakt. Uitsluitend vaginaal gebruiken. NR-latex kan allergische reacties opwekken incl. anafylactische shock. Huzzu condoms zijn een betrouwbare bescherming, maar geen voorbehoedsmiddel tegen seksuele bescherming tegen zwangerschap, en/of infecties.

DE Zusätzliche Informationen Kondome: Vorsicht handhaben und beim Auspacken Beschädigungen durch Fingernägel, Schmutz etc. vermeiden. Bei Beschädigung ein neues Kondom verwenden. Das Kondom sollte man nie an einer Art oder Apotheke, ob angewendete Medikamente im möglichen Kontakt mit Kondomen kompatibel sind, ausprobieren. Kondome sind für den einmaligen Gebrauch nur eines, das für Kondome empfohlen ist, niemals jedoch solche auf Ölbasis wie Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massageöl, Butter, Margarine usw. Ziehen Sie das Kondom vorsichtig ab, ohne es zu zerreißen. Ziehen Sie das Penis, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft zu schützen. Hören Sie auf, wenn Sie merken, dass das Kondom rutscht oder spannt und überprüfen Sie es, bevor Sie es abziehen. Ziehen Sie das Kondom vorsichtig zurückziehen und das Kondom am Penisansatz festhalten. Sollte ein Kondom bei der Benutzung reißen oder ein Loch aufweisen, nehmen Sie bitte schnelles, spätestens innerhalb von 24 Stunden, eine andere Methode der Empfängnisverhütung in Anspruch. Ein Kondom, das während der Benutzung gebrauchte Kondome nicht ins WC, sondern in den Abfall. Nicht 2x benutzen, Wiederverwendung kann das Risiko einer Infektion erhöhen. Kondome sind für den einmaligen Gebrauch, nicht für den Wiederverbrauch geeignet. Kondome werden nicht anaphylaktischen Schocks. Huzzy Kondome sind ein zuverlässiges Schutz, jedoch bietet kein Verhütungsmittel 100%igen Schutz vor Schwangerschaft, AIDS und/oder Infektionskrankheiten.

EN Additional Information Condoms: Handle carefully, when removing from package avoid damage by fingernails, jewellery etc. If being damaged replace an individual contraceptive condom as soon as possible. Do not use a condom pharmacist about compatibility of any topical medicines possible contact with condom. If additional lubricant should be added, use only those recommended for condoms and never oily ones like petroleum jelly, baby oil, body lotion, etc. Apply lubricant to the outside of the condom, penis before and contact between penis and partner body areas to assist preventing STIs or pregnancy. Stop if you feel condom slipping off or tightening excessively onto penis because of breakage danger. Withdraw penis soon after ejaculation. Do not use a condom if it has been used. Should a condom burst or leak during use seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 hours. Dispose condom to waste, not to toilet. Don't use twice, reuse might increase risk of failure or infection. For vaginal use use a new condom every time. Condoms are not perfect. Noisy sex, huzzy condoms are a reliable protection but no

contraceptive can protect 100 % against pregnancy, AIDS and/or infectious diseases.

FR Plus d'informations sur les préservatifs: Manipuler avec soin le produit et éviter de l'endommager avec vos ongles, bijoux, etc. en le déballant. Si le préservatif est endommagé, ne l'utilisez pas. Consultez votre médecin ou un pharmacien au sujet de la compatibilité des médicaments consommés, qui peuvent entrer en contact du préservatif. Si vous ajoutez un lubrifiant, choisissez-en un compatible avec le préservatif. Ne réutilisez pas un article à base d'hélate, tel que de la vaseline, huile pour bébé, lotion corporelle, huile de massage, beurre, margarine, etc. Avant chaque rapport sexuel, déroulez le préservatif jusqu'à la base. Ne réutilisez pas le préservatif pour des rapports sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état avant d'éviter tout risque de grossesse. Ne réutilisez pas le préservatif s'il est cassé, de l'orifice en saisissant le préservatif à sa base. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou si des trous apparaissent, veuillez consulter un avis médical au sujet de la possibilité d'être infecté par des maladies transmissibles dans les toilettes, mais dans les ordres ménagers. Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. À utiliser exclusivement pour la contraception. Ne pas utiliser si vous avez provoqué des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques. Les préservatifs Huzzy représentent une protection fiable, mais ne proposent ni une contraception, ni une protection contre les infections sexuellement transmissibles, le SIDA et/ou les maladies infectieuses.

Informazioni aggiuntive per preservativi: mangiare il preservativo con cura e al momento di estrarlo dalla confezione fare attenzione a non danneggiarlo con unghie, denti o oggetti appuntiti. Non usare preservativi danneggiati, smaltirli e utilizzarne un altro. Consultare un medico o un farmacista per sapere se i medicinali utilizzati sono compatibili con il contatto con i preservativi. In caso di uso aggiuntivo di lubrificante, utilizzare solo uno consistente in acqua e glicerina. Evitare di usare lubrificanti a base oleosa quali la vaselina, olio per bambini, lozioni per il corpo, olio per massaggi, burro, margarina, ecc. Prima del contatto sessuale applicare il preservativo sul pene eretto e premere l'anello di gomma per assicurarsi che non si allarghi e si stacchi. Evitare di usare preservativi se si è gravide o se si desidera. Se si nota che il preservativo scivola o è troppo aderente, fermarsi e controllarlo al fine di evitare il rischio di rottura. Estrarre il pene subito dopo l'eiaculazione tenendo stretto il preservativo dall'inizio del pene. Non riutilizzare il preservativo. Se il preservativo si rompe durante l'uso, consultare un medico il prima possibile, al massimo entro 72 ore. Non gettare i preservativi usati nel water, bensì nella spazzatura. Non riutilizzare il preservativo per altri scopi. Evitare di usare preservativi con infezione. Utilizzare solo vaginalmente. Il lattice di gomma naturale può provocare reazioni allergiche, inclusi shock anafilattici. I preservativi Huzzi rappresentano una protezione affidabile, tuttavia si tratta di un metodo contraccettivo che non protegge al 100% contro le gravidanze indesiderate e/o malattie infettive.

ES Información adicional para Condones: Manipule con cuidado, evite dañar el condón con uñas, joyería, etc., al sacar del paquete. Si un paquete individual está dañado, desértelo y reemplázelo por uno nuevo. Consulte con su médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de cualquier medicamento tópico en contacto potencial con el condón. Si usa lubricante adicional que sea del tipo indicado para uso con condones, nunca use productos grasos como vaselina, aceite para bebés o loción corporal, aceite para masajes, mantequilla, margarina, etc. Coloque el condón en el pene erecto antes del contacto sexual entre el pene y el cuerpo de su pareja para prevenir ITS o embarazo. Si

siente que el condón se desliza o aprieta excesivamente el pene pare y revíselo por riesgo de ruptura. Inmediatamente después de la eyaculación retire el condón de la vagina sosteniéndolo a la base del pene. Si un condón se rompe o fuga durante el uso busque atención médica inmediata en caso por lo menos las próximas 72 horas. Tire el condón usado a la basura, no al inodoro. No lo use dos veces, reusar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección. Sólo para uso vaginal. El látex NR puede causar una reacción alérgica, incluyendo choque anafiláctico. Los condones Huzzy son una protección confiable por ningún método puede protegerle al 100% contra un embarazo, SIDA y/o enfermedades infecciosas.

[illegible]

NOKS Ekstra opplysninger om kondom: Håndter forsiktig og unngå skader gjennom negler, smycke osv. når de pakkes ut. Hvis et kondom skades, kast det, og bruk et nytt. Spør legen eller apoteket, om medisin du tar er kompatibel med kondom. Hvis du bruker en annen type kondom (f.eks. latexdemmede), bare bruk det som anbefales for bruk sammen med kondom; aldri bruk gilemedidell på oljebasert, sminne osv. vaselin, babyolje, hudcreme, massasjeolje, smør, margarin e.l. Trekk kondom over den erigerte penis for å beskytte deg mot infeksjoner og graviditet. Hvis du har et problem med å leiet hvis du legger merke til at kondomet er forsvunnet eller spennes, og du sjøkket det for revner. Ret etter ejakulasjonen, trekk penisen tilbake, og hold fast kondomet på den bakre enden. Hvis et kondom bryter under bruk eller det oppstår en annen hendelse, ikke kast brukte kondomer i WC, kast dem i søppelen. Aldri bruk kondomer 2 ganger, dette vil øke risikoen for svikt eller infeksjon. Bruk kun vaginalt, NR-latex kan utvikle allergiske reaksjoner innuti analytisk sjokk. Huzzu kondom beskytter pålittegg, desverre finnes det intet prevensjonsmiddel som beskytter mot HIV, men det gir det beste. AIDS og/eller infeksjonsykdommer.

SV Viktig information om kondomen: Se upp med vassa nålar, smycken och annat som kan skada kondomen när förpackningen öppnas. Om den kondom du använder när du sänder, släng den och ta genast en ny. Fråga läkare eller apotekspersonal om du kan använda kondom ifall du eller din partner samtidigt använder läkemedel för utvärts bruk. Om du föredrar glidmedel, så välj bara sådana som rekommenderas tillsammans med kondom. Använd aldrig barnåla, kropsplott, massagellä eller något annat som innehåller olja eller fett. För att förhindra graviditet och skydda dig själv och din partner mot sexuellt överförbara sjukdomar måste du sätta kondomen på din erigerade penis.

En samling barnbilder. Avbryt samlaget om du känner att barnen sitter stramt eller glider av och kontrollera om den har gått sönder. Dra tillbaka benen direkt efter utlösningen. Håll fast kondomen omkring penisroten medan du gör detta. Om kondomen skulle gå sönder ska man snårat snarast möjligt och inom högst 72 timmar vänta sig till läkare för att undvika eventuell graviditet. Släng inte använda kondomer i toaletten utan i soporna. Använd aldrig en kondom två gånger. Om man gör det ökar risken för infektioner och önskad graviditet. Kondomen ska inte utelämnas användas som skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive analytisk chock. Även om det saknas preventivmedel som kan garantera ett hundra procentigt skydd mot graviditet, infektioner och aids, utgör Huzzi kondom ett tillförlitligt skydd.

[illegible][illegible][illegible]

TR Komediyalı İngiliz elgi bilgileri: Dikkatli kullanımı ve ürünü ambalajından çıkartırken titizlik ve yüzle etkilenen zarar görmesine önleyin. Zarar gördüğünde yeni kondom alması ve değirmi anti. Eczacı veya hekimimize, alınmaka alması. Eczacıya, doktorunuza, aile hekiminize danışarak almadığınız sorun. İleri bir katırdır made eklenildiğinde sadece kondom için tavsiye edilen bir ürün kullanın, ancak asla vazeli, bebek yağı, masaj yağı, tereyağı, margarin vs gibi yağı bir madde kullanmayınız. Çişi ile ilgili el buluplast hastalıklarında ve hemilekten korunmak için kondom kullanmayınız. Kullandığınız kondomun sağ tarafında bir kesim geçirin. Kondomun kaydığını veya peridilirdi kırak ettiğiniz takdirde sonra ve irtihla tehlike vardır aşından kontrol ediniz. Etkilendiyseniz hemen sonra penisin geri çekin ve kondomun penis başlığını çıkartarak yavaşca delimisiyle dışarıya atınız. Zorla zorlamayınız. 27-32°C arasında tıbbi desteğe bağlı olarak kullanınız. Kondomun içinde Wolye dediği, çöpe anti, 2 kez kullanmayınız; tekrarı kullanımı, başsızlık veya enfeksiyon riskini arttırabilir. Sadece vajinal kullanımı içinidir. NR-Latez, anaftik sık yok oldum dediler, alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Alerji testleri için doktorunuza danışınız. Sağağı başlıca hastalıklar: HIV vs. veya enfeksiyon hastalıkları vs. taşıyabilir. %100'dür kondomu doğru şekilde dediler.

4.2. Дополнительная информация о презервативах:

аккуратно достаньте из упаковки, избегая повреждений нитками, украшениями и т.д. Если изделие повреждено, достаньте новый презерватив. Старый утилизировать. Проконсультируйтесь с врачом по поводу применения презервативов при половом контакте с другими используемыми медицинскими средствами. При применении дополнительного смазки используйте такие средства, которые рекомендованы для использования с презервативами, и не используйте средства на масляной основе, такими как вазелин, детское масло, лосьон для тела, массажное масло, крем для тела, лосьон для загара, косметические средства, в том числе солнцезащитные средства, и т.д. Не используйте презервативы при лечении инфекционных заболеваний и нежелательной беременности, перед любым половым контактом. Наденьте презерватив на эрегированный член. Если вы почувствовали, что презерватив соскальзывает или рвется, остановитесь, проверьте, не порвался ли он. Сразу после эякуляции выведите пенис, не касаясь презерватива у основания полового члена. Выбросьте презерватив в мусорный бак как можно скорее (в течение 72 часов) обратившись за медицинской помощью. Не выбрасывайте презерватив в огонь.

использованные презервативы в унитаз, а только в мусорное ведро. Не используйте презерватив дважды, повторное использование повышает риск беременности или инфицирования. Используйте презерватив исключительно вагинально. Латекс может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок. Презервативы Nuzzu – это надежная защита, однако они не дают 100%-ной гарантии от беременности, СПИД и/или инфекционных заболеваний.

[illegible][illegible]

LV Papildu informācija par prezervatīviem: Rīkoties uzmanīgi un, izņemot no iepakojuma, izvairīties no bojājumiem, kurus var radīt nagi, rotaslietas u.c. Bojājumiem gadījumā izmantot jaunu prezervatīvu un bojāto izmest. Jautājiet ārstam vai farmaceitam, vai izmantotie medikamenti ir savienojami ir iespējama kontakta ar prezervatīvu lietojot. Lietojot papildu lubrikantu, izmantojiet tikai tādu, kas ir ieteicams lietotšanai kopā ar prezervatīviem, taču neizmantojot lubrikantus, kas ir izgatavoti uz eļļas bāzes (piemēram, vazelinu, bērnu eļļu, masāžas eļļu, sviestu, mas-

