

尺寸:148x210mm(A5)  
材质:128g 铜版纸




Lifeproducts

Live a Better Life



# Elektrisch Warmtekussen

voor rug en nek



Grijs

Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstige verwijzing. Wij behouden ons het recht voor om technische en optische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen en accessoires/functies kunnen per model verschillen. Sommige accessoires/functies zijn optioneel. Het gebruik van hulpstukken of accessoires die niet bij het product zijn geleverd, wordt afgeraden. Dit kan leiden tot elektrische schokken, letsels of permanente schade aan het product. Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

EK-01-NL





## **BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!**

Lees vóór gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, vooral de veiligheidsvoorschriften, en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als je dit apparaat aan iemand anders geeft, is het van groot belang dat je deze gebruiksaanwijzing ook doorgeeft.



Prik het product **niet** door!



Gebruik het product **niet** wanneer het is opgevouwen!



Het product mag **niet** gebruikt worden door zeer jonge kinderen (van 0-3 jaar)!



Gebruik het product **alleen** binnenshuis!



Het product kan met de hand gewassen worden!



Bleek het product **niet**!



Het product **niet** drogen in een droger!




Het product **niet** strijken!



Het product **niet** chemisch reinigen!

## PRODUCTOVERZICHT



automatisch uitschakelen 90 min.

## VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Controleer het product op volledigheid en beschadigingen. Mocht de inhoud van de levering onvolledig of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met het verkooppunt.

## BEDIENING

- 1) Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact.
- 2) Zet het product aan.

## TEMPERATUUR INSTELLING

Stel gemakkelijker de temperatuur in van een lage warmte naar maximale warmte door middel van 9 verschillende warmtestanden.

## OPMERKING

Instelling 1 wordt aanbevolen voor continu gebruik. Dit verwarmingskussen is niet ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen of voor commerciële doeleinden. Het mag niet worden gebruikt in de buurt van baby's, peuters, warmtegevoelige personen, gehandicapten of dieren.

## AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE

Het warmtekussen schakelt automatisch uit na ca. 90 minuten onafgebroken gebruik. Schakel het uit (instelling 0) of trek de stekker uit het stopcontact als je het na de automatische uitschakeling niet gaat gebruiken.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Verwijder de kabel en de regelaar van het warmtekussen. Reinig het warmtekussen volgens de was symbolen op het etiket.
- Was het warmtekussen niet in de machine! In de machine drogen, chemisch reinigen, uitwringen, persen of strijken zijn ook afgeraden!
- Kleinere vlekken kun je verwijderen met een doek of vochtige spons, eventueel aangevuld met een beetje vloeibaar wasmiddel voor gevoelige stoffen.
- Gebruik het warmtekussen pas weer als het volledig droog is.
- Het is aan te bevelen het warmtekussen alleen te wassen als het vuil of stoffig is, want als je het te vaak wast, kan het product snel slijten.

## SPECIFICATIES

Spanning: 220-240 V~ 50 Hz

Vermogen: 100 W



Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat jouw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur gescheiden van je huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Er bestaan afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU.

Bij vragen over het warmtekleed kunt u altijd bij ons terecht. Mail uw vraag naar:

[klantenservice@lifeproductsstore.nl](mailto:klantenservice@lifeproductsstore.nl)

Lifeproducts B.V.

Monnetstede 54, 4461GZ Goes



尺寸:148x210mm(A5)  
材质:128g 铜版纸



Lifeproducts

Live a Better Life



# Electric Heating Pad

for back and neck



Gray

Read all the instructions carefully before use and keep them for future reference. We reserve the right to make technical and optical changes without prior notice. Pictures and accessories/-functions may vary depending on the model. Some accessories/functions are optional. The use of attachments or accessories which aren't supplied with the product isn't recommended. This could result in electrical shock or injury or permanent damage to the product. This product is for household use only..

EK-01-NL





## **IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!**

Read the instruction manual carefully before using this product, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future reference. Should you give this device to another person, it's vital that you also give them these instructions.



Don't puncture the product!



Don't use the product when it's folded!



The product shouldn't be used by very young children (0-3 years old)!



Only use the product indoors!



The product can be washed by hand!



Don't bleach the product!



Don't dry the product in a drier!




Don't iron the product!



Don't dry clean the product!



## PRODUCT OVERVIEW



automatic shutdown 90 min.

## FIRST TIME USE

Before using the product, inspect it for completeness and damages. Should the delivered contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.

## OPERATION

- 1) Connect the power plug to a suitable power socket.
- 2) Switch on the product.

## TEMPERATURE SETTING

Easily set the temperature from low heat to maximum heat through 9 different heat settings.

## NOTE

Setting 1 is recommended for continuous use. The heating pad isn't designed for use in hospitals or for commercial purposes. It mustn't be used near babies, toddlers, heat sensitive people, disabled people or animals.

## AUTOMATIC SWITCH-OFF FUNCTION

The heating pad switches off automatically after approx. 90 minutes of continuous operation. Switch it off (setting 0) or unplug the power plug from the power socket if you're not going to use it after the automatic switch-off.

## CLEANING AND CARE

- Remove the cable and controller from the heating pad, and clean it according to the laundry care symbols on the label.
- Don't machine-wash, spin or machine dry, chemically clean, wrung out, press or iron the heating pad.
- Remove smaller stains with a cloth or moist sponge together (with a little liquid detergent for delicate fabrics, if necessary).
- Only use the heating pad again once it's completely dry.
- It's recommended to wash the heating pad only if it's dirty or dusty. If you wash the it too often, it could wear quickly.

## SPECIFICATION

Voltage: 220-2440V~50 Hz

Power: 100 W



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed, separately from your household waste, at the end of its lifespan. There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact us:

[klantenservice@lifeproductsstore.nl](mailto:klantenservice@lifeproductsstore.nl)

Lifeproducts B.V.

Monnetstede 54, 4461GZ Goes



尺寸:148x210mm(A5)  
材质:128g 铜版纸



Lifeproducts

Live a Better Life



# coussin chauffant électrique

pour le dos et le cou



Gris

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et les conserver pour toute référence ultérieure. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et visuelles sans préavis. Les images et les accessoires / caractéristiques peuvent varier selon le modèle. Certains accessoires / fonctions sont optionnels. L'utilisation de tout accessoire non fourni avec le produit n'est pas recommandée. Cela pourrait entraîner un choc électrique, des blessures ou des dommages permanents au produit. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

EK-01-NL





## INFORMATIONS IMPORTANTES! CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi de cet appareil, en particulier les consignes de sécurité, et de le conserver pour toute référence ultérieure. Dans le cas de donner le produit à quelqu'un d'autre, il est important de transmettre également ce manuel.



Ne pas perforer le produit !



Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est plié !



Ne pas permettre l'utilisation de ce produit à de très jeunes enfants (0-3 ans) !



Utilisez ce produit uniquement à l'intérieur !



Le produit peut être lavé à main !



Ne pas blanchir le produit !



Ne pas faire sécher le produit dans un séchoir !




Ne pas repasser le produit !



Het product niet chemisch reinigen!

## PRÉSENTATION DU PRODUIT



arrêt automatique 90 min.

## AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS

Vérifiez que le produit est complet et qu'il n'est pas endommagé. Si le contenu de la livraison est incomplet ou endommagé, veuillez contacter immédiatement votre point de vente.

## OPÉRATION

- 1) Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant appropriée.
- 2) Allumez le produit.

## RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

Réglez facilement la température de la chaleur basse à la chaleur maximale grâce à 9 réglages de chaleur différents.

## REMARQUE

Le 1er réglage est le réglage recommandé pour une utilisation continue. Ce coussin chauffant n'a pas été conçu pour une utilisation dans les hôpitaux ou à des fins commerciales. Il ne doit pas être utilisé à proximité de nourrissons, de jeunes enfants, de personnes sensibles à la chaleur, de personnes handicapées ou d'animaux.

## FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Le coussin chauffant s'éteint automatiquement après environ 90 minutes d'utilisation continue. Éteignez-le (réglage 0) ou débranchez-le de la prise si vous ne comptez pas l'utiliser après l'arrêt automatique.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Retirez le câble et l'interrupteur du coussin chauffant. Nettoyez le coussin en respectant les symboles de lavage figurant sur l'étiquette.
- Ne lavez pas le coussin chauffant en machine ! Le séchage en machine, le nettoyage à sec, l'essorage, le pressage ou le repassage sont également déconseillés !
- Les petites taches peuvent être enlevées avec un chiffon ou une éponge humide et, si nécessaire, avec un peu de détergent liquide pour les tissus sensibles.
- Ne réutilisez pas le coussin chauffant avant qu'il ne soit complètement sec.
- Il est recommandé de ne laver le coussin chauffant que lorsqu'il est sale ou poussiéreux, car le laver trop souvent peut mener à un usage rapide du produit.

## SPÉCIFICATIONS

Tension : 220-240 V~ 50 Hz

Consommation électrique : 100 W



Ce symbole sur le produit ou dans le manuel d'utilisation signifie que votre appareil électrique et électronique doit être éliminé séparément de vos déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage dans l'UE.

En cas de questions sur votre coussin chauffant, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous pouvez nous envoyer vos questions à :

[klantenservice@lifeproductsstore.nl](mailto:klantenservice@lifeproductsstore.nl)

Lifeproducts B.V.

Monnetstede 54, 4461GZ Goes

