



Bijsluiter: Dermalroller 1200

Naaldjes – 2.0mm – Voor Striae & Huidverjonging

Productomschrijving: De **Dermalroller 1200 naaldjes (2.0 mm)** is speciaal ontworpen voor het behandelen van **striae, littekens, cellulite en huidversteving op het lichaam**. Met de ultrafijne micro-naalden stimuleert de roller de natuurlijke collageenproductie, waardoor de huid zichzelf herstelt en verstevigt. Dit maakt het een effectieve oplossing voor het verminderen van **striae, diepe littekens en huidverslapping**.



Voordelen van de Dermalroller 1200 naaldjes (2.0 mm)

- ✓ **Effectief tegen striae & littekens** – Verstevigt en vernieuwt de huid voor een gladder resultaat.
- ✓ **Stimuleert collageenproductie** – Helpt de huid haar natuurlijke elasticiteit te herstellen.
- ✓ **Groot roloppervlak** – Behandelt efficiënt grotere delen van het lichaam zoals buik, dijen en billen.
- ✓ **Professionele resultaten thuis** – Een krachtig hulpmiddel voor huidverbetering zonder dure behandelingen.
- ✓ **Geschikt voor het lichaam** – Speciaal ontwikkeld voor dikke huidlagen, zoals op de benen, buik en armen.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

1. **Desinfecteer** de Dermaroller vóór elk gebruik met alcohol (70%) of een desinfecterende spray.
2. **Reinig de huid grondig** en zorg ervoor dat deze droog is voor de behandeling.
3. **Breng een serum of huidherstellende crème** aan (optioneel) voor extra hydratatie en herstel.

Toepassing:

1. Rol de Dermaroller met lichte druk over het te behandelen gebied **4 tot 5 keer in verticale, horizontale en diagonale richting**.
2. Behandel elk gebied zorgvuldig, zonder te hard te drukken.
3. **Gebruik de Dermaroller maximaal 1 tot 2 keer per maand** om de huid voldoende hersteltijd te geven.

Nazorg:

- ✓ **Reinig de huid na de behandeling** en breng een kalmerende crème of serum aan.
- ✓ **Vermijd direct zonlicht** en gebruik SPF 50 om de huid te beschermen.
- ✓ **Reinig de roller na gebruik** met warm water en desinfecteer grondig.

Waarschuwingen

- **Alleen geschikt voor lichaamsgebruik (niet voor gezicht).**
- Niet gebruiken op **open wonden, actieve acne, geïrriteerde huid of huidaandoeningen.**
- **Vermijd agressieve producten** (zoals zuren of retinol) direct na gebruik.
- **Niet delen met anderen** om infecties te voorkomen.
- Stop het gebruik bij **extreme roodheid, zwelling of irritatie** en raadpleeg een dermatoloog bij twijfel.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Hoe snel zie ik resultaat?

De eerste resultaten zijn zichtbaar na **4 tot 6 weken**, afhankelijk van de huidconditie en

herstelsnelheid. Striae en littekens kunnen verminderen na consistent gebruik over een langere periode.

2. Doet de behandeling pijn?

Bij een naaldlengte van **2.0 mm** kan er lichte ongemak optreden. Gebruik desgewenst een **verdovende crème** voor extra comfort.

3. Hoe vaak moet ik de Dermaroller gebruiken?

Voor een **naaldlengte van 2.0 mm wordt aanbevolen om de roller maximaal 1-2 keer per maand te gebruiken**, zodat de huid voldoende hersteltijd krijgt.

4. Kan ik crème of serum gebruiken na het rollen?

Ja, het is aanbevolen om een **kalmerende crème of hydraterend serum** aan te brengen na gebruik voor optimaal herstel.

Bewaren & Onderhoud

- ✓ **Bewaar de Dermaroller** in de beschermhuls op een schone, droge plek.
- ✓ **Reinig grondig na elk gebruik** met alcohol of desinfectiemiddel.
- ✓ **Vervang de roller na 3-6 maanden** voor hygiënisch gebruik.

Garantie & Klantenservice Voor vragen of ondersteuning, neem contact op via **Bol.com**.

💡 **Tip:** Combineer met een collageenserum of hydraterende crème voor **sneller herstel en betere resultaten!**

DERMAROLLERWINKEL.NL