

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

ANNEAU avec SUPPORT

REF

MXPRS

(Pessaire uniquement)

MXKPRS

(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

SV
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
RING vikbara livmoderringar
För livmoderframfall (första eller andra graden) R_xOnly

TILLGÅNGLIGA MODELLER
<div> <div> RING utan MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Endast livmoderring)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

RING med MEMBRAN

REF

MXPRS

(Endast livmoderring)

MXKPRS

(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

BESKRIVNING
Milex® RING livmoderring är en medicinteknisk produkt tillverkad i silikon som förs in i slidan som stöd åt livmodern, urinblåsan och ändtarmen.
VARNINGAR
<ul style="list-style-type: none">Storlekarna 11 till 13 innehåller en trådspole – avlägsna före röntgen eller magnetisk resonanstomografi. Använd inte en livmodering under en längre tid, då det kan uppstå allvariga komplikationer som kan kräva kirurgiskt ingrepp. Patienter som har en känd allergi mot silikon ska inte använda dessa livmoderringar.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>

AR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
فرزجات RING قابلة للطي
للثدي الرحم (في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية)

شرح الرموز
رقم إعادة الترتيب
رمز الصفحة
تاريخ الصلاحية
ارجع إلى تعليمات الاستخدام
تم الإنتاج بدون استخدام مادة لثيِّة مطاطية طبيعية
التعليق الموسمي بها
<ul style="list-style-type: none">يجب أن تعود المريضة في غضون 24 ساعة للفحص الأول. يجب أن تعود المريضة للفحص الثاني في غضون 3 أيام. يجب أن تعود المريضة للفحص كل بضعة أشهر.
ملاحظة: يمكن تغيير الجدول الزمني المتكرر أعلاه لفحوصات المتابعة ليلاتم احتياجات المريضة الفريدة وفقاً لتقدير مقدم الرعاية الصحية.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>
Dawn® علامة تجارية مسجلة للشركة Proctor & Gamble, سينتياي، أوهايو 45202 TRIMO-SAN™ هي علامة تجارية لشركة CooperSurgical, Inc. Milex® و CooperSurgical هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة CooperSurgical, Inc. © 2017 CooperSurgical, Inc.

AR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
فرزجات RING قابلة للطي
للثدي الرحم (في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية)

شرح الرموز
رقم إعادة الترتيب
رمز الصفحة
تاريخ الصلاحية
ارجع إلى تعليمات الاستخدام
تم الإنتاج بدون استخدام مادة لثيِّة مطاطية طبيعية
التعليق الموسمي بها
<ul style="list-style-type: none">يجب أن تعود المريضة في غضون 24 ساعة للفحص الأول. يجب أن تعود المريضة للفحص الثاني في غضون 3 أيام. يجب أن تعود المريضة للفحص كل بضعة أشهر.
ملاحظة: يمكن تغيير الجدول الزمني المتكرر أعلاه لفحوصات المتابعة ليلاتم احتياجات المريضة الفريدة وفقاً لتقدير مقدم الرعاية الصحية.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>
Dawn® علامة تجارية مسجلة للشركة Proctor & Gamble, سينتياي، أوهايو 45202 TRIMO-SAN™ هي علامة تجارية لشركة CooperSurgical, Inc. Milex® و CooperSurgical هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة CooperSurgical, Inc. © 2017 CooperSurgical, Inc.

AR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
فرزجات RING قابلة للطي
للثدي الرحم (في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية)

AR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
فرزجات RING قابلة للطي
للثدي الرحم (في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية)

- Les substances chimiques présentes dans diverses préparations vaginales peuvent interagir avec le matériau du pessaire et entraîner sa décoloration ou sa détérioration. Le TRIMO-SAN™ n'interagit pas avec le matériau du pessaire. Utiliser exclusivement du TRIMO-SAN. La compatibilité des autres matériaux n'a pas été testée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
<ul style="list-style-type: none">Le pessaire ANNEAU sans SUPPORT est indiqué pour soutenir les prolapsus de stades I et II. Le pessaire ANNEAU avec SUPPORT est indiqué pour soutenir les prolapsus de stades I et II compliqués d'une cystocèle modérée. Le pessaire ANNEAU avec BOUTON et sans SUPPORT est indiqué pour l'incontinence urinaire d'effort compliquée d'un prolapsus utérin de stades I et II. Le pessaire ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT est indiqué pour l'incontinence urinaire d'effort compliquée d'un prolapsus utérin de stade I ou II et d'une cystocèle modérée.
CONTRE-INDICATIONS
<ul style="list-style-type: none">Présence d'infections pelviennes ou de lésations Patiente non-compliante Endométriose Grossesse
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE*
<ol style="list-style-type: none">Préparer une solution de nettoyage en mélangeant un savon doux (Dawn® ou équivalent) à de l'eau du robinet, en respectant les consignes de concentration du fabricant du savon. Préparer cette solution dans un récipient assez grand pour pouvoir immerger complètement le dispositif. Laisser tremper et frotter <ol style="list-style-type: none"> Laisser tremper le dispositif dans le récipient de solution de nettoyage pendant au moins 5 minutes. Après la période de trempage de 5 minutes, frotter le dispositif pendant au moins 15 secondes avec une brosse à poils doux, telle qu'une brosse à dents et/ou une brosse à tube. Frotter le dispositif dans l'eau pour éviter la dissémination des contaminants dans l'air. Après avoir frotté, vérifier visuellement l'absence de résidus de saletés sur le dispositif. Rincer <ol style="list-style-type: none"> Retirer le dispositif de la solution de nettoyage et le rincer abondamment sous l'eau courante, pendant au moins 30 secondes. Laisser sécher le dispositif.
*Les pessaires neufs sont recouverts de poudre de qualité alimentaire.

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

ANNEAU avec SUPPORT

REF

MXPRS

(Pessaire uniquement)

MXKPRS

(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

SV
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
RING vikbara livmoderringar
För livmoderframfall (första eller andra graden) R_xOnly

TILLGÅNGLIGA MODELLER
<div> <div> RING utan MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Endast livmoderring)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

RING med MEMBRAN

REF

MXPRS

(Endast livmoderring)

MXKPRS

(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

BESKRIVNING
Milex® RING livmoderring är en medicinteknisk produkt tillverkad i silikon som förs in i slidan som stöd åt livmodern, urinblåsan och ändtarmen.
VARNINGAR
<ul style="list-style-type: none">Storlekarna 11 till 13 innehåller en trådspole – avlägsna före röntgen eller magnetisk resonanstomografi. Använd inte en livmodering under en längre tid, då det kan uppstå allvariga komplikationer som kan kräva kirurgiskt ingrepp. Patienter som har en känd allergi mot silikon ska inte använda dessa livmoderringar.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

ANNEAU avec SUPPORT

REF

MXPRS

(Pessaire uniquement)

MXKPRS

(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

ANNEAU avec SUPPORT

REF

MXPRS

(Pessaire uniquement)

MXKPRS

(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

ANNEAU avec SUPPORT

REF

MXPRS

(Pessaire uniquement)

MXKPRS

(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PESSAIRE DESTINÉES À LA PATIENTE
IMPORTANT
COOPERSURGICAL CONSEILLE LA MISE EN PLACE ET LE RETRAIT DES PESSAIRES PAR LE MÉDECIN OU TOUT AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ, SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES.
<ul style="list-style-type: none">Pour garantir la bonne prise en charge de votre problème, votre professionnel de santé a besoin de votre pleine coopération. Il est essentiel que votre professionnel de santé examine votre vagin à intervalles réguliers pour vérifier l'absence de pression et de réaction allergique. Une augmentation graduelle de l'intervalle d'examen peut être envisagée à la discrétion du médecin. Il est important d'évaluer les effets du gel vaginal TRIMO-SAN.
LES SYMPTÔMES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE RAPPORTÉS À VOTRE MÉDECIN
<ul style="list-style-type: none">Difficultés pour uriner Gêne Modification de la couleur ou de la consistance des pertes vaginales Augmentation de la quantité de pertes vaginales ou des saignements vaginaux Pertes vaginales malodorantes Démangeaisons au niveau du vagin Sortie du pessaire
Pour les urgences médicales et pour tout avis médical, consulter votre professionnel de santé.
POUR LE MÉDECIN / LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ
Passer ces instructions en revue avec la patiente pour établir le mode d'utilisation.
INSTRUCTIONS
<ol style="list-style-type: none">Porter des gants secs. Si nécessaire, lubrifier uniquement l'extrémité d'insertion du pessaire avec du TRIMO-SAN. Tenir le dispositif comme illustré par la Figure 1.

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

ANNEAU avec SUPPORT

REF

MXPRS

(Pessaire uniquement)

MXKPRS

(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div>

ANNEAU avec SUPPORT

REF

MXPRS

(Pessaire uniquement)

MXKPRS

(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)