


Oplaadbare Ultra Sonische Elektrische Tandeborstel met UV-Desinfectie

Handleiding

Model: D600



Lees deze instructies volledig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUD

Belangrijke veiligheidsmaatregelen.....	2
Gevaar-water.....	2
Gevaar-spanning.....	2
Gevaar-waarschuwingen.....	2
Medische waarschuwingen.....	4
Configuratie.....	6
Eerste gebruik.....	7
Hoe te gebruiken.....	8
Reinigen.....	9
Vedligheidsdelse.....	10
Probleemoplossen.....	10
Verwijdering.....	11
Garantie.....	12

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS.....	19
DANGER-WATER.....	19
DANGER-VOLTAGE.....	19
DANGER-WARNINGS.....	19
MEDICAL WARNINGS.....	21
Configuration.....	23
Getting Started.....	24
How To Use.....	25
Sanitizing the Brush Head.....	26
Maintenance.....	27
Troubleshooting.....	28
Disposal.....	29

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

De elektrische tandenborstel is veilig en effectief bij gebruik volgens de instructies. Net als bij elk elektrisch apparaat moeten echter basisveiligheidsmaatregelen worden genomen, vooral als er kinderen aanwezig zijn.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK!

GEVAAR-WATER

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

- 1 Plaats of bewaar de oplaadbasis met UV-desinfectie niet op een plaats waar deze kan vallen of in een badkuip, gootsteen of toilet kan worden getrokken.
- 2 Plaats de oplader niet in water of een andere vloeistof en laat hem niet vallen.
- 3 Reik niet naar het product dat in water of een andere vloeistof is gevallen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- 4 Niet gebruiken tijdens het baden.
- 5 Koppel de oplader met UV-desinfectie los voordat u hem schoonmaakt en zorg ervoor dat deze droog is voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

GEVAAR-SPANNING

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

- 1 Sluit de oplaadbasis met UV-desinfectie niet aan op een stopcontact met een ander voltage dan aangegeven op de onderkant van de oplader.
- 2 Dit product is ontworpen om te werken binnen een bereik van 100-240 volt.
- 3 Spanningsomvormers garanderen geen compatibiliteit.
- 4 Forceer de stekker niet in een stopcontact.
- 5 Stop het gebruik als de stekker niet gemakkelijk in het stopcontact past.
- 6 Wikkel de snoer nooit strak om het apparaat. Zorg ervoor dat er nooit aan het netsnoer wordt getrokken, gedraaid of ernstig gebogen.

GEVAAR-WAARSCHUWINGEN

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

- 1 Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- 2 Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Dit product is alleen ontworpen om uw tanden, tandvlees en tong te reinigen. Gebruik geen andere opzetstukken of opzetborstels dan die worden aanbevolen door de fabrikant.

- ③ De tandenborstel is een apparaat voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld voor gebruik bij meerdere patiënten in een tandartspraktijk of instelling.
- ④ Als uw tandpasta peroxide, zuiveringszout of ander bicarbonaat bevat (gebruikelijk in tandpasta's om witter te maken), maak dan de opzetborstel en het handvat grondig schoon om te voorkomen dat het plastic barst.
- ⑤ Gebruik dit product nooit als het een beschadigd snoer, stekker of oplader met UV-desinfectie heeft. Gebruik dit product niet als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd of in het water is gevallen. Stop het gebruik onmiddellijk als het product op enigerlei wijze beschadigd lijkt.
- ⑥ Houd het product, inclusief het netsnoer, uit de buurt van warmtebronnen.
- ⑦ Als u ongemak of pijn in uw mond ervaart, stop dan met het gebruik van dit product en neem contact op met een tandarts.
- ⑧ Probeer de batterij niet te verwijderen, tenzij de levensduur van het product is verstreken.
- ⑨ Maak de tandenborstel niet schoon in de vaatwasmachine
- ⑩ Stop met het gebruik van de oplader met UV-desinfectie als de UV-lamp blijft branden als het deksel open is. UV-licht kan schadelijk zijn voor de ogen en de huid van mensen. Houd de oplader met UV-desinfectie ten allen tijde buiten het bereik van kinderen.
- ⑪ De UV-lamp is heet tijdens of na de desinfectiecyclus. Raak de UV-lamp niet aan als deze heet is.
- ⑫ Kijk niet rechtstreeks in het uv-licht.
- ⑬ Laat de UV-lamp niet vallen of stoten. Als de uv-lamp gebarsten, afgestoken of beschadigd is, mag u deze niet gebruiken. In het geval dat de UV-lamp breekt, verlaat de plaats dan 20-30 minuten en maak hem vervolgens schoon, raak het kwik niet direct met blote handen aan, vooral niet bij zwangere vrouwen.
- ⑭ Houd de UV-lamp altijd schoon en voorkom vlekken voor de beste desinfectieprestaties.
- ⑮ Als de UV-lamp vuil wordt, veeg deze dan heel voorzichtig af met een zachte doek.
- ⑯ Niet buitenshuis gebruiken of werken waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- ⑰ Laat het apparaat niet staan als het is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u onderhoud gaat plegen.
- ⑱ Niet aan het snoer trekken of dragen. Het snoer niet als handvat gebruiken, de deur niet aan het snoer sluiten of aan het snoer rond scherpe randen of hoeken trekken.
- ⑲ Laat het apparaat niet over het snoer lopen.
- ⑳ Raak de stekker of het apparaat niet met natte handen aan.

- 21 Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- 22 Vervanging van de UV-lamp mag alleen worden uitgevoerd door een professioneel personeel. Het mag niet worden bediend door de gebruiker.
- 23 Professioneel onderhoudspersoneel loopt een overmatig risico op blootstelling aan UV.
- 24 Deze hoes is voorzien van een vergrendeling om de kans op overmatige ultraviolette straling te verminderen. Omzeil het doel niet en probeer niet te onderhouden zonder het te verwijderen.
- 25 Dit apparaat voldoet aan de Amerikaanse federale vereisten, waaronder 21 CFR, Hoofdstuk 1, Subhoofdstuk J, Radiologische gezondheid.
- 26 Tandborstels kunnen worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de mogelijke gevaren begrijpen. Reiniging en gebruiker-sonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 26. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- 27 De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt afgedankt.
- 28 Bij het verwijderen van de batterij moet het apparaat van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.
- 29 De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.
- 30 Raadpleeg het laatste gedeelte voor meer informatie over het verwijderen van de batterij.

MEDISCHE WAARSCHUWINGEN


- 1 Als u de afgelopen twee maanden een kaak- of tandvleesoperatie heeft ondergaan, raadpleeg dan uw tandarts voordat u het product gebruikt.
- 2 Raadpleeg uw tandarts als u overmatig bloed tijdens het gebruik van dit product of als er na een week gebruik nog steeds lichte bloedingen optreden.
- 3 Raadpleeg uw arts of de fabrikant van het implantaat voordat u dit product gebruikt als u vragen heeft over het gecombineerde gebruik van dit product met een pacemaker of ander geïmplantemd medisch apparaat (en).
- 4 Raadpleeg uw arts voordat u de tandenborstel gebruikt als u medische zorgen heeft.

- ⑤ De tandenborstel is getest en gecertificeerd volgens ETL- en CE-voorschriften.
- ⑥ Koppel dit product altijd onmiddellijk na gebruik los.
- ⑦ Nooit gebruiken tijdens het slapen of slaperig.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Configuratie


Handvat



Oplader



Borstelkoppen





Eerste gebruik

De tandenborstel opladen:

Zorg ervoor dat u de tandenborstel uitschakelt voordat u deze oplaadt. Steek de stekker in het stopcontact. Plaats het handvat in de oplader. Het indicatielampje van de oplader gaat branden, wat aangeeft dat het handvat wordt opgeladen. Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt de oplaadindicator groen, wat aangeeft dat de tandenborstel volledig is opgeladen.

Opmerkingen:

- 1 Het duurt minimaal 24 uur om de batterij volledig op te laden.
- 2 De tandenborstel moet 24 uur worden opgeladen als:
 - a. dit de eerste keer is dat u de tandenborstel gebruikt;
 - b. de tandenborstel langer dan drie maanden niet is gebruikt;
- 3 Om de accu volledig opgeladen te houden, raden we u aan de tandenborstel in de oplader te bewaren wanneer u deze niet gebruikt.
- 4 Tijdens het opladen wordt de tandenborstel warm, maar dit is normaal.
- 5 De gebruiksduur wordt korter naarmate de batterij ouder wordt. Als de tandenborstel slechts korte tijd werkt nadat deze volledig is opgeladen, betekent dit dat de batterij het einde van zijn levenscyclus nadert. Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning. act service center for support.



LED-oplaadindicator is rood tijdens het opladen. Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt de LED-indicator groen.

Hoe te gebruiken

- ① Schuif de opzetborstel op de handgreep.
Duw de opzetborstel naar beneden totdat deze op zijn plaats vastklikt op de handgreep.

Opmerking: er is een kleine opening tussen de kleurenring en het handvat. (afb1)

- ② Druk op de modusknop om de modus te selecteren. Als u de laatst gebruikte modus wenst, hoeft u de modus niet opnieuw te selecteren. Er zijn 4 modi:

- CLEAN:** standaardmodus voor superieure tandenreiniging.
- SOFT:** Zachtjes strelen, gevoelige mond zorgvuldig reinigen.
- WHITEN:** Tandens reinigen met polijsten en bleken.
- MASSAGE:** Pulseert voor een zachte stimulatie van het tandvlees.

- ③ Maak de borstelharen nat en breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan.




- ④ Plaats de borstelharen onder een kleine hoek naar de tandvleesrand tegen de tanden (afb. 2).

- ⑤ Druk op de aan-/uitknop om de tandenborstel aan te zetten.

Opmerkingen:

Als u tijdens het poetsen de Mode-knop indrukt, werkt de tandenborstel in de volgende modus en start opnieuw een cyclus van 2 minuten en gaat de modusindicator branden.

- ⑥ Oefen lichte druk uit en beweeg de opzetborstel voorzichtig en langzaam over de tanden in een kleine heen en weer beweging.





7 Om de doeltreffendheid van de reiniging te maximaliseren, deelt u uw mond in 4 secties. Begin met sectie 1 en poets elke sectie gedurende 30 seconden. De poetsactie zal tussen elke 30 seconden pauzeren om aan te geven wanneer u naar de volgende sectie moet gaan.

8 De tandenborstel stopt automatisch na 2 minuten gebruik. (Afb.3)

9 Trek de opzetborstel uit de tandenborstel. (Afb.4)

10 Spoel zowel de opzetborstel als het handvat af onder stromend water en droog ze af. (Afb.5)

11 Zet het handvat weer in de oplader.




Reinigen

Opzetborstel

Dit product bevat een UV-desinfectie om de opzetborstels tussendoor te ontsmetten. De desinfectie is 99,9% effectief gebleken tegen E.Coli, Candida Albicans, Salmonella en H. Simplex. Het is ook 96,8% effectief tegen H1N1.

- 1 Schud de tandenborstel voorzichtig om overtollig water na het reinigen te verwijderen.
- 2 Open het deksel van de desinfectie.
- 3 Plaats de opzetborstels op de standaard met de borstelharen recht naar de UV-lamp gericht.
- 4 Zorg ervoor dat de oplader met UV-desinfectie is aangesloten op een werkend stopcontact.



Vedlinghddelse

- ① Verwijder de opzetborstel.
- ② Veeg alle oppervlakken af met een vochtige doek en plaats het handvat terug in de oplader. Dompel het handvat niet onder in water.
- ③ Spoel de opzetborstel en de borstelharen na elk gebruik af.
- ④ Reinig niet in de vaatwasser.

Probleemoplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De tandenborstel werkt niet.	U heeft het product zojuist gekocht of het is langer dan 3 maanden niet gebruikt.	Laad het handvat minimaal 24 uur op.
Zwakke of verminderde trilling.	De tandenborstel wordt hard tegen je tanden gedrukt.	Plaats de opzetborstel voorzichtig tegen uw tanden.
De tandenborstel werkt slechts korte tijd, zelfs onmiddellijk nadat hij is opgeladen.	De batterij heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt.	Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning.
	De oplaadtijd was onvoldoende.	Laad het handvat minimaal 24 uur op.
Het UV-desinfectielampje gaat niet aan.	Het deksel van de desinfectie is mogelijk open.	Sluit het deksel van de desinfectie.
	De stekker zit mogelijk niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De UV-lamp is mogelijk defect.	Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning.

Verwijdering




De stroombron van dit product is een lithium-ionbatterij die kan worden gerecycled. Verwijder aan het einde van de levensduur van het product altijd de batterij voordat u het product weggooit, en recycleer of gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke vereisten voor afvalbeheer. Gooi het apparaat of de UV-lichtlamp niet weg (lamp bevat kwik) met het normale huisvuil. In plaats daarvan, lever het in bij een officieel afvalinzamelpunt voor hergebruik. Door het bovenstaande te doen, help jij bij het behoud en de bescherming van het milieu. Als u vragen heeft over recycling, neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingskantoor.

De batterij verwijderen en recyclen

Demonteer het product op geen enkel moment, behalve wanneer u het weggooit.

Dit eerder doen zal het product vernietigen. Neem de basisveiligheidsvoorschriften in acht

- 1 Voordat u de batterij verwijdert, moet u de unit volledig ontladen van vermogen.
- 2 Schakel het apparaat in door op de aan/uitknop te drukken en laat het werken totdat het niet meer werkt.
- 3 Gebruik een schroevendraaier om de schroef en het batterijklepje te verwijderen.
- 4 Houd de handgreep ondersteboven, druk op de tandenborstelsteel en verwijder de twee haken tegelijkertijd om de interne componenten van de handgreep los te maken.
- 5 Steek de schroevendraaier naast de accu-aansluitingen en draai om de aansluitingen te verbreken. Verwijder de printplaat en wrik de batterij uit de plastic houder. Recycle of voer de batterij op de juiste manier af. Vraag uw plaatselijke afvalverwerkingskantoor of ze de resterende onderdelen van de tandenborstel in ontvangst nemen voor recycling.



Pas op dat u de negatieve en positieve polen van de batterij niet kortsluit. Sluit het apparaat niet weer aan op het lichtnet nadat u de batterij heeft verwijderd.

Garantie

Uw tandenborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten.

Dit uitsluitend voor de oorspronkelijke koper, tellend vanaf de datum van aankoop.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongelukken, professioneel gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of wijzigingen die door derden aan het instrument zijn aangebracht.



De garantie geldt alleen voor het hoofdtoestel. Alle andere accessoires vallen niet onder de garantie.



Oplaadetui voor op reis met UV Desinfectie

Gebruiksaanwijzing

Model: D600



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. De veiligheidsinstructies die hier worden gegeven, zijn bedoeld om u te helpen dit product veilig en correct te gebruiken, en ook om te voorkomen dat u uzelf of anderen verwondt. Bij het gebruik van elektrische producten, vooral als er kinderen in de buurt zijn, moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

GEVAAR-WATER

- Plaats of bewaar de desinfectie niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip, gootsteen of toilet kan worden getrokken.
- Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- Reik niet naar de desinfectie dat in water of een andere vloeistof is gevallen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Niet gebruiken tijdens het baden.
- Haal de stekker uit het ontsmettingsmiddel voordat u het schoonmaakt en zorg ervoor dat het droog is voordat u het op een stopcontact aansluit.

GEVAREN-SPANNING

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voeding die bij het apparaat is geleverd, de adapter met 100-240V / AC-ingang en DC5V 600mA is toegestaan, en kan ook worden gebruikt met DC5V-voeding.
- Spanningsomvormers garanderen geen compatibiliteit.
- Forceer de stekker niet in een stopcontact.
- Stop het gebruik als de stekker niet gemakkelijk in het stopcontact past.
- Koppel dit product altijd onmiddellijk na gebruik los.
- Nooit gebruiken tijdens het slapen of slaperige momenten.
- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en deze begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Waarschuwing - Dit apparaat bevat een UV-straler. Staar niet in de lichtbron.
- Spanningsomvormers en stekkeradapters garanderen geen spanningscompatibiliteit.
- Forceer de stekker nooit in een stopcontact; Stop het gebruik als het niet gemakkelijk in het stopcontact past.
- Haal de stekker van de desinfectie uit het stopcontact en bel de klantenservice als de desinfectie rook of een brandgeur afgeeft terwijl het in werking is.
- Gebruik de desinfectie nooit als het een beschadigd snoer of stekker heeft. Blijf uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Gebruik de desinfectie niet buitenshuis of in ruimtes met direct zonlicht.
- Stop met het gebruik van de desinfectie als de UV-lamp blijft branden als de deur open is of als het raam in de deur kapot is of ontbreekt. UV-licht kan schadelijk zijn voor het menselijk oog en de huid.
- Gebruik de desinfectie niet zonder het beschermende scherm om contact met een hete lamp te vermijden.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Niet gebruiken als het in water is gevallen.
- Gebruik dit product of een van de onderdelen ervan niet voor andere doeleinden die in deze handleiding worden beschreven.
- Gebruik de UV-desinfectie niet waar aërosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN

Transparante lens

LED-indicator opladen



USB poort



Tandenborstelhandvat

Afneembaar beschermingsscherm voor gloeilamp


Tandenborstel




UV light bulb



Verwijderbaar beschermingsscherm voor gloeilamp




USB-kabel




De afbeelding is alleen ter referentie, maak het object als de standaard. Dit product bevat geen tandenborstelhandgreep en koppen.

HOE TE ONTSMETTEN




- Plaats de opzetborstel en het handvat in het reisetui, zorg ervoor dat de borstelharen naar de UV-lamp gericht zijn (Afb.1)
- Steek de micro-USB-stekker in de USB-poort van de behuizing en een andere USB-stekker in de adapterpoort of andere USB-stroombronnen (Afb.2)
- Sluit het bovendeksel en steek de adapter in het stopcontact, de UV-reiniger-indicator licht op, de reiniging begint te werken, na 10 minuten wordt de UV-reinigingscyclus automatisch uitgeschakeld (Afb.3)



HOE OP TE LADEN



- Plaats het handvat in het oplaadresetui. (Afb.1)
- Sluit het USB-snoer aan op de stekker van het reisetui en een andere stekker in de adapter of andere USB-stroombronnen. (Afb 2)
- Steek de adapter in een stopcontact. De oplaadindicator van de tandenborstel op het handvat knippert. (Afb.3)
- Sluit het bovendeksel, de oplaadindicator op het handvat knippert rood totdat deze volledig is opgeladen. (Afb.4)

VERVANG LAMP





- Verwijder het handvat en de koppen van de tandenborstel en plaats het reisetui in de beste vervangingsrichting. (Afb.1)
- Verwijder de beschermkap door deze voorzichtig naar voren te trekken (1) en omhoog te tillen (2). (Afb.2)
- Verwijder de UV-lamp door deze voorzichtig naar voren te trekken (1) en omhoog te tillen (2). (Afb.3)
- Opmerking: verpletter of breek de lamp niet. UV-lampen bevatten een kleine hoeveelheid kwik. Installeer de UV-lamp door deze naar beneden te tillen (1) en voorzichtig naar achteren te trekken (2). (Afb.4)
- Opmerking: Zorg ervoor dat de lamppen stevig vastzitten op de houderbasis. Installeer het beschermingsscherm door het op te tillen en op de binnenbak te vergrendelen. (Afb.5)

PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oplaadfunctie werkt niet.	U heeft zojuist de tandenborstel gekocht of deze is langer dan 3 maanden niet gebruikt.	Laad de case-unit minimaal 24 uur op.
Het UV-licht gaat niet aan.	Het deksel is niet gesloten.	Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is.
	De UV-lamp heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt.	Vervang de UV-lamp.
Het werkt maar een paar minuten, zelfs na het opladen.	De tandenborstelbatterij heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt.	Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning.
	De oplaadtijd was onvoldoende.	Laad de hoofdeenheid minimaal 24 uur op.

VERVANGING

Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar via uw klantenservicecentrum. Raadpleeg het gedeelte over garantie en service van deze handleiding voor informatie over het telefoonnummer en de website. De onderdelen die kunnen worden besteld zijn: UV-lamp en adapter

OPSLAG

Als u het ontsmettingsmiddel voor langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact, maak het schoon en bewaar het op een koele en droge plaats uit direct zonlicht. U kunt de snoerprolfunctie gebruiken om het netsnoer overzichtelijk op te bergen.

MILIEU

De UV-lamp bevat kwik en kan schadelijk zijn voor het milieu. De lamp niet verpletteren, breken of proberen te demonteren. Gooi de UV-lamp bij vervanging niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in bij een officieel inzamelpunt om hem te laten recyclen.

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



ISO9001 & ISO13485 Certificated Manufacturer



Printed in China

IMPORTANT SAFEGUARDS

The Power toothbrush is safe and effective when used according to directions. Like any electrical appliance, however, basic safety precautions should be followed especially when children are present.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER-WATER

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- ❶ Do not place or store the charger base with UV sanitizer where it can fall or be pulled into a bathtub, sink or toilet.
- ❷ Do not place or drop the charger into water or other liquid.
- ❸ Do not reach for a product that has fallen into water or other liquid. Unplug immediately.
- ❹ Do not use while bathing.
- ❺ Unplug charger base with UV sanitizer before cleaning and assure that it is dry before plugging it into an electrical outlet.

DANGER-VOLTAGE

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- ❶ Do not plug the charger base with UV sanitizer into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of the charger.
- ❷ This product is designed to operate within a range of 100-240 volts.
- ❸ Voltage converters do not guarantee compatibility.
- ❹ Do not force the plug into an outlet.
- ❺ If the plug does not fit easily into the outlet, discontinue use.
- ❻ Never wrap the cord tightly around the appliance. Never allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Untwist the cord before use.

DANGER-WARNINGS

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- ❶ Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- ❷ Use this product only for its intended use as described in this manual. This product is designed to clean your teeth, gums and tongue only. Do not use any attachments or brush heads other than those recommended by the manufacturer.

- ③ The toothbrush is a personal care appliance and is not intended for use on multiple patients in a dental office or institution.
- ④ If your toothpaste includes peroxide, baking soda or other bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean your brush head and handle to avoid cracking the plastic.
- ⑤ Never operate this product if it has a damaged cord, plug or charger with UV sanitizer. Do not use this product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water. Immediately discontinue use if the product appears damaged in any way.
- ⑥ Keep the product, including power cord away from heat surfaces.
- ⑦ If you experience discomfort or pain in your mouth, discontinue use of this product and contact a dentist.
- ⑧ Do not attempt to remove the battery unless the product life is end.
- ⑨ Do not clean the toothbrush in the dishwasher.
- ⑩ Discontinue use of the charger with UV sanitizer if the UV light bulb remains on when the lid is open. UV light can be harmful to human eyes and skin. Keep the charger with UV sanitizer out of the reach of children at all times.
- ⑪ The UV light bulb is hot during or after the sanitizing cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- ⑫ Do not look directly into the UV light.
- ⑬ Do not allow any impact to the UV lamp. If the UV lamp is cracked, chipped or damaged, do not operate. In case the UV lamp breaks, leave the place for 20-30 minutes, and then clean it, do not touch the mercury directly with bare hand especially for pregnant women.
- ⑭ For the best disinfection performance, always keep the UV lamp clean and avoid stains.
- ⑮ In case the UV lamp gets dirty, wipe it with a soft cloth very gently.
- ⑯ Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- ⑰ Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- ⑱ Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord.
- ⑲ Do not handle plug or appliance with wet hands.
- ⑳ Turn off all controls before unplugging.

- 21 Replacement of the UV lamp can only be carried out by professional staff, can not be operated by the user.
- 22 Professional maintenance personnel have excessive UV exposure risk.
- 23 This cover is provided with an interlock to reduce the risk of excessive ultraviolet radiation. Do not defeat its purpose or attempt to service without removing.
- 24 This appliance complies with US Federal requirements, including 21 CFR, Chapter 1, Subchapter J, Radiological Health.
- 25 Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 26 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 27 The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- 28 The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- 29 The battery is to be disposed of safely.
- 30 Regarding how to remove the battery, please refer to last section <disposal>.

MEDICAL WARNINGS


- 01 If you have had oral surgery or gum surgery within the past two months, consult your dental provider before using the product.
- 02 Consult your dental provider if excessive bleeding occurs while using this product or minor bleeding continues to occur after one week of use.
- 03 Consult your physician or implant device manufacturer prior to using this product if you have questions concerning the combined use of this product with a pacemaker or other implanted medical device(s).
- 04 Consult your physician prior to using the toothbrush if you have any medical concerns.
- 05 The toothbrush has been tested and is certified as per ETL and CE regulations.

- ⑥ Always unplug this product immediately after using.
- ⑦ Never use while sleeping or drowsy.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Configuration

Handle



Charger




Brush heads



Getting Started


Charging the toothbrush :

Be sure to turn off the toothbrush before charging. Plug the power plug into the outlet. Place the handle in the charger. The charger indicator light will be lit, indicating the handle is charging. After the battery is fully charged, charge indicator will turn solid green, indicating the toothbrush is fully charged.



- ❶ It takes at least 24 hours to charge the battery fully.
- ❷ The toothbrush must be charged for 24 hours, if:
 - a. this is the first time using the toothbrush;
 - b. the toothbrush has not been used for more than three months;
- ❸ To keep the battery fully charged, we recommend that you keep the toothbrush in the charger when not in use.
- ❹ During charging, the toothbrush will get warm, but this is normal.

The operating duration will become shorter as the battery gets older. If the toothbrush operates only for 1 short time after being fully charged, this means that the battery is nearing the end of its life cycle. Contact service center for support.






LED charging indicator will be Red during charging; after full charge LED indicator will turn to green

How To Use

- Slide the brush head onto the handle. Push brush head down until it locks into place on handle.
Note: There is small gap between color ring and the handle. (Fig 1)
Press the mode button to select mode. If you know the mode used last time, you need not select mode again. There are 4 modes.
 - CLEAN: Standard mode for superior teeth cleaning.
 - SOFT: Gently caress, carefully clean sensitive mouth.
 - WHITEN: Teeth cleaning with polishing and whitening.
 - MASSAGE: Pulsates for gentle gum stimulation.
- Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
- Place the bristles against the teeth at a slight angle towards the gum line.(Fig 2)
- Press the on/off button to turn on the toothbrush.

Notes:

- During brushing, if press Mode button, toothbrush will work at next mode and start another 2 minutes cycle and the mode indicator will light up.
- Apply light pressure and gently move the brush head slowly across the teeth in a small back and forth motion.



- 7 In order to maximize cleaning effectiveness, divide your mouth in 4 sections. Start with Section 1 and brush each section for 30 seconds.
- 8 The brushing action will pause between each 30 second interval, indicating when to move on to the next section.
- 9 The toothbrush will automatically stop after 2 minutes of use. (Fig 3)
- 10 Pull brush head out from the toothbrush.(Fig 4)
- 11 Rinse both the brush head and handle under running water wipe them dry. (Fig 5)
- 12 Put the handle back into the charger.




Fig 4





Fig 5

Sanitizing the Brush Head

This product includes a UV sanitizer to sanitize the brush heads between use. The sanitizer has been proven 99,9% effective against E.Coli, Candida Albicans, Salmonella and H. Simplex. It is also 96,8% effective against H1N1.

- 1 Gently shake the toothbrush to remove any excess water after cleaning.
- 2 Open the sanitizer cover.
- 3 Place the brush heads on the stand with the bristles directly facing the UV lamp.
- 4 Make sure the charger with UV sanitizer is plugged into a working outlet.



Maintenance

- ① Remove the brush head.
- ② Wipe all surfaces areas with a damp cloth and place the handle back into the charger. Do not submerge the handle into water.
- ③ Rinse the brush head and bristles after each use.
- ④ Do not clean in the dishwasher.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The toothbrush doesn't work.	You have just purchased the product or it has not been used for more than 3 months.	Charge the handle for at least 24 hours.
Weak or diminished vibration.	The toothbrush is pressed hard against your teeth.	Place the brush head gently against your teeth.
The toothbrush operates only for a short period of time even immediately after being charged.	The battery has reached the end of its life cycle.	Contact service center for support.
	Charging time was insufficient.	Charge the handle for at least 24 hours.
UV sanitizer light does not turn on.	The sanitizer cover may be open.	Close the sanitizer cover.
	The power plug may not be plugged in.	Plug in the power plug.
	The UV lamp may be defective.	Contact service center for support.

Disposal

The power source of this product is Lithium-ion battery which can be recycled. At the end of the product's life, always remove the battery before you discard the product, and recycle or dispose of the battery according to local waste management requirements. Do not throw away the appliance or the UV light lamp (lamp contains mercury) with normal household waste at the end its lift. Instead, hand it in at an official waste collection point for recycling. By doing above all, you help to preserve and protect the environment. If you have recycling questions, contact your local waste management office.




Removing and recycling the battery

Do not disassemble the product at any time other than when disposing of it.

Doing

so earlier will destroy the product. Observe basic safety precautions.

- 1 Before removing the battery, be sure to completely drain the unit of power. Please turn on th device by press the on/off button, and let it work until it does not work.
- 2 Use a screwdriver to remove the screw and battery door.
- 3 Hold the handle upside down, press the toothbrush shaft, and remove the two hooks at the same time to release the internal components of the handle.
- 4 Insert the screwdriver next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.
- 5 Recycle or dispose of the battery properly. Ask your local waste management office if they accept the remaining toothbrush components for recycling.



Be careful not to short-circuit the negative and positive poles of the battery. Do not connect the appliance to the mains again after you have removed the battery.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Gaurantee

Your toothbrush is guaranteed for 1 year against manufacturers' defects for the original purchaser only, from date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by improper handling, accidents, professional use, not following the operating instructions or alterations made to the instrument by third parties.



Warranty only applies to the main device. All other accessories are not covered by warranty.

There are no user serviceable parts inside.

Travel Charging Case with UV Sanitizer

Instructions Manual

Model: D600



IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read the safety instructions before using this product. The safety instructions provided here are to help you use this product safely and correctly, and also to prevent you from injuring yourself or others. When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGERS-WATER

- Do not place or store the sanitizer where it can fall or be pulled into a bathtub, sink or toilet.
- Do not place or drop in water or other liquid.
- Do not reach for the sanitizer that has fallen into water or other liquid. Unplug immediately.
- Do not use while bathing.
- Unplug sanitizer before cleaning and assure that it is dry before plugging it into an electrical outlet.

DANGERS-VOLTAGE

- The appliance is only to be used with power supply with provided with the appliance, the adapter with 100-240V/AC input and DC5V 600mA is allowed, and also can be used with DC5V power supply.
- Voltage converters do not guarantee compatibility.
- Do not force the plug into an outlet.
- If the plug does not fit easily into the outlet, discontinue use.
- Always unplug this product immediately after using.
- Never use while sleeping or drowsy.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.

WARNINGS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Warning – This appliance contains a UV emitter. Do not stare at the light source.
- Voltage converters and plug adapters do not guarantee voltage compatibility.
- Never force the plug into an outlet; if it does not easily fit into the outlet, discontinue use.
- Unplug the sanitizer and call customer service if the sanitizer gives off smoke or a burning smell operation.
- Never use the sanitizer if it has a damaged cord or plug. Keep away from heated surface. Do not use sanitizer outdoors or in areas with direct sunlight.
- Discontinue use of the sanitizer if the UV light bulb remains on when the door is open or if the window the door is broken or missing. UV light can be harmful to the human eye and skin.
- Do not operate the sanitizer without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb.
- Do not use attachments other than those recommended by the manufacturer.
- Do not use if dropped into water.
- Do not use this product or any of its components for purposes other described in this manual.
- Do not operate the UV sanitizer where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS IDENTIFICATION

Transparent Lens

Charge LED indicator



USB Port




Toothbrush Handle

Removable protective screen for lightbulb


Toothbrush Head



UV light bulb




Removable Protective Screen for light Bulb



USB Cable


The picture is for reference only, please make the object as the standard. This product does not include toothbrush handle and heads.

HOW TO SANITIZER




- Place the toothbrush head and handle in the travel case, please ensure the bristles facing the UV light bulb. (Fig.1)
- Put the Micro USB plug into the USB port of case, and another USB plug into the adapter port or other USB power sources (Fig.2)
- Close the top lid and plug the adapter in electrical outlet, UV clean indicator lighten, sanitizing after run 10 minutes UV clean cycle will be automatically shuts off (Fig.3)



HOW TO CHARGING



- Place the handle in the charging travel case. (Fig.1)
- Plug the USB Cord into the travel case plug and another plug into the adaptor or other USB power sources. (Fig.2)
- Plug the adapter into electrical outlet. The toothbrush charge indicator on the handle will be flashing. (Fig.3)
- Closed the top lid, the charge indicator on the handle flashes red until fully charged. (Fig.4)

REPLACE BULB





- Please take out the toothbrush handle and heads, and place the travel case to best replace direction. (Fig.1)
- Remove the protective screen by gently pulling it forward (1) and lifting it up(2). (Fig.2)
- Remove the UV light bulb by gently pulling it forward(1) and lifting it up (2). (Fig.3)
- **Note:** Do not crush or break the bulb. UV light bulbs contain a small amount of mercury.
- Install the UV light bulb by lifting it down (1)and gently pulling it back(2). (Fig.4)
- **Note:** Please ensure the bulb pins tightness connect the holder base.
- Install the protective screen by lifting it up and lock on the inner tray. (Fig.5)

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The charging function doesn't work.	You've just purchased the toothbrush or it has been left unused for more than 3 months.	Charge the case unit for at least 24 hours.
The UV light does not go on.	The lid does not closed.	Make sure the lid is properly closed.
	The UV light bulb has reached the end of its life cycle	Replace the UV bulb.
It only works for a few minutes even after charging.	The toothbrush battery has reached the end of its life cycle.	Contact service center for support.
	Charging time was insufficient	Charge the main unit for at least 24 hours.

REPLACEMENT

Replacement parts are available through your customer service enter. Refer to the guarantee and service section of this manual for phone number and website information. The parts available for ordering a UV light bulb & adapter

STORAGE

If you are not going to use the sanitizer for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord-wrap feature to store the power cord in an organized manner.

ENVIRONMENT

The UV light bulb contains mercury and may be harmful to the environment. Do not crush, break or attempt to disassemble the bulb. Do not throw away the UV light bulb with the normal household waste when you replace it, but hand it in at an official collection point for recycling. Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment. If you have any recycling questions, contact your local waste management office.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



ISO9001 & ISO13485 Certificated Manufacturer



Printed in China