

MODEL AC25

**Baby Movement Monitor
with Video & Sound**



IMPORTANT

Angelcare baby monitors are lifestyle products intended to assist parents and carers in a baby's daily care. The Monitor alerts parents/carers after 20 seconds if no movement is detected through the mattress. The monitors are not a substitute for parental or medical supervision.

This product is NOT intended and should NOT be used to prevent sudden infant death syndrome (SIDS).

This product is NOT intended to diagnose, treat, mitigate, cure or prevent any disease or condition.

This is a product to monitor the movement of healthy babies and is not a substitute for parental care.

Product suitable for children up to 18 months.

The movement feature functions only with standard cot sprung and foam mattresses.



WHATS IN THE BOX

1. X 1 Nursery Unit
2. X 2 AC Adaptors
3. X 1 Parent Unit (with Li-ion, 3.7V 3000mAh Battery inserted ready for use, please note you will need to charge the unit for at least 8 hours prior to first use)
4. X 1 Movement Sensor Pad (with CR2450 3V battery inserted ready for use, please note you will need to remove the plastic tab prior to use)
5. Hardware (for wall mounting)


What you need

- Hardboard if the cot does not have a firm surface underneath the mattress.
- Drill and Screwdriver for the wall mounting (if required)


TURNING ON YOUR MONITOR

1. The Nursery Unit & Parent Unit come pre-panied.
2. To turn on your Parent Unit press the middle button for 5 seconds.
3. To turn on your Nursery Unit press the middle button for 5 seconds.

SETTING UP THE NURSERY UNIT



Place the Nursery Unit and Adaptor cord at least 1 metre from the cot.



- 1 Wall-Mounted
(The mounting height of the Nursery Unit should be less than 2 metres.)
- 2 Tabletop





TESTING THE SENSOR PAD FOR USE

IMPORTANT INFORMATION

- Sources of vibration & movement other than your baby can be detected by the Movement Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor. The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's.
- There are 4 sensitivity settings. The unit is set at level 3 (default) and can be adjusted accordingly.
- The Movement Pad will detect false movements if you are touching the cot.
- The Monitor will produce a single beep tone designed to alert parent/carer if no movement is detected for 15 seconds. If no further movement is detected, the main alarm will sound at 20 seconds - a series of continuous beeps.

SETTING UP & CHANGING THE SENSOR PAD BATTERY


The sensor pad is designed to detect subtle baby movements on the surface of the mattress. The alarm will only sound if no movements are detected after 20 seconds.1.21

SETTING UP

1. Remove the tab from the battery holder.
2. Remove the mattress from the cot, and place the sensor pad (Angelcare logo side up) on the base in the centre of the mattress, it should be centred on the hardboard.
3. Replace the mattress

REPLACING THE BATTERY

1. Use a sharp object to slide the dual lock up into the unlocked position (see image 1&2) and at the same time use a coin to remove the battery cover and insert the battery face with the + face up.
2. Replace the battery cover align 2 dots and click to secure also ensure the dual lock is down in the locked position (see image 3&4)






FOUR CORNER TEST

We recommend you perform this test when setting up your monitor for the first time.

1. Remove the mattress from the cot and place the Movement Sensor Pad at the approximate centre of baby's sleeping area, once the Sensor Pad is placed put the mattress back in place on top of the sensor pad.



2. Switch ON both Nursery & Parent Units – check both units are paired (connected).
3. Immediately pat your hand lightly and continuously on a corner of the mattress to detect movement.
4. Step away from the cot.
5. The alarm will sound from the Nursery and Parent Unit after 20 seconds. If the Alarm does not sound, ensure everything is setup correctly and try again; check battery levels on all units, – the sensitivity setting may require lowering by a single level due to other vibrations/movements.
6. If the alarm sounds, pat your hand lightly on the same corner of mattress to detect movement again. It may take up to 8 seconds to recognise movement and for alarm to stop.
7. If the alarm continues, even after lightly patting the corner of your mattress twice, adjust the sensitivity higher and repeat this test.
8. Repeat this process in all 4 corners of your mattress to ensure the sensor pad is reaching the whole surface of the mattress.

Visit Angelcarebaby.com and go to the helpcentre to watch videos for these steps.

IMPORTANT INFORMATION

- Test your monitor before first use.
- Prior to use and on a regular basis (before placing your child in the cot) always check the Movement Pad is detecting no movements or vibrations in its environment.
- Test your monitor every time you move the Movement Pad to a different place.
- If your cot does not have a solid, flat, firm surface including a spring or slat base, place a hardboard between the cot base and the Movement Pad, to ensure correct operation. The hardboard must measure at least 30 x 30 cm and 6 mm thick.
- The Movement Pad functions with standard cot sprung and foam mattresses and not memory foam (partial or full), hollow frame construction mattresses and water beds.






HOW THE SENSOR PAD WORKS

Once your sensor pad has been placed under the mattress and you have completed your four corner test the unit should be ready to use. The clever sensor pad technology will track the baby's movements across the whole surface of the mattress. If after 15 seconds baby's movement become untrackable a small beep will alarm to rouse baby to move, if the lack of movements continue for a further 5 seconds an alarm and warning will sound on your Parent Unit, meaning you should urgently check on your baby.

GETTING TO KNOW YOUR MONITOR

Nursery Unit



Key details

1. Night Light (white glow)

- This is managed by a setting on the Parent Unit.
- If the temperature colour alert setting on the Parent Unit is on, the Nursery Unit will glow Blue (too cold) or red (too hot).

3. Power LED

- This will glow green to indicate the Nursery Unit is on.

4. Pause/Pairing Button

- PAUSE mode-Press pause key to pause sensor pad movement detection. Press again to un-pause. During PAUSE mode, Power LED is blinking slowly.

5. Power On/Off

- Hold this button for 5 seconds to turn the unit on or off.


10. Night Light Button

- You can turn the night light on and off with this button (there is also a setting feature on the Parent Unit)






Parent Unit



FRONT VIEW



REAR VIEW

Key details

1. Tic LED

(Dual colors – Green & Blue)

- When the movement detection is ON, a Green LED blinks when the sensor pad detects movement.
- When the Parent Unit is off this LED also detects charging status
- When the Parent Unit battery is charging, LED indicator is steady Light Blue. If battery is fully charged, the LED indicator will be steady Green for 15 seconds then off.

2. Power LED

- This light will be a steady green, to show the Unit is on.

3. Sound Level LED's

- This will light green when sound is detected on the Nursery Unit.

6. Up Button

- Press to increase the speaker volume level.
- Press to scroll to change the setting in menu mode.
- PAN & TILT mode, press to tilt up the viewing object.

7. Left Button / Enable Pan & Tilt Key

- Press to scroll left to select a function in menu mode.
- When pressed the ZOOM mode button, Press this left button to enter into PAN & TILT mode, you can then use this button to pan left the viewing object.

8. Right Button

- Press to scroll right to select the function in menu mode.
- PAN & TILT mode, press to pan right the viewing object.

9. Down Button

- Press to decrease the speaker volume level.
- Press to scroll down to change the setting in menu mode.
- PAN & TILT mode, press to tilt down the viewing object.

12. Power On/Off Button

- Press and hold for 5 seconds to turn the unit on or off.
- Quickly press and release to turn off the screen this feature works if you have selected sleep mode on from a setting in the Parent Unit) if you then want the screen to come back on press any button.


17. Reset Button

- Use a straightened paper clip in the reset hole to reset the unit.





Parent Unit Top Bar



1. Reception quality indicators
2. Nursery Unit selected and broadcasting sound
3. Movement Pad detection is OFF
4. Movement Pad detection is activated
5. Movement Pad is paused
6. Movement Pad alert
7. Movement Pad lost link
8. Movement Pad is connecting
9. Movement Pad has never been paired
10. Sensor Pad battery low
11. "TIC" function is activated
12. VOX Sound is activated
13. VOX Video is activated
14. Temperature alert is activated
15. Temperature alert: too cold
16. Temperature alert: too hot
17. Lullaby is ON
18. Night vision is activated
19. Volume level indicators
20. Camera 1 or Camera 2 view
21. Camera 1 or 2 warning icons
22. Parent Unit battery level indicators





MAIN MENU OPERATION

- Press the main middle button to activate the menu.
- Press Right or Left buttons to select the desired function and press the middle button to click OK.



1. Exit Main Menu
2. Sensor Pad Settings
3. Video View Settings
4. Vox Settings
5. Lullaby Settings
6. Monitor Settings
7. Temperature Settings
8. Pairing Settings

Submenu Operation

- Press LEFT or RIGHT keys to select desired function (yellow).
- Press UP or DOWN keys to change setting.
- After deciding your setting, select Exit icon and press MENU/OK button to exit and save the new setting.

1. Exit Main Menu

- 1.1 this button will be available in every submenu to take you back to the main menu or exit from the main menu.

2. Sensor Pad Settings

- 2.1 Exit to main menu and save the new setting.

2.2 Movement detection

- ON/OFF/PAUSE

2.3 Tic Function Sound Mode (If movement detection is activated, allows you to hear a Tic sound every 5 seconds)

- ON/OFF

2.4 Movement Sensitivity

- 4 level options



3. Video View Settings

- 3.1 Exit to main menu

3.2 Cam1 View Mode





4. Vox Settings

4.1 Exit to main menu and save the new setting.

4.2 Sound VOX detection

- VOX Sound means that it will transmit sounds only when it detects them, based on the setting of the sensitivity level (level 4 being the most sensitive).

To save power, after 10 seconds, the sound transmission will stop if no sound is detected.

- OFF or 4 level options

4.3 Video VOX detection

- VOX Video means that when Parent Unit is in sleep mode (black screen) the screen will turn ON only when it detects sounds, based on the setting of the sensitivity level (level 4 being the most sensitive). To save power, after the set time, the sleep mode will be activated.

- OFF or 4 level options



5. Lullaby Settings

5.1 Exit to main menu and save the new setting

5.2 Play lullaby

- ON/OFF

5.3 Select songs

- 4 songs options

5.4 Select volume of all songs

- 4 level sound options



6. Monitor Settings

6.1 Exit to main menu and save the new setting

6.2 LCD Brightness

- 4 level brightness options

6.3 Screen saver timer (Sleep mode)

- OFF/30s/1 min/2min/3min

6.4 NU speaker volume level

- 4 volume level options

6.5 Anti screen Flicker

Screen may flicker in some lighting environments.

Change the frequency to lower the flickering effect 50Hz/60Hz.



7. Temperature Settings

7.1 Exit to main menu and save new setting.

7.2 High temperature setting

- range 15 to 32 °C / 59 to 90°F

7.3 Low temperature setting

- range 5 to 20 °C / 41 to 68°C

(Minimum difference between high and low temperature setting is 4 °C / 7°F)





7.4 Temperature scale

-°C or F

7.5 Temperature Alarm - Use the High & Low temperature settings to determine your preferred room temperature.

-ON/OFF

7.6 Temperature colour alert for the Nursery Unit - use the High & Low temperature settings to determine your preferred room temperature.

-ON/OFF

8. Pairing Settings

EG Image - CAM1 is currently being viewed
(CAM1 OK is paired, Pad1 pairing option)

8.1 Exit to main menu

8.2 Pairing CAM1 = if it shows ok this means its paired if showing two arrows, pairing needs to be activated

8.3 it will show Pairing PAD1 or PAD1 OK which means its connected.



Alert Icons

- Press any keys to stop alarm and make the alert icon disappeared.



1. Movement Pad alert: If after 20 seconds -there is NO movement detected both the Parent Unit and Nursery Unit speakers will emit loud consecutive beeps - this is the movement alarm.
2. Movement Pad is paused.
3. Movement Pad lost link: Parent Unit and Nursery Unit speakers will emit loud consecutive beeps.
4. Movement Pad battery is low: Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds.
5. Parent Unit is out-of-range: Parent Unit will emit 2 consecutive beeps, every 10 seconds.
6. Temperature is too cold: Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds.
7. Temperature is too hot: Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds.

TROUBLE SHOOTING

Visit Angelcarebaby.com and go to the helpcentre to watch troubleshooting videos.






WARNINGS

Please follow all of the following safety precautions to prevent any serious injury or death or damage to product. Keep user manual for future reference. Please ensure you read this carefully before installing and using this product.

1. Because of the serious strangulation risk to infant & toddlers, parents & caregivers should note the following Warnings.

WARNING – STRANGULATION HAZARD **CHILDREN HAVE STRANGLED IN CORDS**



- KEEP the Nursery Unit and adaptor cords OUT of the reach of children more than 1 metre away.
- NEVER use extension cords with adaptors. ONLY use adaptors provided.
- This product is NOT a Toy. NEVER allow children to play with it.

2.

WARNING – MOVEMENT PAD – NO ALARM

- Sources of vibration & movement, other than your baby's, can be detected by the Movement Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor.
- The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's.
- High sensitivity settings can pick up other sources of vibration & movement - please read instructions on sensitivity setting to adjust accordingly.
- Other active and older babies (toddlers) in the same room can be detected and the alarm will not sound.
- Ensure the baby's environment is FREE from any movements or vibrations when using the Movement Pad - see below warnings 3 to 9.

3. DO NOT use a cot mobile and other cot accessories that may produce movements or vibrations.

4. Fans (including ceiling), washing machines, floor boards, central heating or loud music are all forms of movement and vibration and may interfere and be detected by the Movement Pad.

5. DO NOT use with bedside cot touching parent's/ carer's bed as the Movement Pad will detect your movements.

6. DO NOT place the cot against a wall or skirting board as vibrations may be detected.

7. Ensure cot is stable to eliminate any movement.

8. Cot should not be placed in reaching distance of another cot or bed.

9. DO NOT use other wireless devices in the same room as the monitor (including mobile phones, microwaves...). They may interfere with signal and performance.





10. Avoid moisture contact with Movement Pad

- Always use with a dry Mattress so ensure mattress is aired/dried and rotated (if possible). Dry/clean surfaces of Movement Pad with a dry lint free cloth.



11. The Movement Pad is not intended to be used to determine if a child is out of the cot.

12. ALWAYS be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

13. ONLY use the chargers and power adaptors provided. Do not use other types as this may damage the device and battery pack.

14. Adult assembly required. Keep small parts away from children when assembling.

15. DO NOT touch the plug contacts especially with sharp or metal objects.

16. DO NOT use the baby monitor near water. Care should be taken so that objects DO NOT fall onto units and that liquids are not spilled into either unit or Movement Pad through its openings.




	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE		

17. Keep monitor AWAY from heat sources (such as stoves, radiators, etc.). Heat can damage the case or electrical parts.


18. ALWAYS place both the Nursery Unit and the Parent Unit on a flat solid surface in an upright position that allows for proper VENTILATION. DO NOT place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation or anywhere that would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.

19. Operation and Storage conditions

Operation – The baby monitor can only be used between 10°C and 40°C, max 75% RH. Do not exceed 28°C for long periods of use.



Storage – Between 0°C and 45°C, max 75% RH.



High-temperature & high humidity environments and including direct sunlight should be avoided – this could lead to potential battery leakage, swelling and potential harm and damage. The parent Unit and Nursery Unit contain Lithium batteries and should be stored safely. Always store the product with approximately 50% PU battery charge and do not store for more than 3 months without charging.



WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS - BATTERY SPECIFIC

WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

BATTERY WARNING	
Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	

Symptoms of battery ingestion and insertion are difficult to diagnose.

No obvious symptoms

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot;
- appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic;
- be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
- lose their appetite or have a reduced appetite; and
- not want to eat solid food / be unable to eat solid food.

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help.

The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

20. The Parent Unit battery is a replaceable Li-Ion battery. The Wireless Movement Pad uses a replaceable Button Cell Lithium Battery. Only use the Angelcare recommended replacement battery (see Technical Specification).



- Danger of explosion if the wrong battery is used or if replaced incorrectly. Refer to User's Guide for correct battery installation.
- DO NOT short circuit supply terminals.

21. DO NOT mix old and new batteries and only use Angelcare recommended replacement batteries (see Technical Specification).

22. Exercise care in handling batteries in order not to short out the batteries with conducting materials such as rings, bracelets and keys.

23. Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilation, or incineration of batteries must be avoided to prevent one or more of the following occurrences: release of toxic materials, release of hydrogen and/or oxygen, gas and rise in surface temperature.

24. Incorrect polarity installation of the batteries in the end product must be avoided. Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion.

25. Battery swelling can occur with the type of battery used in the Parent Unit if not used or stored correctly including but not limited to the age, usage pattern, environmental conditions (over heating), over-charging, over-discharging, using incorrect chargers and physical abuse/damage. Refer to Angelcare online Battery Warning Statement:

<https://angelcarebaby.com/battery-safety>

26. Remove batteries from units if you store the product over 30 days because the batteries could leak and damage the product.

27. Discard 'dead' batteries as soon as possible since 'dead' batteries are more likely to leak in a product. If a battery has leaked or vented, discard product responsibly.

28. CAUTION

- Batteries cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation as can lead to explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- See technical specification sheet and "Protect the environment". Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion.
- The mounting height of the Nursery Unit should be less than 2 meter.
- The applied nameplate is located at the product rear enclosure.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Always lay baby to sleep on his or her back.

Avoid over-heating of baby's surroundings.

Do not leave any objects near your baby that may cause suffocation. Objects may also prevent detection of your babies movements.

29. This monitor uses public airwaves to transmit signals. The Parent Unit may pick up signals or interference from other nursery monitors in your area. Your monitor may even be picked up by other households. To protect your privacy, make sure both units are turned OFF when not in use.

30. Power cord protection - Protect the Adaptor's power cord from being walked on or pinched by furniture or other items – Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacle, and the point where they exit from the product. The socket outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible. Make sure to plug the adaptor to the socket outlet nearest to the equipment and that is easily accessible. To disconnect from mains, unplug the adaptor. STOP using the Power Adaptor if it gets damaged or broken in any way.

31. Only use attachments/accessories and replacement parts specified by the manufacturer. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions.

- DO NOT position this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product.
- Use ONLY the stand sold with the product.
- Be sure replacement parts are supplied by Angelcare and have the same characteristics as original part. Unauthorised substitution may result in fire, electric shock or fire.

32. Unplug this appliance during lightning storms or when not used for long periods of time.

33. Servicing - DO NOT attempt to service this product yourself as opening or removing covers (except battery door) may expose you to dangerous voltage or other hazards.

- **Power Supply** – see Technical Specification within this guide.

34. Overloading - DO NOT overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

35. Nursery Unit Antenna - The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 8'' (20 cm) from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

36. Cleaning - Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse any part of the monitor in water. Clean only with a dry cloth.



CUSTOMER CARE – LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare® monitor is free from any material and workmanship defects for the term of the warranty period (see warranty table below to determine the warranty for your country). If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions and during the warranty period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your local distributor to validate warranty and warranty period.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.

This warranty does not cover products and accessories which are not Angelcare®-branded, or any problems that result from usage that is not in accordance with product instructions, failure to follow the product instructions, or problems caused by using accessories, parts or components not supplied by Angelcare.

IMPORTANT! This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

Please contact your local distributor for warranty information. Find your local distributor by visiting our website:

<https://international.angelcarebaby.com/>

Warranty term	
UK & South Africa	1 year
Other countries	2 years



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range:

Open field (Open area without obstructions):

- Between the Nursery Unit and the Parent Unit: up to 150 metres.
- Between the Nursery Unit and the Movement Pad: up to 20 metres.

Number of Channels:

Europe: 19 channels.

Thermometer Guidelines:

High Temperature Alarm: 22°C

Low Temperature Alarm: 16°C



Power Supply:

2 x 100-240VAC/ 5V DC 1.0A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd. (EU: K05V050100G, UK: K05B050100B, AU: K05B050100A) Adaptors for the Parent Unit and the Nursery Unit.

1 included CR2450 3V battery (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. model number: CR2450H, or GP Batteries International Ltd. model number: CR2450) (wireless Movement Pad).

The battery Included for the Parent Unit is Li-Ion battery (HZT755060) 3.7V 3000mAh 11.1Wh manufactured by Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd. for the Parent Unit.

ErP Compliance

For each standby and/or off mode and the condition providing networked standby into which the equipment is switched by the power management function or similar function:

- 1) The power consumption data in Watt (Parent Unit off mode with battery fully charged: 0.1W, Baby Unit off mode: 0.1W)
- 2) The period of time after which the power management function, or a similar function, switches the equipment automatically into standby and/or off mode and/or the condition providing networked standby: (Not Applicable)

USE ONLY THE FOLLOWING ANGELCARE BRAND POWER SUPPLY MODEL NUMBERS:

- EU: K05V050100G
- UK: K05B050100B
- AU: K05B050100A

To obtain information on replacement batteries please contact Angelcare customer service:
www.angelcarebaby.com

Instructions will be included with the replacement battery. Keep all batteries away from children.

Batteries:

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Transmission:

Transmission between the Parent Unit and the Nursery Unit is made on 2.4 GHz frequency.

Transmission between the Nursery Unit and the Movement Pad is made on 2.4 GHz frequency.

Hereby, Angelcare Canada Inc., declares that this Baby Monitor is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

RF Exposure - This device is designed and manufactured to comply with Radio Frequency (RF) radiation exposure limits for UK for an uncontrolled environment. To maintain the compliance, human exposure to the nursery unit shall not be less than 20 cm during normal operation.



PROTECT THE ENVIRONMENT

The wheellie bin symbols mean that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When the product/battery reaches its end of life take it to a collection point designated by local authorities. The separate disposal and recycling will help conserve natural resources and protect human health and the environment. Refer to User's Guide for removal of batteries.



See product for compliance marks specific to this device.



CONTACT INFORMATION

Manufactured by:

Angelcare Canada
2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal (Quebec), H3A 3H3, Canada

Learn More

To learn more, please visit our help centre
angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/en-uk

For specific country distributor information please visit :
Angelcarebaby.com

Angelcare



MODELO AC25

Monitor de movimentos
para bebés com vídeo e som



IMPORTANTE

Os monitores para bebés Angelcare são produtos de estilo de vida destinados a ajudar os pais e as pessoas que cuidam do bebé nos seus cuidados diários. O Monitor alerta os pais/cuidadores após 20 segundos se não for detetado qualquer movimento através do colchão. Os monitores não substituem a supervisão parental ou médica.

Este produto **NÃO** se destina e **NÃO** deve ser utilizado para prevenir a síndrome da morte súbita do latente (SIDS).

Este produto **NÃO** se destina a diagnosticar, tratar, mitigar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição.

Este é um produto para monitorizar os movimentos de bebés saudáveis e não substitui os cuidados parentais.

O produto é adequado para crianças até aos 18 meses.

A função de movimento funciona apenas com colchões de molas e de espuma de berço normais.



O QUE ESTÁ NA CAIXA

1. x1 Unidade de berçário
2. x2 Adaptadores CA
3. x1 Unidade dos pais (com bateria de íões de lítio, 3,7 V 3000 mAh inserida, pronta a utilizar, ter em atenção que é necessário carregar a unidade durante pelo menos 8 horas antes da primeira utilização)
4. x1 Tapete sensorial de movimento (com pilha CR2450 de 3 V inserida pronta a utilizar, ter em atenção que é necessário retirar a patilha de plástico antes da utilização)
5. Ferragens (para montagem na parede)


O que é necessário

- Contraplacado se a cama de grades não tiver uma superfície firme por baixo do colchão.
- Berbequim e chave de fendas para a montagem na parede (se necessário)


LIGAR O MONITOR

1. A Unidade de berçário e a Unidade dos pais vêm pré-emparelhadas.
2. Para ligar a Unidade dos pais, prima o botão do meio durante 5 segundos.
3. Para ligar Unidade de berçário, prima o botão do meio durante 5 segundos.

COLOCAR A UNIDADE DE BERÇÁRIO



Coloque a unidade de berçário e o cabo adaptador a pelo menos 1 metro da cama.



1. Montagem na parede (a altura de montagem da unidade do berçário deve ser inferior a 2 metros)
2. Tampo de mesa





TESTAR O TAPETE SENSORIAL PARA UTILIZAÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- As fontes de vibração e movimento que não sejam do bebé podem ser detetadas pelo Tapete sensorial de movimento e interferir com o desempenho do seu monitor Angelcare. O alarme não soa se detetar movimentos que não sejam os do seu bebé.
- Existem 4 definições de sensibilidade. A unidade está definida para o nível 3 (predefinição) e pode ser ajustada em conformidade.
- O Tapete sensorial de movimento deteta movimentos falsos se estiver a tocar na cama.
- O Monitor emitirá um único sinal sonoro destinado a alertar os pais/cuidadores se não for detetado movimento durante 15 segundos. Se não for detetado mais nenhum movimento, o alarme principal soará aos 20 segundos - uma série de sinais sonoros contínuos.

CONFIGURAR E MUDAR A PILHA DO SENSOR


A almofada sensora foi concebida para detetar movimentos subtis do bebé na superfície do colchão. O alarme só soa se não forem detectados movimentos após 20 segundos.

CONFIGURAÇÃO

1. Retire a patilha do suporte da pilha.
2. Retire o colchão do berço e coloque a almofada do sensor (com o logótipo Angelcare virado para cima) na base, no centro do colchão.
3. Voltar a colocar o colchão

SUBSTITUIR A PILHA

1. Utilize um objeto pontiagudo para fazer deslizar o fecho duplo para cima, para a posição desbloqueada (ver imagens 1 e 2) e, ao mesmo tempo, utilize uma moeda para retirar a tampa da pilha e introduza a face da pilha com o + virado para cima.
2. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria, alinhe os 2 pontos e clique para fixar. Certifique-se também de que o fecho duplo está na posição de bloqueio (ver imagens 3 e 4)






TESTE DOS QUATRO CANTOS

Recomendamos que efetue este teste quando configurar o monitor pela primeira vez.

1. Retire o colchão do berço e coloque o Tapete sensorial de movimento aproximadamente no centro da zona de dormir do bebé. Quando o Tapete sensorial estiver colocado, volte a pôr o colchão no lugar por cima do tapete sensorial.



2. Ligue as unidades de berçário e dos pais - verifique se ambas as unidades estão emparelhadas (ligadas).
3. Dê imediatamente uma pancadinha ligeira e contínua com a mão num canto do colchão para detetar movimento.
4. Afaste-se do berço.
5. O alarme soará na unidade do berçário e da unidade dos pais após 20 segundos. Se o alarme o som não soa, certifique-se de que tudo está corretamente configurado e tente novamente; verifique os níveis das pilhas em todas as unidades, - a definição de sensibilidade pode necessitar de ser reduzida num único nível devido a outras vibrações/movimentos.
6. Se o alarme soar, bata levemente com a mão no mesmo canto do colchão para detetar movimento novamente. Pode demorar até 8 segundos a reconhecer o movimento e a parar o alarme.
7. Se o alarme continuar, mesmo depois de dar duas pancadinhas ligeiras no canto do colchão, ajuste a sensibilidade para um nível mais elevado e repita este teste.
8. Repita este processo nos 4 cantos do colchão para garantir que o tapete sensorial abrange toda a superfície do colchão.

Visite Angelcarebaby.com e aceda ao centro de ajuda para ver vídeos sobre estes passos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Teste o monitor antes da primeira utilização.
- Antes da utilização e regularmente (antes de colocar o seu filho na cama), verifique sempre se o Tapete sensorial de movimento não está a detetar movimentos ou vibrações no seu ambiente.
- Teste o seu monitor sempre que deslocar o Tapete sensorial de movimento para um local diferente.
- Se a sua cama de grades não tiver uma superfície sólida, plana e firme, incluindo uma base de molas ou de ripas, coloque um painel duro entre a base da cama e o tapete sensorial, para garantir um funcionamento correto. O contraplacado deve medir pelo menos 30 x 30 cm e ter 6 mm de espessura.
- O Tapete sensorial de movimento funciona com colchões de molas e de espuma normais e não com colchões de espuma viscoelástica (parcial ou total), colchões de estrutura oca e camas de água.






COMO FUNCIONA O TAPETE SENSORIAL

Depois de o Tapete sensorial ter sido colocado debaixo do colchão e de ter concluído o teste de quatro cantos, a unidade deve estar pronta a utilizar. A tecnologia inteligente do tapete sensorial segue os movimentos do bebé em toda a superfície do colchão. Se, ao fim de 15 segundos, os movimentos do bebé não forem detetados, é emitido um pequeno sinal sonoro para o despertar. Se a ausência de movimentos continuar durante mais 5 segundos, soa um alarme e um aviso na unidade dos pais, o que significa que deve verificar urgentemente o seu bebé.

CONHECER O SEU MONITOR

Unidade de berçário




Principais pormenores

- 1. Luz noturna (brilho branco)**
 - Isto é gerido por uma definição na Unidade dos pais.
 - Se a definição de alerta de cor da temperatura na Unidade dos pais estiver ativada, a unidade do berçário brilhará a azul (demasiado frio) ou vermelho (demasiado quente).
- 3. LED de alimentação**
 - A luz verde acende-se para indicar que a Unidade de berçário está ligada.
- 4. Botão de pausa/emparelhamento**
 - Modo PAUSA - Prima a tecla de pausa para interromper a deteção do movimento do tapete sensorial. Premir novamente para desativar a pausa. Durante o modo PAUSA, o LED de alimentação pisca lentamente.
- 5. Ligar/desligar**
 - Mantenha este botão premido durante 5 segundos para ligar ou desligar a unidade.
- 10. Botão de luz noturna**
 - Pode ligar e desligar a luz noturna com este botão (existe também uma função de definição na unidade dos pais).





Unidade dos pais



Principais pormenores

1. LED Tic

(Duas cores - verde e azul)

- Quando a deteção de movimento está ligada, um LED verde pisca quando o tapete sensorial deteta movimento.
- Quando a Unidade dos pais está desligada, este LED também deteta o estado de carregamento
- Quando a bateria da Unidade dos pais está a ser carregada, o indicador LED fica fixo a azul claro. Se a bateria estiver totalmente carregada, o indicador LED mantém-se fixo a verde durante 15 segundos e depois apaga-se.

2. LED de alimentação

- Esta luz ficará verde fixa, para mostrar que a unidade está ligada.

3. LEDs de nível sonoro

- Esta luz acende-se a verde quando é detetado som na Unidade de berçário.

6. Botão para cima

- Prima para aumentar o nível de volume do altifalante.
- Prima para se deslocar para alterar a definição no modo de menu.
- Modo PAN & TILT, prima para inclinar para cima o objeto visualizado.

7. Botão esquerdo / Ativar tecla Pan & Tilt

- Prima para se deslocar para a esquerda para selecionar uma função no modo de menu.
- Quando premir o botão de modo ZOOM, prima este botão esquerdo para entrar no modo PAN & TILT, pode depois utilizar este botão para deslocar para a esquerda o objeto visualizado.

8. Botão direito

- Prima para se deslocar para a direita para selecionar a função no modo de menu.
- Modo PAN & TILT, prima para deslocar para a direita o objeto visualizado.

9. Botão para baixo

- Prima para diminuir o nível de volume do altifalante.
- Prima para se deslocar para baixo para alterar a definição no modo de menu.
- Modo PAN & TILT, prima para inclinar para baixo o objeto visualizado.





12. Botão Ligar/desligar


- Prima e mantenha premido durante 5 segundos para ligar ou desligar a unidade.
- Prima e solte rapidamente para desligar o ecrã (esta

função funciona se tiver selecionado o modo de suspensão a partir de uma definição na Unidade dos pais); se pretender que o ecrã volte a ligar-se, prima qualquer botão.

17. Botão Reiniciar

- Utilize um clipe de papel esticado no orifício de reposição para repor a unidade.

Barra superior da Unidade dos pais



1. Indicadores de qualidade da receção
2. Unidade dos pais selecionada e emissão de som
3. A deteção do Tapete sensorial de movimento está desligada
4. A deteção do Tapete sensorial de movimento está ativada
5. O Tapete sensorial de movimento está em pausa
6. Alerta do Tapete sensorial de movimento
7. Tapete sensorial de

8. movimento perdeu ligação
8. O Tapete sensorial de movimento está a ligar
9. O Tapete sensorial de movimento nunca foi emparelhado
10. Bateria do Tapete sensorial fraca
11. A função "TIC" está ativada
12. O som VOX está ativado
13. O vídeo VOX está ativado
14. O alerta de temperatura está ativado
15. Alerta de temperatura: demasiado frio

16. Alerta de temperatura: demasiado quente
17. A Canção de embalar está ativada
18. A visão noturna está ativada
19. Indicadores do nível do volume
20. Vista da câmara 1 ou da câmara 2
21. Ícones de aviso da câmara 1 ou 2
22. Indicadores do nível da bateria da Unidade dos pais





OPERAÇÃO DO MENU PRINCIPAL

- Prima o botão central principal para ativar o menu.
- Prima os botões Direito ou Esquerdo para selecionar a função pretendida e prima o botão central para clicar em OK.



1. Sair do menu principal
2. Definições do tapete sensorial
3. Definições de visualização de vídeo
4. Definições de Vox
5. Definições da canção de embalar
6. Definições do monitor
7. Definições de temperatura
8. Definições de emparelhamento

Operação do submenu

- Prima as teclas ESQUERDA ou DIREITA para selecionar a função pretendida (amarela).
- Prima as teclas PARA CIMA ou PARA BAIXO para alterar a definição.
- Depois de decidir a sua definição, selecione o ícone Sair e prima o botão MENU/OK para sair e guardar a nova configuração.

1. Sair do menu principal

- 1.1 Este botão estará disponível em todos os submenus para voltar ao menu principal ou para sair do menu principal.

2. Definições do tapete sensorial

- 2.1 Sair do menu principal e guardar a nova definição.

- 2.2 Detecção de movimentos

- LIGADA/DESLIGADA/PAUSA

- 2.3 Modo de som da função Tic

- (Se a deteção de movimento estiver ativada, permite ouvir um som Tic de 5 em 5 segundos)

- LIGADO/DESLIGADO


- 2.4 Sensibilidade ao movimento

- 4 opções de nível

3. Definições de visualização de vídeo

- 3.1 Sair do menu principal

- 3.2 Modo de visualização Cam1





4. Definições de Vox

4.1 Sair do menu principal e guardar a nova definição.

4.2 Detecção de som VOX

- O som VOX significa que só transmite sons quando os deteta, com base na definição do nível de sensibilidade (sendo o nível 4 o mais sensível).


Para poupar energia, após 10 segundos, a transmissão de som pára se não for detetado qualquer som.

- Opções de nível OFF ou 4

4.3 Detecção de VOX de vídeo

- VOX de vídeo significa que, quando a Unidade dos pais está no modo de suspensão (ecrã preto), o ecrã só se liga quando deteta sons, com base na definição do nível de sensibilidade (sendo o nível 4 o mais sensível). Para poupar energia, após o tempo definido, o modo de suspensão será ativado..

- Opções de nível OFF ou 4



5. Definições da canção de embalar

5.1 Sair do menu principal e guardar a nova definição

5.2 Tocar canção de embalar

- LIGADO/DESLIGADO

5.3 Selecionar canções

- 4 opções de músicas

5.4 Selecionar o volume de todas as canções

- Opções de som de 4 níveis



6. Definições do monitor

6.1 Sair do menu principal e guardar a nova definição

6.2 Brilho do LCD

- 4 níveis de luminosidade

6.3 Temporizador de proteção do ecrã (modo de suspensão)

- OFF/30s/1min/2min/3min

6.4 Nível do volume do altifalante da UP

- 4 opções de nível de volume

6.5 Anti cintilação do ecrã

O ecrã pode cintilar em alguns ambientes de iluminação.

Altere a frequência para reduzir o efeito de cintilação 50 Hz/60 Hz.



7. Definições de temperatura

7.1 Sair do menu principal e guardar a nova definição.

7.2 Regulação da temperatura elevada

- intervalo 15 a 32 °C / 59 a 90 °F

7.3 Regulação da temperatura baixa

- intervalo 5 a 20 °C / 41 a 68 °F

(A diferença mínima entre a definição de temperatura alta e baixa é de 4 °C / 7 °F)





7.4 Escala de temperatura

-°C ou F

7.5 Alarme de temperatura - Utilize as definições de temperatura alta e baixa para determinar a sua temperatura ambiente preferida.

-ON/OFF

7.6 Alerta de cor da temperatura para a Unidade de berçário - utilize as definições de temperatura alta e baixa para determinar a sua temperatura ambiente preferida.

-ON/OFF

8. Definições de emparelhamento

Imagem EG - CAM1 está a ser visualizada (CAM1 OK está emparelhada, opção de emparelhamento Pad1)



8.1 Sair do menu principal

8.2 Emparelhamento CAM1 = se mostrar ok

significa que está emparelhado se mostrar duas setas, o emparelhamento tem de ser ativado

8.3 Aparece a mensagem Pairing PAD1 ou PAD1 OK, o que significa que está ligado.

Ícones de alerta

- Prima qualquer tecla para parar o alarme e fazer desaparecer o ícone de alerta.



1. Alerta de Tapete sensorial de movimento: se após 20 segundos - NÃO for detetado qualquer movimento - os altifalantes da Unidade dos pais e da Unidade de berçário emitirão sinais sonoros altos consecutivos - este é o alarme de movimento.
2. O Tapete sensorial de movimento é colocado em pausa.
3. O Tapete sensorial de movimento perdeu a ligação: os altifalantes da Unidade dos pais e da Unidade de berçário emitem sinais sonoros altos consecutivos.
4. A bateria do Tapete sensorial de movimento está fraca: a Unidade dos pais emitirá 3 sinais sonoros consecutivos, de 5 em 5 segundos.
5. A Unidade dos pais está fora de alcance: a Unidade dos pais emite 2 sinais sonoros consecutivos, de 10 em 10 segundos.
6. A temperatura está demasiado fria: a Unidade dos pais emite 3 sinais sonoros consecutivos, de 5 em 5 segundos.
7. A temperatura está demasiado alta: a Unidade dos pais emite 3 sinais sonoros consecutivos, de 5 em 5 segundos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Visite Angelcarebaby.com e aceda ao centro de ajuda para ver vídeos de resolução de problemas.



AVISOS

Siga as seguintes precauções de segurança para evitar ferimentos graves ou morte ou danos no produto. Guarde o manual do utilizador para referência futura. Certifique-se de que o lê cuidadosamente antes de instalar e utilizar este produto.

1. Devido ao grave risco de estrangulamento dos bebés e crianças pequenas, os pais e prestadores de cuidados devem ter em atenção os seguintes avisos.

AVISO – PERIGO DE ESTRANGULAMENTO **CRIANÇAS ESTRANGULADAS POR CABOS**



- MANTENHA a Unidade de berçário e os cabos do adaptador fora do alcance das crianças a mais de 1 metro de distância.
- NUNCA utilize cabos de extensão com adaptadores. Utilize APENAS os adaptadores fornecidos.
- Este produto NÃO é um brinquedo. NUNCA permita que as crianças brinquem com ele.

2.

AVISO – TAPETE SENSORIAL DE **MOVIMENTO - SEM ALARME**

- Outras fontes de vibração e movimento, que não as do seu bebé, podem ser detetadas pelo Tapete sensorial de movimento e interferir com o desempenho do monitor Angelcare.
- O alarme não soa se detetar movimentos que não sejam os do seu bebé.
- As definições de sensibilidade elevada podem captar outras fontes de vibração e movimento - leia as instruções sobre a definição de sensibilidade para efetuar o ajuste adequado.
- Outros bebés ativos e mais velhos (crianças pequenas) na mesma divisão podem ser detetados e o alarme não soará.
- Certifique-se de que o ambiente do bebé está LIVRE de quaisquer movimentos ou vibrações quando utilizar o Tapete sensorial de movimento - ver abaixo os avisos 3 a 9.



3. NÃO utilizar um mobile de berço e outros acessórios de berço que possam produzir movimentos ou vibrações.

4. As ventoinhas (incluindo as de teto), as máquinas de lavar roupa, as tábuas do chão, o aquecimento central ou a música alta são formas de movimento e vibração que podem interferir e ser detetadas pelo Tapete sensorial de movimento.

5. NÃO utilizar com a cama de grades a tocar na cama dos pais/cuidadores, pois o Tapete sensorial de movimento deteta os seus movimentos.

6. NÃO colocar a cama de grades contra uma parede ou rodapé, pois podem ser detetadas vibrações.

7. Assegurar-se de que a cama de grades é estável para eliminar qualquer movimento.

8. A cama de grades não deve ser colocada ao alcance de outro berço ou cama.

9. NÃO utilizar outros dispositivos sem fios na mesma divisão que o monitor (incluindo telemóveis, micro-ondas...). Estes podem interferir com o sinal e o desempenho.

10. Evite o contacto da humidade com o Tapete sensorial de movimento - Utilize sempre com um colchão seco, pelo que deve garantir que o colchão é arejado/seco e rodado (se possível). Seque/limpe as superfícies do Tapete sensorial



de movimento com um pano seco que não largue pêlos.

11. O Tapete sensorial de movimento não se destina a ser utilizado para determinar se uma criança está fora do berço.


12. Certifique-se SEMPRE de que verifica imediatamente o bebé sempre que soar um alarme.

13. Utilize APENAS os carregadores e adaptadores de corrente fornecidos. Não utilize outros tipos, pois podem danificar o aparelho e a bateria.

14. É necessária a montagem por um adulto. Mantenha as peças pequenas afastadas das crianças durante a montagem.

15. NÃO toque nos contactos da ficha, especialmente com objetos afiados ou metálicos.

16. NÃO utilize o monitor para bebés perto de água. Devem ser tomadas precauções para que NÃO caiam objetos sobre as unidades e para que não sejam derramados líquidos nas unidades ou no Tapete sensorial de movimento através das respetivas aberturas.



17. Mantenha o monitor afastado de fontes de calor (tais como fogões, radiadores, etc.). O calor pode danificar a caixa ou peças eléctricas.

18. Coloque SEMPRE a Unidade do berçário



e a Unidade dos pais numa superfície plana e sólida, numa posição vertical que permita uma VENTILAÇÃO adequada. NÃO coloque sobre sofás, almofadas, camas, etc., que possam bloquear a ventilação ou em qualquer sítio que possa abafar o som ou interferir com o fluxo normal de ar.

19. Condições de funcionamento e armazenamento

Funcionamento - O monitor para bebés só pode ser utilizado entre 10 °C e 40 °C, com uma humidade relativa máxima de 75%. Não exceda 28 °C durante longos períodos de utilização.

Armazenamento - Entre 0 °C e 45 °C, máx. 75% HR.

Devem ser evitados ambientes com temperaturas elevadas e humidade elevada, incluindo luz solar direta - isto pode levar a potenciais fugas da pilha, inchaço e potenciais danos. A Unidade dos pais e a Unidade de berçário contêm baterias de lítio e devem ser guardadas em segurança. Guarde sempre o produto com aproximadamente 50% de carga de bateria PU e não o guarde durante mais de 3 meses sem carregar.



AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - ESPECÍFICOS PARA A BATERIA

AVISO

Não ingerir a pilha, perigo de queimadura química. Este produto contém uma pilha de célula tipo moeda/botão. Se a pilha de célula tipo moeda/botão for engolida, pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode levar à morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar corretamente, pare de utilizar o produto e mantenha-o afastado das crianças. Se pensa que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

AVISO DE BATERIA	
<p>Manter fora do alcance das crianças. Manter fora do alcance das crianças A ingestão pode provocar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves nas 2 horas seguintes à ingestão. Procurar imediatamente assistência médica</p>	

Os sintomas de ingestão e inserção de pilhas são difíceis de diagnosticar.





Sem sintomas evidentes

Infelizmente, não é óbvio quando um botão ou uma pilha de moedas fica preso no esófago (tubo alimentar) de uma criança. Não existem sintomas específicos associados a esta situação.

A criança pode:

- tossir, engasgar-se ou babar-se muito;
- parecer ter uma perturbação gástrica ou um vírus;
- estar doente;
- apontar para a garganta ou para o estômago;
- ter dores no abdómen, no peito ou na garganta;
- estar cansada ou letárgica;
- ficar mais calma ou mais apegada do que o habitual ou de outra forma "não elas próprias";
- perder o apetite ou ter um apetite reduzido; e
- não querer comer alimentos sólidos / ser incapaz de comer alimentos sólidos.

Este tipo de sintomas varia ou flutua, com a dor a aumentar e depois a diminuir. Um sintoma específico da ingestão das pilhas de botão e de moeda é vomitar sangue (vermelho vivo). Se a criança fizer isto, procure imediatamente ajuda médica. A ausência de sintomas claros é a razão pela qual é importante estar atento às pilhas "descarregadas" ou pilhas de botão ou de moeda sobressalentes em casa e aos produtos que as utilizam.

20. A bateria da unidade dos pais é uma bateria de iões de lítio substituível. O Tapete Sensorial de movimento sem fios utiliza uma pilha de lítio de célula de botão substituível. Utilize apenas a pilha de substituição recomendada pela Angelcare (consulte as Especificações Técnicas).

- Perigo de explosão se for utilizada a pilha errada ou se for substituída incorretamente. Consulte o Manual do Utilizador para obter informações sobre a instalação correta da pilha.
- NÃO coloque os terminais de alimentação em curto-circuito.

21. NÃO misture pilhas velhas com pilhas novas e utilizar apenas pilhas de substituição recomendadas pela Angelcare (ver Especificações Técnicas).

22. Tenha cuidado ao manusear as pilhas para não provocar um curto-circuito entre as pilhas e materiais condutores, como anéis, pulseiras e chaves.

23. A sobrecarga, o curto-circuito, a carga inversa, a mutilação ou a incineração das baterias devem ser evitados para impedir uma ou mais das seguintes ocorrências: libertação de materiais tóxicos, libertação de hidrogénio e/ou oxigénio, gás e aumento da temperatura da superfície.

24. Deve ser evitada a instalação das pilhas no produto final com polaridade incorreta. A inserção inversa das pilhas pode provocar o seu carregamento, o que pode resultar em fugas ou explosão.

25. Pode ocorrer inchaço da bateria com o tipo de bateria utilizado na Unidade dos pais se não for utilizada ou armazenada corretamente, incluindo, mas não se limitando a idade, padrão de utilização, condições ambientais (aquecimento excessivo),

carregamento excessivo, descarregamento excessivo, utilização de carregadores incorretos e abuso físico/danos. Consulte a Declaração de Aviso Sobre as Pilhas online da Angelcare:

<https://angelcarebaby.com/battery-safety>

26. Retire as pilhas das unidades se guardar o produto durante mais de 30 dias, porque as pilhas podem derramar e danificar o produto.

27. Deite fora as pilhas gastas o mais rapidamente possível, uma vez que as pilhas gastas têm mais probabilidades de se infiltrarem num produto. Se uma pilha tiver uma fuga ou uma saída de ar, deite fora o produto de forma responsável.

28. CUIDADO

- As pilhas não podem ser sujeitas a temperaturas extremas altas ou baixas, baixa pressão atmosférica ou altitude elevada durante a utilização, armazenamento ou transporte pois pode provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Ver ficha de especificações técnicas e "Proteção do ambiente". A eliminação de uma pilha no fogo ou num forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma pilha, pode provocar uma explosão.
- A altura de montagem da Unidade de berçário deve ser inferior a 2 metros.
- A placa de identificação aplicada está localizada no compartimento traseiro do produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Deite sempre o bebé de costas para dormir.

Evite o sobreaquecimento do ambiente em que o bebé se encontra. Não deixe perto do bebé objetos que possam provocar asfixia.

Os objetos podem igualmente impedir a deteção dos movimentos do bebé.

29. Este monitor utiliza ondas de rádio públicas para transmitir sinais. A Unidade dos pais pode captar sinais ou interferências de outros monitores de berçário na sua área. O seu monitor pode até ser captado por outros vizinhos. Para proteger a sua privacidade, certifique-se de que ambas as unidades estão desligadas quando não estão a ser utilizadas.

30. Proteção do cabo de alimentação - Proteja o cabo de alimentação do adaptador para que não seja pisado ou apertado por móveis ou outros objetos – os cabos de alimentação devem ser encaminhados de modo a não serem susceptíveis de serem pisados ou apertados por objetos que se encontrem sobre ou contra eles, prestando especial atenção aos cabos e fichas, ao recetáculo de conveniência e ao ponto em que saem do produto. A tomada deve ser instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível. Certifique-se de que liga o adaptador à tomada mais próxima do equipamento e que é facilmente acessível. Para desligar da corrente eléctrica, desligue o adaptador. PARE de utilizar o adaptador de corrente se este estiver danificado ou partido de alguma forma.



31. Utilize apenas acessórios e peças de substituição especificados pelo fabricante. Qualquer montagem do produto deve seguir as instruções do fabricante

- NÃO coloque este produto num carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa instáveis. O produto pode cair, provocando ferimentos graves numa criança ou num adulto e danos graves no produto.
- Utilizar APENAS o suporte vendido com o produto.
- Certifique-se de que as peças de substituição são fornecidas pela Angelcare e têm as mesmas características que a peça original. A substituição não autorizada pode resultar em incêndio, choque elétrico ou fogo.

32. Desligue este aparelho da tomada durante trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo. Manutenção - NÃO tente efetuar a manutenção deste produto, uma vez que a abertura ou remoção das tampas (exceto a porta da bateria) pode expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos.

- Fonte de alimentação – ver Especificações técnicas neste guia.

33. Sobrecarga - NÃO sobrecarregue as tomadas de parede, os cabos de extensão ou as tomadas de conveniência integrais, uma vez que isso pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.

34. Antena da Unidade de berçário - A antena usada para este transmissor deve ser instalada de modo a proporcionar uma distância de separação de pelo menos 8" (20 cm) de todas as pessoas e não deve ser colocado ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou emissor.

35. Limpeza - Desligue todas as unidades antes de limpar. NÃO mergulhe qualquer parte do monitor em água. Limpe apenas com um pano seco.

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE - GARANTIA LIMITADA

A Angelcare® garante ao proprietário original deste produto que o monitor Angelcare® está isento de quaisquer defeitos de material e de fabrico durante o período de garantia (consulte a tabela de garantia abaixo para determinar a garantia para o seu país). Se este sistema de monitorização não funcionar corretamente quando utilizado de acordo com as instruções, em condições normais e durante o período de garantia, a Angelcare® reparará ou substituirá o produto, à nossa discricção, gratuitamente. Contacte o seu distribuidor local para validar a garantia e o período de garantia.

O produto deve ser acompanhado de uma prova de compra, seja uma fatura de venda ou outra prova de que o sistema de monitorização está dentro do período de garantia. A Angelcare® suportará o custo da reparação ou substituição do produto e do seu envio para o utilizador.

Esta garantia não se aplica a um produto que tenha sido danificado em resultado de uma manutenção incorreta, de um acidente, de uma alimentação de tensão incorreta ou de qualquer outra forma de utilização indevida. A garantia também é anulada se o proprietário reparar ou modificar o produto de qualquer forma. A Angelcare® não é responsável por quaisquer danos acidentais ou consequentes relacionados com este produto. A garantia também exclui qualquer responsabilidade para além da acima referida. Não é dada qualquer outra garantia.

Esta garantia não cobre produtos e acessórios que não sejam da marca Angelcare® ou quaisquer problemas que resultem de uma utilização que não esteja de acordo com as instruções do produto, do incumprimento das instruções do produto ou de problemas causados pela utilização de acessórios, peças ou componentes não fornecidos pela Angelcare.

IMPORTANTE! Este monitor Angelcare® é um produto de cuidados pessoais. Não devolva este produto à loja. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, contacte o seu distribuidor antes de devolver este produto..

Contacte o seu distribuidor local para obter informações sobre a garantia. Encontre o seu distribuidor local visitando o nosso site:

<https://international.angelcarebaby.com/>

Prazo de garantia	
Reino Unido, África do Sul	1 ANO
Outros países	2 ANOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alcance:

Campo aberto (área aberta sem obstruções):

- Entre a Unidade de berçário e a Unidade dos pais: até 150 metros.
- Entre a Unidade de berçário e o Tapete sensorial de movimento: até 20 metros.

Número de canais:

Europa: 19 canais.

Orientações para o termómetro:

Alarme de temperatura elevada: 22 °C

Alarme de temperatura baixa: 16 °C



Fonte de alimentação:

2 x 100-240V CA/ 5 V CC 1.0A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd. (UE: K05V050100G, UK: K05B050100B, AU: K05B050100A) Adaptadores para a Unidade dos Pais e Unidade de Berçário.

1 pilha CR2450 3 V incluída (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. número do modelo: CR2450H, ou GP Batteries International Ltd. número do modelo: CR2450)

(Tapete Sensorial de movimento sem fios).

A bateria incluída na Unidade dos pais é uma bateria de iões de lítio (HZT755060) 3,7 V 3000 mAh 11,1 Wh fabricado pela Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd. para a Unidade dos pais.

Para obter informações sobre baterias de substituição, por favor contactar o serviço de apoio ao cliente Angelcare: www.angelcarebaby.com

As instruções serão incluídas com a substituição das pilhas. Manter todas as pilhas fora do alcance das crianças.

Pilhas:

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSAO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. ELIMINAÇÃO DE PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Transmissão:

A transmissão entre a Unidade dos pais e a Unidade de berçário é feita na frequência de 2,4 GHz.

A transmissão entre a Unidade dos pais e o Tapete sensorial de movimento é feita na frequência de 2,4 GHz.

Pelo presente, a Angelcare Canada Inc., declara que este Monitor de bebé está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Web:

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Exposição a RF - Este dispositivo foi concebido e fabricado para cumprir os limites da exposição a radiações de radiofrequência (RF) do RU para um ambiente não controlado. Para manter a conformidade, a exposição humana à Unidade de berçário não deve ser inferior a 20 cm durante o funcionamento normal.

Conformidade ErP

Para cada modo de espera e/ou de desativação e a condição fornecendo espera em rede na qual o equipamento é comutado pela gestão de energia ou função similar:

- 1) Os dados relativos ao consumo de energia em Watt (Unidade dos pais em modo desligado com a bateria totalmente carregada: 0,1 W, Unidade do bebé em modo desligado: 0,1 W)
- 2) O período de tempo após o qual a gestão de energia ou uma função semelhante, alterna o equipamento automaticamente para o modo de espera e/ou modo de desativação e/ou a condição de fornecimento de espera em rede: (Não aplicável)

UTILIZAR APENAS A SEGUINTE MARCA
ANGELCARE NÚMEROS DE MODELO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

UE: K05V050100G

REINO UNIDO: K05B050100B

AU: K05B050100A



PROTEGER O AMBIENTE

Os símbolos do caixote do lixo com rodas significam que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando o produto/bateria atinge o seu fim de vida, leve-o(a) para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A eliminação seletiva e a reciclagem ajudará a conservar os recursos naturais e a proteger a saúde humana e o ambiente. Consulte o Manual do Utilizador Guia para a remoção das pilhas.



Consulte o produto para ver as marcas de conformidade específicas deste dispositivo.



INFORMAÇÕES DE CONTACTO

Fabricado por:

Angelcare Canadá
2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal (Quebeque), H3A 3H3, Canadá

Saiba mais

Para saber mais, visite o nosso centro de ajuda
angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/en-uk

Para obter informações específicas sobre o distribuidor
no país, visite

Angelcarebaby.com

Angelcare



MODELO AC25

Monitor de movimiento
con vídeo y sonido



IMPORTANTE

Los monitores de bebé Angelcare son productos en materia de estilo de vida destinados a ayudar a los padres y cuidadores en el cuidado diario del bebé. El monitor avisa a los padres o cuidadores transcurridos 20 segundos si no se detecta ningún movimiento en el colchón. Los monitores no reemplazan la supervisión parental o médica.

Este producto NO está destinado ni debe utilizarse para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

Este producto NO está destinado a diagnosticar, tratar, mitigar, curar o prevenir ninguna enfermedad o afección.

Se trata de un producto para vigilar el movimiento de bebés sanos y no reemplaza la atención de los padres.

El producto es adecuado para niños de hasta 18 meses.

La función de movimiento solo funciona con colchones de muelles y espuma estándar para cuna.



QUÉ HAY EN LA CAJA

1. 1 unidad de bebé
2. 2 adaptadores de CA
3. 1 unidad de padres (con batería de iones de litio de 3,7 V y 3000 mAh incluida listo para su uso; tenga en cuenta que deberá cargar la unidad durante al menos 8 horas antes de utilizarla por primera vez)
4. 1 almohadilla del sensor de movimiento (con batería CR2450 de 3 V incluida lista para su uso; tenga en cuenta que deberá retirar la lengüeta de plástico antes de utilizarla)
5. Equipo para montaje en pared


Lo que necesita

- Tabla dura si la cuna no tiene una superficie firme debajo del colchón
- Taladro y destornillador para el montaje en la pared (si es necesario)


ENCENDER EL MONITOR

1. La unidad de bebé y la unidad de padres vienen ya preparadas.
2. Para encender la unidad de padres, pulse el botón central durante 5 segundos.
3. Para encender la unidad de bebé, pulse el botón central durante 5 segundos.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE BEBÉ



Coloque la unidad de bebé y el cable adaptador a una distancia mínima de 1 metro de la cuna.



- 1 Montaje en pared (la altura de montaje de la unidad de bebé debe ser inferior a 2 metros)

- 2 Soporte de mesa



PRUEBA DE USO DE LA ALMOHADILLA DEL SENSOR

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Las fuentes de vibración y movimiento que no sean del bebé pueden ser detectadas por la almohadilla de movimiento e interferir con el rendimiento de su monitor Angelcare.
- La alarma no sonará si detecta un movimiento que no sea el del bebé.
- Hay 4 ajustes de sensibilidad. La unidad está configurada en el nivel 3 (predeterminado) y puede ajustarse en consecuencia.
- La almohadilla de movimiento detectará movimientos falsos si usted está tocando la cuna.
- El monitor emitirá un único pitido para alertar a los padres o cuidadores si no se ha detectado ningún movimiento durante 15 segundos. Si no se detecta ningún otro movimiento, la alarma sonará a los 20 segundos con una serie de pitidos continuos.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE LA PILA DEL COJÍN SENSOR


El cojín sensor está diseñado para detectar movimientos sutiles del bebé en la superficie del colchón. La alarma sólo sonará si no se detecta ningún movimiento después de 20 segundos.

PUESTA EN MARCHA

1. Retire la lengüeta del portapilas.
2. Retire el colchón de la cuna y coloque la almohadilla del sensor (con el logotipo de Angelcare hacia arriba) en la base, en el centro del colchón.
3. Vuelva a colocar el colchón

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

1. Utilice un objeto punzante para deslizar el bloqueo dual hacia arriba hasta la posición de desbloqueo (ver imagen 1&2) y al mismo tiempo utilice una moneda para retirar la tapa de la batería e introducir la cara de la batería con el + hacia arriba.
2. Vuelva a colocar la tapa de la pila, alinee los 2 puntos y haga clic para fijarla; asegúrese también de que el bloqueo dual esté hacia abajo en la posición de bloqueo (vea la imagen 3 y 4).






PRUEBA DE LAS CUATRO ESQUINAS

Le recomendamos que realice esta prueba cuando configure el monitor por primera vez.

1. Retire el colchón de la cuna y coloque la almohadilla del sensor de movimiento en la posición central aproximada de la zona de descanso del bebé. Una vez colocada la almohadilla del sensor, vuelva a ubicar el colchón su sitio, encima de la almohadilla del sensor.



2. Encienda las unidades de bebé y de padres y compruebe que ambas unidades están emparejadas (conectadas).
3. Inmediatamente, dé ligeros y continuos golpecitos con la mano en una esquina del colchón para detectar movimiento.
4. Aléjese de la cuna.
5. La alarma sonará desde la unidad de bebé y de padres transcurridos 20 segundos. Si la alarma no suena, asegúrese de que todo esté configurado correctamente y vuelva a intentarlo; compruebe el nivel de la batería en todas las unidades. Puede ser necesario bajar un nivel el ajuste de sensibilidad debido a otras vibraciones o movimientos.
6. Si suena la alarma, dé ligeros golpecitos con la mano en la misma esquina del colchón para detectar el movimiento de nuevo. La alarma puede tardar hasta 8 segundos en reconocer el movimiento y detenerse.
7. Si la alarma continúa, incluso después de golpear ligeramente la esquina de su colchón dos veces, ajuste la sensibilidad más alta y repita esta prueba.
8. Repita este proceso en las 4 esquinas de su colchón para asegurarse de que la almohadilla del sensor alcance toda la superficie del colchón.

Visite Angelcarebaby.com y vaya al centro de ayuda para ver vídeos sobre estos pasos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Pruebe el monitor antes de utilizarlo por primera vez.
- Antes del uso y de forma periódica (antes de colocar al bebé en la cuna), compruebe siempre que el detector de movimiento no detecta movimientos ni vibraciones en su entorno.
- Pruebe su monitor cada vez que mueva el panel de movimiento a un lugar diferente.
- Si su cuna no tiene una superficie sólida, plana y firme que incluya un muelle o un somier ajustable, coloque una tabla dura entre el somier de la cuna y la almohadilla de movimiento para garantizar un funcionamiento correcto. La tabla debe medir al menos 30 x 30 cm y tener un grosor de 6 mm.
- La almohadilla de movimiento funciona con colchones de muelles y espuma estándar y no con colchones de espuma con memoria (parciales o completos), colchones de estructura hueca y camas de agua.






CÓMO FUNCIONA LA ALMOHADILLA DEL SENSOR


Una vez que haya colocado la almohadilla del sensor debajo del colchón y haya completado su prueba de cuatro esquinas, la unidad debería estar lista para su uso. La tecnología inteligente de la almohadilla del sensor detectará los movimientos del bebé en toda la superficie del colchón. Si después de 15 segundos el movimiento del bebé se vuelve imposible de detectar, un pequeño pitido sonará para despertar al bebé. Si la falta de movimientos continúa durante otros 5 segundos, una alarma y una advertencia sonará en su unidad de padres, lo que significa que usted debe comprobar con urgencia el estado del bebé.

CONOZCA SU MONITOR

Unidad de bebé



VISTA FRONTAL




VISTA TRASERA

Detalles clave

- 1. Luz nocturna**
(resplandor blanco)
 - Esto se controla mediante un ajuste en la unidad de padres.
 - Si el ajuste de alerta de color de temperatura de la unidad de padres está activado, la unidad de bebé se iluminará en azul (demasiado frío) o en rojo (demasiado calor).
- 3. LED de encendido**
 - Se iluminará en verde para indicar que la unidad de bebé está encendida.
- 4. Botón de pausa/emparejamiento**
 - Modo PAUSA: pulse la tecla de pausa para detener la detección de movimiento de la almohadilla del sensor. Vuelva a pulsarla para desactivar la pausa. Durante el modo PAUSA, el LED de encendido parpadea lentamente.
- 5. Encendido/Apagado**
 - Mantenga pulsado este botón durante 5 segundos para encender o apagar la unidad.
- 10. Botón de luz nocturna**
 - Puede encender y apagar la luz nocturna con este botón (también hay una función de ajuste en la unidad para padres).



Unidad de padres



Detalles clave

1. LED tic

(Dos colores: verde y azul)

- Cuando la detección de movimiento está activada, un LED verde parpadea cuando el sensor detecta movimiento.

- Cuando la unidad de padres está apagada, este LED también detecta el estado de carga.

- Cuando la batería de la unidad de padres se está cargando, el indicador LED se mantiene fijo en azul claro. Si la batería está completamente cargada, el indicador LED se mantiene fijo. La luz verde se mantiene durante 15 segundos y luego se apaga.

2. LED de encendido

- La luz verde fija indica que la unidad está encendida.

3. LED de nivel sonoro

- Se iluminará en verde cuando se detecte sonido en la unidad de bebé.

6. Botón Arriba

- Pulse aquí para subir el volumen del altavoz.

- Pulse para desplazarse y cambiar el ajuste en el modo menú.

- Modo rotación horizontal y vertical; pulse para inclinar hacia arriba el objeto de visualización.

7. Botón Izquierda/Activar rotación horizontal y vertical

- Pulse para desplazarse a la izquierda y seleccionar una función en el modo menú.

- Cuando se pulsa el botón de modo ZOOM, pulse este botón izquierdo para entrar en modo rotación horizontal y vertical; puede utilizar este botón para desplazarse hacia la izquierda del objeto visualizado.

8. Botón derecho

- Pulse para desplazarse a la derecha y seleccionar la función en el modo menú.

- Modo rotación horizontal y vertical; pulse para inclinar hacia la derecha el objeto de visualización.

9. Botón Abajo

- Pulse para bajar el nivel de volumen del altavoz.

- Pulse para desplazarse hacia abajo y cambiar el ajuste en el modo menú.



- Modo rotación horizontal y vertical; pulse para inclinar hacia abajo el objeto de visualización.

12. Botón de encendido/apagado


- Mantenga pulsado durante 5 segundos para encender o apagar la unidad.

- Pulse y suelte rápidamente para apagar la pantalla (esto funciona si ha seleccionado el modo de reposo desde un ajuste de la unidad de padres). Si luego desea que la pantalla vuelva a encenderse, pulse cualquier botón.

17. Botón de reinicio

- Utilice un clip enderezado en el orificio de reinicio para reiniciar la unidad.

Barra superior de la unidad de padres



- Indicadores de calidad de la recepción
- Unidad de bebé seleccionada y emitiendo sonido
- La detección de la almohadilla de movimiento está desactivada
- La detección de la almohadilla de movimiento está activada
- La almohadilla de movimiento está en pausa
- Alerta de la almohadilla

- de movimiento
- La almohadilla de movimiento perdió señal
- La almohadilla de movimiento se está conectando
- La almohadilla de movimiento nunca se ha emparejado
- Batería de la almohadilla del sensor baja
- Función "tic" activada
- Sonido VOX activado
- Vídeo VOX activado
- Alerta de temperatura activada

- Alerta de temperatura: demasiado frío
- Alerta de temperatura: demasiado calor
- Canción de cuna activada
- Visión nocturna activada
- Indicadores de nivel de volumen
- Vista de cámara 1 o cámara 2
- Iconos de advertencia de la cámara 1 o 2
- Indicadores de nivel de batería de la unidad de padres





FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ PRINCIPAL

- Pulse el botón central principal para activar el menú.
- Pulse los botones Derecha o Izquierda para seleccionar la función deseada y pulse el botón central para Aceptar.



1. Salir del menú principal
2. Ajustes de la almohadilla del sensor
3. Ajustes de la vista de vídeo
4. Ajustes de Vox
5. Ajustes de canción de cuna
6. Ajustes del monitor
7. Ajustes de temperatura
8. Ajustes de emparejamiento

Funcionamiento del submenú

- Pulse las teclas IZQUIERDA o DERECHA para seleccionar la función deseada (amarillo).
- Pulse las teclas ARRIBA o ABAJO para cambiar el ajuste.
- Después de decidir sus ajustes, seleccione el icono Salir y pulse el botón MENÚ/ACEPTAR para salir y guardar los nuevos ajustes.

1. Salir del menú principal

- 1.1 Este botón estará disponible en todos los submenús para volver al menú principal o salir de este.

2. Ajustes de la almohadilla del sensor

- 2.1 Salir al menú principal y guardar los nuevos ajustes.

- 2.2 Detección de movimientos

- ENCENDIDO/APAGADO /PAUSA

- 2.3 Función "tic", modo sonido (Si la detección de movimiento está activada, se puede escuchar un sonido "tic" cada 5 segundos)

- ENCENDIDO/APAGADO

- 2.4 Sensibilidad al movimiento

- 4 opciones de nivel

3. Ajustes de la vista de vídeo

- 3.1 Salir al menú principal

- 3.2 Modo de vista de cámara 1





4. Ajustes de Vox

4.1 Salir al menú principal y guardar los nuevos ajustes.

4.2 Detección de VOX sonoro

- VOX sonoro significa que solo transmitirá sonidos cuando los detecte, en función del ajuste del nivel de sensibilidad (el nivel 4 es el más sensible).

Para ahorrar energía, después de 10 segundos, la transmisión de sonido se detendrá si no se detecta ningún sonido.

- APAGADO o 4 opciones de nivel

4.3 Detección de VOX de vídeo

- VOX de vídeo significa que cuando la unidad de padres está en modo de reposo (pantalla en negro), la pantalla se encenderá solo cuando detecte sonidos, en función del ajuste del nivel de sensibilidad (el nivel 4 es el más sensible). Para ahorrar energía, una vez transcurrido el tiempo establecido, se activará el modo de reposo.

- APAGADO o 4 opciones de nivel



5. Ajustes de canción de cuna

5.1 Salir al menú principal y guardar los nuevos ajustes.

5.2 Reproducir la canción de cuna

- ENCENDIDO/APAGADO

5.3 Seleccionar canciones

- 4 opciones de canciones

5.4 Seleccionar el volumen de todas las canciones

- 4 opciones de nivel de sonido



6. Ajustes del monitor

6.1 Salir al menú principal y guardar los nuevos ajustes.

6.2 Brillo de la pantalla LCD

- 4 niveles de brillo

6.3 Temporizador del salvapantallas (modo de reposo)

- APAGADO/30 s/1 min/2 min/3 min

6.4 Nivel de volumen del altavoz NU

- 4 opciones de nivel de volumen

6.5 Antiparpadeo de pantalla

La pantalla puede parpadear en algunos entornos de iluminación.

Cambie la frecuencia para reducir el efecto de parpadeo a 50 Hz/60 Hz.



7. Ajustes de temperatura

7.1 Salir al menú principal y guardar los nuevos ajustes.

7.2 Ajuste de temperatura alta

- intervalo de 15 a 32 °C/59 a 90 °F

7.3 Ajuste de temperatura baja

- intervalo de 5 a 20 °C/41 a 68 °C

(La diferencia mínima entre el ajuste de temperatura alta y baja es de 4 °C/7 °F)

7.4 Escala de temperatura

- °C o F





7.5 Alarma de temperatura - Utilice los ajustes de temperatura alta y baja para determinar su temperatura ambiente preferida.

-ENCENDIDO/APAGADO

7.6 Alerta de color de la temperatura de la unidad de padres: utilice los ajustes de temperatura alta y baja para determinar la temperatura ambiente preferida.

-ENCENDIDO/APAGADO

8. Ajustes de emparejamiento

Imagen EG – La cámara 1 se está visualizando actualmente (Cámara 1 OK está emparejado, opción de emparejamiento de almohadilla 1)



8.1 Salir al menú principal

8.2 Emparejamiento de cámara 1 = si muestra OK significa que está emparejado si muestra dos flechas; se debe activar el emparejamiento

8.3 Mostrará el mensaje "Emparejamiento de almohadilla 1 o almohadilla 1 OK", lo que significa que está conectado

Iconos de alerta

- Pulse cualquier tecla para detener la alarma y hacer desaparecer el icono de alerta.



1. Alerta de movimiento de la almohadilla: Si después de 20 segundos NO se detecta ningún movimiento, los altavoces de la unidad de padres y de la unidad de bebé emitirán pitidos fuertes consecutivos.
2. La almohadilla de movimiento está en pausa.
3. La almohadilla de movimiento perdió señal: los altavoces de la unidad de padres y de la unidad de bebé emitirán pitidos fuertes consecutivos.
4. La batería de la almohadilla de movimiento está baja: la unidad de padres emitirá 3 pitidos consecutivos cada 5 segundos.
5. La unidad de padres está fuera de alcance: la unidad de padres emitirá 2 pitidos consecutivos cada 10 segundos.
6. La temperatura es demasiado baja: la unidad de padres emitirá 3 pitidos consecutivos cada 5 segundos.
7. La temperatura es demasiado alta: la unidad de padres emitirá 3 pitidos consecutivos cada 5 segundos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Visite Angelcarebaby.com y vaya al centro de ayuda para ver los vídeos de solución de problemas.

ADVERTENCIAS

Siga todas las precauciones de seguridad siguientes para evitar lesiones graves, la muerte o daños al producto. Conserve el manual del usuario para futuras consultas. Asegúrese de leerlo detenidamente antes de instalar y utilizar este producto.

1. Debido al grave riesgo de estrangulamiento para bebés y niños pequeños, los padres y cuidadores de ben tener en cuenta las siguientes advertencias.

ADVERTENCIA – PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO - LOS NIÑOS SE HAN ESTRANGULADO CON CABLES



- **MANTENER** la unidad de bebé y los cables adaptadores **FUERA** del alcance de los niños a más de 1 metro de distancia.
- **NUNCA** utilice alargadores con adaptadores. Utilice **SOLO** los adaptadores suministrados.
- Este producto **NO** es un juguete. **NUNCA** permita que los niños jueguen con este.

2.


AVISO – ALMOHADILLA DE MOVIMIENTO - SIN ALARMA

- Las fuentes de vibración y movimiento que no sean del bebé pueden ser detectadas por la almohadilla de movimiento e interferir con el rendimiento de su monitor Angelcare.
- La alarma no sonará si detecta un movimiento que no sea el del bebé.
- Los ajustes de alta sensibilidad pueden captar otras fuentes de vibración y movimiento; lea las instrucciones sobre el ajuste de sensibilidad para realizar los ajustes pertinentes.
- Se pueden detectar otros bebés activos y mayores (niños pequeños) en la misma sala y la alarma no sonará.
- Asegúrese de que el entorno del bebé esté **LIBRE** de movimientos o vibraciones cuando utilice la almohadilla de movimiento, consulte las advertencias 3 a 9.



3. NO utilice un móvil de cuna ni otros accesorios de cuna que puedan producir movimientos o vibraciones.
4. Los ventiladores (incluidos los de techo), las lavadoras, las tarimas, la calefacción central o la música alta son formas de movimiento y vibración que pueden interferir y ser detectadas por el detector de movimiento.
5. NO utilice con la cuna junto a la cama del padre o cuidador ya que la almohadilla de movimiento detectará sus movimientos.
6. NO coloque la cuna contra una pared o un zócalo, ya que podrían detectarse vibraciones.
7. Asegúrese de que la cuna esté estable para evitar cualquier movimiento.
8. La cuna no debe colocarse al alcance de otra cuna o cama.
9. NO utilice otros dispositivos inalámbricos en la misma sala que el monitor (teléfonos móviles, microondas, etc.). Podrían interferir con la señal y el rendimiento.

10. Evite el contacto de la almohadilla de movimiento con la humedad -



Utilícelo siempre con el colchón seco, por lo que deberá airearlo/secarlo y girarlo (si es posible). Seque/limpie las superficies de la almohadilla de

movimiento con un paño seco que no suelte pelusa.

11. La almohadilla de movimiento no debe utilizarse para determinar si un bebé está fuera de la cuna.


12. Asegúrese SIEMPRE de comprobar inmediatamente cómo está el bebé cada vez que suene una alarma.

13. SOLO utilice los cargadores y adaptadores de corriente suministrados. No utilice otros tipos ya que podría dañar el dispositivo y la batería.

14. Se requiere montaje por parte de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.

15. NO toque los contactos del enchufe especialmente con objetos afilados o metálicos.

16. NO utilice el monitor de bebés cerca del agua.




Tenga cuidado de que NO caigan objetos sobre las unidades y de que no se derramen líquidos en la unidad o en la almohadilla de movimiento a través de sus aberturas.

	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR		
NO EXPONER A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD		

17. Mantenga el monitor LEJOS de fuentes de calor (como estufas, radiadores, etc.). El calor puede dañar la carcasa o piezas eléctricas.


18. Coloque SIEMPRE tanto la unidad de bebé como la unidad de padres sobre una superficie plana y sólida en posición vertical que permita una correcta VENTILACIÓN. NO la coloque sobre sofás, cojines, camas, etc. que puedan bloquear la

ventilación o en cualquier lugar que pueda amortiguar el sonido o interferir con el flujo normal de aire.



19. Funcionamiento y condiciones de almacenamiento:

Funcionamiento – El monitor de bebés solo puede utilizarse entre 10 °C y 40 °C, con una humedad relativa máxima de 75 %. No supere los 28°C durante largos periodos de uso.



Almacenamiento – Entre 0 °C y 45 °C, HR máx. de 75 %.



Deben evitarse los entornos de alta temperatura y humedad, así como la luz solar directa, ya que podrían producirse fugas en la batería, hinchazón y posibles daños. La unidad de padres y la unidad de bebé contienen baterías de litio y deben almacenarse de forma segura. Guarde siempre el producto con aproximadamente un 50 % de carga

de la batería de PU y no lo almacene durante más de 3 meses sin cargarlo.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (ESPECÍFICAS DE LA BATERÍA)



⚠️ ADVERTENCIA

No ingiera la batería por peligro de quemadura química. Este producto contiene una batería de botón. Si se ingiere la batería de botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de las baterías no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas en el interior de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

<p>⚠️ ADVERTENCIA DE BATERÍA</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños. La ingesta puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingesta. Debe acudir inmediatamente al médico.</p>	
---	--

Los síntomas de la ingesta e inserción de baterías son difíciles de diagnosticar.



Sin síntomas evidentes

Lamentablemente, no es fácil de evidenciar cuando una batería de botón se atasca en el esfago (conducto alimentario) de un niño. No hay síntomas específicos asociados.

El niño podría:

- toser, tener arcadas o babear mucho;
- parecer tener un malestar estomacal o un virus;
- estar enfermo;
- apuntar a su garganta o estómago;
- sentir dolor en el abdomen, el pecho o la garganta;
- estar cansado o alestargado;
- estar más callado, más apegado de lo habitual o "no parece el mismo";
- perder el apetito o tener un apetito reducido; y
- no querer comer alimentos sólidos o ser incapaz de comer alimentos sólidos.

Este tipo de síntomas varían o fluctúan, el dolor aumenta y remite después. Un síntoma específico de las baterías de botón es vomitar sangre fresca (de color rojo vivo). Si el niño hace esto busque ayuda médica inmediata. La falta de síntomas claros es la razón por la que es importante estar atentos a las baterías "planas" o de botón de repuesto en el hogar y a los productos que las contienen.

20. La batería de la unidad de padres es una batería de iones de litio reemplazable. La almohadilla de movimiento inalámbrica utiliza una batería de litio de botón reemplazable. Utilice únicamente la batería de recambio recomendada por Angelcare (consulte las especificaciones técnicas).

- Peligro de explosión si se utiliza una batería inadecuada o si se sustituye incorrectamente. Consulte la Guía del usuario para instalar correctamente la batería.
- NO provoque un cortocircuito en los terminales de alimentación.

21. NO mezcle baterías viejas y nuevas y utilice únicamente baterías de repuesto recomendadas por Angelcare (consulte la Especificación técnica).

22. Tenga cuidado al manipular las baterías para no provocar un cortocircuito con materiales conductores como anillos, pulseras y llaves.

23. Debe evitarse la sobrecarga, el cortocircuito, la carga inversa, la mutilación o la incineración de las baterías para prevenir una o más de las siguientes situaciones: liberación de materiales tóxicos, liberación de hidrógeno u oxígeno, gas y aumento de la temperatura de la superficie.

24. Debe evitarse la instalación con polaridad incorrecta de las baterías en el producto final. La inserción inversa de las baterías puede provocar la carga, y eso puede dar lugar a fugas o explosiones.

25. La hinchazón de la batería puede ocurrir con el tipo de batería utilizado en la unidad de padres si no se utiliza o almacena correctamente, lo que incluye la edad, el patrón de uso, las condiciones ambientales (sobrecalentamiento), la sobrecarga, la sobredescarga, el uso de cargadores incorrectos y los daños físicos. Consulte la declaración de

advertencia sobre baterías en línea de Angelcare: <https://angelcarebaby.com/battery-safety>.

26. Retire las baterías de las unidades si almacena el producto durante más de 30 días, ya que las baterías podrían tener fugas y dañar el producto.

27. Deseche las baterías "gastadas" lo antes posible, ya que es más probable que se produzcan fugas en un producto. Si una batería tiene fugas o se ha derramado, deseche el producto de forma responsable.

28. PRECAUCIÓN

- Las baterías no pueden someterse a temperaturas extremas altas o bajas, baja presión atmosférica a gran altitud durante su uso, almacenamiento o transporte porque puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Consulte la hoja de especificaciones técnicas y "Protección del medioambiente". Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión.
- La altura de montaje de la unidad de bebé debe ser inferior a 2 metros.
- La placa de identificación aplicada se encuentra en la carcasa trasera del producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Acueste siempre al bebé boca arriba.

Evite calentar en exceso el entorno del bebé. No deje cerca del bebé ningún objeto que pueda provocar asfixia.

Los objetos también pueden impedir la detección de los movimientos del bebé.

29. Este monitor utiliza ondas públicas para transmitir señales. La unidad de padres puede captar señales o interferencias de otros monitores de bebé de su zona. Su monitor puede incluso ser captado por otros hogares. Para proteger su privacidad, asegúrese de que ambas unidades estén APAGADAS cuando no estén en uso.

30. Protección del cable de alimentación: proteja el cable de alimentación del adaptador de que sea pisado o pellizcado por muebles u otros objetos, Los cables de alimentación deben tenderse de forma que no puedan ser pisados o pellizcados por objetos que se encuentren sobre ellos o contra ellos; se debe prestar especial atención a los cables y enchufes, a la toma de corriente y al punto en el que salen del producto. La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible. Asegúrese de conectar el adaptador a la toma de corriente más cercana al equipo y que esté fácilmente accesible. Para desconectarlo de la red eléctrica, desenchufe el adaptador. DEJE de utilizar el adaptador de corriente si se daña o rompe de alguna manera.



31. Utilice únicamente los accesorios y piezas de repuesto especificados por el fabricante. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante.

- NO coloque este producto en un carro, soporte, trípode, ménsula o mesa inestables. El producto podría caerse y causar lesiones graves a un niño adulto y daños graves al producto.
- Utilice SOLO el soporte vendido con el producto.
- Asegúrese de que las piezas de repuesto sean suministradas por Angelcare y que tengan las mismas características que la pieza original. El reemplazo no autorizado puede provocar incendio, descarga eléctrica o fuego.

32. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.

33. Reparación: NO intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas

(excepto la tapa de la batería) puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.

- Fuente de alimentación: consulte las especificaciones técnicas de esta guía.

34. Sobrecarga: NO sobrecargue las toma de corriente de pared, los cables de extensión o las tomas de corriente integrales, ya que esto puede provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.

35. Antena de la unidad de bebé: La antena utilizada para este transmisor debe instalarse a una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) de todas las personas y no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

36. Limpieza: desconecte todas las unidades antes de limpiarlas. NO sumerja ninguna parte del monitor en agua. Limpie solo con un paño seco.

ATENCIÓN AL CLIENTE - GARANTÍA LIMITADA

Angelcare® garantiza al propietario original de este producto que el monitor Angelcare® está libre de cualquier defecto de material y mano de obra durante el periodo de garantía (consulte la tabla de garantías que aparece a continuación para determinar la garantía correspondiente a su país). Si este sistema de monitorización no funciona correctamente cuando se utiliza según las instrucciones en condiciones normales y durante el periodo de garantía, Angelcare® reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, sin cargo alguno. Póngase en contacto con su distribuidor local para validar la garantía y el periodo de garantía.

El producto debe ir acompañado de una prueba de compra, ya sea una factura de venta u otra prueba de que el sistema de monitorización se encuentra dentro del periodo de garantía. Angelcare® se hará cargo de los gastos de reparación o sustitución del producto y del envío de vuelta.

Esta garantía no se aplica a un producto que haya resultado dañado como consecuencia de un mantenimiento incorrecto, un accidente, un suministro de tensión inadecuado o cualquier otra forma de uso indebido. La garantía también quedará anulada si el propietario repara o modifica el producto de cualquier forma. Angelcare® no se hace responsable de ningún daño incidental o consecuente con respecto a este producto. La garantía también excluye cualquier otra responsabilidad que no sea la indicada anteriormente. No se ofrece ninguna otra garantía.

Esta garantía no cubre los productos y accesorios que no sean de la marca Angelcare®, ni cualquier problema derivado de un uso no conforme con las instrucciones del producto, de no seguir las instrucciones del producto o de problemas causados por el uso de accesorios, piezas o componentes no suministrados por Angelcare.

¡IMPORTANTE! Este monitor Angelcare® es un producto de cuidado personal. No devuelva este producto a la tienda. Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a su distribuidor antes de devolver este producto.

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la garantía. Encuentre su distribuidor local al visitar nuestro sitio web:

<https://international.angelcarebaby.com/>

Periodo de garantía	
Reino Unido, Sudáfrica	1 AÑO
Otros países	2 AÑOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance:

Campo abierto (zona abierta sin obstáculos):

- Entre la unidad de bebé y la unidad de padres: hasta 150 metros.
- Entre la unidad de bebé y la almohadilla de movimiento: hasta 20 metros.

Número de canales:

Europa: 19 canales.

Pautas para el termómetro:

Alarma de alta temperatura: 22 °C

Alarma de baja temperatura: 16 °C



Fuente de alimentación:

2 de 100-240 V CA/ 5V CC 1.0A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co. (UE: K05V050100G, RU: K05B050100B, AU: K05B050100A)

Adaptadores para la unidad de padres y unidad de bebé

1 batería CR2450 de 3 V incluida (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. Número de modelo: CR2450H, o GP Batteries International Ltd. Número de modelo: CR2450) (almohadilla de movimiento inalámbrica).

La batería incluida para la unidad de padres es de iones de litio. (HZT755060) 3,7V 3000 mAh 11,1 Wh fabricado por Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd. para la unidad de padres.

Cumplimiento de la ErP

Para cada modo de espera o apagado y la condición de brindar un modo de espera en red en el que el equipo es conmutado por la gestión de energía o función similar:

- 1) Los datos de consumo de energía en vatios (modo apagado de la unidad de padres con la batería totalmente cargada: 0,1 W, modo apagado de la unidad de bebé: 0.1W)
- 2) El periodo de tiempo tras el cual la gestión de energía o una función similar, cambia el equipo automáticamente en modo de espera o modo apagado o la condición de brindar un modo de espera en red: (No aplicable)

UTILICE ÚNICAMENTE LA SIGUIENTE MARCA ANGELCARE NÚMEROS DE MODELO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

UE: K05V050100G

RU: K05B050100B

AU: K05B050100A

Para obtener información sobre las baterías de reemplazo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Angelcare: www.angelcarebaby.com

Las instrucciones se incluirán con el reemplazo de la batería. Mantenga todas las baterías fuera del alcance de los niños.

Baterías:

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZA LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Transmisión:

La transmisión entre la unidad de padres y de bebé se utiliza en la frecuencia de 2,4 GHz.

La transmisión entre la unidad de bebé y la almohadilla de movimiento se utiliza en la frecuencia de 2,4 GHz.

Por la presente, Angelcare Canada Inc. declara que este monitor para bebés cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Exposición a RF: este dispositivo está diseñado y fabricado para cumplir las normas sobre límites de exposición a radiaciones de radiofrecuencia (RF) de RU para un entorno no controlado. Para mantener el cumplimiento, la exposición humana a la unidad de bebé deberá no ser inferior a 20 cm durante el funcionamiento normal.



PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE

Los símbolos de los cubos de basura significan que, según Las leyes y normativas locales, su producto o su batería debe eliminarse por separado de los residuos doméstico. Cuando el producto/batería alcanza su final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por autoridades locales. La eliminación selectiva y el reciclado ayudarán a conservar los recursos naturales y a proteger la salud humana y el medioambiente. Consulte la Guía del usuario para extraer las baterías.



Consulte el producto para ver las marcas de conformidad específicas de este dispositivo.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Fabricado por:

Angelcare Canada
2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal (Quebec), H3A 3H3, Canadá

Más información

Para más información, visite nuestro centro de ayuda
angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/es-uk

Para obtener información sobre los distribuidores de
cada país, visite:

Angelcarebaby.com

Angelcare



ΜΟΝΤΕΛΟ AC25

Παρακολούθηση κίνησης μωρού με βίντεο και ήχο



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Τα baby monitor της Angelcare είναι προϊόντα lifestyle που προορίζονται να βοηθήσουν τους γονείς και τους φροντιστές στην καθημερινή φροντίδα του μωρού.

Το Monitor ειδοποιεί τους γονείς/φροντιστές μετά από 20 δευτερόλεπτα εάν δεν ανιχνευθεί καμία κίνηση μέσω του στρώματος.

Οι οθόνες δεν υποκαθιστούν τη γονική ή ιατρική επίβλεψη.

Το προϊόν αυτό ΔΕΝ προορίζεται και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόληψη του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. (SIDS).

Αυτό το προϊόν ΔΕΝ προορίζεται για τη διάγνωση, την αντιμετώπιση, την άμβλυση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης.

Πρόκειται για ένα προϊόν για την παρακολούθηση της κίνησης υγιών μωρών και δεν υποκαθιστά τη γονική φροντίδα.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά έως 18 μηνών.

Η λειτουργία κίνησης λειτουργεί μόνο με τα τυπικά στρώματα με ελατήρια και στρώματα αφρού.



ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ

1. x1 Μονάδα βρεφονηπιακού σταθμού
2. x2 Προσαρμογείς εναλλασσόμενου ρεύματος
3. x1 Μονάδα γονέα (με μπαταρία Li-ion, 3.7V 3000mAh τοποθετημένη έτοιμη για χρήση, παρακαλώ σημειώστε θα πρέπει να φορτίσετε τη μονάδα για τουλάχιστον 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση)
4. x1 Μαξιλάρι αισθητήρα κίνησης (με τοποθετημένη μπαταρία CR2450 3V έτοιμη για χρήση, παρακαλώ σημειώστε θα πρέπει να αφαιρέσετε την πλαστική γλωττίδα πριν από τη χρήση)
5. Υλικό (για επίτοιχη τοποθέτηση)


Τι χρειάζεστε

- Σκληρή σανίδα, εάν η κούνια δεν έχει σταθερή επιφάνεια κάτω από το στρώμα.
- Τρυπάνι και κατσαβίδι για την τοποθέτηση στον τοίχο (εάν απαιτείται)


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΑΣ

1. Η μονάδα νηπιαγωγείου και η μονάδα γονέων έρχονται προ-συνδεδεμένα.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα πατήστε το μεσαίο κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.
3. Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα βρεφονηπιακού σταθμού πατήστε το μεσαίο κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣΤΑΘΜΟΥ



Τοποθετήστε τη μονάδα βρεφικού σταθμού και το καλώδιο του προσαρμογέα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την κούνια.



1. Τοποθέτηση σε τοίχο (το ύψος τοποθέτησης της μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού πρέπει να είναι μικρότερο από 2 μέτρα)
2. Επιτραπέζιο





ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πηγές κραδασμών και κινήσεων εκτός από το μωρό σας μπορούν να ανιχνευθούν από το μαξιλάρι κίνησης και παρεμβαίνει στην απόδοση της οθόνης Angelcare. Ο συναγερμός δεν θα ηχήσει εάν ανιχνεύσει κίνηση άλλη από αυτή του μωρού σας.
- Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις ευαισθησίας. Η μονάδα είναι ρυθμισμένη στο επίπεδο 3 (προεπιλογή) και μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα.
- Το μαξιλάρι κίνησης θα ανιχνεύσει λανθασμένες κινήσεις εάν αγγίζετε το κρεβάτι.
- Το μόνιτορ θα παράγει ένα απλό ηχητικό σήμα με σκοπό να ειδοποιήσει τον γονέα/φροντιστή εάν δεν υπάρχει ανιχνεύεται κίνηση για 15 δευτερόλεπτα. Εάν δεν ανιχνευθεί περαιτέρω κίνηση, ο κύριος συναγερμός θα ακούγεται στα 20 δευτερόλεπτα - μια σειρά συνεχών ηχητικών σημάτων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ


Το μαξιλαράκι αισθητήρα έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει ανεπαίσθητες κινήσεις του μωρού στην επιφάνεια του στρώματος. Ο συναγερμός θα ηχήσει μόνο εάν δεν ανιχνευθεί καμία κίνηση μετά από 20 δευτερόλεπτα.

ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αφαιρέστε τη γλωττίδα από την υποδοχή της μπαταρίας.
2. Αφαιρέστε το στρώμα από την κούνια και τοποθετήστε το μαξιλάρι αισθητήρα (με την πλευρά του λογότυπου Angelcare προς τα πάνω) στη βάση στο κέντρο του στρώματος, θα πρέπει να είναι κεντραρισμένο στη σκληρή σανίδα.
3. Αντικαταστήστε το στρώμα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να σύρετε τη διπλή κλειδαριά προς τα πάνω στην ξεκλειδωμένη θέση (βλ. εικόνα 1&2) και ταυτόχρονα χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας και να τοποθετήσετε τη μπαταρία με την όψη + προς τα πάνω.
2. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ευθυγραμμίζοντας 2 κουκκίδες και κάντε κλικ για να ασφαλίσετε επίσης βεβαιωθείτε ότι η διπλή κλειδαριά είναι κάτω στη θέση κλειδώματος (βλ. εικόνα 3&4).






ΔΟΚΙΜΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

Σας συνιστούμε να εκτελέσετε αυτή τη δοκιμή όταν ρυθμίζετε την οθόνη σας για πρώτη φορά.

1. Αφαιρέστε το στρώμα από το κρεβατάκι και τοποθετήστε το μαξιλάρι αισθητήρα κίνησης στο σημείο περίπου στο κέντρο της περιοχής ύπνου του μωρού μόλις τοποθετηθεί ο αισθητήρας στο στρώμα. Πίσω στη θέση του πάνω από το μαξιλάρι αισθητήρα.



2. Ενεργοποιήστε και τις δύο μονάδες Βρεφονηπιακός σταθμός & γονέας - ελέγξτε ότι και οι δύο μονάδες είναι συνδεδεμένες.
3. Αμέσως χτυπήστε το χέρι σας ελαφρά και συνεχώς σε μια γωνία του στρώματος για να εντοπίσετε κίνηση.
4. Απομακρυνθείτε από την κούνια.
5. Μετά από 20 δευτερόλεπτα θα ακουστεί ο συναγερμός από τη Μονάδα Βρεφονηπιακού Σταθμού και τη Μονάδα Γονέων. Εάν ο συναγερμός δεν ακούγεται, βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν ρυθμιστεί σωστά και δοκιμάστε ξανά- ελέγξτε τα επίπεδα της μπαταρίας σε όλες τις μονάδες, - η ρύθμιση ευαισθησίας μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί κατά ένα επίπεδο λόγω άλλων δονήσεων/κινήσεων.
6. Εάν ακουστεί ο συναγερμός, χτυπήστε ελαφρά με το χέρι σας την ίδια γωνία του στρώματος για να ανιχνεύσετε κίνηση ξανά. Μπορεί να χρειαστούν έως και 8 δευτερόλεπτα για να αναγνωριστεί η κίνηση και να σταματήσει ο συναγερμός.
7. Εάν ο συναγερμός συνεχίζεται, ακόμη και μετά από ελαφρύ χτύπημα της γωνίας του στρώματός σας δύο φορές, ρυθμίστε την ευαισθησία υψηλότερη και επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή.
8. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και στις 4 γωνίες του στρώματός σας για να βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας φτάνει μέχρι τις 4 γωνίες σε ολόκληρη την επιφάνεια του στρώματος.

Επισκεφθείτε το Angelcarebaby.com και μεταβείτε στο κέντρο βοήθειας για να παρακολουθήσετε βίντεο για αυτά τα βήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δοκιμάστε την οθόνη σας πριν από την πρώτη χρήση.
- Πριν από τη χρήση και σε τακτική βάση (πριν τοποθετήσετε το παιδί σας στην κούνια) να ελέγχετε πάντα το μαξιλάρι κίνησης δεν ανιχνεύει κινήσεις ή δονήσεις στο περιβάλλον του.
- Δοκιμάστε την οθόνη σας κάθε φορά που μετακινείτε το μαξιλάρι κίνησης σε διαφορετικό σημείο.
- Εάν το κρεβατάκι σας δεν έχει σταθερή, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της βάσης με ελατήριο ή σανίδα, τοποθετήστε μια σκληρή σανίδα μεταξύ της βάσης του κρεβατιού και του μαξιλαριού κίνησης, για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία. Η σκληρή σανίδα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 30 x 30 cm και πάχος 6 mm.
- Το μαξιλάρι κίνησης λειτουργεί με κανονικά στρώματα με ελατήρια και στρώματα αφρού και όχι με αφρό μνήμης (μερικό ή πλήρες), στρώματα με κοίλο σκελετό και κρεβάτια νερού.






ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Αφού τοποθετήσετε τον αισθητήρα κάτω από το στρώμα και ολοκληρώσετε η Δοκιμή τεσσάρων γωνιών η μονάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη για χρήση. Η έξυπνη τεχνολογία αισθητήρων θα παρακολουθεί τις κινήσεις του μωρού σε όλη την επιφάνεια του στρώματος. Εάν μετά από 15 δευτερόλεπτα οι κινήσεις του μωρού δεν μπορούν να εντοπιστούν, ένας μικρός ήχος θα σημαίνει συναγερμό για να αφυπνίσει το μωρό να κινηθεί, εάν η έλλειψη κινήσεων συνεχιστεί για άλλα 5 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί συναγερμός και προειδοποίηση στη μονάδα γονέα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξετε επείγοντως το μωρό σας.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΑΣ

Μονάδα Βρεφονηπιακού Σταθμού



Μπροστινή όψη

Πίσω όψη


Βασικές λεπτομέρειες

- 1. Φως νύχτας (λευκή λάμψη)**
 - Η διαχείριση γίνεται μέσω μιας ρύθμισης στη γονική μονάδα.
 - Εάν η ρύθμιση συναγερμού χρώματος θερμοκρασίας στη μονάδα γονέα είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα βρεφικού σταθμού θα ανάψει μπλε (πολύ κρύο) ή κόκκινο (πολύ ζεστό).
- 3. LED τροφοδοσίας**
 - Αυτό θα ανάψει με πράσινο χρώμα για να υποδείξει ότι η μονάδα νηπιαγωγείου είναι ενεργοποιημένη.
- 4. Κουμπί παύσης / ζεύξης**
 - Λειτουργία PAUSE- Πατήστε το πλήκτρο παύσης για να διακόψετε την ανίχνευση κίνησης του αισθητήρα. Πιέστε ξανά για να ανατρέξετε την παύση. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας PAUSE, η λυχνία LED τροφοδοσίας αναβοσβήνει αργά.
- 5. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση**
 - Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- 10. Κουμπί νυχτερινού φωτός**
 - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το νυχτερινό φως με αυτό το κουμπί (υπάρχει επίσης δυνατότητα ρύθμισης στη μονάδα γονέα).





Μονάδα γονέων



Βασικές λεπτομέρειες

1. Tic LED

(Διπλό χρώμα - Πράσινο & Μπλε)

- Όταν η ανίχνευση κίνησης είναι ενεργοποιημένη, μια πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει κίνηση.
- Όταν η μητρική μονάδα είναι απενεργοποιημένη, αυτή η λυχνία LED ανιχνεύει επίσης την κατάσταση φόρτισης.
- Όταν η μπαταρία της μονάδας γονέα φορτίζεται, η ένδειξη LED είναι σταθερά γαλάζια. Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη LED θα είναι σταθερή. Πράσινη για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

2. LED τροφοδοσίας

- Αυτή η λυχνία θα είναι σταθερά πράσινη, για να δείξει ότι η Μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

3. LED στάθμης ήχου

- Ανάβει με πράσινο

χρώμα όταν ανιχνεύεται ήχος στη μονάδα νηπιαγωγείου.

6. Πάνω κουμπί

- Πατήστε το για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης του ηχείου.
- Πιέστε για κύλιση για να αλλάξετε τη ρύθμιση στη λειτουργία μενού.
- Λειτουργία PAN & TILT, πιέστε για να γείρετε προς τα πάνω το αντικείμενο προβολής.

7. Αριστερό κουμπί / Ενεργοποίηση πλήκτρου πανοραμικής και κλίσης

- Πιέστε για κύλιση προς τα αριστερά για να επιλέξετε μια λειτουργία στη λειτουργία μενού.
- Όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ZOOM, πατήστε αυτό το αριστερό κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία PAN & TILT. Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για

να μετατοπίσετε αριστερά το αντικείμενο προβολής.

8. Δεξί κουμπί

- Πιέστε για κύλιση προς τα δεξιά για να επιλέξετε τη λειτουργία στη λειτουργία μενού.
- Λειτουργία PAN & TILT, πατήστε για να μετατοπίσετε δεξιά το αντικείμενο προβολής.

9. Κάτω κουμπί

- Πατήστε το για να μειώσετε το επίπεδο έντασης του ηχείου.
- Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω για να αλλάξετε τη ρύθμιση στη λειτουργία μενού.
- Λειτουργία PAN & TILT, πιέστε για να γείρετε προς τα κάτω το αντικείμενο προβολής.





12. Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

- Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Πατήστε γρήγορα


και αφήστε το για να απενεργοποιήσετε την οθόνη αυτή η λειτουργία λειτουργεί αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας από μια ρύθμιση στη μονάδα γονέα) αν θέλετε στη συνέχεια να επανέλθει

η οθόνη πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

17. Κουμπί επαναφοράς

- Χρησιμοποιήστε έναν ισιωμένο συνδετήρα στην οπή επαναφοράς για να επαναφέρετε τη μονάδα.

Επάνω γραμμή γονικής μονάδας



1. Δείκτες ποιότητας υποδοχής

2. Μονάδα νηπιαγωγείου επιλεγμένη και εκπέμπει ήχο

3. Η ανίχνευση του μαξιλαριού κίνησης είναι απενεργοποιημένη

4. Ενεργοποιείται η ανίχνευση του μαξιλαριού κίνησης

5. Το μαξιλάρι κίνησης διακόπτεται

6. Συναγερμός μαξιλαριού κίνησης

7. Μαξιλάρι κίνησης χαμένος σύνδεσμος

8. Το μαξιλάρι κίνησης συνδέεται

9. Το μαξιλάρι κίνησης δεν έχει αντιστοιχιστεί ποτέ

10. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας αισθητήρα

11. Η λειτουργία «TIC» είναι ενεργοποιημένη

12. Ενεργοποιείται ο ήχος VOX

13. Το VOX Video είναι ενεργοποιημένο

14. Ενεργοποιείται ο συναγερμός θερμοκρασίας

15. συναγερμός θερμοκρασίας: πολύ κρύο

16. Συναγερμός θερμοκρασίας: πολύ ζεστό

17. Το ναούρισμα είναι ON

18. Η νυχτερινή όραση είναι ενεργοποιημένη

19. Δείκτες επιπέδου έντασης ήχου

20. Προβολή κάμερας 1 ή κάμερας 2

21. Εικονίδια προειδοποίησης κάμερας 1 ή 2

22. Δείκτες στάθμης μπαταρίας της γονικής μονάδας





ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΝΟΥ

- Πατήστε το κεντρικό μεσαίο κουμπί για να ενεργοποιήσετε το μενού.
- Πατήστε τα πλήκτρα Δεξιά ή Αριστερά για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία και πατήστε το μεσαίο κουμπί για να κάνετε κλικ στο OK.



1. Έξοδος από το κύριο μενού
2. Ρυθμίσεις αισθητήρα
3. Ρυθμίσεις προβολής βίντεο
4. Ρυθμίσεις Vox
5. Ρυθμίσεις ναουρίσματος
6. Ρυθμίσεις οθόνης
7. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
8. Ρυθμίσεις ζεύξης

Λειτουργία υπομενού

- Πατήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (κίτρινο).
- Πατήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
- Αφού αποφασίσετε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε το εικονίδιο Exit και πατήστε το κουμπί MENU/OK για έξοδο και αποθήκευση της νέας ρύθμισης.

1. Quitter le menu principal

1.1 αυτό το κουμπί θα είναι διαθέσιμο σε κάθε υπομενού για να σας μεταφέρει πίσω στο κύριο μενού ή να βγείτε από το κύριο μενού.

2. Ρυθμίσεις αισθητήρα

2.1 Έξοδος στο κύριο μενού και αποθήκευση της νέας ρύθμισης.

2.2 Ανίχνευση κίνησης

- ON / OFF / ΠΑΨΣΗ

2.3 Λειτουργία ήχου Tic (Εάν η ανίχνευση κίνησης είναι ενεργοποιημένη, σας επιτρέπει να ακούτε έναν ήχο Tic κάθε 5 δευτερόλεπτα)

- ON/OFF

2.4 Ευαισθησία κίνησης

- 4 επιλογές επιπέδων

3. Ρυθμίσεις προβολής βίντεο

3.1 Έξοδος στο κύριο μενού

3.2 Λειτουργία προβολής Cam1





4. Ρυθμίσεις Vox

4.1 Έξοδος στο κύριο μενού και αποθήκευση της νέας ρύθμισης.

4.2 Ανίχνευση ήχου VOX

- Ήχος VOX σημαίνει ότι θα μεταδίδει ήχους μόνο όταν τους ανιχνεύει, με βάση τη ρύθμιση του επιπέδου ευαισθησίας (το επίπεδο 4 είναι το πιο ευαίσθητο). Για εξοικονόμηση ενέργειας, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η μετάδοση του ήχου θα σταματήσει εάν δεν ανιχνευθεί κανένας ήχος.

- OFF ή επιλογές 4 επιπέδων

4.3 Ανίχνευση βίντεο VOX

- VOX Video σημαίνει ότι όταν η μονάδα γονέα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (μαύρη οθόνη), η οθόνη θα ενεργοποιείται μόνο όταν ανιχνεύει ήχους, με βάση τη ρύθμιση του επιπέδου ευαισθησίας (το επίπεδο 4 είναι το πιο ευαίσθητο). Για την εξοικονόμηση ενέργειας, μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου, η λειτουργία αναστολής λειτουργίας θα ενεργοποιηθεί.

- OFF ή επιλογές 4 επιπέδων



5. Ρυθμίσεις ναουρισματος

5.1 Έξοδος στο κύριο μενού και αποθήκευση της νέας ρύθμισης

5.2 Παίξτε ναούρισμα

- ON/OFF

5.3 Επιλογή τραγουδιών

- 4 επιλογές τραγουδιών

5.4 Επιλογή της έντασης όλων των τραγουδιών

- Επιλογές ήχου 4 επιπέδων



6. Ρυθμίσεις οθόνης

6.1 Έξοδος στο κύριο μενού και αποθήκευση της νέας ρύθμισης

6.2 Φωτεινότητα LCD

- Επιλογές φωτεινότητας 4 επιπέδων

6.3 Χρονοδιακόπτης εξοικονόμησης οθόνης (Λειτουργία ύπνου)

- OFF/ 30 δευτερόλεπτα/1λεπτά/2λεπτά/3λεπτά

6.4 Επίπεδο έντασης ήχου ηχείου NU

- 4 επιλογές επιπέδου έντασης ήχου

6.5 Τρεμούλιασμα αντι-οθόνης

Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει σε ορισμένα περιβάλλοντα φωτισμού. Αλλάξτε τη συχνότητα για να μειώσετε το φαινόμενο τρεμοπαίγματος 50Hz/60Hz.



7. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας

7.1 Έξοδος στο κύριο μενού m και αποθήκευση της νέας ρύθμισης.

7.2 Ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας

- εύρος 15 έως 32 °C / 59 έως 90°F

7.3 Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας

- εύρος 5 έως 20 °C / 41 έως 68°C

(Η ελάχιστη διαφορά μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής θερμοκρασίας είναι 4 °C / 7°F)





7.4 Κλίμακα θερμοκρασίας

- °C ή F

7.5 Συναγερμός θερμοκρασίας – Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας για να προσδιορίσετε την προτιμώμενη θερμοκρασία δωματίου.

- ON/OFF

7.6 Χρωματική ειδοποίηση θερμοκρασίας για τη μονάδα βρεφικού σταθμού – χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας για να καθορίσετε την προτιμώμενη θερμοκρασία δωματίου.

- ON/OFF

8. Ρυθμίσεις ζεύξης

Εικόνα EG – Η CAM1 προβάλλεται αυτή τη στιγμή (η CAM1 OK είναι συνδεδεμένη, επιλογή σύνδεσης Pad1)



8.1 Έξοδος στο κύριο μενού

8.2 Σύζευξη CAM1 = αν δείχνει εντάξει, αυτό σημαίνει ότι είναι συζευγμένο, αν δείχνει δύο βέλη, η σύζευξη πρέπει να ενεργοποιηθεί.

8.3 θα εμφανιστεί η ένδειξη Pairing PAD1 ή PAD1 OK που σημαίνει ότι είναι συνδεδεμένο.

Εικονίδια ειδοποίησης

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε τον συναγερμό και να εξαφανίσετε το εικονίδιο συναγερμού.



1. Συναγερμός μαξιλαριού κίνησης: Εάν μετά από 20 δευτερόλεπτα -δεν ανιχνευθεί ΚΑΜΙΑ κίνηση, τόσο τα ηχεία της Μονάδας Γονέων όσο και της Μονάδας Βρεφονηπιακού Σταθμού θα εκπέμψουν δυνατά διαδοχικά ηχητικά σήματα - πρόκειται για συναγερμό κίνησης.
2. Το μαξιλάρι κίνησης διακόπτεται.
3. Μαξιλάρι κίνησης lost link: Τα ηχεία της μονάδας γονέα και της μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού θα εκπέμψουν δυνατά διαδοχικά ηχητικά σήματα.
4. Η μπαταρία του μαξιλαριού κίνησης είναι χαμηλή: Η μητρική μονάδα θα εκπέμψει 3 διαδοχικά ηχητικά σήματα, κάθε 5 δευτερόλεπτα.
5. Η μητρική μονάδα είναι εκτός εμβέλειας: Η μητρική μονάδα θα εκπέμψει 2 διαδοχικά ηχητικά σήματα, κάθε 10 δευτερόλεπτα.
6. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή: Η μητρική μονάδα θα εκπέμψει 3 διαδοχικά ηχητικά σήματα, κάθε 5 δευτερόλεπτα.
7. Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή: Η μονάδα γονέα θα εκπέμψει 3 διαδοχικούς ήχους, κάθε 5 δευτερόλεπτα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Angelcarebaby.com και μεταβείτε στο κέντρο βοήθειας για να παρακολουθήσετε βίντεο αντιμετώπισης προβλημάτων.






ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε όλες τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο ή ζημιά στο προϊόν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι το διαβάσατε προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

1. Λόγω του σοβαρού κινδύνου στραγγαλισμού για βρέφη και νήπια, οι γονείς και οι φροντιστές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες προειδοποιήσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΛΩΔΙΑ



- ΦΥΛΑΞΤΕ τη μονάδα νηπιαγωγείου και τα καλώδια του προσαρμογέα μακριά από παιδιά σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με προσαρμογείς. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τους παρεχόμενους προσαρμογείς.
- Αυτό το προϊόν ΔΕΝ είναι παιχνίδι. ΠΟΤΕ μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό.

2.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

- Πηγές κραδασμών και κινήσεων, εκτός από αυτές του μωρού σας, μπορεί να ανιχνευθούν από το μαξιλάρι κίνησης και να επηρεάσουν την απόδοση του μόνιτορ Angelcare.
- Ο συναγερμός δεν θα ηχήσει εάν ανιχνεύσει κίνηση άλλη από αυτή του μωρού σας.
- Οι ρυθμίσεις υψηλής ευαισθησίας μπορεί να λαμβάνουν άλλες πηγές κραδασμών και κινήσεων - διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση ευαισθησίας για να προσαρμόσετε ανάλογα.
- Άλλα ενεργά και μεγαλύτερα μωρά (νήπια) στο ίδιο δωμάτιο μπορούν να ανιχνευθούν και ο συναγερμός δεν θα ηχήσει.
- Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον του μωρού είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟ από οποιεσδήποτε κινήσεις ή δονήσεις όταν χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι κίνησης - βλέπε παρακάτω τις προειδοποιήσεις 3 έως 9.





- MHN χρησιμοποιείτε κινητή κούνια και άλλα αεσοούρα κούνιας που μπορεί να προκαλέσουν κινήσεις ή δονήσεις.
- Οι ανεμιστήρες (συμπεριλαμβανομένης της οροφής), τα πλυντήρια ρούχων, οι σανίδες του δαπέδου, η κεντρική θέρμανση ή η δυνατή μουσική αποτελούν μορφές κίνησης και δόνησης και ενδέχεται να επηρεάσουν και να ανιχνευθούν από το μαξιλάρι κίνησης.
- MHN το χρησιμοποιείτε με το κρεβάτάκι δίπλα στο κρεβάτι που αγγίζει το κρεβάτι του γονέα/φροντιστή, καθώς το μαξιλάρι κίνησης θα ανιχνευθεί τις κινήσεις σας.
- MHN τοποθετείτε την κούνια σε τοίχο ή σοβατεπί, καθώς ενδέχεται να ανιχνευθούν δονήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι το κρεβάτάκι είναι σταθερό για να εξαλειφθεί κάθε μετακίνηση.
- Η κούνια δεν πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση αναπνοής από άλλη κούνια ή κρεβάτι.
- MHN χρησιμοποιείτε άλλες ασύρματες συσκευές στο ίδιο δωμάτιο με την οθόνη (συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, των φούρνων μικροκυμάτων...). Ενδέχεται να επηρεάσουν το σήμα και την απόδοση.
- Αποφύγετε την επαφή με την υγρασία με το μαξιλάρι κίνησης - Χρησιμοποιείτε πάντα με στεγνό στρώμα, ώστε να διασφαλίζετε ότι το στρώμα αερίζεται/στεγνώνει και περιστρέφεται (εάν είναι δυνατόν). Στεγνώστε/καθαρίστε τις επιφάνειες του μαξιλαριού κίνησης με ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι.



- Το μαξιλάρι κίνησης δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί αν ένα παιδί βρίσκεται εκτός του κρεβατιού.
- Φροντίστε ΠΑΝΤΑ να ελέγχετε αμέσως το μωρό κάθε φορά που ακούγεται ένας συναγερμός.
- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τους φορτιστές και τους προσαρμογείς ρεύματος που παρέχονται. Μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και στο πακέτο μπαταριών.
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικες. Κατά τη συναρμολόγηση κρατήστε τα μικρά μέρη μακριά από τα παιδιά.
- MHN ακουμπάτε τις επαφές του φως ειδικά με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.
- MHN χρησιμοποιείτε το μόνιτορ κοντά σε νερό. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να MHN πέφτουν αντικείμενα πάνω στις μονάδες και να μη χυθούν υγρά μέσα σε καμία από τις μονάδες ή το μαξιλάρι κίνησης από τα ανοιγμάτά της.
- Κρατήστε την οθόνη ΜΑΚΡΙΑ από πηγές θερμότητας (όπως σόμπες, καλοριφέρ κ.λπ.). Η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη θήκη ή ηλεκτρικά μέρη.
- Τοποθετείτε ΠΑΝΤΑ τόσο τη Μονάδα Βρεφικού Σταθμού όσο και τη Μονάδα Γονέων σε επίπεδη στερεή επιφάνεια σε όρθια θέση που επιτρέπει τον κατάλληλο αερισμό. MHN τοποθετείτε πάνω σε

καναπέδες, μαξιλάρια, κρεβάτια κ.λπ. που μπορεί να εμποδίζουν τον εξαερισμό ή οπούδηποτε αλλού θα μπορούσε να πνίξει τον ήχο ή να παρεμποδίσει την κανονική ροή του αέρα.

19. Συνθήκες Λειτουργίας και αποθήκευση

- Fonctionnement** – Η συσκευή παρακολούθησης μωρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μεταξύ 10°C και 40°C, μέγιστο 75% RH. Μην υπερβαίνετε 28°C για μεγάλες περιόδους χρήσης.
- Αποθήκευση** – Μεταξύ 0°C και 45°C, μέγιστο 75% RH. Θα πρέπει να αποφεύγονται περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός - αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή διαρροή της μπαταρίας, διόγκωση και πιθανή βλάβη και ζημιά. Η μονάδα γονέα και η μονάδα βρεφικού σταθμού περιέχουν μπαταρίες λιθίου και θα πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια.

Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν με περίπου 50% φόρτιση της μπαταρίας PU και μην αποθηκεύετε για περισσότερο από 3 μήνες χωρίς φόρτιση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ⓘ

Μην καταπίνετε την μπαταρία. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου νομισματοδ/κουμπιού. Εάν καταποθεί η μπαταρία κυψέλης νομισματοδ/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιούμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή να έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό οποιουδήποτε μέρους του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	
<p>Μακριά από παιδιά Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.</p>	

Τα συμπτώματα της κατάποσης και της τοποθέτησης μπαταριών είναι δύσκολο να διαγνωστούν.

Δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα

Δυστυχώς, δεν είναι προφανές πότε ένα κομμάτι ή μια μπαταρία με κέρματα έχει κολλήσει στον οισοφάγο ενός παιδιού (τροφικός σωλήνας). Δεν





υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που να σχετίζονται με αυτό.

Το παιδί μπορεί :

- βρήχετε, πνίγεστε ή σας τρέχουν πολλά αάλια,
- φαίνεται να έχει στομαχικές διαταραχές ή ώσεις,
- να είναι άρρωστος,
- να δείχνουν το λαϊμό ή το στομάχι τους,
- έχουν πόνο στην κοιλιά, το στήθος ή το λαϊμό τους,
- να είστε κουρασμένοι ή ληθαργικοί,
- να είναι πιο ήσυχος ή πιο προσκολλημένος από το συνηθισμένο ή με άλλο τρόπο "όχι οι ίδιοι",
- χάνουν την όρεξή τους ή έχουν μειωμένη όρεξη και
- να μην θέλει να φάει στερεά τροφή / να μην μπορεί να φάει στερεά τροφή.

Αυτού του είδους τα συμπτώματα ποικίλλουν ή αυξομειώνονται, με τον πόνο να αυξάνεται και στη συνέχεια να υποχωρεί. Ένα ειδικό σύμπτωμα για μπαταρίες με κουμπιά και κέρματα κατάποση είναι ο εμετός φρέσκου (κατακόκκινου) αίματος. Εάν το παιδί το κάνει αυτό αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η έλλειψη σαφών συμπτωμάτων είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να είστε σε εγρήγορση με τις "επίπεδες" ή εφεδρικές μπαταρίες κουμπιών ή κερμάτων στο σπίτι και τα προϊόντα που τις περιέχουν.

20. Η μπαταρία της μονάδας γονέα είναι μια αντικαταστάσιμη μπαταρία Li-Ion. Το ασύρματο μαξιλάρι κίνησης χρησιμοποιεί μια αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου με κουμπιά. Χρησιμοποιείτε μόνο τη συνιστώμενη μπαταρία αντικατάστασης της Angelcare (βλ. Τεχνικές προδιαγραφές).

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση χρήσης λανθασμένης μπαταρίας ή λανθασμένης αντικατάστασης. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για τη σωστή εγκατάσταση της μπαταρίας.
- ΜΗΝ βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.

21. ΜΗΝ ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΣΤΕ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ANGELCARE ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (βλ. Τεχνικές προδιαγραφές).

22. Να είστε προσεκτικοί στο χειρισμό των μπαταριών, ώστε να μην βραχυκυκλώσετε τις μπαταρίες με αγώγιμα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια και κλειδιά.

23. Η υπερφόρτιση, το βραχυκύκλωμα, η αντίστροφη φόρτιση, ο ακρωτηριασμός ή η αποτέφρωση των μπαταριών πρέπει να αποφεύγονται για να αποφευχθεί ένα ή περισσότερα από τα εξής ακόλουθα περιστατικά: απελευθέρωση τοξικών υλικών, απελευθέρωση υδρογόνου ή/και οξυγόνου, αερίων και αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας.

24. Πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση των μπαταριών στο τελικό προϊόν με λανθασμένη πολικότητα. Η αντίστροφη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει φόρτιση και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ή έκρηξη.

25. Οδηγία της μπαταρίας μπορεί να εμφανιστεί με τον τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιείται στη μητρική μονάδα, εάν δεν χρησιμοποιηθεί ή αποθηκευτεί σωστά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής ηλικία, μοτίβο χρήσης, περιβαλλοντικές συνθήκες (υπερθέρμανση),

υπερβολική φόρτιση, υπερβολική εκφόρτιση, χρήση λανθασμένων φορτιστών και σωματική κακοποίηση / ζημιά. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική δήλωση προειδοποίησης μπαταρίας της Angelcare: <https://angelcarebaby.com/battery-safety>

26. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις μονάδες εάν αποθηκεύσετε το προϊόν για πάνω από 30 ημέρες, διότι οι μπαταρίες μπορεί να διαρρεύσουν και να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

27. Απορρίψτε τις "άδειες" μπαταρίες το συντομότερο δυνατό, καθώς οι "άδειες" μπαταρίες είναι πιο πιθανό να διαρρεύσουν σε ένα προϊόν. Εάν μια μπαταρία έχει διαρρεύσει ή εξασθεωθεί, απορρίψτε το προϊόν με υπευθυνότητα.

28. ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι μπαταρίες δεν μπορούν να εκτεθούν σε υψηλές ή χαμηλές ακραίες θερμοκρασίες, χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, αποθήκευση ή μεταφορά, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Βλέπε φύλλο τεχνικών προδιαγραφών και "Προστασία του περιβάλλοντος". Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Το ύψος τοποθέτησης της Μονάδας Βρεφονηπιακού Σταθμού πρέπει να είναι μικρότερο από 2 μέτρα.
- Η ισχύουσα πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του περιβλήματος του προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τοποθετείτε πάντα το μωρό για ύπνο ανάσκελα.

Αποφύγετε την υπερθέρμανση του περιβάλλοντος του μωρού. Μην αφήνετε αντικείμενα κοντά στο μωρό σας που μπορεί να προκαλούν ασφυξία.

Τα αντικείμενα μπορεί επίσης να εμποδίζουν την ανίχνευση των κινήσεων του μωρού σας.

29. Αυτή η οθόνη χρησιμοποιεί δημόσια ραδιοκύματα για τη μετάδοση σημάτων. Η μονάδα γονέα ενδέχεται να λαμβάνει σήματα ή παρεμβολές από άλλες οθόνες βρεφονηπιακού σταθμού στο περιόχρη. Η οθόνη σας μπορεί να παραληφθεί ακόμη και από άλλα νοικοκυριά. Για να προστατέψετε την ιδιωτική σας ζωή, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο μονάδες είναι απενεργοποιημένες όταν δεν χρησιμοποιούνται.

30. Προστασία του καλωδίου τροφοδοσίας - Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας του προσαρμογέα από το να περπατηθεί ή να τσιμπηθεί από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα – Καλώδια τροφοδοσίας θα πρέπει να δρομολογούνται έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να περπατηθούν ή να τσακιστούν από αντικείμενα που βρίσκονται πάνω τους ή εναντίον τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα καλώδια και τα βύσματα, στην υποδοχή ευκολίας και στο σημείο όπου εξέρχονται από το προϊόν. Η πρίζα θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τον προσαρμογέα στην πρίζα που βρίσκεται πλησιέστερα στον εξοπλισμό και που είναι εύκολα προσβάσιμη. Για να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα. ΔΙΑΚΟΨΤΕ τη χρήση του προσαρμογέα ρεύματος εάν υποστεί βλάβη ή σπάσει με οποιονδήποτε τρόπο.

31. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ





και ανταλλακτικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Οποιαδήποτε τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε σταθερά καρότσι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι. Το προϊόν μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό σε παιδιά ή ενήλικα και σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ τη βάση που πωλείται μαζί με το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανταλλακτικά παρέχονται από την Angelcare και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό ανταλλακτικό. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

32. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

33. Συντήρηση - ΜΗΝ επιχειρήσετε να συντηρήσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων (εκτός από το κάλυμμα της μπαταρίας) μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους.

- **Τροφοδοτικό** – δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές σε αυτόν τον οδηγό.

34. Υπερφόρτωση - ΜΗΝ υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου, τα καλώδια προέκτασης ή τις ενσωματωμένες υποδοχές ευκολίας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

35. Κεραία μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού - Η κεραία που χρησιμοποιείται για αυτόν τον πομπό πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να παρέχει απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20 cm (8") από όλα τα άτομα και δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

36. Καθαρισμός - Αποσυνδέστε όλες τις μονάδες πριν από τον καθαρισμό. ΜΗΝ βυθίζετε οποιοδήποτε μέρος της οθόνης σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Angelcare® εγγυάται στον αρχικό ιδιοκτήτη αυτού του προϊόντος ότι η οθόνη Angelcare® είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ελαττώματα υλικού και κατασκευής για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης (δείτε τον παρακάτω πίνακα εγγύησης για να προσδιορίσετε την εγγύηση για τη χώρα σας). Εάν αυτό το σύστημα παρακολούθησης δεν λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες υπό κανονικές συνθήκες και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Angelcare® θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν, κατά την κρίση μας, χωρίς χρέωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας για να επικυρώσετε την εγγύηση και την περίοδο εγγύησης.

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς, είτε από τιμολόγιο πώλησης είτε από άλλη απόδειξη ότι το σύστημα παρακολούθησης βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης. Η Angelcare® θα αναλάβει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος και την αποστολή του πίσω σε εσάς.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ένα προϊόν που έχει υποστεί βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης συντήρησης, ατυχήματος, ακατάλληλης παροχής τάσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κακής χρήσης. Η εγγύηση είναι επίσης άκυρη εάν ο ιδιοκτήτης επισκευάσει ή τροποποιήσει το προϊόν με οποιοδήποτε τρόπο. Η Angelcare® δεν ευθύνεται για τυχόν τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές σε σχέση με αυτό το προϊόν. Η εγγύηση αποκλείει επίσης οποιαδήποτε άλλη ευθύνη πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα και αξεσουάρ που δεν φέρουν την επωνυμία Angelcare®, ούτε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος ή από προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση αξεσουάρ, εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από την Angelcare.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτή η οθόνη Angelcare® είναι προϊόν προσωπικής φροντίδας. Παρακαλούμε να μην επιστρέψετε αυτό το προϊόν στο κατάστημα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα σας πριν επιστρέψετε αυτό το προϊόν.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα για πληροφορίες εγγύησης. Βρείτε τον τοπικό σας διανομέα επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας:

<https://international.angelcarebaby.com/>

Διάρκεια εγγύησης	
Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Αφρική	1 ΕΤΟΣ
Άλλες χώρες	2 ΧΡΟΝΙΑ





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ευρος :

Ανοιχτό πεδίο (Ανοιχτή περιοχή χωρίς εμπόδια)

- Μεταξύ της μονάδας νηπιαγωγείου και της μονάδας γονέων: έως 150 μέτρα.
- Μεταξύ της μονάδας νηπιαγωγείου και του πεδίου κίνησης: έως 20 μέτρα.

Αριθμός καναλιών :

Ευρώπη: 19 κανάλια.

Οδηγίες για το Θερμόμετρο :

Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας: 22°C

Συναγερμός χαμηλής θερμοκρασίας: 16°C



Τροφοδοσία ρεύματος :

2 x 100-240VAC/ 5V DC 1.0A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd. (EU: K05V050100G, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: K05B050100B, AU: K05B050100A) Προσαρμογείς για το Μονάδα Γονέων και Μονάδα Βρεφονηπιακού Σταθμού.

1 συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία CR2450 3V (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. αριθμός μοντέλου: CR2450H, ή Αριθμός μοντέλου GP Batteries International Ltd: CR2450) (ασύρματο μαξιλάρι κίνησης).

Η μπαταρία που περιλαμβάνεται στη μονάδα γονέα είναι μπαταρία Li-Ion. (HZT755060) 3.7V 3000mAh 11.1Wh κατασκευασμένο από την Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd. για το Γονική μονάδα.

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες αντικατάστασης επικοινωνήστε με την υπηρεσία

εξυπηρέτησης πελατών της Angelcare :
www.angelcarebaby.com

Οι οδηγίες θα περιλαμβάνονται με την αντικατάσταση μπαταρία. Κρατήστε όλες τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Μπαταρίες :

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΈΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΩΝ Σ'ΥΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Μετάδοση :

Μετάδοση μεταξύ της μητρικής μονάδας και του παιδικού σταθμού Η μονάδα λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz.

Μετάδοση μεταξύ της μονάδας νηπιαγωγείου και της κίνησης Το Pad είναι κατασκευασμένο στη συχνότητα 2,4 GHz.

Με την παρούσα, η Angelcare Canada Inc. δηλώνει ότι αυτό το μωρό Η οθόνη συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Έκθεση σε RF - Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί να συμμορφώνεται με την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας (RF) όρια για το Ηνωμένο Βασίλειο για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Για να διατηρηθεί τη συμμόρφωση, η έκθεση του ανθρώπου στη μονάδα του φυτωρίου πρέπει να δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 cm κατά την κανονική λειτουργία.

Συμμόρφωση ErP

Για κάθε λειτουργία αναμονής ή/και απενεργοποίησης και την κατάσταση παρέχοντας δικτυακή εφεδρεία στην οποία το ο εξοπλισμός ενεργοποιείται από τη διαχείριση ισχύος λειτουργία ή παρόμοια λειτουργία :

1) Τα δεδομένα κατανάλωσης ισχύος σε Watt (Μονάδα γονέα απενεργοποιημένη λειτουργία με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 0,1W, μονάδα μωρού απενεργοποιημένη λειτουργία: 0,1W)

2) Το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η διαχείριση ισχύος συνάρτηση, ή μια παρόμοια συνάρτηση, αλλάζει ο εξοπλισμός τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής ή/και απενεργοποιημένη λειτουργία ή/και την κατάσταση που παρέχει δικτυακή αναμονή: (Δεν ισχύει)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΜΑΡΚΑ ANGELCARE ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ :

UE : K05V050100G

UK : K05B050100B

AU : K05B050100A



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΜΟΝΤΟΣ

Τα σύμβολα των κάδων απορριμμάτων σημαίνουν ότι σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς το προϊόν σας και/ή το η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Όταν το προϊόν/μπαταρία φτάσει στο τέλος της ζωής του να το μεταφέρει σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τοπικές αρχές. Η χωριστή διάθεση και ανακύκλωση θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης Οδηγός για την αφαίρεση των μπαταριών.



Ανατρέξτε στο προϊόν για τα σήματα συμμόρφωσης που αφορούν τη συγκεκριμένη συσκευή.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατασκευάζεται από :

Angelcare Καναδάς
2000 McGill College Avenue, Σουίτα 250
Μόντρεαλ (Κεμπέκ), Η3Α 3Η3, Καναδάς

Μάθετε περισσότερα

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το κέντρο βοήθειας
angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/en-uk

Για πληροφορίες διανομής συγκεκριμένων χωρών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση :
Angelcarebaby.com

Angelcare

