



SAM MAX is a brand that cares. We not only want to provide premium quality first class condoms to you. We also want to support people who need them too but cannot afford them and educate people that are not familiar with condoms. We aim to make the world a safer sexual environment.

For every condom that you buy, we will donate one. The distribution of the donated condoms will be carried out by international aid organisations. Besides donation, we will allocate resources and provide peer to peer education together with our user group. This growing user community can propose and initiate new projects and participate in educational programs.



Gullin HBM Health Protections, Inc.
No.1-2, Shujing East Road
Gullin, China

HBM Medical, Coliemore House,
Coliemore Road, Dalkey,
Co Dublin, Ireland

CE 0344

EN Additional Information Condoms:
1. For contraception and prevention of sexually transmitted infections. 2. Handle carefully, when removing from package avoid damage by fingernails, jewelry etc. 3. Do not use the condom if the rubber material is sticky or brittle or the individual container is obviously damaged. 4. If being damaged replace in individual container by a new one and discard the old one. 5. Ask a doctor or pharmacist about compatibility of any topical medicines in possible contact with condom. 6. If extra lubrication is needed, use water-based lubricants and never only ones like petroleum jelly, baby oil, body lotion, massage oil, butter, margarine etc. 7. Place condom on erect penis before any contact between penis and partner body occurs to assist preventin g STIs or pregnancy. 8. Stop if you feel condom slipping off or tightening excessively onto penis because of breaking danger. 9. Withdraw penis soon after ejaculation by holding condom in place at penis base. 10. Should a condom burst or leak during use seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 h. 11. Dispose of used condom into closed rubbish bin, not into toilet. 12. Don't use twice, reuse might increase risk of failure or infection. 13. Normal condoms are for vaginal use only, not anal sex. 14. NR-Latex might cause allergic reaction incl. anaphylactic shock. 15. SAM MAX condoms are a reliable protection but no contraceptive can protect 100 % against pregnancy, AIDS and/or infectious diseases. 16. Store in a cool dry place away from direct sunlight. Keep away from children they can choke or suffocate on uninfilled or broken condom fragments. 17. Use of condom during oral sex increases the risk of asphyxiation or choking. 18. Condom is a medical device to be used by lay persons - adult male or female. 19. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. 20. SAM MAX condoms conform to international standards ISO 4074/EN ISO 4074.

Condoms. Transparent. Flat. Cylindrically formed. Teat-ended. Lubricated. Store in a cool place. Avoid damage. Nominal width: 54mm. For contraception and prevention of sexually transmitted infections.

DE Zusätzliche Informationen Kondome:
1. Zur Verhütung und Vorbeugung sexuell übertragbarer Infektionen. Vorsichtsmaßnahmen haben und beim Auspacken Beschädigungen durch Fingernagel, Schmuck etc. vermeiden. 2. Bei Beschädigung ein neues Kondom nehmen und das andere entsorgen. 3. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn das Gummi material klebrig oder spröde ist oder die einzelne Verpackung offensichtlich beschädigt ist. 4. Falls beschädigt, ersetzen Sie einen einzelnen Behälter durch einen neuen und entsorgen Sie den alten. 5. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, ob angewendete Medikamente in möglichen Kontakt mit Kondomen kompatibel sind.

6. Wenn zusätzliches Gleitmittel benötigt wird, verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis, jedoch niemals auf Ölbasis wie Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massieren Sie Öl, Butter, Margarine usw. 7. Ziehen Sie das Kondom vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft zu schützen. 8. Hören Sie auf, wenn Sie merken, dass das Kondom rutscht oder sprangt und überprüfen Sie es wegen Rissgefahr. 9. Direkt nach der Ejakulation den Penis zurückziehen und das Kondom am Penisansatz festhalten. 10. Sollte ein Kondom bei der Benutzung reißen oder ein Loch auftreten, nehmen Sie bitte schnellstens spätestens innerhalb von 72 h, medizinische Hilfe in Anspruch. 11. Werfen Sie gebrauchte Kondome nicht ins WC, sondern in den Abfall. 12. Nicht 2 benutzen. Wiederverwendung kann die Risiken von Versagen oder Infektion erhöhen. 13. Normale Kondome sind ausschließlich für den vaginalen Gebrauch bestimmt. Nicht für Analsex. 14. NR-Latex kann allergische Reaktionen auslösen inkl. anaphylaktischen Schocks. 15. SAM MAX Kondome sind ein zuverlässiger Schutz, jedoch bietet kein Verhütungsmittel 100% igen Schutz vor Schwangerschaft, Aids und/ oder Infektionskrankheiten. 16. An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr durch aufgeblasene oder kaputte Kondome. 17. Die Verwendung von Kondomen beim Oralsex erhöht die Erstickungsgefahr. 18. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für Laien - erwachsene Männer oder Frauen. 19. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer/ oder der Patient ansässig ist. 20. SAM MAX Kondome entsprechen den internationalen Normen ISO 4074 / EN ISO 4074.

Kondome. Transparent. Glatt. Zylindrisch geformt. Mit Reservoir. Mit Gleitmittel. Kühl lagern. Beschädigungen vermeiden. Nominale Breite: 54mm. Zur Verhütung und Vorbeugung sexuell übertragbarer Infektionen.

FR Plus d'informations sur les préservatifs:
1. Pour la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles. 2. Manipuler avec soin le produit et éviter de l'endommager avec vos ongles, bijoux, etc., en le déballant. 3. Ne pas utiliser le préservatif si le matériau en caoutchouc est collant ou est fragile ou l'emballage individuel est manifestement endommagé. 4. Si le préservatif est endommagé, le jeter et en utiliser un neuf. 5. Demandez conseil à un médecin ou un pharmacien au sujet de la compatibilité des médicaments consommés, qui peuvent entrer en contact du préservatif. 6. Si un lubrifiant supplémentaire est nécessaire, utiliser un lubrifiant à base d'eau, choisissez ceux qui sont recommandés pour l'utilisation du préservatif, mais jamais à base de pétrole, comme la vaseline, l'huile pour bébé, lotion pour le corps, huile de massage, beurre, margarine, etc.

7. Avant chaque rapport sexuel, dérouler le préservatif sur le pénis en érection, afin de vous protéger des maladies sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. 8. Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état afin d'éviter tout risque de fissures. 9. Directement après l'éjaculation, retirer le pénis de l'orifice en saisissant le préservatif à sa base. 10. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou que des trous apparaissent, veuillez consulter un avis médical au plus tard dans les 72h. 11. Ne jetez jamais de préservatifs usagés dans les toilettes, mais à la poubelle. 12. Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. 13. Les préservatifs normaux sont strictement réservés à l'usage vaginal. 14. Le latex de caoutchouc peut provoquer des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques. 15. Les préservatifs SAM MAX représentent une protection fiable, mais ne proposent ni une contraception, ni une protection à 100% contre le risque de grossesse, le SIDA et/ou les maladies infectieuses. 16. À stocker dans un endroit frais et sec, sans exposition directe au soleil. Tenir à l'écart des enfants. Risque de suffocation dû à des préservatifs gonflés ou cassés. 17. L'utilisation de préservatifs pendant Les rapports sexuels oraux augmente le risque de suffocation. 18. Un préservatif est un dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes. 19. tous les incidents graves liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est résident. 20. SAM MAX préservatifs sont conformes aux normes internationales ISO 4074/EN ISO 4074.

Préservatifs. Transparents. Plans. Formes cylindriques. Avec réservoir. Lubrifiés. Stocker les préservatifs dans un endroit frais. Ne pas endommager. Largeur nominale: 54mm. Pour la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles.

NL Extra informatie condoms:
1. Voor anticonceptie en preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen. 2. Voorzichtig hantieren en bij het uitpakken beschadigingen door vingernagels, sieraden enz. vermijden. 3. Gebruik het condom niet als de rubberen materiaal plakkerig of broos is of de individuele verpakking duidelijk beschadigd. 4. Bij beschadiging een nieuw condom nemen en de andere weggooien. 5. Vraag aan een arts of apotheker of gebruikte medicamenten compatibel zijn met mogelijk contact met condoms. 6. Als extra smering nodig is, gebruik des medicaments consummés, qui peuvent entrer en contact du préservatif. 6. Si un lubrifiant supplémentaire est nécessaire, utiliser un lubrifiant à base d'eau, choisissez ceux qui sont recommandés pour l'utilisation du préservatif, mais jamais à base de pétrole, comme la vaseline, l'huile pour bébé, lotion pour le corps, huile de massage, beurre, margarine, etc.

8. Stop wanneer u merkt dat het condom glijd of spant en controleer hem op scheuren. 9. Direct na de ejaculatie de penis terugtrekken en het condom vasthouden aan het begin van de penis. 10. Als een condom tijdens gebruik scheurt of als er een gaatje ontstaat, vraag dan zo snel mogelijk, ten laatste binnen de 72 uur, medische hulp. 11. Gooi gebruikte condoms niet in het toilet, maar bij het afval. 12. Niet 2x gebruiken, hergebruik kan de risico's op functieverlies of infecties verhogen. 13. Normale condoms zijn uitsluitend bedoeld voor vaginaal gebruik, niet voor anale seks. 14. NR-latex kan allergische reacties opwekken incl. anafylactische shock. 15. SAM MAX condoms zijn een betrouwbare bescherming, maar geen voorbehoedsmiddel biedt 100% bescherming tegen zwangerschap, AIDS en/of infecties. 16. Bewaar de condoms op een koele, droge plaats, uit de buurt van kinderen. Kan gevaar voor verstikking veroorzaken door niet- opgeblazen of afgescheurde condom-fragmenten. 17. Condoomgebruik tijdens orale seks verhoogt het risico op asfyxie of stikken. 18. Een condom is een medisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt door leken - volwassen mannen of vrouwen. 19. Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/ of patient is gevestigd. 20. SAM MAX condoms voldoen aan de internationale normen ISO 4074/EN ISO 4074.

Condoms. Transparant. Plat. Cilindrisch gevormd. Met reservoir. Met bevoegde. Koel bewaren. Pas op voor beschadigingen. Nominale breedte: 54mm. Voor anticonceptie en preventie van seksueel overdraagbare infecties.

IT Informazioni aggiuntive per preservativi:
1. Per la contraccezione e la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. 2. Maneggiare il preservativo con cura e al momento di estrarlo dalla confezione fare attenzione a non danneggiarlo con unghie, braccialetti, anelli, ecc. 3. Non usare il preservativo se il materiale in gomma è appiccicoso o fragile o il singolo contenitore presenta danni. 4. In caso di preservativo danneggiato, smaltirlo e utilizzarne un altro. 5. Consultare un medico o un farmacista per sapere se i medicinali utilizzati sono compatibili con il contatto con i preservativi. 6. Se è necessario utilizzare un lubrificante, usare lubrificanti a base d'acqua o quelli consigliati con preservativi e non usare mai lubrificanti a base oleosa come vaselina, olio per bambini, lozione per il corpo, olio per massaggi, burro margarina, ecc. 7. Prima del contatto sessuale con il preservativo, ritirare il pene eretto al fine di evitare il contagio di malattie sessuali trasmissibili e gravidanze non desiderate. 8. Se si nota che il preservativo scivola o è troppo aderente, fermarsi e controllarlo al fine di evitare il rischio di rottura. 9. Estrarre il pene subito dopo l'eiaculazione tenendo stretto il preservativo dall'inizio del pene.

10. Nel caso in cui il preservativo si laceri o si formi un buco durante l'uso, consultare un medico il prima possibile, al massimo entro 72 ore. 11. Non gettare i preservativi usati nel water, bensì nella spazzatura. 12. Non riutilizzare il preservativo poiché ciò può limitare la sua efficacia e aumentare i rischi di infezione. 13. I preservativi normali sono destinati esclusivamente per uso vaginale, non per il sesso anale. 14. Il lattice di gomma naturale può provocare reazioni allergiche, inclusi shock anafilattici. 15. I preservativi SAM MAX rappresentano una protezione affidabile, tuttavia si tratta di un metodo contraccettivo che non offre una protezione al 100% contro gravidanza, AIDS e/o malattie infettive. 16. Conservare i preservativi in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole. Tenersi lontani dai bambini. Può causare pericolo di soffocamento a causa di frammenti di preservativo non soffiocati o strappati. 17. L'uso del preservativo durante il sesso orale aumenta il rischio di asfissia o soffocamento. 18. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato da maschi adulti o femmine. 19. Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente si trova. 20. SAM MAX preservativi sono conformi alle norme internazionali ISO 4074/EN ISO 4074.

Preservativi. Transparente. Piano. Dalla forma cilindrica. Con serbatoio. Lubrificato. Evitare di danneggiare. Conservare in luogo fresco. Larghezza nominale: 54mm. Per la contraccezione e la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

ES Información adicional para Condones:
1. Para la anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual. 2. Manipule con cuidado, evite dañar el condón con uñas, joyería, etc. al sacar del paquete. 3. No utilices el preservativo si el material de goma está pegajoso o quebradizo, o si el envase individual está claramente dañado. 4. Si un paquete individual está dañado, deséchelo y reemplázelo por uno nuevo. 5. Consulte con su médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de cualquier medicamento tóxico en contacto potencial con el condón. 6. Si necesita lubricación adicional, utilice lubricantes con base de agua. Nunca use productos grasos como vaselina, aceite o loción corporal, aceite para masajes, mantequilla, margarina, etc. 7. Coloque el condón en el pene erecto antes del contacto sexual. Retire el pene y el cuerpo de su pareja para prevenir ITS o embarazo. 8. Si siente que el condón se desliza o aprieta excesivamente el pene pare y revíselo por riesgo de ruptura. 9. Inmediatamente después de la eyaculación retire el condón de la vagina sosteniéndolo a la base del pene. 10. Si un condón se rompe o fuga durante el uso busque atención médica inmediata en por lo menos las próximas 72 horas. 11. Tire el condón usado a la basura, no al inodoro. 12. No lo use dos veces, reusar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección.

13. Los condones normales son solo para uso vaginal, no para sexo anal. 14. El látex NR puede causar una reacción alérgica, incluyendo choque anafiláctico. 15. Los condones SAM MAX son una protección confiable pero ningún método puede protegerle al 100% contra un embarazo, SIDA y/o enfermedades infecciosas. 16. Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinflados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocar. 17. Utilizar preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia y ahogos. 18. El condón es un dispositivo médico que puede ser utilizado por laicos - hombres y mujeres adultos. 19. Cualquier incidente grave que tenga lugar en relación con el producto debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que el usuario y/o el paciente está establecido. 20. SAM MAX preservativos están en conformidad con la Normativa Internacional ISO 4074/EN ISO 4074.

Condomes. Transparents. Plano. De forma cilíndrica. Con depósito. Lubricados. Guardar en un lugar fresco. Evitar que se dañen. Anchura nominal: 54mm. Para la anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual.

PT Informações adicionais preservativos:
1. Para contraceção e prevenção de infeções sexualmente transmissíveis. 2. Manusear com cuidado e ao retirar da embalagem, evitar danos por unhas, jóias, etc. 3. Não use o preservativo caso esteja pegajoso ou frágil, ou se a embalagem individual estiver danificada. 4. Em caso de danos, utilizar outro preservativo e destruir o primeiro. 5. Consulte o seu farmacêutico, quanto à compatibilidade do contacto e uso de medicamentos com preservativos. 6. Se precisar de lubrificar mais a zona, use lubrificantes à base de água. Nunca os baseados em óleos, como vaselina, óleo de bebé, loção corporal, óleo de massagem, manteiga, margarina, etc. 7. Desenrole o preservativo antes do ato sexual por cima do pénis ereto, para prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes. 8. Pare quando nota que o preservativo está a escorregar ou a esticar demasiado e verifique se está a rasgar. 9. Imediatamente após a ejaculação, retire o pénis e segure o preservativo na entrada do pénis. 10. Se durante a utilização um preservativo se rasgar ou aparecer um buraco, peça ajuda médica o mais depressa possível, e o mais tardar dentro de 72 horas. 11. Não deite preservativos usados no WC, mas sim no caixote do lixo. 12. Não utilizar 2 vezes, a reutilização pode aumentar os riscos de falha e infeção. 13. Os preservativos normais são apenas para uso vaginal, não para sexo anal. 14. O látex natural pode provocar reações alérgicas, incluindo choques anafilácticos. 15. Preservativos SAM MAX são uma proteção segura, no entanto nenhum contracetivo protege a 100% de uma gravidez, de SIDA e/ou doenças infeção-contagiosas. 16. Condição do produto num local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta. Mantenha o produto fora do

alcance das crianças. Risco de asfixia ou sufocação com fragmentos de preservativo rompidos. 17. O uso do preservativo durante sexo oral aumenta o risco de asfixia e de sufocação. 18. preservativo é um dispositivo médico destinado a adultos, homens ou mulheres. 19. Se um incidente grave ocorrer durante a utilização do produto, transmita a informação ao fabricante e à autoridade competente do estado-membro onde o utilizador se encontra. 20. SAM MAX preservativos estão em conformidade com as normas internacionais ISO 4074/EN ISO 4074.

Preservativos. Transparente. Liso. Com forma cilíndrica. Com reservatório. Com lubrificante. Guardar num local fresco. Evite danificar. Largura nominal: 54mm. Para contraceção e prevenção de infeções sexu- almente transmissíveis.

Awear Healthcare BV
Monsieur Bekkerplein 2
5076AV Haaren (NL)

