

auronic


Gebruiksaanwijzing - Warmtekussen

User Manual - Heating Pad Vest

Manuel d'utilisation - Gilet à coussin chauffant

NL p.2-5
EN p.6-9
FR p.10-14

Model/Modèle: AU3133



CE



RoHS



CHN
MADE IN CHINA



Lees de instructies
Please read the manual
Veuillez lire ce mode d'emploi

Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Auronic producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@auronic.nl
- Het warmtekussen kan worden gebruikt voor kortdurende verwarming van uw rug, nek en schouders. Het vest is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik.



Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het warmtekussen. Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het warmtekussen alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het warmtekussen niet goed functioneert of gevallen is, gebruik het dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- Het warmtekussen is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het kussen niet voor commerciële doeleinden. Het kussen is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen.
- Als je het kussen niet gebruikt, zet hem dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Langdurig gebruik van het warmtekussen kan leiden tot brandwonden.
- Alleen stand 1 is bedoeld voor continu gebruik.

Personen en gebruik

- Dit apparaat is NIET geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Kinderen van 3 - 8 jaar mogen het kussen alleen gebruiken als er een toezichthouder bij is die het bedieningspaneel beheert en verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar het warmtekussen buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar. Zorg ervoor dat kinderen niet met het kussen spelen.
- Het warmtekussen mag niet worden gebruikt bij personen die ongevoelig zijn voor warmte of die veel bescherming nodig hebben, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren (bijv. diabetici, personen met door ziekte veroorzaakte huidveranderingen of littekens in het toepassingsgebied, na inname van pijnstillende of verdovende middelen of alcohol, mensen die slapen of bewusteloos zijn).
- Gebruik het warmtekussen alleen voor je schouders, nek en rug. Gebruik het apparaat NIET in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden.
- Plaats het kussen NOOIT op of over het hoofd.
- Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.
- Gebruik dit kussen niet op (huis)dieren.

Medische opmerkingen

- Dit apparaat dient NIET als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Gebruik het warmtekussen NIET of raadpleeg een arts voor gebruik als: Je zwanger bent; Je een pacemaker of andere elektronische implantaten hebt; Je circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen of andere huidaanandoeningen hebt; Je gevoelig bent voor hitte.

- Raadpleeg een arts voordat je het warmtekussen gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.

Elektra

- Haal het warmtekussen NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het kussen altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het kussen aansluit.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het kussen dan NIET en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Als het warmtekussen aanstaat, gebruik hem dan NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan. Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Zorg ervoor dat het bedieningspaneel NIET in contact komt met water. Als er toch water in of op het apparaat of het bedieningspaneel komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het kussen dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Het kussen wordt warm tijdens gebruik. Gebruik het apparaat NIET als je gevoelig bent voor hitte.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Dek het warmtekussen en het controlepaneel NIET af als het kussen aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het controlepaneel of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET.
- Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.

Overig

- Plaats GEEN voorwerpen of warmtebronnen (zoals kruiken) op het warmtekussen als deze aanstaat of hij opgeborgen is.
- Het warmtekussen kan alleen bediend worden door middel van het bedieningspaneel.
- Gebruik het kussen NIET als deze gevouwen of gekreukt is, of in een hoes zit.
- Bevestig geen veiligheidsspelden of andere scherpe objecten aan het kussen en zorg ervoor dat er geen scherpe objecten in het kussen kunnen prikken.
- Laat het kussen volledig afkoelen voordat je hem opvouwt en opbergt. Vouw het kussen niet te strak op.
- Het kussen kan in de wasmachine (30°C). Haal de stekker ALTIJD uit het stopcontact en ontkoppel het bedieningspaneel van het kussen voordat je het kussen wast.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- Auronic Warmtekussen - Model AU3133 - EAN 8720195255529

Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding

Producteigenschappen

Technische Data



Afmeting	60 x 90 cm
Gewicht	950 gr
Kleur	Grijs
Materiaal	Flanel
Snoerlengte	2,35 cm

Nominaal voltage	220-240V~
Nominale frequentie	50Hz
Nominaal stroomverbruik	100W
Temperatuurbereik	53°C (+/- 5°C) - 59°C (+/- 5°C) - 65°C (+/- 5°C)

Overige eigenschappen

- Schakelt automatisch uit na 90 minuten;
- LED-display;
- Wasmachinebestendig.

Productoverzicht



1. Warmtekussen
2. Stroomsnoer
3. Bedieningspaneel
4. Aansluiting

Temperatuurinstelling

0. - Uit
1. - Laag - 53°C (+/- 5°C)
2. - Medium - 59°C (+/- 5°C)
3. - Hoog - 65°C (+/- 5°C)

Instructies voor gebruik

⚠ Gebruik het warmtekussen alleen voor je schouders, nek en rug. Gebruik het apparaat NIET in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden. Plaats het kussen NOOIT op of over het hoofd.

⚠ Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.

⚠ Het warmtekussen mag niet worden gebruikt bij personen die ongevoelig zijn voor warmte of die veel bescherming nodig hebben, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren (bijv. diabetici, personen met door ziekte veroorzaakte huidveranderingen of littekens in het toepassingsgebied, na inname van pijnstillende of verdovende middelen of alcohol, mensen die slapen of bewusteloos zijn).

Voor gebruik

1. Controleer voor gebruik altijd of het netsnoer, het bedieningspaneel, of het vest zelf niet beschadigd zijn. Het bedieningspaneel en de aansluiting op het vest zijn ontworpen om slechts op één manier te worden aangesloten.
2. Zorg ervoor dat het bedieningspaneel correct en stevig is aangesloten op de aansluiting in het vest.

4

3. Als er geen stroom is, controleer dan of het stopcontact goed functioneert en of het bedieningspaneel goed aangesloten zit. Stop met het gebruik als de stroomstoring aanhoudt.

Gebruiken

1. Doe de stekker in het stopcontact en schuif de schuifknop van 0 naar 1 (laag - 53°C +/- 5°C). Het kussen warmt langzaam op. We raden aan om te beginnen met een lage warmtestand en daarna de langzaam aan de warmtestand hoger te zetten, om letsel door hitte te voorkomen.
2. Schuif de schuifknop op 2 (medium - 59°C +/- 5°C) of 3 (hoog - 65°C +/- 5°C) voor een hogere temperatuur. Schuif de schuifknop terug op een lagere stand als het kussen te warm wordt. De temperatuur wordt weergegeven op de LED-display.
4. Schuif de schuifknop terug op stand 1 als je het kussen een lange tijd gebruikt.
5. Zet de schuifknop terug op 0 om het kussen uit te zetten. Het kussen schakelt automatisch uit na 90 minuten continu gebruik.
6. Zet het kussen uit als je het niet gebruikt. Schuif de schuifknop terug naar 0 en haal de stekker uit het stopcontact.

Onderhoud en Reiniging

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het verwarmingskussen minstens 10 minuten afkoelen.
2. Zorg ervoor dat het bedieningspaneel losgekoppeld is van de aansluiting door op de lipjes aan de zijkanten van de aansluiting te drukken terwijl je het bedieningspaneel losmaakt.
3. Was het vest in de machine of met de hand met een mild wasmiddel, koud water en een zacht/gematigd wasprogramma.
4. Laat het vest aan de waslijn drogen of leg het plat neer om te drogen. Doe het vest niet in de droger.
5. Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat je het weer gebruikt.

Opslag

- Bewaar het warmtekussen op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het warmtekussen aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@auronic.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer


- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.


Introduction

- Thank you for choosing our Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@auronic.nl
- The Heating Pad Vest can be used for short-term heating of your back, neck and shoulders. The Vest is only suitable for household use and not suitable for commercial use.



Warnings and Safety Instructions

 Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

 Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your Auronic Heating Pad Vest!

General

- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Heating Pad Vest. Misuse can result in personal injury, or destruction of the vest.
- Use the Heating Pad Vest only for purposes described in this user manual.
- If the Heating Pad Vest malfunctions, or appears to be damaged in any manner, do NOT use the Heating Pad Vest and contact Customer Service.
- The Heating Pad Vest is designed and intended for private, non-commercial use only. The vest is not intended for use in a hospital setting.
- When you are not using the vest, turn the device off and disconnect the device from the power socket.
- Prolonged use of the Heating Pad Vest at a high setting could lead to skin burns.
- Only setting 1 can be used for continuous operation.

Persons and Use

- This device should NOT be used by children under the age of 3 or persons with physical, sensory or mental disabilities, or persons with lack of experience with and knowledge of the device, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Children from the ages 3 to 8 should only use the vest when they are supervised by a person responsible for operating the controller and who is responsible for their safety.
- Keep the Heating Pad Vest away from children under the age of 3 when using and storing. Make sure children do not play with the vest.
- This vest must not be used by people who are not sensitive to heat or by people who may not be able to react to overheating (diabetics, people with skin conditions or scars, people who are sleeping or unconscious, after drinking alcohol/ using drugs or intoxicatives, or after taking medicine).
- The Heating Pad Vest should only be used on the neck, shoulders and back. Do NOT place the Vest near our eyes or other sensitive areas.
- Never place the vest on or over your head.
- Prolonged use of the vest at a high setting could lead to skin burns.
- Do not use the vest on animals.

Medical remarks

- This device is NOT a substitute for treatments administered by doctors or physiotherapists.
- Do NOT use the Heating Pad Vest/consult your physician if you: Are pregnant; Are fitted with a pacemaker or other medical devices. Have circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins, or other skin conditions; If you are sensitive to heat.
- Before using the vest, consult your doctor regarding any unexplained pain, if you are undergoing medical treatment or using medical equipment.

Electronics

- Do NOT reconstruct, repair or disassemble the Heating Pad Vest. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the vest to the service centre for repairs.
- Make sure your outlet supplies the correct power voltage to avoid damage to the Heating Pad Vest.
- Always check the power cord and plug before using the Heating Pad Vest. Do NOT operate the vest if the cord or plug are damaged. A damaged cord or plug must be replaced by a qualified person in order to avoid damages and personal injuries.
- Do NOT use the heating pad vest in or near a bath, shower, swimming pool, or over a basin filled with water when it is turned on. Do NOT operate the device with damp or wet hands and do NOT touch the power cord with damp or wet hands. Make sure to prevent any contact with water. Do NOT submerge the heating pad vest in water. Make sure the controller does not come into contact with water. If water does get inside the casing, turn the device off immediately and contact our customer service.
- If the power fails during usage, turn off the vest immediately and pull the plug from the socket.
- The heating pad vest heats up during use. Do NOT use the device if you are sensitive to heat.
- Keep the heating pad vest away from moisture, heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).
- Do NOT cover the Heating Pad Vest or the controller when it is switched on. Never put blankets or cushions on top of or against the controller. This poses a risk of fire, electric shock or injury.
- Do NOT disconnect the vest from its power supply by pulling the cable.
- Do NOT carry or pull the device by its cable.
- Make sure that you do NOT trip over the cable. The cable should not be kinked, trapped or twisted.

Other

- Do NOT place objects or heat sources (such as hot water bottles) against or on the vest when it is turned on or stored away.
- The Heating Pad Vest can only be operated using the controller.
- Do NOT use the vest when it is folded, creased or wrapped in a cover.
- Neither pierce the vest with, nor attach safety pins or other spiky or sharp objects to the pad.
- Let the vest cool down completely before folding and storing it. Do not fold it too tight.
- The vest is machine washable. Use a gentle program (30°C) and let it air dry. Make sure to ALWAYS disconnect the controller before washing the vest.

Receiving Your Shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

Contents of Package

- Auronic Heating Pad Vest - Model AU3133 - EAN 8720195255529

Included Accessories

- 1x User Manual

Product Features

Technical Data


Size	60 x 90 cm
Weight	950 gr
Colour	Grey
Material	Flannel
Cable Length	2,35 cm

Nominal Voltage	220-240V~
Nominal Frequency	50Hz
Nominal Power Consumption	100W
Temperature Range	53°C (+/- 5°C) - 59°C (+/- 5°C) - 65°C (+/-5°C)

Other Features

- Turns off automatically after 90 minutes of continuous use;
- LED Display;
- Machine washable (30°C).

Product Overview



1. Heating Pad
2. Power Cord
3. Controller
4. Connector

Temperature Setting

0. - Off
1. - Low Heat - 53°C (+/- 5°C)
2. - Medium Heat - 59°C(+/-5°C)
3. - High Heat - 65°C (+/-5°C)

Operating Instructions

⚠ The Heating Pad Vest should only be used on the neck, shoulders and back. Do NOT place the Vest near our eyes or other sensitive areas. Never place the Vest on or over your head. Do NOT sit on the Vest.

⚠ Prolonged use of the Heating Pad Vest at a high setting could lead to skin burns.

⚠ This vest must not be used by people who are not sensitive to heat or by people who may not be able to react to overheating (diabetics, people with skin conditions or scars, people who are sleeping or unconscious, after drinking alcohol/ using drugs or intoxicatives, or after taking medicine).

Before Use

1. Before use, always inspect the product to ensure there is no damage to the power cord, the controller or the vest itself. The pad connector and control connector are designed to connect only one way.
2. Make sure the pad connector and controller are correctly and securely connected.
3. If there is no power, make sure the AC electrical outlet is functional and the connection between the pad connector and controller is secure. Discontinue use if the power failure continues.

How to Use

1. Connect the plug to a power outlet and slide the slider from 0 to 1. (Low Heat - 53°C +/- 5°C). The Heating Pad will start to heat up. We recommend starting with a lower setting first, then slowly increasing the setting to prevent injuries resulting from the temperature being too high.
2. Slide the slider to setting 2 (Medium Heat - 59°C +/- 5°C) or 3 (High Heat - 65°C +/-5°C) if you prefer a higher temperature. Slide the slider back to a lower setting if the pad becomes too hot. The real-time temperature will be shown on the LED Display.
4. Slide the slider back to position 1 when you are using the pad for an extended period of time.
5. Put the slider back on 0 to turn off the pad. The heating pad turns off automatically after 90 minutes of continuous use.
6. If you are not using the Heating Pad Vest, make sure to turn it off. Slide the slider to 0 and unplug the plug from the power socket.

Maintenance and Cleaning

1. Disconnect the power cord from the electrical outlet and let it cool down for at least 10 minutes.
2. Make sure the pad connector is disconnected from the controller by pressing the tabs on the sides of the connector while pulling the connectors apart.
3. Machine or hand wash the Vest using a mild detergent, cool water and a gentle/delicate wash cycle.
4. Line dry or lay the Vest flat to dry. Do not tumble dry.
5. Make sure the product is completely dry before the next use.

Storage

- Let the Heating Pad Vest cool down completely before folding and storing it. Store the Vest in its original packaging in a clean and dry place. Make sure that you do not damage the power cord. Do not place anything on top of the Vest. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.

Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. Do not dispose of the Heating Pad Vest with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.

Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the Auronic Customer Support at service@auronic.nl
- Auronic provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.


Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : service@auronic.nl
- Le gilet coussin chauffant peut être utilisé pour chauffer votre dos, votre cou et vos épaules pendant une courte période. Le gilet est uniquement destiné à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial.



Avertissements et consignes de sécurité

 Veuillez à ce que l'emballage soit tenu hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !

 Veuillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre le gilet coussin chauffant lisez ce qui suit:

Général

- Soyez conscient des risques et des conséquences d'une mauvaise utilisation du coussin chauffant. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures corporelles ou la destruction de la veste.
- Utilisez le gilet coussin chauffant uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si le gilet coussin chauffant ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, NE L'UTILISEZ PAS et consultez le service à la clientèle.
- Le gilet coussin chauffant est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales. Le coussin ne convient pas à une utilisation dans les hôpitaux.
- Ne laissez pas le gilet coussin chauffant sans surveillance en cours d'utilisation. Quand vous ne l'utilisez pas, éteignez l'appareil et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- L'utilisation prolongée de la veste à coussin chauffant à une température élevée peut entraîner des brûlures de la peau.
- Seul le niveau de réglage 1 peut être utilisé pour un fonctionnement continu.

Personnes et utilisation

- Cet appareil N'EST PAS approprié pour des enfants de moins de 3 ans ou pour les personnes ayant un handicap physique ou mental. Utilisation de l'appareil est seulement permis en présence d'un surveillant(e) qui est responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- Des enfants de 3 à 8 ans peuvent seulement utiliser le gilet coussin chauffant en présence d'un surveillant(e) qui contrôle le panneau de commande et qui est responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- Utilisez et gardez le gilet coussin chauffant hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec la couverture chauffante électrique.
- Cette camisole électrique ne doit pas être utilisée par des personnes insensibles à la chaleur ou qui ne peuvent pas réagir à une surchauffe (diabétiques, personnes souffrant d'affections cutanées ou de cicatrices, personnes endormies ou inconscientes, après avoir consommé de l'alcool/des drogues ou des substances intoxicantes, ou après avoir pris des médicaments).
- Le gilet à coussin chauffant ne doit être utilisé que sur le cou, les épaules et le dos. Ne placez pas le gilet près des yeux ou d'autres zones sensibles.
- Ne placez jamais le gilet sur ou au-dessus de la tête.
- L'utilisation prolongée du gilet à une température élevée peut entraîner des brûlures de la peau.
- N'utilisez pas le gilet sur les animaux.

Remarques médicales

- Cet appareil NE DOIT PAS être considéré comme un remplacement des traitements d'un médecin ou d'un kinésithérapeute.

- N'UTILISEZ PAS le gilet coussin chauffant électrique ou consultez un médecin avant de l'utiliser si : Vous êtes enceinte ; Vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électriques ; Vous avez des problèmes de circulation, des varices, des plaies ouvertes, des bleus, de la peau éraflée, de l'inflammation des veines ou d'autres dermatoses.
- Consultez un médecin avant d'utiliser le gilet coussin chauffant électrique si vous avez des douleurs inexplicables, si vous subissez un traitement médical ou si vous utilisez des équipements médicaux.
- Ne couvrez pas le gilet à coussin chauffant ou le contrôleur lorsqu'il est allumé. Ne posez jamais de couvertures ou de rembourrages sur ou contre le contrôleur. Cela présente un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

Équipement électrique

- NE DÉMONTÉZ PAS le gilet coussin chauffant électrique. NE RÉPAREZ OU RESTAUREZ PAS l'appareil.
- Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez le gilet coussin chauffant électrique toujours à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique, avant que vous branchiez votre gilet coussin chauffant électrique.
- Contrôlez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure.
- En cas de dommages ou d'usure, N'UTILISEZ PAS le gilet coussin chauffant électrique et laissez remplacer ou réparer le cordon et/ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.
- Pendant l'utilisation du gilet coussin chauffant, NE L'UTILISEZ PAS près d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou d'un lavabo qui contient de l'eau. NE TOUCHEZ PAS l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Assurez-vous que l'appareil N'ENTRE PAS en contact avec de l'eau. NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau. Assurez-vous que la télécommande N'ENTRE PAS en contact avec de l'eau. S'il entre quand-même de l'eau sur ou dans l'appareil ou dans la télécommande, éteignez l'appareil immédiatement et contactez notre service clientèle.
- En cas de coupure d'électricité pendant l'utilisation de l'appareil, éteignez le gilet coussin chauffant électrique immédiatement et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Le gilet coussin chauffant électrique se réchauffe lors de l'utilisation. N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous êtes sensible à la chaleur.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- NE COUVREZ PAS la télécommande lors de l'utilisation du gilet coussin chauffant électrique. NE PLACEZ JAMAIS des oreillers ou des couvertures sur ou contre la télécommande. Cela peut entraîner des risques d'incendie, de choc électrique, de dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.
- NE TIREZ PAS sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique.
- NE DÉPLACEZ PAS le coussin chauffant en tirant sur le cordon d'alimentation et NE DÉFORMEZ PAS le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que vous NE TRÉBUCHEZ PAS sur le cordon d'alimentation et que le cordon d'alimentation N'EST PAS brisé, déformé ou accroché.

Autres

- Ne placez pas d'objets ou de sources de chaleur (comme des bouillottes) contre ou sur le gilet électrique lorsqu'il est allumé ou rangé.
- Le gilet à coussin chauffant ne peut être utilisé qu'à l'aide du contrôleur.
- N'utilisez pas le gilet lorsqu'il est plié, froissé ou enveloppé dans une housse.
- Ne fixez pas d'épingles de nourrice ou d'autres objets aigus sur le gilet et assurez-vous que des objets aigus ne peuvent pas piquer dans le gilet.
- Laissez refroidir le gilet totalement avant de le plier et de le ranger. Ne pliez pas le gilet d'une façon trop serrée.
- Le gilet est lavable en machine. Utilisez un régime doux (30°C) et laissez-le sécher à l'air libre. Veuillez à toujours débrancher le contrôleur avant de laver le gilet.

Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

Contenu de la boîte

- Gilet à coussin chauffant Auronic – Modèle AU3133 – EAN 8720195255529

Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation

Caractéristiques du produit

Données techniques


Taille	60 x 90 cm
Poids	950 g
Couleur	Gris
Matériel	Flanelle
Longueur du cordon	2,35 cm

Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	100 W
Plage de températures	53°C (+/-5°C) -59°C (+/-5°C) - 65°C (+/-5°C)

Autres caractéristiques

- S'éteint automatiquement après 90 minutes d'utilisation continue ;
- Affichage LED ;
- Lavable en machine (30 °C).

Description du produit



1. Coussin chauffant
2. Cordon d'alimentation
3. Contrôleur
4. Connecteur

Réglage de la température

0. - Éteint
1. - Chaleur basse - 53°C (+/- 5°C)
2. - Chaleur moyenne - 59°C(+/- 5°C)
3. - Chaleur haute - 65°C (+/-5°C)

Instructions d'utilisation

⚠ Le gilet à coussin chauffant ne doit être utilisé que sur le cou, les épaules et le dos. Ne placez pas le gilet près des yeux ou d'autres zones sensibles. Ne placez jamais le gilet sur ou au-dessus de la tête. Ne vous asseyez pas sur le gilet.

⚠ L'utilisation prolongée du gilet à une température élevée peut entraîner des brûlures de la peau.

⚠ Cette camisole électrique ne doit pas être utilisée par des personnes insensibles à la chaleur ou qui ne peuvent pas réagir à une surchauffe (diabétiques, personnes souffrant d'affections cutanées ou de cicatrices, personnes endormies ou inconscientes, après avoir consommé de l'alcool/des drogues ou des substances intoxicantes, ou après avoir pris des médicaments).

⚠ Seul le niveau de réglage 1 peut être utilisé pour un fonctionnement continu.

Avant l'utilisation

1. Avant toute utilisation, inspectez toujours le produit pour vous assurer que le cordon d'alimentation, le contrôleur ou le gilet lui-même ne sont pas endommagés. Le connecteur du coussin et le connecteur du contrôleur sont conçus pour se connecter dans un seul sens.
2. Veillez à ce que le connecteur du coussin et le contrôleur soient correctement et solidement connectés.
3. En cas d'absence d'alimentation, vérifiez que la prise électrique CA est fonctionnelle et que la connexion entre le connecteur du coussin et le contrôleur est sécurisée. Arrêtez l'utilisation en cas de panne de courant persistante.

Mode d'emploi

1. Branchez la fiche à une prise électrique et faites glisser le curseur de 0 à 1. (Chaleur basse - 53°C (+/- 5°C). Le coussin chauffant se mettra à chauffer. Il est recommandé de commencer par un réglage plus faible, puis d'augmenter lentement le réglage afin d'éviter les blessures résultant d'une température trop élevée.
2. Faites glisser le curseur vers le réglage 2 (chaleur moyenne -59°C +/-5°C) ou 3 (chaleur élevée -65°C +/-5°C) si vous préférez une température plus élevée. Faites glisser le curseur pour revenir à un réglage inférieur si le coussin devient trop chaud. La température en temps réel s'affichera sur l'affichage LED.
3. Ramenez le curseur sur la position 1 lorsque vous utilisez le coussin pendant une période prolongée.
4. Ramenez le curseur sur 0 pour éteindre le coussin. Le coussin chauffant s'éteint automatiquement après 90 minutes d'utilisation continue.
5. En cas de non-utilisation du gilet du coussin chauffant, veillez à l'éteindre. Faites glisser le curseur sur 0 et débranchez la fiche de la prise électrique.

Entretien et Nettoyage

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes.
2. Veillez à ce que le connecteur du coussin soit déconnecté du contrôleur en appuyant sur les languettes situées sur les côtés du connecteur tout en tirant sur les connecteurs afin de les séparer.
3. Lavez le gilet en machine ou à la main avec un détergent doux, de l'eau froide et un cycle de lavage délicat.
4. Faites sécher le gilet sur une corde ou à plat. Ne le séchez pas en machine.
5. Veillez à ce que le produit soit complètement sec avant la prochaine utilisation.

► **Stockage**

- Laissez refroidir le gilet chauffant totalement avant de le plier et de le ranger. Rangez le coussin chauffant dans la boîte originale, dans un endroit propre et sec. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé quand vous le pliez. NE PLACEZ PAS d'objets sur le gilet chauffant électrique quand il est rangé. Ne le rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

► **Élimination - Recyclage**

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Ne jetez pas le gilet chauffant avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter ce produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.

► **Service et garantie**

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de Aurolic à l'adresse service@auronic.nl
- Aurolic offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

► **Clause de non-responsabilité**

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© **LifeGoods B.V.**

Wisselweg 33

1314CB Almere

Netherlands

08/2022 - v2.1

www.auronic.nl