

2in1 Wärme-Pad

01546



DE Gebrauchsanleitung

FR Mode d'emploi

EN Operating instructions

NL Gebruiksaanwijzing



DE **WICHTIGE HINWEISE!
UNBEDINGT AUFBEWAHREN!**

Auf dieser Ausklappseite findest du alle Abbildungen, auf die in der Gebrauchsanleitung verwiesen wird. Klappe die Seite vor dem Lesen der Gebrauchsanleitung auf.

Seite 1

EN **IMPORTANT NOTICES!
PLEASE KEEP FOR REFERENCE!**

On this fold-out page you will find all illustrations referenced in these operating instructions. Open the page before reading the operating instructions.

Page 8

FR **AVIS IMPORTANTS !
À CONSERVER IMPÉRATIVEMENT !**

Sur cette page rabattable, vous trouverez toutes les illustrations référencées dans ce mode d'emploi. Ouvrez la page avant de lire le mode d'emploi.

Page 15

NL **BELANGRIJKE AANWIJZINGEN!
BESLIST BEWAAREN!**

Op deze uitklappagina vindt je alle afbeeldingen waarnaar in deze gebruiksaanwijzing wordt verwezen. Open de pagina voordat je de gebruiksaanwijzing leest.

Pagina 22





DE

**KUNDENSERVICE
IMPORTEUR**

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Deutschland
☎ +49 38851 314650*

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif deines Anbieters.

EN

**CUSTOMER SERVICE
IMPORTER**

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Germany
☎ +49 38851 314650*

* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

FR

**SERVICE APRÈS-VENTE
IMPORTATEUR**

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Allemagne
☎ +49 38851 314650*


* Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.

NL

**KLANTENSERVICE
IMPORTEUR**

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Duitsland
☎ +49 38851 314650*

* Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van jouw provider.



INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	1
Auf einen Blick	1
Symbole	2
Signalwörter	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	3
Benutzung	6
Pflege und Aufbewahrung	6
Problembehebung	7
Entsorgung	7
Technische Daten	7



WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

LIEFERUMFANG

- Wärme-Pad 1 x
- Steuereinheit mit Anschlussleitung 1 x
- Gebrauchsanleitung 1 x

Den Lieferumfang auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen.

Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!

AUF EINEN BLICK

(Bild A)

- 1 Steuereinheit
- 2 Buchse für Anschlussleitung
- 3 Wärme-Pad
- 4 Knöpfe
- 5 Heizschlaufen (im Wärme-Pad)
- 6 Schieberegler Heizstufen (1 – 3)
- 7 Display

Bildverweise werden folgendermaßen dargestellt: (Bild A)

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: (1)

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für unser MAXXMEE 2in1 Wärme-Pad entschieden hast. Mit ihm bist du gegen einen verspannten Nacken oder kalte Füße genauso gut gerüstet wie gegen nervige Bauchschmerzen. Denn das Wärme-Pad lässt sich entweder komplett ausbreiten oder zusammenfalten, also ganz nach Wunsch als Fuß- oder Körperwärmer nutzen. Du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Wärmestufen und die integrierte Abschaltautomatik nach 90 Minuten sorgt für eine jederzeit sichere Anwendung.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehöerteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen dir viel Freude an deinem MAXXMEE 2in1 Wärme-Pad.

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Schutzklasse II



Darf nicht von sehr jungen Kindern (0 – 3 Jahre) benutzt werden.



Keine Nadeln hineinstechen.



Handwäsche



nicht bleichen



nicht im Trockner trocknen



nicht bügeln



nicht chemisch reinigen

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Gerät ist zur Erwärmung der Füße, des Rückens oder Oberkörpers bestimmt und dient der Entspannung. Es ist kein Ersatz für eine medizinisch notwendige Behandlung.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE



Kinder jünger als drei Jahre dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.

- Das Gerät darf nicht von jungen **Kindern** im Alter von über drei Jahren benutzt werden, es sei denn, die **Regel- und/oder Steuereinheiten** sind von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es die **Regel- und/oder Steuereinheiten** sicher betreibt.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder dürfen nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.

- Das Gerät nicht verwenden, wenn es nass oder feucht ist. Es muss vor der Inbetriebnahme vollständig trocken sein.
- Es dürfen keine Sicherheitsnadeln oder anderen spitzen oder scharfen Gegenstände am Gerät angebracht werden oder hineingestochen werden.
- Das Gerät und Zubehör vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüfen. Es darf nur benutzt werden, wenn es unbeschädigt ist und keine Abnutzungerscheinungen aufweist.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Wenn das Gerät oder seine Anschlussleitung beschädigt sind, müssen diese Komponenten durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät immer vollständig abkühlen lassen, bevor es gewaschen, zusammengefaltet und / oder verstaut wird.
- Das Gerät locker zusammenlegen, nicht stark zusammendrücken oder knicken, damit die Heizschlaufen nicht beschädigt werden. Keine Gegenstände, Tiere oder Personen auf das gefaltete Gerät legen.
- Das Gerät ausschließlich mit der mitgelieferten Steuereinheit SS02 verwenden.



GEFAHR – Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen lagern.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben oder lagern.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung und die Steuereinheit nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Zudem darf das Gerät während des Gebrauchs nicht ins Wasser fallen oder nass werden.
- Sollte das Gerät nass werden oder ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist!
- Die Steuereinheit oder die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder die Steuereinheit bzw. die Anschlussleitung ins Wasser gefallen ist, um

Gefährdungen zu vermeiden. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.



Warnung – Brandgefahr

- Das Gerät und Zubehör von Feuer und anderen Hitzequellen fernhalten.
- Keine brennbaren oder leicht schmelzende Materialien auf oder in das Gerät legen.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickengefahr!
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von jungen Kindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Säuglinge sowie schlafende oder bewusstlose Personen dürfen nicht auf das Gerät gelegt werden.
- Das Gerät nur verwenden, wenn keine physischen Krankheiten oder Gebrechen vorliegen! Bei Unsicherheit, ob das Gerät benutzt werden darf, Rücksprache mit einem Arzt halten.
- Menschen mit Herzschrittmacher dürfen das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.
- Schwangere oder frisch Entbundene sollten das Gerät nicht bzw. nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt benutzen.
- Das Gerät nicht auf Verletzungen, Schwellungen, Hautreizungen, entzündeten Hautpartien, Warzen, Pilzinfektionen, krankhaften Hautveränderungen oder gefühllosen Körperstellen benutzen.
- Das Gerät sofort ausschalten, wenn während des Gebrauchs Schmerzen verspürt werden oder ein unwohles Gefühl auftritt.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät vom Stromnetz trennen, wenn ein Fehler auftritt oder bei einem Gewitter.
- Beim Trennen des Gerätes vom Stromnetz immer am Netzstecker und nicht am Netzkabel ziehen.
- Das Gerät niemals am Netzkabel ziehen oder tragen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu vermeiden.
- Das Gerät bei Raumtemperatur benutzen und lagern, keinen extremen Temperaturen, Temperaturschwankungen aussetzen. Die Steuereinheit vor Stößen schützen.
- Die Anschlussleitung und Steuereinheit nicht mit einem anderen Gerät verwenden.

BENUTZUNG

Beachten!

- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann. Die Netzspannung muss mit dem Typenschild der Steuereinheit übereinstimmen.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Die Anschlussleitung und die Steuereinheit während des Betriebes nicht auf oder unter dem Wärme-Pad platzieren.

1. Die Anschlussleitung in die Buchse (2) am Wärme-Pad (3) stecken.
2. Den Netzstecker an eine Steckdose anschließen.
3. Das Wärme-Pad entweder zum Fuß- oder Handwärmer machen, indem die Knöpfe geschlossen werden (Bild B und C). Oder mit geöffneten Knöpfen in den Rücken, auf den Bauch oder auf die Beine legen (Bild D und E).
4. Um das Gerät einzuschalten, den Schieberegler (6) auf der Steuereinheit (1) auf die gewünschte Heizstufe schieben. Das Display (7) leuchtet auf und zeigt die gewählte Heizstufe an.



Das Gerät schaltet sich nach 90 Minuten automatisch aus.

5. Um das Gerät auszuschalten, den Schieberegler auf die Position 0 schieben. Das Display schaltet sich aus.



Wird das Wärme-Pad im Bett verwendet, empfehlen wir, es vor dem Einschlafen auszuschalten.

6. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
7. Die Anschlussleitung vom Gerät trennen.
8. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es verstaub bzw. gewaschen wird.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Das Wärme-Pad nicht in der Waschmaschine waschen!
- Keinen Weichspüler verwenden!
- Das Wärme-Pad darf nur luftgetrocknet werden! Niemals auf ein Heizgerät oder eine Heizung legen oder zum Trocknen einschalten.
- Die Anschlussleitung nicht um die Steuereinheit oder das Wärme-Pad wickeln.

- Das Wärme-Pad (3) (ohne die Anschlussleitung!) separat oder mit gleichen Farben in lauwarmem oder warmem Wasser per Hand waschen.
- Das Wärme-Pad vollständig trocknen lassen, bevor es erneut verwendet wird.
- Die Steuereinheit (1) und die Anschlussleitung bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Das Wärme-Pad beim Verstauben nicht stark zusammendrücken und keine Gewalt anwenden. Die Heizschlaufen könnten beschädigt werden.

- Für Kinder und Tiere unzugänglich an einem vor Sonne geschützten, trockenen Ort aufbewahren.

PROBLEMBEHEBUNG

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!

Das Gerät funktioniert nicht.

Die Anschlussleitung ist nicht richtig mit der Buchse (2) verbunden.

- ▶ Den Sitz korrigieren.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

- ▶ Den Sitz des Netzsteckers korrigieren.

Die Steckdose ist defekt.

- ▶ Eine andere Steckdose probieren.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	01546
Modellnummer:	SS02
Stromversorgung:	220 – 240V~ 50Hz
Leistung:	100W
Schutzklasse:	II
Heizstufen:	3
Abschaltautomatik:	nach 90 Minuten
ID Gebrauchsanleitung:	Z 01546 M DS V1 0921 uh



Alle Rechte vorbehalten.

Es ist keine Netzspannung vorhanden.

- ▶ Die Sicherung des elektrischen Verteilers (Sicherungskasten) überprüfen.

Der Schieberegler (6) wurde nicht (richtig) auf eine der Heizstufen geschoben.

- ▶ Den Schieberegler (erneut) auf die gewünschte Heizstufe schieben.

Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.

- ▶ Das Gerät abkühlen lassen und erneut einschalten.

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

LIST OF CONTENTS

Items Supplied	8
At A Glance	8
Symbols	9
Signal Words	9
Intended Use	10
Safety Notices	10
Use	12
Care and Storage	13
Troubleshooting	13
Disposal	14
Technical Data	14



IMPORTANT NOTICES! PLEASE KEEP FOR REFERENCE!

ITEMS SUPPLIED

- Heating pad 1 x
- Control unit with connecting cable 1 x
- Operating instructions 1 x

Check the items supplied for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device.

Never remove the rating plate and any possible warnings!

AT A GLANCE

(Picture A)

- 1 Control unit
- 2 Socket for connecting cable
- 3 Heating pad
- 4 Buttons
- 5 Heating loops (in the heating pad)
- 6 Slide control for heat levels (1 – 3)
- 7 Display

Picture references are shown as follows:
(Picture A)

Key numbers are shown as follows: (1)

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our MAXXMEE 2in1 heating pad.

It allows you to tackle a stiff neck or cold feet just as well as annoying stomach pains.

This is because the heating pad can either be fully spread out or folded up, so can be used as a foot warmer or body warmer as you wish. You can choose from three different heat levels, and the integrated automatic switch-off function after 90 minutes means it is safe to use at all times.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: www.dspro.de/kundenservice

We hope you have a lot of fun with your MAXXMEE 2in1 heating pad.

Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

SYMBOLS

Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Protection class II



May not be used by very young children (0 – 3 years old).



Do not pierce with any needles.



Hand wash



Do not bleach



Do not dry in a tumble dryer



Do not iron



Do not dry-clean

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury

NOTICE – may result in risk of damage to material

INTENDED USE

- The device is intended to be used for warming up the feet, back or upper body and is used for relaxation. It is not a substitute for medically required treatment.
- The device is not designed for use in hospitals.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES



Children younger than three years of age must not use this device as they are unable to react to overheating.

- The device must not be used by young **children** over three years of age, unless the **regulation and / or control units** have been preset by a parent or guardian or the child has been sufficiently briefed on how to operate the **regulation and / or control units** safely.
- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- **Children must not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must not be carried out by **children**, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- The device may not be used by people who are insensitive to heat or by other vulnerable people who are unable to react to overheating.
- Do not use the device if it is wet or damp. It must be completely dry before it is used.
- No safety pins or other sharp or pointed objects may be attached to the device or inserted into it.

- Always check the device and accessories for damage or wear before putting them into operation. It may only be used if it is undamaged and does not display any signs of wear and tear.
- Do not make any modifications to the device. If the device or its connecting cable are damaged, these components must be replaced or repaired by the manufacturer, customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.
- The device must always be disconnected from the mains power when left unattended and before cleaning it.
- Always allow the device to cool down completely before it is washed, folded up and / or stored away.
- Fold up the device loosely, do not press it together firmly or bend it to ensure that the heating loops are not damaged. Do not place any objects, animals or people on the folded device.
- Use the device only with the SS02 control unit that is supplied with it.



DANGER – Danger of Electric Shock

- Store the device only in closed rooms.
- Do not operate or store the device in rooms with high humidity.
- Ensure that the connecting cable and the control unit cannot fall into water or become wet. In addition, the device must not fall into water or become wet during use.
- If the device becomes wet or falls into water while it is connected to the mains power, pull the mains plug out of the plug socket immediately. **Only after this** should you retrieve the device from the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains power!
- Never touch the control unit or the connecting cable with wet hands when the device is connected to the mains power.

- Do not use the device if it has malfunctioned or the control unit or the connecting cable has been dropped into water to avoid any hazards. Have it checked in a specialist workshop before using it again.



Warning – Danger of Fire

- Keep the device and accessories away from fire and other heat sources.
- Do not place any combustible or easily melting materials on or in the device.



WARNING – Danger of Injury

- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation!
- Make sure that the connecting cable is always kept out of the reach of young children and animals. There is a danger of strangulation.

- Babies and sleeping or unconscious people must not be placed on the device.
- Only use the device if you have no physical illnesses or ailments! If you are unsure whether the device may be used, consult a doctor.
- People with a pacemaker may use the device only after consultation with their doctor.
- Pregnant women or those who have recently given birth should not use the device, or should use it only after consultation with their doctor.
- Do not use the device on injuries, swelling, skin irritations, infected skin, warts, fungal infections, abnormal changes in the skin or body parts with no feeling.
- Switch off the device immediately if you experience pain or feel unwell during use.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Disconnect the device from the mains power if a fault occurs or in a thunderstorm.
- When you disconnect the device from the mains power, always pull on the mains plug and never the mains cable.
- Never pull or carry the device by the mains cable.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.
- Use and store the device at room temperature, do not expose it to extreme temperatures or temperature fluctuations. Protect the control unit from any impacts.
- Do not use the connecting cable or control unit with another device.

USE

Please Note!

- Only connect the device to a plug socket that is properly installed. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated. The mains voltage must match the rating plate of the control unit.
- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard.
- Make sure that the connecting cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces.
- Do not place the connecting cable or the control unit on or beneath the heating pad during operation.

1. Plug the connecting cable into the socket (2) on the heating pad (3).
2. Connect the mains plug to a plug socket.
3. Turn the heating pad either into a foot warmer or a hand warmer by closing the buttons (Picture B and C). Or place it on your back, stomach or legs with the buttons open (Picture D and E).
4. To switch on the device, slide the slide control (6) on the control unit (1) to the heat level you want. The display (7) lights up and shows the chosen heat level.



The device switches off automatically after 90 minutes.

5. To switch off the device, slide the slide control to the 0 position. The display switches off.



If the heating pad is used in bed, we recommend switching it off before you go to sleep.

6. When the device is switched off, pull the mains plug out of the plug socket.
7. Disconnect the connecting cable from the device.
8. Allow the device to cool down before it is stored away or washed.

CARE AND STORAGE

Please Note!

- Do not wash the heating pad in the washing machine!
 - Do not use fabric softener!
 - The heating pad may only be dried in the air! Never place it on a heater or radiator or switch it on to dry.
 - Do not wind the connecting cable around the control unit or the heating pad.
-
- Wash the heating pad (3) (without the connecting cable!) separately or with similar colours by hand in lukewarm or warm water.
 - Allow the heating pad to dry completely before using it again.
 - Wipe down the control unit (1) and the connecting cable with a damp cloth if necessary. Then dry with a soft cloth.
 - When storing it away, do not press the heating pad together too firmly and do not use any force. The heating loops could be damaged.
 - Store the device in a dry place which is protected from sunlight and is not accessible to children and animals.

TROUBLESHOOTING

If the device does not work properly, check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps below, contact the customer service department.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!

The device does not work.

The connecting cable is not connected to the socket (2) correctly.

- ▶ Correct the fit.

The mains plug is not inserted in the plug socket correctly.

- ▶ Correct the fit of the mains plug.

The plug socket is defective.

- ▶ Try another plug socket.

There is no mains voltage.

- ▶ Check the fuse of the electrical distributor (fuse box).

The slide control (6) was not slid (correctly) to one of the heat levels.

- ▶ Slide the slide control (again) to the heat level you want.

The overheating protection has been activated.

- ▶ Allow the device to cool down and switch it on again.

DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of this device as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

TECHNICAL DATA

Article number:	01546
Model number:	SS02
Power supply:	220 – 240V~ 50Hz
Power:	100W
Protection class:	II
Heat levels:	3
Automatic switch-off:	after 90 minutes
ID of operating instructions:	Z 01546 M DS V1 0921 uh



All rights reserved.

SOMMAIRE

Composition	15
Aperçu général	15
Symboles	16
Mentions d'avertissement	16
Utilisation conforme	17
Consignes de sécurité	17
Utilisation	20
Entretien et rangement	20
Résolution des problèmes	21
Mise au rebut	21
Caractéristiques techniques	21



AVIS IMPORTANTS ! À CONSERVER IMPÉRATIVEMENT !

COMPOSITION

- Pad chauffant 1 x
- Unité de commande avec cordon de raccordement 1 x
- Mode d'emploi 1 x

S'assurer que l'ensemble livré ne présente pas de dommages imputables au transport. En cas de dommages, ne pas utiliser l'appareil, mais contacter le service après-vente.

Enlever de l'appareil les éventuels films protecteurs, adhésifs ou protections de transport. **Ne jamais ôter la plaque signalétique de l'appareil ni les éventuelles mises en garde apposées.**

APERÇU GÉNÉRAL

(Illustration A)

- 1 Unité de commande
- 2 Douille pour le cordon de raccordement
- 3 Pad chauffant
- 4 Boutons
- 5 Spirales chauffantes (à l'intérieur du pad chauffant)
- 6 Coulisseau de réglage du niveau de chauffe (1 – 3)
- 7 Écran

Les renvois aux illustrations sont représentés de la façon suivante : (Illustration A)

Les numéros de légende sont représentés de la façon suivante : (1)

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de notre **pad chauffant 2 en 1 MAXXMEE**. Grâce à lui, vous serez paré(e) contre les raideurs de la nuque ou les pieds froids, mais aussi les agaçants maux de ventre. En effet, ce pad chauffant se déploie entièrement ou peut se plier, comme vous le souhaitez, pour chauffer les pieds ou d'autres parties du corps. À vous de choisir parmi les trois différents niveaux de chauffe, l'arrêt automatique au bout de 90 minutes vous assurant une application sécurisée à tout moment. Pour toute question concernant cet appareil et ses pièces de rechange et accessoires, veuillez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet : www.dspro.de/kundenservice

Nous espérons que votre **pad chauffant 2 en 1 MAXXMEE** vous donnera entière satisfaction !

Informations sur le mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et le conserver précieusement pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres utilisateurs. Il fait partie intégrante de l'appareil. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions consignées dans le mode d'emploi.

SYMBOLES



Symboles de danger : ces symboles signalent des possibles dangers. Lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Informations complémentaires



Consulter le mode d'emploi avant utilisation !



Classe de protection II



Ne doit pas être utilisé par les très jeunes enfants (de 0 à 3 ans).



Ne pas y piquer des aiguilles.



Lavage à la main



Ne pas décolorer



Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser



Pas de nettoyage à sec

MENTIONS

D'AVERTISSEMENT

Les mentions d'avertissement désignent les risques qu'implique le non-respect des consignes correspondantes.

AVERTISSEMENT – Risque moyen pouvant induire des blessures graves, voire mortelles

ATTENTION – Risque faible pouvant induire des blessures bénignes ou de moyenne gravité

AVIS – Risque de dégâts matériels

UTILISATION CONFORME

- L'appareil est conçu pour chauffer les pieds, le dos ou le buste et sert à se détendre. Il ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage en milieu hospitalier.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique, non professionnel.
- Utiliser l'appareil uniquement dans le but indiqué et tel que stipulé dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil car ils ne sont pas aptes à réagir à une surchauffe.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes **enfants** de plus de trois ans sauf si les **unités de commande et/ou de régulation** ont été préalablement réglées par un parent ou une personne chargée de leur surveillance ou si les enfants ont été suffisamment instruits quant à la façon de manipuler les **unités de commande et/ou de régulation** en toute sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par les **enfants** à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été instruites quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles ont compris les risques en découlant.
- **Les enfants** ne doivent **pas** jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'**entretien utilisateur** ne doivent pas être réalisés par les **enfants** sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ni par d'autres personnes vulnérables qui ne sont pas aptes à réagir à la surchauffe.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé ou humide. Il doit être intégralement sec avant toute mise en service.

- Ne pas appliquer ni planter d'épingle de sûreté ou tout autre objet pointu ou aiguisé sur ou dans l'appareil.
- Avant chaque mise en service, vérifier que l'appareil et ses accessoires ne présentent pas de dommages ou de traces d'usure. L'appareil ne doit être utilisé que s'il est exempt de tout dommage et de toute trace d'usure.
- Ne procéder à aucune modification sur l'appareil. Si l'appareil ou le cordon de raccordement est endommagé, c'est au fabricant, au service après-vente ou à toute personne aux qualifications similaires (par ex. un atelier spécialisé) qu'il revient de réparer ces pièces afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit toujours être débranché du secteur lorsqu'il n'est pas sous surveillance et avant d'être nettoyé.
- Toujours laisser l'appareil intégralement refroidir avant de le laver, de le plier et/ou de le ranger.
- Délicatement plier l'appareil sans le comprimer ni le pincer afin de ne pas endommager les spirales chauffantes. Ne pas déposer d'objet, d'animaux ni de personnes sur l'appareil à l'état plié.
- Utiliser l'appareil uniquement avec l'unité de commande SS02 fournie.



DANGER – Risque d'électrocution !

- Stocker l'appareil uniquement à l'intérieur.
- Ne pas faire fonctionner ni stocker l'appareil dans des pièces à fort taux d'humidité.
- S'assurer que le cordon de raccordement et l'unité de commande ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés. L'appareil ne doit par ailleurs pas tomber dans l'eau ni être mouillé durant son utilisation.
- Si l'appareil devait être mouillé ou tomber à l'eau pendant qu'il est encore raccordé au secteur, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant. Extraire **ensuite seulement** l'appareil de l'eau ! Ne jamais essayer de l'extraire de l'eau tant qu'il est encore raccordé au réseau électrique !
- Ne jamais saisir l'unité de commande ni le cordon de raccordement avec les mains humides lorsque l'appareil est raccordé au réseau électrique.
- Afin d'éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement ou si l'unité de commande ou le cordon de raccordement sont tombés dans l'eau. Avant toute remise en service, les faire contrôler dans un atelier spécialisé.

**Avertissement – Risque d'incendie !**

- Tenir l'appareil et les accessoires à l'écart du feu et de toute autre source de chaleur.
- Ne pas poser de matières inflammables ou fondant facilement sur ni dans l'appareil.

**AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

- Tenir l'emballage hors de portée des enfants et des animaux. Risque de suffocation !
- S'assurer de toujours tenir le cordon de raccordement hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Risque de strangulation !
- Les nourrissons, les personnes endormies ou inconscientes ne doivent pas être allongés sur l'appareil.
- Utiliser l'appareil uniquement en l'absence de maladies physiques ou d'infirmités. Si l'aptitude à utiliser l'appareil est incertaine, s'en entretenir avec un médecin.
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent utiliser cet appareil que sur accord préalable d'un médecin.
- Les femmes enceintes ou ayant récemment accouché ne doivent pas utiliser cet appareil, sauf accord préalable de leur médecin.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des blessures, des parties du corps tuméfiées, irritées ou enflammées, des verrues, des infections fongiques, des dermatoses ou des parties du corps insensibles.
- Immédiatement éteindre l'appareil si des douleurs ou d'autres sensations inconfortables surviennent pendant son utilisation.

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- Débrancher l'appareil du secteur si un dysfonctionnement survient ou avant un orage.
- Pour débrancher l'appareil, toujours tirer sur la fiche secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour tirer ou porter l'appareil.
- Uniquement utiliser des accessoires d'origine du fabricant afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter tout éventuel dommage.
- Utiliser et stocker l'appareil à température ambiante, ne pas l'exposer à des températures extrêmes ni à de trop fortes fluctuations de température. Éviter de faire subir des chocs à l'unité de commande.
- Ne pas utiliser le cordon de raccordement ni l'unité de commande avec un autre appareil.

UTILISATION

À observer !

- Brancher l'appareil uniquement sur une prise installée de façon réglementaire. La prise de courant doit rester facilement accessible même après le branchement de sorte à pouvoir couper rapidement l'alimentation de l'appareil. La tension du secteur doit correspondre aux indications portées sur la plaque signalétique de l'unité de commande.
- Veiller à ce que le cordon de raccordement ne se trouve pas sur le passage de personnes, celles-ci risquant sinon de trébucher.
- Veiller à ce que le cordon de raccordement ne soit ni pincé, ni coincé, ni posé sur des arêtes vives et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Pendant l'utilisation, ne pas placer le cordon de raccordement ni l'unité de commande sur ou sous le pad chauffant.

1. Insérer le cordon de raccordement dans la douille (2) du pad chauffant (3).
2. Raccorder la fiche secteur à une prise de courant.
3. Pour transformer le pad chauffant en chauffe-pieds ou chauffe-mains, fermer les boutons (illustrations B et C). Il peut également s'étaler sur le dos, le ventre ou les jambes, boutons ouverts (illustrations D et E).
4. Pour enclencher l'appareil, amener le coulisseau de réglage (6) sur l'unité de commande (1) sur le niveau de chauffe voulu. L'écran (7) s'allume et indique le niveau de chauffe choisi.



L'appareil s'arrête automatiquement au bout de 90 minutes.

5. Pour éteindre l'appareil, amener le coulisseau de réglage sur la position 0. L'écran s'éteint.



Si le pad chauffant est utilisé au lit, nous recommandons de l'arrêter avant de s'endormir.

6. Lorsque l'appareil est éteint, retirer la fiche de la prise de courant.
7. Débrancher le cordon de raccordement de l'appareil.
8. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger ou de le laver.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

À observer !

- Le pad chauffant ne se lave **pas** en machine !
 - Ne pas utiliser d'assouplissant.
 - Le pad chauffant se sèche uniquement à l'air libre. Ne jamais le poser sur un appareil de chauffage ou sur un radiateur pour le sécher.
 - Le cordon de raccordement ne doit pas être enroulé autour de l'unité de commande ou du pad chauffant.
- Laver le pad chauffant (3) (sans son cordon de raccordement !) à part ou avec des textiles de mêmes coloris en utilisant de l'eau chaude ou tiède.
 - Laisser le pad chauffant sécher intégralement avant de le réutiliser.
 - Au besoin, passer un chiffon humide sur l'unité de commande (1) et le cordon de raccordement. Le sécher ensuite avec un torchon doux.
 - Ne pas trop comprimer le pad chauffant et ne pas exercer trop de force pour le ranger sans quoi les spirales chauffantes risqueraient de s'endommager.

- À ranger au sec, dans un endroit à l'abri du soleil et hors de portée des enfants et animaux.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examiner le problème pour constater s'il est possible d'y remédier par soi-même. À défaut de résoudre le problème selon les indications suivantes, contacter le service après-vente.



Ne pas essayer de réparer soi-même un appareil électrique !

L'appareil ne fonctionne pas.

Le cordon de raccordement n'est pas correctement enfiché dans la douille (2).

- ▶ Corriger sa position.

La fiche n'est pas branchée correctement à la prise de courant.

- ▶ Corriger la position de la fiche dans la prise.

La prise de courant est défectueuse.

- ▶ Essayer le branchement sur une autre prise.

Il n'y a pas de tension secteur.

- ▶ Contrôler le fusible au tableau électrique (boîte à fusibles).

Le coulisseau de réglage (6) n'a pas été (correctement) amené sur l'un des niveaux de chauffe.

- ▶ Amener (à nouveau) le coulisseau de réglage sur le niveau de chauffe souhaité.

La protection anti-surchauffe a été activée.

- ▶ Laisser l'appareil refroidir et l'enclencher à nouveau.

MISE AU REBUT



Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Cet appareil est assujéti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être mis au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article :	01546
Numéro de modèle :	SS02
Alimentation électrique :	220 – 240V~ 50Hz
Puissance :	100W
Classe de protection :	II
Niveaux de chauffage :	3
Fonction arrêt automatique :	au bout de 90 minutes
Identifiant mode d'emploi :	Z 01546 M DS V1 0921 uh



Tous droits réservés.

INHOUDSOPGAVE

Omvang van de levering	22
Overzicht	22
Symbolen	23
Signaalwoorden	23
Doelmatig gebruik	24
Veiligheidsaanwijzingen	24
Gebruik	27
Verzorgen en opbergen	27
Oplossen van problemen	28
Verwijdering	28
Technische gegevens	28



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! BESLIST BEWAREN!

OMVANG VAN DE LEVERING

- Warmte-pad 1 x
- Regeleenheid met aansluitsnoer 1 x
- Gebruiksaanwijzing 1 x

Controleer de omvang van de levering op transportschade. Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd, maar neem contact op met de klantenservice.

Verwijder eventuele folie, stickers of transportbeveiliging van het apparaat.

Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!

OVERZICHT

(Afbeelding A)

- 1 Regeleenheid
- 2 Bus voor aansluitsnoer
- 3 Warmte-pad
- 4 Knopen
- 5 Verwarmingsspiralen (in de warmte-pad)
- 6 Schuifregelaar verwarmingsniveaus (1 – 3)
- 7 Display

Verwijzingen naar afbeeldingen worden als volgt weergegeven: (Afbeelding A)
Legendanummers worden als volgt weergegeven: (1)

Beste klant,

Wij danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van onze **MAXXMEE 2in1 warmte-pad**. Hiermee ben je tegen een verkrampte nek of koude voeten net zo goed gewapend als tegen zeurende buikpijn. De warmte-pad kun je namelijk ofwel helemaal uitspreiden of opvouwen. Je kunt hem dus geheel naar wens gebruiken voor het verwarmen van de voeten of van het lichaam. Je kunt kiezen uit drie verschillende warmteniveaus en de geïntegreerde automatische uitschakeling na 90 minuten zorgt voor een altijd veilig gebruik.

Mocht je vragen hebben over het apparaat en over onderdelen/toebehoren, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.dspro.de/kundenservice

Wij wensen je veel plezier met je **MAXXMEE 2in1 warmte-pad**.

Informatie over de gebruiksaanwijzing

Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. Deze is een bestanddeel van het apparaat. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen.

SYMBOLLEN

Gevaarsymbolen: deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.



Aanvullende informatie



Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing!



Veiligheidsklasse II



Mag niet worden gebruikt door erg jonge kinderen (0 – 3 jaar).



Niet in prikken met naalden.



Handwas



Niet bleken



Niet drogen in de droogtrommel



Niet strijken



Niet chemisch reinigen

SIGNAALWOORDEN

Signaalwoorden duiden op gevaren die ontstaan als de bijhorende instructies niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING – gemiddeld risico, kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben

VOORZICHTIG – laag risico, kan lichte tot matige verwonding tot gevolg hebben

LET OP – kan materiële schade tot gevolg hebben

DOELMATIG GEBRUIK

- Het apparaat is bedoeld voor de verwarming van de voeten, van de rug of van het bovenlichaam en dient ter ontspanning. Het is geen vervanging voor een medisch noodzakelijke behandeling.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen.
- Het apparaat is bedoeld voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat alleen voor het genoemde doel en uitsluitend zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk.
- Alle gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken, aangezien zij niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan drie jaar, tenzij de **regel- en/of besturingseenheden** door een van de ouders of een persoon die toezicht op hen houdt van tevoren zijn ingesteld, of als het kind voldoende is geïnstrueerd hoe het de **regel- en/of besturingseenheden** veilig bedient.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** vanaf 8 jaar en ook door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of personen die niet beschikken over de nodige ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt en wanneer zij de daarmee gepaard gaande gevaren hebben begrepen.
- **Kinderen** mogen **niet** met het apparaat spelen.
- Reiniging en **gebruikersonderhoud** mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte, noch door andere kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.

- Gebruik het apparaat niet, wanneer het nat of vochtig is. Het moet vóór de inbedrijfstelling volledig droog zijn.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere spitse of scherpe voorwerpen aan het apparaat aangebracht of erin gestoken worden.
- Controleer het apparaat en toebehoren vóór elke inbedrijfstelling op beschadigingen of slijtage. Het mag alleen worden gebruikt wanneer het onbeschadigd is en geen tekenen van slijtage vertoont.
- Voer geen veranderingen uit aan het apparaat. Wanneer het apparaat of het aansluitsnoer zijn beschadigd, dan moeten deze componenten om gevaren te vermijden worden vervangen resp. gerepareerd door de fabrikant, de klantenservice of door een gelijkaardig gekwalificeerde persoon (bijv. in een professionele werkplaats).
- Als er geen toezicht is op het apparaat en voordat het wordt gereinigd, moet altijd de stekker uit de contactdoos worden getrokken.
- Laat het apparaat altijd volledig afkoelen, voordat het gewassen, opgeplooid en/of opgeborgen wordt.
- Vouw het apparaat losjes samen, druk het niet sterk ineen en knik het niet, opdat de verwarmingsspiralen niet worden beschadigd. Leg geen voorwerpen, dieren of personen op het opgevouwen apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde regelenheid SS02.



GEVAAR – Gevaar voor een elektrische schok

- Bewaar het apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en berg het daar niet op.
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer en de regelenheid niet in het water kunnen vallen of nat worden. Bovendien mag het apparaat tijdens het gebruik niet in het water vallen of nat worden.
- Trek onmiddellijk de stekker uit de contactdoos wanneer het apparaat nat wordt of in het water valt terwijl het nog is aangesloten op het lichtnet. Haal het apparaat **pas daarna** uit het water. Probeer nooit om het apparaat uit het water te trekken terwijl het is aangesloten op het lichtnet!
- Raak de regelenheid of het aansluitsnoer nooit aan met vochtige handen als het apparaat is aangesloten op het lichtnet.

- Gebruik het apparaat om gevaren te vermijden niet als er een defect is, of als de regeleenheid resp. het aansluit-snoer in het water is gevallen. Laat het controleren in een speciaalzaak alvorens het opnieuw in gebruik te nemen.



Waarschuwing – Brandgevaar

- Houd het apparaat en toebehoren uit de buurt van vuur en andere hittebronnen.
- Leg geen brandbare of snel smeltende materialen op of in het apparaat.



WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer steeds buiten het bereik is van jonge kinderen en dieren. Er bestaat gevaar voor wurging.
- Zuigelingen en slapende of bewusteloze personen mogen niet op het apparaat worden gelegd.
- Gebruik het apparaat alleen als er geen sprake is van fysieke aandoeningen of gebreken! Raadpleeg een arts in geval van twijfel of het apparaat mag worden gebruikt.
- Mensen met een pacemaker mogen het apparaat alleen gebruiken na overleg met een arts.
- Zwangere of pas bevallen vrouwen mogen het apparaat niet resp. alleen na overleg met hun arts gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet op verwondingen, zwellingen, huidirritaties, ontstoken huid, wratten, schimmelinfecties, ziekelijke veranderingen van de huid of gevoelloze lichaamsdelen.

- Schakel het apparaat meteen uit, wanneer je tijdens het gebruik pijn voelt of je onwel begint te voelen.

LET OP – Gevaar voor materiële schade

- Isoleer het apparaat van het lichtnet als er een fout optreedt of vóór een onweersbui.
- Trek bij het isoleren van het lichtnet altijd de netstekker uit de contactdoos en trek niet aan het snoer.
- Sleep of draag het apparaat nooit aan het aansluitsnoer.
- Gebruik alleen origineel toebehoren van de fabrikant, om negatieve effecten op de werking van het apparaat en eventuele schade te vermijden.
- Gebruik en bewaar het apparaat op kamertemperatuur en stel het niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuurschommelingen. Bescherm de regeleenheid tegen stoten.
- Gebruik het aansluitsnoer en de regeleenheid niet met een ander apparaat.

GEBRUIK

Opgelet!

- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn, zodat de verbinding met het lichtnet snel kan worden verbroken. De netspanning moet overeenstemmen met het typeplaatje van de regeleenheid.
- Zorg ervoor dat niemand over het aansluitsnoer kan struikelen.
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet bekneld raakt, geknikt of over scherpe randen gelegd wordt, en dat deze niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Plaats het aansluitsnoer en de regeleenheid tijdens gebruik niet op of onder de warmte-pad.

1. Steek het aansluitsnoer in de bus (2) van de warmte-pad (3).
2. Sluit de netstekker aan op een contactdoos.
3. Verander de warmte-pad in een voeten- of in een handenverwarmer door de knopen te sluiten (**afbeelding B en C**). Of leg hem met geopende knopen op de rug, op de buik of op de benen (**afbeelding D en E**).
4. Om het apparaat in te schakelen schuif je de schuifregelaar (6) op de regeleenheid (1) op het gewenste verwarmingsniveau. Het display (7) gaat aan en toont het gekozen verwarmingsniveau.



Het apparaat schakelt na 90 minuten automatisch uit.

5. Schuif om het apparaat uit te schakelen de schuifregelaar in stand 0. Het display gaat uit.



Als de warmte-pad in bed wordt gebruikt, dan raden wij aan om deze vóór het inslapen uit te schakelen.

6. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, trek dan de netstekker uit de contactdoos.
7. Isoleer het aansluitsnoer van het apparaat.
8. Laat het apparaat afkoelen, voordat het wordt opgeborgen resp. gewassen.

VERZORGEN EN OPBERGEN

Opgelet!

- Was de warmte-pad **niet** in de wasmachine!
 - Gebruik geen wasverzachter!
 - De warmte-pad mag alleen aan de lucht worden gedroogd! Leg hem nooit op een verwarmingsapparaat of een verwarming, en schakel hem niet in om te drogen.
 - Wikkel het aansluitsnoer niet rond de regeleenheid of de warmte-pad
- Was de warmte-pad (3) (zonder het aansluitsnoer!) apart of met dezelfde kleuren in lauwarm of warm water met de hand.
 - Laat de warmte-pad volledig drogen, voordat hij opnieuw wordt gebruikt.
 - Veeg de regeleenheid (1) en het aansluitsnoer indien nodig af met een vochtige doek. Droog hem vervolgens af met een zachte doek.
 - Druk de warmte-pad bij het opbergen niet sterk samen en gebruik geen geweld. De verwarmingsspiralen zouden beschadigd kunnen raken.
 - Bewaar hem op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen en dieren en beschermd tegen zonlicht.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Wanneer het apparaat niet correct werkt, kun je kijken of je een probleem zelf kunt oplossen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem met de hieronder genoemde stappen niet kan worden opgelost.



Probeer een elektrisch apparaat niet zelf te repareren!

Het apparaat werkt niet.

Het aansluitsnoer is niet correct verbonden met de bus (2).

- Corrigeer de positie.

De netstekker steekt niet goed in de contactdoos.

- Corrigeer de positie van de netstekker.

De contactdoos is defect.

- Probeer een andere contactdoos.

Er is geen netspanning beschikbaar.

- Controleer de zekering van de elektrische verdeler (zekeringkast).

De schuifregelaar (6) werd niet (goed) op een van de verwarmingsniveaus geschoven.

- Schuif de schuifregelaar (opnieuw) op het gewenste verwarmingsniveau.

De oververhittingsbeveiliging werd geactiveerd.

- Laat het apparaat afkoelen en schakel het opnieuw in.

VERWIJDERING



Lever het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk in bij een recyclepunt.



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE). Dit apparaat mag niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar moet milieuvriendelijk worden verwerkt door een officieel erkend afvalverwerkingsbedrijf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer:	01546
Modelnummer:	SS02
Voeding:	220 – 240V~ 50 Hz
Vermogen:	100 W
Veiligheidsklasse:	II
Verwarmingsniveaus:	3
Automatische uitschakeling:	na 90 minuten
ID gebruiksaanwijzing:	Z 01546 M DS V1 0921 uh



Alle rechten voorbehouden.