

GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

Quickstart Guide

www.geske.com



GESKE Beauty Tech GmbH,
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany
info@geske.com, www.geske.com

SmartAppGuided™
**Skin Scrubber &
Blackhead Remover | 9 in 1**

Short Introduction

Scan for the full instructions
in your language




GESKE German Beauty Tech App
Available in 45 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

1	Exfoliate
2	Moisturize
3	MicroCurrent
4	Warming
5	Warming + Exfoliate
6	Warming + Moisturize
7	Warming + MicroCurrent



Read the safety information before first use.

Keep both instructions for use.

YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multifunctional MicroCurrent skin scrubber. It is safe to be used up to 1 time per week, at maximum 2 times per week but not more than once per day. Please do not use more frequently. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

Download the GESKE App and get your personalized routine.

Intended Use: The Geske & Hello Kitty MicroCurrent Skin Scrubber & Blackhead Remover Devices are over-the-counter home use devices, which are intended for:

- Ultrasonic facial cleansing of blackhead, impurities, & dead skin
- Facial skin stimulation with MicroCurrent technology
- Facilitating the absorption of skincare products

SPECIFICATIONS:

Materials: silicone, ABS, PC, stainless steel | **Storage temperature:** 5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Battery:** Li-Ion 3.7V | **Battery Capacity:** 700 mAh | **Maximum Charging Current:** 450 mA | **Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 3.5 hours | **Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities. | **Interface:** USB | **Programs:** Vibration: 1 intensity, ION Technology, MicroCurrent: 1 intensity, LED Light Technology: 1 colour

IMPORTANT SAFETY NOTES! READ BEFORE USAGE!

The product is not suitable for use under the following conditions:

- If you have an implanted medical device or other electronic device such as a pacemaker
 - After laser treatment or chemical peeling
 - After cosmetic facial surgery
- In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:**
- If you have a heart disease
 - In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established
 - The product can emit intense light, avoid applying it in the direction of or near an open eye

Further information on use:

- Before using the MicroCurrent Face-Lift Technology, the product must be completely dry

- Use of the MicroCurrent Face-Lift Technology only in combination with the GESKE serum
- Do not use the microcurrent function on the chest area, around the eyes, midline of the neck, genital/grain area, or on red and inflamed skin, over birthmarks and enlarged blood vessels
- Nothing is known about the long-term effects of microcurrent
- As a result of stimulation of the optic nerve, a flashing light may be perceived during use. If this persists when not using the product, seek medical advice
- A slight tingling sensation may occur during application. Decrease the intensity of the Microcurrent to reduce or eliminate tingling
- Electronic monitoring devices may not function properly while the device is in use
- Never use the product while driving or operating heavy machinery
- Do not poke any sharp objects into the product's openings
- The product may only be used with a safety extra-low voltage (SELV) adapter
- We recommend using standard IEC60950 power supplies to charge the device
- Never use the skin scrubbing function in the same place for a longer period of time to avoid skin irritation, swelling or slight bruising
- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the usage area and elsewhere)
- This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases. If you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product
- Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend not sharing your product with others and replacing attachments as needed
- The product is intended for cosmetic use on the face. GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet



Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionales MicroCurrent-Device. Kann sicher bis zu 1 Mal, höchstens 2 Mal pro Woche verwendet werden, aber nicht mehr als einmal täglich. Bitte nicht häufiger verwenden. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse, verwende immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde.

Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

Spezifikationen:

Material: Silikon, ABS, PC, Edelstahl | **Lagertemperatur:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V | **Batteriekapazität:** 700 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 450 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 3,5 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten. | **Anschluss:** USB | **Programme:** Vibration: 1 Intensität, ION-Technologie, MicroCurrent: 1 Intensität, LED-Licht Technologie: 1 Farbe

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt nicht zur Verwendung geeignet:

- Wenn Du ein Medizinprodukt oder sonstiges elektronisches Instrument wie einen Herzschrittmacher implantiert hast
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach kosmetischer Gesichtschirurgie

In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Im Falle einer Schwangerschaft. Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen
- Das Produkt kann intensives Licht emittieren, eine Anwendung in Richtung bzw. in der Nähe des offenen Auges ist unbedingt zu vermeiden

Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Vor Verwendung der Mikrostrom Facelift Technologie muss das Produkt komplett trocken sein
- Verwendung der Mikrostrom Facelift Technologie nur in Verbindung mit dem GESKE Serum
- Verwende die Mikrostromfunktion nicht im Brustbereich, im Augenbereich, an der Mittellinie des Halses, im Genital-/Leistenbereich oder auf geröteter und entzündeter Haut, über Muttermalen und vergrößerten Blutgefäßen

- Über die Langzeitwirkung von Mikrostrom ist nichts bekannt
- Infolge einer Stimulation des Sehnervs könnte es während der Anwendung zur Wahrnehmung eines Blinklichts kommen. Sollte dieses auch ohne Verwendung des Produkts bestehen, konsultiere einen Arzt
- Während der Anwendung kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Verringere die Intensität des Mikrostroms, um das Kribbeln zu reduzieren oder zu beseitigen
- Während der Verwendung des Geräts funktionieren elektronische Überwachungsgeräte eventuell nicht ordnungsgemäß
- Das Produkt ist niemals zu verwenden, während Du fährst oder schwere Maschinen bedienst
- Es dürfen keine spitzen Gegenstände in die Öffnungen des Produkts gestochen werden
- Das Produkt darf nur mit einem Adapter für Sicherheitskleinspannung (SELV) verwendet werden
- Wir empfehlen, zum Laden des Gerätes IEC60950-Standard-Netzteile zu verwenden
- Verwende die Hautschaber-Funktion niemals an derselben Stelle über einen längeren Zeitraum, um Hautirritationen, Schwellungen oder leichte Blutergüsse zu vermeiden
- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Anwendungsareal als auch an anderen Stellen)
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen und die Aufsätze nach Bedarf auszutauschen

- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen
- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind, Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

ES

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

UN VISTAZO A SU PRODUCTO

Su producto es un limpiador de piel MicroCurrent multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 1 vez por semana, como máximo 2 veces por semana; por favor, no lo utilice más de una vez al día. Por favor, no lo utilice con mayor frecuencia. Si desea disfrutar de la máxima seguridad y de unos resultados óptimos, siga siempre su rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

ESPECIFICACIONES:

Material: silicona, ABS, policarbonato, acero inoxidable | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C / 23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 700 mAh | **Corriente de carga máxima:** 450 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 3,5 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas, | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: 1 intensidad, tecnología ION, MicroCurrent: 1 intensidad, tecnología de luz LED: 1 color

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!

No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:

- Si lleva puesto un dispositivo médico u otro instrumento electrónico, como un marcapasos
- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico
- Después de una cirugía estética facial

En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:

- Si tiene una enfermedad del corazón
 - En caso de embarazo. No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo
 - El dispositivo puede emitir una luz intensa, por lo que debe evitarse a toda costa su uso cerca de los ojos
- Otras indicaciones de uso:**
- Antes de utilizar la tecnología de lifting facial con microcorrientes, el dispositivo debe estar completamente seco
 - Utilice la tecnología de lifting facial con microcorrientes exclusivamente en combinación con el sérum GESKE
 - No utilice la función de microcorrientes en la zona del pecho, alrededor de los ojos, la línea media del cuello, la zona genital o de las ingles o sobre la piel roja e inflamada, sobre los lunares y los vasos sanguíneos dilatados
 - No se conoce nada acerca de los efectos a largo plazo como consecuencia del uso de microcorrientes
 - Debido a la estimulación del nervio óptico, es posible que se perciba una luz intermitente durante su uso. En caso de que esto persista incluso sin utilizar el dispositivo, consulte a su médico
 - Puede aparecer una ligera sensación de hormigueo durante el uso. Reduzca la intensidad de las microcorrientes para reducir o eliminar la sensación de hormigueo
 - Durante el uso del aparato, es posible que los aparatos de monitorización electrónica no funcionen correctamente
 - No utilice nunca el aparato mientras esté conduciendo o manejando maquinaria pesada
 - No introduzca ningún objeto afilado en las aberturas del dispositivo
 - El aparato solo puede usarse con un adaptador de tensión extra baja de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés)
 - Se recomienda utilizar fuentes de alimentación estándar IEC60950 para cargar el dispositivo
 - Nunca utilice la función de limpieza de piel en un mismo lugar durante un período de tiempo más largo para evitar la irritación de la piel, la hinchazón o la aparición de pequeños hematomas
 - No utilice el producto sobre la piel irritada o lesionada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la zona de tratamiento como en otros lugares)
 - Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto
 - No utilice el producto en caso de que esté 1. inusualmente caliente, 2. mecánicamente dañado o deteriorado, 3. descolorido
 - En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico

- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta su dispositivo con otras personas y que reemplace los accesorios cuando sea necesario
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara, GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente

FR

Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.

VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Votre produit est un épurateur de la peau MicroCurrent multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 1 fois par semaine, au maximum 2 fois par semaine, mais pas plus d'une fois par jour. Veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'App GESKE.

Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES :

Matériau : silicone, ABS, PC, acier inoxydable | **Température de stockage :** -5 à +60 °C/23 - 140 ° | **Batterie :** Li-Ion 3,7V | **Capacité de la batterie :** 700 mAh | **Courant de charge maximal :** 450mA | **Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 3,5 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées. | **Interface :** USB | **Programmes :** Vibrations : 1 intensité, ION Technologie, MicroCurrent : 1 intensité, technologie LED Light : 1 couleur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !
Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :

- Si vous avez une implantation d'un dispositif médical ou un autre dispositif

électronique tel qu'un stimulateur cardiaque

- Après traitement au laser ou peeling chimique
- Après une chirurgie esthétique du visage

Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :

- Si vous avez une maladie cardiaque
- En cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie

- Le produit peut émettre une lumière intense, il faut absolument éviter de l'utiliser en direction ou à proximité de l'œil ouvert

Informations complémentaires sur l'utilisation :

- Avant d'utiliser la technologie Microcurrent Facelift, le produit doit être complètement sec
- Utilisation de la technologie Microcurrent Facelift uniquement en association avec le sérum GESKE
- N'utilisez pas la fonction micro-courant sur la poitrine, autour des yeux, la ligne médiane du cou, la zone génitale/l'aine, ou sur la peau rouge et enflammée, sur les taches de naissance et les vaisseaux sanguins dilatés
- Il n'y a aucune information sur les effets à long terme des micro-courants
- Suite à la stimulation du nerf optique, une lumière clignotante peut être perçue lors de l'utilisation. Si cela persiste sans utiliser le produit, consultez un médecin
- Une légère sensation de picotement peut survenir lors de l'application. Diminuer l'intensité du micro-courant pour réduire ou éliminer les picotements
- Les dispositifs électroniques de surveillance peuvent ne pas fonctionner correctement pendant l'utilisation de l'appareil
- N'utilisez jamais le produit en conduisant ou en utilisant des machines lourdes
- Ne pas enfoncer d'objets pointus dans les ouvertures du produit
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec un adaptateur pour très basse tension de sécurité (SELV)
- Nous vous recommandons d'utiliser des alimentations standard IEC60950 pour charger l'appareil
- N'utilisez jamais la fonction de gommage de la peau au même endroit pendant une période prolongée, afin d'éviter une irritation de la peau, un gonflement ou de légères ecchymoses
- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs)
- Ce produit n'est pas destiné au traitement d'affections cutanées ou de maladies. Si vous souffrez d'affections cutanées ou de maladies, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit
- Ne pas utiliser le produit s'il est 1. anormalement chaud, 2. mécaniquement endommagé ou déformé, 3. décoloré

- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin
- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudente et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes et d'échanger les embouts si nécessaire
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage, GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés
- Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant

PT

Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização

O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O seu produto é um purificador de pele multifuncional MicroCurrent. É seguro para ser utilizado até 1 vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, mas não mais do que uma vez por dia. Não utilizar com mais frequência. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina personalizada de cuidados com a pele criada pela app GESKE.

Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

ESPECIFICAÇÕES:

Material: silicone, ABS, PC, aço inoxidável | **Temperatura de armazenamento:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 700 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 450 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 3,5 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas. | **Interface:** USB | **Programas:** **Vibração:** 1 intensidade, Tecnologia ION, MicroCurrent: 1 intensidade, tecnologia de luz LED: 1 cor

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Em pessoas com dispositivos médicos ou outros dispositivos eletrônicos implantados, como pacemakers

- Após tratamentos a laser ou peelings químicos
- Após cirurgia facial de natureza estética

Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca
- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada
- O produto pode emitir luz intensa. Evita aplicá-lo na direção ou próximo do olho aberto

Outras informações sobre a utilização:

- Antes de utilizar a tecnologia Microcorrente Facelift, o produto deve estar completamente seco
- Utilizar a tecnologia Microcorrente Facelift apenas em combinação com o soro GESKE
- Não utilizar a função de microcorrente na área do peito, em redor dos olhos, na linha média do pescoço, na área genital/virilhas, na pele avermelhada e inflamada ou sobre sinais de nascença e vasos sanguíneos dilatados
- Nada se sabe sobre os efeitos a longo prazo da microcorrente
- Como resultado da estimulação do nervo ótico, pode ser percebida uma luz intermitente durante a utilização. Se isso persistir após a interrupção da utilização do produto, consulta um médico
- Pode ocorrer uma leve sensação de formigueiro durante a aplicação. Diminui a intensidade da microcorrente para reduzir ou eliminar a sensação de formigueiro
- Os dispositivos de monitorização eletrônicos podem não funcionar corretamente durante a utilização do dispositivo
- Nunca utilizar o produto durante a condução de veículos ou a operação de máquinas pesadas
- Não inserir objetos pontiagudos nas aberturas do produto
- O produto só pode ser utilizado com um adaptador de tensão extrema inferior de segurança (SELV)
- Para carregamento do dispositivo, recomendamos a utilização de fontes de alimentação normalizadas IEC60950
- Nunca use a função de esfoliação da pele no mesmo local por um longo período de tempo para evitar irritação da pele, inchaço ou hematomas leves
- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)

- Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições doenças médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico
- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível: Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas e substituir os acessórios sempre que necessário
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada

RU

Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой многофункциональный микротоковый скрабер для кожи. Его можно безопасно использовать до одного раза в неделю, максимум два раза в неделю, но не чаще одного раза в день. Не используй изделие чаще. Для обеспечения максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: силикон, АБС, поликарбонат, нержавеющей сталь | **Температура хранения:** от -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 700 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 450 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прилб. 3,5 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности. | **Интерфейс:** USB | **Программы:** Вибрация: 1 уровень интенсивности, ИОН-Technology, MicroCurrent: 1 уровень интенсивности, LED-терапия: 1 цвет

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:

- Если у тебя имплантировано медицинское устройство или другое электронное устройство, такое как кардиостимулятор
- После лазерной терапии или химического пилинга
- После косметических операций на лице

В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:

- Если у тебя болезнь сердца
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена
- Изделие может излучать интенсивный свет. Не используй в направлении или рядом с открытым глазом

Дополнительная информация по использованию:

- Перед использованием технологии микротоковой подтяжки лица изделие должно полностью высохнуть
- Используй технологию микротоковой подтяжки лица только в сочетании с сывороткой GESKE
- Не используй функцию микротока в области груди, вокруг глаз, по средней линии шеи, в области гениталий/пах, а также на красной и воспаленной коже, над родинками и расширенными кровеносными сосудами
- О долгосрочных эффектах микротоков ничего не известно
- В результате стимуляции зрительного нерва во время использования может возникнуть ощущение мигающего света. Если это ощущение сохраняется после использования изделия, обратись к врачу
- Во время использования может возникнуть легкое покалывание. Убавь интенсивность микротока, чтобы уменьшить или устранить покалывание
- Электронные контрольные приборы могут не работать должным образом во время использования изделия
- Не используй изделие во время вождения или работы с тяжелой техникой
- Не вставляй острые предметы в отверстия изделия
- Изделие можно использовать только с адаптером безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)

- Рекомендуем использовать стандартные блоки питания IEC60950 для зарядки изделия
- Никогда не используйте функцию очистки кожи в одном и том же месте в течение более длительного периода времени, чтобы избежать раздражения кожи, отека или небольших синяков
- Не используйте изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травм любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)
- Это средство не предназначено для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. Если у тебя есть проблемы с кожей или кожные заболевания, проконсультируйся с дерматологом перед использованием этого средства
- Не используйте изделие, если оно необычно теплое на ощупь, механически повреждено или деформировано, или обесцвечено
- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазами
- Используйте изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими и заменять насадки по мере необходимости
- Изделие предназначено для косметического использования на лице. Компания GESKE не несет ответственности за какие-либо вредные последствия, связанные с использованием изделия на других частях тела или использованием не по назначению, подключением изделия к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкостью или шариками
- Всегда проверяй, чтобы вилка и розетка были полностью сухими перед зарядкой. В противном случае возможны поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание. Изделие нельзя использовать, пока оно подключено к розетке

IT

Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.

PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO

Il tuo prodotto è uno scrub viso multifunzionale a microcorrente. È possibile utilizzare il dispositivo fino a 1 volta a settimana, al massimo 2 volte a settimana, ma non più di una volta al giorno. Non utilizzare più frequentemente. Per una sicurezza massima e risultati ottimali, segui sempre la tua skincare routine personalizzata creata dall'app GESKE.

Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.

SPECIFICHE:

Materiale: silicone, ABS, PC, acciaio inossidabile | **Temperatura di conservazione:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Batteria:** ioni di litio 3,7 V | **Capacità della batteria:** 700 mAh | **Corrente di carica massima:** 450 mA | **Tensione di carica:** 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 3,5 ore | **Tempo di funzionamento:** Il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate. | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** Vibrazione: 1 intensità, tecnologia ION, MicroCurrent: 1 intensità, tecnologia a luce LED: 1 colore

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!

Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:

- Se ti è stato impiantato un dispositivo medico o un altro dispositivo elettronico come un pacemaker
- Dopo trattamento laser o peeling chimico
- Dopo chirurgia estetica facciale

Nei seguenti casi, è necessario consultare il medico per verificare se il prodotto sia adatto all'uso:

- In presenza di malattie cardiache
- In caso di gravidanza. La sicurezza d'uso durante la gravidanza non è stata dimostrata
- Il prodotto può emettere luce intensa, evitare di applicarlo in direzione o in prossimità dell'occhio aperto

Ulteriori avvertenze sull'uso:

- Prima di utilizzare la tecnologia Microcurrent Facelift, il prodotto deve essere completamente asciutto
- Utilizzare la tecnologia Microcurrent Facelift solo in associazione al siero GESKE
- Non utilizzare la funzione di microcorrente nell'area del torace, intorno agli occhi, sulla linea mediana del collo, nell'area genitale/inguinale o sulla pelle arrossata e infiammata, su voglie e su capillari dilatati

- Gli effetti a lungo termine della microcorrente non sono noti
- Per effetto della stimolazione del nervo ottico, durante l'uso può essere percepita una luce lampeggiante. Se questa sensazione persiste senza utilizzare il prodotto, consultare un medico
- Durante l'applicazione può verificarsi una leggera sensazione di formicolio. Diminuire l'intensità della microcorrente per ridurre o eliminare il formicolio
- I dispositivi di monitoraggio elettronici potrebbero non funzionare correttamente mentre il dispositivo è in uso
- Non utilizzare mai il prodotto durante la guida o l'utilizzo di macchinari pesanti
- Non inserire oggetti appuntiti nelle aperture del prodotto
- Il prodotto può essere utilizzato solo con un adattatore di sicurezza a bassissima tensione (SELV)
- Per caricare il dispositivo, si consiglia di utilizzare alimentatori standard IEC60950
- Non utilizzare mai la funzione di scrub viso nello stesso punto per un periodo di tempo prolungato in modo da evitare irritazioni cutanee, gonfiore o piccoli lividi
- Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesa o ferite aperte (dopo qualsiasi tipo di infortunio), infezioni batteriche o virali della pelle (sia nell'area da trattare che altrove)
- Questo prodotto non è destinato al trattamento di patologie o disturbi della pelle. Se hai una patologia o un disturbo della pelle, consulta il tuo dermatologo prima di utilizzare questo prodotto
- Non utilizzare il prodotto se è 1. insolitamente caldo, 2. meccanicamente danneggiato o deformato, 3. scolorito
- In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompi l'uso e consulta un medico
- Il contorno occhi è molto sensibile; presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone e di cambiare gli accessori quando necessario
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso. GESKE non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

PL

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje użytkowania.

TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie do peelingu skóry z mikroprądami. Można je bezpiecznie stosować 1 raz w tygodniu, maksymalnie 2 razy w tygodniu, ale nie częściej niż raz dziennie. Nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałym rezultatom należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją spersonalizowaną rutynę.

DANE TECHNICZNE:

Materials: silikon, ABS, PC, stal nierdzewna | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C/23 – 140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 700 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 450 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 3,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności. | **Interfejs:** USB | **Programy:** Wibracje: 1 poziom intensywności, technologia ION, MicroCurrent: 1 poziom intensywności, technologia LED: 1 kolor

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

- W przypadku wszczepionego urządzenia medycznego lub innego urządzenia elektronicznego, np. rozrusznika serca
- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym
- Po zabiegach kosmetycznych twarzy

W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:

- W przypadku chorób serca
- W przypadku ciąży, Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone
- Produkt może emitować intensywne światło, należy bezwzględnie unikać stosowania go w kierunku lub w pobliżu otwartego oka

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

- Przed zastosowaniem technologii Mikrostrom Facelift produkt musi być całkowicie suchy
- Technologia Mikrostrom Facelift należy stosować wyłącznie w połączeniu z serum GESKE