

EN	
	
<div>MILEX[®] a CooperSurgical Brand</div>	
<h2>RING Folding Pessaries</h2>	
For uterine prolapse (Stage I and Stage II) R_xOnly	
AVAILABLE MODELS	
RING without SUPPORT	RING with SUPPORT
<div>[REF]</div> <div>MXPER (Pessary Only) MXKPER (Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>	<div>[REF]</div> <div>MXPRS (Pessary Only) MXKPRS (Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>
RING with KNOB without Support	RING with KNOB with SUPPORT
<div>[REF]</div> <div>MXPERK (Pessary Only) MXKPERK (Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>	<div>[REF]</div> <div>MXPRSK (Pessary Only) MXKPRSK (Pessary, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>
<div>[CE]0086</div>	
Single-Patient Use	
Wash pessary with mild soap and thoroughly rinse prior to initial use.	
DESCRIPTION	
The Milex® RING Pessary is a medical device made from silicone that is inserted into the vagina to function as a supportive structure of the uterus, bladder and/or rectum.	
WARNINGS	
<ul style="list-style-type: none">Sizes 11 through 13 contain a wire coil - remove before X-ray or MRI. Do not leave pessaries in place for long periods of time, as serious complications can occur which may require surgical intervention. Do not use these pessaries on a patient with a known silicone allergy.	
<div>[CooperSurgical]</div>	

ES	
	
<div>MILEX[®] a CooperSurgical Brand</div>	
<h2>Pesarios plegables de ANILLO</h2>	
Para prolapsos uterinos (de estadio I o II) R_xOnly	
MODELOS DISPONIBLES	
ANILLO sin SOPORTE	ANILLO con SOPORTE
<div>[REF]</div> <div>MXPER (solo pesario) MXKPER (pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>	<div>[REF]</div> <div>MXPRS (solo pesario) MXKPRS (pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>
ANILLO con BOTÓN y sin SOPORTE	ANILLO con BOTÓN y con SOPORTE
<div>[REF]</div> <div>MXPERK (solo pesario) MXKPERK (pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>	<div>[REF]</div> <div>MXPRSK (solo pesario) MXKPRSK (pesario, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>
<div>[CE]0086</div>	
Uso con una sola paciente	
Lave el pesario con un jabón suave y enjuáguelo bien antes de utilizarlo por primera vez.	
DESCRIPCIÓN	
El pesario de ANILLO de Milex® es un producto sanitario fabricado en silicona que se inserta en la vagina como sostén para el útero, la vejiga o el recto.	
ADVERTENCIAS	
<ul style="list-style-type: none">Los tamaños 11 a 13 contienen una bobina metálica que debe retirarse antes de realizar una radiografía o una resonancia magnética. No deje los pesarios colocados durante un período de tiempo prolongado, pues existe riesgo de complicaciones graves que pueden necesitar una intervención quirúrgica. No utilice estos pesarios con pacientes que presenten una alergia conocida a la silicona.	
<div>[CooperSurgical]</div>	

NL	
	
<div>MILEX[®] a CooperSurgical Brand</div>	
<h2>Opvouwbare RING-pessaria</h2>	
Voor baarmoederprolaps (Graad I en Graad II) R_xOnly	
BESCHIKBARE MODELLEN	
RING zonder STEUN	RING met STEUN
<div>[REF]</div> <div>MXPER (Alleen pessarium) MXKPER (Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>	<div>[REF]</div> <div>MXPRS (Alleen pessarium) MXKPRS (Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>
RING met KNOP met zonder STEUN	RING met KNOP met STEUN
<div>[REF]</div> <div>MXPERK (Alleen pessarium) MXKPERK (Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>	<div>[REF]</div> <div>MXPRSK (Alleen pessarium) MXKPRSK (Pessarium, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div>
<div>[CE]0086</div>	
Gebruik voor één patiënt	
Was het pessarium met milde zeep en spoel grondig vóór het eerste gebruik.	
BESCHRIJVING	
Het Milex® RING-pessarium is een medisch hulpmiddel van siliconen dat in de vagina wordt ingebracht om te fungeren als steun voor de baarmoeder, blaas en/of rectum.	
WAARSCHUWINGEN	
<ul style="list-style-type: none">Maten 11 t/m 13 bevatten een draadspool - verwijder deze vóór röntgenopnamen of MRI. Laat pessaria niet langere tijd op hun plaats, aangezien er ernstige complicaties kunnen ontstaan die chirurgische ingrepen kunnen vereisen. Gebruik deze pessaria niet bij patiënten met een gekende allergie voor siliconen.	
<div>[CooperSurgical]</div>	

- Chemicals in various vaginal preparations can interact with the pessary material, resulting in discoloration or deterioration of the pessary. TRIMO-SAN™ does not interact with the pessary material. Use only TRIMO-SAN. Other materials have not been tested for compatibility.

INDICATIONS FOR USE

- The RING without SUPPORT pessary is indicated for support in Stage I and Stage II prolapse.
- The RING with SUPPORT pessary is indicated for support in Stage I and Stage II prolapse complicated by a mild cystocele.
- The RING with KNOB pessary, without SUPPORT is indicated for stress urinary incontinence complicated by Stage I or Stage II uterine prolapse.
- The RING with KNOB with SUPPORT pessary is indicated for stress urinary incontinence complicated by Stage I or Stage II uterine prolapse and mild cystocele.

CONTRAINDICATIONS

- The presence of pelvic infections or lacerations
- A noncompliant patient
- Endometriosis
- Pregnant patient

RECOMMENDED CLEANING INSTRUCTIONS*

- Prepare a cleaning solution by mixing a mild soap (such as Dawn® or equivalent) with tap water using the soap manufacturer's recommended concentration. Prepare this solution in a container large enough to fully submerge the device.
- Soak and Scrub
 - Soak the device in the container of prepared soap solution for a minimum of 5 minutes.
 - Following the 5-minute soak period, scrub the device for a minimum of 15 seconds with a soft-bristled brush, such as a tooth brush and/or pipe brush. Scrub device below water line to prevent aerosolization of contaminants.
 - Following scrub, inspect device for visible soil residue.
- Rinse
 - Remove the device from the soap solution and thoroughly rinse under flowing tap water for a minimum of 30 seconds.
 - Allow the device to dry.

*New pessaries are powdered with food-grade powder.

PATIENT INSTRUCTIONS FOR PESSARY USE

CAUTION

COOPERSURGICAL RECOMMENDS PESSARIES BE INSERTED AND REMOVED BY THE PHYSICIAN OR OTHER HEALTHCARE PROFESSIONAL UNLESS OTHERWISE DIRECTED.

- To ensure the desired correction of your condition, your healthcare professional needs your full cooperation.
- It is essential that your healthcare professional inspect your vagina at frequent intervals for evidence of pressure and/or allergic reaction.
- A gradual increase in the interval of inspection may be considered at the discretion of the treating practitioner.
- It is important to evaluate the effects of the vaginal gel TRIMO-SAN.

REPORT ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS TO YOUR PHYSICIAN

- Any difficulty in urinating
- Any discomfort
- Any changes in the color or consistency of vaginal discharge
- Any increase in the amount of vaginal discharge or vaginal bleeding
- Any foul odor associated with vaginal discharge
- Vaginal itching
- If the pessary falls out

For medical emergencies and for all medically related advice, consult your healthcare professional.

FOR THE PHYSICIAN / HEALTHCARE PROFESSIONAL

Review these instructions with the patient to establish use regimen.

INSTRUCTIONS

- Wear dry gloves. When necessary, lubricate only the entering end of the pessary with TRIMO-SAN. Hold as illustrated in Figure 1.
- The pessary is folded along the axis of the bigger outer holes (or the inner notches for the RING without SUPPORT) by bringing the small round holes together. The KNOB will be at the top of the arch (see Figure 2). The arch formed points downward as shown with the RING pessary.

INSTRUCCIONES DE USO PARA LA PACIENTE

PRECAUCIÓN

A MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRO MODO, COOPERSURGICAL RECOMIENDA QUE LAS OPERACIONES DE INSERCIÓN Y RETIRADA DEL PESSARIO CORRIAN A CARGO DE UN MÉDICO O DE OTRO PROFESIONAL SANITARIO.

- Para garantizar que su problema se soluciona adecuadamente, el profesional sanitario necesita su plena colaboración.
- Asimismo, es crucial que el profesional sanitario realice revisiones periódicas de su vagina para ver si existen indicios de presión o de reacciones alérgicas.
- El médico encargado del tratamiento puede considerar apropiado alargar gradualmente la frecuencia con la que se realizan tales revisiones.
- Es importante evaluar los efectos del gel vaginal TRIMO-SAN

SI EXPERIMENTA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS, INFORME A SU MÉDICO:

- Dificultad para orinar
- Malestar o molestias de cualquier tipo
- Cambios en el color o la consistencia del flujo vaginal
- Aumento de la cantidad de flujo o de sangrado vaginal
- Olor desagradable asociado al flujo vaginal
- Prurito vaginal
- Salida del pesario

Para urgencias médicas y cualquier consejo de tipo médico, consulte a su profesional sanitario.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO / PROFESIONAL SANITARIO

Repase estas instrucciones con la paciente para establecer la pauta de uso.

INSTRUCCIONES

- Lleve guantes secos. En caso necesario, lubrique únicamente el extremo de inserción del pesario con TRIMO-SAN. Sostenga el dispositivo tal como se muestra en la figura 1.
- Plegue el pesario a lo largo del eje de los orificios externos más grandes (o de las muescas internas del pesario de ANILLO sin SOPORTE) haciendo coincidir los orificios redondos pequeños. El BOTÓN se encuentra en la parte superior del arco (consulte la figura 2).

PATIËNTINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN PESSARIUM

OPGREET

COOPERSURGICAL BEVEELT AAN DAT DE PESSARIA WORDEN INGEBRACHT EN VERWIJDERD DOOR DE ARTS OF ANDERE PROFESSIONELE ZORGVERLENERS, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

- Om de gewenste correctie van uw toestand te verzekeren, heeft de professionele zorgverlener uw volle medewerking nodig.
- Het is essentieel dat de professionele zorgverlener uw vagina met frequente intervallen inspecteert op sporen van druk en/of allergische reactie.
- Een geleidelijke toename van het inspectie-interval kan naar goeddunken van de behandelende arts worden overwogen.
- Het is belangrijk om de effecten van de vaginale gel TRIMO-SAN te evalueren.

MELD DE VOLGENDE SYMPTOMEN AAN UW ARTS

- Moeite bij het urineren
- Ongemak
- Veranderingen in de kleur of consistentie van vaginale afscheiding
- Toename van de hoeveelheid vaginale afscheiding of vaginale bloeding
- Onaangename geur geassocieerd met vaginale afscheiding
- Vaginale jeuk
- Als het pessarium uitvalt

Raadpleeg uw professionele zorgverlener voor medische noodgevallen en alle medisch gerelateerde adviezen.

VOOR DE ARTS / PROFESSIONELE ZORGVRELENER

Neem deze instructies met de patiënte door om het gebruiksschema te bepalen.

INSTRUCTIES

- Draag droge handschoenen. Smeer, wanneer nodig, alleen het ingaande uiteinde van het pessarium met TRIMO-SAN in. Houd vast zoals weergegeven in Figuur 1.
- Het pessarium wordt gevouwen langs de as van de grotere buitenste gaten (of de binnenste uitsparingen bij de RING zonder STEUN) door de kleine ronde gaten bij elkaar te brengen. De KNOP zal zich aan de

		
Figure 1	Figure 2	Figure 3
3. Direct the pessary past the cervix into the posterior fornix. Allow the pessary to open again into the ring shape after passing the introitus.	4. The index finger is inserted deep into the vagina to turn the pessary approximately 90° so that the KNOB is resting behind the symphysis pubis (see Figure 3). The RING pessaries in this position cannot be folded and pushed out.	5. Ask the patient to sit, stand and bear down slightly. If there is no leakage, and the patient is comfortable with the pessary in position, have her empty her bladder. A properly fitted pessary takes up slack in redundant tissue, holding the uterus higher in the vagina.
6. If the patient can void without difficulty, and the pessary remains in position upon re-examination, and the patient is comfortable with the pessary in place, this is a good indication that the correct size may have been selected. Patient experience may vary.	Note: If the patient is unable to urinate with the pessary in position, remove it and fit her with the next smaller size. Repeat as necessary.	7. Examine the patient while she is in the standing position to ensure the pessary has not shifted position. The patient should not feel the pessary once it is in position. The pessary should not be too loose as it may turn or be expelled and it should not be too tight as it may cause discomfort.
8. The healthcare professional should be able to sweep one finger between the pessary and the vaginal walls. If there is not enough space to do this, the next smaller size should be tried. If excessive space exists, the pessary will not be effective and may rotate or even be expelled.	9. It is sometimes necessary to refit the patient with a different size or type of pessary after a period of time. Do not assume that a replacement will always be the same size as the previous one. Check the fitting to ensure continued patient comfort and relief of symptoms. The useful life of a pessary is limited. Examine frequently for signs of deterioration (such as cracks or breaks in silicone outer surface). A pessary should be replaced if damaged.	10. Ulcerations and erosions frequently occur in cases of complete prolapse due to irritation of the exteriorized cervix or vaginal wall. Whenever possible, reducing the mass and treating the irritation are primary steps before using a pessary. Prolapse reduction may resolve cervical vaginal irritation. Verification of cervical cytology (pap) and/or biopsy as clinically indicated.

 </

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> ANNEAU avec SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRS</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPRS</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div> <div> ANNEAU avec BOUTON san SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPERK</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPERK</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRSK</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPRSK</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div></div> <div>CE0086</div>
Utilisation à usage unique (une seule patiente)
Avant sa première utilisation, laver le pessaire avec un savon doux et le rincer abondamment.
DESCRIPTION
Le pessaire ANNEAU Milex® est un dispositif médical en silicone à insérer dans le vagin pour soutenir l'utérus, la vessie et/ou le rectum.
MISES EN GARDE
<ul style="list-style-type: none">Les tailles 11 à 13 contiennent une bobine de fil à retirer avant toute radio ou IRM. Ne pas laisser en place les pessaires pendant de longues périodes, car il existe un risque de complications graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. Ne pas utiliser ces pessaires sur une patiente allergique au silicone.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>

SV
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
RING vikbara livmoderringar
För livmoderframfall (första eller andra graden) R_xOnly

TILLGÅNGLIGA MODELLER
<div> <div> RING utan MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Endast livmoderring)</div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> RING med MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRS</div> <div>(Endast livmoderring)</div> </div> <div> <div>MXKPRS</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div> <div> RING med KNOPP och MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPERK</div> <div>(Endast livmoderring)</div> </div> <div> <div>MXKPERK</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> RING med KNOPP och MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRSK</div> <div>(Endast livmodering)</div> </div> <div> <div>MXKPRSK</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div></div> <div>CE0086</div>
Ska endast användas av en och samma patient
Rengör livmoderringen med mild tvål och skölj noga innan den används för första gången.

BESKRIVNING
Milex® RING livmoderring är en medicinteknisk produkt tillverkad i silikon som förs in i slidan som stöd åt livmodern, urinblåsan och ändtarmen.
VARNINGAR
<ul style="list-style-type: none">Storlekarna 11 till 13 innehåller en trådspole – avlägsna före röntgen eller magnetisk resonanstomografi. Använd inte en livmodering under en längre tid, då det kan uppstå allvarliga komplikationer som kan kräva kirurgiskt ingrepp. Patienter som har en känd allergi mot silikon ska inte använda dessa livmoderringar.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>

AR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
فرزجات RING قابلة للطي
للثدي الرحم (في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية)

شرح الرموز
رقم إعادة الترتيب
رمز الصفحة
تاريخ الصلاحية
ارجع إلى تعليمات الاستخدام
تم الإنتاج بدون استخدام مادة لثيئة مطاطية طبيعية
تنبيه: يحظر القانون الفيدرالي الأمريكي أن يبيع الأطباء هذا الجهاز أو يظلوه بأقنصم
المستلحة الموصى بها
<ul style="list-style-type: none">يجب أن تعود المريضة في غضون 24 ساعة للفحص الأول. يجب أن تعود المريضة للفحص الثاني في غضون 3 أيام. يجب أن تعود المريضة للفحص كل بضعة أشهر.
ملاحظة: يمكن تغيير الجدول الزمني المتكثر أعلاه لفحوصات المتابعة ليلتئم احتياجات المريضة الفريدة وفقاً لتقدير مقدم الرعاية الصحية.
الشركة المصنعة
Dawn® علامة تجارية مسجلة للشركة Proctor & Gamble, سينتياي، أوهايو 45202 TRIMO-SAN™ هي علامة تجارية لشركة CooperSurgical, Inc. أما Milex® و CooperSurgical j وميلك هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة CooperSurgical, Inc. © 2017 CooperSurgical, Inc.

وصف
فرزجة RING® Milex أو جهاز طبي مصنوع من السيليكون يتم إدخاله في المهبل ليعمل كبنية داعمة للرحم و/أو المثانة و/أو المستقيم.
تحذيرات
<ul style="list-style-type: none">تحتوي الأجزاء من 11 إلى 13 على ملف سلك، لذا يجب إزالته قبل إجراء أشعة سينية أو تصوير بالرنين المغناطيسي. لا يجب ترك الفرزجات في مكانها لفترات طويلة من الوقت، حيث يمكن أن تؤدي لحادث مضاعفا خطيرة والتي قد تتطلب التدخل الجراحي.

- Les substances chimiques présentes dans diverses préparations vaginales peuvent interagir avec le matériau du pessaire et entraîner sa décoloration ou sa détérioration. Le TRIMO-SAN™ n'interagit pas avec le matériau du pessaire. Utiliser exclusivement du TRIMO-SAN. La compatibilité des autres matériaux n'a pas été testée.

- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**
- Le pessaire ANNEAU sans SUPPORT est indiqué pour soutenir les prolapsus de stades I et II.
 - Le pessaire ANNEAU avec SUPPORT est indiqué pour soutenir les prolapsus de stades I et II compliqués d'une cystocèle modérée.
 - Le pessaire ANNEAU avec BOUTON et sans SUPPORT est indiqué pour l'incontinence urinaire d'effort compliquée d'un prolapsus utérin de stades I et II.
 - Le pessaire ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT est indiqué pour l'incontinence urinaire d'effort compliquée d'un prolapsus utérin de stade I ou II et d'une cystocèle modérée.

CONTRÉ-INDICATIONS

- Présence d'infections pelviennes ou de lésations
- Patiente non-compliante
- Endométriose
- Grossesse

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE*

- Préparer une solution de nettoyage en mélangeant un savon doux (Dawn® ou équivalent) à de l'eau du robinet, en respectant les consignes de concentration du fabricant du savon. Préparer cette solution dans un récipient assez grand pour pouvoir immerger complètement le dispositif.
- Laisser tremper et frotter
 - Laisser tremper le dispositif dans le récipient de solution de nettoyage pendant au moins 5 minutes.
 - Après la période de trempage de 5 minutes, frotter le dispositif pendant au moins 15 secondes avec une brosse à poils doux, telle qu'une brosse à dents et/ou une brosse à tube. Frotter le dispositif dans l'eau pour éviter la dissémination des contaminants dans l'air.
 - Après avoir frotté, vérifier visuellement l'absence de résidus de saletés sur le dispositif.
- Rincer
 - Retirer le dispositif de la solution de nettoyage et le rincer abondamment sous l'eau courante, pendant au moins 30 secondes.
 - Laisser sécher le dispositif.

*Les pessaires neufs sont recouverts de poudre de qualité alimentaire.

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> ANNEAU avec SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRS</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPRS</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div> <div> ANNEAU avec BOUTON san SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPERK</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPERK</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRSK</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPRSK</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div></div> <div>CE0086</div>
Utilisation à usage unique (une seule patiente)
Avant sa première utilisation, laver le pessaire avec un savon doux et le rincer abondamment.
DESCRIPTION
Le pessaire ANNEAU Milex® est un dispositif médical en silicone à insérer dans le vagin pour soutenir l'utérus, la vessie et/ou le rectum.
MISES EN GARDE
<ul style="list-style-type: none">Les tailles 11 à 13 contiennent une bobine de fil à retirer avant toute radio ou IRM. Ne pas laisser en place les pessaires pendant de longues périodes, car il existe un risque de complications graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. Ne pas utiliser ces pessaires sur une patiente allergique au silicone.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>

SV
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
RING vikbara livmoderringar
För livmoderframfall (första eller andra graden) R_xOnly

TILLGÅNGLIGA MODELLER
<div> <div> RING utan MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Endast livmoderring)</div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> RING med MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRS</div> <div>(Endast livmoderring)</div> </div> <div> <div>MXKPRS</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div> <div> RING med KNOPP och MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPERK</div> <div>(Endast livmoderring)</div> </div> <div> <div>MXKPERK</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> RING med KNOPP och MEMBRAN <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRSK</div> <div>(Endast livmodering)</div> </div> <div> <div>MXKPRSK</div> <div>(Livmodering, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div></div> <div>CE0086</div>
Ska endast användas av en och samma patient
Rengör livmoderringen med mild tvål och skölj noga innan den används för första gången.

- Kemikalerna i olika vaginalpreparat kan reagera med materialet i livmoderringen och leda till missfärgning eller nedbrytning av denna. TRIMO-SAN™ reagerar inte med materialet i livmoderringen. Använd endast TRIMO-SAN. Andra material har inte testats för kompatibilitet.
- BRUKSANVISNING**
- RING utan MEMBRAN livmoderring är indikerad som stöd vid första och andra gradens framfall.
 - RING med MEMBRAN är indikerad som stöd vid första och andra gradens framfall komplicerat med mild cystocele.
 - RING med KNOPP utan MEMBRAN är indikerad för ansträngningsinkontinens komplicerad med första eller andra gradens livmoderframfall.
 - RING med KNOPP och MEMBRAN är indikerad för ansträngningsinkontinens komplicerad med första eller andra gradens livmoderframfall och mild cystocele.
- KONTRAINDIKATIONER**
- Förekomst av bäckeninfektion eller sår
 - En icke-kompatibel patient
 - Endometriosis
 - Gravid patient
- ANVISNINGAR FÖR REKOMMENDERAD RENGÖRING***
- Förbered en rengöringslösning genom att blanda en mild tvål (Lex. Dawn® eller motsvarande) med kravneten, enligt tvåtillverkarens rekommenderade koncentration. Förbered denna lösning i en behållare som är tillräckligt stor för att doppa produkten helt.
 - Blötlägg och borsta
 - Blötlägg produkten i behållaren med förberedd tvålösning i minst 5 minuter.
 - Borsta, efter 5 minuter blötlagning, produkten i minst 15 sekunder med en mjuk borste, t.ex. en tandborste och/eller rörborste. Borsta produkten under vattenlinjen för att förhindra aerosolisering av smittämnen.
 - Kontrollera, efter borstningen, produkten med avseende på synliga jordrester.
 - Skölj
 - Ta ut produkten ur tvålösningen och skölj den ordentligt under rinnande kravneten i minst 30 sekunder.
 - Låt produkten torka.

*Nya pessarer är prudrade med livsmedelsgodkânt pulver.

INSTRUKTIONS D'UTILISATION DU PESSAIRE DESTINÉES À LA PATIENTE

- IMPORTANT**
- COOPERSURGICAL CONSEILLE LA MISE EN PLACE ET LE RETRAIT DES PESSAIRES PAR LE MÉDECIN OU TOUT AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ, SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES.
- Pour garantir la bonne prise en charge de votre problème, votre professionnel de santé a besoin de votre pleine coopération.
 - Il est essentiel que votre professionnel de santé examine votre vagin à intervalles réguliers pour vérifier l'absence de pression et de réaction allergique.
 - Une augmentation graduelle de l'intervalle d'examen peut être envisagée à la discrétion du médecin.
 - Il est important d'évaluer les effets du gel vaginal TRIMO-SAN.

LES SYMPTÔMES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE RAPPORTÉS À VOTRE MÉDECIN

- Difficultés pour uriner
- Gêne
- Modification de la couleur ou de la consistance des pertes vaginales
- Augmentation de la quantité de pertes vaginales ou des saignements vaginaux
- Pertes vaginales malodorantes
- Démangeaisons au niveau du vagin
- Sortie du pessaire

Pour les urgences médicales et pour tout avis médical, consulter votre professionnel de santé.

POUR LE MÉDECIN / LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Passer ces instructions en revue avec la patiente pour établir le mode d'utilisation.

INSTRUCTIONS

- Porter des gants secs. Si nécessaire, lubrifier uniquement l'extrémité d'insertion du pessaire avec du TRIMO-SAN. Tenir le dispositif comme illustré par la Figure 1.

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> ANNEAU avec SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRS</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPRS</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div> <div> ANNEAU avec BOUTON san SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPERK</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPERK</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRSK</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPRSK</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div></div> <div>CE0086</div>
Utilisation à usage unique (une seule patiente)
Avant sa première utilisation, laver le pessaire avec un savon doux et le rincer abondamment.
DESCRIPTION
Le pessaire ANNEAU Milex® est un dispositif médical en silicone à insérer dans le vagin pour soutenir l'utérus, la vessie et/ou le rectum.
MISES EN GARDE
<ul style="list-style-type: none">Les tailles 11 à 13 contiennent une bobine de fil à retirer avant toute radio ou IRM. Ne pas laisser en place les pessaires pendant de longues périodes, car il existe un risque de complications graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. Ne pas utiliser ces pessaires sur une patiente allergique au silicone.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>

PATIENTANVISNINGAR VID ANVÄNDNING AV LIVMODERRING

- FÖRSIKTIGHET**
- COOPERSURGICAL REKOMMENDERAR ATT LIVMODERRINGEN INPASSAS AV LÅKARE ELLER ANNAN HÄLSOVÅRDSPERSONAL. SAVIDA INGET ANNAT ANGES.
- Vårdgivaren behöver ditt samarbete för att säkerställa önskad korrigering av ditt tillstånd.
 - Det är viktigt att vårdgivaren regelbundet undersöker ditt underliv för tecken på tryck från ringen och/eller allergiska reaktioner.
 - Undersökningarnas intervall kan gradvis ökas om behandlande läkare finner det lämpligt.
 - Det är viktigt att utvärdera effekterna av TRIMO-SAN vaginalgel.


MEDDELA LÅKAREN OM NÅGOT AV FÖLJANDE SYMPTOM UPPSTÅR
<ul style="list-style-type: none">Svärigheter att kissa Obehag Förändring av flytningars färg eller konsistens Ökning av flytningar eller livmoderblödningar Konstig lukt associerad med flytningar Vagnalklåda Om livmoderringen faller ut

Rådfråga vårdgivaren vid nödsituationer eller om du söker läkarråd.

FÖR LÄKARE/HÄLSOVÅRDSPERSONAL

Gå igenom dessa anvisningar tillsammans med patienten för att fastslå en användningsregim.

- ANVISNINGAR**
- Använd torra handskar. Vid behov ska endast den inträdande änden av livmoderringen smörjas med TRIMO-SAN. Håll den som visas i figur 1.
 - Livmoderringen viks längs med axeln med de större, yttre hålen (eller de inre skåromna på RING med MEMBRAN) genom att föra ihop de små, runda hålen. KNOPPEN kommer att ligga vid toppen av bågen (se figur 2). Bågen pekar nedåt såsom visas på RING livmoderring.



- Plier le pessaire le long de l'axe qui porte les orifices extérieurs les plus grands (ou les encoches intérieures pour l'ANNEAU sans SUPPORT) en faisant coïncider les petits trous ronds. Le BOUTON se trouve au sommet de l'arc (voir Figure 2). L'arc formé pointe vers le bas, comme illustré avec le pessaire ANNEAU.

- Amener le pessaire au-delà du col utérin jusque dans le cul-de-sac vaginal postérieur. Laisser le pessaire reprendre sa forme d'anneau après le passage de l'entrée du vagin.
- Insérer l'index loin dans le vagin pour faire tourner le pessaire sur environ 90°, afin que le BOUTON repose derrière la symphyse pubienne (voir Figure 3). Dans cette position, les pessaires ANNEAUX ne peuvent pas être pliés et évacués.
- Demander à la patiente de s'asseoir, de se lever et de pousser légèrement. S'il n'y a pas de fuite et si la patiente ne ressent pas d'inconfort avec le pessaire installé, lui demander de vider sa vessie. Un pessaire correctement installé corrige le relâchement des tissus superfus et remonte l'utérus dans le vagin.
- Si la patiente peut vider sa vessie sans difficulté et que le pessaire reste en place après réexamen, et si la patiente ne ressent pas d'inconfort dû au pessaire, cela indique que la bonne taille a été sélectionnée. La sensation peut varier selon les patientes.


Remarque : Si la patiente est incapable d'uriner une fois le pessaire installé, le retirer et installer un pessaire de la taille inférieure. Répéter la procédure.

- Examiner la patiente quand elle est debout pour s'assurer que le pessaire n'a pas bougé. Une fois qu'il est en place, la patiente ne doit pas sentir le pessaire. Le pessaire ne doit pas être trop lâche car il pourrait tourner ou être expulsé, et il ne doit pas être trop serré pour ne pas causer d'inconfort.

- Le professionnel de santé doit pouvoir passer un doigt entre le pessaire et les parois du vagin. S'il manque d'espace pour le faire, essayer avec la taille inférieure. Si l'espace est trop grand, le pessaire sera inefficace et peut tourner et même être expulsé.

- Il est parfois nécessaire d'installer un pessaire de taille ou de type différent sur une même patiente après un certain laps de temps. Ne pas partir du principe qu'un remplacement se fera automatiquement avec un pessaire de même taille. Vérifier l'ajustement du dispositif pour

FR
<div></div> <div>MILEX[®] <small>a CooperSurgical Brand</small></div>
Pessaires ANNEAUX pliables
Pour les prolapsus utérins (stades I et II) R_xOnly
MODÈLES DISPONIBLES
<div> <div> ANNEAU sans SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPER</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPER</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> ANNEAU avec SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRS</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPRS</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div> <div> ANNEAU avec BOUTON san SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPERK</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPERK</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div> <div> <div> ANNEAU avec BOUTON et SUPPORT <div> <div></div> <div>REF</div> </div> <div> <div>MXPRSK</div> <div>(Pessaire uniquement)</div> </div> <div> <div>MXKPRSK</div> <div>(Pessaire, TRIMO-SAN™, Jel Jector)</div> </div> </div> </div>
<div></div> <div>CE0086</div>
Utilisation à usage unique (une seule patiente)
Avant sa première utilisation, laver le pessaire avec un savon doux et le rincer abondamment.
DESCRIPTION
Le pessaire ANNEAU Milex® est un dispositif médical en silicone à insérer dans le vagin pour soutenir l'utérus, la vessie et/ou le rectum.
MISES EN GARDE
<ul style="list-style-type: none">Les tailles 11 à 13 contiennent une bobine de fil à retirer avant toute radio ou IRM. Ne pas laisser en place les pessaires pendant de longues périodes, car il existe un risque de complications graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale. Ne pas utiliser ces pessaires sur une patiente allergique au silicone.
<div></div> <div>CooperSurgical</div>



- För in livmoderringen förbi livmoderhalsen och in i bakre fornix. Låt livmoderringen återfå sin ringform när den kommit förbi introitus.
- Pekfingeret förs djupt in i slidan för att vrida livmoderringen cirka 90° så att KNOPPEN vilar bakom bygdensfogens (se figur 3). I detta läge går det inte att vika och trycka ut RING livmoderringen.

- Be patienten att sitta ned, stå upp och huka sig något. Om inget läckage uppstår och om patienten känner sig bekväm med livmoderringen i denna position, be henne att tömma blåsan. En väl inpassad livmoderring tar upp gäpp i överflödig vävnad och håller upp livmodern i slidan.
- Om patienten kan urinera utan svårigheter, en ny undersökning visar att livmoderringen har behållit sin position och patienten känner sig bekväm med ringen på plats, är det goda tecken på att rätt storlek har valts. Upplevelsen kan skilja sig från patient till patient.

Observera: Om patienten inte kan urinera med livmoderringen på plats ska du ta ut den och prova med nästa mindre storlek. Upprepa vid behov.

- Undersök patienten medan hon står upp för att utesluta att livmoderringen har skiftat position. Väl i denna position borde patienten inte känna av ringen. Ringen bör inte sitta alltför löst eftersom den kan vrida sig eller falla ut och inte alltför hårt eftersom det kan orsaka obehag.

- Vårdgivaren bör kunna glida ett finger mellan livmoderringen och slidans väggar. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för detta ska du prova med nästa mindre storlek. Om det finns alltför mycket utrymme kommer inte ringen att vara effektiv och kan rotera eller L.o.m. falla ut.

- Ibland är det nödvändigt att inpassa patienten med en annan storlek eller typ av livmoderring efter en tid. Du bör inte anta att utbytet alltid kommer att vara mot en av samma storlek som föregående. Kontrollera inpassningen för att säkerställa fortsatt bekvämlighet och symptomlindring för patienten. Livmoderingarnas livslängd är begränsad. Undersök dem regelbundet för tecken på försämring (exempelvis sprickor eller öppningar i den yttre silikonytan). Ersätt skadade ringar.
- Särbildning och erosion uppstår regelbundet vid komplett framfall eftersom livmoderhalsens utsida och slidans väggar irriteras. Om möjligt bör massan reduceras och irritationen behandlas innan livmoderringen börjar användas. Vid reduktion av framfallet kan iritationen i

s'assurer du confort de la patiente et de la correction de ses symptômes. La durée de vie d'un pessaire est limitée. Rechercher fréquemment des signes de détérioration (fissures ou cassures dans la surface en silicone). Un pessaire endommagé doit être remplacé.

- Des ulcérations et des érosions se produisent fréquemment en cas de prolapsus intégral, en raison de l'irritation du col utérin ou des parois vaginales sort(ies). Si possible, réduire la masse et traiter l'irritation sont les premières étapes à effectuer avant l'utilisation d'un pessaire. La réduction du prolapsus peut résoudre l'irritation du col utérin ou du vagin. Vérification de la cytologie cervicale (frottis) et/ou biopsie selon l'indication clinique.

- À chaque visite, le vagin doit être soigneusement examiné à la recherche d'un signe de pression ou de réaction allergique. La patiente doit être questionnée concernant les douches vaginales, ses pertes vaginales, ses problèmes de transit ou urinaires. Il peut s'avérer nécessaire d'installer une autre taille ou un tout autre type de pessaire.

- À la discrétion du médecin, ce dernier peut indiquer à la patiente comment retirer