

Opbergen

Berg de tandenbleek strips op en bewaar in een droge kamer. Houd uit het zicht van kinderen

Belangrijke tips

- Gebruik regelmatig om de drie maanden de set om een wittere en stralende lach te krijgen
- Om een bleek effect te bereiken en te behouden, adviseren we om de volgende gewoontes te vermijden of te verminderen: Roken, thee, koffie, cola, rode wijn, pigmentrijke voedsel zoals kersen, bosbessen
- Beëindig een kuur binnen zes dagen

Handig om te weten

Na hoeveel behandelingen zie ik resultaat?

Dat verschilt per persoon en de conditie van je gebit. Gemiddeld zien mensen resultaat na drie tot zeven behandelingen.

Krijg je gevoelige tanden na gebruik?

In de meeste gevallen niet. De producten van Breathec bevatten namelijk geen peroxide, een stof die gevoelige tanden veroorzaakt. Iets wat wel mogelijk is maar wat weinig voorkomt, is dat u tot een uur na het bleken van de tanden een klein beetje gevoeligheid kunt ervaren. Tijdens het bleken kan u wel een lichte tinteling in uw gebit ervaren.

Ingrediënten

Water/Aqua, Glycerin, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Xanthan Gum, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Sucralose, Ethylhexylglycerin.

Waarschuwingen

- Niet geschikt voor kinderen onder 16 jaar
- Niet aanbevolen voor zwangere vrouwen
- Vermijd direct contact met ogen of huid
- Niet gebruiken als u zweren heeft, bloot tandvlees of een tandartsbehandeling hebt gehad
- Als u enig ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een tandarts
- Niet geschikt voor keramische of nep tanden
- Niet geschikt voor tandverkleuring veroorzaakt door letsel of medicijnen
- Niet geschikt voor ernstige tetracycline en rotte tanden
- Niet geschikt voor defect glazuur, uitgezet dentine en beschadigde tanden

Contacteer een tandarts wanneer je ongemak ervaart tijdens het gebruik van de Breathec Tandensbleek Set Pro.

Vragen of hulp nodig?

We zijn 24/7 bereikbaar via support@breathec.nl.

Benieuwd naar ons volledige assortiment?

Scan de onderstaande QR-code.



www.breathec.nl

TMC Trading
Voert 18, 1861 PE, Bergen (NH), Nederland

Made in China



TANDEN BLEEK SET PRO

16 MINUTEN HANDLEIDING

TANDEN BLEEK SET PRO

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw **Breathec Tandенbleek Set Pro!** In deze handleiding vind je waardevolle tips en informatie die jou helpen het meeste uit de set te halen.

MERKVISIE

Breathec combineert wetenschap en technologie in slimme whitening oplossingen. Onze missie? Ervoor zorgen dat iedereen tevreden is over zijn of haar gebit en waarmee iedereen rondloopt met een mooie glimlach.

Ontdek de kracht van onze tandenbleekset - de ideale oplossing voor een stralende, wittere glimlach. Met onze geavanceerde formule verwijderen deze set effectief tandverkleuringen, zonder dure tandartsbezoeken. Geniet van het gemak en de zelfverzekerdheid van een wittere glimlach met onze tandenbleekset.

GEBRUIK

Voor de tandenbleek set kan worden gebruikt moet deze eerst worden klaargezet. Met een stappenplan en slimme tips loop je voordat je het weet een stralende glimlach rond!

Lees de instructies goed door om problemen te voorkomen. Loop je toch vast? Stuur ons gerust een mailtje. We helpen je graag!

Benodigheden

- Tandенbleek Set
- Water om te spoelen
- Timer

Do's

- Grondig spoelen. Water op het tandoppervlak moet volledig opgedroogd zijn.
- Gel gelijkmatig op de tanden aanbrengen
- Leders tanden zijn verschillend. Sommige mensen zullen een lichte gevoeligheid voelen, wat een normaal verschijnsel is. U kunt whitening repaarsnece aanbrengen om het ongemak te verlichten. Als uw gevoeligheid ernstig is, gelieve de gebruikstijd te verminderen of onmiddellijk te stoppen met het gebruik
- Gel weg vegen als er teveel gel is aangebracht
- Als er gel op uw gezicht of kleren zit, direct wassen
- Dop direct terug op de spuit doen om te voorkomen dat de werkzame stoffen vervliegen

Don'ts


- Te veel speeksel. Dit zal de concentratie van de gel verdunnen
- Direct aanbrengen van gel op tandvlees

STAPPENPLAN

STAP 1

Vorbereiding

- Maak het mondstuk schoon en droog het af
- Poets vervolgens uw tanden met tandpasta en spoel het met water na
- Schuif het beschermende kapje van de batterij weg en plaats de batterijen in de lamp
- Bevestig het mondstuk aan de lamp
- Maak een before foto met de Tintenkaart



STAP 2

Gel aanbrengen

- Breng 0,5- 0,7 ml whitening gel aan op beide zijden van het mondstuk. Net genoeg om de voorste oppervlakken van
- Verspreid de gel met je tanden over het mondstuk



STAP 3

Tanden bleken

- Plaats het mondstuk over uw tanden. Veeg de gel weg die in contact is geweest met uw tandvlees
- Druk op de startknop om de behandeling te starten
- Het UV-licht gaat automatisch uit na 10 minuten en maakt een geluid, zodat je weet dat de behandeling klaar is. Je kan nu het bitje uitnemen



STAP 4

Afronden

- Spoel je mond goed met water
- Maak de tray schoon
- Berg alles weer netjes op in de verpakking



Je hebt alle stappen voltooid, zorg dat je dit proces op zes achtereenvolgende dagen herhaalt, voor het ultieme Breathec resultaat!