



WratX is een middel voor wratverwijdering dat kan worden gebruikt voor de behandeling van wratten op handen, voeten en romp. Niet aanbrengen op wratten in het gezicht / op de geslachtsorganen, op likdoorns, waterwratten (molluscum), verharde huid of op andere huiddefecten. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Lees voor gebruik zorgvuldig de productinformatie.

### WAT IS WRATX

WratX is een middel om wratten te verwijderen bij volwassenen en kinderen. Het helpt het lichaam wratten uit te drogen zodat het lichaam ze kan afstoten. WrattX werkt langdurig en er is maar een zeer kleine hoeveelheid nodig om het gewenste effect te bereiken. De oplossing wordt onmiddellijk in de wrat opgenomen. WrattX laat geen vlekken op de huid achter en is onzichtbaar. U kunt bijvoorbeeld direct na het aanbrengen sokken aantrekken of in bad gaan.

WratX is een Zweeds gepatenteerd en CE-gemarkeerd medisch hulpmiddel dat biologisch afbreekbaar is. WrattX doodt bacteriën en veroorzaakt geen littekens of infecties. Eén flesje WrattX (5 ml) is voldoende voor ongeveer 30 behandelingen voor 1–5 wratten.

### VOORZORGSMAATREGELEN

Voor een effectief gebruik is maar een zeer kleine hoeveelheid van de oplossing nodig. Onjuist of te veel aanbrengen kan pijn en huidbeschadiging veroorzaken. Als u te veel gebruikt of per ongeluk WrattX op uw huid morst, kan de buitenste laag van de huid verschrompelen en kunnen er blaren ontstaan. Eventuele effecten op de huid genezen doorgaans binnen enkele weken.

Wees extra voorzichtig bij de behandeling van kinderen, mensen met diabetes of plekken met dunne huid; zie 'dosering en aanbrengen'.

De wratten **niet afvilen**. De wratten kunnen dan gevoelig worden en het enige resultaat is, is dat ze een nieuw hard oppervlak vormen. **Breng nooit pleisters op de wrat aan**. Dit kan leiden tot een gevoelige huid of zelfs schade.

WratX heeft een **bijtende werking** en een sterke geur. Het mag niet worden ingenomen of ingeademd. Bij morsen op de huid, onmiddellijk afspolten met koud water. Als het middel in **uw ogen** komt, ruim spoelen met water gedurende 15 minuten en uw arts raadplegen of 112 bellen.

### DOSERING EN AANBRENGEN

Wees uitermate voorzichtig bij het aanbrengen van het middel. Houd tijdens de behandeling het flesje niet in de hand. Zet het op een wastafel of een vergelijkbare ondergrond zodat er geen beschadiging van uw huid, geverfde oppervlakken of textiel kan optreden mocht het flesje omvallen. Plaats de schroefop na gebruik goed terug. Gebruikte wattenstaafjes moeten met water worden afgespoeld voor ze worden weggegooid.

-  Doop het wattenstaafje in WrattX en veeg de overtollige vloeistof voorzichtig af. Het wattenstaafje moet net vochtig zijn.
-  Duw het wattenstaafje 2–3 keer licht tegen de wrat. Zorg ervoor dat de omringende huid niet wordt aangeraakt.
- Behandel de wrat **steeds** eens per week tot de wrat is verdwenen, anders wordt het proces verstoord. Na 4–5 behandelingen kunt u, als alles er goed uitziet, om de vijf dagen behandelen. Dit geldt met name voor lang bestaande en/of grote wratten bij volwassenen. Gebruik niet meer dan de aangegeven dosis.
- Bij behandeling van wratten op **dunne huid** kan minder oplossing soms al voldoende zijn. Behandel dit soort wratten minder vaak, bijvoorbeeld om de twee of drie weken.
- Wanneer een aantal wratten (meer dan vijf) wordt behandeld, begin de behandeling dan met twee wratten om te kijken hoe ze reageren. Als na enkele weken behandeling alles er goed uitziet, behandel dan ook de overige wratten. Meerdere kleine wratten kunnen tegelijk worden behandeld zonder het wattenstaafje opnieuw in WrattX te dopen (één keer indopen is voldoende voor 3–5 wratten, soms meer – afhankelijk van hun grootte). Begin met de grootste wratten. Soms kunnen er nieuwe wratten verschijnen die onder de huid al aanwezig waren.
- Na enkele behandelingen verschijnen er doorgaans zwarte stipjes in de wrat. Dit zijn kleine bloedvaatjes die in het hart van de wrat groeien om deze van bloed te voorzien. Dit is een teken dat de wrat aan het verdwijnen is en de behandeling moet worden voortgezet tot de zwarte stipjes en de wrat volledig zijn verdwenen. Soms kunnen de zwarte stipjes wat bloeden wanneer u aan de wrat gekrabbeld hebt. Wacht enkele minuten alvorens WrattX aan te brengen tot het bloeden is gestopt, anders kan het pijn doen. Als het aanbrengen pijnlijk is, breng dan koud water aan om de pijn te verlichten. De wrat kan ook wit worden en in eerste instantie verder uitgroeien voor deze begint uit te drogen. Wanneer de wrat zich uitbreidt, kan de omringende huid gevoelig worden.
- Houd de wrat tussen de behandelingen zacht door hem in te wrijven met gewone huidlotion of -olie. De resten van de wrat laten dan gemakkelijker los. Als de wrat gevoelig is, of als deze klopt (geldt voornamelijk voor voetwratten), hebt u mogelijk te veel wrattenmiddel aangebracht en/of kan de wrat niet omhoog/te voorschijnkomen door de bovenliggende huid. Als de wrat door huid wordt bedekt, moet er een opening in de huid worden gemaakt om de wrat vrij te maken. Voor wratten op de nagelriem moet mogelijk een gaatje worden gemaakt in de bovenste huidlaag zodat het middel op de wrat terecht kan komen. Als uw wrat oud of hard is, verweek deze dan vóór behandeling gedurende 20–30

minuten in warm water. Haal de huid boven de wrat weg of til deze op. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een pincet. Verwijder de dikke eeltlaag voorzichtig, bij naar binnen groeiende voetwratten.

### BEHANDELING VAN KINDEREN

De behandeling van kinderen moet altijd door de ouders worden uitgevoerd. Houd nauwkeurig de dosering en wijze van aanbrengen aan aangezien de oplossing bijtend is. Kleine kinderen hebben een zachte, dunne huid. Gebruik zeer weinig WrattX op wratten bij kinderen. Eén keer dopen in de oplossing is voldoende voor een aantal wratten. De wratten verdwijnen doorgaans na 2–3 behandelingen.

Kinderen **jonger dan 4 jaar** mogen met WrattX worden behandeld, maar overtuig u er altijd van het een echte wrat is en niet een ander type huidbeschadiging. Raadpleeg voor behandeling uw arts. Bij kinderen jonger dan 4 jaar is het met name belangrijk de dosis te verlagen. Wrijf het wattenstaafje altijd af aan een tissue voor u een aantal keren licht over de wrat strijkt.

- Als het kind aan de wrat gaat likken, kan het behandelde gebied worden gewassen aangezien WrattX onmiddellijk intrekt.
- Als de wrat bij behandeling pijn doet of prikt, spoel de wrat dan met koud water en breng geen oplossing meer aan. De oplossing is dan al in de wrat getrokken.

### BEHANDELING VAN MENSEN MET DIABETES

Mensen met diabetes mogen WrattX alleen gebruiken op gezonde huid (onbeschadigd en niet door diabetes aangetast) en moeten extra voorzichtig zijn. Bij problemen altijd uw arts/verpleegkundige of diabetespedicure raadplegen.

### HOE LANG MOET WRATX WORDEN GEBRUIKT?

WratX is uitermate effectief – de meeste wratten verdwijnen en komen niet meer terug. Er zijn echter veel verschillende soorten wratten en de tijd die nodig is hen te verwijderen, kan daarom variëren. Meestal zijn er 5 tot 15 behandelingen nodig, maar het kan ook korter of langer duren. Factoren die van invloed kunnen zijn hoe lang u de behandeling moet toepassen voordat de wratten verdwijnen, zijn uw leeftijd, het soort wrat, uw afweersysteem, de plaats van de wrat en hoe lang de wrat er al zit. Een verminderde afweer en medicatie met bijv. cortison kunnen ertoe leiden dat het langer duurt voor de wratten verdwijnen. Nieuwe wratten zijn doorgaans gemakkelijker te verwijderen dan oude wratten. Wratten bij kinderen laten zich meestal gemakkelijker verwijderen dan die bij volwassenen en handwratten verdwijnen vaak gemakkelijker dan voetwratten. Voor jarenlang bestaande, naar binnen groeiende voetwratten en nagelriemwratten kan het lang duren voor u merkt dat de behandeling een duidelijk effect heeft en het duurt aanzienlijk langer voor de wrat volledig is verdwenen.

### WANNEER MOET IK OPHOUDEN

Stop het gebruik van WrattX wanneer er geen zwarte stipjes meer zichtbaar zijn of als de wrat is afgevallen, verschrompeld of als er een 'gat' zit op de plek van de wrat. Na verloop van tijd wordt de huid weer glad. Als u de behandeling te lang voortzet nadat de wrat is verdwenen, wordt de huid roze en wat vochtig. U moet dan onmiddellijk stoppen met het aanbrengen van WrattX. Controleer na enkele weken de plek waar de wrat heeft gezeten; een klein puntje kan duiden op resten van de wrat. U moet dan nog een paar keer extra met WrattX behandelen.

### BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Er zijn geen bekende risico's ten aanzien van zwangerschap en het geven van borstvoeding.

### MOGELIJKE BIJWERKINGEN

- In sommige gevallen kan gevoeligheid, pijn of roodheid optreden, of kan een wondje ontstaan. Dit is vaak het gevolg van een te hoge dosering of van het gebruik van pleisters. Als er bijwerkingen optreden, onderbreek de behandeling dan gedurende een aantal weken om de huid rust te gunnen.
- Als u het middel morst of te veel gebruikt, kan de bovenste huidlaag verschrompelen en kunnen er blaren ontstaan. Eventuele effecten op de huid genezen doorgaans binnen enkele weken.
- Zo nu en dan kan er bij aanbrengen een prikkend/pijnlijk gevoel optreden. Als het onaangenaam aanvoelt, breng dan koud water aan en het onaangename gevoel verdwijnt.

### GEbruik WRATX NIET:

- Als de behandelde wrat gevoelig wordt, bloedt of als de huid geïrriteerd raakt of er zweren ontstaan. Behandel een gevoelige wrat nooit met meer wrattenmiddel. Onderbreek de behandeling gedurende een aantal weken om de huid rust te gunnen.
- Gebruik WrattX niet in combinatie met andere methoden om wratten te verwijderen

**Bewaren:** buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur, beschermd tegen direct zonlicht.

**Inhoud:** kleurloze oplossing van mierenzuur (mierenzuur, water, glycerol, citroenolie).

**Verpakking:** glazen flesje met kindveilige beschermende schroefop, gebruiksaanwijzing en wattenstaafjes voor aanbrengen.

**Houdbaarheid:** zie datum op het flesje en de verpakking.

Bezoek onze website [www.wratx.nl](http://www.wratx.nl)