



WRATTENPLEISTERS BEHANDELT & BESCHERMT

Voor het verwijderen van wratten*



LEES ZORGVULDIG DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U WARTNER® GEBRUIKT OM ONJUIST GEBRUIK TE VOORKOMEN.

INFORMATIE OVER WRATTEN EN VOETWRATTEN

Wratten zijn onschuldige verdikkingen van de huid die veroorzaakt worden door het "human papilloma virus" (HPV). Er bestaan verschillende soorten wratten, maar de meest voorkomende zijn de gewone wratten. Deze wratten bestaan uit een kern van bindweefsel met bloedvaten en zijn omhuld met laagjes epitheelweefsel.

Gewone wratten kunt u herkennen aan het ruwe "bloemkoolachtige" oppervlak. Voetwratten zijn hetzelfde als gewone wratten, alleen zitten deze op de voetzool, hielen of op de onderkant van de tenen. Voetwratten zijn doorgaans platter en zijn ook vaak pijnlijker door de druk bij het lopen. Wratten zijn erg besmettelijk en komen vaker voor wanneer het afweersysteem van het lichaam verminderd is. Wratten kunnen zich verspreiden door direct contact met de wrat, van persoon op persoon of van het ene lichaamsdeel naar het andere. Meer dan 50% van de wratten verdwijnt binnen 2 jaar zonder behandeling. Wratten zijn echter lelijk en voetwratten kunnen pijnlijk zijn. Daarom kiezen veel mensen ervoor om wratten te behandelen in plaats van te wachten tot ze vanzelf verdwijnen.

Traditioneel zijn er 2 manieren om wratten en voetwratten te behandelen. Enerzijds vloeibare zuurpreparaten die direct op de wrat of voetwat worden aangebracht en anderzijds het verwijderen van wratten door gebruik te maken van lasertherapie, verbranding of cryotherapie (bevriezing) door een arts. De cryotherapie methode kan ook thuis uitgevoerd worden door middel van Wartner® Wrattenverwijderaar voor handen en voeten.

De Wartner® Wrattenpleisters zijn een effectieve en gemakkelijke behandeling om thuis te gebruiken. Geen geknoei en altijd optimaal huid contact. De pleister bevat een sterk geconcentreerde vloeistof om je wratten en voetwratten te verwijderen terwijl je slaapt!

WAT ZIJN WARTNER® WRATTENPLEISTERS EN WAAR WORDEN ZE VOOR GEBRUIKT?

De Wartner® Wrattenpleisters zijn een medisch hulpmiddel geschikt voor de behandeling van gewone wratten (verruca vulgaris) en voetwratten (verruca plantaris). De pleisters bevatten een zeer geconcentreerd zuur om wratten en voetwratten te verwijderen.

Dit zuur zorgt voor een chemische peeling van de huid en stimuleert de celvernieuwing, waardoor de huid vervelt. Op die manier zal nieuwe gezonde huid gevormd worden en zal de wrat of voetwat krimpen en verdwijnen.

WANNEER MAG U DE WARTNER® WRATTENPLEISTERS NIET GEBRUIKEN?

- GEBRUIK NIET op een gevoelige huid, gezicht of geslachtsdelen.
- GEBRUIK NIET samen met andere wrattenbehandelingen.
- GEBRUIK NIET op een ontstoken huid, sneetje of op normale huid zonder wrat.
- GEBRUIK NIET bij kinderen die jonger zijn dan 4 jaar.
- Raadpleeg uw arts wanneer u twijfelt of u wel of niet een wrat heeft.

GEBRUIKSAANWIJZING

Neem een pleister van de transparante folie en plak het direct op de wrat. Als de pleister groter is dan de wrat, knip de pleister dan tot het juiste formaat om alleen het oppervlak van de wrat te bedekken. De pleister kan gemakkelijk worden afgeknipt. Gebruik indien nodig een normale pleister voor extra fixatie. Wij raden aan om de pleister de hele nacht te laten zitten en de volgende ochtend te verwijderen. Herhaal de behandeling elke nacht, totdat wrat volledig is verwijderd. U kunt voor aanbrengen van de wrattenpleister ongeveer 10 minuten een warm bad nemen. Dit helpt de huid te verzachten. Droog uw huid goed af voordat u de wrattenpleister aanbrengt. Aanbevolen behandelingsduur: 7 dagen. U kunt de wrattenpleisters ook overdag aanbrengen om te camoufleren en verspreiding te voorkomen. Geef de wrat in dit geval 's nachts rust door enkel overdag de wrat af te dekken met een wrattenpleister. Als de wrat na de behandeling niet weg is, raden wij aan om de behandeling zowel 's nachts als overdag voort te zetten tot volledige verwijding.

VERWACHT RESULTAAT

Voor de behandeling

Normale wratten bestaan uit een kern van bindweefsel met bloedvaten en zijn omhuld met epitheelweefsel.

Tijdens de behandeling

De huid kan vervellen en kan dikker worden en donkerbruin kleuren door het bloed dat aanwezig is onder de wrat. Dit is een natuurlijke reactie van de huid onder invloed van het salicylzuur en wijst op het positieve genezingsproces van de wrat. Dit kan enkele weken duren. De wrat zal verdwijnen en oudere huidlagen zullen geleidelijk aan vervangen worden door nieuwe gezonde huid. Het kan enkele weken duren voordat de huid volledig hersteld is.

LET OP

- Als de pleister groter is dan de wrat, knip de pleister dan tot het juiste formaat om alleen het oppervlak van de wrat te bedekken. De pleister kan gemakkelijk in het juiste formaat geknipt worden.
- Wanneer de behandelde oppervlakte gaat ontsteken, rood of pijnlijk is, schoonmaken met water en zeep en stop behandeling.
- Wanneer u roodheid of irritatie opmerkt na een of twee applicaties, stop de behandeling.
- Wees extra voorzichtig wanneer u de wrattenpleisters aanbrengt op een dunne of droge huid.
- Ouderlijk toezicht is raadzaam wanneer Wartner Wrattenpleisters wordt gebruikt op kinderen.
- Maximale behandelingsduur bedraagt 12 weken. Indien na 12 weken de wrat niet verdwenen is, adviseren wij de behandeling te staken en een arts te raadplegen voor een alternatieve behandeling.
- Raadpleeg uw arts wanneer u twijfelt of u wel of niet een wrat heeft.
- Wrattenpleisters niet hergebruiken.

ACTIEF INGREDIËNT: Salicylzuur



Pharmasource B.V., Reduittaan 33, 4814 DC Breda - Nederland

Distributeur: Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam
Consumentenservice: ☎ 010-2211007

Voor meer informatie: www.wartner.nl

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in juli 2017

*Alle gewone wratten (verruca vulgaris) met uitzondering van gezicht-, genitale- en waterwratten

Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

CE 0051

