



Boîte de 24 pansements à paillettes
Caja de 24 apósitos de brillo
Box of 24 glitter bandages
72 x 25 mm (x12) - 56 x 19 mm (x12)

EN : Bandages. **WARNING:** Do not use if package is damaged. Clean, disinfect, rinse and dry the wound and its surroundings carefully. Apply the dressing by smoothing the edges. Change the dressing at least twice a day.
DE : Pflaster. **WARNUNG:** Bei beschädigter Verpackung Produkt nicht mehr benutzen. Reinigen, desinfizieren, spülen und trocknen Sie die Wunde und ihre Umgebung gründlich. Tragen Sie den Verband nur und streichen Sie die Ränder glatt. Wechseln Sie den Verband mindestens zweimal pro Tag. **FR/BR/LU :** Pansement. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Appliquer le pansement en lissant les bords. Changer le pansement au moins deux fois par jour. **IT :** Cerotti. **ATTENZIONE:** Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Applicare la medicazione liscando i bordi. Cambiare la medicazione almeno due volte al giorno. **ES :** Espurdipero. **ADVERTENCIA:** No utilizar si el paquete está dañado. Limpiar, desinfectar, enjuagar y secar bien la herida y su entorno. Aplicar el apósito, alisando los bordes. Cambiar el apósito al menos dos veces al día. **NI/BE :** Verband. **WAARSCHUWING:** Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is. Reinig, ontsmet, spoel en droog de wond en het omringende gebied grondig. Breng het verband aan en strijk de randen glad. Verwissel het verband ten minste twee keer per dag.



POLYFLAME EUROPE SAS,
 23 Allée du 1er Mai
 77183 Croissy-Beaubourg
 FRANCE / +33 1 43 99 60 00
www.polyflame.com

 **EXP: 08/2026**

**NON
 STERILE**



MD

CE

Lot : 191896
 Art n° : 40509582



Made in PRC