

DermoPro[®]
DERMOCOSMETIC PROFESSIONAL

MEMBRANE CRYOLIP

Protection, hydratation et lubrification

USAGE PROFESSIONNEL



FACILE
À UTILISER



ULTRA PROTECTION



FORMULE RENFORCÉE
À L'ARNICA

FR

Indication

Membrane imprégnée à utiliser lors de traitement par le froid.

Mode d'emploi

Bien étaler la membrane et son gel sur la partie à traiter. Usage externe, unique, jeter après utilisation.

Propriétés

Membrane compatible tout appareillage, gel haute transparence de qualité pharmaceutique pour utilisation en sécurité à basse température. Enrichie en arnica pour une protection accrue.

Présentation : Membrane 30 x 30 cm. Gel 110 ml / 125 g.



DermoPro 62, rue de Paris
59200 Tourcoing (France)
www.dermopro.fr

MADE IN FRANCE



DLU : voir emballage



INGREDIENTS : GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, AQUA, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE.