

Data-informatie voor Mecera Glucosemeter Startpakket

Status t.o.v. Data Act

- Verbonden product of dienst: nee.
- Geen app, geen internetverbinding, geen bluetooth.
- De informatieplicht voor verbonden producten is niet van toepassing.

Productgegevens

- Merk en model: Mecera GLM-76 bloedglucosemeter.
- SKU: EAN
- EAN: 8720865763316

Gegevens tijdens gebruik

- Type data: bloedglucosewaarde, datum, tijd.
- Real-time datastroom: nee.
- Continu verzamelen: nee.
- Formaat: zichtbaar op het apparaat, geen exportbestand.

Opslag

- Lokaal op de meter.
- Geen opslag op server of cloud.
- Capaciteit: tot 180 testresultaten.
- Weergave van gemiddeldes over 7, 14, 21 en 28 dagen voor AC en PC metingen.
- Bewaartermijn: totdat het geheugen wordt gewist.

Inzien van resultaten

1. Druk op de M knop tot je een pieptoon hoort, de meter start en toont het laatste resultaat.
2. Druk herhaaldelijk op de M knop om eerdere resultaten te bekijken, van meest recent naar oudste.
3. Druk op de S knop om gemiddelden te zien. Je ziet achtereenvolgens 7, 14, 21 en 28 dagen.
4. Sluit af door 2 seconden op de M knop te drukken, of wacht 3 minuten voor automatische uitschakeling.

Export of delen

- Niet beschikbaar. Noteer of fotografeer waarden indien nodig.

Verwijderen van gegevens

- Open het instellingenmenu op de meter en kies Geheugen wissen.
- Volg de stappen in de meegeleverde handleiding.

Contact

- Support: info@aquilapro.nl

Versie en geldigheid

- Documentversie: v1.0
- Geldig vanaf: 1 september 2025