




RUB
pour
les de contact

sterile A

 **CE** 0344



PHMB 0,0001%
info@melleson.nl

03REFUCNB240EF

Eye Fresh No Rub is geschikt voor het desinfecteren, inzetten, verwijderen en reinigen van eiwitvrijgemaakte contactlenzen.
Samenstelling: Eye Fresh No Rub is een gebufferde, isotonische oplossing welke het volgende samenstellingsbestanddeel bevat: Poloxamer 407.

GEBRUIKSAANWIJZING
De garantiesluiting van de fabrikant wordt verbroken door de dop te draaien. Direct na het uitpakken de lenzen beide zijden van de dop grondig spoelen met Eye Fresh No Rub. Plaats de lenzen in de dop en schud deze gedurende 10 seconden. Om de lenzen te gebruiken, draai de dop terug.