



## **Rollerabdeckungen**



**VA118SS (Groß)/VA119SS (Mittel)  
VA119XL (Extragroß)**

## **Gebrauchs- und Wartungsanweisungen**

Diese Datei kann unter [www.aidapt.co.uk](http://www.aidapt.co.uk) angesehen und als PDF heruntergeladen werden. Kunden mit Sehbehinderung können einen kostenlosen PDF-Reader (z. B. [adobe.com/reader](http://adobe.com/reader)) verwenden, um den Text zu vergrößern und für eine bessere Lesbarkeit zu vergrößern.

## EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Scooter-Abdeckung von Aidapt entschieden haben.

**NB. Dieses Gerät muss von einer sachkundigen Person installiert werden.**

## VERWENDUNGSZWECK

Die Scooter-Abdeckung wurde so konzipiert, dass sie 3- oder 4-rädrige Elektroroller bei Nichtgebrauch vollständig abdeckt und Schutz vor Witterungseinflüssen bietet.

## MONTAGEANLEITUNG

Die Scooter-Abdeckung kann bei Bedarf einfach auf- und abgezogen werden; Die Öffnung ist elastisch für einen sicheren Sitz:

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen; Achten Sie darauf, die Verpackung nicht mit scharfen Werkzeugen wie Scheren oder Messern zu öffnen, da dies zu einer Beschädigung der Scooter-Abdeckung führen kann
- **Hinweis. Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen sicher**
- Beginnen Sie entweder am vorderen oder hinteren Ende des Scooters und drapieren Sie die Scooter-Abdeckung über den gesamten Scooter. Achten Sie dabei darauf, dass sich die elastische Öffnung der Abdeckung so weit wie möglich rundherum und unter dem Scooter befindet.
- **Hinweis. Bevor Sie die Scooter-Abdeckung anbringen, müssen Sie sicherstellen, dass der Scooter ausgeschaltet und ggf. die Sekundärbremse betätigt ist. Die Scooter-Abdeckung darf nicht verwendet werden, während der Scooter in Betrieb ist.**

## REINIGUNG

Reinigen Sie Ihre Scooter-Abdeckung nur mit einem milden Reinigungsmittel und einem leicht feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel; Verwenden Sie niemals Scheuermittel.

Die Scooter-Abdeckung kann in der Waschmaschine bei niedriger Temperatur gereinigt werden, idealerweise im Woll- oder Feinwaschgang.

Hängen Sie die Abdeckung nach der Reinigung an einen warmen und trockenen Ort an der Luft. Nicht in direktem Kontakt mit einer Wärmequelle stehen lassen und nicht in den Wäschetrockner geben.

## PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder bei Bedenken eine Sicherheitsüberprüfung des Produkts durch.

## NEUAUSGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu ausstellen oder im Begriff sind, dieses Produkt erneut auszugeben, überprüfen Sie bitte sorgfältig alle Komponenten auf ihre Sicherheit.

**Im Zweifelsfall geben Sie das Produkt bitte nicht aus oder verwenden es nicht, sondern wenden sich umgehend an Ihren Lieferanten, um Serviceunterstützung zu erhalten.**

## WICHTIGE INFORMATIONEN

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen dürfen nicht als Teil oder Begründung einer vertraglichen oder sonstigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) betrachtet werden.

Ltd oder seine Vertreter oder Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder Zusicherung bezüglich der Informationen gegeben.

Bitte lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand walten und gehen Sie bei der Verwendung dieses Produkts keine unnötigen Risiken ein. Als Benutzer müssen Sie die Verantwortung für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts übernehmen.

Bitte zögern Sie nicht, sich an die Person zu wenden, die Ihnen dieses Produkt ausgehändigt hat, oder an den Hersteller (siehe unten), wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

**Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St. Helens, WA9 3EX**  
**Telefon: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: [www.aidapt.com](http://www.aidapt.com)**

**E-Mail: [sales@aidapt.co.uk](mailto:sales@aidapt.co.uk)**