



BIJSLUITER

Veiligheidswaarschuwing:

1. Heeft u de volgende aandoeningen, gebruik dan onze mondstrip niet; problemen met neusademhaling; zwaarlijvigheid (body mass index hoger dan 35); ernstige schrale lippen; alcohol drinken of kalmerende middelen gebruiken; verkoudheidsinfecties, sinussen of oreninfecties; ernstige hart- of ademhalingsproblemen; bloeddruk is extreem laag.
2. Alleen voor uitwendig gebruik

Hoe te gebruiken:

Stap 1: Maak uw mond goed schoon en droog de mond goed af.

Stap 2: Verwijder de bescherm laag en breng de strip op de juiste positie aan.

Stap 3: Wrijf gedurende 10 seconde over de strip, zodat hij goed vast zit.

Stap 4: Verwijder de strip voorzichtig. Maak hierbij gebruik van lauw/warm water.