



Tick Twister®

by O'TOM®



Pratique à emporter!
 Compact & easy to carry!
 Einfach zu Transportieren!
 Handig om mee te nemen!

F - Le tire-tique Tick Twister® est un dispositif qui permet de retirer les tiques de l'homme et de l'animal, sans douleur et de manière efficace (sans laisser la "tête" de la tique dans la peau et sans comprimer son abdomen). Après une piqûre de tique, restez vigilant. Si des symptômes inhabituels se manifestent, consultez votre vétérinaire ou votre médecin.

Mode d'emploi : ne pas tirer mais **TOURNER** jusqu'à ce que la tique se détache.

GB - Tick Twister® tick remover is a device that allows you to remove ticks from humans or animals painlessly and effectively (without leaving the mouthparts of the tick implanted in the skin and without compressing the tick's abdomen).

Stay vigilant after a tick bite. If unusual symptoms occur, consult your veterinarian or doctor immediately.

Directions for use: do not pull but **TWIST** until the tick comes off.



D - Tick Twister® Zeckenentferner erlaubt ein schmerzfreies und effektives Zeckenentfernen von Mensch und Tier ohne dass Teile des Kauapparats der Zecke in der Haut verbleiben oder Druck auf den Körper der Zecke ausgeübt wird.

Blieben Sie wachsam nach einem Zeckenbiss! Suchen Sie bei ungewöhnlichen Symptomen einen Arzt auf!

Benutzung: Nicht ziehen (!) sondern bis zur vollständigen Entfernung der Zecke **DREHEN!**

NL - Met de Tick Twister® tekenhaak kan je teken verwijderen bij mens en dier, pijnloos en efficiënt; er blijven geen monddelen achter en het achterlijf van de teek wordt niet samengedrukt.

Blijf waakzaam na een tekenbeet. Merk je symptomen (rode vlek) op, raadpleeg dan onmiddellijk je huisarts of dierenarts.

Gebruiksaanwijzing: Til dan lichtjes op en **DRAAI** linksom totdat de teek loslaat.

Manufactured by:
 H3D - ZA Sous La Combe
 01590 Livancia - FRANCE

www.tick-twister.com



Lot N° 19-001

