



Itemnummer 1000021312



## Inlegverband, ABENA San, 10, blauwe kleurcode, Premium

- ✓ Hoogwaardige kern met Top-Drytechnologie
- ✓ 360° anti-lekranden voor volledige bescherming
- ✓ Urineverzadigingsindicator met blokverdeling
- ✓ Ondersteunt een gezonde huidbalans
- ✓ Kosteneffectieve oplossing met minder impact op het milieu



### Productomschrijving

ABENA San 5-11 is ons premium assortiment anatomisch gevormde inlegverbanden voor matig tot zwaar urineverlies. De hoogwaardige kern met Top-Drytechnologie zorgt voor een gezonde huid en optimale huidverzorging door de blootgestelde gebieden comfortabel en droog te houden, zelfs na herhaaldelijk urineren. De volledig ademende inlegverbanden zijn voorzien van opstaande anti-lekranden gecombineerd met ingebouwde dwarsranden voor en achter die 360° lekkagebescherming bieden. Beschermen de huid en behouden de natuurlijke pH-balans van de huid. Het speciale geurfilter beperkt nare luchtjes tot een minimum. De urineverzadigingsindicator met blokverdeling helpt de gebruiker en verzorger het product met het juiste absorptieniveau te vinden en geeft aan wanneer het product vervangen moet worden. De dermatologisch geteste producten zijn voorzien van het Nordic Swan Ecolabel. ABENA San in de maten 5-11 moet altijd gebruikt worden met speciaal fixatieondergoed, zoals onze ABENA Fix-producten, om een aansluitende pasvorm te waarborgen en het risico op lekkage te verminderen. Het tweedelige systeem van ABENA, dat bestaat uit fixatiebroeken en een inlegverband, is een kosteneffectieve oplossing die minder materialen gebruikt, minder impact heeft op het milieu en de levenskwaliteit verbetert.



### Specificaties

Basisnaam	Inlegverband
Merk	ABENA
Submerk	San
Formaat	10
Kleur	Wit
Functies	Blauwe kleurcode
Materiaal	BTBS, ECF fluff, elastaan, nonwoven, PE, PP, hars, SAP
Lengte/diepte	730 mm
Breedte	370 mm
Tolerantie	+/- 10%
Absorptie Rothwell	2800 ml
Geslacht	Unisex
Kwaliteitsniveau	Premium
Certificaten	CE, MD, Nordic Swan-milieukeurmerk, UKCA
CE-klasse	Class I
Product- of testnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlijnen, voorschriften en wetten	MDR (EU) 2017/745
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	Buiten bereik van kinderen houden.
Houdbaarheid	5 jaar.

<b>Bewaarinstructies</b>	Opslag: droog, kamertemperatuur en geen zonlicht.
<b>Instructies voor productverwijdering</b>	Afvoeren met huishoudelijk afval.
<b>Instructies voor verwijdering van de verpakking</b>	Kan worden gerecycled of verbrand.

## Gebruiksaanwijzing/toepassing

Inlegverband voor matig tot zwaar urineverlies. Productafmeting is gemakkelijk te herkennen aan kleurcodes, productnamen en maat-/absorptieaanduidingen. ABENA San inlegverbanden zijn geschikt voor iedereen en zijn niet maatgebonden. ABENA San in de maten 5-11 moet altijd gebruikt worden met speciaal fixatieondergoed, zoals onze ABENA Fix-producten. De fixatiebroeken zorgen voor een aangesloten pasvorm en verminderen het risico op lekkage. Trek de fixatiebroek op tot halverwege de benen. Vouw de inlegger in de lengte dubbel zodat er een 'gootje' ontstaat. Trek de inlegger van voren naar achteren tussen de benen. Plaats het bovenste achteruiteinde van de inlegger bij het staartbeen. Strijk de inlegger glad en zorg dat er zich een gootje vormt tussen de benen. Zorg dat de verzadigingsindicator parallel loopt aan de bilnaad. Gebruik de urineverzadigingsindicator om te controleren of het product nauwkeurig in het midden is aangebracht. Strijk de inlegger horizontaal glad aan de voorkant. Trek de fixatiebroek omhoog over het product heen.

## Verpakkingsgegevens

Eenheid	Bevat	Lengte	Breedte	Hoogte	EAN
cil	100 st	60 cm	40 cm	45.2 cm	5713571000670
pak	25 st	34.5 cm	20 cm	29 cm	5713571000663
st	1 st				



Het Nordic Swan Ecolabel is een officieel Scandinavisch milieulabel. Producten met het Nordic Swan Ecolabel voldoen aan strenge milieueisen met betrekking tot grondstofproductie, gebruik, documentatie en veiligheid.



Producten die zijn gelabeld met MD, worden geclassificeerd als medische hulpmiddelen.



De CE-markering garandeert dat een product veilig te gebruiken is en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen. CE staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit) en komt vooral voor op elektronische apparatuur, veiligheidsuitrusting, bouwproducten en medische apparaten.



De UKCA-markering garandeert dat een product veilig is te gebruiken en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de productnormen en wetgeving van het VK.



Anti-lekrandjes in de beuuitsnijding en rond de absorberende kern helpen doorlekken te voorkomen en zorgen voor een optimale pasvorm.



Het product is volledig ademend voor het comfort van de gebruiker, ook bij langdurig gebruik. Voor een intacte en gezonde huid.



Uw garantie dat onze producten zijn getest op ingrediënten die mogelijk huidirritatie kunnen veroorzaken. Tests zijn uitgevoerd door een onafhankelijk extern laboratorium.



De unieke structuur van onze hoogwaardige kern is ontworpen voor de snelle verspreiding en inkapseling van urine, waardoor het oppervlak droog blijft, zelfs na herhaaldelijk plassen.



Het Odor Control-geurfilter is een cruciaal voor de discretie van de gebruiker. De incontinentieproducten van ABENA zijn ontworpen en ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er een minimale geur vrijkomt uit het product.



Unieke Top-Dry-technologie die zorgt voor een snelle absorptie en een droog oppervlak, zelfs na herhaaldelijk plassen.



De urineverzadigingsindicator is een vloeistofgevoelige strip die van kleur verandert of vervaagt wanneer het tijd is om het product te verschonen.



Een combinatie van 100% ademend vermogen, Top-Dry en lekbescherming zorgt voor een droog oppervlak en een gezonde huid, zelfs na herhaaldelijk plassen, waardoor de natuurlijke pH-balans van de huid behouden blijft.



Het product bevat geen latex.



Druppelsysteem dat absorptie aangeeft. Hoe meer druppels, hoe hoger de absorptie. Loopt van 1 tot 9 druppels.

